



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Медтроник»
Плясунова Е.В.

17 «декабря» 2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

система искусственного кровообращения Quantum с принадлежностями.


2021

Система искусственного кровообращения Quantum с принадлежностями.




Рабочая станция Quantum, в составе: Рабочая станция Quantum, кабель питания, не более 10 шт, батарея аккумуляторная.

Общий вид.



Рабочая станция Quantum. Вид сзади.



Модуль управления насосом. Вид спереди.



Spectrum Medical Ltd
 Harrier 4
 Medical Business Park
 Cheltenham Road East
 Gloucester
 GL2 9GL
 UK

20190301

REF QCM
 SN AP1000059

24V 2.1A

CE
 0443


IEC 60601-1
 2nd Edition
 2014

IEC 60601-1
 2nd Edition
 2014

IEC 60601-1
 2nd Edition
 2014

IEC 60601-1
 2nd Edition
 2014

Блок электропитания Quantum. Общий вид.



Spectrum Medical Ltd
Harrier 4
Meteor Business Park
Cheltenham Road East
Gloucester
GL2 9QL
UK

2018-03-13

REF QPS

SN SR1000047

50-60Hz
100-240V 15A max

(01)05060434420763
(11)180313
(21)SR1000047



CE
0843

E357244
Medical Equipment
Rx ONLY




Рама насоса Quantum 2 – Челтенхейм.



Рама насоса Quantum 2 – Челтенхейм




Рама насоса Quantum 4 – Нью-Йорк




Рама насоса Quantum 4 – Нью-Йорк



Набор отверток



Насос роликовый Quantum. Общий вид



Насос роликовый Quantum, размер 4 дюйма (10,2 мм)



REF CRP4
SN AU4000149 Rx Only
24V 2.1A
Spectrum Medical Ltd
Gloucester UK
2018-06-06 GL2 9GL


(01)05060434420794
QR CODE

CE 0843


CLASSIFIED US
UL
E357244

MEDICAL EQUIPMENT


Насос роликовый Quantum, размер 6 дюймов (15,2 мм)



Насос роликовый Quantum, размер 8 дюймов (20,3 мм)




Рукоятка пусковая для насоса размером 4 дюйма (102 мм). Общий вид.




Рукоятка пусковая для насоса размером 6 дюймов (152 мм). Общий вид.



Рукоятка пусковая для насоса размером 8 дюймов (203 мм). Общий вид.




Модуль диагностический Quantum с газовой расходомерной. Общий вид.





Модуль диагностический Quantum с газовой расходомерной. Вид снизу.



Датчик давления. Общий вид.



Датчик уровня в резервуаре. Общий вид.




Датчик уровня в резервуаре.



Датчик отработанного CO₂, в составе: датчик отработанного CO₂, опорный рычаг. Общий вид.



Датчик для измерения потоков крови и детекции эмболов «Flow & Emboli 1/2 X 3/32». Общий вид.




Датчик для измерения потоков крови и детекции эмболов «Flow & Emboli 1/4 X 1/16», модель SPQUANF07. Общий вид




Датчик для измерения потоков крови и детекции эмболов «Flow & Emboli 1/4 X 1/16», модель SPQUANF07. Упаковка



Датчик для измерения потоков крови и детекции эмболов «Flow & Emboli 3/16 X 1/16», модель SPQUANF06. Общий вид



Датчик для измерения потоков крови и детекции эмболов «Flow & Emboli 3/16 X 1/16», модель SPQUANF06. Упаковка



Датчик для измерения сатурации артериальной и венозной крови, гематокрита, и уровня гемоглобина «Sitem 3/16 x 1/16 HCT/SvO2 SaO2», при необходимости, в составе: датчик; держатели, не более 20 шт.



Spectrum Medical

Spectrum Medical Ltd
Harrier 4
Meteor Business Park
Cheltenham Road East
Gloucester
GL2 9QL
UK

0,5 kg MAX
240 x 215 x 60mm



2018-03-26



LOANER DEVICE

Property of Medtronic
Return to: Medtronic Technical Service
Earl Bakkenstraat 10
5422 PJ Heerlen
The Netherlands

© Medtronic, plc


A002A2002

Hb-SO2 Twin 2.0m Sensor OD 5/16"
ID 3/16" x Wall 1/16"

REF 51-000040-00
LOT TR1000055




**Датчик для измерения сатурации артериальной и венозной крови, гематокрита, и уровня гемоглобина «System 3/16 x 1/16 НСТ/SvO2 SaO2», при необходимости, в составе: датчик; держатели, не более 20 шт .
Общий вид.**




Модуль контроля экстракорпорального газообмена крови Quantum. Вид спереди.




Модуль контроля экстракорпорального газообмена крови Quantum. Вид сзади.




Модуль контроля экстракорпорального газообмена крови Quantum. Вид снизу.



Датчик внешний для анестезирующих газов (анестетиков). Общий вид.



Окклюдер левосторонний. Общий вид



Окклюдер левосторонний. Вид снизу




Окклюдер левосторонний. Упаковка



Spectrum Medical

Spectrum Medical Ltd
Harrier 4
Meteor Business Park
Cheltenham Road East
Gloucester
GL2 9QL
UK

2020-10-20



Rx ONLY

WEIGHT - 4.0 kg Max

SIZE - 250 x 220 x 300mm

QSOL


REF 51-000022-00

SN GL1000291



01105060434420732(11)201030(21)GL1000291

Окклюдер правосторонний. Общий вид




Окклюдер правосторонний. Вид снизу



Окклюдер правосторонний. Упаковка

Spectrum Medical®

Spectrum Medical Ltd
Harrier 4
Meteor Business Park
Cheltenham Road East
Gloucester
GL2 9QL
UK



Rx ONLY

WEIGHT - 4.0 kg Max

SIZE - 250 x 220 x 300mm

Q50R


REF 51-000074-00

SN GR1000238



(01)05060434421844(11)200911(21)GR1000238


Зажим двухпозиционный. Общий вид.



Зажим однопозиционный. Общий вид.



Зажим трехпозиционный. Общий вид.



Лоток. Общий вид.




CFN: QUANTR15
Gtin: 05060434421050
Description: SHALLOW TRAY 15mm


Стойка для капельницы. Общий вид.



Кронштейн крепления рабочей станции. Общий вид.




Панель (заглушка) зажима. Вид сверху.



Панель (заглушка) зажима. Вид снизу.




Комплект для крепления выносного привода насоса



Крючок для крепления к раме



Корзинка



Зажим газового баллона




Набор для крепления окклюдера




Держатель датчика давления



Держатель трех датчиков давления



Лента липкая для крепления датчиков



Пример локальной маркировки

	Название медицинского изделия	
	Производитель:	Код UPN
	Страна происхождения:	Код CFN
	Представитель производителя в РФ: ООО «Медтроник»	
	Регистрационное Удостоверение №__ от__	
	Дата изгот./Серия/Годен до: см. упаковку	См. Инструкцию См. символы на упаковке

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью ООО "Медтроник"

61 листа (ов)



Medtronic

ООО «Медтроник»

Вн. тер. г., м.о. Пресненский
Пресненская наб., д.10
Башня С
9 эт., пом. III, ком.41
г. Москва, 123112
Россия

Tel: +7(495) 580 73 77

Fax: +7(495) 580 73 78

www.medtronic.com

Исх. № RA-802 от 05.05.2022 г

В Федеральную службу по надзору
в сфере здравоохранения
109074, Москва, Славянская
пл., д. 4, стр. 1

Макет маркировки медицинского изделия на русском языке

«Система искусственного кровообращения Quantum с принадлежностями», производства
«Спектрум Медикал Лтд.», Великобритания

Информация на русскоязычном стикере

Следующая информация должна быть нанесена на русскоязычном стикере (порядок слов и шрифт текста могут изменяться)

	«Система искусственного кровообращения Quantum с принадлежностями»	
	Производитель: «Спектрум Медикал Лтд.», Великобритания	Код UPN
	Страна происхождения: Великобритания	Код CFN
	Представитель производителя в РФ: ООО «Медтроник»	
	Регистрационное Удостоверение № РЗН 2020/10335 от ____	
	Дата изгот./Серия/ Годеи до: см. упаковку	См. Инструкцию См. символы на упаковке

Генеральный директор
ООО «Медтроник»

В. И. Ивлев 2022 г.

М.П. (при наличии)

