

1. Введение

Материалы расходные предназначены для обеспечения бесперебойной работы анализатора биохимического автоматического Respons 910 в клинично-диагностической практике медицинских учреждений.

2. Блок кювет

Назначение

Блок кювет предназначен для проведения операций инкубации компонентов реакционной смеси и количественных фотометрических измерений биохимических параметров в пробах биологических жидкостей (мочи, плазмы и сыворотки крови, спинномозговой жидкости) колориметрическими и турбидиметрическими методами на анализаторе биохимическом автоматическом Respons 910.

Описание

Реакционные кюветы для анализатора биохимического автоматического Respons 910 объединены в блоки (секторы) по 15 кювет в каждом (Рис. 1).



В фиксирующее устройство измерительного ротора анализатора можно поместить до 7 отдельных блоков кювет, которые образуют цепь измерительных кювет кольцевой формы, что позволяет осуществлять непрерывный процесс фотометрирования при проведении анализов.