

ООО «Компания «ЭЛТА»
+7 (499) 995-25-47
mail@eltald.ru



ДИАБЕТ ПОД КОНТРОЛЕМ. ДОСТУПНО.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Компания «ЭЛТА»
Ю.Ф. Глухов



2022 г.

Макеты новой упаковки

**Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с полоской
электрохимической однократного применения ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ
ЭКСПРЕСС», ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС МИНИ»**

по ТУ 9443-004-78939528-2009

Дата упаковки
(год, месяц)
Номер серии
индикатор
тест-полосок
тест-полосок
Срок годности
тест-полосок

Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с полочкой
электронической индикацией (ПК-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС»)
ПК-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС» (МИНИ), по ТУ 9443-004-78939528-2009
ПУ № ФСР 2009/06498 от

Сателлит® ЭКСПРЕСС

СИСТЕМА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

Глюкометр
Сателлит Экспресс



Компактный
размер

Запоминает результат,
дату и время анализа

Крупные цифры

Время измерения
7 секунд

Индивидуальная
упаковка тест-полосок

Маленькая капля
крови

Тест-полоски доступны по программе
льготного обеспечения граждан РФ.
Спрашивайте у лечащего врача.

Служба заботы и сервиса 24/7:
8 800 250-17-50
(звонок по России бесплатный)

Сервисные центры по всей
России и СНГ

Сателлит® ЭКСПРЕСС

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

- Глюкометр Сателлит Экспресс
с элементом питания, контрольная
полоска, футляр
- Тест-полоски Сателлит Экспресс
(25 штук в индивидуальной упаковке
в комплекте с кодовой полоской)
- Ручка для прокалывания Сателлит
- Панцеты однократного
применения (25 штук)
- Эксплуатационная документация

Температура хранения от -20 до +30 °C
Температура эксплуатации от +18 до +35 °C

Система менеджмента качества
сертифицирована на соответствие
требованиям ISO 9001 и ISO 13485

* Стандарт ISO 15197



Сателлит® ЭКСПРЕСС



СИСТЕМА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

В комплекте
25 тест-полосок
и ланцетов

Точность
соответствует
международному
стандарту*

Бессрочное
гарантийное
обслуживание

СОВМЕСТИМ
с тест-полосками
Сателлит® ЭКСПРЕСС

Сателлит® ЭКСПРЕСС



В комплекте
25 тест-полосок
и ланцетов

Точность
соответствует
международному
стандарту*

Бессрочное
гарантийное
обслуживание

ЭЛТА

Производитель:
ООО «Компания «ЭЛТА»
диабетподконтролем.рф, mail@eltd.ru

Юридический адрес:
Россия, 124460, г. Москва,
антер г. муниципальный округ Силино,
г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова,
д. 3 стр. 4

Место производства:
Россия, 124460, Москва, г. Зеленоград,
ул. Конструктора Гуськова, д. 3, стр. 4

Почтовый адрес:
Россия, 124365, Москва, г. Зеленоград, а/я 5

Сделано в РФ

ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ ГЛЮКОМЕТРА

Сателлит® ЭКСПРЕСС



Используются в составе медицинского изделия
«Измеритель концентрации глюкозы в крови
портативный с полоской* электрохимической
однократного применения ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ
ЭКСПРЕСС», ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС МИНИ»
по ТУ 9443-004-78939528-2009»

РУ № ФСР 2009/06498 от

Температура хранения от -20 до +30 °С
Температура эксплуатации от +18 до +35 °С
Система менеджмента качества сертифицирована
на соответствие требованиям ISO 9001 и ISO 13485



НЕТОКСИЧНО
ВНУТРИ



Производитель:

ООО «Компания «ЭЛТА»
диабетподконтролем.рф, mail@eltaltd.ru

Юридический адрес:

Россия, 124460, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Силино, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 3 стр. 4

Место производства:

Россия, 124460, Москва, г. Зеленоград,
ул. Конструктора Гуськова, д. 3, стр. 4

Почтовый адрес:

Россия, 124365, Москва, г. Зеленоград, а/я 5

Служба заботы и сервиса 24/7:

8 800 250-17-50 (звонок по России бесплатный)

Сделано в РФ



ЭЛТА



50
штук

Сателлит® ЭКСПРЕСС

ТЕСТ-ПОЛОСКИ*

САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ
ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ



50
штук

КОДОВАЯ ПОЛОСКА
В КОМПЛЕКТЕ



для глюкометра
Сателлит® ЭКСПРЕСС

50
штук

Номер серии:
Срок годности:

Прошнуровано и
пронумеровано на 3 листах
Копия верна

Генеральный директор
ООО «Компания «ЭЛТА»


Ю.Ф. Глухов