

ООО «Компания «ЭЛТА»
+7 (499) 995-25-47
mail@eltaltd.ru



ЭЛТА

ДИАБЕТ ПОД КОНТРОЛЕМ. ДОСТУПНО.

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «Компания «ЭЛТА»
Ю.Ф. Глухов

" 07 " 04 2022 г.

Макеты новой упаковки

**«Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови
портативный ПКГ-02 «Сателлит» в комплекте с полоской
электрохимической однократного применения ПКГЭ-02
по ТУ 9443-003-29149289-2001»**

**ТЕСТ-ПОЛОСКИ
ДЛЯ ГЛЮКОМЕТРА
Сателлит®**



Используются в составе медицинского изделия «Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный ПКГ-02 «Сателлит» в комплекте с полоской* электрохимической однократного применения ПКГЭ-02 по ТУ 9443-003-29149289-2001»
РУ № ФСР 2011/12518 от

Температура хранения от -20 до +30 °С
Температура эксплуатации от +18 до +30 °С
Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001 и ISO 13485



Производитель:

ООО «Компания «ЭЛТА»
диабетподконтролем.рф, mail@elitaltd.ru

Юридический адрес:

Россия, 124460, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Силино, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 3, стр. 4

Место производства:

Россия, 124460, Москва, г. Зеленоград,
ул. Конструктора Гуськова, д. 3, стр. 4


Почтовый адрес:

Россия, 124365, Москва, г. Зеленоград, а/я 5

Служба заботы и сервиса 24/7:

8 800 250-17-50 (звонок по России бесплатный)

Сделано в РФ



Сателлит®

Сателлит®
ТЕСТ-ПОЛОСКИ*
САТЕЛЛИТ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ
ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ



**50
штук**



для глюкометра
Сателлит®

Сателлит®

**50
штук**

Номер серии:
Срок годности:

Сателлит®

СИСТЕМА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

Глюкометр
Сателлит



В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

- Глюкометр Сателлит с элементом питания, контрольная полоска, футляр
- Тест-полоски Сателлит (10 штук в индивидуальной упаковке)
- Эксплуатационная документация

Тест-полоски доступны по программе льготного обеспечения граждан РФ. Спрашивайте у лечащего врача.

Служба заботы
и сервиса 24/7:
8 800 250-17-50
(звонок по России бесплатный)

Сервисные центры
по всей России и СНГ

Дата упаковки
(год, месяц)
Номер серии
индикатор
тест-полосок
тест-полосок
Срок годности
индикатор

Сателлит®


Экспресс-измеритель
концентрации глюкозы
в крови портативный
ПКГЭ-02 «Сателлит»
в комплекте с полоской
электрохимической
однократного применения
ПКГЭ-02 по
ТУ 9443-003-29149289-2001
РУ № ФСР 2011/I12518
от

Температура хранения
от -20 до +30 °С

Температура эксплуатации
от +16 до +30 °С

Система менеджмента
качества сертифицирована
на соответствие
требованиям ISO 9001
и ISO 13485

*Стандарт ISO 15197



Сателлит®

СИСТЕМА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

Бессрочное
гарантийное
обслуживание

Точность
соответствует
международному
стандарту*

В комплекте
10 тест-полосок

совместим
с тест-полосками
Сателлит®



Сателлит®



Производитель:
ООО «Оборудование «ЭЛТА»
для диабетодиагностики р.ф.
mail@eltd.ru

Юридический адрес:
Россия, 124460, г. Москва,
выпуск, муниципальный
округ Ситово, г. Зеленоград,
ул. Конструктора Гуськова,
д. 3 стр. 4


Место производства:
Россия, 124460, Москва,
г. Зеленоград,
ул. Конструктора Гуськова,
д. 3 стр. 4

Почтовый адрес:
Россия, 124365, Москва,
г. Зеленоград, а/я 5

Сделано в РФ

Прошнуровано и
пронумеровано на 3 листах
Копия верна

Генеральный директор
ООО «Компания «ЭЛТА»


Ю.Ф. Глухов