



ООО «ЗДОРОВЫЙ МИР»
195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова 18,
лит. Д, пом. 9Н, комн. №203-205
tel./fax: (812) 385-74-55, 574-60-31
e-mail: info@zmir.ru
http://www.zmir.ru

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор



ООО «Здоровый Мир»


Р.И. Махмудов

секретарь 2018 г.

Фотографии изделия медицинского назначения

**Аппараты двигательные для продолжительной пассивной мобилизации
суставов**


ARTROMOT с принадлежностями



Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации локтевого сустава ARTROMOT-E с ручным программным пультом




Ормед Гмбх
Мерцхойзенштрассе 112
79100 Фрайбург



2016-05
Сделано в Германии

Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации локтевого
сустава **ARTROMOT-E**

Уполномоченный представитель производителя:
ООО "Здоровый Мир", 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова 18, лит.
Д, пом. 9Н, комн. №203-205




IP21


100 – 240 V~
40 VA
50/60 Hz
2x T2A H250V

SN

25024




CE-0297



Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации локтевого сустава ARTROMOT-E2 с ручным программным пультом



Ормед Гмбх
Мерцхойзенштрассе 112
79100 Фрайбург



2018-01
Сделано в Германии

Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации локтевого
сустава **ARTROMOT-E2**

Уполномоченный представитель производителя:
ООО "Здоровый Мир", 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова 18, лит.
Д, пом. 9Н, комн. №203-205



IP21


100 – 240 V~
33 VA
50/60 Hz
2x T2A H250V

REF


80.00.031

SN

25045




CE-0297



Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации локтевого сустава ARTROMOT-E2
Compact с ручным программным пультом



Ормед Гмбх
Мерцхойзенштрассе 112
79100 Фрайбург



2018-01
Сделано в Германии

Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации локтевого
сустава **ARTROMOT-E2 Compact**

Уполномоченный представитель производителя:
ООО "Здоровый Мир", 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова 18, лит.
Д, пом. 9Н, комн. №203-205



IP21



100 – 240 V~
33 VA
50/60 Hz
2x T2A H250V

REF


80.00.032

SN

25039




CE-0297



Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов
ARTROMOT-K1 Standard с ручным программным пультом



Ормед Гмбх
Мерцхойзенштрассе 112
79100 Фрайбург



2017-11
Сделано в Германии

Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов **ARTROMOT-K1 Standard**

Уполномоченный представитель производителя:

ООО "Здоровый Мир", 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова 18, лит. Д, пом. 9Н, комн. №203-205



IP21

100 – 240 V~
40 VA
50/60 Hz
2x T2A H250V

REF


80.00.040

SN

35247




CE-0297



Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов
ARTROMOT-K1 Standard Chip с ручным программным пультом



Ормед Гмбх
Мерцхойзенштрассе 112
79100 Фрайбург



2017-11
Сделано в Германии

Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов **ARTROMOT-K1 Standard Chip**

Уполномоченный представитель производителя:
ООО "Здоровый Мир", 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова 18, лит. Д, пом. 9Н, комн. №203-205



IP21


100 – 240 V~
40 VA
50/60 Hz
2x T2A H250V

REF


80.00.041

SN

35251




CE-0297



Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов
ARTROMOT-K1 Comfort с ручным программным пультом



Ормед Гмбх
Мерцхойзенштрассе 112
79100 Фрайбург



2017-11
Сделано в Германии

Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов **ARTROMOT-K1 Comfort**

Уполномоченный представитель производителя:
ООО "Здоровый Мир", 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова 18, лит. Д, пом. 9Н, комн. №203-205



IP21


100 – 240 V~
40 VA
50/60 Hz
2x T2A H250V

REF


80.00.042

SN

35256




CE-0297



Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов
ARTROMOT-K1 Comfort Chip с ручным программным пультом



Ормед Гмбх
Мерцхойзенштрассе 112
79100 Фрайбург



2017-11
Сделано в Германии

Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов **ARTROMOT-K1 Comfort Chip**

Уполномоченный представитель производителя:
ООО "Здоровый Мир", 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова 18, лит. Д, пом. 9Н, комн. №203-205



IP21

100 – 240 V~
40 VA
50/60 Hz
2x T2A H250V

REF

80.00.043


SN

35259




CE-0297


Маркировка аппарата для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов ARTROMOT-K1 Comfort Chip



Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов
ARTROMOT-K1 Comfort set с ручным программным пультом



Ормед Гмбх
Мерцхойзенштрассе 112
79100 Фрайбург



2017-11
Сделано в Германии

Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов **ARTROMOT-K1 Comfort set**

Уполномоченный представитель производителя:
ООО "Здоровый Мир", 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова 18, лит. Д, пом. 9Н, комн. №203-205



IP21


100 – 240 V~
40 VA
50/60 Hz
2x T2A H250V

REF

80.00.044


SN

35263



CE-0297


Маркировка аппарата для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов ARTROMOT-K1 Comfort set



Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов
ARTROMOT-K1 Comfort Chip set с ручным программным пультом



Ормед Гмбх
Мерцхойзенштрассе 112
79100 Фрайбург



2017-11
Сделано в Германии

Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов **ARTROMOT-K1 Comfort Chip set**

Уполномоченный представитель производителя:

ООО "Здоровый Мир", 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова 18, лит. Д, пом. 9Н, комн. №203-205



IP21

100 – 240 V~
40 VA
50/60 Hz
2x T2A H250V

REF

80.00.046


SN

35269



CE-0297


Маркировка аппарата для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов ARTROMOT-K1 Comfort Chip set



Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов
ARTROMOT-K1 Classic с ручным программным пультом



Ормед Гмбх
Мерцхойзенштрассе 112
79100 Фрайбург



2017-10
Сделано в Германии

Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов **ARTROMOT-K1 Classic**

Уполномоченный представитель производителя:
ООО "Здоровый Мир", 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова 18, лит. Д, пом. 9Н, комн. №203-205



IP21

100 – 240 V~
40 VA
50/60 Hz
2x T2A H250V

REF


80.00.045

SN


35186




CE-0297



Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов
ARTROMOT-K2 PRO с ручным программным пультом



Ормед Гмбх
Мерцхойзенштрассе 112
79100 Фрайбург



2016-04
Сделано в Германии

Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов **ARTROMOT-K2 PRO**

Уполномоченный представитель производителя:
ООО "Здоровый Мир", 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова 18, лит. Д, пом. 9Н, комн. №203-205



IP21

100 – 240 V~


33 VA

50/60 Hz


2x T2A H250V

SN

36264




CE-0297



Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов
ARTROMOT-K2 PRO Chip с ручным программным пультом



Ормед Гмбх
Мерцхойзенштрассе 112
79100 Фрайбург



2016-04
Сделано в Германии

Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов **ARTROMOT-K2 PRO Chip**

Уполномоченный представитель производителя:

ООО "Здоровый Мир", 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова 18, лит. Д, пом. 9Н, комн. №203-205



IP21

100 – 240 V~


33 VA

50/60 Hz

2x T2A H250V


SN

36269



CE-0297


Маркировка аппарата для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов ARTROMOT-K2 PRO Chip



Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов
ARTROMOT-K3 с ручным программным пультом



Ормед Гмбх
Мерцхойзенштрассе 112
79100 Фрайбург



2016-06
Сделано в Германии

Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и
тазобедренного суставов **ARTROMOT-K3**

Уполномоченный представитель производителя:
ООО "Здоровый Мир", 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова 18, лит.
Д, пом. 9Н, комн. №203-205




IP21

100 – 240 V~
40 VA
50/60 Hz
2x T2A H250V

SN

36276



CE-0297


Маркировка аппарата для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов ARTROMOT-K3



Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов
ARTROMOT-K4 с ручным программным пультом



Ормед Гмбх
Мерцхойзенштрассе 112
79100 Фрайбург



2016-05
Сделано в Германии

Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов **ARTROMOT-K4**

Уполномоченный представитель производителя:
ООО "Здоровый Мир", 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова 18, лит. Д, пом. 9Н, комн. №203-205




IP21


100 – 240 V~
40 VA
50/60 Hz
2x T2A H250V

SN

36280



CE-0297



Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации плечевого сустава ARTROMOT-S3 с ручным программным пультом



Ормед Гмбх
Мерцхойзенштрассе 112
79100 Фрайбург



2017-11
Сделано в Германии

Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации плечевого сустава **ARTROMOT-S3**

Уполномоченный представитель производителя:
ООО "Здоровый Мир", 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова 18, лит.
Д, пом. 9Н, комн. №203-205



IP21

100 – 240 V~
40 VA
50/60 Hz
2x T2A H250V

REF


80.00.023

SN

26113




CE-0297



Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации плечевого сустава ARTROMOT-S3
Comfort с ручным программным пультом



Ормед Гмбх
Мерцхойзенштрассе 112
79100 Фрайбург



2018-01
Сделано в Германии

Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации плечевого сустава **ARTROMOT-S3 Comfort**

Уполномоченный представитель производителя:
ООО "Здоровый Мир", 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова 18, лит.
Д, пом. 9Н, комн. №203-205



IP21

100 – 240 V~
40 VA
50/60 Hz
2x T2A H250V

REF


80.00.024

SN

26254




CE-0297



Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации голеностопного сустава
ARTROMOT-SP2 1M с ручным программным пультом



Ормед Гмбх
Мерцхойзенштрассе 112
79100 Фрайбург



2016-03
Сделано в Германии

Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации
голеностопного сустава **ARTROMOT-SP2 1M**

Уполномоченный представитель производителя:
ООО "Здоровый Мир", 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова 18, лит.
Д, пом. 9Н, комн. №203-205




IP21


100 – 240 V~
33 VA
50/60 Hz
2x T2A H250V

SN

20235



CE-0297



Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации голеностопного сустава
ARTROMOT-SP2 2M с ручным программным пультом



Ормед Гмбх
Мерцхойзенштрассе 112
79100 Фрайбург



2016-03
Сделано в Германии

Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации
голеностопного сустава **ARTROMOT-SP2 2M**

Уполномоченный представитель производителя:
ООО "Здоровый Мир", 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова 18, лит.
Д, пом. 9Н, комн. №203-205



IP21

100 – 240 V~


33 VA

50/60 Hz


2x T2A H250V

SN

20240




CE-0297



Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации голеностопного сустава
ARTROMOT-SP3 Standard с ручным программным пультом




Ормед Гмбх
Мерцхойзенштрассе 112
79100 Фрайбург



2017-05
Сделано в Германии

Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации
голеностопного сустава **ARTROMOT-SP3 Standard**

Уполномоченный представитель производителя:
ООО "Здоровый Мир", 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова 18, лит.
Д, пом. 9Н, комн. №203-205



IP21

100 – 240 V~
33 VA
50/60 Hz
2x T2A H250V

REF


80.00.035

SN

20430




CE-0297



Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации голеностопного сустава
ARTROMOT-SP3 Standard Chip с ручным программным пультом




Ормед Гмбх
Мерцхойзенштрассе 112
79100 Фрайбург



2017-05
Сделано в Германии

Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации
голеностопного сустава **ARTROMOT-SP3 Standard Chip**

Уполномоченный представитель производителя:
ООО "Здоровый Мир", 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова 18, лит.
Д, пом. 9Н, комн. №203-205



IP21

100 – 240 V~
33 VA
50/60 Hz
2x T2A H250V

REF


80.00.036

SN


20431




CE-0297



Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации голеностопного сустава
ARTROMOT-SP3 Comfort с ручным программным пультом




Ормед Гмбх
Мерцхойзенштрассе 112
79100 Фрайбург



2017-11
Сделано в Германии

Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации
голеностопного сустава **ARTROMOT-SP3 Comfort**

Уполномоченный представитель производителя:
ООО "Здоровый Мир", 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова 18, лит.
Д, пом. 9Н, комн. №203-205



IP21


100 – 240 V~
33 VA
50/60 Hz
2x T2A H250V

REF


80.00.037

SN

25032



CE-0297



Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации голеностопного сустава
ARTROMOT-SP3 Comfort Chip с ручным программным пультом




Ормед Гмбх
Мерцхойзенштрассе 112
79100 Фрайбург



2018-01
Сделано в Германии

Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации
голеностопного сустава **ARTROMOT-SP3 Comfort Chip**

Уполномоченный представитель производителя:
ООО "Здоровый Мир", 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова 18, лит.
Д, пом. 9Н, комн. №203-205



IP21

100 – 240 V~
33 VA
50/60 Hz
2x T2A H250V

REF


80.00.038

SN

25044




CE-0297



Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации голеностопного сустава
ARTROMOT-SP3 Comfort set с ручным программным пультом



Ормед Гмбх
Мерцхойзенштрассе 112
79100 Фрайбург



2018-01
Сделано в Германии

Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации
голеностопного сустава **ARTROMOT-SP3 Comfort set**

Уполномоченный представитель производителя:
ООО "Здоровый Мир", 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова 18, лит.
Д, пом. 9Н, комн. №203-205



IP21


100 – 240 V~
33 VA
50/60 Hz
2x T2A H250V

REF


80.00.034

SN

25050



CE-0297



Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации голеностопного сустава
ARTROMOT-SP3 Comfort Chip set с ручным программным пультом




Ормед Гмбх
Мерцхойзенштрассе 112
79100 Фрайбург



2018-01
Сделано в Германии

Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации
голеностопного сустава **ARTROMOT-SP3 Comfort Chip set**

Уполномоченный представитель производителя:
ООО "Здоровый Мир", 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова 18, лит.
Д, пом. 9Н, комн. №203-205



IP21


100 – 240 V~
33 VA
50/60 Hz
2x T2A H250V

REF


80.00.039

SN

25054



CE-0297



Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации голеностопного сустава
ARTROMOT-SP3 Classic с ручным программным пультом




Ормед Гмбх
Мерцхойзенштрассе 112
79100 Фрайбург



2017-11
Сделано в Германии

Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации
голеностопного сустава **ARTROMOT-SP3 Classic**

Уполномоченный представитель производителя:
ООО "Здоровый Мир", 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова 18, лит.
Д, пом. 9Н, комн. №203-205



IP21

100 – 240 V~
33 VA
50/60 Hz
2x T2A H250V

REF

80.00.033

SN

20425



CE-0297



Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации кисти, включая большой палец
ARTROMOT F с ручным программным пультом и блоком питания

Маркировка аппарата для продолжительной пассивной мобилизации кисти, включая большой палец ARTROMOT F



SN

AF3-00630



CE
0297

6000

IP22

Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации кисти, включая большой палец
ARTROMOT F

Уполномоченный представитель производителя:

ООО "Здоровый Мир", 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова 18, лит. Д, пом. 9Н, комн. №203-205



КьюЭйЭл Медикал, ЛЛС

3000 Вулск Роуд, Маринетт, Висконсин, 54143, США




2017-06



Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации лучезапястного сустава ARTROMOT H с блоком питания

Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации
лучезапястного сустава **ARTROMOT H**



SN

АН3-01133

Уполномоченный представитель производителя:
ООО "Здоровый Мир", 195197, г. Санкт-Петербург,
ул. Жукова 18, лит. Д, пом. 9Н, комн. №203-205



КьюЭйЭл Медикал, ЛЛС
3000 Вулск Роуд, Маринетт, Висконсин, 54143, США

2017-06


IP22



Соединительный кабель




Ролики




Транспортная сумка



Чип-карта



Фиксатор для нижней конечности



Тележка

ООО «Здоровый Мир»

Итого в настояще документе

_____ листа (ов)

Генеральный директор
Махмудов Говшиан Ибрагим оглы

