




МЕДПОЛИМЕР

Санкт-Петербург

**Катетеры мочеточниковые полимерные рентгеноконтрастные
однократного применения стерильные**



Катетеры мочеточниковые предназначены для введения в мочеточники и почки через катетеризационные цистоскопы с целью диагностики и лечения в условиях клиник, больниц, госпиталей.

Область применения - урология.

Катетеры изготовлены из рентгеноконтрастного термолабильного биологически инертного полимера. Конеч катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Боковые отверстия обеспечивают беспрепятственный вывод жидкости из организма и введение лекарственных средств. Кольцевые метки на катетерах позволяют контролировать глубину его введения.

В каждый катетер вставлен мандрен из упругой проволоки.

Номер катетера

(по шкале Шарьера)	3	4	5	6	7	8
Диаметр катетера, мм	1,0	1,33	1,66	2,0	2,33	2,66
Длина катетеров, мм	710					

Катетеры нетоксичны, апирогенны, стерильны. Стерилизация радиационная.

С целью сохранения прямолинейности катетер упакован в жёсткий футляр (чехол с колпачком). Катетер в футляре упакован в герметичный пакет, обеспечивающий сохранение его качественных параметров в течение всего срока хранения. Гарантийный срок хранения 3 года.

Катетеры в потребительской таре уложены в ящик из гофрированного картона по 300 штук.

Директор по качеству
и новым разработкам



О.В. Свинцова