

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор
ООО «Здравмедтех-Н»

Клевасов А.И.

" 4 " Октября 2019 г.



**Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
«Комплект белья хирургического одноразового стерильного
«Здравмедтех» по ТУ 13.95.10-009-70516780-2019»**

№	Наименование	Характеристика	Количество
«Комплект белья хирургического одноразового стерильного «Здравмедтех» по ТУ 13.95.10-009-70516780-2019» в составе:			
1	Простыня операционная (покрытие)	400х400 мм, пл. 74 г/м ²	1
2	Простыня операционная (покрытие)	400х400мм (впитывающая зона, липкий край, лента операционная) пл. 54/74 г/м ²	1
3	Простыня операционная (покрытие)	П-образная 400х400х400х400мм (впитывающая зона, липкий край, карман, карман с фиксатором) пл. 35/74 г/м ² , п/з 40 мкм	1
4	Простыня операционная (покрытие)	Т-образная 2000х2000х2000мм с отверстием 100х200мм (операционная пленка, впитывающая зона, липкий край, карман, карман с фиксатором, дополнительные вставки) пл. 35/74 г/м ² , п/з 40 мкм	1
5	Простыня операционная (покрытие)	2000х2000мм, с отверстием 100х200мм или диаметром 100мм (операционная пленка, впитывающая зона, липкий край, мешок для сбора жидкости с фиксатором, мешок для сбора жидкости с фиксатором и фильтром, карман, карман с фиксатором, карман с фиксатором и отводом, градуированная сумка, дополнительные вставки, эластичная манжета, встроенные бахилы, лента операционная) пл. 35/54/127 г/м ² , п/з 40 мкм	1
6	Простыня операционная (покрытие)	2000х2000мм, с отверстиями (2) 100х100мм, или диаметром 100 мм (операционная пленка, впитывающая зона, липкий край, мешок для сбора жидкости с фиксатором, мешок для сбора жидкости с фиксатором и фильтром, карман, карман с фиксатором, карман с фиксатором и отводом, градуированная сумка, дополнительные вставки, эластичная манжета, встроенные бахилы, лента операционная) пл. 54/74/127 г/м ² , п/з 40 мкм	1
7	Простыня операционная (покрытие)	1000х1000мм, с П-образным вырезом 500х200мм (впитывающая зона, липкий край, перинеальное покрытие) пл. 54/74 г/м ²	1
8	Простыня операционная (покрытие)	1000х1000мм, с U-образным вырезом 500х200мм (впитывающая зона, липкий край, перинеальное покрытие) пл. 54/74 г/м ²	1
9	Простыня операционная (покрытие)	1000х1000мм, с вырезом 500х200мм (впитывающая зона, липкий край, перинеальное покрытие) пл. 54/74 г/м ²	1
10	Полотенце (салфетка)	100х100мм пл. 60 г/м ²	1
11	Пеленка впитывающая многослойная	400х600мм пл. 90 г/м ²	1
12	Простыня хирургическая в рулоне	200х4000мм пл. 60 г/м ²	1
13	Простыня хирургическая в рулоне с перфорацией	200х4000мм пл. 60 г/м ²	1
14	Чехол хирургический на инструментальный столик	1400х800мм (впитывающая зона, липкий край, карман, карман с фиксатором, откидная пеленка) пл. 60 г/м ² , п/з 100 мкм	1
15	Чехол хирургический на инструментальный столик	1000х1000х500мм (впитывающая зона, липкий фиксатор, карман, карман с фиксатором, откидная пеленка) пл. 60 г/м ² , п/з 100 мкм	1
16	Чехол на оборудование	500х1000 мм или диаметром 200мм (пластиковое кольцо, линза, завязки, кулиса, липкий край, фиксатор) пл. 40 г/м ²	1
17	Коврик	100х100мм пл. 250 г/м ²	1
18	Одеяло (покрытие) для согревания пациента	1000х500мм пл. 100 г/м ²	1

Дата изготовления: май 2019 г. Партия: 2197

не токсично апиrogenно

Хранить в закрытом помещении при t от +5 °C до +40 °C и влажности не более 80%

СООТВЕТСТВУЕТ ТУ 13.95.10-009-70516780-2019, РУ №

			Стерильность гарантирована при целостности упаковки	STERILE	R	Гарантийный срок хранения 5 лет
---	---	---	---	---------	---	---------------------------------

ООО «ЗДРАВМЕДТЕХ-Н», юридический адрес: 630004, г. Новосибирск, Комсомольский Проспект, д. 13/1, оф. 409,
фактический адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Плавневая, д. 30, корп. 1а; тел./факс: 8 (383) 278-74-94, e-mail: info@zmt-nsk.ru, www.zmt.ru

Сделано в России


БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДТВЕРЖДЕННАЯ КАЧЕСТВОМ

Маркировка:


Комплект белья хирургического одноразового стерильного «Здравмедтех» по ТУ 13.95.10-009-70516780-2019



Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000)мм



Простыня операционная (покрытие) (впитывающая зона, липкий край, лента операционная)
(400-4000)х(400-4000)мм



Простыня операционная (покрытие) П-образная (400-4000)x(400-4000)x(400-4000)x(400-4000)мм (впитывающая зона, липкий край, карман, карман с фиксатором)




Простыня операционная (покрытие) Т-образная (400-4000)х(400-4000)х(400-4000)мм с отверстием (20-400)х(20-600)мм (операционная пленка, впитывающая зона, липкий край, карман, карман с фиксатором, дополнительные вставки)




Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000)мм, с отверстием (20-400)х(20-600)мм или диаметром (20-600)мм (операционная пленка, впитывающая зона, липкий край, мешок для сбора жидкости с фиксатором, мешок для сбора жидкости с фиксатором и фильтром, карман, карман с фиксатором, карман с фиксатором и отводом, градуированная сумка, дополнительные вставки, эластичная манжета, встроенные бахилы, лента операционная)




Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000)мм, с отверстиями (не более 6) (20-400)х(20-600)мм или диаметром (20-600)мм (операционная пленка, впитывающая зона, липкий край, мешок для сбора жидкости с фиксатором, мешок для сбора жидкости с фиксатором и фильтром, карман, карман с фиксатором, карман с фиксатором и отводом, градуированная сумка, дополнительные вставки, эластичная манжета, встроенные бахилы, лента операционная)




Простыня операционная (покрытие) (400-4000)x(400-4000)мм, с П-образным вырезом (50-1000)x(50-400)мм (впитывающая зона, липкий край, перинеальное покрытие)



Простыня операционная (покрытие) (400-4000)х(400-4000)мм, с U-образным вырезом (50-1000)х(50-400)мм (впитывающая зона, липкий край, перинеальное покрытие)




Простыня операционная (покрытие) (400-4000)x(400-4000)мм, с вырезом (10-1000)x(10-400)мм (впитывающая зона, липкий край, перинеальное покрытие)




Полотенце (салфетка) (100-1000)x(100-1000)мм




Пеленка впитывающая многослойная (100-2000)х(100-2000)мм



Простыня хирургическая в рулоне (200-3000)х(4000-250000)мм



Простыня хирургическая в рулоне с перфорацией (200-3000)х(4000-250000)мм



Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)х(100-3000)мм (впитывающая зона, липкий край, карман, карман с фиксатором, откидная пеленка)



Чехол хирургический на инструментальный столик (100-3000)x(100-3000)x(100-3000)мм
(впитывающая зона, липкий фиксатор, карман, карман с фиксатором, откидная пеленка)



Чехол на оборудование (20-3000)x(50-4000) мм или диаметром (50-4000) мм (пластиковое кольцо, линза, завязки, кулилка, липкий край, фиксатор)



Коврик (40-1000)х(40-1000)мм



Одеяло (покрытие) для согревания пациента (500-4000)х(500-4000)мм

Пронумеровано, пронумеровано
в количестве 21
(двадцати одного) л. в
ген.директор Клевасов . И.

