

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер по регистрации и
контролю качества ООО "
Страйкер"

Мойсеева А.В.

(Подпись)



14 февраля 2023 г.

Фотографические изображения медицинского изделия
«Система хирургическая навигационная с принадлежностями»




I. Стойка навигационная NAV3, в составе: системный блок; планшет ввода-вывода; монитор; навигационная камера FP6000; интерфейсный блок; основание с колесами; кронштейн камеры; шарнир камеры; стойка; рукоятка камеры; держатель для кабеля; подставка для мыши.



II. Стойка навигационная NAV3i, в составе: системный блок; панель ввода-вывода; планшет ввода-вывода; монитор; навигационная камера FP6000; камера LiveCam 6CH-00002; интерфейсный блок; стойка; колеса со стопорами и защитой кабеля; ящик; кронштейн камеры; рукоятка камеры; кронштейн монитора; фиксатор монитора; держатель для кабеля; фиксатор кронштейна камеры; рукоятка стойки; подставка для мыши; блок питания; источник бесперебойного питания NAV3i.




Калибрационное устройство точечное.



Пойнтер для задней черепной ямки, левый.



Пойнтер для задней черепной ямки, правый.



Пойнтер большой.




Пойнтер малый.




Пойнтер назальный



Пойнтер ортопедический.



Пойнтер ортопедический ORTHOGRIP.




2.18

Пойнтер прямой.



Трекер бедренный.



Трекер бедренный nGenius.



Трекер большеберцовый nGenius.




Трекер большеберцовый/тазовый.



Трекер инструментальный.



Трекер пациента зеленый.



Трекер спинальный.



Трекер универсальный.



Трекер универсальный nGenius.



Трекер пациента голубой.

2.29



Трубка аспирационная для задней черепной ямки, левая, 2.7мм.

2.30



Трубка аспирационная для задней черепной ямки, левая, 4.0мм.

2.31



Трубка аспирационная для задней черепной ямки, правая, 2.7мм.


2.32




Трубка аспирационная для задней черепной ямки, правая, 4.0мм.



Трубка аспирационная для фронтального синуса, левая, 2.7мм.




Трубка аспирационная для фронтального синуса, правая, 2.7мм.



2.35

Трубка аспирационная назальная, 2.7мм.



2.36


Трубка аспирационная назальная, 4.0мм.




Инструмент для установки шунта.



Шило навигируемое.



Маска для регистрации пациента.







Блок связи маски.



Инструмент PROFESS аспирационный изогнутый 70.



Инструмент PROFESS аспирационный изогнутый 90.




Инструмент PROFESS аспирационный прямой.




Зонд-искатель PROFESS для фронтального синуса.

III. Принадлежности:


1. Программное обеспечение:









Программное обеспечение CranialMap Express.




Программное обеспечение CranialMap Neuro.




Программное обеспечение CranialMap Planning.



Программное обеспечение SpineMap 3D.



Программное обеспечение OrthoMap Versatile Hip.




Программное обеспечение OrthoMap 3D.



Программное обеспечение OrthoMap Express Knee.




Программное обеспечение OrthoMap Precision Knee.




Программное обеспечение SpineMap Go.


2. Интеллектуальные инструменты.




Зонд педикулярный грудной навигируемый.




Зонд педикулярный прямой.




Зонд-искатель для фронтального синуса (LH Seeker).




Зонд-искатель для фронтального синуса (RH Seeker).




Зонд-искатель левый для левой гайморовой пазухи.




Зонд-искатель левый для правой гайморовой пазухи.



Зонд-искатель правый для левой гайморовой пазухи.



Зонд-искатель правый для правой гайморовой пазухи (6001-132-000)




Калибрационное устройство векторное.


3. Принадлежности для регистрации пациента:



Маркеры мультимодальные.




Регистрационные стикеры PROFESS.




Трекер пациента PROFESS.


4. Принадлежности для интеграции с микроскопами:




Набор для интеграции с микроскопом LEICA.




Набор для интеграции с микроскопом ZEISS.



Набор для интеграции с микроскопом Zeiss Pentero.





Трекер микроскопа Zeiss NC4.




Трекер микроскопа Zeiss Pentero.

5. Принадлежности для интеграции с С-дугами , флюороскопами:







Адаптер флюороскопический 12" к ОЕС.




Адаптер флюороскопический 12" к Philips BV300.




Адаптер флюороскопический 9" к ОЕС.



Адаптер флюороскопический 9" к Philips BV300.




Адаптер флюороскопический 9" к Siemens ISO-C.




Адаптер флюороскопический 9" к Ziehm.



Диск флюороскопический 9".




Ремень диска флюороскопического 12".



Ремень диска флюороскопического 9".


3. Инструменты для проведения био...:




Безрамный проводник.



Винт безрамного проводника, 2.0x8мм.



Винт вспомогательный, 2.3х4.5мм.



Игла биопсийная одноразовая.




Сверло безрамного проводника, 1.5мм.



Лезвие отвертки, щелевидное острие.




Лезвие отвертки для винтов 2.0/2.3




Рукоятка, 10.5 см.

7. Наведенные инструменты для спинальной хирургии:




8.1

Калибровочный наконечник XIA.




Зонд педикулярный грудной XIA.




Зонд тупой ХІА.


8.4




Шило канюлированное.




Шило XIA.




Метчик модульный XIA 4.0 мм.




Метчик модульный XIA 4.5 мм.




Метчик модульный XIA 5.0 мм.



Метчик модульный XIA 5.5 мм.




Метчик модульный XIA 6.5 мм.



Метчик модульный XIA 7.5 мм.




Метчик канюлированный 4.5 мм.




8.13


Метчик канюлированный 5.5 мм.




Метчик канюлированный 6.5 мм.




Метчик канюлированный 7.5 мм.



Метчик канюлированный 8.5 мм.




Проводник метчика.



8.18


Отвертка полиаксиальная навигируемая XIA.

8.19



Отвертка полиаксиальная Mantis.

8.20




Отвертка полиаксиальная редукционная.




Рукоятка навигируемая Т-образная для ХІА.


. Инструменты травматологически




Проводник сверла короткий навирируемый.




Проводник сверла длинный наведируемый.




Проводник сверла длинный 2.0.




Проводник сверла длинный 2.8.




Проводник сверла длинный 5.0.




Проводник сверла короткий 1.6.




Проводник сверла короткий 2.0.




Проводник сверла короткий 2.8.



Проводник сверла короткий 5.0.



Проводник сверла короткий 5.6.



Троакар короткий.

9. Инструменты ортопедически




Ример ацетабулярный прямой.



Фиксирующая пластина ASM - расширение А.




Фиксирующая пластина ASM - расширение В.




Фиксирующая пластинка малая.



Шаблон навигационный Scorpio.



Шаблон навигационный Triathlon.



Компонент регулировочный.



Рукоятка навигационная тибральная Triathlon.



Установщик чашки прямой.

10.17




Проводник осевой.

10.18




Проводник осевой малый.


10. Инструменты вспомогательные



Зажим спинальный чрескожный длинный.



Зажим спинальный чрескожный короткий.



Игла KWIC.





Отвертка прямая.



Отвертка универсальная.



11.16





Рукоятка отвертки.




Рукоятка регулировочная PIVOTAL.



Сверло 4,2мм.



Сверло 5,2мм.




11.22

Устройство крепления трекера к черепу.




Короткий зажим для остистого отростка nGenius.



Длинный зажим для острого отростка nGenius.

11. Стержневые системы:




Стержень навигационный OrthoLock, 3мм x 100мм.

stryker

Navigation Pin 4.0mm x 100.0mm

Stainless Steel Medical Instrument

CAUTION: Federal law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.



Sterile only if package is unopened and undamaged.



2007-09-01

QTY 1

Manufactured and distributed by:
Stryker Leibinger GmbH & Co. KG
Bötzingen Str. 41
D-79111 Freiburg/Germany

Product of Ireland

6007-4-710 Rev.

REF 6007-4-100

REF



•+H619600700410000•



•+9930709010509337789•

05093377

Distributed by:

Stryker Navigation
4100 East Milham Avenue
Kalamazoo MI 49001, USA
(269) 323-7700 (800) 253-3210

CE 1275


Стержень навигационный OrthoLock, 3мм x 110мм.

stryker

Navigation Pin 4.0mm x 100.0mm

Stainless Steel Medical Instrument

CAUTION: Federal law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.



Sterile only if package is unopened and undamaged.



2007-09-01

QTY 1

Manufactured and distributed by:
Stryker Leibinger GmbH & Co. KG
Bötzingen Str. 41
D-79111 Freiburg/Germany

Product of Ireland

6007-4-710 Rev.

REF 6007-4-100

REF



••H619600700410000•



••9930709010509337789•


05093377

Distributed by:

Stryker Navigation
4100 East Milham Avenue
Kalamazoo MI 49001, USA
(269) 323-7700 (800) 253-3210

CE 1275

Стержень навигационный OrthoLock, 3мм x 150мм.



Стержень навигационный OrthoLock, 4мм x 100мм.

stryker

Navigation Pin 4.0mm x 100.0mm

Stainless Steel Medical Instrument

CAUTION: Federal law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

STERILE



LOT



Sterile only if package is unopened and undamaged.



2007-09-01

QTY 1

Manufactured and distributed by:
Stryker Leibinger GmbH & Co. KG
Bötzingen Str. 41
D-79111 Freiburg/Germany

Product of Ireland

6007-4-710 Rev.

REF 6007-4-100

REF



••H619600700410000•



••0030709010509337789•

05093377

Distributed by:

Stryker Navigation
4100 East Milham Avenue
Kalamazoo MI 49001, USA
(269) 323-7700 (800) 253-3210

CE 1275


Стержень навигационный OrthoLock, 4мм x 150мм.




Стержень анкерный, 20мм/4мм.




Стержень анкерный, 25мм/4мм.




Стержень анкерный, 30мм/4мм.




Стержень анкерный, 30мм/5мм.




Стержень анкерный, 35мм/4мм.




Стержень анкерный, 40мм/4мм.




Стержень анкерный, 40мм/5мм.




Стержень анкерный, 45мм/4мм.



Стержень анкерный, 50мм/4мм.




Стержень анкерный, 50мм/5мм.



Стержень анкерный, 55мм/4мм.



Стержень анкерный, 60мм/4мм.




Стержни PINABALL.




Инструмент для введения стержней.


● 12. Детекторы плоскости резекции




Детектор (зонд) задней плоскости резекции.




Детектор (зонд) плоскости резекции щелевидный, 1.0мм.




Детектор (зонд) плоскости резекции щелевидный, 1.1мм.




Детектор (зонд) плоскости резекции щелевидный, 1.2 мм.




Детектор (зонд) плоскости резекции щелевидный, 1.4 мм.




Детектор (зонд) плоскости резекции, круглый.



Детектор (зонд) плоскости резекции, щелевидный, 0.9 мм.



Детектор (зонд) плоскости резекции, щелевидный, 1.3мм.



Детектор (зонд) плоскости резекции щелевидный, 1.5 мм.


13. Контейнеры для стерилизации:



Поддон для интеллектуальных инструментов HIP.




Контейнер стерилизационный для адаптеров Nav Lock.




Лоток для интеллектуальных инструментов.


14. Адаптеры:



Адаптер NavLock, 13 - 20мм.



Адаптер вращательный.




Адаптер трекера для скобы Мэйфилда.

15.Кабели:



Кабель.



Кабель BNC-BNC.



Кабель PROFESS.


16.Покрытия:



Покрытие для камеры.



Покрывало для монитора 24".



Покрывало для монитора 32".



Покрытие для планшета ввода-вывода.

REF

7700-700-000

LOT**stryker®**

№ РЗН 2017/5659 от XX.XX.XXXX года

Стойка навигационная Nav3

Место производства:

XXXXXXXXXX

Производитель:

Страйкер Лейбингер ГмбХ унд Ко. КГ
Stryker Leibinger GmbH & Co. KG,
Bötzingen Str. 41, 79111 Freiburg,
Germany (Германия)**REF**

7700-800-000

stryker®

№ РЗН 2017/5659 от XX.XX.XXXX года

Стойка навигационная Nav3i

Место производства:

XXXXXXXXXX

Производитель:

Stryker Leibinger GmbH & Co. KG,
Bötzingen Str. 41, 79111 Freiburg,
Germany

Макет маркировки на русском языке для обращения на территории
Российской Федерации.

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 187 листа (08)
Менеджер по регистрации и контролю
качества ООО «Страйкер»


А.В. Моисеева
Дата: 14.02.2023

