


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ**

**ПЕРЕМЕШИВАТЕЛЬ ТРОМБОЦИТОВ СЕРИИ АР
в вариантах исполнения**



Общий вид перемешивателя тромбоцитов AP-48L




Общий вид перемешивателя тромбоцитов AP-48L сзали



250V 2A

Fabricado por:	Presvac	INDUSTRIA ARGENTINA
Calle 34 (Ex Francia) Nro. 3917- (1650) San Martin - Buenos Aires - Argentina		
Fabricante:	PRESVAC S.R.L.	CE
Modelo:	AP-48L	
De Serie:	31196	
V:	210-230	
HZ:	50-60	
Fecha de producción: 01.2020		
Numero de Serie: 31195		

Вариант исполнения:	Перемешиватель тромбоцитов AP-48 L, в составе: 1. Перемешиватель. 2. Шнур сетевой съемный. 3. Руководство по эксплуатации.		
Регистрационное удостоверение	РЭН №	от	
	«PRESVAC S.R.L. Argentina» «ПРЕСВАК С.Р.Л.» Аргентина Calle 34 (Ex Francia) No 3917- (1650) San Martín Buenos Aires, Argentina		
Уполномоченный представитель в РФ: ЗАО НПО «АСТА», адрес: 107076, Москва, ул. Стрельниковская д. 18, корп. 13, эт. 6, пом.1, тел. +7 495 781 04 08, факс: +7 495 781 04 08, доб. 120, эл. почта: pharm@asta.ru, сайт: www.asta.ru.			
SN	31195		01.2020
Напряжение	210-230	Номинальная мощность ~	200 ВА
Частота	50-60 Гц	Номинальный ток	1 А
		 	



Общий вид перемешивателя тромбоцитов AP-96L




250V 2A

Fabricado por:	<i>Presvac</i>	INDUSTRIA ARGENTINA
Calle 34 (Ex Francia) Nro. 3917- (1650) San Martín - Buenos Aires - Argentina		
Fabricante:	PRESVAC S.R.L.	CE
Modelo:	AP-96L	
De Serie:	42360	
V:	210-230	
HZ:	50-60	
Fecha de producción: 11.2022		
Numero de Serie: 42360		

Modelo AP-96L	
Alimentación: 220 V ~ 50 Hz	
Potencia aparente: 200 VA	
Consumo: 1 A	
Responsable Técnico: Ing. Cesar Rossi	
Autorizado por la ANMAT PM1532-2	
Fecha de Fabricación: 05/07/2018	
Fabrica y comercializa:	
PRESVAC SRL	
Calle 34 (Ex Francia) N° 3917- (1650) San Martín Buenos Aires, Argentina	
Tel/Fax (54-11) 4755-7780 / 4004 – 4754-3532	
E-mail: presvac@presvac.net	
Condición de Venta: vería exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias	
SN	42360
11.2023	12.2024
 	



Шнур сетевой съёмный



Перемешиватель тромбоцитов AP- 48 L



01.2020

Масса брутто: 25 кг

Срок службы: 5 лет

РУ № _____



«PRESVAC S.R.L. («ПРЕСВАК С.Р.Л.») Argentina
Calle 34 (Ex. Francia) № 3917- (1650) San Martín Buenos Aires,
Argentina

Уполномоченный представитель в РФ:
ЗАО НПО «АСТА», адрес: 107076, Москва, ул. Стройавиа, д. 18,
корп. 13, эт. 6, пом.1, тел. +7 495 781 04 08,
факс: +7 495 781 04 08, доб. 120, эл. почта: pharm@asta.ru, сайт:
www.asta.ru

Транспортная упаковка перемешивателя тромбоцитов

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 8 листов

Генеральный директор
ЗАО «НПО «АСТА»
Спиридонов В.Н.

