

Общество с ограниченной ответственностью "Бард Рус"
(ООО «Бард Рус»)

ИНН/КПП 7718775215/773101001

Юридический адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.204

Тел.: +7 (499) 372-5002, факс: +7 (499) 372-5003

**Фотографические изображения
изделия медицинского назначения**


Комплект инфузионный для введения жидкостей и лекарственных препаратов, модели PowerLoc,
PowerLoc Max



1. Комплект инфузионный безопасный PowerLoc:

1. Игла Губера с предохранительным устройством и трубкой с Y-образным узлом или без него, размер иглы (один из): 1,1 мм x 19 мм, 1,1 мм x 25 мм, 1,1 мм x 38 мм, 0,9 мм x 19 мм, 0,9 мм x 25 мм, 0,9 мм x 38 мм, 0,7 мм x 19 мм, 0,7 мм x 25 мм, 0,7 мм x 38 мм – 1 шт.

2. Вкладыш-инструкция – 1 шт.



Игла Губера с предохранительным устройством и трубкой с Y-образным узлом или без него, размер иглы (один из): 0,7 мм x 19 мм, 0,7 мм x 25 мм, 0,7 мм x 38 мм из «Комплект инфузионный безопасный PowerLoc»



I. Комплект инфузионный безопасный PowerLoc:

1. Игла Губера с предохранительным устройством и трубкой с Y-образным узлом или без него, размер иглы (один из): 1,1 мм x 19 мм, 1,1 мм x 25 мм, 1,1 мм x 38 мм, 0,9 мм x 19 мм, 0,9 мм x 25 мм, 0,9 мм x 38 мм, 0,7 мм x 19 мм, 0,7 мм x 25 мм, 0,7 мм x 38 мм – 1 шт.
2. Вкладыш-инструкция – 1 шт.



Игла Губера с предохранительным устройством и трубкой с Y-образным узлом или без него, размер иглы (один из): 0,9 мм x 19 мм, 0,9 мм x 25 мм, 0,9 мм x 38 мм из «Комплект инфузионный безопасный PowerLoc»




I. Комплект инфузионный безопасный PowerLoc:

1. Игла Губера с предохранительным устройством и трубкой с Y-образным узлом или без него, размер иглы (один из): 1,1 мм x 19 мм, 1,1 мм x 25 мм, 1,1 мм x 38 мм, 0,9 мм x 19 мм, 0,9 мм x 25 мм, 0,9 мм x 38 мм, 0,7 мм x 19 мм, 0,7 мм x 25 мм, 0,7 мм x 38 мм – 1 шт.

000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3. Стикер с предупреждением – 1 шт



Игла Губера с предохранительным устройством и трубкой с Y-образным узлом или без него, размер иглы (один из): 1,1 мм x 19 мм, 1,1 мм x 25 мм, 1,1 мм x 38 мм из «Комплект инфузионный безопасный PowerLoc»




II. Комплект инфузионный для автоматических инъекций PowerLoc Max:

1. Игла Губера с предохранительным устройством и трубкой с Y-образным узлом или без него, размер иглы (один из): 1,1 мм x 19 мм, 1,1 мм x 25 мм, 1,1 мм x 38 мм, 0,9 мм x 19 мм, 0,9 мм x 25 мм, 0,9 мм x 38 мм, 0,7 мм x 19 мм, 0,7 мм x 25 мм, 0,7 мм x 38 мм – 1 шт.

000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3. Стикер с предупреждением – 1 шт.



Игла Губера с предохранительным устройством и трубкой с Y-образным узлом или без него, размер иглы (один из): 0,7 мм x 19 мм, 0,7 мм x 25 мм, 0,7 мм x 38 мм из «Комплект инфузионный для автоматических инъекций PowerLoc Max»




II. Комплект инфузионный для автоматических инъекций PowerLoc Max:

1. Игла Губера с предохранительным устройством и трубкой с Y-образным узлом или без него, размер иглы (один из): 1,1 мм x 19 мм, 1,1 мм x 25 мм, 1,1 мм x 38 мм, 0,9 мм x 19 мм, 0,9 мм x 25 мм, 0,9 мм x 38 мм, 0,7 мм x 19 мм, 0,7 мм x 25 мм, 0,7 мм x 38 мм – 1 шт.

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3. Стикер с предупреждением – 1 шт.



Игла Губера с предохранительным устройством и трубкой с Y-образным узлом или без него, размер иглы (один из): 0,9 мм х 19 мм, 0,9 мм х 25 мм, 0,9 мм х 38 мм из «Комплект инфузионный для автоматических инъекций PowerLoc Max»

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

Исходящая листа (ов)

