

Быстрозамораживатель компонентов донорской крови «ГЕМОТЕРМ-Z» ТУ 9452-001-17453668-2005

СПРАВКА
об изделии медицинского назначения

1. Описание изделия

Быстрозамораживатели компонентов донорской крови ГЕМОТЕРМ-Z (далее по тексту «быстрозамораживатели») конструктивно выполнены в виде термошкафа с вертикальной дверцей. В нижней части шкафа установлены три компрессорно-конденсаторных агрегата, испарители которых размещены в рабочей камере, отделенной от наружных стенок слоем теплоизоляции из пенопласта. (рис. 1).



Рисунок 1

Габаритные размеры различных модификаций быстрозамораживателей представлены в таблице 1.

Таблица 1

Тип изделия «ГЕМОТЕРМ»	Количество и масса однократно замораживаемых контейнеров с плазмой	Габариты (ВхШхГл), мм	Потребляемая мощность, Вт	Масса, кг
ГЕМОТЕРМ-ZSA.6	6х0,3 кг или 3х0,6 кг	1170х740х1010	1600	135
ГЕМОТЕРМ-ZSA.8	8х0,3 кг или 4х0,6 кг	1370х740х1010	1820	145
ГЕМОТЕРМ-ZSA.12	12х0,3 кг или 6х0,6 кг	1570х740х1010	2100	160
ГЕМОТЕРМ-ZDL.6/0,3	6х0,3 кг	1100х530х825	1350	85
ГЕМОТЕРМ-ZDL.6/0,6	6х0,6 кг	1160х530х825	1480	95
ГЕМОТЕРМ-ZDL.2х6/0,3	12х0,3 кг	1100х1060х825	2700	170
ГЕМОТЕРМ-ZDL.2х6/0,6	12х0,6 кг	1160х1060х825	3000	190