


**Морозильник для хранения замороженных компонентов  
донорской крови «ГЕМОТЕРМ»  
ТУ 9452-001-17453668-2005**

**СПРАВКА  
об изделии медицинского назначения**

**1. Описание изделия**

Морозильники для хранения замороженных компонентов донорской крови ГЕМОТЕРМ (далее по тексту морозильники ГЕМОТЕРМ) конструктивно выполнены в виде шкафа (рис. 1) или ларя (рис. 2), габаритные размеры различных модификаций которых представлены в таблице 1, содержат наружный корпус с теплоизолированной дверью или крышкой, рабочую камеру, выполненную из полистирола или нержавеющей стали, отделенную от корпуса теплоизолирующим ограждением на основе вспененного полимерного материала. Рабочие камеры, вместимости и внутренние размеры различных модификаций которых разделены горизонтальными (шкафы) или вертикальными (лари) перегородками на секции. Дверь морозильника снабжена замком, во всех модификациях предусмотрено оснащение рабочих камер дополнительными дверцами.



**Рисунок 1**