

Фотографические изображения медицинского изделия "Мониторы пациента серии Vista, модели Vista 120 и Vista 120S, с принадлежностями"

Генеральный директор ООО «Дрегер», Харитонов А.А.

"27" января 2021 г.

М.П.



ООО «Дрегер»

Юридический адрес:
107061 г. Москва, Площадь
Преображенская, дом 8, эт.
12, пом. LIII

Тел.: + 7 495 775-15-20(22)

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
www.draeger.ru

Фактический адрес:

Преображенская площадь, д.8,
Бизнес Центр ПРЕО8, блок «Б»,
12 этаж
Москва, Россия, 107061

Сервисный центр:
Электrozаводская ул., д.33, стр.4
Москва, Россия, 107076

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany
Почтовый адрес:
23542 Lübeck, Germany
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080

info@draeger.com
www.draeger.com

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Germany


Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080

info@draeger.com
www.draeger.com


Основной комплект:



1.Монитор пациента Vista 120 / Vista 120S




Монитор пациента Vista 120S (вид сзади)




Монитор пациента Vista 120 (вид сзади)



Монитор пациента Vista 120S (вид сбоку)



Монитор пациента Vista 120S (вид сбоку)



Монитор пациента Vista 120 (вид сбоку)



2. Кабель питания


Dräger

Инструкции по эксплуатации
Vista 120/Vista 120S
ЦСМ Vista 120




ОСТОРОЖНО!
В целях правильной эксплуатации
данного медицинского устройства
ознакомьтесь с настоящей
инструкцией по эксплуатации
и следуйте ей при работе
с устройством.


Монитор пациента
Программное обеспечение 2.п




4. Батарея аккумуляторная сменная.



5. Адаптер (плата) крепления монитора пациента.




6. Кронштейн крепления монитора пациента на стену.



7. Кронштейн крепления монитора пациента на полку.



8. Кронштейн крепления монитора пациента на горизонтальный рельс.




9. Кронштейн крепления монитора пациента на вертикальную трубу.



10. Кронштейн крепления монитора пациента на вертикальный рельс.




11. Кронштейн крепления монитора пациента на вертикальный профиль.




12. Кронштейн крепления монитора пациента на консоль электро-газоснабжения.



13. Кронштейн крепления монитора пациента на наркозно-дыхательный аппарат.



14. Кронштейн крепления монитора пациента на аппарат искусственной вентиляции легких.



15. Стойка напольная мобильная на колесах для крепления монитора пациента.



16. Кронштейн крепления монитора пациента на кровать.



distributed by **Dräger**

R5232 cable for Savina
R5232 cable for Savina

REF 2607116 RI 00



0932607116-00




Quantity: 1

0932607116-00



18. Кабель интерфейсный подключения монитора пациента к аппарату искусственной вентиляции легких.



19. Кабель интерфейсный подключения монитора пациента к внешнему оборудованию.



20. Кабель интерфейсный подключения монитора пациента к персональному компьютеру.



21. Кабель интерфейсный подключения монитора пациента к системе вызова персонала.




22. Кабель информационной сети стандарта Ethernet.



23. Модуль / адаптер монитора пациента для подключения к беспроводной информационной сети.



24. USB накопитель.



25. Дисплей для отображения информации.




26. Видео-кабель подключения дисплея к монитору пациента.



27. Медицинский информационный терминал (компьютер-моноблок).




28. Внешний блок питания медицинского информационного терминала.




29. Видео-кабель подключения дисплея к информационному терминалу.




30. Вращающаяся ручка управления информационного терминала.



31. Батарея аккумуляторная встраиваемая для медицинского терминала.



32. Клавиатура для персонального компьютера.



33. Манипулятор типа "мышь".



34. Программное обеспечение информационного терминала для ведения электронной карты и электронной истории болезни.



Программное обеспечение информационного терминала для ведения электронной карты и электронной историй болезни.




35. Кронштейн крепления дисплея / медицинского информационного терминала на стену.




36. Кронштейн крепления блока питания дисплея / медицинского информационного терминала на стену.



37. Кронштейн крепления дисплея / медицинского информационного терминала на горизонтальный рельс.




38. Кронштейн крепления блока питания дисплея / медицинского информационного терминала на горизонтальный рельс.



39. Кронштейн крепления дисплея / медицинского информационного терминала на вертикальную трубу.




40. Кронштейн крепления блока питания дисплея / медицинского информационного терминала на вертикальную трубу.




41. Кронштейн крепления дисплея / медицинского информационного терминала на вертикальный рельс.




42. Кронштейн крепления блока питания дисплея / медицинского информационного терминала на вертикальный рельс.




43. Кронштейн крепления дисплея / медицинского информационного терминала на вертикальный профиль.




44. Кронштейн крепления блока питания дисплея / медицинского информационного терминала на вертикальный профиль.



45. Кронштейн крепления дисплея / медицинского информационного терминала на консоль электро-газоснабжения.



46. Кронштейн крепления блока питания дисплея / медицинского информационного терминала на консоль электро-газоснабжения.



47. Кронштейн крепления дисплея / медицинского информационного терминала на наркозно-дыхательный аппарат.




48. Кронштейн крепления блока питания дисплея / медицинского информационного терминала на наркозно-дыхательный аппарат.



49. Стойка напольная мобильная на колесах для крепления дисплея / медицинского информационного терминала.




50. Кронштейн крепления блока питания дисплея / медицинского информационного терминала на стойку напольную мобильную.



51. Бумага термопринтера.



Бумага термопринтера.




52. Электроды ЭКГ для взрослых, однократного применения.




53. Электроды ЭКГ для детей, однократного применения.



54. Электроды ЭКГ неонатальные, однократного применения.



Электроды ЭКГ неонатальные, однократного применения.




Электроды ЭКГ неонатальные, однократного применения.




55. ЭКГ кабель монитора для подключения неонатальных электродов.



56. ЭКГ кабель монитора для подключения ЭКГ кабеля пациента.



57. ЭКГ кабель пациента на 3 электрода для взрослых и детей.



58. ЭКГ кабель пациента на 5 электродов для взрослых и детей.

Dräger

SHP ACC ML5 ADULT D/PIN IEC1
(LATEX FREE)

MS16232E530U




THIS DEVICE IS CE MARKED IN ACCORDANCE WITH THE MEDICAL DEVICES
DIRECTIVE 93/42/CE. SEE INSTRUCTIONS FOR USE WHICH ACCOMPANY YOUR
PATIENT MONITOR. AUTHORIZED EC REPRESENTATIVE: DRAEGER MEDICAL AG
& CO., KGAA, MOISLINGER ALLEE 53-55, LUEBECK GERMANY

Made in Germany for:
Dräger Medical Systems, Inc.
Danvers, MA 01923 USA

CE

B
0622


U.S. Patent 6,891,379




59. ЭКГ кабель для грудных отведений.




60. Комплект кабелей ЭКГ для 10 электродов (12 отведений).




61. Соединительный шланг (трубка) подключения манжет неинвазивного измерения давления у взрослых и детей.




62. Манжеты неинвазивного измерения давления, взрослые и детские, многократного применения (младенческая, детская малая, детская, взрослая малая, взрослая, взрослая большая, взрослая набедренная).



Манжеты неинвазивного измерения давления, взрослые и детские, многократного применения (младенческая, детская малая, детская, взрослая малая, взрослая, взрослая большая, взрослая набедренная).



Манжеты неинвазивного измерения давления, взрослые и детские, многократного применения (младенческая, детская малая, детская, взрослая малая, взрослая, взрослая большая, взрослая набедренная).



Манжеты неинвазивного измерения давления, взрослые и детские, многократного применения (младенческая, детская малая, детская, взрослая малая, взрослая, взрослая большая, взрослая набедренная).



63. Манжеты неинвазивного измерения давления, взрослые и детские, для применения у одного пациента (младенческая, детская малая, детская, взрослая малая, взрослая, взрослая набедренная).



64. Соединительный шланг (трубка) подключения манжет неинвазивного измерения давления у неонатальных пациентов.



65. Манжеты неинвазивного измерения давления, неонатальные для применения у одного пациента (Размеры: 1, 2, 3, 4, 5).



Манжеты неинвазивного измерения давления, неонатальные для применения у одного пациента (Размеры: 1, 2, 3, 4, 5).



Манжеты неинвазивного измерения давления, неонатальные для применения у одного пациента (Размеры: 1, 2, 3, 4, 5).




Манжеты неинвазивного измерения давления, неонатальные для применения у одного пациента (Размеры: 1, 2, 3, 4, 5).



Манжеты неинвазивного измерения давления, неонатальные для применения у одного пациента (Размеры: 1, 2, 3, 4, 5).



66. Датчик температуры наконечный для взрослых, многократного применения.



67. Датчик температуры накожный для взрослых, для применения у одного пациента.



68. Датчик температуры накожный детский и неонатальный, многократного применения.



69. Датчик температуры накожный детский и неонатальный, для применения у одного пациента.



70. Датчик температуры ректальный / эзофагальный для взрослых, многократного применения.



71. Датчик температуры ректальный / эзофагальный для взрослых, для применения у одного пациента.



72. Датчик температуры ректальный / эзофагальный детский и неонатальный, многократного применения.




73. Датчик температуры ректальный / эзофагальный детский и неонатальный, для применения у одного пациента.



74. Защитные чехлы однократного применения для ректальных / эзофагальных датчиков температуры.



75. Кабель подключения датчика пульсоксиметрии к монитору пациента.



76. Датчики пульсоксиметрии многократного применения (на палец, на ухо, на лоб, универсальный, на ногу, на большой палец ноги).



77. Датчики пульсоксиметрии для применения у одного пациента (на палец, на лоб, универсальный, на ногу, на большой палец ноги, на нос).




Датчики пульсоксиметрии для применения у одного пациента (на палец, на лоб, универсальный, на ногу, на большой палец ноги, на нос).



78. Клейкие фиксаторы датчиков пульсоксиметрии, для применения у одного пациента, универсальные.



79. Клейкие фиксаторы датчиков пульсоксиметрии, для применения у одного пациента, неонатальные.



80. Клейкие фиксаторы датчиков пульсоксиметрии, многократного применения, универсальные.




81. Клейкие фиксаторы датчиков пульсоксиметрии, многократного применения, неонатальные.



82. Кабель подключения датчика измерения инвазивного давления к монитору пациента.



Кабель подключения датчика измерения инвазивного давления к монитору пациента.



83. Датчик измерения инвазивного давления.



ARGON
MEDICAL DEVICES

注册证和技术要求编号:
国械注进20153064162

其他内容详见说明书

产品名称: 一次性使用血压传感器

规格型号: DTXPlus™ DT-4812

产品型号: 6H2000 灭菌方法: 环氧乙烷灭菌

产品批号: 701406 生产日期: 2017 年 01 月 18 日

失效日期: 2021 年 12 月 01 日

注意事项: 本产品限一次性使用, 用后请销毁! 如包装破损, 禁止使用!

生产企业/注册人名称: Argon Critical Care Systems Singapore Pte. Ltd.

注册地址/住所: 158 Yishun Avenue 7, Singapore 768226

生产地址/原产地: 158 Yishun Avenue 7, Singapore 768226

生产企业许可证编号: B30000084

生产企业/注册人联系方式: <http://www.argonmedical.com>

代理人和服务单位: 上海美创医疗科技有限公司
上海市嘉定区协信路388号9幢202室
201824

联系电话: 021-3323 2783


Argon 201531-201-131 Rev. 2




84. Датчик измерения инвазивного давления в комплекте с линией подключения и промывки.




Датчик измерения инвазивного давления в комплекте с линией подключения и промывки.



85. Универсальный держатель датчиков инвазивного давления.



86. Кабель монитора пациента промежуточный для подключения кабелей и принадлежностей измерения сердечного выброса.



87. Кабель термодиллюционного катетера измерения сердечного выброса.




88. Термистор вводимого раствора с кабелем.




89. Адаптер подключения термистора к линии введения термодиллюзионного раствора.



90. Шприц вводимого термодиллюзионного раствора.




91. Датчик капнометрии (CO₂) в основном потоке, оптический с кабелем.




92. Адаптер-кювета датчика капнометрии (CO₂) в основном потоке для взрослых и детей, многократной




93. Адаптер-кювета датчика капнометрии (CO₂) в основном потоке, неонатальный, многократного применения.




94. Адаптер-кювета датчика капнометрии (CO₂) в основном потоке для взрослых и детей, для применения у одного пациента.




95. Адаптер-кювета датчика капнометрии (CO₂) в основном потоке неонатальный, для применения у одного пациента.



96. Модуль капнометрии (CO₂) в боковом потоке.



Модуль капнометрии (CO₂) в боковом потоке.




97. Держатель модуля капнометрии (CO₂) в боковом потоке.



101/00544-1/204588
(21)H17400 J40107
(11)17J410

(17)200409
(93)10


98. Влагоотделитель (водяная ловушка) модуля капнометрии (CO₂) в боковом потоке.



99. Пробоотборная линия модуля капнометрии (CO₂) в боковом потоке, для применения у одного пациента.




100. Адаптер капнометрии (CO₂) в боковом потоке для подключения к дыхательному контуру у взрослых и детей, для применения у одного



101. Адаптер капнометрии (CO₂) в боковом потоке для подключения к дыхательному контуру у младенцев, для применения у одного пациента.



102. Канюля капнометрии (CO₂) в боковом потоке, назальная, для взрослых, для применения у одного пациента.



103. Канюля капнометрии (CO₂) в боковом потоке, назальная, для детей, для применения у одного пациента.



104. Канюля капнометрии (CO₂) в боковом потоке, назальная, для младенцев, для применения у одного пациента.



105. Канюля капнометрии (CO₂) в боковом потоке, назальная, с подачей O₂, для взрослых, для применения у одного пациента.




106. Канюля капнометрии (CO₂) в боковом потоке, назальная, с подачей O₂, для детей и младенцев, для применения у одного пациента.



107. Канюля капнометрии (CO₂) в боковом потоке, назальная, с подачей O₂, для младенцев, для применения у одного пациента.



108. Каниюля капнометрии (CO₂) в боковом потоке, назальная / ротовая, для взрослых, для применения у одного пациента.



109. Канюля капнометрии (CO₂) в боковом потоке, назальная / ротовая, для детей, для применения у одного пациента.



110. Канюля капнометрии (CO₂) в боковом потоке, назальная / ротовая, с подачей O₂, для взрослых, для применения у одного пациента.




111. Модуль газоанализа.




112. Блок питания модуля газоанализа.




113. Кабель интерфейсный подключения модуля газоанализа к монитору пациента.




114. Пробоотборная трубка / линия.




115. Влагоотделитель (водяная ловушка) модуля газоанализа.



116. Трубка / шланг возврата газа от модуля газоанализа в дыхательную систему наркозно-дыхательного аппарата.




117. Кронштейн крепления модуля газоанализа на наркозно-дыхательный аппарат.



118. Кронштейн крепления блока питания модуля газоанализа на наркозно-дыхательный аппарат.




119. Кронштейн крепления модуля газоанализа на стену.



120. Кронштейн крепления блока питания модуля газоанализа на стену.



121. Кронштейн крепления модуля газоанализа на вертикальный профиль.




122. Кронштейн крепления блока питания модуля газоанализа на вертикальный профиль.




123. Кронштейн крепления модуля газоанализа на горизонтальный рельс.



124. Кронштейн крепления блока питания модуля газоанализа на горизонтальный рельс.



125. Кронштейн крепления модуля газоанализа на консоль электро-газо снабжения.



126. Кронштейн крепления блока питания модуля газоанализа на консоль электро-газо снабжения.




Photo: © 2008 Chomitz www.chomitz.com




Модуль биспектрального индекса электроэнцефалографии (BIS).



128. Кабель подключения датчика пациента к модулю биспектрального индекса (BIS).



129. Датчики BIS для взрослых пациентов.



130. Датчики BIS для детей.

Принадлежности:



1. Корзина для комплектующих.

