



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 мая 2023 года

№ РЗН 2016/4856

На медицинское изделие

Контейнеры для сбора, хранения и транспортирования проб мочи одноразового применения нестерильные по ТУ 9464-011-90026552-2016

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Эрмайнс" (ООО "Эрмайнс"),
Россия, 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Волкова, д. 59, оф. 302**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "Эрмайнс" (ООО "Эрмайнс"),
Россия, 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Волкова, д. 59, оф. 302**

Место производства медицинского изделия

**ООО "Эрмайнс", Россия, 420054, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Восстания, д. 100, зд. 77**

Номер регистрационного досье № РД-55249/12923 от 21.03.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 22.22.14.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 31 мая 2023 года № 2382
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0072081

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 мая 2023 года

№ РЗН 2016/4856

Лист 1

На медицинское изделие

Контейнеры для сбора, хранения и транспортирования проб мочи одноразового применения нестерильные по ТУ 9464-011-90026552-2016, варианты исполнения:

1. Контейнер для сбора, хранения и транспортирования проб мочи одноразового применения нестерильный объёмом 100 мл.

1.1 Устройство для переноса мочи в вакуумную пробирку, длина наконечника 100 мм (при необходимости).

1.2 Устройство для переноса мочи в вакуумную пробирку, длина наконечника 160 мм (при необходимости).

2. Контейнер для сбора, хранения и транспортирования проб мочи одноразового применения нестерильный объёмом 150 мл.

2.1 Устройство для переноса мочи в вакуумную пробирку, длина наконечника 100 мм (при необходимости).

2.2 Устройство для переноса мочи в вакуумную пробирку, длина наконечника 160 мм (при необходимости).

3. Контейнер для сбора, хранения и транспортирования проб мочи одноразового применения нестерильный со встроенным держателем объёмом 100 мл.

4. Инструкция по применению - 1 шт.

2

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0120127