

Менеджер по регистрации медицинских изделий



"УТВЕРЖДАЮ"

ООО «Алкон Фармацевтика»

Болкова Д.О.

"18" апрель 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Офтальмологический хирургический микроскоп LuxOR Revalia (LX3
LED)

с системой освещения ILLUMIN-i и модулем ассистента Q-VUE 3D с
оптической системой 175 мм или 200 мм с принадлежностями

2023 г.

I Офтальмологический хирургический микроскоп LuxOR Revalia с системой освещения ILLUMIN-i с оптической системой 175 мм (8065753150) в составе:

Общий вид Медицинского изделия




1. Оптическая система (8065753073):
 - Оптическая система LuxOR, фокусное расстояние 175 мм. (1шт.);




- Кабель питания для модуля освещения ILLUMIN-i (1шт.);



- Кабель для системы LIBERO-XY (1шт.);



2. Педаль управления (8065752566):
Педаль (1шт.);




- Кабель для управления педалью (1шт.);




3. Штатив (8065753095):
- Напольный штатив (1шт.);



- Монитор (1шт.);




- Кабель питания (1шт.);



- Система управления LIBERO-XY (1шт.);



- Инструкция (1шт.);



4. Набор аксессуаров LuxOR/Q-VUE (8065753082) в составе:
- стерилизуемые колпачки большие 45MM (не более 3 шт.);



- стерилизуемые колпачки 21ММ (не более 24 шт.);
-



- стерилизуемые колпачки 49ММ (не более 6 шт.);




- наглазники низкопрофильные (не более 4 шт.);




- защитный чехол (1 шт.);



5. Бинокуляры для микроскопа 0-215 градусов (8065752306) (1 шт.)



6. Инструкция по применению (1шт.);



Принадлежности:

1. Набор светодиодных модулей (8065754031) в составе:
 - Светодиодный модуль, теплый белый (1шт.);




- Светодиодный модуль, холодный белый (1шт.);




Светодиодный модуль, смешанный белый (1шт.);



2. Видеосистема 3 MOS HD интегрированная (8065752907) в составе:



- Делитель луча 80/20 (1шт.);




- Видеоадаптер HD, фокус 50 мм (1шт.);



- Видеокамера 3 MOS HD специализированная, (1шт.);



- Блок управления видеокамерой 3 MOS HD специализированной интегрированный (1шт.);



- Видео кабель 3 MOS HD интегрированный (1шт.);



- Кабель HDMI (1шт.);



3. Видеосистема 1 MOS HD внешняя (8065752965) в составе:



- Видеоадаптер HD, фокус 50 мм (1шт);




- Видеокамера 1 MOS HD специализированная (1шт);



- Блок управления видеокамерой 1 MOS HD специализированной внешний (1шт);



- Блок питания 1 MOS HD внешний (1шт);



- Видео кабель 1 MOS HD 15 м (1шт);



4. Бинокуляр ассистента (8065752296) в составе:
- Делитель луча 50/50 (1 шт);




- Биноклярный тубус совместного наблюдения (1 шт.);



- Прямой бинокляр (1 шт.);



5. Делитель луча 80/20 (8065752314);



6. Делитель луча 50/50 (8065752317);




7. Видеоадаптер HD, фокус 50 мм. (8065752387);



8. Защитный чехол (8065752313);



9. Окуляры для микроскопа (Мягкие наглазники) (8065752983) (не более 2 шт);



10. Светодиодный модуль, теплый белый (8065753084);



11. Светодиодный модуль, холодный белый (8065753085);



12. Светодиодный модуль, смешанный белый (8065753086);



13. Линза объектива WD 200 мм (8065752391);



14. Линза объектива WD 175 мм (8065752389);




15. Система для установки хирургического дисплея (8065752571) в составе:

- Дисплейный рычаг (1 шт.);
- Винты для сборки (не более 15 штук);
- Кабели для сборки (не более 15 штук);
- Монтажное оборудование (не более 5 штук);
- Адаптер наклона переднего дисплея (не более 3 шт.);



- Дисплейный рычаг (1 шт.);




- Винты для сборки (не более 15 штук);



- Адаптер наклона переднего дисплея (не более 3 шт.);



16. Пластина с креплением «ласточкин хвост» (8065752357);




18. Набор расширенный для обновления LX3 до LED (8065753153) в составе:
1. Набор для обновления светодиодов LX3 до LED (8065753092):
 - Новый Модуль «LED ILLUMIN-i» (1 шт);
 - Новая Плата MFIO для штатива (1 шт);
 - Интерфейсные пластины (не более 3 штук);
 - Кабели (не более 2 штук);
 - Винты (не более 15 штук);
 - Вентиляционная крышка и прокладка вентилятора (не более 2 штук);



- Новый Модуль «LED ILLUMIN-i» (1 шт);



- Новая Плата MFIO для штатива (1 шт);



- Интерфейсные пластины (не более 3 штук);



- Кабели (не более 2 штук);







- Вентиляционная крышка и прокладка вентилятора (не более 2 штук);
- Винты (не более 15 штук);




2. Набор для обновления Libero LED (8065753096):
- Новый модуль X-Y LED Libero (1 шт.);
 - Плата (1 шт);
 - Кабели (не более 5 штук);



- Новый модуль X-Y LED Libero (1 шт.);
- Кабели (не более 5 штук);



- Плата (1 шт);



3. Кейс для хранения (8065754022) (1 шт.);



4. Фирменная пластина «Revalia» для крепления на микроскоп (8065000005) (не более 2 штук.);



18. Набор не расширенный для обновления LX3 до LED (8065753154) в составе:


1. Набор для обновления светодиодов LX3 до LED (8065753092):
 - Новый Модуль «LED ILLUMIN-i» (1 шт);
 - Новая Плата MFIO для штатива (1 шт);
 - Интерфейсные пластины (не более 3 штук);
 - Кабели (не более 2 штук);
 - Винты (не более 15 штук);
 - Вентиляционная крышка и прокладка вентилятора (не более 2 штук);



- Новый Модуль «LED ILLUMIN-i» (1 шт);



- Новая Плата MFIO для штатива (1 шт);



- Интерфейсные пластины (не более 3 штук);



- Кабели (не более 2 штук);






- Вентиляционная крышка и прокладка вентилятора (не более 2 штук);
- Винты (не более 15 штук);




2. Набор для обновления Libero LED (8065753096):


- Новый модуль X-Y LED Libero (1 шт.);
- Плата (1 шт);
- Кабели (не более 5 штук);



- Новый модуль X-Y LED Libero (1 шт.);
- Кабели (не более 5 штук);



- Плата (1 шт);



3. Комплект рукояток (не более 2 шт.) с винтами (не более 15 шт.) и креплениями (не более 2 шт.) (8065752564);



3. Стерилизуемые колпачки 49мм (8065753021) (6 шт.);



5. Фирменная пластина «Revalia» для крепления на микроскоп (8065000005) (не более 2 штук.);



6. Кейс для хранения (8065754022) (1 шт.).



II Офтальмологический хирургический микроскоп LuxOR Revalia с системой освещения ILLUMIN-i с модулем ассистента Q-VUE 3D с оптической системой 175 мм (8065753151) в составе:


Общий вид Медицинского изделия




1. Оптическая система (8065753072):
 - Оптическая система LuxOR Q-VUE, фокусное расстояние 175 мм (1шт.);




- Кабель питания для модуля освещения ILLUMIN-i (1шт.);



- Кабель для системы LIBERO-XY (1шт.);



2. Педаль управления (8065752566):
Педаль (1шт.);




- Кабель для управления педалью (1шт.);




3. Штатив (8065753095):
- Напольный штатив (1шт.);



- Монитор (1шт.);




- Кабель питания (1шт.);



- Система управления LIBERO-XY (1шт.);



- Инструкция (1шт.);



4. Набор аксессуаров LuxOR/Q-VUE (8065753082) в составе:
- стерилизуемые колпачки большие 45ММ (не более 3 шт.);



- стерилизуемые колпачки 21ММ (не более 24 шт.);
-



- стерилизуемые колпачки 49ММ (не более 6 шт.);



- наглазники низкопрофильные (не более 4 шт.);




- защитный чехол (1шт.);



5. Бинокуляры для микроскопа 0-215 градусов (8065752306) (не более 2 шт.)



6. Инструкция по применению (1шт.);



Принадлежности:

1. Набор светодиодных модулей (8065754031) в составе:
 - Светодиодный модуль, теплый белый (1шт.);




- Светодиодный модуль, холодный белый (1шт.);




Светодиодный модуль, смешанный белый (1шт.);



2. Видеосистема 3 MOS HD интегрированная (8065752907) в составе:



- Делитель луча 80/20 (1шт.);




- Видеоадаптер HD, фокус 50 мм (1шт.);



- Видеокамера 3 MOS HD специализированная, (1шт.);



- Блок управления видеокамерой 3 MOS HD специализированной интегрированный (1шт.);



- Видео кабель 3 MOS HD интегрированный (1шт.);



- Кабель HDMI (1шт.);



3. Видеосистема 1 MOS HD внешняя (8065752965) в составе:




- Видеоадаптер HD, фокус 50 мм (1 шт);




- Видеокамера 1 MOS HD специализированная (1шт);



- Блок управления видеокамерой 1 MOS HD специализированной внешний (1шт);



- Блок питания 1 MOS HD внешний (1шт);



- Видео кабель 1 MOS HD 15 м (1шт);



4. Бинокуляр ассистента (8065752296) в составе:
- Делитель луча 50/50 (1 шт);




- Биноклярный тубус совместного наблюдения (1 шт.);



- Прямой бинокляр (1 шт.);



5. Делитель луча 80/20 (8065752314);



6. Делитель луча 50/50 (8065752317);




7. Видеоадаптер HD, фокус 50 мм. (8065752387);



8. Защитный чехол (8065752313);



9. Окуляры для микроскопа (Мягкие наглазники) (8065752983) (не более 2 шт);



10. Светодиодный модуль, теплый белый (8065753084);



11. Светодиодный модуль, холодный белый (8065753085);



12. Светодиодный модуль, смешанный белый (8065753086);



13. Линза объектива WD 200 мм (8065752391);



14. Линза объектива WD 175 мм (8065752389);




15. Система для установки хирургического дисплея (8065752571) в составе:

- Дисплейный рычаг (1 шт.);
- Винты для сборки (не более 15 штук);
- Кабели для сборки (не более 15 штук);
- Монтажное оборудование (не более 5 штук);
- Адаптер наклона переднего дисплея (не более 3 шт.);



- Дисплейный рычаг (1 шт.);




- Винты для сборки (не более 15 штук);



- Адаптер наклона переднего дисплея (не более 3 шт.);



16. Пластина с креплением «ласточкин хвост» (8065752357);



17. Набор расширенный для обновления LX3 до LED (8065753153) в составе:

1. Набор для обновления светодиодов LX3 до LED (8065753092):


- Новый Модуль «LED ILLUMIN-i» (1 шт);
- Новая Плата MFIO для штатива (1 шт);
- Интерфейсные пластины (не более 3 штук);
- Кабели (не более 2 штук);
- Винты (не более 15 штук);
- Вентиляционная крышка и прокладка вентилятора (не более 2 штук);



- Новый Модуль «LED ILLUMIN-i» (1 шт);



- Новая Плата MFIO для штатива (1 шт);



- Интерфейсные пластины (не более 3 штук);



- Кабели (не более 2 штук);





- Вентиляционная крышка и прокладка вентилятора (не более 2 штук);
- Винты (не более 15 штук);




2. Набор для обновления Libero LED (8065753096):
- Новый модуль X-Y LED Libero (1 шт.);
 - Плата (1 шт);
 - Кабели (не более 5 штук);



- Новый модуль X-Y LED Libero (1 шт.);
- Кабели (не более 5 штук);



- Плата (1 шт);



3. Кейс для хранения (8065754022) (1 шт.);



4. Фирменная пластина «Revalia» для крепления на микроскоп (8065000005) (не более 2 штук.);



18. Набор не расширенный для обновления LX3 до LED (8065753154) в составе:

1. Набор для обновления светодиодов LX3 до LED (8065753092):


- Новый Модуль «LED ILLUMIN-i» (1 шт);
- Новая Плата MFIO для штатива (1 шт);
- Интерфейсные пластины (не более 3 штук);
- Кабели (не более 2 штук);
- Винты (не более 15 штук);
- Вентиляционная крышка и прокладка вентилятора (не более 2 штук);



- Новый Модуль «LED ILLUMIN-i» (1 шт);




- Новая Плата MFIO для штатива (1 шт);



- Интерфейсные пластины (не более 3 штук);



- Кабели (не более 2 штук);





- Вентиляционная крышка и прокладка вентилятора (не более 2 штук);
- Винты (не более 15 штук);




2. Набор для обновления Libero LED (8065753096):


- Новый модуль X-Y LED Libero (1 шт.);
- Плата (1 шт);
- Кабели (не более 5 штук);



- Новый модуль X-Y LED Libero (1 шт.);
- Кабели (не более 5 штук);



- Плата (1 шт);



3. Комплект рукояток (не более 2 шт.) с винтами (не более 15 шт.) и креплениями (не более 2 шт.) (8065752564);



4. Стерилизуемые колпачки 49мм (8065753021) (6 шт.);



5. Фирменная пластина «Revalia» для крепления на микроскоп (8065000005) (не более 2 штук.);



6. Кейс для хранения (8065754022) (1 шт.).



III Офтальмологический хирургический микроскоп LuxOR Revalia с системой освещения ILLUMIN-i с модулем ассистента Q-VUE 3D с оптической системой 200 мм (8065753152) в составе:

Общий вид Медицинского изделия



1. Оптическая система (8065753071):


- Оптическая система LuxOR Q-VUE, фокусное расстояние 200 мм (1шт.);




- Кабель питания для модуля освещения ILLUMIN-i (1шт.);



- Кабель для системы LIBERO-XY (1шт.);



2. Педаль управления (8065752566):
Педаль (1шт.);




- Кабель для управления педалью (1шт.);




3. Штатив (8065753095):
- Напольный штатив (1шт.);



- Монитор (1шт.);




- Кабель питания (1шт.);



- Система управления LIBERO-XY (1шт.);



- Инструкция (1шт.);



4. Набор аксессуаров LuxOR/Q-VUE (8065753082) в составе:
- стерилизуемые колпачки большие 45MM (не более 3 шт.);



- стерилизуемые колпачки 21ММ (не более 24 шт.);
-



- стерилизуемые колпачки 49ММ (не более 6 шт.);



- наглазники низкопрофильные (не более 4 шт.);



Alcon

ООО «Алкон Фармацевтика»

Юридический адрес:

125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп.3

Т +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720

ОГРН 1027739129857

ИНН 7709354370

КПП 774301001


- защитный чехол (1 шт.);



5. Бинокуляры для микроскопа 0-215 градусов (8065752306) (не более 2 шт.)



6. Инструкция по применению (1шт.);



Принадлежности:

1. Набор светодиодных модулей (8065754031) в составе:
 - Светодиодный модуль, теплый белый (1шт.);




- Светодиодный модуль, холодный белый (1шт.);




Светодиодный модуль, смешанный белый (1шт.);



2. Видеосистема 3 MOS HD интегрированная (8065752907) в составе:



- Делитель луча 80/20 (1шт.);




- Видеоадаптер HD, фокус 50 мм (1шт.);



- Видеокамера 3 MOS HD специализированная, (1шт.);



- Блок управления видеокамерой 3 MOS HD специализированной интегрированный (1шт.);



- Видео кабель 3 MOS HD интегрированный (1шт.);



- Кабель HDMI (1шт.);



3. Видеосистема 1 MOS HD внешняя (8065752965) в составе:




- Видеоадаптер HD, фокус 50 мм (1шт);




- Видеокамера 1 MOS HD специализированная (1шт);



- Блок управления видеокамерой 1 MOS HD специализированной внешний (1шт);



- Блок питания 1 MOS HD внешний (1шт);



- Видео кабель 1 MOS HD 15 м (1шт);



4. Бинокуляр ассистента (8065752296) в составе:
- Делитель луча 50/50 (1 шт);




- Биноклярный тубус совместного наблюдения (1 шт.);



- Прямой бинокляр (1 шт.);



5. Делитель луча 80/20 (8065752314);



6. Делитель луча 50/50 (8065752317);




7. Видеоадаптер HD, фокус 50 мм. (8065752387);



8. Защитный чехол (8065752313);



9. Окуляры для микроскопа (Мягкие наглазники) (8065752983) (не более 2 шт);



10. Светодиодный модуль, теплый белый (8065753084);



11. Светодиодный модуль, холодный белый (8065753085);



12. Светодиодный модуль, смешанный белый (8065753086);



13. Линза объектива WD 200 мм (8065752391);



14. Линза объектива WD 175 мм (8065752389);




15. Система для установки хирургического дисплея (8065752571) в составе:

- Дисплейный рычаг (1 шт.);
- Винты для сборки (не более 15 штук);
- Кабели для сборки (не более 15 штук);
- Монтажное оборудование (не более 5 штук);
- Адаптер наклона переднего дисплея (не более 3 шт.);



- Дисплейный рычаг (1 шт.);




- Винты для сборки (не более 15 штук);



- Адаптер наклона переднего дисплея (не более 3 шт.);



16. Пластина с креплением «ласточкин хвост» (8065752357);



17. Набор расширенный для обновления LX3 до LED (8065753153) в составе:

1. Набор для обновления светодиодов LX3 до LED (8065753092):


- Новый Модуль «LED ILLUMIN-i» (1 шт);
- Новая Плата MFIO для штатива (1 шт);
- Интерфейсные пластины (не более 3 штук);
- Кабели (не более 2 штук);
- Винты (не более 15 штук);
- Вентиляционная крышка и прокладка вентилятора (не более 2 штук);



- Новый Модуль «LED ILLUMIN-i» (1 шт);




- Новая Плата MFIO для штатива (1 шт);



- Интерфейсные пластины (не более 3 штук);



- Кабели (не более 2 штук);





- Вентиляционная крышка и прокладка вентилятора (не более 2 штук);
- Винты (не более 15 штук);




2. Набор для обновления Libero LED (8065753096):


- Новый модуль X-Y LED Libero (1 шт.);
- Плата (1 шт);
- Кабели (не более 5 штук);



- Новый модуль X-Y LED Libero (1 шт.);
- Кабели (не более 5 штук);



- Плата (1 шт);



3. Кейс для хранения (8065754022) (1 шт.);



4. Фирменная пластина «Revalia» для крепления на микроскоп (8065000005) (не более 2 штук.);



18. Набор не расширенный для обновления LX3 до LED (8065753154) в составе:

1. Набор для обновления светодиодов LX3 до LED (8065753092):


- Новый Модуль «LED ILLUMIN-i» (1 шт);
- Новая Плата MFIO для штатива (1 шт);
- Интерфейсные пластины (не более 3 штук);
- Кабели (не более 2 штук);
- Винты (не более 15 штук);
- Вентиляционная крышка и прокладка вентилятора (не более 2 штук);



- Новый Модуль «LED ILLUMIN-i» (1 шт);




- Новая Плата MFIO для штатива (1 шт);



- Интерфейсные пластины (не более 3 штук);



- Кабели (не более 2 штук);



Alcon

ООО «Алкон Фармацевтика»

Юридический адрес:


125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп.3

Т +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720

ОГРН 1027739129857

ИНН 7709354370

КПП 774301001



- Вентиляционная крышка и прокладка вентилятора (не более 2 штук);
- Винты (не более 15 штук);



2. Набор для обновления Libero LED (8065753096):


- Новый модуль X-Y LED Libero (1 шт.);
- Плата (1 шт);
- Кабели (не более 5 штук);



- Новый модуль X-Y LED Libero (1 шт.);
- Кабели (не более 5 штук);



- Плата (1 шт);



3. Комплект рукояток (не более 2 шт.) с винтами (не более 15 шт.) и креплениями (не более 2 шт.) (8065752564);



4. Стерилизуемые колпачки 49мм (8065753021) (6 шт.);



5. Фирменная пластина «Revalia» для крепления на микроскоп (8065000005) (не более 2 штук.);



6. Кейс для хранения (8065754022) (1 шт.).



IV Офтальмологический хирургический микроскоп LuxOR Revalia с системой освещения ILLUMIN-i с оптической системой 175/200 мм и встроенной камерой (8065754030) в составе:
Общий вид Медицинского изделия




1. Оптическая система (8065753073):
 - Оптическая система LuxOR, фокусное расстояние 175 мм. (1шт.);




- Кабель питания для модуля освещения ILLUMIN-i (1шт.);



- Кабель для системы LIBERO-XY (1шт.);



2. Педаль управления (8065752566):
Педаль (1шт.);




- Кабель для управления педалью (1шт.);




3. Штатив (8065753095):
- Напольный штатив (1шт.);



- Монитор (1шт.);




- Кабель питания (1шт.);




- Система управления LIBERO-XY (1шт.);



- Инструкция (1шт.);



4. Видеосистема 1 MOS HD интегрированная (8065752906) в составе:
- Делитель луча 80/20 (1 шт.);




- Видеоадаптер HD, фокус 50 мм (1шт);



- Видеокамера 1 MOS HD специализированная (1шт);



- Блок управления видеокамерой 1 MOS HD специализированной интегрированный (1шт);



- Видео кабель 1 MOS HD 4 м (1шт);



- Кабель HDMI (1шт);



5. Набор аксессуаров LuxOR/Q-VUE (8065753082) в составе:
- стерилизуемые колпачки большие 45MM (не более 3 шт.);



- стерилизуемые колпачки 21MM (не более 24 шт.);



- стерилизуемые колпачки 49MM (не более 6 шт.);



- наглазники низкопрофильные (не более 4 шт.);



- защитный чехол (1шт.);



6. Бинокуляры для микроскопа 0-215 градусов (8065752306) (1 шт.)




7. Линза объектива WD 200 мм (8065752391) (1шт) (при необходимости);



8. Линза объектива WD 175 мм (8065752389) (1шт) (при необходимости);



9. Инструкция по применению (1шт.);



Принадлежности:

1. Набор светодиодных модулей (8065754031) в составе:
 - Светодиодный модуль, теплый белый (1шт.);




- Светодиодный модуль, холодный белый (1шт.);




Светодиодный модуль, смешанный белый (1шт.);



2. Видеосистема 3 MOS HD интегрированная (8065752907) в составе:



- Делитель луча 80/20 (1шт.);




- Видеоадаптер HD, фокус 50 мм (1шт.);



- Видеокамера 3 MOS HD специализированная, (1шт.);



- Блок управления видеокамерой 3 MOS HD специализированной интегрированный (1шт.);




- Видео кабель 3 MOS HD интегрированный (1шт.);



- Кабель HDMI (1шт.);



3. Видеосистема 1 MOS HD внешняя (8065752965) в составе:



- Видеоадаптер HD, фокус 50 мм (1шт);




- Видеокамера 1 MOS HD специализированная (1шт);



- Блок управления видеокамерой 1 MOS HD специализированной внешний (1шт);



- Блок питания 1 MOS HD внешний (1шт);



- Видео кабель 1 MOS HD 15 м (1шт);



4. Бинокуляр ассистента (8065752296) в составе:
- Делитель луча 50/50 (1 шт);




- Биноклярный тубус совместного наблюдения (1 шт.);



- Прямой бинокляр (1 шт.);



5. Делитель луча 80/20 (8065752314);



6. Делитель луча 50/50 (8065752317);




7. Видеоадаптер HD, фокус 50 мм. (8065752387);



8. Защитный чехол (8065752313);



9. Окуляры для микроскопа (Мягкие наглазники) (8065752983) (не более 2 шт);



10. Светодиодный модуль, теплый белый (8065753084);



11. Светодиодный модуль, холодный белый (8065753085);



12. Светодиодный модуль, смешанный белый (8065753086);




13. Система для установки хирургического дисплея (8065752571) в составе:

- Дисплейный рычаг (1 шт.);
- Винты для сборки (не более 15 штук);
- Кабели для сборки (не более 15 штук);
- Монтажное оборудование (не более 5 штук);
- Адаптер наклона переднего дисплея (не более 3 шт.);



- Дисплейный рычаг (1 шт.);




- Винты для сборки (не более 15 штук);



- Адаптер наклона переднего дисплея (не более 3 шт.);



14. Пластина с креплением «ласточкин хвост» (8065752357);



15. Набор расширенный для обновления LX3 до LED (8065753153) в составе:

1. Набор для обновления светодиодов LX3 до LED (8065753092):


- Новый Модуль «LED ILLUMIN-i» (1 шт);
- Новая Плата MFIO для штатива (1 шт);
- Интерфейсные пластины (не более 3 штук);
- Кабели (не более 2 штук);
- Винты (не более 15 штук);
- Вентиляционная крышка и прокладка вентилятора (не более 2 штук);



- Новый Модуль «LED ILLUMIN-i» (1 шт);




- Новая Плата MFIO для штатива (1 шт);



- Интерфейсные пластины (не более 3 штук);



- Кабели (не более 2 штук);






- Вентиляционная крышка и прокладка вентилятора (не более 2 штук);
- Винты (не более 15 штук);




2. Набор для обновления Libero LED (8065753096):
- Новый модуль X-Y LED Libero (1 шт.);
 - Плата (1 шт);
 - Кабели (не более 5 штук);



- Новый модуль X-Y LED Libero (1 шт.);
- Кабели (не более 5 штук);



- Плата (1 шт);



3. Кейс для хранения (8065754022) (1 шт.);



4. Фирменная пластина «Revalia» для крепления на микроскоп (8065000005) (не более 2 штук.);



16. Набор не расширенный для обновления LX3 до LED (8065753154) в составе:

1. Набор для обновления светодиодов LX3 до LED (8065753092):


- Новый Модуль «LED ILLUMIN-i» (1 шт);
- Новая Плата MFIO для штатива (1 шт);
- Интерфейсные пластины (не более 3 штук);
- Кабели (не более 2 штук);
- Винты (не более 15 штук);
- Вентиляционная крышка и прокладка вентилятора (не более 2 штук);



- Новый Модуль «LED ILLUMIN-i» (1 шт);




- Новая Плата MFIO для штатива (1 шт);



- Интерфейсные пластины (не более 3 штук);



- Кабели (не более 2 штук);



Alcon

ООО «Алкон Фармацевтика»

Юридический адрес:


125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп.3

Т +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720

ОГРН 1027739129857

ИНН 7709354370

КПП 774301001



- Вентиляционная крышка и прокладка вентилятора (не более 2 штук);
- Винты (не более 15 штук);




2. Набор для обновления Libero LED (8065753096):


- Новый модуль X-Y LED Libero (1 шт.);
- Плата (1 шт);
- Кабели (не более 5 штук);



- Новый модуль X-Y LED Libero (1 шт.);
- Кабели (не более 5 штук);



- Плата (1 шт);



3. Комплект рукояток (не более 2 шт.) с винтами (не более 15 шт.) и креплениями (не более 2 шт.) (8065752564);



4. Стерилизуемые колпачки 49мм (8065753021) (6 шт.);



5. Фирменная пластина «Revalia» для крепления на микроскоп (8065000005) (не более 2 штук.);




6. Кейс для хранения (8065754022) (1 шт.).




Маркировка Медицинского изделия

Маркировка на Штатив (8065753095)	 LUXOR Офтальмологический микроскоп ОПАСНОСТЬ: РИСК ВЗРЫВА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ПРИСУТСТВИИ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ АНЕСТЕТИКОВ. Макс. вес: 304 кг 10 2013, 2014, 2017, 2018 г. «Импорт» 721-1172-002 РЕД. Е *товарный знак компании «Импорт» ~ 100-120В-50/60 Гц 6А МЕДИЦИНСКОЕ/ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ~ 220-240В-50/60 Гц 3А TUV SUD C US Alcon Alcon Laboratories, Inc. 6201 South Freeway Fort Worth, TX 76154-2099 USA Произведено в США из материалов различного происхождения.
Маркировка на Штатив (8065753095) (идентификационная этикетка)	 STAND, LX3 LED REF 8065753095 GTIN 00380657530953 SN 2101415501X W 2021-04-26  www.fj.alcon.com 200021884 REV A


Маркировка Штата (8065753095) с информацией о соответствии требованиям Федеральной комиссии связи (FCC) и маркировкой CE. Часть 3	Данное изделие соответствует части 15 Правил Федеральной комиссии по связи (FCC). Эксплуатация допускается при соблюдении двух следующих условий: (1) Данное изделие не должно создавать вредных помех, и (2) данное изделие должно принимать все помехи, в том числе те, которые могут вызвать сбои в работе. Идентификационный код ФКС: VMCNGPFSW1 IC: 7345A-NGPFSW1 СОДЕРЖИТ: Идентификационный код ФКС: RI7XE61 IC: 5131A-XE61   209-J00129 721-1205-002 РЕД. J
Маркировка с информацией об оптических компонентах(ид ентификационна я этикетка) – - Оптическая система (8065753073) - Оптическая система (8065753071)	



Оптическая система (8065753073)






Оптическая система (8065753071)

Маркировка с информацией о максимальной нагрузке на микроскоп	 Макс. нагрузка: 18,0 кг
Маркировка с информацией о максимальной нагрузке на отсек для принадлежности	 Макс. нагрузка: 1,0 кг
Маркировка с информацией о максимальной нагрузке на педаль управления	 Макс. нагрузка: 4,0 кг
Маркировка с серийным номером Педали управления (8065752566):	REF 0030065752566 REV SN © 2016 г. «Новартис» 721-2667-001 РЕД. А 
Маркировка паспортной таблички педали управления (8065752566):	 Для просмотра патентов, ознакомиться с меню «О СИСТЕМЕ» на мониторе во время работы. Данное изделие соответствует части 15 Правил Федеральной комиссии по связи (FCC). Эксплуатация допускается при соблюдении двух следующих условий: (1) Данное изделие не должно создавать вредных помех, и (2) данное изделие должно принимать все помехи, в том числе те, которые могут вызвать сбои в работе. Идентификационный код FCC: VMCMGPFSW1 IC: 7345A-NGPFSW1 СОДЕРЖИТ Идентификационный код FCC: R17XE61 IC: 5131A-XE61     Alcon Laboratories, Inc. 6201 South Freeway Fort Worth, TX 76134-2099 USA Произведено в США из материалов различного происхождения    209-J00129  REF 8065752566 © 2014, 2016 гг. 721-2160-001 РЕД. F
Маркировка на Светодиодный модуль, теплый белый (8065753084):	

Маркировка на Светодиодный модуль, холодный белый (8065753085);	
Маркировка на Светодиодный модуль, смешанный белый (8065753086)	
Маркировка микроскопа LuxOR Revalia (LX3 LED) левая этикетка	
Маркировка микроскопа LuxOR Revalia (LX3 LED) правая этикетка	

Маркировка принадлежностей

Идентификационная маркировка - Кейс для хранения (8065754022) (1 шт.);	
--	--

Идентификационная маркировка - Линза объектива WD 200 мм (8065752391)	
Идентификационная маркировка – Видеосистема 1 MOS HD интегрированная (8065752906)	

Идентификационная маркировка - Набор для обновления Libero LED (8065753096)






Идентификационная маркировка - Набор для обновления светодиодов LX3 до LED (8065753092)




Идентификационная маркировка - Набор аксессуаров LuxOR/Q-VUE (8065753082)



Идентификационная маркировка - Бинокляры для микроскопа 0-215 градусов (8065752306)		
Идентификационная маркировка - Бинокляр ассистента (8065752296)		

Идентификационная маркировка - Видеосистема 1 MOS HD интегрированная (8065752906)	 INTEGRATED 1 MOS CAMERA SYSTEM CN 8065752906 LOT 13UC3P  2021-03-19 200021879 REV A
Идентификационная маркировка - Система для установки хирургического дисплея (8065752571)	 ASSY,SHIP,ADVANCED SURGICAL REF 8065752571 LOT 16025391X REV D   2016-06 Consult Instructions for use 721-1210-001 REV C

Идентификационная маркировка - Светодиодный модуль, смешанный белый (8065753086)	
Идентификационная маркировка - Светодиодный модуль, теплый белый (8065753084);	

Идентификационная маркировка - Светодиодный модуль, холодный белый (8065753085)	 TE 002353826 Alcon Alcon Laboratories, Inc. 6201 South Freeway Fort Worth, TX 76134-2099 USA Made in USA with Global Materials 300038611 REV A LX3 COOL WHT CARTRIDGE ASSY REF 8065753085 SN 2101282724X 2021-03-23 200021882 REV A
Идентификационная маркировка - Видеосистема 3 MOS HD интегрированная (8065752907)	 VIDEO PGK 3MOS LX3 CN 8065752907 LOT 13TKUJ 2021-03-01 200021879 REV A
Идентификационная маркировка - Фирменная пластина «Revalia» для крепления на микроскоп (8065000005)	 REVALIA™ PANELS UPGRADE KIT CAT#: 8065000005 REV: A

ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
330 ЛИСТА(ОВ)

Д.О. Волкова

