


Контейнер полимерный с раствором для отмывания криоконсервированных эритроцитов
«Маннисин» № 3 400 мл однократного применения, стерильный «Синтез»
по ТУ 9398-114-00480201-2011



СИНТЕЗ

ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80

10120 до 0122

Натоксично
Стерильно внутри
Свободно от бактериальных
эндотоксинов


Контейнер полимерный с раствором для отмывания
криоконсервированных эритроцитов
"Маннисин № 3" 400 мл
однократного применения, стерильный "Синтез"

Для дополнительных процедур отмывания

ТУ 9398-114-00480201-2011

№ РЗН 2019/9037 от 14.10.2019

Состав на 100 мл: маннитол (маннит) - 2,5 г,
натрия хлорид - 0,7 г, вода для инъекций - до 100 мл.




Технический директор

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Е.В. Дерябин

Контейнер полимерный с раствором для отмывания криоконсервированных эритроцитов «Маннисин № 3» 400 мл однократного применения по ТУ 9398-114-00480201-2011



Технический директор

Е.В. Дерябин

Макет по проекту изв. № 7 по ТУ 9398-114-00480201-2011

Контейнер полимерный с раствором для отмывания криоконсервированных эритроцитов «Маннисин № 3» 400 мл однократного применения, стерильный «Синтез»

Лист упаковочный, ярлык на ящик



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл.,
г. Курган, проспект Конституции, д. 7.
Тел.: 8-800-600-00-80

**Контейнер полимерный с раствором для отмывания
криоконсервированных эритроцитов "Маннисин № 3"
400 мл однократного применения, стерильный "Синтез"**

по ТУ 9398-114-00480201-2011

Серия №

Упаковщик

Годен до

Количество изделий

шт.

Допускается помутнение емкостей контейнеров и наличие влаги в пакете
с контейнерами при условии герметичности контейнера.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре от 18 до 25 °С на стеллажах
на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах,
защищенных от света и агрессивных сред.



**Контейнер полимерный с раствором
для отмывания криоконсервированных
эритроцитов "Маннисин № 3" 400 мл
однократного применения,
стерильный "Синтез"**

по ТУ 9398-114-00480201-2011

Серия №

Ящик №

Годен до

Масса брутто

кг

Упаковщик

Количество изделий

шт.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре от 18 до 25 °С
на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов,
в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

Допускается помутнение емкостей контейнеров и наличие влаги в пакете
с контейнерами при условии герметичности контейнера.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими
на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования изделий по условиям хранения - 1 по ГОСТ 15150,
при температуре от 5 до 40 °С. Не допускается замораживание.

ОКК

ОАО «Синтез»

Россия, 640008,

Курганская обл.,

г. Курган,

проспект

Конституции, д. 7.

Тел.: 8-800-600-00-80

Технический директор



Е.В. Дерябин