

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Катетеры медицинские: центральные венозные, для периферических вен с инъекционным портом, аспирационные с вакуумным контролем, с дренажной системой типа Редон.

Острые иглы венозных катетеров заточено в трех плоскостях, что сводит к минимуму травму тканей и дискомфорт пациента.

Кончик катетера выполнен в виде усеченного конуса, который сходит к игле практически на нет, что также уменьшает травму тканей при венепункции.

Катетеры стерилизуются этилендиоксидом.

Срок годности всех катетеров - 5 лет.

Катетеры центральные венозные

Наружный диаметр		Цветовой код	Внутренний диаметр катетера, мм	Длина катетера, мм	Скорость потока, мл/мин
G	мм				
14	2,15	Оранжевый	1,75	64	325
16	1,7	Серый	1,3	64	195
16	1,7		1,3	51	208
18	1,3	Зеленый	0,95	51	95
18	1,3		0,95	32	105
20	1,1	Розовый	0,8	51	53
20	1,1		0,8	32	64
22	0,85	Синий	0,6	25	37
24	0,67	Желтый	0,47	19	18

Катетеры периферические с портом

Наружный диаметр		Цветовой код	Внутренний диаметр катетера, мм	Длина катетера, мм	Скорость потока, мл/мин
G	мм				
14	2	Оранжевый	1,55	45	290
16	1,75	Серый	1,35	45	225
17	1,5	Белый	1,15	45	155
18	1,3	Зеленый	0,95	45	96
18	1,3		0,95	32	103
20	1	Розовый	0,75	32	59
22	0,9	Синий	0,65	25	42
24	0,74	Желтый	0,55	19	29
26	0,64	Фиолетовый	0,45	19	19



Применение:

Предназначены для длительного (до 3-х суток) введения растворов лекарственных веществ в вены пациента;

Особенности:

- катетеры имеют рентгеноконтрастную полосу для обеспечения эффективного контроля за его расположением в вене;
- минимальное расстояние от конца катетера до скоса иглы и уменьшение толщины стенки катетера к дистальному концу облегчает пункцию вены;
- наличие прозрачной камеры возврата крови обеспечивает надежный контроль позиционирования иглы в вене;
- дополнительный порт обеспечивает возможность введения лекарств в процессе инфузии;
- клапан и заглушка порта предотвращают контакт с кровью пациента;
- крылья позволяют надежно фиксировать катетер и устраняют возможность несанкционированного извлечения;
- футляр надежно предохраняет иглу и катетер от повреждения.

Катетеры аспирационные с вакуумным контролем

Предназначен для назального введения

Отличительные характеристики:

- имеет атравматичный открытый дистальный конец, 2 боковых отверстия
- канюля идеально соответствует размерам элементов любого отсасывающего оборудования

Технические характеристики:

- стерилен, предназначен для однократного применения
- не токсичен и не содержит фталаты
- рентгеноконтрастная линия по всей длине катетера
- изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида
- длина: 45±2см
- срок годности - 5 лет

Таблица соответствия размеров катетера по шкале Шарьера

Внутренний диаметр I.D. (мм)	Внешний диаметр O.D. (мм)	Размер по шкале Шарьера Ch/Fr	Цвет
0,9	1,7	5	желтый
1,1	2,0	6	синий
1,7	2,7	8	голубой
2,3	3,3	10	черный
2,8	4,0	12	белый
3,3	4,7	14	зеленый
3,8	5,3	16	оранжевый
4,5	6,0	18	красный

Катетеры с дренажной системой типа Редон.

Предназначена для активного низковакуумного дренирования мягких тканей и послеоперационных ран у пациентов, перенесших различные хирургические вмешательства.

Отличительные характеристики:

- множественные боковые отверстия дренажного катетера позволяют создать оптимальные условия для аспирации
- металлический стилет надежно фиксирован к проксимальному концу катетера

- плавный переход стилета в катетер минимизирует травматизацию ткани при проведении дренажа
- выполнение прокола изнутри раны для установки дренажа обеспечивает асептичность манипуляции
- наличие метки на катетере на расстоянии 5 см от проксимального отверстия перфорированной части позволяет контролировать положение дренажной трубки в ране
- при соединении трубок через коннектор используется принцип «от меньшего диаметра к большему», что способствует длительному поддержанию проходимости дренажной системы
- рентгеноконтрастная полоса по всей длине катетера позволяет оценивать правильность его установки
- система легкая и удобная в использовании

Технические характеристики:

- готовый к применению стерильный набор находится в индивидуальной упаковке
- емкость - гофрированная «гармошка» объемом 400 мл для создания постоянного уровня вакуум-разряжения
- «гармошка» и трубки изготовлены из имплантационно – нетоксичного поливинилхлорида
- на боковой стенке «гармошки» имеется градуировка для точного определения количества отделяемого. Градуировка от 50 мл, цена деления 50 мл
- прозрачная соединительная трубка с надежным зажимом для сохранения вакуум-разряжения в момент отсоединения гармошки
- соединительный коннектор идеально подходит к трубкам различного диаметра и обеспечивает высокую герметичность соединения
- длина соединительной трубки 110 см, размер Ch 20
- длина дренажного катетера – 50 см, длина перфорированной части 15 см
- различные диаметры катетера от 6 до 18 Ch
- срок стерильности – 5 лет

Размер катетера по шкале Шарьера, Ch/Fr	Внутренний диаметр, I.D. (мм)	Внешний диаметр, O.D. (мм)	Длина, (см)	Длина перфорированной Части, (см)	Цветовая кодировка катетеров Редона
8	1,3	2,3	50	15	изумрудный
10	2,3	3,3	50	15	черный
12	2,8	4,0	50	15	белый
14	3,3	4,7	50	15	зеленый
16	3,8	5,3	50	15	желтый
18	4,5	6,0	50	15	красный

За дополнительной информацией о продукции обращайтесь по указанному адресу:
 Alba Healthcare LLC
 1023 15-th Street, NW, Suite 401, Washington, DC 20005, USA

Генеральный директор
 ООО «Компания Новко Нобили»

Стручков А.А.