

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора ФБУН ГНЦ ПМБ

М.В.Храмов

2023 г.

ОБРАЗЦЫ МАРКИРОВКИ УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«Питательная среда для определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам, сухая (Бульон Мюллера-Хинтон) по ТУ 20.59.52-376-78095326-2023

в двух вариантах фасовки: по 100 г в банке, вместимостью 250 см³ и по 250 г в банке, вместимостью 600 см³

СОСТАВ:

Солянокислотный гидролизат
казеина, модифицированный...17,5
Мясной экстракт..... 2,0
Крахмал растворимый..... 1,5

pH 7,2-7,4

Препарат гигроскопичен
Хранить в герметично закрытой упаковке в
сухом защищенном от света месте
при температуре от 2 до 30°C

РУ №

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
ФБУН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ПРИКЛАДНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ
И БИОТЕХНОЛОГИИ

Питательная среда для
определения
чувствительности микроорганизмов
к антимикробным препаратам,
сухая (Бульон Мюллера-Хинтон)

по ТУ 20.59.52-376-78095326-2023

Адрес места производства: ФБУН ГНЦ ПМБ,
Россия, 142279, Московская обл., г. о. Серпухов,
п. Оболенск, тер. «Квартал А», д.10, стр. 1
Почтовый адрес: ФБУН ГНЦ ПМБ, Россия, 142279
Московская обл., г. о. Серпухов, п. Оболенск,
тер. «Квартал А», д.24
(4967) тел.36-00-20 / факс 36-01-16,
E.mail:info@obolensk.org

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

21,0 г * среды размешать в 1 л дистиллированной воды, стерилизовать автоклавированием при температуре (121±1) °C в течение 15 мин.
Готовая питательная среда прозрачная светло-желтого цвета.

* Для приготовления среды с двойной концентрацией увеличить навеску до 42,0 г/л. Подробная информация приведена в инструкции по применению.

Только для in vitro диагностики.
Только для профессионального использования.

Серия.....

Дата изготовления.....

Годен.....

Масса нетто..... **100 г**

СОСТАВ:

Солянокислотный гидролизат
казеина, модифицированный...17,5
Мясной экстракт..... 2,0
Крахмал растворимый..... 1,5

pH 7,2-7,4

Препарат гигроскопичен
Хранить в герметично закрытой упаковке в
сухом защищенном от света месте
при температуре от 2 до 30°C

РУ №

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
ФБУН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ПРИКЛАДНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ
И БИОТЕХНОЛОГИИ

Питательная среда для
определения
чувствительности микроорганизмов
к антимикробным препаратам,
сухая (Бульон Мюллера-Хинтон)

по ТУ 20.59.52-376-78095326-2023

Адрес места производства: ФБУН ГНЦ ПМБ,
Россия, 142279, Московская обл., г. о. Серпухов,
п. Оболенск, тер. «Квартал А», д.10, стр. 1
Почтовый адрес: ФБУН ГНЦ ПМБ, Россия, 142279
Московская обл., г. о. Серпухов, п. Оболенск,
тер. «Квартал А», д.24
(4967) тел.36-00-20 / факс 36-01-16,
E.mail:info@obolensk.org

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

21,0 г * среды размешать в 1 л дистиллированной воды, стерилизовать автоклавированием при температуре (121±1) °C в течение 15 мин.
Готовая питательная среда прозрачная светло-желтого цвета.

* Для приготовления среды с двойной концентрацией увеличить навеску до 42,0 г/л. Подробная информация приведена в инструкции по применению.

Только для in vitro диагностики.

Только для профессионального использования.

Серия.....

Дата изготовления.....

Годен.....

Масса нетто..... **250 г**

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по качеству и развитию

М.В.Храмов.

2023 г



ОБРАЗЕЦ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЫ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Питательная среда для определения чувствительности микроорганизмов к
антимикробным препаратам, сухая (Бульон Мюллера-Хинтон) по ТУ 20.59.52-376-
78095326-2023

Грузополучатель _____

(адрес грузополучателя)

Предприятие-изготовитель:



ФБУН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ
МИКРОБИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Адрес места производства: ФБУН ГНЦ ПМБ, Россия,
142279 Московская обл., г.о. Серпухов, п. Оболенск,
тер. «Квартал А», д.10, стр. 1
Почтовый адрес: ФБУН ГНЦ ПМБ, Россия, 142279 Московская обл., г.о. Серпухов, п. Оболенск, тер.
«Квартал А», д.24
(4967) тел.36-00-20 / факс 36-01-16, E.mail:info@obolensk.org

ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ
К АНТИМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ, СУХАЯ (БУЛЬОН МЮЛЛЕРА-ХИНТОН)
по ТУ 20.59.52-376-78095326-2023

Масса брутто _____

Количество банок _____

Номер серии _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

Хранить в герметично закрытой упаковке в сухом защищённом от света месте
при температуре от 2 °С до 30 °С.

Транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре хранения.

Допускается транспортировать при температуре от минус 18 °С до плюс 40 °С
не более 7 суток.