

Фотографические изображения медицинского изделия

Филлер DSMED дермальный, вязкоэластичный, внутрикожный, стерильный абсорбируемый, в вариантах исполнения

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ДИСИМЕДИКАЛ»


Чегаров С.Н.


« 15 »


2023 г.




Пример маркировки на потребительской упаковке (Филлер DSMED дермальный, вязкоэластичный, внутрикожный, стерильный абсорбируемый, вариант исполнения DSMED G, модель PUGiF)









F





Sterile Absorbable Intradermal Viscoelastic Dermal Filler



Sterile Absorbable Intradermal Viscoelastic Dermal Filler

1 x 1ml | 27G 1/2" | 2EA







Донг Банг Медикал Ко., ЛТД.
Part of 2nd floor and Part of 3rd floor, EHO building, 16-9, Dongbaekjungang-ro 16beon-gil,
Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17015, Republic of Korea (Республика Корея)

Наименование МИ: Филлер DSMED дермальный, вязкоэластичный, внутрикожный, стерильный абсорбируемый, в вариантах исполнения.

Вариант исполнения: DSMED G, модель P0GF

в составе:

1. Шприц с имплантатом DSMED G, модель P0GF (1.0 мл) - 2 шт.
2. Игла стерильная 27G x 1/2" (0.40 x 13 мм) - 4 шт.
3. Самоклеящаяся этикетка - 4 шт.
4. Инструкция по применению - 1 шт.

Регистрационное удостоверение: XXXXXXX (номер) от XXX (дата)

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «ДИСИМЕДИКАЛ»

127273, город Москва, проезд Сигнальный, владение 18, э. 1, пом. 109, ком. 21

Тел.: +7(495) 902-77-78

Филлер DSMED дермальный, вязкоэластичный, внутрикожный, стерильный абсорбируемый, вариант исполнения DSMED D, модель P0DF (макет дополнительного стикера на русском языке)



Донг Банг Медикал Ко., ЛТД.
Part of 2nd floor and Part of 3rd floor, EHO building, 16-9, Dongbaekjungang-ro 16beon-gil,
Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17015, Republic of Korea (Республика Корея)

Наименование МИ: Филлер DSMED дермальный, вязкоэластичный, внутрикожный, стерильный абсорбируемый, в вариантах исполнения.

Вариант исполнения: DSMED D, модель P0DF

в составе:

1. Шприц с имплантатом DSMED D, модель P0DF (1.0 мл) - 2 шт.
2. Игла стерильная 27G x 1/2" (0.40 x 13 мм) - 4 шт.
3. Самоклеящаяся этикетка - 4 шт.
4. Инструкция по применению - 1 шт.

Регистрационное удостоверение: XXXXXXX (номер) от XXX (дата)

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «ДИСИМЕДИКАЛ»

127273, город Москва, проезд Сигнальный, владение 18, э. 1, пом. 109, ком. 21

Тел.: +7(495) 902-77-78

Филлер DSMED дермальный, вязкоэластичный, внутрикожный, стерильный абсорбируемый, вариант исполнения DSMED F, модель P0FF (макет дополнительного стикера на русском языке)



Донг Банг Медикал Ко., ЛТД.
Part of 2nd floor and Part of 3rd floor, EHO building, 16-9, Dongbaekjungang-ro 16beon-gil,
Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17015, Republic of Korea (Республика Корея)

Наименование МИ: Филлер DSMED дермальный, вязкоэластичный, внутрикожный, стерильный абсорбируемый, в вариантах исполнения.

Вариант исполнения: DSMED F, модель P0FF

в составе:

1. Шприц с имплантатом DSMED F, модель P0FF (1.0 мл) - 2 шт.
2. Игла стерильная 27G x 1 1/2" (0.40 x 13 мм) - 4 шт.
3. Самоклеящаяся этикетка - 4 шт.
4. Инструкция по применению - 1 шт.

Регистрационное удостоверение: XXXXXX (номер) от XXX (дата)

Уполномоченный представитель в РФ:


ООО «ДИСИМЕДИКАЛ»


127273, город Москва, проезд Сигнальный, владение 18, э. 1, пом. 109, ком. 21

Тел.: +7(495) 902-77-78


Пример маркировки на индивидуальной упаковке (блистере) (Филлер DSMED дермальный, вязкоэластичный, внутрикожный, стерильный абсорбируемый, вариант исполнения DSMED G, модель P0GF)

14





Филлер DSMED дермальный, вязкоэластичный, внутрикожный, стерильный абсорбируемый, вариант исполнения DSMED G, модель PUGF (Общий вид)




Филлер DSMED дермальный, вязкоэластичный, внутрикожный, стерильный абсорбируемый, вариант исполнения DSMED D, модель PUGF (Общий вид)







Филлер DSMED дермальный, вязкоэластичный, внутрикожный, стерильный абсорбируемый, вариант исполнения DSMED G, модель P0GF (Шприц с имплантатом DSMED G (1,0 мл) - 1 шт., Игла стерильная 27G x 1/2" (0,40 x 13 мм) - 2 шт., Самоклеющаяся этикетка - 2 шт.)



Филлер DSMED дермальный, вязкоэластичный, внутрискожный, стерильный абсорбируемый, вариант исполнения DSMED D, модель P00F 21
(Шприц с имплантатом DSMED D (1,0 мл) - 1 шт., Игла стерильная 27G x 1/2" (0,40 x 13 мм) - 2 шт., Самоклеящаяся этикетка - 2 шт.)



Филлер DSMED дермальный, вязкоэластичный, внутрискожный, стерильный абсорбируемый, вариант исполнения DSMED F, модель P00F 22
(Шприц с имплантатом DSMED F (1,0 мл) - 1 шт., Игла стерильная 27G x 1/2" (0,40 x 13 мм) - 2 шт., Самоклеящаяся этикетка - 2 шт.)



Филлер DSMED дермальный, вязкоэластичный, внутрикожный, стерильный, абсорбируемый, в вариантах исполнения
(Инструкция по применению – 1 шт.)

Г-н Ким Гук Сук

Генеральный директор
DONG BANG MEDICAL CO., LTD.

Part of 2nd floor and Part of 3rd floor, EHO
building, 16-9, Dongbaekjungang-ro 16beon-gil,
Gyeong-gu, Yongsin-si, Gyeonggi-do, 17015,
Republic of Korea

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
на медицинское изделие

**Филлер DSMED дермальный, вязкоэластичный, внутрикожный,
стерильный, абсорбируемый в вариантах исполнения**

производства DongBang Medical Co., Ltd., Республика Корея

ВСЕГО ПРОШТО
И СКРЕПЛЕНО
23 ЛИСТА-ОВ

