

[illegible]



Генеральный директор ООО «НИЦФ»
Е.Г.Плинер

«01» марта 2016

Макет этикеток индивидуальной и групповой упаковки медицинского изделия для ИВД
«Среда транспортная для различных микроорганизмов, полужидкая, (среда типа Кери-Блейра)»
по ТУ 9385-067-39484474-2016.

Маркировка индивидуальной упаковки. Этикетка из бумаги этикеточной (ГОСТ 7625)
наклеивается на стеклянные бутылки (ГОСТ 10782) вместимостью 100, 250 и 500 мл.

ООО «Научно-исследовательский центр фармакотерапии» 192236, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.Белы Куна,30, лит.А телефон: (812) 320 71 73. www.nicf.spb.ru Reg.№ _____ Дата регистрации _____ СОСТАВ: <table><tr><td>натрия хлорид</td><td>– 5,0 г;</td></tr><tr><td>натрий фосфорнокислый двузамещенный</td><td>– 1,1 г;</td></tr><tr><td>натрия тиогликолят</td><td>– 1,5 г;</td></tr><tr><td>кальция хлорид</td><td>– 0,1 г;</td></tr><tr><td>агар микробиологический</td><td>– 5,0 г;</td></tr><tr><td>вода дистиллированная</td><td>– до 1 л.</td></tr></table> Объем _____ мл Серия _____ Дата изготовления _____ Годен до _____	натрия хлорид	– 5,0 г;	натрий фосфорнокислый двузамещенный	– 1,1 г;	натрия тиогликолят	– 1,5 г;	кальция хлорид	– 0,1 г;	агар микробиологический	– 5,0 г;	вода дистиллированная	– до 1 л.	Среда транспортная для различных микроорганизмов, полужидкая среда типа Кери-Блейра ТУ 9385-067-39484474-2016 СПОСОБ ПОДГОТОВКИ СРЕДЫ: Работа должна быть проведена с соблюдением правил асептики. Флакон с транспортной средой помещают в водяную баню и включают нагрев. Продолжительность плавления среды во флаконе с максимальной расфасовкой препарата – не более 1 часа с момента закипания воды в бане. Расплавленную и охлажденную до 45-50 °С транспортную среду разливают стерильной пипеткой в стерильные пробирки по 6-9 мл, соблюдая правила асептики. Пробирки со средой устанавливают вертикально до полного застывания среды. Готовая среда в пробирках непрозрачная, молочно-белого цвета. Дополнительная информация приведена в инструкции по применению. стерильно только для диагностики ин витро для профессионального применения <i>хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 °С</i> ХРУПКОЕ! БОИТСЯ ЗАМОРАЖИВАНИЯ!
натрия хлорид	– 5,0 г;												
натрий фосфорнокислый двузамещенный	– 1,1 г;												
натрия тиогликолят	– 1,5 г;												
кальция хлорид	– 0,1 г;												
агар микробиологический	– 5,0 г;												
вода дистиллированная	– до 1 л.												

Маркировка групповой упаковки. Этикетка из бумаги этикеточной (ГОСТ 7625) наклеивается на ящик из гофрированного картона (ГОСТ 13841).

ЭТИКЕТКА
НА ТРАНСПОРТНУЮ ТАРУ

Грузополучатель

(его адрес)

Предприятие-изготовитель:



ООО «Научно-исследовательский центр фармакотерапии»
192236, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.Белы Куна,30, лит.А
телефон: (812) 320 71 73.

СТЕРИЛЬНО!

**Среда транспортная для различных микроорганизмов,
полужидкая,
среда типа Кери-Блейра
ТУ 9385-067-39484474-2016**

Масса нетто _____

Масса брутто _____

Количество бутылок _____ объемом _____

Серия № _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

Хранить в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света
месте при температуре от 2 до 25 °С

ХРУПКОЕ! БОИТСЯ ЗАМОРАЖИВАНИЯ!

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ



ООО «Научно-исследовательский центр фармакотерапии»
192236, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.Белы Куна,30, лит.А
телефон: (812) 320 71 73.

**Среда транспортная для различных микроорганизмов, полужидкая
среда типа Кери-Блейра
ТУ 9385-067-39484474-2016**

Количество бутылок: _____ объемом _____

Серия № _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

Хранить в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 °С

Номер упаковщика _____

Дата упаковки _____



Прощито 3 (три) листов

Ген. директор  Е.Г. Плинер

М.П.