

2502



медицинская
гигроскопическая хирургическая
хлопко-полиэфирная
Нестерильная

по ТУ 9393-004-4488

Применяется в медицинских целях, может быть использована в стационарных амбулаторных медицинских учреждениях, предназначена для изготовления сорбционных перевязочных средств, ватно-марлевых повязок, шариков, тампонов в хирургических [REDACTED]

Общество с ограниченной ответственностью
"Емельянь Савостинь Ватная фабрика"
391022, Россия, Рязанская обл.,

Клепиковский р-он, с. Екшур

Тел/факс: +7 (49142) 2-96-96, +7(4912)50-22-20

Состав: хлопок 90%, полиэфирное волокно 10%

E-mail: tdes@list.ru www.savostin.ru, www.vata.mrg

Год изготовления 2016

Срок годности: 5 лет

РУ на МИ № РЗН 2014/2133 от 04 декабря 2014 года

Количество: 1 шт.



4 605185 000591

Противопоказания: побочные действия не обнаружены. С лекарственными средствами не взаимодействует. Хранить в сухом, недоступной для детей месте. Применять только по назначению и не позднее срока годности. Условия отпуска из аптек: без рецепта врача. Способ вскрытия: разорвите оболочку

отбелено
031
31004

хлопко-
полиэфирная

