



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 февраля 2024 года № РЗН 2024/22057

На медицинское изделие

Медицинский компрессионный трикотаж на нижние конечности

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"меди ГмбХ & Ко. КГ", Германия,

medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 95448 Bayreuth, Germany

Производитель

"меди ГмбХ & Ко. КГ", Германия,

medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 95448 Bayreuth, Germany

Место производства медицинского изделия

medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 95448, Bayreuth, Germany

Номер регистрационного досье № РД-58136/78406 от 27.09.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 14.31.10.249

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 16 февраля 2024 года № 771
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0075620

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 февраля 2024 года

№ РЗН 2024/22057

Лист 1

На медицинское изделие

Медицинский компрессионный трикотаж на нижние конечности,

варианты исполнения:

1. Гольфы компрессионные mediven angio, класс компрессии CCL 1, CCL 2; цвет исполнения: черный, карамель; размер I-VII; длина изделия: стандартная, малая; размер стопы: малый (36-40), большой (40-46); тип носка: закрытый, в составе:

- Гольфы компрессионные;
- Инструкция по применению.

2. Гольфы компрессионные medi Rehab one, класс компрессии CCL 1, цвет исполнения комбинированный: лайм/синий, размер II-VI, длина изделия: стандартная, малая, тип носка: закрытый или открытый; размер стопы с открытым носком: универсальный, с закрытым носком: 36-46, в составе:

- Гольфы компрессионные;
- Инструкция по применению.

3. Гольфы компрессионные duomed smooth, класс компрессии CCL 1, CCL 2, цвет исполнения: черный, карамель; размер (S, M, L, XL, XXL), длина изделия: стандартная, малая; тип носка: закрытый или открытый; размер стопы: 36-43 для изделий с закрытым носком, для изделий с открытым носком размер стопы универсальный, в составе:

- Гольфы компрессионные;
- Инструкция по применению.

4. Гольфы компрессионные mediven cotton, класс компрессии CCL 1, CCL 2, цвет исполнения: бронза, карамель, черный, размер I-VII, длина изделия: стандартная, малая, тип носка: закрытый или открытый; размер стопы: 36-43 для изделий с закрытым носком, для изделий с открытым носком размер стопы универсальный, в составе:

- Гольфы компрессионные;
- Инструкция по применению.

5. Чулки компрессионные medi Rehab one, класс компрессии CCL 1, цвет исполнения комбинированный: лайм/синий, размер II-VI, длина изделия: стандартная, малая, размер стопы с открытым носком: универсальный, с закрытым носком: стандартная или малая, тип носка: закрытый или открытый, размер стопы с открытым носком: универсальный, с закрытым носком: 36-46, тип бедра: стандартное, широкое, в составе:

- Чулки компрессионные;
- Инструкция по применению.

6. Чулки компрессионные duomed smooth, класс компрессии CCL 1, CCL 2, цвет

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0133980

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 февраля 2024 года

№ РЗН 2024/22057

Лист 2

исполнения: черный, карамель, размер (S, M, L, XL, XXL), длина изделия: стандартная, малая, размер стопы: стандартный, для изделий с открытым носком размер стопы универсальный, тип носка: закрытый или открытый, размер стопы: 36-43 для изделий с закрытым носком, для изделий с открытым носком размер стопы универсальный, тип бедра: стандартное, в составе:

- Чулки компрессионные;
- Инструкция по применению.

7. Чулки компрессионные thrombex, класс компрессии CCL 1, цвет исполнения: белый, размер (S, M, L, XL), длина изделия: универсальная, размер стопы: до 46 размера, тип носка: закрытый с отверстием под пальцами, тип бедра: стандартное, в составе:

- Чулки компрессионные;
- Инструкция по применению.

8. Чулки компрессионные mediven cotton, класс компрессии CCL 1, CCL 2, цвет исполнения: бронза, карамель, черный, размер I-VII, длина изделия: стандартная, малая, тип носка: закрытый или открытый, размер стопы: 36-43 для изделий с закрытым носком, для изделий с открытым носком размер стопы универсальный, тип бедра: стандартное, широкое, в составе:

- Чулки компрессионные;
- Инструкция по применению.

9. Колготки компрессионные duomed smooth, класс компрессии CCL 1, CCL 2, цвет исполнения: черный, карамель, размер (S, M, L, XL, XXL), длина изделия: стандартная, малая, размер стопы: стандартный, для изделий с открытым носком размер стопы универсальный, тип носка: закрытый или открытый, размер стопы: 36-43 для изделий с закрытым носком, для изделий с открытым носком размер стопы универсальный, тип бедра: широкое, в составе:

- Колготки компрессионные;
- Инструкция по применению.

10. Колготки компрессионные mediven cotton, класс компрессии CCL 1, CCL 2, цвет исполнения: бронза, карамель, черный, размер I-VII, длина изделия: стандартная, малая, тип носка: закрытый или открытый, размер стопы: 36-43 для изделий с закрытым носком, для изделий с открытым носком размер стопы универсальный, тип бедра: широкое, в составе:

- Колготки компрессионные;
- Инструкция по применению.


Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0133979