



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2016/4568

На медицинское изделие

**Консоли жизнеобеспечения медицинские потолочные ORbiter,
в вариантах исполнения с принадлежностями**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Карл Шторц СЕ и Ко. КГ", Германия,

Karl Storz SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Germany

Производитель

"Карл Шторц СЕ и Ко. КГ", Германия,

Karl Storz SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Germany

Место производства медицинского изделия

см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-58212/78833 от 04.10.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.50.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 20 листах

приказом Росздравнадзора от 08 ноября 2023 года № 7928

допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0068402

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2016/4568

Лист 1

На медицинское изделие

Консоли жизнеобеспечения медицинские потолочные ORbiter, в вариантах исполнения с принадлежностями, варианты исполнения:

1. Консоль жизнеобеспечения медицинская потолочная ORbiter 90S, в составе:

1. Потолочная конструкция (при необходимости), варианты исполнения:

1.1. Потолочная конструкция 800 мм, в составе:

- пластина анкерная - 1 шт.;
- трубки 800 мм - 6 шт.;
- пластина интерфейсная - 1 шт.

1.2. Потолочная конструкция 810 мм, в составе:

- пластина анкерная - 1 шт.;
- трубки 810 мм - 6 шт.;
- пластина интерфейсная - 1 шт.

1.3. Потолочная конструкция 1100 мм, в составе:

- пластина анкерная - 1 шт.;
- трубки 1100 мм - 6 шт.;
- пластина интерфейсная - 1 шт.

1.4. Потолочная конструкция 1200 мм, в составе:

- пластина анкерная - 1 шт.;
- трубки 1200 мм - 6 шт.;
- пластина интерфейсная - 1 шт.

2. Редукционная крышка - 1 шт., (при необходимости).

3. Потолочная крышка, варианты исполнения:

3.1. Потолочная крышка, прямоугольная, размеры 700x700x50 мм, или 700x700x120 мм, или 700x700x150 мм, или 650x650x50 мм, или 650x650x150 мм - 1 шт.

3.2. Потолочная крышка, круглая размеры 600x50 мм, или 600x150 мм, или 650x150 мм - 1 шт.

4. Плита интерфейсная (при необходимости), варианты исполнения:

4.1. Плита интерфейсная, прямоугольная - 1 шт.

4.2. Плита интерфейсная, круглая - 1 шт.

5. Консоль с двумя кронштейнами, варианты исполнения:

5.1. Консоль с двумя кронштейнами с допустимой нагрузкой 50-80 кг., длина 1000/600 мм, или 1000/800 мм, или 1000/1000 мм, или 1000/1200 мм - не более 2 шт.

5.2. Консоль с двумя кронштейнами с допустимой нагрузкой 70-110 кг., длина 1000/600 мм, или 1000/800 мм, или 1000/1000 мм, или 1000/1200 мм - не более 2 шт.

6. Консольная труба, типоразмеры:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131174

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2016/4568

Лист 2

- 6.1. Консольная труба 120 мм - 1 шт.
- 6.2. Консольная труба 200 мм - 1 шт.
- 6.3. Консольная труба 300 мм - 1 шт.
- 6.4. Консольная труба 400 мм - 1 шт.
- 6.5. Консольная труба 500 мм - 1 шт.
- 7. Приборная колонна, варианты исполнения:
 - 7.1. Приборная колонна без многофункциональной стойки, высота колонны 200 мм, или 400 мм, или 600 мм, или 800 мм - 1 шт.
 - 7.2. Приборная колонна с многофункциональной стойкой высотой 600 мм, или 800 мм, или 1000 мм - 1 шт.
- 8. Многофункциональная стойка, высота стойки 500 мм, или 600 мм, или 1000 мм, или 1500 мм - не более 2 шт. (при необходимости).
- 9. Газовый клапан, варианты исполнения:
 - 9.1. Газовый клапан для кислорода - не более 20 шт., (при необходимости).
 - 9.2. Газовый клапан для оксида азота - не более 20 шт., (при необходимости).
 - 9.3. Газовый клапан для воздуха - не более 20 шт., (при необходимости).
 - 9.4. Газовый клапан для вакуума - не более 20 шт., (при необходимости).
 - 9.5. Газовый клапан для углекислого газа - не более 20 шт., (при необходимости).
 - 9.6. Газовый клапан для пневматических хирургических инструментов - не более 20 шт., (при необходимости).
 - 9.7. Газовый клапан для анестезиологического газа - не более 20 шт., (при необходимости).
- 10. Газовая розетка, варианты исполнения:
 - 10.1. Газовая розетка с системой Venturi - не более 20 шт., (при необходимости).
 - 10.2. Газовая розетка для кислорода - не более 20 шт., (при необходимости).
 - 10.3. Газовая розетка для оксида азота - не более 20 шт., (при необходимости).
 - 10.4. Газовая розетка для выхода отработанного медицинского газа - не более 20 шт., (при необходимости).
 - 10.5. Газовая розетка для углекислого газа - не более 20 шт., (при необходимости).
 - 10.6. Газовая розетка для воздуха - не более 20 шт., (при необходимости).
 - 10.7. Газовая розетка для вакуума - не более 20 шт., (при необходимости).
 - 10.8. Газовая розетка для аргона - не более 20 шт., (при необходимости).
 - 10.9. Газовая розетка для азота - не более 20 шт., (при необходимости).
 - 10.10. Газовая розетка для утилизации отработанного анестезиологического газа - не более 20 шт., (при необходимости).
 - 10.11. Газовая розетка для пневматических хирургических инструментов - не более 20 шт., (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131175

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2016/4568

Лист 3

11. Модуль для газовых розеток, варианты исполнения:

- 11.1. Модуль для 2-х газовых розеток - не более 5 шт., (при необходимости).
- 11.2. Модуль для 3-х газовых розеток - не более 5 шт., (при необходимости).
- 11.3. Модуль для 4-х газовых розеток - не более 5 шт., (при необходимости).
- 11.4. Модуль для 5-ти газовых розеток - не более 5 шт., (при необходимости).
- 11.5. Модуль для 6-ти газовых розеток - не более 5 шт., (при необходимости).

12. Крышка для газовых розеток - не более 20 шт., (при необходимости).

Принадлежности:

1. Полка, варианты исполнения:

- 1.1. Полка с защитным краем, ширина 750 мм, или 520 мм - не более 4 шт.
- 1.2. Полка с рукояткой для регулировки положения консолей, ширина 750 мм, или 520 мм - не более 4 шт.

2. Выдвижной ящик, варианты исполнения:

- 2.1. Одинарный ящик - не более 2 шт.
- 2.2. Двойной ящик - не более 2 шт.

3. Панель с электрическими розетками, варианты исполнения:

- 3.1. Панель с 4-мя электрическими розетками - не более 2 шт.
- 3.2. Панель с 6-ю электрическими розетками - не более 2 шт.

4. Панель заземляющих контактов - не более 2 шт.

5. Инфузионная стойка, варианты исполнения:

- 5.1. Инфузионная стойка S-образная, с двумя крючками - не более 2 шт.
- 5.2. Инфузионная стойка, одиночная - не более 2 шт.
- 5.3. Инфузионная стойка, телескопическая - не более 2 шт.

6. Держатель для монитора, варианты исполнения:

- 6.1. Держатель для одного монитора диагональю до 32" или 42", с креплением на подпружиненном кронштейне - не более 3 шт.
- 6.2. Держатель для монитора диагональю до 58" - не более 3 шт.
- 6.3. Держатель для монитора, с креплением на многофункциональной стойке - не более 3 шт.
- 6.4. Держатель SGW Technik GmbH для одного или двух мониторов диагональю до 32", или 42" - не более 3 шт.

7. Коробка кабельной разводки, типоразмеры:

- 7.1. Коробка кабельной разводки 300 мм, или 500 мм, или 700 мм - не более 6 шт.

8. Модуль данных для установки слаботочных разъемов - не более 20 шт.

9. Рукоятка регулировки позиционирования, варианты исполнения:

- 9.1. Рукоятка для регулировки положения консолей - не более 1 шт.
- 9.2. Рукоятка для регулировки положения консолей и высоты приборной

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131176

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2016/4568

Лист 4

колонны - не более 1 шт.

10. Магнитный телескопический инструмент для регулировки положений консолей - не более 1 шт.

11. Набор электрических принадлежностей для больших нагрузок, для интерфейсной плиты - не более 1 шт.

12. Потолочная труба, вариант исполнения:

12.1. Потолочная труба Ø125 x 200 мм - 1 шт.

12.2. Потолочная труба Ø125 x 300 мм - 1 шт.

12.3. Потолочная труба Ø125 x 400 мм - 1 шт.

12.4. Потолочная труба Ø125 x 500 мм - 1 шт.

12.5. Потолочная труба Ø125 x 600 мм - 1 шт.

12.6. Потолочная труба Ø125 x 700 мм - 1 шт.

12.7. Потолочная труба Ø125 x 800 мм - 1 шт.

12.8. Потолочная труба Ø125 x 900 мм - 1 шт.

12.9. Потолочная труба Ø125 x 1000 мм - 1 шт.

12.10. Потолочная труба Ø125 x 1100 мм - 1 шт.

12.11. Потолочная труба Ø125 x 1200 мм - 1 шт.

12.12. Потолочная труба Ø125 x 1300 мм - 1 шт.

12.13. Потолочная труба Ø125 x 1400 мм - 1 шт.

12.14. Потолочная труба Ø125 x 1500 мм - 1 шт.

12.15. Потолочная труба Ø110 x 200 мм - 1 шт.

12.16. Потолочная труба Ø110 x 300 мм - 1 шт.

12.17. Потолочная труба Ø110 x 400 мм - 1 шт.

12.18. Потолочная труба Ø110 x 500 мм - 1 шт.

12.19. Потолочная труба Ø110 x 600 мм - 1 шт.

12.20. Потолочная труба Ø110 x 700 мм - 1 шт.

12.21. Потолочная труба Ø110 x 800 мм - 1 шт.

12.22. Потолочная труба Ø110 x 900 мм - 1 шт.

12.23. Потолочная труба Ø110 x 1000 мм - 1 шт.

12.24. Потолочная труба Ø110 x 1100 мм - 1 шт.

12.25. Потолочная труба Ø110 x 1200 мм - 1 шт.

13. Центральная ось, варианты исполнения:

15.1. Центральная ось с одной консолью, длина: 900 мм, или 1050 мм, или 1200 мм, или 1500 мм, или 1650 мм, или 2100 мм, или 2250 мм - 1 шт.

15.2. Центральная ось с двумя консолями, длина: 900 мм и 1050 мм - 1 шт.

15.3. Центральная ось с двумя консолями, длина: 1050 и 1200 мм - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131177


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2016/4568

Лист 5

- 15.4. Центральная ось с двумя консолями длина: 1500 и 1650 мм - 1 шт.
15.5. Центральная ось с двумя консолями длина: 2100 и 2250 мм - 1 шт.
15. 7. Центральная ось для потолочной трубы Ø 125 мм - 1 шт.
14. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, варианты исполнения:
14.1. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 800 мм - не более 2 шт.
14.2. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 925 мм - не более 2 шт.
14.3. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1050 мм - не более 2 шт.
14.4. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1175 мм - не более 2 шт.
14.5. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1300 мм - не более 2 шт.
14.6. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1400 мм - не более 2 шт.
14.7. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1500 мм - не более 2 шт.
14.8. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1600 мм - не более 2 шт.
15. Подпружиненный кронштейн, варианты исполнения:
15.1. Подпружиненный кронштейн, длина 910 мм - не более 2 шт.
15.2. Подпружиненный кронштейн, длина 920 мм - не более 2 шт.
15.3. Подпружиненный кронштейн, длина 735 мм - не более 2 шт.
II. Консоль жизнеобеспечения медицинская потолочная ORbiter 200M, в составе:
1. Потолочная конструкция (при необходимости), варианты исполнения:
1.1. Потолочная конструкция, 800 мм, в составе:
- пластина анкерная - 1 шт.;
- трубки 800 мм - 6 шт.;
- пластина интерфейсная - 1 шт.
1.2. Потолочная конструкция, 810 мм, в составе:
- пластина анкерная - 1 шт.;
- трубки 810 мм - 6 шт.;
- пластина интерфейсная - 1 шт.
1.3. Потолочная конструкция, 1100 мм, в составе:
- пластина анкерная - 1 шт.;
- трубки 1100 мм - 6 шт.;
- пластина интерфейсная - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0131178

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2016/4568

Лист 6

- 1.4. Потолочная конструкция, 1200 мм, в составе:
- пластина анкерная - 1 шт.;
 - трубки 1200 мм - 6 шт.;
 - пластина интерфейсная - 1 шт.
2. Редукционная крышка -1 шт., (при необходимости).
3. Потолочная крышка, варианты исполнения:
- 3.1. Потолочная крышка, прямоугольная, размеры 700х700х50 мм, или 700х700х120 мм, или 700х700х150 мм, или 650х650х50 мм, или 650х650х150 мм - 1 шт.
- 3.2. Потолочная крышка, круглая, размеры 600х50 мм, или 600х150 мм, или 650х150 мм - 1 шт.
4. Плита интерфейсная (при необходимости), варианты исполнения:
- 4.1. Плита интерфейсная, прямоугольная - 1 шт.
- 4.2. Плита интерфейсная, круглая - 1 шт.
5. Консоль с электроприводом, варианты исполнения:
- 5.1. Консоль с одним кронштейном, с электроприводом, длина 1000 мм - не более 2 шт.
- 5.2. Консоль с двумя кронштейнами, с электроприводом, длина 1000/600 мм - не более 2 шт.
- 5.3. Консоль с двумя кронштейнами, с электроприводом, длина 1000/800 мм - не более 2 шт.
- 5.4. Консоль с двумя кронштейнами, с электроприводом, длина 1000/1000 мм - не более 2 шт.
- 5.5. Консоль с двумя кронштейнами, с электроприводом, длина 1000/1200 мм - не более 2 шт.
- 5.6. Консоль с двумя кронштейнами, с электроприводом, длина 1000/1400 мм - не более 2 шт.
- 5.7. Консоль с двумя кронштейнами, с электроприводом, длина 1000/1600 мм - не более 2 шт.
6. Консольная труба, типоразмеры:
- 6.1. Консольная труба 120 мм - 1 шт.
- 6.2. Консольная труба 200 мм - 1 шт.
- 6.3. Консольная труба 300 мм - 1 шт.
- 6.4. Консольная труба 400 мм - 1 шт.
- 6.5. Консольная труба 500 мм - 1 шт.
- 6.6. Консольная труба 600 мм - 1 шт.
- 6.7. Консольная труба 700 мм - 1 шт.
- 6.8. Консольная труба 800 мм - 1 шт.
- 6.9. Консольная труба 900 мм - 1 шт.
- 6.10. Консольная труба 1000 мм - 1 шт.
- 6.11. Консольная труба 1100 мм - 1 шт.
7. Приборная колонна, варианты исполнения:
- 7.1. Приборная колонна без многофункциональной стойки, высота колонны 200 мм, или 400 мм, или 600 мм, или 800 мм - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131179

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2016/4568

Лист 7

- 7.2. Приборная колонна высотой 600 мм, или 800 мм, или 1000 мм, с многофункциональной стойкой высотой 1000 мм, или 1500 мм - 1 шт.
8. Многофункциональная стойка для приборной колонны. Высота стойки 500 мм, или 600 мм, или 1000 мм, или 1500 мм - не более 2 шт., (при необходимости).
9. Газовый клапан, варианты исполнения:
- 9.1. Газовый клапан для кислорода - не более 20 шт., (при необходимости).
- 9.2. Газовый клапан для оксида азота - не более 20 шт., (при необходимости).
- 9.3. Газовый клапан для воздуха - не более 20 шт., (при необходимости).
- 9.4. Газовый клапан для вакуума - не более 20 шт., (при необходимости).
- 9.5. Газовый клапан для углекислого газа - не более 20 шт., (при необходимости).
- 9.6. Газовый клапан для пневматических хирургических инструментов - не более 20 шт., (при необходимости).
- 9.7. Газовый клапан для анестезиологического газа - не более 20 шт., (при необходимости).
10. Газовая розетка, варианты исполнения:
- 10.1. Газовая розетка с системой Venturi - не более 20 шт., (при необходимости).
- 10.2. Газовая розетка для кислорода - не более 20 шт., (при необходимости).
- 10.3. Газовая розетка для оксида азота - не более 20 шт., (при необходимости).
- 10.4. Газовая розетка для выхода отработанного медицинского газа - не более 20 шт., (при необходимости).
- 10.5. Газовая розетка для углекислого газа - не более 20 шт., (при необходимости).
- 10.6. Газовая розетка для воздуха - не более 20 шт., (при необходимости).
- 10.7. Газовая розетка для вакуума - не более 20 шт., (при необходимости).
- 10.8. Газовая розетка для аргона - не более 20 шт., (при необходимости).
- 10.9. Газовая розетка для азота - не более 20 шт., (при необходимости).
- 10.10. Газовая розетка для утилизации отработанного анестезиологического газа - не более 20 шт., (при необходимости).
- 10.11. Газовая розетка для пневматических хирургических инструментов - не более 20 шт., (при необходимости).
11. Модуль для газовых розеток, варианты исполнения:
- 11.1. Модуль для 2-х газовых розеток - не более 5 шт., (при необходимости).
- 11.2. Модуль для 3-х газовых розеток - не более 5 шт., (при необходимости).
- 11.3. Модуль для 4-х газовых розеток - не более 5 шт., (при необходимости).
- 11.4. Модуль для 5-ти газовых розеток - не более 5 шт., (при необходимости).
- 11.5. Модуль для 6-ти газовых розеток - не более 5 шт., (при необходимости).
12. Крышка для газовых розеток - не более 20 шт., (при необходимости).

Принадлежности:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131180

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2016/4568

Лист 8

1. Полка, варианты исполнения:
 - 1.1. Полка с защитным краем, ширина 750 мм, или 520 мм - не более 4 шт.
 - 1.2. Полка с рукояткой для регулировки положения консолей, ширина 750 мм, или 520 мм - не более 4 шт.
2. Выдвижной ящик, варианты исполнения:
 - 2.1. Одинарный ящик - не более 2 шт.
 - 2.2. Двойной ящик - не более 2 шт.
3. Панель с электрическими розетками, варианты исполнения:
 - 3.1. Панель с 4-мя электрическими розетками - не более 2 шт.
 - 3.2. Панель с 6-ю электрическими розетками - не более 2 шт.
4. Панель заземляющих контактов - не более 2 шт.
5. Инфузионная стойка, варианты исполнения:
 - 5.1. Инфузионная стойка S-образная, с двумя крючками - не более 2 шт.
 - 5.2. Инфузионная стойка, одиночная - не более 2 шт.
 - 5.3. Инфузионная стойка, телескопическая - не более 2 шт.
6. Крепление монитора, варианты исполнения:
 - 6.1. Держатель для одного монитора диагональю до 32" или 42", с креплением на подпружиненном кронштейне - не более 3 шт.
 - 6.2. Держатель для монитора, с креплением на многофункциональной стойке - не более 3 шт.
 - 6.3. Держатель SGW Technik GmbH для одного или двух мониторов диагональю до 32", или 42" - не более 3 шт.
7. Коробка кабельной разводки, варианты исполнения:
 - 7.1. Коробка кабельной разводки 300 мм - не более 6 шт.
 - 7.2. Коробка кабельной разводки 500 мм - не более 6 шт.
 - 7.3. Коробка кабельной разводки 700 мм - не более 6 шт.
8. Модуль данных для установки слаботочных разъемов - не более 20 шт.
9. Рукоятка, варианты исполнения:
 - 9.1. Рукоятка для регулировки положения консолей - не более 1 шт.
 - 9.2. Рукоятка для регулировки положения консолей и высоты приборной колонны - не более 1 шт.
10. Магнитный телескопический инструмент для регулировки положений консолей - не более 1 шт.
11. Набор электрических принадлежностей для больших нагрузок, для интерфейсной плиты - не более 1 шт.
12. Потолочная труба, типоразмеры:
 - 12.1. Потолочная труба Ø125 x 200 мм - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0131181

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2016/4568

Лист 9

- 12.2. Потолочная труба Ø125 x 300 мм - 1 шт.
- 12.3. Потолочная труба Ø125 x 400 мм - 1 шт.
- 12.4. Потолочная труба Ø125 x 500 мм - 1 шт.
- 12.5. Потолочная труба Ø125 x 600 мм - 1 шт.
- 12.6. Потолочная труба Ø125 x 700 мм - 1 шт.
- 12.7. Потолочная труба Ø125 x 800 мм - 1 шт.
- 12.8. Потолочная труба Ø125 x 900 мм - 1 шт.
- 12.9. Потолочная труба Ø125 x 1000 мм - 1 шт.
- 12.10. Потолочная труба Ø125 x 1100 мм - 1 шт.
- 12.11. Потолочная труба Ø125 x 1200 мм - 1 шт.
- 12.12. Потолочная труба Ø125 x 1300 мм - 1 шт.
- 12.13. Потолочная труба Ø125 x 1400 мм - 1 шт.
- 12.14. Потолочная труба Ø125 x 1500 мм - 1 шт.
- 12.15. Потолочная труба Ø110 x 200 мм - 1 шт.
- 12.16. Потолочная труба Ø110 x 300 мм - 1 шт.
- 12.17. Потолочная труба Ø110 x 400 мм - 1 шт.
- 12.18. Потолочная труба Ø110 x 500 мм - 1 шт.
- 12.19. Потолочная труба Ø110 x 600 мм - 1 шт.
- 12.20. Потолочная труба Ø110 x 700 мм - 1 шт.
- 12.21. Потолочная труба Ø110 x 800 мм - 1 шт.
- 12.22. Потолочная труба Ø110 x 900 мм - 1 шт.
- 12.23. Потолочная труба Ø110 x 1000 мм - 1 шт.
- 12.24. Потолочная труба Ø110 x 1100 мм - 1 шт.
- 12.25. Потолочная труба Ø110 x 1200 мм - 1 шт.
- 13. Центральная ось, варианты исполнения:
 - 13.1. Центральная ось с одной консолью, длина: 900 мм, или 1050, или 1200 мм, или 1500 мм, или 1650 мм, или 2100 мм, или 2250 мм - 1 шт.
 - 13.2. Центральная ось с двумя консолями, длина: 900 мм и 1050 мм - 1 шт.
 - 13.3. Центральная ось с двумя консолями, длина: 1050 и 1200 мм - 1 шт.
 - 13.4. Центральная ось с двумя консолями, длина: 1500 и 1650 мм - 1 шт.
 - 13.5. Центральная ось с двумя консолями, длина: 2100 и 2250 мм - 1 шт.
 - 13.6. Центральная ось для потолочной трубы Ø125 мм - 1 шт.
- 14. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, варианты исполнения:
 - 14.1. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 800 мм - не более 2 шт.
 - 14.2. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 925 мм - не более 2 шт.
 - 14.3. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131182

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2016/4568

Лист 10

длина 1050 мм - не более 2 шт.

14.4. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм,
длина 1175 мм - не более 2 шт.

14.5. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм,
длина 1300 мм - не более 2 шт.

14.6. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм,
длина 1400 мм - не более 2 шт.

14.7. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм,
длина 1500 мм - не более 2 шт.

14.8. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм,
длина 1600 мм - не более 2 шт.

15. Подпружиненный кронштейн, варианты исполнения:

15.1. Подпружиненный кронштейн, длина 910 мм - не более 2 шт.

15.2. Подпружиненный кронштейн, длина 920 мм - не более 2 шт.

15.3. Подпружиненный кронштейн, длина 735 мм - не более 2 шт.

III. Консоль жизнеобеспечения медицинская ORbiter 300, в составе:

1. Потолочная конструкция (при необходимости), варианты исполнения:

1.1. Потолочная конструкция 800 мм, в составе:

- пластина анкерная - 1 шт.;

- трубки 800 мм - 6 шт.;

- пластина интерфейсная - 1 шт.

1.2. Потолочная конструкция 810 мм, в составе:

- пластина анкерная - 1 шт.;

- трубки 810 мм - 6 шт.;

- пластина интерфейсная - 1 шт.

1.3. Потолочная конструкция 1100 мм, в составе:

- пластина анкерная - 1 шт.;

- трубки 1100 мм - 6 шт.;

- пластина интерфейсная - 1 шт.

1.4. Потолочная конструкция 1200 мм, в составе:

- пластина анкерная - 1 шт.;

- трубки 1200 мм - 6 шт.;

- пластина интерфейсная - 1 шт.

2. Редукционная крышка - 1 шт., (при необходимости).

3. Потолочная крышка, варианты исполнения:

3.1. Потолочная крышка, прямоугольная, размеры 700x700x50 мм, или 700x700x120 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131183

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2016/4568

Лист 11

- или 700x700x150 мм, или 650x650x50 мм, или 650x650x150 мм - 1 шт.
- 3.2. Потолочная крышка, круглая размеры 600x50 мм, или 600x150 мм, или 650x150 мм - 1 шт.
4. Плита интерфейсная (при необходимости), варианты исполнения:
- 4.1. Плита интерфейсная, прямоугольная - 1 шт.
- 4.2. Плита интерфейсная, круглая - 1 шт.
5. Консоль с двумя кронштейнами, варианты исполнения:
- 5.1. Консоль с двумя кронштейнами ORbiter 300, длина 1000/600 мм, или 1200/1200, или 800/800 мм, или 1000/800 мм, или 800/600 мм, или 1000/1000 мм, с LED-подсветкой - не более 2 шт.
- 5.2. Консоль с двумя кронштейнами ORbiter 300, длина 600/600 мм, или 600/800 мм, или 800/800 мм, или 1000/800 мм, или 800/600 мм, или 1000/1000 мм - не более 2 шт.
6. Консольная труба, типоразмеры:
- 6.1. Консольная труба 120 мм - 1 шт.
- 6.2. Консольная труба 300 мм - 1 шт.
- 6.3. Консольная труба 400 мм - 1 шт.
- 6.4. Консольная труба 500 мм - 1 шт.
- 6.5. Консольная труба 600 мм - 1 шт.
- 6.6. Консольная труба 700 мм - 1 шт.
- 6.7. Консольная труба 800 мм - 1 шт.
- 6.8. Консольная труба 900 мм - 1 шт.
- 6.9. Консольная труба 1000 мм - 1 шт.
7. Приборная колонна, варианты исполнения:
- 7.1. Приборная колонна без многофункциональной стойки, высота колонны 200 мм, или 400 мм, или 600 мм, или 800 мм - 1 шт.
- 7.2. Приборная колонна высотой 600 мм, или 800 мм, или 1000 мм, с многофункциональной стойкой высотой 1000 мм, или 1500 мм - 1 шт.
8. Многофункциональная стойка для приборной колонны. Высота стойки 500 мм, или 600 мм, или 1000 мм, или 1500 мм - не более 2 шт., (при необходимости).
9. Газовый клапан, варианты исполнения:
- 9.1. Газовый клапан для кислорода - не более 20 шт., (при необходимости).
- 9.2. Газовый клапан для оксида азота - не более 20 шт., (при необходимости).
- 9.3. Газовый клапан для воздуха - не более 20 шт., (при необходимости).
- 9.4. Газовый клапан для вакуума - не более 20 шт., (при необходимости).
- 9.5. Газовый клапан для углекислого газа - не более 20 шт., (при необходимости).
- 9.6. Газовый клапан для пневматических хирургических инструментов - не более 20 шт.,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131184

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2016/4568

Лист 12

(при необходимости).

9.7. Газовый клапан для анестезиологического газа - не более 20 шт., (при необходимости).

10. Газовая розетка, варианты исполнения:

10.1. Газовая розетка с системой Venturi - не более 20 шт., (при необходимости).

10.2. Газовая розетка для кислорода - не более 20 шт., (при необходимости).

10.3. Газовая розетка для оксида азота - не более 20 шт., (при необходимости).

10.4. Газовая розетка для выхода отработанного медицинского газа - не более 20 шт., (при необходимости).

10.5. Газовая розетка для углекислого газа - не более 20 шт., (при необходимости).

10.6. Газовая розетка для воздуха - не более 20 шт., (при необходимости).

10.7. Газовая розетка для вакуума - не более 20 шт., (при необходимости).

10.8. Газовая розетка для аргона - не более 20 шт., (при необходимости).

10.9. Газовая розетка для азота - не более 20 шт., (при необходимости).

10.10. Газовая розетка для утилизации отработанного анестезиологического газа - не более 20 шт., (при необходимости).

10.11. Газовая розетка для пневматических хирургических инструментов - не более 20 шт., (при необходимости).

11. Модуль для газовых розеток, варианты исполнения:

11.1. Модуль для 2-х газовых розеток - не более 5 шт., (при необходимости).

11.2. Модуль для 3-х газовых розеток - не более 5 шт., (при необходимости).

11.3. Модуль для 4-х газовых розеток - не более 5 шт., (при необходимости).

11.4. Модуль для 5-ти газовых розеток - не более 5 шт., (при необходимости).

11.5. Модуль для 6-ти газовых розеток - не более 5 шт., (при необходимости).

12. Крышка для газовых розеток - не более 20 шт., (при необходимости).

Принадлежности:

1. Полка, варианты исполнения:

1.1. Полка с защитным краем, ширина 750 мм, или 520 мм - не более 4 шт.

1.2. Полка с рукояткой для регулировки положения консолей, ширина 750 мм, или 520 мм - не более 4 шт.

2. Выдвижной ящик, варианты исполнения:

2.1. Одинарный ящик - не более 2 шт.

2.2. Двойной ящик - не более 2 шт.

3. Панель с электрическими розетками, варианты исполнения:

3.1. Панель с 4-мя электрическими розетками - не более 2 шт.

3.2. Панель с 6-ю электрическими розетками - не более 2 шт.

4. Панель заземляющих контактов - не более 2 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131185

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2016/4568

Лист 13

5. Инфузионная стойка, варианты исполнения:
- 5.1. Инфузионная стойка S-образная, с двумя крючками - не более 2 шт.
 - 5.2. Инфузионная стойка, одиночная - не более 2 шт.
 - 5.3. Инфузионная стойка, телескопическая - не более 2 шт.
6. Крепление монитора, варианты исполнения:
- 6.1. Держатель для одного монитора диагональю до 32" или 42", с креплением на подпружиненном кронштейне - не более 3 шт.
 - 6.2. Держатель для монитора, с креплением на многофункциональной стойке - не более 3 шт.
 - 6.3. Держатель SGW Technik GmbH для одного или двух мониторов диагональю до 32", или 42" - не более 3 шт.
7. Коробка кабельной разводки, типоразмеры:
- 7.1. Коробка кабельной разводки 300 мм, или 500 мм, или 700 мм - не более 6 шт.
8. Модуль данных для установки слаботочных разъемов - не более 20 шт.
9. Рукоятка регулировки позиционирования, варианты исполнения:
- 9.1. Рукоятка для регулировки положения консолей - не более 1 шт.
 - 9.2. Рукоятка для регулировки положения консолей и высоты приборной колонны - не более 1 шт.
10. Магнитный телескопический инструмент для регулировки положения консолей - не более 1 шт.
11. Набор электрических принадлежностей для больших нагрузок, для интерфейсной плиты - не более 1 шт.
12. Ключ для снятия крышки для газовой розетки - не более 20 шт.
13. Потолочная труба, варианты исполнения:
- 13.1. Потолочная труба Ø125 x 200 мм - 1 шт.
 - 13.2. Потолочная труба Ø125 x 300 мм - 1 шт.
 - 13.3. Потолочная труба Ø125 x 400 мм - 1 шт.
 - 13.4. Потолочная труба Ø125 x 500 мм - 1 шт.
 - 13.5. Потолочная труба Ø125 x 600 мм - 1 шт.
 - 13.6. Потолочная труба Ø125 x 700 мм - 1 шт.
 - 13.7. Потолочная труба Ø125 x 800 мм - 1 шт.
 - 13.8. Потолочная труба Ø125 x 900 мм - 1 шт.
 - 13.9. Потолочная труба Ø125 x 1000 мм - 1 шт.
 - 13.10. Потолочная труба Ø125 x 1100 мм - 1 шт.
 - 13.11. Потолочная труба Ø125 x 1200 мм - 1 шт.
 - 13.12. Потолочная труба Ø125 x 1300 мм - 1 шт.
 - 13.13. Потолочная труба Ø125 x 1400 мм - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131186

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2016/4568

Лист 14

- 13.14. Потолочная труба Ø125 x 1500 мм - 1 шт.
13.15. Потолочная труба Ø110 x 200 мм - 1 шт.
13.16. Потолочная труба Ø110 x 300 мм - 1 шт.
13.17. Потолочная труба Ø110 x 400 мм - 1 шт.
13.18. Потолочная труба Ø110 x 500 мм - 1 шт.
13.19. Потолочная труба Ø110 x 600 мм - 1 шт.
13.20. Потолочная труба Ø110 x 700 мм - 1 шт.
13.21. Потолочная труба Ø110 x 800 мм - 1 шт.
13.22. Потолочная труба Ø110 x 900 мм - 1 шт.
13.23. Потолочная труба Ø110 x 1000 мм - 1 шт.
13.24. Потолочная труба Ø110 x 1100 мм - 1 шт.
13.25. Потолочная труба Ø110 x 1200 мм - 1 шт.
14. Центральная ось, варианты исполнения:
14.1. Центральная ось с одной консолью, длина: 900 мм, или 1050, или 1200 мм, или 1500 мм, или 1650 мм, или 2100 мм, или 2250 мм - 1 шт.
14.2. Центральная ось с двумя консолями, длина: 900 мм и 1050 мм - 1 шт.
14.3. Центральная ось с двумя консолями, длина: 1050 и 1200 мм - 1 шт.
14.4. Центральная ось с двумя консолями, длина: 1500 и 1650 мм - 1 шт.
14.5. Центральная ось с двумя консолями, длина: 2100 и 2250 мм - 1 шт.
14.6. Центральная ось для потолочной трубы Ø125 мм - 1 шт.
15. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, варианты исполнения:
15.1. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 800 мм - не более 2 шт.
15.2. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 925 мм - не более 2 шт.
15.3. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1050 мм - не более 2 шт.
15.4. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1175 мм - не более 2 шт.
15.5. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1300 мм - не более 2 шт.
15.6. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1400 мм - не более 2 шт.
15.7. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1500 мм - не более 2 шт.
15.8. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1650 мм - не более 2 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131187

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2016/4568

Лист 15

длина 1600 мм - не более 2 шт.

16. Подпружиненный кронштейн, варианты исполнения:

16.1. Подпружиненный кронштейн, длина 910 мм - не более 2 шт.

16.2. Подпружиненный кронштейн, длина 920 мм - не более 2 шт.

16.3. Подпружиненный кронштейн, длина 735 мм - не более 2 шт.

IV. Консоль жизнеобеспечения медицинская потолочная ORbiter 600X, в составе:

1. Потолочная конструкция (при необходимости), варианты исполнения:

1.1. Потолочная конструкция 800 мм, в составе:

- пластина анкерная - 1 шт.;

- трубки 800 мм - 6 шт.;

- пластина интерфейсная - 1 шт.

1.2. Потолочная конструкция 810 мм, в составе:

- пластина анкерная - 1 шт.;

- трубки 810 мм - 6 шт.;

- пластина интерфейсная - 1 шт.

1.3. Потолочная конструкция 1100 мм, в составе:

- пластина анкерная - 1 шт.;

- трубки 1100 мм - 6 шт.;

- пластина интерфейсная - 1 шт.

1.4. Потолочная конструкция 1200 мм, в составе:

- пластина анкерная - 1 шт.;

- трубки 1200 мм - 6 шт.;

- пластина интерфейсная - 1 шт.;

2. Редукционная крышка - 1 шт., (при необходимости).

3. Потолочная крышка, варианты исполнения:

3.1. Потолочная крышка, прямоугольная, размеры 700x700x50 мм, или 700x700x120 мм, или 700x700x150 мм, или 650x650x50 мм, или 650x650x150 мм - 1 шт.

3.2. Потолочная крышка, круглая, размеры 600x50 мм, или 600x150 мм, или 650x150 мм - 1 шт.

4. Плита интерфейсная (при необходимости), варианты исполнения:

4.1. Плита интерфейсная, прямоугольная - 1 шт.

4.2. Плита интерфейсная, круглая - 1 шт.

5. Консоль ORbiter 600X, варианты исполнения:

5.1. Консоль ORbiter 600X с одним кронштейном, длина 600 мм, или 800 мм, или 1000 мм, или 1200 мм, или 1400 мм - не более 2 шт.

5.2. Консоль ORbiter 600X с двумя кронштейнами, длина 600/600 мм, или 800/600 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131188

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2016/4568

Лист 16

или 800/800 мм, или 1000/600 мм, 1000/800 мм, или 1000/1000 мм, или 1200/1200 мм,
или 1200/1000 мм, или 1200/800 мм, 1400/1200 мм, 1400/1000 мм - не более 2 шт.

6. Консольная труба, типоразмеры:

6.1. Консольная труба 300 мм - 1 шт.

6.2. Консольная труба 400 мм - 1 шт.

6.3. Консольная труба 500 мм - 1 шт.

6.4. Консольная труба 600 мм - 1 шт.

6.5. Консольная труба 700 мм - 1 шт.

6.6. Консольная труба 800 мм - 1 шт.

6.7. Консольная труба 900 мм - 1 шт.

6.8. Консольная труба 1000 мм - 1 шт.

7. Приборная колонна, варианты исполнения:

7.1. Приборная колонна без многофункциональной стойки, высота колонны 200 мм,
или 400 мм, или 600 мм, или 800 мм - 1 шт.

7.2. Приборная колонна высотой 600 мм, или 800 мм, или 1000 мм, с многофункциональной
стойкой высотой 1000 мм, или 1500 мм - 1 шт.

8. Многофункциональная стойка для приборной колонны. Высота стойки 500 мм, или 600 мм,
или 1000 мм, или 1500 мм - не более 2 шт., (при необходимости).

9. Газовый клапан, варианты исполнения:

9.1. Газовый клапан для кислорода - не более 20 шт., (при необходимости).

9.2. Газовый клапан для оксида азота - не более 20 шт., (при необходимости).

9.3. Газовый клапан для воздуха - не более 20 шт., (при необходимости).

9.4. Газовый клапан для вакуума - не более 20 шт., (при необходимости).

9.5. Газовый клапан для углекислого газа - не более 20 шт., (при необходимости).

9.6. Газовый клапан для пневматических хирургических инструментов - не более 20 шт.,
(при необходимости).

9.7. Газовый клапан для анестезиологического газа - не более 20 шт., (при необходимости).

10. Газовая розетка, варианты исполнения:

10.1. Газовая розетка с системой Venturi - не более 20 шт., (при необходимости).

10.2. Газовая розетка для кислорода - не более 20 шт., (при необходимости).

10.3. Газовая розетка для оксида азота - не более 20 шт., (при необходимости).

10.4. Газовая розетка для выхода отработанного медицинского газа - не более 20 шт.,
(при необходимости).

10.5. Газовая розетка для углекислого газа - не более 20 шт., (при необходимости).

10.6. Газовая розетка для воздуха - не более 20 шт., (при необходимости).

10.7. Газовая розетка для вакуума - не более 20 шт., (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131189

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2016/4568

Лист 17

- 10.8. Газовая розетка для аргона - не более 20 шт., (при необходимости).
10.9. Газовая розетка для азота - не более 20 шт., (при необходимости).
10.10. Газовая розетка для утилизации отработанного анестезиологического газа - не более 20 шт., (при необходимости).
10.11. Газовая розетка для пневматических хирургических инструментов - не более 20 шт., (при необходимости).
11. Модуль для газовых розеток, варианты исполнения:
11.1. Модуль для 2-х газовых розеток - не более 5 шт., (при необходимости).
11.2. Модуль для 3-х газовых розеток - не более 5 шт., (при необходимости).
11.3. Модуль для 4-х газовых розеток - не более 5 шт., (при необходимости).
11.4. Модуль для 5-ти газовых розеток - не более 5 шт., (при необходимости).
11.5. Модуль для 6-ти газовых розеток - не более 5 шт., (при необходимости).
12. Крышка для газовых розеток - не более 20 шт., (при необходимости).
13. Система дистанционного управления подъемником прибора для наркоза, в составе:
13.1. Модуль дистанционного управления подъемником - 1 шт., (при необходимости).
13.2. Пульт дистанционного управления для подъемника PERSEUS, со спиральным кабелем - 1 шт., (при необходимости).
13.3. XL-подъемник для приборной колонны - 1 шт., (при необходимости).
13.4. Пульт дистанционного управления подъемником, со спиральным кабелем - 1 шт., (при необходимости).
14. Адаптер для прибора наркоза, варианты исполнения:
14.1. Адаптер прибора для наркоза Aisys - 1 шт., (при необходимости).
14.2. Адаптер прибора для наркоза Dräger - 1 шт., (при необходимости).
14.3. Адаптер прибора для наркоза Aestiva- 1 шт., (при необходимости).
14.4. Адаптер прибора для наркоза S5 ADU - 1 шт., (при необходимости).
14.5. Адаптер прибора для наркоза, для Drager PERSEUS - 1 шт., (при необходимости).
Принадлежности:
1. Полка, варианты исполнения:
1.1. Полка с защитным краем, ширина 750 мм, или 520 мм- не более 4 шт.
1.2. Полка с рукояткой для регулировки положения консолей, ширина 750 мм, или 520 мм - не более 4 шт.
2. Выдвижной ящик, варианты исполнения:
2.1. Одинарный ящик - не более 2 шт.
2.2. Двойной ящик - не более 2 шт.
3. Панель с электрическими розетками, варианты исполнения:
3.1. Панель с 4-мя электрическими розетками - не более 2 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131190

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2016/4568

Лист 18

- 3.2. Панель с 6-ю электрическими розетками - не более 2 шт.
- 4. Панель заземляющих контактов - не более 2 шт.;
- 5. Инфузионная стойка, варианты исполнения:
 - 5.1. Инфузионная стойка S-образная, с двумя крючками - не более 2 шт.
 - 5.2. Инфузионная стойка, одиночная - не более 2 шт.
 - 5.3. Инфузионная стойка, телескопическая - не более 2 шт.
- 6. Держатель для монитора, варианты исполнения:
 - 6.1. Держатель для одного монитора диагональю до 32" или 42", с креплением на подпружиненном кронштейне - не более 3 шт.;
 - 6.2. Держатель для монитора, с креплением на многофункциональной стойке - не более 3 шт.
 - 6.3. Держатель SGW Technik GmbH для одного или двух мониторов диагональю до 32", или 42" - не более 3 шт.
- 7. Коробка кабельной разводки, типоразмеры:
 - 7.1. Коробка кабельной разводки 300 мм, или 500 мм, или 700 мм - не более 6 шт.
- 8. Модуль данных для установки слаботочных разъемов - не более 20 шт.
- 9. Рукоятка регулировки позиционирования, варианты исполнения:
 - 9.1. Рукоятка для регулировки положения консолей - не более 1 шт.
 - 9.2. Рукоятка для регулировки положения консолей и высоты приборной колонны - не более 1 шт.
- 10. Магнитный телескопический инструмент для регулировки положения консолей - не более 1 шт.
- 11. Набор электрических принадлежностей для больших нагрузок, для интерфейсной плиты - не более 1 шт.
- 12. Потолочная труба, варианты исполнения:
 - 12.1. Потолочная труба Ø125 x 200 мм - 1 шт.
 - 12.2. Потолочная труба Ø125 x 300 мм - 1 шт.
 - 12.3. Потолочная труба Ø125 x 400 мм - 1 шт.
 - 12.4. Потолочная труба Ø125 x 500 мм - 1 шт.
 - 12.5. Потолочная труба Ø125 x 600 мм - 1 шт.
 - 12.6. Потолочная труба Ø125 x 700 мм - 1 шт.
 - 12.7. Потолочная труба Ø125 x 800 мм - 1 шт.
 - 12.8. Потолочная труба Ø125 x 900 мм - 1 шт.
 - 12.9. Потолочная труба Ø125 x 1000 мм - 1 шт.
 - 12.10. Потолочная труба Ø125 x 1100 мм - 1 шт.
 - 12.11. Потолочная труба Ø125 x 1200 мм - 1 шт.
 - 12.12. Потолочная труба Ø125 x 1300 мм - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131191

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2016/4568

Лист 19

- 12.13. Потолочная труба Ø125 x 1400 мм - 1 шт.
12.14. Потолочная труба Ø125 x 1500 мм - 1 шт.
12.15. Потолочная труба Ø110 x 200 мм - 1 шт.
12.16. Потолочная труба Ø110 x 300 мм - 1 шт.
12.17. Потолочная труба Ø110 x 400 мм - 1 шт.
12.18. Потолочная труба Ø110 x 500 мм - 1 шт.
12.19. Потолочная труба Ø110 x 600 мм - 1 шт.
12.20. Потолочная труба Ø110 x 700 мм - 1 шт.
12.21. Потолочная труба Ø110 x 800 мм - 1 шт.
12.22. Потолочная труба Ø110 x 900 мм - 1 шт.
12.23. Потолочная труба Ø110 x 1000 мм - 1 шт.
12.24. Потолочная труба Ø110 x 1100 мм - 1 шт.
12.25. Потолочная труба Ø110 x 1200 мм - 1 шт.
13. Центральная ось, варианты исполнения:
13.1. Центральная ось с одной консолью, длина: 900 мм, или 1050, или 1200 мм, или 1500 мм, или 1650 мм, или 2100 мм, или 2250 мм - 1 шт.
13.2. Центральная ось с двумя консолями, длина: 900 мм и 1050 мм - 1 шт.
13.3. Центральная ось с двумя консолями, длина: 1050 и 1200 мм - 1 шт.
13.4. Центральная ось с двумя консолями, длина: 1500 и 1650 мм - 1 шт.
13.5. Центральная ось с двумя консолями, длина: 2100 и 2250 мм - 1 шт.
13.6. Центральная ось для потолочной трубы Ø125 мм - 1 шт.
14. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, варианты исполнения:
14.1. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 800 мм - не более 2 шт.
14.2. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 925 мм - не более 2 шт.
14.3. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1050 мм - не более 2 шт.
14.4. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1175 мм - не более 2 шт.
14.5. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1300 мм - не более 2 шт.
14.6. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1400 мм - не более 2 шт.
14.7. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм, длина 1500 мм - не более 2 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0131192

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 ноября 2023 года № РЗН 2016/4568

Лист 20

14.8. Плечо для центральной оси с потолочной трубой Ø125 мм,
длина 1600 мм - не более 2 шт.

15. Подпружиненный кронштейн, варианты исполнения:

15.1. Подпружиненный кронштейн, длина 910 мм - не более 2 шт.

15.2. Подпружиненный кронштейн, длина 920 мм - не более 2 шт.

15.3. Подпружиненный кронштейн, длина 735 мм - не более 2 шт.

Место производства:

1. Ondal Medical Systems GmbH, Wellstraße 6, 36088 Hünfeld, Germany.

2. CIM med GmbH, Margot-Kalinke-Straße 9, 80939 München, Germany.

3. evonos GmbH & Co. KG, Stockacher Str. 134, 78532 Tuttlingen, Germany.

2

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0131193