

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор

ООО «Паритет-Рентген»

А.Б. Лукьянов


«08» ноября 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система получения, обработки и архивирования цифровых
рентгеновских изображений под торговой маркой Millennium®

Система получения, обработки и архивирования цифровых рентгеновских изображений под торговой маркой Millennium® по ТУ 9452-004-68428554-2012,
исполнение 1

Производства ООО «Паритет-Рентген», Россия
Внешний вид медицинского изделия




ОСНОВНОЙ СОСТАВ:

- или Система компьютерной рентгенографии CR с принадлежностями: CR 12-X, CR 15-X




- или Комплекс цифровой CR диагностический для получения и архивирования медицинских рентгеновских изображений с принадлежностями, модели: CR 30-Xm, CR 10-X




- или Комплекс цифровой для диагностики и архивирования медицинских рентгеновских и маммографических изображений с принадлежностями, цифровой дигитайзер DX-G, DX-M







- или Система компьютерной радиологии с принадлежностями, варианты исполнения: REGIUS SIGMA (Direct Digitizer REGIUS SIGMA), REGIUS SIGMA 2 (Direct Digitizer REGIUS SIGMA 2)



8
- или Система компьютерной радиологии REGIUS, модель 210 с принадлежностями



Или - Система компьютерной радиологии REGIUS 110 с принадлежностями



Или - Аппарат рентгеновский цифровой мобильный FCR GO2 (FCR-MB 201) с принадлежностями



Или - Аппарат цифровой радиологии на основе восстанавливаемых люминофоров CR-IR 391RU с принадлежностями




12
- или Устройство для цифровой радиологии на основе фотостимулируемых люминофоров FCR Capsula XL2 (CR-IR 359), с принадлежностями




- или Камера мультиматная термографическая Drystar 5302 с принадлежностями




- или Камера мультиформатная термографическая Drystar AXYS с принадлежностями



- или Камера мультиматная термографическая Drystar 5503 с принадлежностями



- или Камера лазерная мультиформатная медицинская DRYPRO, модель 873 (LaserImagerDRYPROModel 873) с принадлежностями




- или Камера лазерная мультиформатная медицинская DRYPRO, модель 832 (LaserImagerDRYPRO, Model 832) с принадлежностями



18
- или Камера лазерная мультиматная, модель DRYPRO SIGMA с принадлежностями








21

- или Пленка термографическая медицинская DrystarDT 10B, варианты исполнений: 1. Формат 8х10 дюймов (20х25) (упаковка - 100 листов); 2. Формат 10х12 дюймов (25х30) (упаковка - 100 листов); 3. Формат 11х14 дюймов (28х35) (упаковка - 100 листов); 4. Формат 14х14 дюймов (35х35) (упаковка - 100 листов); 5. Формат 14х17 дюймов (35х43) (упаковка - 100 листов)



AGFA



**DRYSTAR
DT 1B**

DRY MEDICAL FILM


100 ISO 35x43 34x17cm



Agfa HealthCare Ltd.
Registered for
Medical Devices
Made in Belgium
Manufactured under license of Agfa




-или Пленка медицинская термографическая и лазерная: DI-AT, DI-HT, DI-HL, DI-HL2, DI-AL, DI-ML



- или Пленка рентгеновская SD-S (Medical Imaging Film SD-S) различных форматов



- или Пленка термографическая KND-F, KND-A для принтеров медицинских




- или LCD-монитор медицинский с принадлежностями

26



27
- или Монитор для медицинской визуализации под торговой маркой Millennium с принадлежностями, исполнения




DC-IN




LCD Monitor **Millennium®** 
Model: 0225P 
Input: 1.2V or 4.87A 
S/N: 
0225PA15490004
 CAUTION: High voltage in the monitor, only a qualified can open it!
SHENZHEN BEACON DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD
Manufactured in China

ML2014*5AJF NSC4

29
-или Мониторы медицинские Beacon в вариантах исполнения: Монитор диагностический G32S+



- или Программный комплекс автоматизированной обработки и архивирования медицинских изображений и данных под торговой маркой Millennium® по ТУ 9442-005-68428554-2012



«Millennium»


Паритет - Рентген

Комплекс программный
автоматизированной обработки и
архивирования медицинских изображений
и данных под торговой маркой
«Millennium»




Все права защищены © 2015 ООО «Паритет-Рентген»


или Комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований «АрхиМед» по
ТУ 9440-001-98944313-2007




- или Комплексы аппаратно-программные для ввода, обработки и хранения диагностической информации в составе: АРМ врача-диагноста "Гамма Мультивокс Д1" и "Гамма Мультивокс Д2"; АРМ для просмотра изображений "Гамма Мультивокс П"; АРМ медицинской сестры/рентгенлаборанта "Гамма Мультивокс Р" и сервер базы данных "Гамма Мультивокс С" по ТУ 9452-005-42879986-2006




- или Комплекс программ для визуализации, обработки, архивирования и экспорта медицинских изображений и данных «ЛИНС Махаон Рабочая станция врача»
по ТУ 9442-233-38226244-2015 с принадлежностью




35
- или Комплекс программ для визуализации, архивирования и экспорта медицинских изображений и данных «ЛИНС Махаон DICOM Архив» по ТУ 9442-133-38226244-2015 с принадлежностями







- или DSSD




- или Негатоскоп "ИКСВЬЮ" по ТУ 9441-023-74487176-2011



39
- или Негатоскопы "РЕНЕКС НЦП-1", "РЕНЕКС НЦП-2", "РЕНЕКС НЦП-4" по
ТУ 9442-008-01416381-2002



40
- или Негатоскопы общего назначения НР-"ПОНИ" по ТУ 9452-011-17459079-2011



Принадлежности (при необходимости):


- или Комплект средств защиты от рентгеновского излучения производства АО «ПОНИ»



42
- или Системный блок (персональный компьютер) производства ООО "Олди-К"



- или Ноутбук производства Dell Technologies Inc., США, Китай




- или Моноблок производства ASUSTek Computer Inc., Тайвань (Китай)



-или Сервер-архивы производства ООО "Техническая группа "Комдив"




- или Клавиатура производства Logitech Europe S.A., Швейцария




- или Мышь компьютерная производства Logitech Europe S.A., Швейцария




-или Монитор для персонального компьютера производства CBR, Китай




-или Стабилизатор напряжения (однофазный, трехфазный) производства Группа компаний "ШТИЛЬ"




-или Источник бесперебойного питания (однофазный, трехфазный) производства American Power Conversion, США, Китай, Тайвань, Филиппины



-или Принтеры лазерные производства KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Нидерланды



-или Сетевой коммутатор производства ООО «ТР-ЛИНК», Китай



-или Маршрутизаторы производства ASUSTek Computer Inc., Тайвань (Китай)



Millennium®



- Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Паритет-Рентген» (ООО «Паритет-Рентген»)

150044, Россия, г. Ярославль, ул. Промышленная, д. 12,
производственные помещения №61, 65-68

150054, Россия, Ярославль, ул. Чкалова 2, офис 424

Система получения, обработки и архивирования
цифровых рентгеновских изображений под
торговой маркой Millennium®

по ТУ 9452-004-68428554-2012, исполнение 1

Серийный номер:

Дата производства:

Изготовлено в России

Заводской номер:

Напряжение: 220В±10%

Потребляемый ток:

Частота: 50 (60) Гц


Сделано в России

EAC

Фотография упаковки медицинского изделия (габариты и количество упаковок могут меняться в зависимости от количества поставляемых единиц основного состава и принадлежностей)*



Millennium®



Наименование оборудования: Система получения, обработки и архивирования цифровых рентгеновских изображений под торговой маркой Millennium® по ТУ 9452-004-68428554-2012, исполнение 1

Заводской номер:

Место производства:

Место №

Всего мест


Размеры (В×Д×Ш):

Вес брутто, кг:

Вес нетто, кг:

Год и месяц упаковывания:


Система получения, обработки и архивирования цифровых рентгеновских изображений под торговой маркой Millennium® по ТУ 9452-004-68428554-2012, исполнение 2
Производства ООО «Паритет-Рентген», Россия




ОСНОВНОЙ СОСТАВ:

Плоскопанельный цифровой детектор с принадлежностями (с программным обеспечением и/или аппаратной частью (при необходимости))


- Приёмник рентгенографический цифровой ViVIX-S, с принадлежностями:



- или Детектор рентгеновский плоскопанельный серии FDX с принадлежностями:



- или Устройство обработки рентгеновского изображения с принадлежностями, модели: 1417WGA, 1417WCA, 1417WCC, 1417WGC, 1012WCA, 1717SCC, 1717SGC, 1417PGA, 1417PCA





ed by De yung, Han



Производитель: Rayence Co., Ltd. (Рэйенс Ко, Лтд.)
14, Samsung 1-ro 1-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do,
Korea (KOREA) www.rayence.com

rayence

Устройство обработки рентгеновского изображения

Модель: 1417WCC

24 В постоянного тока

ВНИМАНИЕ! Только для использования с RB37WHA
(литий-ионный аккумулятор) или с RP003A (источник
питания)

Уполномоченный представитель производителя: (ООО «ВАТЕК КОРП.»)

117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17, стр. 1-2, Россия

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2016/4459 от 21 июля 2016 года



Дата производства:
2022.09.08

IP66



Серийный номер:
CM1022330282




(01)08800018600559

(11)220908

(21)CM1022330282

Страна производства: Республика Корея

Версия.02



Rayence



MANUFACTURER Rayence Co.,Ltd
14, Samsung 1-ro 1-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Kor
www.rayence.com

Model : 1717SCC (Medical Image Processing Unit)

Rating : 24V



CAUTION

For use with
RS1717 only.

CE0120




CE
E34836


This equipment complies with IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 and 21CFR Subchap



Serial Number
LDR217430771



Date of Manufacture
2017.11.09



VATECH Dental Manufacturing Ltd.
Chancery House, St. Nicholas Way,
Sutton, SM1 1JB, United Kingdom
Tel : +44 208 652 1990 / Fax : +44 208 652 1909
Made in Korea




(01)08800018
(11)171109
(21)LDR2174

Choi

- или Система цифровой визуализации рентгенографических изображений DX-D на основе плоскопанельных детекторов (DR) с принадлежностями, модели: DX-D 40G




- или Комплекс аппаратно-программный для регистрации и обработки рентгеновских изображений "СОЛО ДМ-МТ" по ТУ 9442-050-47245915-2015




- или Камера мультимедийная термографическая Drystar 5302 с принадлежностями




- или Камера мультиматная термографическая Drystar AXYS с принадлежностями




- или Камера мультиматная термографическая Drystar 5503 с принадлежностями



69
- или Камера лазерная мультимедийная медицинская DRYPRO, модель 873 (LaserImagerDRYPROModel 873) с принадлежностями



- или Камера лазерная мультимедийная медицинская DRYPRO, модель 832 (LaserImagerDRYPRO, Model 832) с принадлежностями




71
- или Камера лазерная мультиматная, модель DRYPRO SIGMA с принадлежностями



Или - Камера медицинская термографическая мультиформатная DRYPIX 2000 исполнения DRYPIX Lite с принадлежностями

72





74

- или Пленка термографическая медицинская DrystarDT 10B, варианты исполнений: 1. Формат 8x10 дюймов (20x25) (упаковка - 100 листов); 2. Формат 10x12 дюймов (25x30) (упаковка - 100 листов); 3. Формат 11x14 дюймов (28x35) (упаковка - 100 листов); 4. Формат 14x14 дюймов (35x35) (упаковка - 100 листов); 5. Формат 14x17 дюймов (35x43) (упаковка - 100 листов)

AGFA



DRYSTAR
DT 10 B
ПЛЕНКА ТЕРМОГРАФИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ
Рег. № РЗН 2015/2950
от 30 ноября 2016 г.

100 листов 35x43 14x17in.

2020-07-10

Agfa NV
Sart Tilman 27
2640 Mortsel
Made in Belgium
Производство в Бельгии
Agfa NV

Условия хранения: +5°C - 18°C
Гарантийный срок хранения - 36 месяцев

AGFA



**DRYSTAR
DT 1B**

DRY MEDICAL FILM

100 NIP 35x43 14x17in




001 0541404021 180 123 1 000001 001 0010001



Agfa Healthcare Corp. Inc.
Technische Str. 57
20310 Zwettl (Burgenland)
Austria
Agfa Healthcare Corp. Inc. is a
subsidiary of Agfa-Gevaert NV




-или Пленка медицинская термографическая и лазерная: DI-AT, DI-HT, DI-HL, DI-HL2, DI-AL, DI-ML



- или Пленка рентгеновская SD-S (Medical Imaging Film SD-S) различных форматов




- или Пленка термографическая KND-F, KND-A для принтеров медицинских




- или LCD-монитор медицинский с принадлежностями



- или Монитор для медицинской визуализации под торговой маркой Millennium с принадлежностями, исполнения G22SP





Millennium®

Model: G225P


Input: 12V ~ 0.67A

S/N: G225PA15450004


Caution: High voltage in the monitor, only a qualified user open it

SHENZHEN BEACON DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD


Manufactured in China



или Мониторы медицинские Beacon в вариантах исполнения: Монитор диагностический G32S+



- или Программный комплекс автоматизированной обработки и архивирования медицинских изображений и данных под торговой маркой Millennium® по ТУ 9442-005-68428554-2012



Millennium


Паритет - Рентген

Комплекс программный
автоматизированной обработки и
архивирования медицинских изображений
и данных под торговой маркой
«Millennium»




Все права защищены © 2015 ООО «Паритет-Рентген»


- или Комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований «АрхиМед» по ТУ 9440-001-98944313-2007




- или Комплексы аппаратно-программные для ввода, обработки и хранения диагностической информации в составе: АРМ врача-диагноста "Гамма Мультивокс Д1" и "Гамма Мультивокс Д2"; АРМ для просмотра изображений "Гамма Мультивокс П"; АРМ медицинской сестры/рентгенлаборанта "Гамма Мультивокс Р" и сервер базы данных "Гамма Мультивокс С" по ТУ 9452-005-42879986-2006




- или Комплекс программ для визуализации, обработки, архивирования и экспорта медицинских изображений и данных «ЛИНС Махаон Рабочая станция врача»
по ТУ 9442-233-38226244-2015 с принадлежностью



- или Комплекс аппаратно-программный для получения, обработки, передачи и архивирования цифровых медицинских рентгеновских изображений «ДИАРМ-МТ»
по ТУ 9442-029-47245915-2008




89
- или Комплекс аппаратно-программный для регистрации и обработки рентгеновских изображений "СОЛО ДТ-МТ" по ТУ 26.60.11-060-47245915-2018




90


- или Комплекс программ для визуализации, архивирования и экспорта медицинских изображений и данных «ЛИНС Махаон DICOM Архив» по ТУ 9442-133-38226244-2015 с принадлежностями




16
- или Комплекс программ для архивирования, протоколирования и экспорта медицинских данных и изображений
«ЛИНС LookInside» по ТУ 5090-380-38226244-2015




- или DSSD




- или Негатоскоп "ИКСВЬЮ" по ТУ 9441-023-74487176-2011



94
- или Негатоскопы "РЕНЕКС НЦП-1", "РЕНЕКС НЦП-2", "РЕНЕКС НЦП-4" по
ТУ 9442-008-01416381-2002



- или Негатоскопы общего назначения НР-"ПОНИ" по ТУ 9452-011-17459079-2011



Принадлежности (при необходимости):


- Или Комплект средств защиты от рентгеновского излучения производства АО «ПОНИ», Россия



75
- или Системный блок (персональный компьютер) производства ООО "Олди-К", Россия



- или Ноутбук производства Dell Technologies Inc., США, Китай



- или Моноблок производства ASUSTek Computer Inc., Тайвань (Китай)




- или Сервер-архивы производства ООО "Техническая группа "Комдив", Россия




- или Клавиатура производства Logitech Europe S.A., Швейцария




- или Мышь компьютерная производства Logitech Europe S.A., Швейцария -




-или Монитор для персонального компьютера производства CBR, Китай




-или Стабилизатор напряжения (однофазный, трехфазный) производства Группа компаний "ШТИЛЬ", Россия




-или Источник бесперебойного питания (однофазный, трехфазный) производства American Power Conversion, США, Китай, Тайвань, Филиппины



-или Принтеры лазерные производства KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Нидерланды



-или Сетевой коммутатор производства ООО «ТР-ЛИНК», Китай



- или Программный пакет производства ООО «Лаборатория Инноваций МТ», Россия



-или Маршрутизаторы производства ASUSTek Computer Inc., Тайвань (Китай)



Millennium®



Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Паритет-Рентген» (ООО «Паритет-Рентген»)

150044, Россия, г. Ярославль, ул. Промышленная, д. 12,
производственные помещения №61, 65-68

150054, Россия, Ярославль, ул. Чкалова 2, офис 424

Система получения, обработки и архивирования
цифровых рентгеновских изображений под
торговой маркой Millennium®

по ТУ 9452-004-68428554-2012, исполнение 2

Серийный номер:

Дата производства:

Изготовлено в России

Заводской номер:
Напряжение: 220V±10%
Потребляемый ток:
Класс I Тип В
Частота: 50 (60) Гц
Сделано в России

EAC



Фотография упаковки медицинского изделия (габариты и количество упаковок могут меняться в зависимости от количества поставляемых единиц основного состава и принадлежностей)*



Millennium®



Наименование оборудования: Система получения, обработки и архивирования цифровых рентгеновских изображений под торговой маркой Millennium® по ТУ 9452-004-68428554-2012, исполнение 2

Заводской номер:

Место производства:

Место №

Всего мест

Размеры (В×Д×Ш):


Вес брутто, кг:

Вес нетто, кг:

Год и месяц упаковывания:

**Система получения, обработки и архивирования цифровых рентгеновских изображений под торговой маркой Millennium® по ТУ 9452-004-68428554-2012,
исполнение 3**

**Производства ООО «Паритет-Рентген», Россия
Внешний вид медицинского изделия**




ОСНОВНОЙ СОСТАВ:


- или Камера мультиматная термографическая Drystar 5302 с принадлежностями




- или Камера мультиматная термографическая Drystar AXYS с принадлежностями




- или Камера мультиматная термографическая Drystar 5503 с принадлежностями



117
- или Камера лазерная мультимедийная медицинская DRYPRO, модель 873 (LaserImagerDRYPROModel 873) с принадлежностями




- или Камера лазерная мультимедийная медицинская DRYPRO, модель 832 (LaserImagerDRYPRO, Model 832) с принадлежностями



51
- или Камера лазерная мультиформатная, модель DRYPRO SIGMA с принадлежностями








122

- или Пленка термографическая медицинская DrystarDT 10B, варианты исполнений: 1. Формат 8х10 дюймов (20х25) (упаковка - 100 листов); 2. Формат 10х12 дюймов (25х30) (упаковка - 100 листов); 3. Формат 11х14 дюймов (28х35) (упаковка - 100 листов); 4. Формат 14х14 дюймов (35х35) (упаковка - 100 листов); 5. Формат 14х17 дюймов (35х43) (упаковка - 100 листов)


AGFA




AGFA




-или Пленка медицинская термографическая и лазерная: DI-AT, DI-HT, DI-HL, DI-HL2, DI-AL, DI-ML



- или Пленка рентгеновская SD-S (Medical Imaging Film SD-S) различных форматов



- или Пленка термографическая KND-F, KND-A для принтеров медицинских



- или LCD-монитор медицинский с принадлежностями

350	75	3
042615	70	21



128
- или Монитор для медицинской визуализации под торговой маркой Millennium с принадлежностями, исполнения G22SP




DC-IN




LED Module **Millennium** 
Model: Q275P 
Input: 12V IN 0.67A 
Date: 
Q275PA15490004 
 CAUTION: High voltage in the monitor, only a qualified can open it
SHENZHEN BEACON DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD
Manufactured in China


ML 8010-0AUFN504



- или Программный комплекс автоматизированной обработки и архивирования медицинских изображений и данных под торговой маркой Millennium® по ТУ 9442-005-68428554-2012



Millennium


Паритет - Рентген

Комплекс программный
автоматизированной обработки и
архивирования медицинских изображений
и данных под торговой маркой
«Millennium»




Все права защищены © 2015 ООО «Паритет-Рентген»


- или Комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований «АрхиМед» по
ТУ 9440-001-98944313-2007



или Комплексы аппаратно-программные для ввода, обработки и хранения диагностической информации в составе: АРМ врача-диагноста "Гамма Мультивокс Д1" и "Гамма Мультивокс Д2"; АРМ для просмотра изображений "Гамма Мультивокс П"; АРМ медицинской сестры/рентгенлаборанта "Гамма Мультивокс Р" и сервер базы данных "Гамма Мультивокс С" по ТУ 9452-005-42879986-2006




- или Комплекс программ для визуализации, обработки, архивирования и экспорта медицинских изображений и данных «ЛИНС Махаон Рабочая станция врача»
по ТУ 9442-233-38226244-2015 с принадлежностью




- или Комплекс программ для визуализации, архивирования и экспорта медицинских изображений и данных «ЛИНС Махаон DICOM Архив» по ТУ 9442-133-38226244-2015 с принадлежностями




137
- или Комплекс программ для архивирования, протоколирования и экспорта медицинских данных и изображений
«ЛИНС LookInside» по ТУ 5090-380-38226244-2015




- или DSSD






Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1
с принадлежностями. Исполнение 02




-или Блоки входные преобразующие рентгеновские




Принадлежности (при необходимости):

- или Устройство видеозахвата производства ООО "РАСТР ТЕХНОЛОДЖИ", Россия



- Или Комплект средств защиты от рентгеновского излучения производства АО «ПОНИ», Россия



- или Системный блок (персональный компьютер) производства ООО "Олди-К", Россия




- или Моноблок производства ASUSTek Computer Inc., Тайвань (Китай)



- или Сервер-архивы производства ООО "Техническая группа "Комдив", Россия




- или Клавиатура производства Logitech Europe S.A., Швейцария




- или Мышь компьютерная производства Logitech Europe S.A., Швейцария



-или Монитор для персонального компьютера производства CBR, Китай




-или Стабилизатор напряжения (однофазный, трехфазный) производства Группа компаний "ШТИЛЬ", Россия



-или Источник бесперебойного питания (однофазный, трехфазный) производства American Power Conversion, США, Китай, Тайвань, Филиппины



-или Принтеры лазерные производства KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Нидерланды




-или Сетевой коммутатор производства ООО «ТР-ЛИНК», Китай




-или Маршрутизаторы производства ASUSTek Computer Inc., Тайвань (Китай)



-или Переговорное устройство двухстороннее (лаборант-пациент) производства ООО «КОМКОМ-Софт», Россия



-или Система видеонаблюдения для процедурной производства ООО «КОМКОМ-Софт», Россия



Millennium®



Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Паритет-Рентген» (ООО «Паритет-Рентген»)

150044, Россия, г. Ярославль, ул. Промышленная, д. 12,
производственные помещения №61, 65-68

150054, Россия, Ярославль, ул. Чкалова 2, офис 424

Система получения, обработки и архивирования
цифровых рентгеновских изображений под
торговой маркой Millennium®

по ТУ 9452-004-68428554-2012, исполнение 3

Серийный номер:

Дата производства:

Изготовлено в России

Заводской номер:

Напряжение: 220В±10%

Потребляемый ток:

Частота: 50 (60) Гц

Сделано в России

EAC

Фотография упаковки медицинского изделия (габариты и количество упаковок могут меняться в зависимости от количества поставляемых единиц основного состава и принадлежностей)*



Millennium®



Наименование оборудования: Система получения, обработки и архивирования цифровых рентгеновских изображений под торговой маркой Millennium® по TV 9452-004-68428554-2012, исполнение 3

Заводской номер:

Место производства:

Место №

Всего мест

Размеры (В×Д×Ш):

Вес брутто, кг:

Вес нетто, кг:

Год и месяц упаковывания:

Система получения, обработки и архивирования цифровых рентгеновских изображений под торговой маркой Millennium® по ТУ 9452-004-68428554-2012,
исполнение 4

Производства ООО «Паритет-Рентген», Россия
Внешний вид медицинского изделия



Внешний вид медицинского изделия



ОСНОВНОЙ СОСТАВ:


- или Камера мультиматная термографическая Drystar 5302 с принадлежностями



- или Камера мультиформатная термографическая Drystar AXYS с принадлежностями




- или Камера мультиматная термографическая Drystar 5503 с принадлежностями




165
169

- или Камера лазерная мультимедийная медицинская DRYPRO, модель 873 (LaserImagerDRYPROModel 873) с принадлежностями



- или Камера лазерная мультимедийная медицинская DRYPRO, модель 832 (LaserImagerDRYPRO, Model 832) с принадлежностями




167
- или Камера лазерная мультиформатная, модель DRYPRO SIGMA с принадлежностями



Или - Камера медицинская термографическая мультиматная DRYPIX 2000 исполнения DRYPIX Lite с принадлежностями





70

- или Пленка термографическая медицинская DrystarDT 10B, варианты исполнений: 1. Формат 8x10 дюймов (20x25) (упаковка - 100 листов); 2. Формат 10x12 дюймов (25x30) (упаковка - 100 листов); 3. Формат 11x14 дюймов (28x35) (упаковка - 100 листов); 4. Формат 14x14 дюймов (35x35) (упаковка - 100 листов); 5. Формат 14x17 дюймов (35x43) (упаковка - 100 листов)

AGFA



DRYSTAR
DT 10 B
ПЛЕНКА ТЕРМОГРАФИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ
РУ № РЗН 20152950
от 30 ноября 2015 г.

100 листов 35x43 14x17in.

2020-07-10

Agfa NV
Verkestraat 27
2640 Mortsel
Made in Belgium
Произведено в Бельгии
Agfa n.v.

Условия хранения: +5°C

Гарантийный срок хранения - 36 месяцев

AGFA



DRYSTAR
DT 1 B

DRY MEDICAL FILM


100 NIP 35x43 14x17 in



Agfa Healthcare Ltd. UK
Representative of
in Russia
Moscow, Russia
Printed in the UK




-или Пленка медицинская термографическая и лазерная: DI-AT, DI-HT, DI-HL, DI-HL2, DI-AL, DI-ML



- или Пленка рентгеновская SD-S (Medical Imaging Film SD-S) различных форматов



- или Пленка термографическая KND-F, KND-A для принтеров медицинских



571

- или LCD-монитор медицинский с принадлежностями




976
- или Монитор для медицинской визуализации под торговой маркой Millennium с принадлежностями, исполнения G22SP




DC-IN   

LED Monitor **Millennium** 
Model: G220P 
Input: 12V IN 0.67A 
S/N: 
G220PA1546304 
 CAUTION: High voltage in the monitor, only a qualified user open it
SHENZHEN BEACON DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD
Manufactured in China


W. 2010-06 JPN504



- или Программный комплекс автоматизированной обработки и архивирования медицинских изображений и данных под торговой маркой Millennium® по ТУ 9442-005-68428554-2012



Millennium


Паритет - Рентген

Комплекс программный
автоматизированной обработки и
архивирования медицинских изображений
и данных под торговой маркой
«Millennium»




Все права защищены. © 2013 ООО «Паритет-Рентген»

- или Комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований «АрхиМед» по
ТУ 9440-001-98944313-2007




182


- или Комплексы аппаратно-программные для ввода, обработки и хранения диагностической информации в составе: АРМ врача-диагноста "Гамма Мультивокс Д1" и "Гамма Мультивокс Д2"; АРМ для просмотра изображений "Гамма Мультивокс П"; АРМ медицинской сестры/рентгенлаборанта "Гамма Мультивокс Р" и сервер базы данных "Гамма Мультивокс С" по ТУ 9452-005-42879986-2006




183

- или Комплекс программ для визуализации, обработки, архивирования и экспорта медицинских изображений и данных «ЛИНС Махаон Рабочая станция врача» по ТУ 9442-233-38226244-2015 с принадлежностью





185
- или Программно-аппаратный комплекс ПАК получения, обработки, трехмерной реконструкции, передачи и хранения, медицинских диагностических изображений "Комета 3Di PACS" по ТУ 32.50.50-002-92607081-2019, производства ООО "Комета", регистрационное удостоверение РЗН 2021/13248




Логин

Пароль


Войти

Авторство © 2011-2022 Комета. Все права защищены.


- или Комплекс программ для визуализации, архивирования и экспорта медицинских изображений и данных «ЛИНС Махаон DICOM Архив» по ТУ 9442-133-38226244-2015 с принадлежностями




787
- или Комплекс программ для архивирования, протоколирования и экспорта медицинских данных и изображений
«ЛИНС LookInside» по ТУ 5090-380-38226244-2015



- или DSSD




- или Негатоскоп "ИКСВЬЮ" по ТУ 9441-023-74487176-2011




190

- или Негатоскопы "РЕНЕКС НЦП-1", "РЕНЕКС НЦП-2", "РЕНЕКС НЦП-4" по
ТУ 9442-008-01416381-2002



191
- или Негатоскопы общего назначения НР-"ПОНИ" по ТУ 9452-011-17459079-2011



Принадлежности (при необходимости):


- или Комплект средств защиты от рентгеновского излучения или производства АО «ПОНИ», Россия



- или Системный блок (персональный компьютер) производства ООО "Олди-К", Россия




451
- или Ноутбук производства Dell Technologies Inc., США, Китай







1961


- или Сервер-архивы производства ООО "Техническая группа "Комдив", Россия






- или Мышь компьютерная производства Logitech Europe S.A., Швейцария






200

-или Стабилизатор напряжения (однофазный, трехфазный) производства Группа компаний "ШТИЛЬ",
Россия



201


-или Источник бесперебойного питания (однофазный, трехфазный) производства American Power Conversion, США, Китай, Тайвань, Филиппины



или Принтеры лазерные производства KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Нидерланды



или Сетевой коммутатор производства ООО «ТР-ЛИНК», Китай



- или Программный пакет производства ООО «Лаборатория Инноваций МТ», Россия



-или Маршрутизаторы производства ASUSTek Computer Inc., Тайвань (Китай)



Millennium®



Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Паритет-Рентген» (ООО «Паритет-Рентген»)

150044, Россия, г. Ярославль, ул. Промышленная, д. 12,
производственные помещения №61, 65-68

150054, Россия, Ярославль, ул. Чкалова 2, офис 424

Система получения, обработки и архивирования
цифровых рентгеновских изображений под
торговой маркой Millennium®

по ТУ 9452-004-68428554-2012, исполнение 4

Серийный номер:

Дата производства:

Изготовлено в России

Заводской номер:

Напряжение: 220В±10%

Потребляемый ток:

Частота: 50 (60) Гц

Сделано в России

EAC

Фотография упаковки медицинского изделия (габариты и количество упаковок могут меняться в зависимости от количества поставляемых единиц основного состава и принадлежностей)*



Millennium®



Наименование оборудования: Система получения, обработки и архивирования цифровых рентгеновских изображений под торговой маркой Millennium® по ТУ 9452-004-68428554-2012, исполнение 4

Заводской номер:

Место производства:

Место №

Всего мест

Размеры (В×Д×Ш):

Вес брутто, кг:


Вес нетто, кг:

Год и месяц упаковывания:

система получения, обработки и архивирования цифровых рентгеновских изображений под торговой маркой Millennium® по ТУ 9452-004-68428554-2012,
исполнение 5

Производства ООО «Паритет-Рентген», Россия

Внешний вид медицинского изделия




ОСНОВНОЙ СОСТАВ:

- или LCD-монитор медицинский с принадлежностями



211
- или Монитор для медицинской визуализации под торговой маркой Millennium с принадлежностями, исполнения G22SP




DG-IN




CCB Monitor **Millennium** 
Model: Q225P 
Input: 12V AC 5.67A 
SN: 
Q225P-A15490004 
 CAUTION: High voltage in the monitor; only a qualified can open it.
SHENZHEN BEACON DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD
Manufactured in China



-или Мониторы медицинские Beacon в вариантах исполнения: Монитор диагностический G32S



- или Программный комплекс автоматизированной обработки и архивирования медицинских изображений и данных под торговой маркой Millennium® по ТУ 9442-005-68428554-2012



«Millennium»


Паритет - Рентген

Комплекс программный
автоматизированной обработки и
архивирования медицинских изображений
и данных под торговой маркой
«Millennium»



Все права защищены © 2015 ООО «Паритет-Рентген»

- или Модуль "БАРС.Здравоохранение-МИС" программы для ЭВМ "БАРС.Здравоохранение" по ТУ 26.60.12-001-83470944-2016, производства АО "БАРС Групп", Россия, регистрационное удостоверение РЗН 2017/6098



- или Программно-аппаратный комплекс ПАК получения, обработки, трехмерной реконструкции, передачи и хранения, медицинских диагностических изображений "Kometa 3Di PACS" по ТУ 32.50.50-002-92607081-2019, производства ООО "Комета", регистрационное удостоверение РЗН 2021/13248




Логин

Пароль


Войти

Авторство © 2011-2022 Комета. Все права защищены.

- или Комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований «АрхиМед» по
ТУ 9440-001-98944313-2007




- или Комплексы аппаратно-программные для ввода, обработки и хранения диагностической информации в составе: АРМ врача-диагноста "Гамма Мультивокс Д1" и "Гамма Мультивокс Д2"; АРМ для просмотра изображений "Гамма Мультивокс П"; АРМ медицинской сестры/рентгенлаборанта "Гамма Мультивокс Р" и сервер базы данных "Гамма Мультивокс С" по ТУ 9452-005-42879986-2006




- или Комплекс программ для визуализации, обработки, архивирования и экспорта медицинских изображений и данных «ЛИНС Махаон Рабочая станция врача»
по ТУ 9442-233-38226244-2015 с принадлежностью




- или Комплекс программ для визуализации, архивирования и экспорта медицинских изображений и данных «ЛИНС Махаон DICOM Архив» по ТУ 9442-133-38226244-2015 с принадлежностями




- или Комплекс программ для архивирования, протоколирования и экспорта медицинских данных и изображений
«ЛИНС LookInside» по ТУ 5090-380-38226244-2015






- или DSSD


- или Негатоскоп "ИКСВЫЮ" по ТУ 9441-023-74487176-2011



- или Негатоскопы "РЕНЕКС НЦП-1", "РЕНЕКС НЦП-2", "РЕНЕКС НЦП-4" по
ТУ 9442-008-01416381-2002



- или Негатоскопы общего назначения НР-"ПОНИ" по ТУ 9452-011-17459079-2011




Принадлежности (при необходимости):


- или Комплект средств защиты от рентгеновского излучения или производства АО «ПОНИ», Россия




- или Системный блок (персональный компьютер) производства ООО "Олди-К", Россия



- или Ноутбук производства Dell Technologies Inc., США, Китай



- или Моноблок производства ASUSTek Computer Inc., Тайвань (Китай)




- или Сервер-архивы производства ООО "Техническая группа "Комдив", Россия




- или Клавиатура производства Logitech Europe S.A., Швейцария



- или Мышь компьютерная производства Logitech Europe S.A., Швейцария



-или Монитор для персонального компьютера или производства CBR, Китай




235
-или Стабилизатор напряжения (однофазный, трехфазный) производства Группа компаний "ШТИЛЬ",
Россия




236
-или Источник бесперебойного питания (однофазный, трехфазный) производства American Power Conversion,
США, Китай, Тайвань, Филиппины




-или Принтеры лазерные производства KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Нидерланды



- или Программный пакет производства ООО «Лаборатория Инноваций МТ», Россия



-или Сетевой коммутатор производства ООО «ТР-ЛИНК», Китай



-или Маршрутизаторы производства ASUSTek Computer Inc., Тайвань (Китай)



Millennium®



Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Паритет-Рентген» (ООО «Паритет-Рентген»)

150044, Россия, г. Ярославль, ул. Промышленная, д. 12,
производственные помещения №61, 65-68

150054, Россия, Ярославль, ул. Чкалова 2, офис 424

Система получения, обработки и архивирования
цифровых рентгеновских изображений под
торговой маркой Millennium®

по ТУ 9452-004-68428554-2012, исполнение 5

Серийный номер:

Дата производства:

Изготовлено в России

Заводской номер:

Напряжение: 220В±10%

Потребляемый ток:


Частота: 50 (60) Гц

Сделано в России

EAC



Millennium®



Наименование оборудования: Система получения, обработки и архивирования цифровых рентгеновских изображений под торговой маркой Millennium® по ТУ 9452-004-68428554-2012, исполнение 5

Заводской номер:

Место производства:

Место № Всего мест

Размеры (В×Д×Ш):

Вес брутто, кг:

Вес нетто, кг:

Год и месяц упаковывания:

В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
243 (Двести сорок три) листа

Генеральный директор
ООО «Паритет-Рентген»

М.П.



А.Б. Лукьянов