

«Система для дистанционной ударно-волновой литотрипсии и эндоурологии Dornier Compact Sigma с принадлежностями»

производства: «Дорнье МедТех ГмбХ», Германия / Dornier MedTech GmbH, Argelsrieder Feld 7, D-82234 Wessling, Germany.

Система для дистанционной ударно-волновой литотрипсии и эндоурологии Dornier Compact Sigma с принадлежностями.

I. Система для дистанционной ударно-волновой литотрипсии и эндоурологии «Dornier Compact Sigma», базовый состав:

1. Литотриптер вариант исполнения:

1.1 Литотриптер «Dornier Compact Sigma» в составе:

- литотриптер «Dornier Compact Sigma»,
- гель контактный, флакон 0,25 л, не более 12 шт.,
- пульт управления ручной, не более 2 шт.

1.2 Литотриптер «Dornier Compact Sigma FarSight» в составе:

- литотриптер «Dornier Compact Sigma FarSight»,
- гель контактный, флакон 0,25 л, не более 12 шт.,
- пульт управления ручной, не более 2 шт.

2. Принадлежности к литотриптеру вариант исполнения: «Dornier Compact Sigma » и «Dornier Compact Sigma FarSight»:

2.1 мишени магнитные для рентгеновской дуги, диаметр 65 мм, не более 3 шт.,

2.2 магниты для магнитных мишеней не более 4 шт.,

2.3 кронштейн изоцентрический,

2.4 набор инструментов для проверки и калибровки фокуса ударной волны:

- суппорт для установки устройств на терапевтическую головку аппарата,
- устройство для калибровки рентгеновского фокуса,
- устройство для проверки рентгеновского фокуса,
- устройство для калибровки кронштейна изоцентрического,
- устройство для проверки ультразвукового фокуса,
- устройство для проверки фокуса ударной волны.

2.5 воронка пластиковая диаметром 7,5 см.,

2.6 шланг силиконовый, длина 30 см.,

2.7 кабель для заземления, длина 7 м,

2.8 кабель удлинительный варианты исполнения:

- кабель удлинительный для ручного пульта управления, длина 5 м,
- кабель удлинительный для ручного пульта управления, длина 10 м,
- кабель удлинительный для ручного пульта управления, длина 20 м.

2.9 Руководство по эксплуатации, не более 5 шт.

3. Стол для литотрипсии, вариант исполнения:

1. Стол многофункциональный рентгенопрозрачный «TLX» производства TECHNIX S.p.A. Италия, Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/11006, базовая комплектация:

- стол для размещения пациента,
- модуль управления столом,

- пульт управления,
- педаль управления,
- удлинение стола с подушкой,
- боковые опоры – 2 шт.,
- удлинение боковых опор,
- сетевой кабель,
- руководство пользователя.

2. Стол пациента «Dornier Relax+» в составе:

- стол пациента многофункциональный «Dornier Relax+»,
- пульт управления ручной, не более 2 шт.

3. Принадлежности для стола пациента «Dornier Relax+»:

- секция стола съемная головная, размеры: 0,3 м x 0,78 м,
- секция стола съемная ножная, размеры: 1,02 м x 0,62 м,
- педаль управления столом, не более 2 шт.,
- ремень компрессионный, размеры: 1,6 м x 0,4 м, не более 3 шт.,
- ремень для фиксации руки, длина 1,2 м, не более 2 шт.,
- подставка для руки анестезиологическая, размеры: 0,6 м x 0,14 м x 0,07 м, масса: 8,3 кг,
- опоры для плеч, не более 2 шт.,
- опоры для ног, не более 2 шт.,
- подголовник, длина 0,6 м,
- подлокотники, не более 2 шт.,
- штатив для инфузионных растворов, высота: 1,0 м, масса: 1,7 кг,
- мешки пластиковые дренажные со сливным шлангом, размеры: 0,6 м x 0,6 м, длина шланга: 2 м, не более 6 уп./1 уп-20шт.,
- лента гибкая металлическая для крепления дренажного мешка, длина: 0,97 м,
- фиксатор гибкой металлической ленты, длина 0,5 м,
- шланги пластиковые дренажные, длина 2 м, не более 20 шт.,
- поддон стальной для сбора жидкости, размеры: 0,44 м x 0,14 м x 0,145 м, объем: 14 л,
- приемник дренажных вод металлический, мобильный, объем 12 л.,
- упор клиновидный, размеры: 0,6 м x 0,35 м x 0,15 м, не более 2 шт.,
- держатель для полотенца бумажного, длина 0,9 м, масса: 2,6 кг,
- полотенца бумажные, размер 0,59 м x 100 м, не более 6 шт.,
- кабель удлинительный для ручного пульта управления, длина 10 м,
- кабель удлинительный для ручного пульта управления, длина 20 м.

4. Установка рентгеновская мобильная TCA 6S, производства TECHNIX S.p.A. Италия:

1. Установка рентгеновская мобильная TCA 6S, в составе:

1.1 Установка рентгеновская мобильная TCA 6S.

1.2 Монитор специальный вариант исполнения:

- монитор специальный NICAL, не более 2 шт.,
- монитор специальный Olorin, не более 2 шт.,
- монитор специальный EIZO, не более 2 шт.

1.3 Педаль управления рентгеновским аппаратом.

1.4 Пульт включения радиографии ручной.

2. Принадлежности к установке рентгеновской мобильной TCA 6S, производства TECHNIX S.p.A. Италия:

- 2.1 Терминал дисплейный,
- 2.2 Тележка,
- 2.3 Замок сопряжения рентгеновской установки с литотриптером, размеры: 0,3 м x 0,25 м.
- 2.4 Видеокабель, длина 10 м.

5. Аппарат ультразвуковой, варианты исполнения:

- 1. Аппарат ультразвуковой Flex Focus 1202 (1202 Flex Focus Scanner Unit) с принадлежностями, производства B-K Medical ApS, Denmark, Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/04480:

1.1 Аппарат ультразвуковой Flex Focus 1202 (1202 Flex Focus Scanner Unit):

- основной блок со встроенными входами для датчиков и встроенным дисплеем: Flex Focus 200, Flex Focus 500, Flex Focus 800,
- сетевой кабель (Power cable).

2. Принадлежности к аппарату ультразвуковому Flex Focus 1202 (1202 Flex Focus Scanner Unit):

- датчики конвексные, тип 8823 – не более 5 шт.,
- датчики для полостных исследований, тип 8808 – не более 5 шт.,
- датчики линейные, тип 8811 – не более 5 шт.,
- адаптеры пункционные, тип UA1250 – не более 10 шт.,
- адаптеры пункционные, тип UA1232 – не более 10 шт.,
- адаптеры пункционные, тип UA1239 – не более 10 шт.,
- адаптеры пункционные, тип UA1257 – не более 10 шт.

3. Аппарат ультразвуковой Pro Focus 2202 с принадлежностями производства B-K Medical ApS, Denmark, Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08036:

3.1 Аппарат ультразвуковой Pro Focus 2202:

- основной блок со встроенными входами для датчиков и монитором (Pro Focus 2202),
- сетевой кабель (Power cable).

3. Принадлежности к аппарату ультразвуковому Pro Focus 2202:

- датчики конвексные, тип 8823 – не более 5 шт.,
- датчики для полостных исследований, тип 8808 – не более 5 шт.,
- датчики линейные, тип 8811 – не более 5 шт.,
- адаптеры пункционные, тип UA1250 – не более 10 шт.,
- адаптеры пункционные, тип UA1232 – не более 10 шт.,
- адаптеры пункционные, тип UA1239 – не более 10 шт.,
- адаптеры пункционные, тип UA1257 – не более 10 шт.

II. Дополнительное оборудование к системе для дистанционной ударно-волновой литотрипсии и эндоурологии Dornier Compact Sigma:

1. Мониторы пациента серии Infinity, с принадлежностями, производства Draeger Medical Systems, Inc, США, Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2012/12389:

1.1 Мониторы пациента серии Infinity, варианты исполнений: Infinity Delta, Infinity Delta XL, Infinity Gamma XL:

- основное устройство,
- инструкция по эксплуатации на русском языке,
- блок питания с кабелем.

1.2 Принадлежности:

- монокабель пациента подключения датчиков ЭКГ, пульсоксиметрии SpO2 и температуры для взрослых и детей (1.5 м, 2.5 м),
- кабель ЭКГ 3-х электродный,

- электроды ЭКГ для взрослых и детей (упаковка 50 штук).

2. Рабочая станция на базе персонального компьютера, в составе:

- системный блок «Fujitsu-Siemens Celsius»,
- клавиатура полноразмерная,
- манипулятор типа «Мышь»,
- ЖК-мониторы «NEC» или «Totoku» или «NDS Radiance», не более 3 шт.,
- диск с программным обеспечением UIMS v. 3.7х.,
- кабель сетевой, длина 2 м, не более 4 шт.,
- кабель для подключения монитора, длина 1,8 м, не более 3 шт.,
- кабель интерфейсный, длина 10 м, не более 3 шт.,
- видеокабель, длина 10 м.

Генеральный директор

"24" августа 2015г.



Сухинич К.К.

М.П.

Литотриптер «Dornier Compact Sigma»



Рис. 1 - литотриптер «Dornier Compact Sigma»



Рис. 2 - литотриптер «Dornier Compact Sigma FarSight»



Рис. 3 - гель контактный, флакон 0,25 л



Рис. 4 - пульт управления ручной

Принадлежности к литотриптеру вариант исполнения: «Dornier Compact Sigma » и «Dornier Compact Sigma FarSight»:




Рис. 5 - мишени магнитные для рентгеновской дуги, диаметр 65 мм




Рис. 6 - магниты для магнитных мишеней



Рис. 7 - кронштейн изоцентрический




Рис. 8 – суппорт для установки устройств на терапевтическую головку аппарата




Рис. 9 - устройство для калибровки рентгеновского фокуса




Рис. 10 – устройство для проверки рентгеновского фокуса



Рис. 11 – устройство для калибровки кронштейна изоцентрического



Рис. 12 - устройство для проверки ультразвукового фокуса



Рис. 13 - устройство для проверки фокуса ударной волны



Рис. 14 - воронка пластиковая диаметром 7,5см.




Рис. 15 - шланг силиконовый, длина 30 см.




Рис. 16 - кабель для заземления, длина 7м



Рис. 17 - кабель удлинительный для ручного пульта управления, длина 5 м
- кабель удлинительный для ручного пульта управления, длина 10 м
- кабель удлинительный для ручного пульта управления, длина 20 м

Dornier MedTech

Руководство по эксплуатации



Система

*Система для дистанционной
ударно-волновой литотрипсии и
эндоурологии Dornier Compact Sigma*

Издание

К

Дата

04/2015

Программное обеспечение

3.1X

Язык

Русский

Рис. 18 - Руководство по эксплуатации

Стол многофункциональный рентгенопрозрачный «TLX» производства TECHNIX S.p.A. Италия, Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/11006, базовая комплектация:




Рис. 19 – стол для размещения пациента



Рис. 20 - модуль управления столом



Рис. 21 – пульт управления



Рис. 22 – педаль управления




Рис. 23 – удлинение стола с подушкой



Рис. 24 - боковые опоры




Рис. 25 – удлинение боковых опор



Рис. 26 - сетевой кабель

Стол пациента «Dornier Relax+» в составе:



Рис. 27 - стол пациента многофункциональный «Dornier Relax+»



Рис. 28 - пульт управления ручной

Принадлежности для стола пациента «Dornier Relax+»:




Рис. 29 - секция стола съемная головная, размеры: 0,3 м x 0,78 м



Рис. 30 - секция стола съемная ножная, размеры: 1,02 м x 0,62 м



Рис. 31 - педаль управления столом



Рис. 32 - ремень компрессионный, размеры: 1,6 м х 0,4 м



Рис. 33 – ремень для фиксации руки, длина 1,2 м



Рис. 34 – подставка для руки анестезиологическая, размеры: 0,6 м x 0,14 м x 0,07 м, масса: 8,3 кг




Рис. 35 – опоры для плеч



Рис. 36 – опоры для ног




Рис. 37 – подголовник, длина 0,6 м



Рис. 39 – штатив для инфузионных растворов, высота: 1,0 м, масса: 1,7 кг



Рис. 40 - мешки пластиковые дренажные со сливным шлангом, размеры: 0,6 м х 0,6 м, длина шланга: 2 м



Рис. 41 - лента гибкая металлическая для крепления дренажного мешка, длина: 0,97 м




Рис. 42 – фиксатор гибкой металлической ленты



Рис. 43 – шланги пластиковые дренажные, длина 2 м



Рис. 44 – поддон стальной для сбора жидкости, размеры: 0,44 м x 0,14 м x 0,145 м, объем: 14 л



Рис. 45 – приемник дренажных вод металлический, мобильный, объем 12 л.




Рис. 46 – упор клиновидный, размеры: 0,6 м x 0,35 м x 0,15 м




Рис. 47 – держатель для полотенца бумажного, длина 0,9 м, масса: 2,6 кг



Рис. 48 – полотенца бумажные, размер 0,59 м x 100 м




Рис. 49 – кабель удлинительный для ручного пульта управления, длина 10 м
– кабель удлинительный для ручного пульта управления, длина 20 м

Установка рентгеновская мобильная TCA 6S, производства TECHNIX S.p.A. Италия:
Установка рентгеновская мобильная TCA 6S, в составе:




Рис. 50 – Установка рентгеновская мобильная TCA 6S

Монитор специальный вариант исполнения:



Рис. 51 – монитор специальный NICAL




Рис. 52 – монитор специальный Olorin




Рис. 53 – монитор специальный EIZO



Рис. 54 – Педаль управления рентгеновским аппаратом



Рис. 55 – Пульт включения радиографии ручной

Принадлежности к установке рентгеновской мобильной ТСА 6S, производства TECHNIX S.p.A. Италия:




Рис. 56 – Терминал дисплейный



Рис. 57 – Тележка




Рис. 58 – Замок сопряжения рентгеновской установки с литотриптером, размеры: 0,3 м х 0,25 м.




Рис. 59 – Видеокабель, длина 10 м.

Аппарат ультразвуковой, варианты исполнения:

Аппарат ультразвуковой Flex Focus 1202 (1202 Flex Focus Scanner Unit) с принадлежностями, производства B-K Medical ApS, Denmark, Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/04480:

Аппарат ультразвуковой Flex Focus 1202 (1202 Flex Focus Scanner Unit):



Рис. 60 – основной блок со встроенными входами для датчиков и встроенным дисплеем: Flex Focus 200, Flex Focus 500, Flex Focus 800



Рис. 61 – сетевой кабель (Power cable)

Принадлежности к аппарату ультразвуковому Flex Focus 1202 (1202 Flex Focus Scanner Unit):



Рис. 62 – датчики конвексные, тип 8823



Рис. 63 – датчики для полостных исследований, тип 8808



Рис. 64 – датчики линейные, тип 8811



Рис. 65 – адаптеры пункционные, тип UA1250



Рис. 66 – адаптеры пункционные, тип UA1232



Рис. 67 – адаптеры пункционные, тип UA1239




Рис. 68 – адаптеры пункционные, тип UA1257

Аппарат ультразвуковой Pro Focus 2202 с принадлежностями производства В-К Medical ApS, Denmark, Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08036:
Аппарат ультразвуковой Pro Focus 2202:



Рис. 69 – основной блок со встроенными входами для датчиков и монитором (Pro Focus 2202)



Рис. 70 – сетевой кабель (Power cable)

Принадлежности к аппарату ультразвуковому Pro Focus 2202:



Рис. 71 – датчики конвексные, тип 8823



Рис. 72 – датчики для полостных исследований, тип 8808



Рис. 73 – датчики линейные, тип 8811



Рис. 74 – адаптеры пункционные, тип UA1250



Рис. 75 – адаптеры функциональные, тип UA1232



Рис. 76 – адаптеры пункционные, тип UA1239




Рис. 77 – адаптеры пункционные, тип UA1257

Мониторы пациента серии Infinity, с принадлежностями, производства Draeger Medical Systems, Inc. США, Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2012/12389:

Мониторы пациента серии Infinity, варианты исполнения: Infinity Delta, Infinity Delta XL, Infinity Gamma XL:



Рис. 78 – основное устройство

Dräger

Gebrauchsanweisung Infinity Delta Serie



WARNING

Zur korrekten Verwendung
des Medizinprodukts diese
Anleitung lesen
und beachten.

Patientenmonitore der Infinity Serie Software VF9

Release Notes (MS30668) Scio Four Modules

Release Notes: Scio Four Modules - English -
page 1
Zusätzliche Hinweise: Scio Four Module -
Deutsch - Seite 5
Notes de publication: Modules Scio Four -
Français - page 7
Notas de publicação: Módulos Scio Four -
Español - página 9
Note sulla versione: Moduli Scio Four -
Italiano - pagina 11
Aanvullende opmerkingen: Scio Four
modules - Nederlands - pagina 13
リリースノート: Scio Four モジュール - 日本
語 - 15 ページ
版本注釋: Scio Four 模块 - 中文 - 第 17 页
Udgivelsesbemærkninger: Scio Four-
moduler - Dansk - side 19
Julägsutlåtelse: Scio Four-modulert - Suomi -
sivu 21
Merknader om utgivelse: Scio Four-moduler -
Norsk - side 23
Notas de informação: Módulos Scio Four -
Português - página 25

Versioninformation: Scio Four-moduler -
Svenska - str. 27
Примечания к выпуску: Четыре модуля
Scio - На русском языке - стр. 29
Uwagi techniczne wydania: Moduły Scio Four -
Polski - strona 31
Poznámky k vydání: Moduly Scio Four -
Čeština - strana 33
Tájékoztató: Készlet: Moduły Scio Four -
Magyar - oldal 35
Kiadási megjegyzések: Scio Four modulok -
Magyar - 37. oldal
Sürüm notları: Scio Four Modülleri - Türkçe -
Sayfa 39
版本注釋: Scio Four 模块 - 中文 - 第 17 页
Napomene uz izdavanje: Moduli Scio Four -
Hrvatski - str. 43
Белешки по издавањето: Модули Scio Four -
бугарски јазик - стр. 45
Poznámky k vydání: Moduly Scio Four -
Slovenky - strana 47
Note de ediție: Scio Four Moduless - Română -
pagina 49

WARNING

For a full understanding of the perfor-
mance characteristics of this device,
the user should carefully read these
Release Notes and the related
Instructions for Use before use of the
device




Рис. 80 – блок питания с кабелем

Принадлежности:




Рис. 81 – монокабель пациента подключения датчиков ЭКГ, пульсоксиметрии SpO2 и температуры для взрослых и детей (1.5 м, 2.5 м),




Рис. 82 – кабель ЭКГ 3-х электродный



Рис. 83 – электроды ЭКГ для взрослых и детей (упаковка 50 штук)

Рабочая станция на базе персонального компьютера, в составе:



Рис. 84 – системный блок «Fujitsu-Siemens Celsius»



Рис. 85 – клавиатура полноразмерная




Рис. 86 – манипулятор типа «Мышь»




Рис. 87 – ЖК-мониторы «NEC» или «Totoku» или «NDS Radiance»




Рис. 88 – диск с программным обеспечением UIMS v. 3.7х.



Рис. 89 – кабель сетевой, длина 2 м



Рис. 90 – кабель для подключения монитора, длина 1,8 м



Рис. 91 – кабель интерфейсный, длина 10 м




Рис. 92 – видеокабель, длина 10 м

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 96

лист(ов)
генеральный директор
ООО «МО ГАЛАТЕЯ-ЭНДОСКОПЫ»
К.К. Сухинич

