



Биомедицинский морозильник DW-40L508 (от -20°C до -40°C)



Линия биомедицинских и лабораторных морозильников серии DW-40 предназначена для хранения плазмы крови, биологических материалов, реагентов и вакцин.

Оборудование может использоваться в научно-исследовательских институтах, лабораториях, станциях переливания крови, больницах, санитарных эпидемиологических службах, ветеринарии.

Технические характеристики

- Управление температурой:

Рабочая температура морозильников находится в пределах от -20°C до -40°C , шаг регулировки 1°C . Также возможно задание пользователем верхней и нижней границ диапазона. Управление температурой осуществляется при помощи микропроцессора, оснащенного цифровым дисплеем.

Система сигнализирует о перегреве или переохлаждении.

Морозильник снабжен энергонезависимой памятью для сохранения установок пользователя. При сбоях в энергоснабжении и последующем включении в сеть, морозильник продолжает работать согласно заданным ранее параметрам.

- Безопасность работы:



Система подает световой и звуковой сигналы при отклонении температуры от заданной, а также неисправности датчика.

Предусмотрена дополнительная защита компрессора от скачков напряжения при отключении и включении в сеть или сбоях в энергоснабжении, а также функцией плавного пуска/остановка компрессора.

- Система охлаждения:

Снабжена высокоэффективными компрессором и вентилятором конденсатора, пенополиуретановой теплоизоляцией высокой плотности, заправлена хладагентом, не разрушающим озоновый слой.

Комплектующие изделия






Фото 1. Панель управления. Контроллер и дисплей.



Фото 2. Общий вид. Оборудование медицинское для хранения крови и ее компонентов модели DW-40L508 с принадлежностями.