

[별지 제41호 서식]
서울 서초구 동작대로 36
(방배동, 대광빌딩 3층)

공증
인가 대한법무법인

TEL : (02) 590-0900(代)
FAX : (02) 3477-0957

Registered No. 2023 - 6561

NOTARIAL CERTIFICATE

Daehan Law Firm & Notary Office Inc.

DaeGwang B/D 3F, 36 Dongjak-daero,
Seocho-gu, Seoul, Korea

TEL : (02) 590-0900(代)

FAX : (02) 3477-0957



DECLARATION

We (applicant) : DONGBANG MEDICAL., CO. LTD
do hereby solemnly and sincerely declare :


1. That the attached document(s) : Instructions for use on a medical device

☒

is(are) true and correct.

☐

is(are) true translation for the text(s) originally written in the Korean language conscientiously believing the same to be true and correct.



2023. 05. 08.

Signature _____

DONGBANG Medical Co., Ltd.

PRESIDENT KIM, KEUN SIK



등부 2023 년 제 6561 호 Registered No. 2023 - 6561

인 증

Notarial Certificate

위 진술서-----에
기재된 주식회사 동방메디컬 대표이사 김근식의
대리인 장명수 -----은(는)
본 공증인의 면전에서 위 본인이 기명날인
한 것임을 확인하였다.

JANG MYEONG SU attorney-in-fact of
DongBang Medical Co., Ltd
President / Kim, Keun Sik
appeared before me and admitted said
principal's subscription to the attached.

DECLARATION.

This is hereby attested on this
9th day of May 2023 at this office.

2023 년 5 월 9 일
이 사무소에서 위 인증한다.

Daehan Law Firm & Notary Office Inc.
Belong to Seoul Central District
Prosecutors' Office
DaeGwang B/D 3F, 36 Dongjak-daero,
Seocho-gu, Seoul, Korea

공증인가 대한법무법인

소속 서울중앙지방검찰청
서울 서초구 동작대로 36
대광빌딩 3층

Attorney-at-law

공증인 공증담당변호사

김현중



KWON HYUK JUNG

This office has been authorized by the
Minister of Justice, the Republic of
Korea, to act as Notary Public since
January 6 2010 under Law No. 11823

서울 서초구 동작대로 36 대광빌딩 3층
전화 : (02) 590-0900, 팩스 : (02) 3477-0957

210mm×297mm(보존용지(1종) 70g/m²)

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country : Republic of Korea



This public document

2. has been signed by KWON HYUK JUNG

3. acting in the capacity of Notary Public

4. bears the seal/stamp of DAEHAN LAW FIRM AND NOTARY OFFICE INC

Certified

To verify the Apostille, please refer to the website below.
<https://www.apostille.go.kr>

5. at Seoul 6. the 10/05/2023

7. by The Ministry of Justice

8. No. XXA2023Y18N9CK

9. Seal/stamp

10. Signature



Kang Yun Jeong

Kang Yun Jeong

Инструкция по применению на медицинское изделие
(Instructions for use on a medical device)

Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения
«DONGBANG»
(Acupuncture steel sterile single-use needles "DONGBANG")

1. Наименование медицинского изделия

Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» (см. Приложение 1)

2. Назначение медицинского изделия.

Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» (далее по тексту – иглы) предназначены для лечения пациентов методом иглорефлексотерапии (акупунктура), которые объединяют лечебно-профилактические методы воздействия на человеческое тело через его биологически активные точки (БАТ).

Иглы также применяются для стимуляции точек соответствия пораженным органам и областям тела на кисти и стопе.

Иглы применяются врачом-рефлексотерапевтом, прошедшим специальное обучение, который определяет глубину постановки игл, место постановки и время воздействия в зависимости от состояния пациента.

Процедура иглорефлексотерапии (акупунктура) проводится в условиях медицинского учреждения.

3. Описание и принцип действия медицинского изделия

Иглорефлексотерапия (акупунктура) – это древнекитайский метод лечения, в основе которого лежит воздействие на биологически активные точки организма. Благодаря непосредственному воздействию на основные проводящие системы организма (нервную, сосудистую, лимфатическую) и опосредованной активизации главных управляющих систем (центральной нервной системы, нейрогуморальной, эндокринной, иммунной), современная иглорефлексотерапия признана эффективным методом в лечении широкого ряда заболеваний и позволяет добиться высоких показателей излечения и улучшения качества жизни.

Конструкция игл акупунктурных стальных стерильных однократного применения «DONGBANG» делится на три основных типа:

1. Основной тип (рис. 1). Конструктивно иглы состоят из рабочей части иглы и рукоятки иглы. Рабочая часть иглы произведена из нержавеющей стальной проволоки толщиной с волос.




Рис. 1 Внешний вид «Основной тип»

К основному типу относятся следующие варианты исполнения игл акупунктурных:

1. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем используются для воздействия на точки, расположенные на теле человека. Состоит из стальной рукоятки иглы и стальной рабочей части иглы (сталь STS304). В комплектацию данных игл входит направитель из полимера (рис. 3) Направитель используется для удобного введения и достижения большей устойчивости вводимой иглы, а также ориентиром для регулировки введения глубины иглы в ткани

Длительность контакта иглы с пациентом – менее 60 минут. Длительность контакта направителя с пациентом – не более 10 минут. На **рис. 2** представлено МИ «Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG со стальной рукояткой, с направителем» (для всех заявленных типоразмеров (диаметр иглы x длина рабочей части иглы))



Рис. 2 МИ «Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем» (для всех заявленных типоразмеров (диаметр иглы x длина рабочей части иглы))

На **рис. 3** представлен направитель МИ «Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем» (для всех заявленных типоразмеров (диаметр иглы x длина рабочей части иглы))




Рис. 3 Направитель МИ «Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем» (для всех заявленных типоразмеров (диаметр иглы x длина рабочей части иглы))

2. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем используются для воздействия на точки, расположенные на теле человека. Состоит из посеребренной рукоятки иглы и стальной рабочей части иглы (сталь STS304). В комплектацию данных игл входит направитель из полимера (рис. 5) Направитель используется для удобного введения и достижения большей устойчивости вводимой иглы, а также ориентиром для регулировки введения глубины иглы в ткани

Длительность контакта иглы с пациентом – менее 60 минут. Длительность контакта направителя с пациентом – не более 10 минут.

На **рис. 4** представлено МИ «Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем», (для всех заявленных типоразмеров (диаметр иглы x длина рабочей части иглы))




Рис. 4 МИ «Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем» (для всех заявленных типоразмеров (диаметр иглы x длина рабочей части иглы))

На **рис. 5** представлен направитель МИ «Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем» (для всех заявленных типоразмеров (диаметр иглы x длина рабочей части иглы))





Рис. 5 Направитель МИ «Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем» (для всех заявленных типоразмеров (диаметр иглы x длина рабочей части иглы))

3. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя. Состоит из посеребренной рукоятки иглы и стальной рабочей части иглы (сталь STS304). Длительность контакта с пациентом – менее 60 минут.

На **рис. 6** представлено МИ «Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя» (для всех заявленных типоразмеров (диаметр иглы x длина рабочей части иглы))






Рис. 6 МИ «Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя» (для всех заявленных типоразмеров (диаметр иглы x длина рабочей части иглы))

II. Ушной тип (рис. 7). Конструктивно игла состоит из рабочей части иглы и кольцевидной рукоятки иглы. Рабочая часть иглы произведена из нержавеющей стальной проволоки толщиной с волос.




Рис.7 «Ушной тип»

К ушному типу относятся следующие варианты исполнения игл акупунктурных:

1. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» используются для проведения сеанса иглорефлексотерапии на лице, ушах, по телу и для более длительной экспозиции (воздействия) на акупунктурные точки (от 60 минут, но не более 30 дней). Состоит из стальной кольцевидно-изогнутой рукоятки иглы (сталь STS304) и стальной рабочей части иглы (сталь STS304) различного диаметра. В свою очередь каждая игла прикреплена на нетканый пластырь на вязкой основе.

На **рис. 8** представлено МИ «Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» (для всех заявленных типоразмеров (диаметр иглы x длина рабочей части иглы))



Рис.8 МИ «Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» (для всех заявленных типоразмеров (диаметр иглы x длина рабочей части иглы))

III. Внутрикожный тип (рис. 9). Конструкционно игла состоит из рабочей части иглы и кольцевидной рукоятки иглы. Рабочая часть иглы произведена из нержавеющей стальной проволоки толщиной с волос.




Рис. 9 «Внутрикожный тип» иглы акупунктурной

К внутрикожному типу относятся следующие варианты исполнения игл акупунктурных:

1. Микроиглы-шпатель акупунктурные стальные стерильные однократного

применения «DONGBANG» используются для проведения сеанса иглорефлексотерапии на лице, ушах, по телу и для более длительной экспозиции (воздействия) на акупунктурные точки (от 60 минут, но не более 30 дней). Состоит из стальной кольцевидно-изогнутой рукоятки иглы (сталь STS304) и стальной рабочей части иглы (сталь STS304) различного диаметра.

На рис. 10 представлено МИ «Микроиглы-шпалки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» (для всех заявленных типоразмеров (диаметр иглы x длина рабочей части иглы))



Рис. 10 МИ «Микроиглы-шпалки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» (для всех заявленных типоразмеров (диаметр иглы x длина рабочей части иглы))

4. Показания и противопоказания медицинского изделия

Показания:

- ожирение;
- энурез, дисменорея, хронический простатит;
- импотенция, нарушения эректильной функции;
- диспептические явления при хроническом гастрите, гастроптозе, хроническом холецистите, раздраженном кишечнике;
- хронический бронхит, бронхиальная астма;
- невриты лицевого нерва, нарушения кровообращения головного мозга;
- вегетативные нарушения функционального характера;
- мигрень;
- нервозность, быстрая утомляемость;
- артриты, деформирующий остеоартроз, плечелопаточный периартроз, артроз суставов;
- болевые синдромы;
- восстановление двигательных функций у постинсультных больных;
- регуляция сна;
- беременность.

Противопоказания:

- острые инфекционные заболевания;
- декомпенсация дыхания или кровообращения;
- отравления;
- острые болевые синдромы неясного происхождения;
- преклонный возраст;
- состояние алкогольного опьянения;
- состояние сильного утомления;
- онкологические заболевания;
- дерматозы;
- истощение организма;
- психические расстройства.

5. Побочные действия

После процедуры акупунктуры непродолжительный промежуток времени может наблюдаться легкое головокружение и наличие незначительных кровотечений.

6. Предупреждения:

Следовать требованиям, указанным ниже.

Невыполнение этого требования может привести к травме.

1. Иглы для акупунктуры предназначены для использования только медицинскими сотрудниками прошедших специальное обучение.
2. Иглы для акупунктуры являются стерильными и одноразовыми. Иглы должны быть надлежащим образом утилизировать после использования.
3. Не используйте, если блистер (пластик) упаковка повреждена, обесцвечена или застежка сломана. Индивидуальная упаковка обеспечивает стерильность игл.
4. Проверьте иглы перед использованием. Не используйте согнутые и / или поврежденные иглы.
5. Во время электрического лечения, не оставляйте иглы в организме в течение более 30 минут, так как это может привести иглы к ржавчине и / или поломке.
6. Если иглы трудно удалить, сначала попробуйте помассировать и расслабить кожу. Попробуйте удалить иглы медленно и держать под прямым углом к коже. Не крутите, изгибайте или применяйте силу, так как это может привести к поломке иглы.
7. Глубина вставки должна быть не менее 2/3 тела иглы. Например, если используются иглы 60 мм, глубина вставки должна быть меньше 40 мм.
8. Откройте упаковку игл в стерильных условиях прямо перед лечением. Перед введением, тщательно обработать кожу спиртом и дать высохнуть.
9. Храните иглы в безопасном месте, подальше от детей, химикатов, сырости, влажности и экстремальных температур.
10. Всегда проверяйте срок годности иглы. Не используйте просроченные иглы.

При использовании:

1. Необходимо соблюдение правил асептики и антисептики в условиях медицинского учреждения.
2. Вскрытие стерильной упаковки с иглами производится непосредственно перед применением.
3. Тщательно очистите кожу спиртовым раствором и дайте ему высохнуть.

Внимание!

- не используйте иглу, если нарушена стерильная упаковка;
- осмотрите иглу перед использованием. Не используйте иглу, если она погнута или повреждена;
- не используйте иглу, если закончился срок годности;
- если иглу сложно извлечь, следует помассировать и расслабить кожу и подлежащие ткани. Нельзя вращать, гнуть иглу, а также прилагать значительные усилия при извлечении, так как это может привести к поломке иглы.

7.Применяемые материалы

Материалы, используемые при изготовлении медицинского изделия и его основных компонентов представлены в Таблице 1

Таблица 1

Наименование компонента	Материал и марка	Вид контакта с организмом
Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем		
Рабочая часть иглы	Нержавеющая стальная проволока STS 304 (Asada)	Кратковременный (≤ 24 ч) контакт с внутренней средой и тканями организма.
Рукоятка иглы	Нержавеющая стальная проволока STS 304(KOSWRE)	
Покрытие иглы	Полидиметилсилоксан MDX4-4159 дисперсия медицинского класса (Dow Corning)	
Направитель	Полипропилен (Grade:J-160), производства Lotte Chemical, Корея	Кратковременный (≤ 24 ч) контакт с неповрежденной кожей.
Пакет (первичная упаковка(блистер)) (внутренняя поверхность стерильная)	ПЭТ-О/ПЭ или ПА/ПЭ (марка Cleerpeel 12/50 Cleerpeel 30/60+30/70, производства Lotte Chemical, Корея); ПЭВП Tyvek (производства Du Pont China Holding Co. Ltd, Китай)	Кратковременный (≤ 24 ч)опосредованный контакт с неповрежденной кожей.
Мелованный картон	Картон (марка Sub-Solid Unbleached Board, производства Asia Pulp, Индонезия)	Контакт отсутствует
Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем/Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя		
Рабочая часть иглы	Нержавеющая стальная проволока STS 304 (Asada)	Кратковременный (≤ 24 ч) контакт с внутренней средой и тканями организма.
Рукоятка иглы	Нержавеющая стальная проволока STS 304(KOSWRE)	
Покрытие иглы	Полидиметилсилоксан MDX4-4159 дисперсия медицинского класса (Dow Corning)	
Покрытие рукоятки иглы	сплав серебра 875 пробы: 87,5 % серебра+12,5 % меди	Кратковременный (≤ 24 ч) контакт с неповрежденной кожей.
Направитель	Полипропилен (Grade:J-160), производства Lotte Chemical, Южная Корея Красящий концентрат синий № 6809 производства SAMJIN POLYTECH CO., LTD., Южная Корея	
Пакет (первичная упаковка(блистер)) (внутренняя поверхность стерильная)	ПЭТ-О/ПЭ или ПА/ПЭ (марка Cleerpeel 12/50 Cleerpeel 30/60+30/70, производства Lotte Chemical, Корея); ПЭВП Tyvek (производства Du Pont China Holding Co. Ltd, Китай)	Кратковременный (≤ 24 ч)опосредованный контакт с неповрежденной кожей.
Мелованный картон	Картон (марка Sub-Solid Unbleached Board, производства Asia Pulp, Индонезия)	Контакт отсутствует
Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG»		
Рабочая часть иглы + Рукоятка иглы	Нержавеющая стальная проволока STS 304 (Koswre, Asada)	Длительный (> 24 ч до 30 сут) контакт с внутренней средой и тканями организма.
Пластырь	Нетканый материал (вискоза)-100% (марка Smileplus), производства Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., Ltd.,Китай	
Адгезивный слой пластыря(клеевая основа)	Термоклей марки Henkel, производства Henkel (China) Investment CO., LTD	
Покрытие иглы	Полидиметилсилоксан MDX4-4159 дисперсия медицинского класса (Dow Corning)	Кратковременный (≤ 24 ч)опосредованный контакт с неповрежденной кожей.
Основа для пластыря	ABS(GRADE:ABS BC-0130 X) производства Lotte Chemical, Корея	

Пакет (первичная упаковка(блистер)) (внутренняя поверхность стерильная)	ПЭТ-О/ПЭ или ПА/ПЭ (марка Cleerpeel 12/50 Cleerpeel 30/60+30/70, производства Lotte Chemical, Корея); ПЭВП Tyvek (производства Du Pont China Holding Co. Ltd, Китай)	Кратковременный (≤ 24 ч) опосредованный контакт с неповрежденной кожей.
Мелованный картон	Картон (марка Sub-Solid Unbleached Board, производства Asia Pulp, Индонезия)	Контакт отсутствует
Микроиглы-шпатель акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG»		
Рабочая часть иглы + Рукоятка иглы	Нержавеющая стальная проволока STS 304 (Koswre, Asada)	Длительный (> 24 ч до 30 сут) контакт с внутренней средой и тканями организма.
Поролон	Пенополиуретан (марка st1828), производства KYUNG BANG, Корея	Кратковременный (≤ 24 ч) опосредованный контакт с неповрежденной кожей.
Пакет (первичная упаковка(блистер)) (внутренняя поверхность стерильная)	ПЭТ-О/ПЭ или ПА/ПЭ (марка Cleerpeel 12/50 Cleerpeel 30/60+30/70, производства Lotte Chemical, Корея); ПЭВП Tyvek (производства Du Pont China Holding Co. Ltd, Китай)	Кратковременный (≤ 24 ч) опосредованный контакт с неповрежденной кожей.
Мелованный картон	Картон (марка Sub-Solid Unbleached Board, производства Asia Pulp, Индонезия)	Контакт отсутствует

8.Применяемые стандарты

Стандарт	Описание
ENISO 14971[2012]	Медицинские приспособления – Применение управления рисками к медицинским приспособлениям.
EN 1041 [2008]	Информация, предоставляемая изготовителем с медицинскими приспособлениями
ISO 9001 [2009]	Системы менеджмента качества - Модель для обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании
EN ISO 13485 [2012]	Системы менеджмента качества – медицинские приспособления – Особые требования по применению ISO 9001
ISO 10993-1 [2009]	Биологическая оценка медицинских приспособлений-Часть 1: Оценка и тестирование
ISO 11135-1[2007]	Стерилизация медицинских приспособлений – этилена оксид Часть 1: Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских приспособлений
ISO 11607-1 [2006]	Упаковка для окончательно стерилизованных медицинских приспособлений - Часть 1: Требования для материалов, стерильных барьерных систем и систем упаковки
ISO 11607-2 [2006]	Упаковка для окончательно стерилизованных медицинских приспособлений - Часть 2: Требования проверки для формирования, герметизации и процесса сборки
ISO 10993-7 [2008]	Биологическая оценка медицинских приспособлений - часть7. Остаточная продукт стерилизации окисью этилена
ISO 14644-5 [2007]	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды - Часть 5: Операции
ISO 14155-1 [2003-02-15]	Клиническая исследование медицинских приспособлений для людей - Часть 1. Общие требования
EN 868-1[1997]	Упаковочные материалы и системы для медицинских приспособлений, которые должны быть стерилизованы - Часть 1: Общие требования и методы испытаний
ISO 11737-2[2000]	Стерилизация медицинских приспособлений - Часть 2: Испытания на стерильность, выполненные в проверке процесса стерилизации
ASTM F1980[2007]	Стандартное руководство для ускоренных тестов на старение системы стерильных барьеров для медицинских приспособлений
ISO 683-13 [1986]	Термообрабатываемые стали, легированной стали и стали свободной резки Часть 13: кованные из нержавеющей стали

KS D 3703 [1997]	Нержавеющая стальная проволока
KS D 8302 [1987]	Гальванические покрытия из никеля и хрома
ISO 15223-1[2012]	Медицинские приспособления - Символы, которые будут использоваться с ярлыками медицинских приспособлений

9. Стерилизация.

Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» являются стерильными и предназначены только для одноразового использования.

Стерилизуют иглы с помощью газообразного этиленоксида или радиации (гамма лучи).

Следующие варианты исполнений стерилизуют газообразным этиленоксидом:

- Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем;
- Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой без направителя;

Следующие варианты исполнения стерилизуют радиацией(гамма- лучи):

- Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем
- Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем;
- Микроиглы-шпатель акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG»;
- Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG»;

Стерилизация газообразным этиленоксидом осуществляется по циклу, утвержденному в соответствии EN550: Стерилизация медицинских изделий - Валидация и текущий контроль стерилизации газообразным этиленоксидом субподрядчиком, сертифицированным SGS UK Ltd., Гамма стерилизация осуществляется на условиях аутсорсинга в Green Tech Soya.

Была проведена валидация цикла стерилизации на предмет обеспечения стерилизации к S.A.L. по меньшей мере, до степени 10^{-6} обнаруживаемых бактерий методом избыточной стерилизации согласно EN556. Эти продукты были стерилизованы с помощью этого метода с первого изготовления без каких-либо сбоев стерильности.

Упаковка состоит из ПП, бумажных блистеров, которые предохраняют продукцию от порчи и / или инфекции, и наглядной идентификацией 'защиты от вскрытия "

Цикл стерилизации соответствует следующим параметрам:

-Стерилизация газообразным этиленоксидом

- ☐ Ингредиент: этиленоксид 640мг/л
- ☐ Температура: $45 \pm 5^{\circ}\text{C}$
- ☐ Время воздействия: 4 часа
- ☐ Эффективность: 5 лет

-Стерилизация радиацией(гамма лучи).

Гамма источник: Co-60 (Cobalt-60) Диапазон гамма дозы: 25 ~ 40кГр

Как определить гамма- дозу: в сертификате стерилизации каждой партии должны быть записаны данные измерений дозы.

Измерение количества микробов: общее микробное число на упаковку 1×10^{-6} или менее.

На основании приведенных выше данных - продукция стерилизуется надежным и воспроизводимым действующим циклом.

10. Применение

При использовании игл необходимо соблюдение правил асептики и антисептики (спирт этиловый 70 %) в условиях медицинского учреждения.

Вскрытие стерильной упаковки с иглами производится непосредственно перед применением.

Тщательно очистите кожу спиртовым раствором и дайте ему высохнуть.

Внимание!

- не используйте иглу, если нарушена стерильная упаковка;
- осмотрите иглу перед использованием. Не используйте иглу, если она погнута или повреждена;
- не используйте иглу, если закончился срок годности;
- если иглу сложно извлечь, следует помассировать и расслибить кожу и подлежащие ткани. Нельзя вращать, гнуть иглу, а также прилагать значительные усилия при извлечении, так как это может привести к поломке иглы.

Характерным признаком точного попадания иглы в БАТ является ощущение небольшой боли в момент ее введения, сопровождающееся непроизвольной двигательной реакцией пациента. Это ощущение быстро проходит, и во время сеанса игла, находящаяся в точке, не вызывает неприятных ощущений. Если же через некоторое время после введения иглы боль от ее присутствия продолжает сохраняться, значит, игла введена неправильно, и ее необходимо извлечь. Отсутствие минимальной болевой реакции в момент введения иглы свидетельствует о том, что игла не попала в лечебную точку соответствия. Тогда необходимо повторить процедуру иглоукалывания, чтобы добиться точного попадания.

В точку, дающую сильную болевую реакцию, можно ввести несколько игл. Это ускорит процесс излечения, особенно в случае стимуляции не точечных, а более крупных по размеру зон соответствия.

Время воздействия иглами зависит от их назначения, и может варьироваться в зависимости от тяжести и течения заболевания (от менее 60 минут до не более 30 дней).

Санитарная обработка для игл Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» (для всех заявленных типоразмеров (диаметр иглы x длина рабочей части иглы)) установленных не более 30 дней специально не проводится. Если у пациента при установке данного варианта исполнения игл возникает воспаление в месте прокола, то необходимо сразу обратиться ко врачу для полного удаления иглы с пластырем, обработать место воспаления средством асептики (пример, «Мирамистин» или «Хлоргексидин» до полного исчезновения воспаления).

11. Технические характеристики

Таблица 2

Игла акупуunkturная стальная стерильная одностороннего применения «DONGRANG» со стальной рукояткой, с направителем									
Параметры	Значения								
Диаметр иглы (d), мм (±5%)	0,25	0,29	0,30	0,33	0,35	0,40	0,45	0,50	
Длина рабочей части иглы, мм (±5%)	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	105	105	105	105	105	105	105	105	105
	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	135	135	135	135	135	135	135	135	135
Длина рукоятки иглы, мм (±5%)	30								
Диаметр рукоятки, мм (±5%)	1,30								
Прочность на излом иглы, Н (не менее)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Усилие на разрыв между иглой и рукояткой иглы, Н (не менее)	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Угол заточки иглы, ° (±5%)	23								
Радиус притупления, мм (не более)	0,03								
Твердость по Роквеллу иглы, HRC	53-55	53-55	53-55	53-55	53-55	53-55	53-55	53-55	53-55
Шероховатость иглы, Ra (мкм)	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4
Длина направлятеля, мм (±10%)	1) Диаметр иглы 0,25 мм x длина рабочей части иглы 75 мм=100мм 2) Диаметр иглы 0,25 мм x длина рабочей части иглы 90мм=115 мм 3) Диаметр иглы 0,25мм x длина рабочей части иглы 105мм=130 мм 4) Диаметр иглы 0,25мм x длина рабочей части иглы 120мм=145мм 5) Диаметр иглы 0,25мм x длина рабочей части	1) Диаметр иглы 0,29 мм x длина рабочей части иглы 75 мм=100мм 2) Диаметр иглы 0,29 мм x длина рабочей части иглы 90мм=115мм 3) Диаметр иглы 0,29мм x длина рабочей части иглы 105мм=130мм 4) Диаметр иглы 0,29мм x длина	1) Диаметр иглы 0,30 мм x длина рабочей части иглы 75 мм=100мм 2) Диаметр иглы 0,30 мм x длина рабочей части иглы 90мм=115мм 3) Диаметр иглы 0,30мм x длина рабочей части иглы 105мм=130мм 4) Диаметр иглы 0,30мм x длина	1) Диаметр иглы 0,33 мм x длина рабочей части иглы 75 мм=100мм 2) Диаметр иглы 0,33 мм x длина рабочей части иглы 90мм=115мм 3) Диаметр иглы 0,33мм x длина рабочей части иглы 105мм=130мм 4) Диаметр иглы 0,33мм x длина	1) Диаметр иглы 0,35 мм x длина рабочей части иглы 75 мм=100мм 2) Диаметр иглы 0,35 мм x длина рабочей части иглы 90мм=115мм 3) Диаметр иглы 0,35мм x длина рабочей части иглы 105мм=130мм 4) Диаметр иглы 0,35мм x длина	1) Диаметр иглы 0,40 мм x длина рабочей части иглы 75 мм=100мм 2) Диаметр иглы 0,40 мм x длина рабочей части иглы 90мм=115мм 3) Диаметр иглы 0,40мм x длина рабочей части иглы 105мм=130мм 4) Диаметр иглы 0,40 мм x длина	1) Диаметр иглы 0,45 мм x длина рабочей части иглы 75 мм=100мм 2) Диаметр иглы 0,45 мм x длина рабочей части иглы 90мм=115мм 3) Диаметр иглы 0,45мм x длина рабочей части иглы 105мм=130мм 4) Диаметр иглы 0,45мм x длина	1) Диаметр иглы 0,50 мм x длина рабочей части иглы 75 мм=100мм 2) Диаметр иглы 0,50 мм x длина рабочей части иглы 90мм=115мм 3) Диаметр иглы 0,50мм x длина рабочей части иглы 105мм=130мм 4) Диаметр иглы 0,50мм x длина	

	иглы 135мм=160 мм	рабочей части иглы 120мм=145мм 5\Диаметр иглы 0,29мм х длина рабочей части иглы 135мм=160мм	рабочей части иглы 120мм=145мм 5\Диаметр иглы 0,30мм х длина рабочей части иглы 135мм=160мм	рабочей части иглы 120мм=145мм 5\Диаметр иглы 0,33мм х длина рабочей части иглы 135мм=160мм	рабочей части иглы 120мм=140мм 5\Диаметр иглы 0,35мм х длина рабочей части иглы 35мм=160мм	рабочей части иглы 20мм=145мм 5\Диаметр иглы 0,40мм х длина рабочей части иглы 35мм=160мм	рабочей части иглы 120мм=145мм 5\Диаметр иглы 0,45мм х длина рабочей части иглы 135мм=160мм	рабочей части иглы 120мм=145мм 5\Диаметр иглы 0,50мм х длина рабочей части иглы 135мм=160мм
тр направлятеля, мм(±5%)	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Тип заточки	На внешней поверхности не должно быть технологических и поверхностных дефектов							
Прямолнейность	Игла должна быть: колцевидная Игла должна быть: прямолнейной							

Таблица 3

Игла акустическая стальная стерильная однократного применения «DONGRANG» с пассивированной рукояткой, с направлятелем
Игла акустическая стальная стерильная однократного применения «DONGRANG» с пассивированной рукояткой, без направлятеля


Параметры	Значения													
Диаметр иглы мм (±5%)	0,14	0,15	0,16	0,18	0,20	0,25	0,20	0,30	0,33	0,35	0,40	0,45	0,50	
Длина рабочей части иглы, мм (±5%)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	
	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	
	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	
	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	

 ООО ЦИПМИ **INFO@CIRMI.RU** **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501	15
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

Таблица 4


Микроигла-кнопка акупунктурная стальная стерильная одноразового применения на пластыре «DONGBANG»



Параметры	Значения			
Диаметр иглы, мм ($\pm 5\%$)	0,18	0,20	0,22	0,25
Длина рабочей части иглы, мм ($\pm 5\%$)	1,0 1,5 2,0	1,0 1,5 2,0	1,0 1,5 2,0	1,0 1,5 2,0
Габаритные размеры пластыря (Д x Ш), мм ($\pm 5\%$)	53 x 21	53 x 21	53 x 21	53 x 21
Прочность на излом иглы, Н (не менее)	10	10	10	10
Усилие на разрыв между иглой и пластырем иглы, Н	15	15	15	15
Угол заточки иглы, ° ($\pm 5\%$)	35	35	35	35
Радиус притупления, мм (не более)			0,03	
Твердость по Роквеллу иглы, HRC	53-55	53-55	53-55	53-55
Шероховатость иглы, Ra(мкм)	$\leq 0,4$	$\leq 0,4$	$\leq 0,4$	$\leq 0,4$ мкм
Поверхность иглы	На внешней поверхности не должно быть технологических и поверхностных дефектов.			
Прямолинейность	Игла должна быть прямолинейной			
Тип заточки	копьевидная			
Пластырь				
Габаритные размеры	10x11 мм			
Адгезия (сопротивление отслаиванию клеевого слоя, не менее (Н/м))	10			
Паропроницаемость, не менее (мг/см ² /ч)	1,5			
Проницаемость R, не менее (см ³ /см ³ * с)	5			

Таблица 5

Микроигла-шпажка акупунктурная стальная стерильная однократного применения «DONGBANG»



Параметры	Значения	
Диаметр иглы, мм ($\pm 5\%$)	0,12	0,14
Длина рабочей части иглы, мм ($\pm 5\%$)	3,0	3,0
	5,0	5,0
	7,0	7,0
Диаметр рукоятки иглы, мм ($\pm 5\%$)	1,74	1,74
Прочность на излом иглы, Н (не менее)	10	10
Угол заточки иглы, ° ($\pm 10\%$)	35	35
Радиус закругления, мм (не более)	0,08	
Твердость по Роквеллу иглы, HRC	53-55	53-55
Шероховатость иглы, Ra(мкм)	$\leq 0,4$	$\leq 0,4$
Поверхность иглы	На внешней поверхности не должно быть технологических и поверхностных дефектов.	
Тип заточки	копьевидная	
Прямолнейность	Игла должна быть прямой	

12.Комплект поставки

Иглы поставляются в следующем виде:

1.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы 0,25 мм х длина рабочей части иглы 75 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы 0,25 мм х длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

3.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы 0,25 мм х длина рабочей части иглы 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

4.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы:120 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

5.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы 0,25 мм х длина рабочей части иглы 135 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

6.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы 0,29 мм х длина рабочей части иглы 75 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

7.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

8.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

9.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

10.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

11.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

12.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

13.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

14.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

15.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

16.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

17.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

18.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

19.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

20.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

21.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

22.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

23.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

24.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

25.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

26.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

27.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

28.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

29.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

30.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

31.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

32.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

33.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

34. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

35. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

36. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

37. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

38. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

39. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

40. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

41. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

42.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

43.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

44.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

45.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

46.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

47.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

48.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

49.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

50.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

51.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

52.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

53.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

54.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

55.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

56.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

57.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

58.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

59.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

60.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

61.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

62.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

63.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

64.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

65.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

66.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

67. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

68. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

69. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

70. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

71. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

72. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

73. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

74. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

75. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм,

длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

76.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

77.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

78.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

79.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

80.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

81.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

82.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

83.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

84. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

85. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

86. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

87. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

88. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

89. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

90. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

91. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

92. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм,

длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

93.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

94.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

95.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

96.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

97.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

98.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

99.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

100.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

101.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

102.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

103.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

104.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

105.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

106.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

107.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

108.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

109.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

110. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

111. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

112. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

113. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

114. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

115. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

116. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

117. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

118. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

119. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

120. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

121. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

122. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

123. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

124. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

125. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

126. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

127. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

128. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

129. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

130. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

131. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

132. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

133. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

134. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

135. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

136. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

137. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

138. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

139. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

140. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

141. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

142. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

143. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

144.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

145.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

146.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

147.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

148.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

149.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

150.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

151.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

152. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

153. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

154. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

155. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

156. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

157. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

158. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

159. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

160. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

161. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

162. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

163. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

164. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

165. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

166. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

167. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

168. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

169. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

170. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

171. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

172. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

173. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

174. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

175. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

176. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

177. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14

мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

178. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

179. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

180. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

181. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

182. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

183. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

184. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

185. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

186. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

187. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

188. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

189. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

190. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

191. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

192. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

193. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

194. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14

мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке.
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

195. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке.
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

196. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке.
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

197. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке.
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

198. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке.
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

199. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке.
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

200. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке.
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

201. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке.
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

202. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке.
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

203. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

204. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

205. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

206. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

207. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

208. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

209. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

210. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

211. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 9 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

212. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

213. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

214. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

215. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

216. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

217. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

218. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

219. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

220. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

221. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

222. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

223. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

224. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

225. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

226. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

227. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

228. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

229. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

230. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

231. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

232. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

233. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

234. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

235. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

236. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

237. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

238. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

239. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

240. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

241. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

242. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

243. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

244. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

245. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

246. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

247. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

248. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

249. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

250. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

251. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

252. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

253. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

254. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14

мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

255. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

256. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

257. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

258. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

259. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

260. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

261. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

262. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

263. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

264. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

265. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

266. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

267. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

268. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

269. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

270. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

271. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

272. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

273. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

274. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

275. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

277. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

278. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

279. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

280. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

281. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

282. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

283. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

284. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

285. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

286. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

287. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

288. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

289. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

290. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

291. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

292. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

293. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

294. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

295. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

296. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

297. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

298. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

299. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

300. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

301. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

302. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

303. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

304. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

305. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

306. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15

мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

307. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

308. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

309. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

310. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

311. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

312. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

313. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

314. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

315. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

316. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

317. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

318. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

319. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

320. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

321. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

322. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

323. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

324. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

325. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

326. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

327. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

328. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

329. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

330. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

331. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

332. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

333. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

334. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

335. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

336. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

337. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

338. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

339. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

340. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

341. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

342. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

343. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

344. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

345. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

346. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

347. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

348. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

349. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15

мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

350. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

351. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

352. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

353. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

354. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

355. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

356. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

357. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16

мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

358. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

359. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

360. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

361. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

362. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

363. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

364. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

365. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

366. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

367. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

368. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

369. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

370. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

371. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

372. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

373. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

374. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

375. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

376. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

377. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

378. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

379. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

380. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

381. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

382. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

383. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

384. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

385. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

386. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

387. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

388. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

389. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

390. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

391. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

392. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

393. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

394. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

395. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

396. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

397. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

398. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

399. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

400. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

401. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

402. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

403. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

404. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

405. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

406. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

407. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

408. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

409. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

410. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

411. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

412. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

413. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

414. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

415. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

416. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

417. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

418. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

419. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

420. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

421. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

422. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

423. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

424. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

425. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

426. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

427. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

428. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

429. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

430. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

431. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

432. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

433. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

434. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

435. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

436. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

437. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

438. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

439. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

440. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

441. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

442. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

443. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

444. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

445. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

446. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

447. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

448. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

449. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

450. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

451. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

452. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

453. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

454. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

455. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

456. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

457. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

458. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

459. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18

мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

460. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

461. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

462. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

463. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

464. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

465. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

466. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

467. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

468. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

469. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

470. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

471. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

472. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

473. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

474. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

475. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

476. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18

мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

477. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

478. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

479. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

480. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

481. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

482. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

483. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

484. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

485. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

486. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

487. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

488. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

489. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

490. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

491. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

492. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

493. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

494. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

495. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

496. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

497. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

498. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

499. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

500. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

501. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

502. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

503. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

504. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

505. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

506. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

507. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

508. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

509. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

510. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

511. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

512. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

513. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

514. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

515. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

516. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

517. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

518. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

519. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

520. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке.
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

521. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

522. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

523. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

524. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

525. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

526. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

527. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

528. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

529. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

530. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

531. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

532. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

533. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

534. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

535. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

536. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

537. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

538. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

539. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

540. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

541. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

542. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

543. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

544. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

545. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

546. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

547. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

548. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

549. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

550. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

551. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

552. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

553. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20

мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке.
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

554. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

555. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

556. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

557. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

558. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

559. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

560. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

561. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

562. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

561. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

562. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

563. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

564. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

565. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

566. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

567. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

568. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20

мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

569. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

570. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

571. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

572. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

573. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

574. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

575. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

576. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

577 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

578. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

579. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

580. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

581. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

582. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

583. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

584. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

585. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

586. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

587. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

588. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

589. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

590. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

591. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

592. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

593. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

594. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

595. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

596. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

597. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

598. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

599. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

600. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

601. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

602. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

603. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

604. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

605. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

606. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

607. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

608. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

609. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

610. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

611. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

612. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

613. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

614. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

615. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

616. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

617. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

618. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

619. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

620. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

621. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

622. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

623. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

624. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

625. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

626. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

627. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

628. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

629. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

630. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

631. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

632. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

633. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

634. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

635. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

636. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

637. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

638. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

639. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

640. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

641. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

642. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

643. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

644. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

645. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25

мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

646. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

647. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

648. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

649. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

650. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

651. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

652. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

653. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

654. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

655. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

656. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

657. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

658. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

659. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

660. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

661. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

662. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

663. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

664. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

665. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

666. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

667. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

668. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

669. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

670. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

671. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

672. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

673 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

674. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

675. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

676. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

677. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

678. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

679. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

680. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

681. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

682. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

683. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

684. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

685. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

686. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

687. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

688. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

689. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

690. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

691. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

692. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

693. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

694. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

695. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

696. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

697. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

698. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

699. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

700. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

701. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

702. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

703. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

704. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

705. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

706. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

707. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

708. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

709. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

710. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

711. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

712. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

713. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

714. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

715. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

716. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

717. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

718. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

719. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

720. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

721. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

722. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

723. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

724. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

725. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

726. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

727. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

728. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

729. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

730. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

731. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

732. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

733. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

734. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

735. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

736. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

737. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

738. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

739. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

740. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

741. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

742. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

743. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

744. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

745. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

746. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

747. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

748. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

749. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

750. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

751. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

752. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

753. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

754. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

755. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

756. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

757. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

758. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

759. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

760. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

761. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

762. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

763. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

764. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

765. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

766. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

767. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

768. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

769. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

770. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

771. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

772. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

773. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

774. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

775. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

776. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

777. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

778. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

779. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

780. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

781. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

782. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

783. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

784. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

785. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

786. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

787. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

788. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

789. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

790. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

791. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

792. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

793. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

794. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

795. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

796. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

797. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

798. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

799. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29

мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

800. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

801. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

802. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

803. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

804. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

805. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

806. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

807. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

808. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

809. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

810. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

811. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

812. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

813. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

814. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

815. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

816. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

817. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

818. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

819. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

820. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

821. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

822. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

823. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

824. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

825. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

826. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

827. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

828. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

829. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

830. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

831. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

830. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

831. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

832. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

833. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

834. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

835. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

836. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

837. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

838. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

839. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

840. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

841. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

842. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

843. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

844. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

845. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

846. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

847. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

848. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

849. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

850. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

851. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

852. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

853. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

854. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

855. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

856. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

857. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

858. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

859. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

860. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

861. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

862. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

863. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

864. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

865. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

866. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

867. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

868. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

869. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

870. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

871. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

872. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

873. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

874. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

875. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

876. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

877. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

878 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

879. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

880. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

881. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

882. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30

мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке.
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

883. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке.
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

884. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

885. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

886. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

887. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

888. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

889. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

890. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

891. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

892. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

893. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

894. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

895. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

896. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

897. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

898. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

899. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

900. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

901. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

902. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

903. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

904. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

905. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

906. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

907. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

908. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

909. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

910. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

911. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

912. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

913. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

914. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

915. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

916. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

917. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

918. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

919. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

920. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

921. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

922. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

923. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

924. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

925. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

926. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

927. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

928. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

929. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

930. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

931. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

932. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

933. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33

мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

934. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

935. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

936. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

937. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

938. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

939. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

940. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

941. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

942. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

943. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

944. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

945. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

946. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

947. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

948. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

949. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

950. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33

мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

951. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

952. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

953. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

954. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

955. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

956. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

957. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

958. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

959 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

960. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

961. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

962. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

963. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

964. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

965. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

966. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

967. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

968. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

969. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

970. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

971. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

972. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

973. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

974. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

975. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

976. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33

мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

977. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

978. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

979. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

980. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

981. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

982. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

983. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

984. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

985. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

986. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

987. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

988. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

989. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

990. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

991. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

992. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

993. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

994. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

995. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

996. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

997. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

998. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

999. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1000. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1001. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1002. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1003. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1004. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1005. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1006. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1007. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1008. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1009. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1010. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1011. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1012. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1013. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1014. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1015. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1016. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1017. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1018. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1019. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33

мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1020. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1021. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1022 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1023. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1024. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1025. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1026. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1027. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35

мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1028. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1029. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1030. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1031. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1032. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1033. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1034. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1035. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1036. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1037. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1038. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1039. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1040. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1041. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1042. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1043. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1044. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1045. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке.
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1046. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке.
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1047. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1048. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1049. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке.
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1050. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1051. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1052. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1053. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1054. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1055 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1056. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1057. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1058. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1059. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1060. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1061. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1062. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1063. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1064. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1065. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1066. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1067. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1068. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1069. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1070 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35

мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке.
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1071. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1072. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1073. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1074. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1075. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1076. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1077. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1078. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1079. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1080. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1081. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1082. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1083. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1084. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1085. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1086. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1087. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1088. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1089. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1090. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1091. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1092. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1093. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1094. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1095. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1096. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1097. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1098. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1099. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1100. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1101. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1102. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1103. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1104. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1105. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1106. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1107. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1108. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1109. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1110. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1111. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1112. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1113. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35

мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1114. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1115. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1116. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1117. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1118 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1119. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1120. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1121. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40

мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1122. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1123. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1124. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1125. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1126. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1127. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1128. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1129. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1130. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1131. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1132. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1133. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1134. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1135. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1136. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1137. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1138. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1139. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1140. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1141. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1142. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1143. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1144. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1145. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1146. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1147. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1148. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1149. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1150. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1151. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1152. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1153. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1154. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1155. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1156. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1157. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1158. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1159. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1160. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1161. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1162. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1163. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1164. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40

мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1165. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1166 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1167. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1168. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1169. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1170. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1171. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1172. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1173. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1174. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1175. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1176. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1177. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1178. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1179. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1180. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1181. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1182. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1183. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1184. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1185. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1186. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1187. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1188. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1189. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1190. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1191. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1192. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1193. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1194. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1195. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1196. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1197. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1198. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1199. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1200. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1201. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1202. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1203. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1204. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1205. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1206. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1207. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40

мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1208. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1209. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1210. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1211. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1212. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1213. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1214 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1215. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1216. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1217. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1218. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1219. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1220. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1221. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1222. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1223. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1224. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1225. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1226. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1227. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1228. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1229. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1230. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1231. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1232. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1233. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1234. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1235. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1236. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1237. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1238. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1239. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1240. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1245. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1246. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1247. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1248. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1249. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1250. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1251 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1252. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1253. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1254. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1255. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1256. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1257. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1258. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1259. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1260. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1261. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1262. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1263. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1264. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1265. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1266 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1267. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1268. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1269. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1270. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1271. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1272. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1273. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1274. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1275. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1276. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1277. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1278. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1279. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1280. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1281. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1282. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1283. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1284. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1285. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1286. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1287. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1288. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1289. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1290. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1291. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1292. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1293. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1294. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1295. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1296. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1297. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1298. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1299. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1300. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1301. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1302. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1303. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1304. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1305. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1306. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1307. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1308. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1309. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1310. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1311. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1312. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1313. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1314 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1315. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1316. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1317. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1318. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1319. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1320. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1321. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1322. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1323. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1324. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1325. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1326. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1327. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1328. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1329. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1330. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1331. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1332. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1333. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1334. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1335. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1336. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1337. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1338. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1339. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1340. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1345. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1346. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1347. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1348. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1349. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1350. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1351 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1352. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1353. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1354. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1355. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1356. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1357. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1358. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1359. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1360. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1361. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1362. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1363. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1364. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1365. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1366. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1367. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1368. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1369. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1370. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1371. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1372. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1373. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1374. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1375. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1376. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1377. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1378. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1379. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1380. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1381. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1382. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1383. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1384. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1385. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1386. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1387. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1388. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1389. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1390. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1391. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1392. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1393. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1394. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1395. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1396. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1397. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1398. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1399. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1400. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1401. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1402. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1403. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1404. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1405. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1406. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1407. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1408. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1409. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1410. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1411. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1412. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1413. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1414. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1415. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1416. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1417. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1418. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1419. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1420. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1421. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1422. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1423. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1424. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1425. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1426. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1427. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1428. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1429. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1430. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1431. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1432. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1433. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1434. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1435. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1436. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1437. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1438. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1439. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1440. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1441. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1442. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1443. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1444. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1445. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1446. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1447. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1448. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1449. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1450. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1451. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1452. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1453. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14

мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1454. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1455. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1456. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1457. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1458. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1459. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1460. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1461. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1462. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1463. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1464. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1465. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1466. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1467. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1468. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1469. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1470. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14

мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1471. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1472. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1473. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1474. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1475. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1476. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1477. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1478. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1479. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1480. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1481. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1482. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1483. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1484. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1485. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1486. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1487. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 140 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1488. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1489. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1490. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1491. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1492. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1493. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1494. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1495. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1496. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1497. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1498. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1499. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1500. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1501. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1502. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1503. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1504. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1505. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1506. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1507. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1508. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1509. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1510. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1511. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1512. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1513. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1514. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1515. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1516. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1517. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1518. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1519. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1520. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1521. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1522. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1523. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1524. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1525. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1526. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1527. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1528. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1529. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1530. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1531. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1532. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1533. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1534. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1535. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1536. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1537. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1538. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1539. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1540. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1541. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1542. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1543. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1544. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1545. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1546. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1547. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1548. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1549. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1550. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1551. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1552. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1553. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1554. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1555. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1556. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1557. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1558. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1559. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1560. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1561. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1562. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1563. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1564. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15

мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1565. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1566. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1567. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1568. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1569. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1570. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1571. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1572. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1573. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1574. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1575. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1576. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1577. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1578. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1579. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1580. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1581. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15

мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1582. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1583. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1584. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1585. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1586. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1587. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1588. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1589. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1590. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1591. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1592. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1593. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1594. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1595. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1596. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1597. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1598. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1599. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1600. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1601. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1602. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1603. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1604. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1605. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1606. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1607. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1608. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1609. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1610. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1620. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1621. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1622. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1623. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1624. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16

мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1625. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1626. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1627. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1628. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1629. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1630. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1631. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1632. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1633. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1634. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1635. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1636. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1637. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1638. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1639. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1640. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1641. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16

мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1642. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1643. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1644. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1645. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1646. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1647. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1648. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1649. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1650. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1651. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1652. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1653. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1654. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1655. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1656. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1657. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1658. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1659. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1660. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1661. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1662. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1663. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1664. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1665. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1666. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1667. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1668. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1669. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1670. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1671. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1672. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1673. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1674. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1675. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1676. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1677. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1678. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1679. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1680. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1681. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1682. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1683. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1684. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1685. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1686. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1687. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1688. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1689. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1690. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1691. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1692. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1692. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1693. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1694. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1695. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1696. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1697. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1698. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1699. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1700. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1701. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1702. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1703. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1704. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1705. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1706. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1707. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1708. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1709. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1710. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1711. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1712. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1713. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1714. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1715. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1716. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1717. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18

мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1718. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1719. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1720. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1720. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1721. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1722. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1723. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1724. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1725. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1726. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1727. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1728. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1728. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1728. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1729. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1730 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1731. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18

мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1732. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1733. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1734. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1735. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1736. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1737. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1738. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1739. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1740. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1741. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1742. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1743. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1744. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1745. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1746. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1747. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1748. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1749. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1750. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1751. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1752. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1753. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1754. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1755. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1756. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1757. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1758. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1759. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1760. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1761. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1762. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1763. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1764. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1765. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1766. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1767. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1768. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1769. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1770. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1771. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1772. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1773. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1774. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1775. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1776. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1777. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1778. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1779. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1780. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1781. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1782. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1783. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1784. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1785. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1786. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1787. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1788. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1789. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1790. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1791. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1792. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1793. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1794. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1795. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1796. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1797. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1798. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1799. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1800. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18

мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1801. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1802. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1803. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1804. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1805. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1806. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1807. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1808. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1809. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1810. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1811. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1812. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1813. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1814. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1815. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1816. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1817. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1818. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1819. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1820. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1821. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1822. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1823. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1824. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1825. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1826. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1827. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1828. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1829. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1830. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1831. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1832. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1833. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1834. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1835. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1836. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1837. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1838. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1839. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1840. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1841. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1842. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1843. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1844. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1845. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1846. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1847. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1848. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1849. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1850. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1851. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1852. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1853. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1854. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1855. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1856. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1857. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1858. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1859. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1860. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20

мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1861. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1862. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1863. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1864. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1865. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1866. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1867. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1868. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1869. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1870. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1871. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1872. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1873. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1874. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1875. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1876. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1877. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20

мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке.
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1878. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке.
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1879. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке.
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1880. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке.
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1881. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке.
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1882. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке.
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1883. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке.
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1884. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке.
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1885. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке.
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1886. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1887. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1888. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1889. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1890. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1891. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1892. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1893. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1894. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1895. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1896. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1897. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1898. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1899. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1900. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1901. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1902. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1903. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1904. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1905. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1906. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1907. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1908. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1909. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1910. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1911. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1912. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1913. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1914. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1915. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1916. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1917. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1918. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1919. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1920. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1921. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1922. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1923. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1924. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1925. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1926. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1927. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1928. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1929. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1930. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1931. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1932. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1933. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1934. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1935. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1936. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1937. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1938. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1939. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1940. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1941. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1942. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1943. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1944. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1945. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1946. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1947. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1948. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1949. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1950. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1951. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1952. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1953. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1954. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25

мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке.
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1955. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке.
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1956. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1957. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1958. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1959. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1960. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1961. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1962. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1963. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1964. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1965. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1966. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1967. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1968. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1969. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1970. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1971. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25

мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1972. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1973. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1974. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1975. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1976. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1977. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1978. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1979. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1980. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1981. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1982. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1983. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1984. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1985. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1986. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1987. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1988. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1989. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1990. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1991. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1992. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1993. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1994. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1995. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1996. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1997. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1998. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1999. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2000. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2001. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2002. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2003. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2004. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2005. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29

мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2006. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2007. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2008. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2009. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2010. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2011. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2012. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2013. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2014. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2015. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2016. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2017. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2018. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2019. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2020. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2021. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2022. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29

мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2023. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2024. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2025. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2026. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2027. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2028. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2029. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2030. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2031. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2032. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2033. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2034. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2035. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2036. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2037. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2038. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2039. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2040. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2041. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2042. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2043. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2044. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2045. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2046. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2047. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2048. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2049. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2050. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2051. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2052. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2053. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2054. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2055. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2056. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2057. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2058. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2059. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2060. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2061. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2062. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2063. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2064. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2065. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29

мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2066. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2067. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2068. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2069. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2070. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2071. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2072. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2073. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2074. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2075. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2076. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2077. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2078. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2079. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2080. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2081. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2082. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2083. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2084. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2085. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2086. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2087. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2088. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2089. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2090. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2091. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2092. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2093. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2094. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2095. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2096. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2097. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2098. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2099. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30

мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2100. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2101. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2102. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2103. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2104. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2105. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2106. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2107. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2108. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2109. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2110. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2111. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2112. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2113. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2114. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2115. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2116. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30

мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2117. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2118. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2119. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2120. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2121. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2122. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2123. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2124. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2125. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2126. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2127. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2128. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2129. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2130. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2131. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2132. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2133. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2134. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2135. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2136. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2137. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2138. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2139. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2140. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2141. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2142. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2143. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2144. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2145. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2146. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2147. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2148. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2149. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2150. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2151. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2152. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2153. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2154. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2155. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2156. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2157. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2158. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2159. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2160. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2161. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2162. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2163. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2164. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2165. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2166. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2167. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2168. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2169. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2170. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2171. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2172. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2173. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2174. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2175. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2176. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2177. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2178. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2179. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2180. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2181. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2182. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2183. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2184. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2185. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2186. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2187. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2188. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2189. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2190. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2191. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2192. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2193. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2194. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2195. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2196. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2197. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2198. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2199. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2200. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2201. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2202. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2203. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2204. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2205. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2206. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2207. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2208. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2209. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2210. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33

мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2211. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2212. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2213. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2214. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2215. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2216. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2217. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2218. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2219. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2220. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2221. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2222. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2223. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2224. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2225. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2226. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2227. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2228. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2229. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2230. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2231. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2232. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2233. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2234. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2235. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2236. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33

мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2237. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2238. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2239. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2240. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2411. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2242. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2243. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2244. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2245. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2246. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2247. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2248. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2249. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2250. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2251. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2252. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2253. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2254. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2255. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2256. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2257. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2258. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2259. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2260. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2261. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2262. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2263. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2264. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2265. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2266. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2267. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2268. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2269. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2270. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2271. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2272. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2273. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2274. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2275. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2276. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2277. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2278. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2279. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33

мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2280. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2281. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2282. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2283. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2284. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2285. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2286. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2287. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2288. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2289. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2290. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2291. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2292. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2293. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2294. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2295. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2296. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35

мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2297. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2298. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2299. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2300. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2301. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2302. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2303. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2303. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2304. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2305. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2306. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2307. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2308. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2309. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2310. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2311. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2312. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2313. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2314. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2315. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2316. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2317. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2318. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2320. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2321. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2322. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35

мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2323. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2324. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2325. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2326. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2327. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2328. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2329. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2330. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2331. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2332. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2333. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2334. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2335. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2336. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2337. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2338. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2339. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2340. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2341. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2342. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2343. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2344. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2345. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2346. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2347. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2348. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35

мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2349. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2350. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2351. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2352. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2353. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2354. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2355. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2356. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2357. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2358. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2359. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2360. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2361. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2362. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2363. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2364. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2365. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2366. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2367. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2368. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2369. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2370. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2371. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2372. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2373. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2374. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35

мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2375. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2376. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2377. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2378. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2379. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2380. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2381. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2382. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2383. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2384. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2385. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2386. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2387. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2388. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2388. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2389. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2390. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2391. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2392. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2393. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2394. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2395. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2396. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2397. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2398. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2399. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40

мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2400. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2401. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2402. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2403. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2404. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2405. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2406. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2407. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2408. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2409. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2410. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2411. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2412. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2413. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2414. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2415. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2416. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2417. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2418. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2419. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2420. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2420. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2421. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2422. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1164. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2423. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40

мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2424. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2425. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2426. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2427. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2428. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2429. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2430. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2431. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2432. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2433. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2434. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2435. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2436. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2437. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2438. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2439. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2440. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2441. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2442. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2443. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2444. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2445. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2446. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2447. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2448. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2449. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40

мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2450. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2451. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2452. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2453. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2454. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2455. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2456. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2457. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2458. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2459. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2460. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2461. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2462. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2463. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2464. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2465. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2466. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2467. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2468. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2469. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2470. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2471. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2472. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2473. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2474. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2475. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45

мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2476. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2477. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2478. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2479. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2480. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2481. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2482. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2483. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2484. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2485. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2486. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2487. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2488. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2489. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2490. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2491. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2492. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2493. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2494. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2495. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2496. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2497. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2498. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2499. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2500. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2501. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45

мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2502. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2503. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2504. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2505. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2506. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2507. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2508. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2509. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2510. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2511. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2512. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2513. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2514. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2515. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2516. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2517. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2518. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2519. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2520. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2521. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2522. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2523. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2524. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2525. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2526. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2527. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45

мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2528. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2529. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2530. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2531. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2532. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2533. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2534. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2535. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2536. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2537. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2538. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2539. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2540. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2541. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2542. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2543. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2544. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2545. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2546. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2547. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2548. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2549. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2550. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2551. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2552. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2553. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45

мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2554. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2555. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2556. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2557. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2558. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2559. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2560. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2561. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2562. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2563. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2564. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2565. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2566. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2567. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2568. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2569. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2570. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2571. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2572. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2573. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2574. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2575. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2575. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2576. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2577. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2578. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50

мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2579. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2580. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2581. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2582. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2583. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2584. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2585. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2586. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2587. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2588. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2589. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2590. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2591. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2592. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2593. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2594. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2595. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2596. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2597. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2598. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2599. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2600. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2601. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2602. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2603. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2604. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50

мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2605. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2606. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2607. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2608. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2609. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2610. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2611. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2612. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2613. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2614. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2615. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2616. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2617. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2618. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2619 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2620. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2621. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2622. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2623. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2624. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2625. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2626. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2627. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2628. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2629. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2630. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50

мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2631. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2632. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2633. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2634. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2635. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2636. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2637. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2638. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2639. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2640. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2641. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2642. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2643. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2644. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2645. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2646. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2647. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2648. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2649. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2649. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2650. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2651. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2652. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2653 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2654. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2655. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50

мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2656. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2657. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2658 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2659. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2660. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2661. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2662. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2663. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2664. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2665. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2666. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2667. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2668. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2669. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2670. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2671. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2672. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2673. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2674. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2675. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2676. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2677. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2678. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2679. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2680. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2681. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2682. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2683. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2684. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2685. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2686. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2687. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2688. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2689. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2690. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2691 Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2692. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2693. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2694. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2695. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2696. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2697. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2698. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2699. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2700. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2701. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2702. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2703. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2704. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2705. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2706. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2707. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2708. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2709. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2710. Микроиглы-шпатель акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 3 мм, в составе:

-иглы 50 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2711. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 50 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2712. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 50 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2713. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 3 мм, в составе:

-иглы 50 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2714. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 50 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2715. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 50 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2716. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 3 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2717 Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2718. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2719. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 3 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2720. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2721. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2722. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 3 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2723. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2724. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2725. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 3 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2726. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2727. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2728. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 3 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2729. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2730. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2731. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 3 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2732. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2733. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2734. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 3 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2735. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2736. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2737. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 3 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2738. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2739. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке.

13. Маркировка

В таблице представлена расшифровка символов маркировки:

	Символ	Расшифровка символа
1.	DB	Артикул упаковки
2.		Соответствует директивам ЕС
3.	 или Exp	Срок годности
4.	LOT	Номер лота (партии)
5.	STERILE EO	Стерилизовано газообразным этиленоксидом
6.	STERILE R	Стерилизация радиацией(гамма лучи)
7.	SIZE	Размер
8.	FDA	Маркировка «Food and Drug Administration»
9.		Только для одноразового использования. Не использовать повторно
10.		Дата изготовления
11.		Не использовать, если упаковка повреждена
12.		Внимание, обратитесь к инструкции по применению
13.		Производитель
14.		Беречь от влаги
15.		Хрупкое. Осторожно
16.		Не допускать воздействия солнечного света
17.		Знак вторичной переработки «Петля Мебиуса»
18.		Знак «Зеленая точка»
19.		Вверх
20.		Соответствует требованиям GMP
21.	EC REP	Уполномоченный представитель ЕС

Инструкцию можно скачать на сайте Lee, Minyub lmy3730@dbneedle.com

Макет русскоязычного стикера

«Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем»

Наименование: *«Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, вариант исполнения: Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы 0,30мм x длина рабочей части иглы 135 мм»*

Производитель: «Донг Банг Медикал Ко. Лтд.»

«Dong Bang Medical Co., Ltd»

Адрес производителя: 40&30 Saneopdanji-gil, Ungcheon-Eup, Boryeong-si, Chungcheongnam-do (Chungnam), Korea

Место производства: 40&30 Saneopdanji-gil, Ungcheon-Eup, Boryeong-si, Chungcheongnam-do (Chungnam), Korea

Уполномоченная представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «Оримед» (ООО «Оримед»)

Адрес уполномоченного представителя производителя: 105082, Российская Федерация, город Москва, улица Фридриха Энгельса, дом 58, строение 1. Телефон для обращений: +7 (495)789-84-33

Назначение: предназначены для лечения пациентов методом иглорефлексотерапии (акупунктура), которые объединяют лечебно-профилактические методы воздействия на человеческое тело через его биологически активные точки (БАТ).

Описание и принцип действия: используются для воздействия на точки, расположенные на теле человека. Состоит из стальной рукоятки иглы и стальной рабочей части иглы (сталь STS304). В комплектацию данных игл входит направлятель из полимера. Длительность контакта с пациентом – менее 60 минут

Стерилизация

STERILE R

Условия хранения: Иглы хранят в крытых отапливаемых складских помещениях при температуре от +5 до +50°C и относительной влажности 25-60%. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Располагать на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Применение:

При использовании игл необходимо соблюдение правил асептики и антисептики (спирт этиловый 70 %) в условиях медицинского учреждения.

Вскрытие стерильной упаковки с иглами производится непосредственно перед применением.

Тщательно очистите кожу спиртовым раствором и дайте ему высохнуть.

Внимание!

- не используйте иглу, если нарушена стерильная упаковка;
- осмотрите иглу перед использованием. Не используйте иглу, если она погнута или повреждена;
- не используйте иглу, если закончился срок годности;
- если иглу сложно извлечь, следует помассировать и расслабить кожу и

подлежащие ткани. Нельзя вращать, гнуть иглу, а также прилагать значительные усилия при извлечении, так как это может привести к поломке иглы.

Характерным признаком точного попадания иглы в БАТ является ощущение небольшой боли в момент ее введения, сопровождающееся непроизвольной двигательной реакцией пациента. Это ощущение быстро проходит, и во время сеанса игла, находящаяся в точке, не вызывает неприятных ощущений. Если же через некоторое время после

введения иглы боль от ее присутствия продолжает сохраняться, значит, игла введена

неправильно, и ее необходимо извлечь. Отсутствие минимальной болевой реакции в

момент введения иглы свидетельствует о том, что игла не попала в лечебную точку соответствия. Тогда необходимо повторить процедуру иглоукалывания, чтобы добиться точного попадания.

В точку, дающую сильную болевую реакцию, можно ввести несколько игл. Это

ускорит процесс излечения, особенно в случае стимуляции не точечных, а более крупных по размеру зон соответствия.

Время воздействия иглами зависит от их назначения, и может варьироваться в

зависимости от тяжести и течения заболевания (от менее 60 минут до не более 30 дней).

Упаковка: 1000 шт. (100 индивидуальных упаковок (блистеров))

Срок годности: 5 лет

Дата производства: XX XX XXXX

Регистрационное удостоверение: XX XX XXXX

Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребрянной рукояткой, с направителем

Наименование: «Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребрянной рукояткой, с направителем, вариант исполнения Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребрянной рукояткой, с направителем, диаметр иглы 0,30мм x длина рабочей части иглы 40 мм»

Производитель: «Донг Банг Медикал Ко, Лтд.»

«Dong Bang Medical Co., Ltd»

Адрес производителя: 40&30 Saneopdanji-gil, Ungcheon-Eup, Boryeong-si, Chungcheongnam-do (Chungnam), Korea

Место производства: 40&30 Saneopdanji-gil, Ungcheon-Eup, Boryeong-si, Chungcheongnam-do (Chungnam), Korea

Уполномоченная представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «Оримед» (ООО «Оримед»)

Адрес уполномоченного представителя производителя: 105082, Российская Федерация, город Москва, улица Фридриха Энгельса, дом 58, строение 1. Телефон для обращений: +7 (495)789-84-33

Назначение: предназначены для лечения пациентов методом иглорефлексотерапии (акупунктура), которые объединяют лечебно-профилактические методы воздействия на человеческое тело через его биологически активные точки (БАТ).

Описание и принцип действия: используются для воздействия на точки, расположенные на теле человека. Состоит из посеребрянной рукоятки иглы и стальной рабочей части иглы (сталь STS304). В комплектацию данных игл входит направитель из полимера. Длительность контакта с пациентом – менее 60 минут

Стерилизация

STERILE EO

Условия хранения: Иглы хранят в крытых отапливаемых складских помещениях при температуре от +5 до +50°C и относительной влажности 25-60%. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Располагать на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Применение:

При использовании игл необходимо соблюдение правил асептики и антисептики (спирт этиловый 70 %) в условиях медицинского учреждения.

Вскрытие стерильной упаковки с иглами производится непосредственно перед применением.

Тщательно очистите кожу спиртовым раствором и дайте ему высохнуть.

Внимание!

- не используйте иглу, если нарушена стерильная упаковка;
- осмотрите иглу перед использованием. Не используйте иглу, если она погнута или повреждена;
- не используйте иглу, если закончился срок годности;
- если иглу сложно извлечь, следует помассировать и расслабить кожу и подлежащие ткани. Нельзя вращать, гнуть иглу, а также прилагать значительные усилия при извлечении, так как это может привести к поломке иглы.

Характерным признаком точного попадания иглы в БАТ является ощущение небольшой боли в момент ее введения, сопровождающееся непроизвольной двигательной реакцией пациента. Это ощущение быстро проходит, и во время сеанса игла, находящаяся в точке, не вызывает неприятных ощущений. Если же через некоторое время после

введения иглы боль от ее присутствия продолжает сохраняться, значит, игла введена

неправильно, и ее необходимо извлечь. Отсутствие минимальной болевой реакции в

момент введения иглы свидетельствует о том, что игла не попала в лечебную точку соответствия. Тогда необходимо повторить процедуру иглоукалывания, чтобы добиться точного попадания.

В точку, дающую сильную болевую реакцию, можно ввести несколько игл. Это

ускорит процесс излечения, особенно в случае стимуляции не точечных, а более крупных по размеру зон соответствия.

Время воздействия иглами зависит от их назначения, и может варьироваться в

зависимости от тяжести и течения заболевания (от менее 60 минут до не более 30 дней).

Упаковка: 100 шт. (10 индивидуальных упаковок (блистеров))

Срок годности: 5 лет

Дата производства: XX XX XXXX

Регистрационное удостоверение: XX XX XXXX

Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя

Наименование: «Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, вариант исполнения: «Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы 10 мм»

Производитель: «Донг Банг Медикал Ко, Лтд.»
«Dong Bang Medical Co., Ltd»

Адрес производителя: 40&30 Saneopdanji-gil, Ungcheon-Eup, Boryeong-si, Chungcheongnam-do (Chungnam), Korea
Место производства: 40&30 Saneopdanji-gil, Ungcheon-Eup, Boryeong-si, Chungcheongnam-do (Chungnam), Korea

Уполномоченная представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «Оримед» (ООО «Оримед»)

Адрес уполномоченного представителя производителя: 105082, Российская Федерация, город Москва, улица Фридриха Энгельса, дом 58, строение 1. Телефон для обращений: +7 (495)789-84-33

Назначение: предназначены для лечения пациентов методом иглорефлексотерапии (акупунктура), которые объединяют лечебно-профилактические методы воздействия на человеческое тело через его биологически активные точки (БАТ).

Описание и принцип действия: используются для воздействия на точки, расположенные на теле человека. Состоит из посеребренной рукоятки иглы и стальной рабочей части иглы (сталь STS304). В комплектацию данных игл не входит направитель из полимера. Длительность контакта с пациентом – менее 60 минут

Стерилизация

STERILE EO

Условия хранения: Иглы хранят в крытых отапливаемых складских помещениях при температуре от +5 до +50°C и относительной влажности 25-60%. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Располагать на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Применение:

При использовании игл необходимо соблюдение правил асептики и антисептики (спирт этиловый 70 %) в условиях медицинского учреждения.

Вскрытие стерильной упаковки с иглами производится непосредственно перед применением.

Тщательно очистите кожу спиртовым раствором и дайте ему высохнуть.

Внимание!

- не используйте иглу, если нарушена стерильная упаковка;
- осмотрите иглу перед использованием. Не используйте иглу, если она погнута или повреждена;
- не используйте иглу, если закончился срок годности;
- если иглу сложно извлечь, следует помассировать и расслабить кожу и подлежащие ткани. Нельзя вращать, гнуть иглу, а также прилагать значительные усилия при извлечении, так как это может привести к поломке иглы.

Характерным признаком точного попадания иглы в БАТ является ощущение небольшой боли в момент ее введения, сопровождающееся непроизвольной двигательной реакцией пациента. Это ощущение быстро проходит, и во время сеанса игла, находящаяся в точке, не вызывает неприятных ощущений. Если же через некоторое время после

введения иглы боль от ее присутствия продолжает сохраняться, значит, игла введена неправильно, и ее необходимо извлечь. Отсутствие минимальной болевой реакции в момент введения иглы свидетельствует о том, что игла не попала в лечебную точку соответствия. Тогда необходимо повторить процедуру иглоукалывания, чтобы добиться точного попадания.

В точку, дающую сильную болевую реакцию, можно ввести несколько игл. Это ускорит процесс излечения, особенно в случае стимуляции не точечных, а более крупных по размеру зон соответствия. Время воздействия иглами зависит от их назначения, и может варьироваться в зависимости от тяжести и течения заболевания (от менее 60 минут до не более 30 дней).

Упаковка: 100 шт.(20 индивидуальных упаковок (блистеров))

Срок годности: 5 лет

Дата производства: XX XX XXXX

Регистрационное удостоверение: XX XX XXXX

Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG»

Наименование: Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», вариант исполнения: Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы 0,18 мм, длина рабочей части иглы 1,0 мм»

Производитель: «Донг Банг Медикал Ко, Лтд.»
«Dong Bang Medical Co., Ltd»

Адрес производителя: 40&30 Saneopdanji-gil, Ungcheon-Eup, Boryeong-si, Chungcheongnam-do (Chungnam), Korea

Место производства: 40&30 Saneopdanji-gil, Ungcheon-Eup, Boryeong-si, Chungcheongnam-do (Chungnam), Korea

Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «Оримед» (ООО «Оримед»)

Адрес уполномоченного представителя производителя: 105082, Российская Федерация, город Москва, улица Фридриха Энгельса, дом 58, строение 1. Телефон для обращений: +7 (495)789-84-33

Назначение: предназначены для лечения пациентов методом иглорефлексотерапии (акупунктура), которые объединяют лечебно-профилактические методы воздействия на человеческое тело через его биологически активные точки (БАТ).

Описание и принцип действия: используются для проведения сеанса иглорефлексотерапии на лице, ушах, по телу и для более длительной экспозиции (воздействия) на акупунктурные точки (от 60 минут, но не более 30 дней)

Стерилизация:

STERILE

Условия хранения: Иглы хранят в крытых отопляемых складских помещениях при температуре от +5 до +50°C и относительной влажности 25-60%. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Располагать на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Применение:

При использовании игл необходимо соблюдение правил асептики и антисептики (спирт этиловый 70 %) в условиях медицинского учреждения.

Вскрытие стерильной упаковки с иглами производится непосредственно перед применением.

Тщательно очистите кожу спиртовым раствором и дайте ему высохнуть.

Внимание!

- не используйте иглу, если нарушена стерильная упаковка;
- осмотрите иглу перед использованием. Не используйте иглу, если она погнута или повреждена;
- не используйте иглу, если закончился срок годности;
- если иглу сложно извлечь, следует помассировать и расслабить кожу и

подлежащие ткани. Нельзя вращать, гнуть иглу, а также прилагать значительные усилия при извлечении, так как это может привести к поломке иглы.

Характерным признаком точного попадания иглы в БАТ является ощущение небольшой боли в момент ее введения, сопровождающееся непроизвольной двигательной реакцией пациента. Это ощущение быстро проходит, и во время сеанса игла, находящаяся в точке, не вызывает неприятных ощущений. Если же через некоторое время после

введения иглы боль от ее присутствия продолжает сохраняться, значит, игла введена

неправильно, и ее необходимо извлечь. Отсутствие минимальной болевой реакции в

момент введения иглы свидетельствует о том, что игла не попала в лечебную точку соответствия. Тогда необходимо повторить процедуру иглоукалывания, чтобы добиться точного попадания.

В точку, дающую сильную болевую реакцию, можно ввести несколько игл. Это

ускорит процесс излечения, особенно в случае стимуляции не точечных, а более крупных по размеру зон соответствия.

Время воздействия иглами зависит от их назначения, и может варьироваться в

зависимости от тяжести и течения заболевания (от менее 60 минут до не более 30 дней).

Санитарная обработка для игл Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» (для всех заявленных типоразмеров (диаметр иглы x длина рабочей части иглы)) установленный не более 30 дней специально не проводится. Если у пациента при установке данного варианта исполнения игл возникает воспаление в месте прокола, то необходимо сразу обратиться ко врачу для полного удаления иглы с пластырем, обрабатывать место воспаления средством асептики (пример, «Мирамистин» или «Хлоргексидин» до полного исчезновения воспаления).

Упаковка: 100 шт. (10 индивидуальных упаковок (блистеров))

Срок годности: 5 лет

Дата производства: XX XX XXXX

Регистрационное удостоверение: XX XX XXXX

Микроиглы-шпатель акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG»

Наименование: «Микроиглы-шпатель акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», вариант: Микроиглы-шпатель акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм.»

Производитель: «Донг Банг Медикал Ко, Лтд.»
«Dong Bang Medical Co., Ltd»

Адрес производителя: 30 Sancopdanji-gil, Ungcheon-Eup, Boryeong-si, Chungcheongnam-do, Korea

Место производства: 40&30 Sancopdanji-gil, Ungcheon-Eup, Boryeong-si, Chungcheongnam-do (Chungnam), Korea

Уполномоченная представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «Оримед» (ООО «Оримед»)

Адрес уполномоченного представителя производителя: 105082, Российская Федерация, город Москва, улица Фридриха Энгельса, дом 58, строение 1. Телефон для обращений: +7 (495)789-84-33

Назначение: предназначены для лечения пациентов методом иглорефлексотерапии (акупунктура), которые объединяют лечебно-профилактические методы воздействия на человеческое тело через его биологически активные точки (БАТ).

Описание и принцип действия: используются для проведения сеанса иглорефлексотерапии на лице, ушах, по телу и для более длительной экспозиции (воздействия) на акупунктурные точки (от 60 минут, но не более 30 дней)

Стерилизация



Условия хранения: Иглы хранят в крытых отопляемых складских помещениях при температуре от +5 до +50°C и относительной влажности 25-60%. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Располагать на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Применение:

При использовании игл необходимо соблюдение правил асептики и антисептики (спирт этиловый 70 %) в условиях медицинского учреждения.

Вскрытие стерильной упаковки с иглами производится непосредственно перед применением.

Тщательно очистите кожу спиртовым раствором и дайте ему высохнуть.

Внимание!

- не используйте иглу, если нарушена стерильная упаковка;
- осмотрите иглу перед использованием. Не используйте иглу, если она погнута или повреждена;
- не используйте иглу, если закончился срок годности;
- если иглу сложно извлечь, следует помассировать и расслабить кожу и

подлежащие ткани. Нельзя вращать, гнуть иглу, а также прилагать значительные усилия при извлечении, так как это может привести к поломке иглы.

Характерным признаком точного попадания иглы в БАТ является ощущение небольшой боли в момент ее введения, сопровождающееся непроизвольной двигательной реакцией пациента. Это ощущение быстро проходит, и во время сеанса игла, находящаяся в точке, не вызывает неприятных ощущений. Если же через некоторое время после

введения иглы боль от ее присутствия продолжает сохраняться, значит, игла введена неправильно, и ее необходимо извлечь. Отсутствие минимальной болевой реакции в момент введения иглы свидетельствует о том, что игла не попала в лечебную точку соответствия. Тогда необходимо повторить процедуру иглоукалывания, чтобы добиться точного попадания.

В точку, дающую сильную болевую реакцию, можно ввести несколько игл. Это ускорит процесс излечения, особенно в случае стимуляции не точечных, а более крупных по размеру зон соответствия. Время воздействия иглами зависит от их назначения, и может варьироваться в зависимости от тяжести и течения заболевания (от менее 60 минут до не более 30 дней).

Санитарная обработка для игл Микроиглы-шпатель акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» (для всех заявленных типоразмеров (диаметр иглы x длина рабочей части иглы)) установленных не более 30 дней специально не проводится. Если у пациента при установке данного варианта исполнения игл возникает воспаление в месте прокола, то необходимо сразу обратиться ко врачу для полного удаления иглы с пластырем, обрабатывать место воспаления средством асептики (пример, «Мирамистин» или «Хлоргексидин» до полного исчезновения воспаления).

Упаковка: 200 шт.(20 индивидуальных упаковок (блистеров))

Срок годности: 5 лет

Дата производства: XX XX XXXX

Регистрационное удостоверение: XX XX XXXX

14. Условия хранения и транспортировки

Иглы хранят в крытых отапливаемых складских помещениях при температуре от +5 до +50°C и относительной влажности 25-60%. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Располагать на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Условия транспортировки соответствуют условиям хранения. Транспортировать изделие можно всеми видами наземного и воздушного транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Срок годности 5 лет

15. Утилизация

Запрещается утилизация продукта вместе с бытовым мусором.

Утилизация проводится в соответствии с нормативными документами и требованиями для утилизации данного вида медицинских изделий, принятыми в стране распространения.

Использованные иглы нельзя хранить и использовать в дальнейшем. МИ «Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» утилизируется в соответствии с требованиями СанПин 2.1.3684-21, для отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы).

16. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует, что производимые и поставляемые «Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», стерильные, не имеют дефектов с точки зрения качества материалов и изготовления, и данная гарантия действует на изделия в соответствии со сроком, указанным на упаковке. Компания производитель гарантирует работоспособность и сохранение стерильности изделий в течение всего срока их годности при соблюдении условий хранения.

Изготовитель не несет ответственности в случае неправильного использования, использования не по назначению, небрежности и нарушений условий стерильности и хранения. Гарантия не применяется к продуктам, которые были повреждены в результате ненадлежащего или неправильного использования или внесены какие-либо изменения в продукт любым лицом, кроме Производителя.

17. Рекламация

Общество с ограниченной ответственностью «Оримед», юридический адрес:
Россия, 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.58, стр.1
тел.+7 (495) 789-8433,
www.manager@orimed.ru

Приложение 1

Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG»

1. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы 0,25 мм х длина рабочей части иглы 75 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы 0,25 мм х длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

3. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы 0,25 мм х длина рабочей части иглы 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

4. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

5. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы 0,25 мм х длина рабочей части иглы 135 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

6. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы 0,29 мм х длина рабочей части иглы 75 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

7. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

8. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

9.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

10.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

11.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

12.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

13.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

14.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

15.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

16.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

17.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм,

длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

18.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

19.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

20.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

21.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

22.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

23.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

24.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

25.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

26.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

27.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

28.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

29.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

30.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

31.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

32.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

33.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

34.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

35.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

36.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

37.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

38.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

39.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

40.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

41.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

42.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

43.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы:105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

44.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы:120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

45.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы:135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

46.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

47.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

48.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

49.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

50.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм,

длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

51. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

52. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

53. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

54. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

55. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

56. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

57. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

58. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

59.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

60.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

61.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

62.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

63.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

64.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

65.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

66.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

67.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

68.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

69.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

70.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

71.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

72.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

73.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

74.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

75.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

76.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

77.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

78.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

79.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

80.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

81.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

82.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

83.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

84.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы:120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

85.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы:135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

86.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

87.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

88.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

89.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

90.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

91.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

92.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

93.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

94.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

95.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

96.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

97.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

98.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

99.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

100.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

101. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

102. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

103. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

104. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

105. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

106. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

107. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

108. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

109.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

110.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

111.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

112.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

113.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

114.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

115.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

116.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

117.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

118.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

119.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

120.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

121.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

122.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

123.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы:105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

124.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы:120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

125.Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы:135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

126. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

127. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

128. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

129. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

130. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

131. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

132. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

133. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

134. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

135. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

136. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

137. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

138. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

139. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

140. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

141. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

142. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

143. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

144. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

145. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

146. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

147. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

148. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

149. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

150. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

151. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм,

длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

152. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

153. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

154. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

155. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

156. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

157. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

158. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

159. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

160. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

161. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

162. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

163. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

164. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

165. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

166. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

167. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

168. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

169. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

170. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

171. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

172. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

173. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

174. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

175. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

176. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

177. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

178. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

179. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

180. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

181. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

182. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

183. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

184. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

185. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

186. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

187. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

188. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

189. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

190. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

191. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

192. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

193. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

194. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

195. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

196. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

197. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

198. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

199. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

200. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

201. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

202. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

203. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

204. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

205. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

206. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

207. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

208. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

209. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

210. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

211. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

212. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

213. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

214. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

215. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

216. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

217. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

218. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

219. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

220. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

221. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

222. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

223. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

224. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

225. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

226. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

227. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

228. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

229. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

230. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

231. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

232. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

233. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

234. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

235. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

236. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

237. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

238. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

239. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

240. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

241. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

242. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

243. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

244. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

245. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

246. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

247. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

248. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

249. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

250. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

251. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

252. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

253. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

254. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

255. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

256. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

257. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

258. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

259. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

260. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

261. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

262. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15

мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

263. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

264. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

265. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

266. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

267. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

268. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

269. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

270. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

271. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

272. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

273. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

274. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

275. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

277. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

278. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

279. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

280. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

281. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

282. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

283. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

284. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

285. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

286. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

287. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

288. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

289. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

290. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

291. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

292. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

293. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

294. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

295. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

296. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

297. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

298. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

299. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

300. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

301. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

302. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

303. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

304. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

305. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

306. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

307. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

308. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

309. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

310. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

311. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

312. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

313. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

314. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

315. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

316. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

317. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

318. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

319. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

320. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

321. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

322. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

323. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

324. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

325. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

326. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

327. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

328. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

329. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

330. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

331. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

332. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

333. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

334. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

335. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

336. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

337. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

338. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

339. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

340. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

341. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

342. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

343. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

344. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

345. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

346. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

347. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

348. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

349. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

350. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

351. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

352. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

353. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

354. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

355. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

356. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

357. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

358. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

359. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

360. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

361. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

362. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

363. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

364. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

365. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

366. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

367. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

368. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

369. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

370. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

371. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

372. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

373. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

374. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

375. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

376. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

377. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

378. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

379. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

380. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

381. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

382. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

383. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

384. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

385. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

386. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

387. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

388. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

389. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

390. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

391. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

392. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

393. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

394. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

395. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

396. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

397. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

398. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

399. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

400. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

401. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

402. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

403. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

404. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

405. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

406. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

407. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

408. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

409. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

410. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

411. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

412. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

413. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

414. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

415. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

416. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

417. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16

мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

418. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

419. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

420. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

421. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

422. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

423. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

424. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

425. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

426. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

427. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

428. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

429. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

430. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

431. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

432. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

433. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

434. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16

мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

435. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

436. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

437. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

438. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

439. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

440. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

441. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

442. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

443. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

444. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

445. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

446. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

447. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

448. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

449. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

450. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

451. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

452. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

453. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

454. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

455. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

456. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

457. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

458. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

459. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

460. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

461. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

462. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

463. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

464. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

465. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

466. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

467. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

468. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

469. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

470. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

471. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

472. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

473. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

474. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

475. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

476. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

477. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

478. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

479. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

480. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

481. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

482. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

483. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

484. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

485. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

486. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

487. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

488. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

489. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

490. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

491. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

492. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

493. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

494. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

495. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

496. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

497. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

498. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

499. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

500. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

501. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

502. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

503. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

504. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

505. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

506. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

507. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

508. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

509. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

510. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

511. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

512. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

513. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

514. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

515. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

516. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

517. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

518. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

519. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18

мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

520. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

521. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

522. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

523. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

524. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

525. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

526. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

527. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

528. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

529. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

530. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

531. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

532. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

533. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

534. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

535. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

536. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18

мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

537. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

538. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

539. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

540. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

541. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

542. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

543. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

544. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

545. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

546. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

547. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

548. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

549. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

550. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

551. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

552. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

553. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

554. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

555. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

556. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

557. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

558. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

559. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

560. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

561. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

562. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

561. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

562. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

563. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

564. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

565. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

566. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

567. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

568. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

569. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

570. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

571. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

572. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

573. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

574. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

575. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

576. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

577. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

578. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

579. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

580. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

581. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

582. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

583. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

584. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

585. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

586. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

587. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

588. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

589. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

590. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

591. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

592. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

593. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

594. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

595. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

596. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

597. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

598. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

599. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

600. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

601. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

602. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

603. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

604. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

605. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

606. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

607. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

608. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

609. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

610. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

611. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20

мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

612. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

613. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

614. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

615. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

616. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

617. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

618. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

619. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

620. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

621. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

622. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

623. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

624. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

625. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

626. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

627. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

628. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

629. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

630. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

631. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

632. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

633. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

634. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

635. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

636. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

637. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

638. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

639. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

640. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

641. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

642. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

643. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

644. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

645. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

646. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

647. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

648. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

649. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

650. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

651. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

652. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

653. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

654. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

655. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

656. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

657. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

658. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

659. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

660. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

661. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

662. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25

мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

663. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

664. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

665. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

666. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

667. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

668. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

669. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

670. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

671. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

672. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

673. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

674. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

675. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

676. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

677. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

678. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

679. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

680. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

681. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

682. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

683. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

684. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

685. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

686. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

687. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

688. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

689. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

690. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

691. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

692. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

693. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

694. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

695. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

696. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

697. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

698. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

699. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

700. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

701. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

702. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

703. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

704. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

705. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25

мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

706. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

707. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

708. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

709. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

710. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

711. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

712. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

713. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

714. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

715. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

716. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

717. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

718. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

719. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

720. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

721. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

722. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25

мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

723. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

724. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

725. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

726. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

727. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

728. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

729. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

730. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

731. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

732. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

733. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

734. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

735. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

736. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

737. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

738. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

739. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

740. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

741. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

742. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

743. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

744. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

745. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

746. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

747. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

748. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

749. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

750. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

751. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

752. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

753. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

754. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

755. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

756. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29

мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

757. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

758. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

759. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

760. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

761. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

762. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

763. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

764. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

765. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

766. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

767. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

768. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

769. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

770. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

771. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

772. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

773. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29

мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

774. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

775. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

776. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

777. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

778. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

779. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

780. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

781. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

782. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

783. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

784. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

785. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

786. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

787. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

788. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

789. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

790. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

791. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

792. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

793. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

794. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

795. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

796. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

797. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

798. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

799. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

800. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

801. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

802. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

803. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

804. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

805. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

806. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

807. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

808. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

809. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

810. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

811. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

812. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

813. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

814. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

815. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

816. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

817. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

818. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

819. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

820. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

821. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

822. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

823. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

824. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

825. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

826. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

827. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

828. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

829. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

830. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

831. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

830. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

831. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

832. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

833. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

834. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

835. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

836. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

837. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

838. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

839. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30

мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

840. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

841. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

842. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

843. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

844. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

845. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

846. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

847. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

848. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

849. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

850. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

851. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

852. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

853. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

854. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

855. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

856. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30

мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

857. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

858. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

859. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

860. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

861. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

862. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

863. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

864. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

865. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

866. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

867. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

868. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

869. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

870. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

871. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

872. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

873. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

874. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

875. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

876. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

877. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

878. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

879. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

880. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

881. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

882. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

883. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

884. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

885. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

886. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

887. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

888. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

889. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

890. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

891. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

892. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

893. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

894. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

895. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

896. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

897. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

898. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

899. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

900. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

901. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

902. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

903. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

904. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

905. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

906. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

907. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

908. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

909. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

910. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

911. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

912. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

913. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

914. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

915. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

916. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке.
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

917. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

918. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

919. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

920. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

921. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

922. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

923. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

924. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

925. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

926. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

927. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

928. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

929. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

930. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

931. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

932. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

933. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

934. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

935. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

936. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

937. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

938. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

939. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

940. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

941. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

942. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

943. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

944. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

945. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

946. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

947. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

948. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

949. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

950. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

951. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

952. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

953. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

954. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

955. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

956. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

957. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

958. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

959 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

960. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

961. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

962. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

963. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

964. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

965. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

966. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

967. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

968. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

969. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

970. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

971. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

972. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

973. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

974. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

975. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

976. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

977. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

978. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

979. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

980. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

981. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

982. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

983. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

984. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

985. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

986. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

987. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

988. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

989. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

990. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

991. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

992. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

993. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

994. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

995. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

996. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

997. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

998. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

999. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1000. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1001. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1002. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1003. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1004. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1005. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1006. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1007. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1008. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1009. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1010. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1011. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1012. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1013. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1014. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1015. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1016. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1017. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1018. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1019. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1020. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1021. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1022 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1023. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1024. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1025. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1026. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1027. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1028. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1029. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1030. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1031. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1032. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1033. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1034. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1035. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1036. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1037. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1038. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1039. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1040. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1041. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1042. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1043. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1044. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35

мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1045. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1046. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1047. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1048. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1049. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1050. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1051. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1052. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1053. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1054. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1055 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1056. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1057. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1058. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1059. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1060. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1061. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1062. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1063. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1064. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1065. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1066. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1067. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1068. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1069. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1070 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1071. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1072. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1073. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1074. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1075. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1076. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1077. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1078. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1079. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1080. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1081. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1082. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1083. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1084. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1085. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1086. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1087. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1088. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1089. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1090. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1091. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1092. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1093. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1094. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1095. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1096. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1097. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1098. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1099. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1100. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1101. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1102. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1103. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1104. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1105. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1106. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1107. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1108. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1109. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1110. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1111. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1112. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1113. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1114. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1115. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1116. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1117. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1118. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1119. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1120. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1121. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1122. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1123. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1124. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1125. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1126. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1127. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1128. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1129. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1130. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1131. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1132. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1133. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1134. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1135. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1136. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1137. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1138. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1139. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1140. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1141. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1142. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1143. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1144. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1145. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1146. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1147. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1148. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1149. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1150. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1151. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1152. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1153. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1154. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1155. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1156. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1157. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1158. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1159. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1160. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1161. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1162. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1163. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1164. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1165. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1166 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1167. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1168. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1169. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1170. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1171. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1172. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1173. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1174. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1175. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1176. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1177. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1178. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1179. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1180. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1181. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1182. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1183. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1184. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1185. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1186. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1187. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1188. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1189. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1190. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1191. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1192. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1193. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1194. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1195. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1196. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1197. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1198. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1199. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1200. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1201. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1202. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1203. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1204. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1205. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1206. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1207. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1208. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1209. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1210. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1211. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1212. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1213. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1214 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1215. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1216. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1217. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1218. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1219. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1220. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1221. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1222. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1223. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45

мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1224. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1225. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1226. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1227. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1228. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1229. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1230. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1231. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1232. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1233. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1234. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1235. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1236. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1237. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1238. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1239. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1240. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45

мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1245. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1246. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1247. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1248. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1249. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1250. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1251. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1252. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1253. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1254. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1255. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1256. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1257. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1258. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1259. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1260. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1261. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1262. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1263. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1264. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1265. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1266 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1267. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1268. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1269. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1270. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45

мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1271. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1272. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1273. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1274. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1275. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1276. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1277. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1278. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1279. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1280. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1281. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1282. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1283. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1284. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1285. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1286. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1287. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1288. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1289. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1290. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1291. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1292. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1293. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1294. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1295. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1296. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1297. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1298. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1299. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1300. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1301. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1302. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1303. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1304. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1305. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1306. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1307. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1308. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1309. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1310. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1311. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1312. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1313. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1314 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1315. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1316. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1317. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1318. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1319. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1320. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1321. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1322. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1323. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1324. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1325. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1326. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1327. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1328. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1329. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1330. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1331. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1332. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1333. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1334. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1335. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1336. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1337. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1338. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1339. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1340. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1345. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1346. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1347. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1348. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1349. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1350. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1351 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1352. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1353. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1354. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1355. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1356. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1357. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1358. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1359. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50

мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1360. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1361. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1362. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1363. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1364. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1365. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1366. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1367. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1368. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1369. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1370. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1371. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1372. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1373. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1374. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1375. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1376. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1377. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1378. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1379. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1380. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1381. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1382. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1383. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1384. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1385. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50

мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1386. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1387. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1388. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1389. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1390. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1391. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1392. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1393. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1394. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1395. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1396. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1397. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1398. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1399. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1400. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1401. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1402. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50

мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1403. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1404. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1405. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1406. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1407. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1408. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1409. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1410. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1411. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1412. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1413. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1414. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1415. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1416. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1417. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1418. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1419. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1420. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1421. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1422. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1423. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1424. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1425. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1426. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1427. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1428. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1429. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1430. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1431. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1432. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1433. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1434. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1435. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1436. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1437. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1438. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1439. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1440. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1441. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1442. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1443. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1444. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1445. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1446. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1447. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1448. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1449. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1450. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1451. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1452. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1453. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1454. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1455. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1456. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1457. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1458. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1459. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1460. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1461. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1462. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1463. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1464. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1465. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1466. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1467. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1468. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1469. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1470. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1471. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1472. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1473. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1474. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1475. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1476. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1477. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1478. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1479. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1480. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1481. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1482. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1483. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1484. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1485. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1486. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1487. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1488. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1489. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1490. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1491. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1492. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1493. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1494. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1495. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1496. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1497. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1498. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1499. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1500. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1501. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1502. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1503. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1504. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1505. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1506. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1507. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1508. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1509. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1510. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1511. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1512. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1513. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1514. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1515. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1516. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1517. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1518. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1519. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1520. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1521. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15

мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1522. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1523. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1524. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1525. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1526. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1527. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1528. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1529. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1530. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1531. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1532. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1533. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1534. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1535. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1536. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1537. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1538. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15

мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1539. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке.
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1540. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке.
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1541. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1542. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1543. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1544. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1545. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1546. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1547. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1548. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1549. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1550. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1551. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1552. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1553. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1554. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1555. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1556. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1557. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1558. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1559. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1560. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1561. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1562. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1563. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1564. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1565. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1566. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1567. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1568. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1569. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1570. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1571. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1572. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1573. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1574. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1575. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1576. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1577. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1578. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1579. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1580. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1581. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1582. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1583. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1584. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1585. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1586. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1587. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1588. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1589. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1590. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1591. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1592. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1593. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1594. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1595. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1596. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1597. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1598. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1599. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1600. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1601. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1602. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1603. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1604. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1605. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1606. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1607. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1608. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1609. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1610. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1620. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1621. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1622. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1623. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1624. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1625. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1626. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1627. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1628. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1629. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1630. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1631. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1632. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1633. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1634. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1635. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1636. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1637. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1638. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1639. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1640. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1641. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1642. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1643. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1644. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1645. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1646. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1647. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1648. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1649. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1650. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1651. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1652. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1653. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1654. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1655. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1656. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1657. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1658. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1659. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1660. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1661. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1662. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1663. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1664. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1665. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1666. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1667. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1668. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1669. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1670. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1671. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1672. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1673. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1674. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1675. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1676. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1677. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1678. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1679. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1680. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1681. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1682. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1683. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1684. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16

мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1685. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1686. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1687. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1688. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1689. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1690. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1691. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1692. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1692. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1693. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1694. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1695. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1696. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1697. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1698. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1699. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1700. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16

мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1701. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1702. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1703. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1704. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1705. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1706. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1707. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1708. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1709. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1710. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1711. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1712. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1713. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1714. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1715. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1716. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1717. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1718. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1719. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1720. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1720. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1721. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1722. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1723. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1724. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1725. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1726. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1727. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1728. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1728. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1728. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1729. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1730 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1731. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1732. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1733. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1734. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1735. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1736. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1737. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1738. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1739. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1740. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1741. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1742. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1743. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1744. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1745. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1746. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1747. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1748. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1749. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1750. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1751. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1752. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1753. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1754. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1755. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1756. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1757. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1758. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1759. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1760. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1761. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1762. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1763. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1764. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1765. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1766. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1767. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1768. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1769. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1770. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1771. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1772. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1773. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1774. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18

мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1775. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1776. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1777. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1778. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1779. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1780. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1781. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1782. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1783. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1784. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1785. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1786. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1787. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1788. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1789. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1790. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1791. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1792. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1793. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1794. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1795. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1796. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1797. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1798. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1799. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1800. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1801. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1802. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1803. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1804. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1805. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1806. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1807. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1808. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1809. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1810. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1811. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1812. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1813. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1814. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1815. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1816. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1817. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20

мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1818. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1819. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1820. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1821. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1822. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1823. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1824. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1825. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1826. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1827. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1828. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1829. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1830. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1831. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1832. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1833. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1834. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20

мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1835. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1836. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1837. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1838. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1839. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1840. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1841. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1842. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1843. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1844. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1845. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1846. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1847. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1848. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1849. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1850. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1851. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1852. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1853. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1854. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1855. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1856. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1857. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1858. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1859. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1860. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1861. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1862. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1863. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1864. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1865. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1866. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1867. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1868. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1869. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1870. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1871. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1872. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1873. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1874. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1875. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1876. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1877. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1878. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1879. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1880. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1881. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1882. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1883. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1884. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1885. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1886. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1887. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1888. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1889. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1890. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1891. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1892. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1893. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1894. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1895. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1896. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1897. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1898. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1899. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1900. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1901. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1902. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1903. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1904. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1905. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1906. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1907. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1908. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1909. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1910. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1911. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25

мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1912. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1913. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1914. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1915. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1916. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1917. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1918. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1919. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1920. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1921. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1922. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1923. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1924. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1925. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1926. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1927. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1928. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25

мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1929. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1930. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1931. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1932. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1933. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1934. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1935. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1936. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1937. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1938. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1939. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1940. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1941. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1942. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1943. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1944. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1945. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1946. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1947. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1948. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1949. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1950. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1951. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1952. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1953. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1954. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1955. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1956. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1957. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1958. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1959. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1960. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1961. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1962. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1963. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1964. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1965. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1966. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1967. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1968. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1969. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1970. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1971. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1972. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1973. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1974. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1975. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1976. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1977. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1978. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1979. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1980. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1981. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1982. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1983. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1984. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1985. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1986. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1987. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1988. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1989. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1990. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1991. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1992. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1993. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1994. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1995. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1996. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1997. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1998. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1999. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2000. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2001. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2002. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2003. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2004. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2005. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2006. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2007. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2008. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2009. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2010. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2011. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2012. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2013. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2014. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2015. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2016. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2017. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2018. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2019. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2020. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2021. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2022. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2023. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2024. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2025. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2026. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2027. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2028. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2029. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2030. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2031. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2032. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2033. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2034. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2035. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2036. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2037. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2038. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2039. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2040. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2041. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2042. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2043. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2044. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2045. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2046. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2047. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2048. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2049. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2050. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2051. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2052. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2053. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2054. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2055. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2056. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2057. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2058. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2059. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2060. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2061. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2062. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2063. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2064. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2065. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2066. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2067. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2068. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2069. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2070. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2071. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2072. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2073. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2074. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2075. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2076. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2077. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2078. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2079. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2080. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2081. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2082. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29

мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2083. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2084. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2085. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2086. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2087. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2088. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2089 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2090. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2091. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2092. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2093. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2094. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2095. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2096. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2097. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2098. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2099. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2100. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2101. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2102. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2103. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2104. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2105. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2106. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2107. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2108. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2109. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2110. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2111. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2112. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2113. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2114. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2115. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2116. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2117. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2118. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2119. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2120. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2121. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2122. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2123. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2124. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2125. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2126. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2127. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2128. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2129. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2130. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2131. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2132. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2133. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2134. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2135. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2136. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2137. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2138. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2139. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2140. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2141. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2142. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2143. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2144. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2145. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2146. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2147. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2148. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2149. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2150. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2151. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2152. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2153. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2154. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2155. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2156. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2157. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2158. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2159. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30

мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2160. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2161. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2162. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2163. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2164. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2165. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2166. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2167. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2168. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2169. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2170. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2171. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2172. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2173. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2174. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2175. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2176. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30

мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2177. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2178. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2179. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2180. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2181. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2182. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2183. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2184. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2185. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2186. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2187. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2188. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2189. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2190. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2191. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2192. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2193. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2194. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2195. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2196. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2197. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2198. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2199. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2200. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2201. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2202. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2203. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2204. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2205. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2206. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2207. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2208. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2209. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2210. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2211. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2212. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2213. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2214. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2215. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2216. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2217. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2218. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2219. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2220. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2221. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2222. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2223. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2224. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2225. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2226. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2227. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2228. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2229. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2230. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2231. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2232. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2233. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2234. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2235. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2236. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2237. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2238. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2239. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2240. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2411. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2242. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2243. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2244. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2245. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2246. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2247. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2248. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2249. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2250. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2251. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2252. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2253. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2254. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2255. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2256. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2257. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2258. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2259. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2260. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2261. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2262. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2263. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2264. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2265. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2266. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2267. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2268. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2269. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2270. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2271. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2272. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2273. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2274. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2275. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2276. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2277. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2278. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2279. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2280. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2281. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2282. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2283. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2284. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2285. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2286. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2287. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2288. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2289. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2290. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2291. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2292. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2293. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2294. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2295. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2296. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2297. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2298. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2299. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2300. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2301. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2302. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2303. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2303. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2304. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2305. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2306. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2307. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2308. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2309. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2310. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2311. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2312. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2313. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2314. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2315. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2316. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2317. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2318. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2320. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2321. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2322. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2323. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2324. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2325. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2326. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2327. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2328. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2329. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2330. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2331. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2332. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2333. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2334. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2335. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2336. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2337. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2338. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2339. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2340. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2341. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2342. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2343. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2344. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2345. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2346. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2347. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2348. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2349. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2350. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2351. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2352. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2353. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2354. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2355. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2356. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2357. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2358. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2359. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2360. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2361. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2362. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2363. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2364. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2365. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2366. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2367. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2368. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2369. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2370. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2371. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2372. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2373. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2374. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2375. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2376. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2377. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2378. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2379. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2380. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2381. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2382. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2383. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2384. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2385. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2386. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2387. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2388. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2388. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2389. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2390. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2391. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2392. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2393. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2394. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2395. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2396. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2397. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2398. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2399. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2400. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2401. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2402. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2403. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2404. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2405. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2406. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2407. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2408. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2409. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2410 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2411. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2412. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2413. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2414. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2415. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2416. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2417. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2418. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2419. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2420. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2420. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2421. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2422. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

1164. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2423. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2424. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2425. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2426. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2427. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2428. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2429. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2430. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2431. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2432. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2433. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2434. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2435. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2436. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2437. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2438. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2439. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2440. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2441. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2442. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2443. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2444. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2445. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2446. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2447. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2448. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2449. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2450. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2451. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2452. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2453. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2454. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2455. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2456. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2457. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2458. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2459. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2460. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2461. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2462. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2463. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2464. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2465. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2466. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2467. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2468. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2469. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2470. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2471. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2472. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2473. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2474. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2475. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2476. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2477. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2478. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2479. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2480. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2481. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2482. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2483. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2484. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2485. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2486. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2487. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2488. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2489. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2490. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2491. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2492. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2493. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2494. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2495. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2496. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2497. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2498. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2499. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2500. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2501. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2502. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2503. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2504. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2505. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2506. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2507. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2508. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2509. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2510. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2511. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2512. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2513. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2514. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2515. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2516. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2517. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2518. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2519. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2520. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2521. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2522. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2523. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2524. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2525. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2526. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2527. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2528. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2529. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2530. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2531. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2532. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2533 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2534. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2535. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2536. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2537. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2538. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2539. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2540. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2541. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2542. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2543. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2544. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2545. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2546. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2547. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2548. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2549. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2550. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2551. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2552. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2553. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2554. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2555. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2556. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2557. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2558. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2559. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2560. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2561. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2562. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2563. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2564. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2565. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2566. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2567. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2568. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2569. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2570. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2571. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2572. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2573. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2574. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2575. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2575. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2576. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2577. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2578. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2579. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2580. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2581. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2582. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2583. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2584. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2585. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2586. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2587. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2588. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2589. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2590. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2591. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2592. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2593. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2594. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2595. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2596. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2597. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2598. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2599. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2600. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2601. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2602. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2603. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2604. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2605. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2606. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2607. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2608. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2609. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2610. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2611. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2612. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2613. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2614. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2615. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2616. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2617. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2618. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2619. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2620. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2621. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2622. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2623. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2624. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2625. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2626. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2627. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2628. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2629. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2630. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2631. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2632. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2633. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2634. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2635. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2636. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2637. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2638. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2639. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2640. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2641. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2642. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2643. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2644. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2645. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2646. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2647. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2648. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2649. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2649. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2650. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2651. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2652. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2653 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2654. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2655. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2656. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2657. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2658 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2659. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2660. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2661. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2662. Микронглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в упаковке,
- инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2663. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2664. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2665. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2666. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2667. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2668. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2669. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2670. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2671. Микроиглы-кипки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2672. Микроиглы-кипки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2673. Микроиглы-кипки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2674. Микроиглы-кипки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2675. Микроиглы-кипки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2676. Микроиглы-кипки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2677. Микроиглы-кипки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2678. Микроиглы-кипки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2679. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2680. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2681. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2682. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2683. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2684. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2685. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2686. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке.

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2687. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2688. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2689. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2690. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2691 Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2692. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2693. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,

-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2694. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2695. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2696. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2697. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2698. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2699. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2700. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2701. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2702. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2703. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2704. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2705. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2706. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2707. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2708. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2709. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2710. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 3 мм, в составе:

-иглы 50 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2711. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 50 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2712. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 50 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2713. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 3 мм, в составе:

-иглы 50 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2714. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 50 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2715. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 50 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2716. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 3 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2717 Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2718. Микроиглы-шпалки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2719. Микроиглы-шпалки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 3 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2720. Микроиглы-шпалки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2721. Микроиглы-шпалки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 100 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2722. Микроиглы-шпалки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 3 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2723. Микроиглы-шпалки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2724. Микроиглы-шпалки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2725. Микроиглы-шпалки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 3 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2726. Микроиглы-шпательные акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2727. Микроиглы-шпательные акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 200 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2728. Микроиглы-шпательные акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 3 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2729. Микроиглы-шпательные акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2730. Микроиглы-шпательные акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2731. Микроиглы-шпательные акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 3 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2732. Микроиглы-шпательные акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2733. Микроиглы-шпательные акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 500 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2734. Микрониглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 3 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2735. Микрониглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2736. Микрониглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2737. Микрониглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 3 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2738. Микрониглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке;

2739. Микрониглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» , диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

-иглы 1000 шт. в упаковке,
-инструкция по применению – 1 шт. в упаковке.

[Перевод с английского и корейского языков на русский язык]

[Печать: «Нотариально-юридическая компания Дэхан Инк.», нотариус Кхвон Хёк Чжон]

[Форма № 41]
ДэКван Билдинг, 3 этаж,
36 Донгъяк-дэро, Сочхо-гу,
Сеул, Республика Корея

**«НОТАРИАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ ДЭХАН ИНК.»**

ТЕЛ.: (02) 590-0900
ФАКС: (02) 3477-0957

Регистрационный номер: 2023 – 6561

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

**«Нотариально-юридическая компания Дэхан Инк.»
(Daehan Law Firm & Notary Office Inc.)**

ДэКван Билдинг, 3 этаж, 36 Донгъяк-дэро, Сочхо-гу, Сеул, Республика Корея
(DaeGwang B/D 3F, 36 Dongjak-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea)

ТЕЛ.: (02) 590-0900
ФАКС: (02) 3477-0957

[Тисненая печать: «Нотариально-юридическая компания Дэхан Инк.»]

210 мм × 297 мм (Бланк с защитой) (1 категория) 70 г/м²

ДЕКЛАРАЦИЯ

Мы (заявитель), компания **«ДОНГБАНГ МЕДИКАЛ КО. ЛТД.» (DONGBANG MEDICAL CO. LTD.)**,

настоящим официально и прямо заявляем, что:

1. Прилагаемый документ(-ы): «Инструкция по применению на медицинское изделие»

☒ Является достоверным и точным.

☐ Является точным переводом текста, составленного на корейском языке, и мы добросовестно полагаем, что он является достоверным и точным.

[Печать: «Нотариально-юридическая компания Дэхан Инк.», нотариус Кхвон Хёк Чжон]

08.05.2023 г.

Подпись _____

[Штамп: «ДОНГБАНГ Медикал Ко., ЛТД.»

/подпись/

ПРЕЗИДЕНТ КИМ КЕУН-СИК (KIM KEUN SIK)]

[Печать компании «ДОНГБАНГ Медикал Ко., ЛТД.»]

**«НОТАРИАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ ДЭХАН ИНК.»**

[Текст документа на корейском и английском языках идентичен]

Регистрационный номер: 2023 – 6561

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

ЧЖАНГ МЬОНГ СУ (JANG MYEONG SU),
поверенный президента «ДонгБанг Медикал Ко., Лтд.»
Ким Кеун-Сик,
явившийся ко мне, признал указанную
подпись доверителя на прилагаемой

ДЕКЛАРАЦИИ.

Настоящим засвидетельствовано 09 мая 2023 года в указанном офисе.

«Нотариально-юридическая компания Дэхан Инк.»
Относится к Прокуратуре центрального округа Сеула
ДэКван Билдинг, 3 этаж, 36 Донггьяк-дэро,
Сочхо-гу, Сеул, Корея

Нотариус

/подпись/

КХВОН ХЁК ЧЖОН (KHWON HYUK JUNG)

[Печать: Нотариально-юридическая компания «Дэхан Инк.», нотариус Кхвон Хёк Чжон]
[Печать: Нотариально-юридическая компания «Дэхан Инк.», нотариус Кхвон Хёк Чжон]

Настоящая нотариальная контора уполномочена Министром юстиции Республики Корея
предоставлять нотариальные услуги с 6 января 2010 года согласно закону № 11823.

ДэКван Билдинг, 3 этаж, 36 Донггьяк-дэро, Сочхо-гу, Сеул, Корея
Тел.: (02) 590-0900, факс: (02) 3477-0957

210 мм × 297 мм (Бланк с защитой) (1 категория) 70 г/м²

АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года)

1. Страна: Республика Корея [QR-код]
Настоящий официальный документ
2. подписан: КХВОН ХЁК ЧЖОН,
3. выступающим в качестве нотариуса,
4. скреплен печатью/штампом «НОТАРИАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
ДЭХАН ИНК.»

УДОСТОВЕРЕНО


Для проверки апостиля перейдите на указанный ниже веб-сайт
<https://www.apostille.go.kr>

5. в г. Сеул 6. 10.05.2023 г.
7. Министерством юстиции
8. за № ХХА2023У18N9СК
9. Печать/штамп 10. Подпись /подпись/
Кан Юн Чон (Kang Yun Jeong)

[Печать: Министерство юстиции, Республика Корея]

[Текст документа на русском языке]

Перевод данного текста выполнен переводчиком Малюшовой Анной Андреевной



Российская Федерация

Город Москва

Двадцать пятого июля две тысячи двадцать третьего года

Я, Ребрина Елена Дмитриевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Акимов Глеба Борисовича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Малюшовой Анны Андреевны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09 – н/77 – 2023 – 48-1930

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Е.Д. Ребрина



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 341 лист(-а, -ов).

ВРИО нотариуса: