



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАРОВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

На медицинское изделие

**Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения
"DONGBANG"**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Оримед" (ООО "Оримед"),
Россия, 107076, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское,
ул. Краснобогатырская, д. 89, стр. 1

Производитель

"Донг Банг Медикал Ко., Лтд.", Корея,
Dong Bang Medical Co., Ltd., 40&30, Saneopdanji-gil, Ungcheon-Eup, Boryeong-si,
Chungcheongnam-do (Chungnam), Korea

Место производства медицинского изделия

Dong Bang Medical Co., Ltd., 40&30, Saneopdanji-gil, Ungcheon-Eup, Boryeong-si,
Chungcheongnam-do (Chungnam), Korea

Номер регистрационного досье № РД-60388/104416 от 26.01.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.13.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 362 листах

приказом Росздравнадзора от 07 марта 2024 года № 1218
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0075583

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 1

На медицинское изделие

**Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения
"DONGBANG", варианты исполнения:**

1. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения
«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина
рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения
«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина
рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

3. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения
«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина
рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

4. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения
«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина
рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

5. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения
«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина
рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

6. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения
«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина
рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

7. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения
«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина
рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136501

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 2

8. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

9. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

10. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

11. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

12. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

13. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

14. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

15. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136502

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 3

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 16. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
 - инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 17. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
 - инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 18. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
 - инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 19. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
 - инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 20. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
 - инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 21. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
 - инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 22. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
 - инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 23. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136503

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 4

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

24. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

25. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

26. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

27. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

28. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

29. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

30. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136504

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 5

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 31. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 32. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 33. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 34. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 35. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 36. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 37. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 38. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136505

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 6

рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

39. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

40. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

41. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

42. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

43. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

44. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

45. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136506

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 7

46. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

47. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

48. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

49. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

50. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

51. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

52. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

53. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136507

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 8

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 54. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 55. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 56. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 57. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 58. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 59. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 60. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 61. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136508

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 9

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

62. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

63. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

64. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

65. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

66. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

67. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

68. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136509



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 10

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 69. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 70. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 71. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 72. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 73. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 74. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 75. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 76. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136510

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 11

рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

77. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

78. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

79. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

80. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

81. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

82. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

83. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



ДЮ. Павлюков

0136511

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 12

84. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

85. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

86. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

87. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

88. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

89. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

90. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

91. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136512

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 13

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 92. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
 - инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 93. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
 - инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 94. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
 - инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 95. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
 - инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 96. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
 - инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 97. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
 - инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 98. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
 - инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 99. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136513

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 14

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

100. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

101. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

102. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

103. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

104. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

105. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

106. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136514



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 15

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 107. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 108. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 109. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 110. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 111. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 112. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 113. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 114. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136515

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 16

рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

115. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

116. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

117. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

118. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

119. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

120. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

121. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136516

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 17

122. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

123. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

124. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

125. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

126. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

127. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

128. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

129. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136517

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 18

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 130. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 131. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 132. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 133. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 134. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 135. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 136. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 137. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136518

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 19

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

138. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

139. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

140. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

141. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

142. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

143. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

144. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136519

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 20

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

145. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

146. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

147. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

148. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

149. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

150. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

151. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

152. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136520

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 21

рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

153. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

154. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

155. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

156. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

157. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

158. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

159. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136521

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 22

160. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» со стальной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

161. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

162. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

163. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

164. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

165. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

166. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

167. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136522

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 23

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 168. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 169. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 170. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 171. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 172. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 173. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 174. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 175. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136523

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 24

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

176. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

177. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

178. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

179. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

180. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

181. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

182. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136524

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 25

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 183. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 184. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 185. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 186. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 187. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 188. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 189. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 190. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136525

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 26

длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

191. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

192. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

193. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

194. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

195. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

196. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

197. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136526

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 27

198. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

199. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

200. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

201. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

202. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

203. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

204. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

205. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136527

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 28

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 206. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 207. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 208. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 209. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 210. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 211. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 212. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 213. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136528

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 29

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

214. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

215. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

216. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

217. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

218. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

219. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

220. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136529

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 30

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 221. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 222. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 223. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 224. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 225. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 226. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 227. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 228. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136530

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 31

длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

229. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

230. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

231. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

232. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

233. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

234. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

235. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136531

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 32

236. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

237. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

238. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

239. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

240. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

241. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

242. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

243. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136532

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 33

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

244. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

245. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

246. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

247. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

248. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

249. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

250. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

251. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136533

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 34

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

252. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

253. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

254. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

255. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

256. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

257. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

258. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



ДЮ. Павлюков

0136534

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 35

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 259. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 260. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 261. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 262. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 263. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 264. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 265. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 266. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136535

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 36

длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

267. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

268. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

269. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

270. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

271. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

272. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

273. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136536

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 37

274. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

275. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

277. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

278. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

279. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

280. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

281. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

282. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136537

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 38

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 283. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 284. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 285. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 286. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 287. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 288. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 289. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 290. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136538



ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 39

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

291. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

292. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

293. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

294. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

295. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

296. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

297. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136539

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 40

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

298. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

299. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

300. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

301. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

302. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

303. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

304. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

305. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136540

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 41

длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

306. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

307. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

308. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

309. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

310. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

311. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

312. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136541

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 42

313. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

314. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

315. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

316. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

317. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

318. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:


- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

319. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

320. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136542

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 43

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 321. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 322. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 323. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 324. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 325. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 326. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 327. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 328. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136543

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 44

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

329. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

330. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

331. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

332. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

333. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

334. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

335. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136544

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 45

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 336. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 337. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 338. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 339. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 340. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 341. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 342. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 343. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136545

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 46

длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

344. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

345. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

346. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

347. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

348. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

349. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

350. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136546

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 47

351. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

352. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

353. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

354. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

355. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

356. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

357. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

358. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136547

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 48

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 359. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 360. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 361. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 362. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 363. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 364. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 365. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 366. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136548

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 49

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

367. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

368. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

369. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

370. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

371. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

372. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

373. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136549

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 50

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 374. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 375. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 376. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 377. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 378. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 379. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 380. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 381. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136550

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 51

длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

382. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

383. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

384. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

385. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

386. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

387. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

388. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136551

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 52

389. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

390. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

391. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

392. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

393. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

394. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

395. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

396. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136552



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 53

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 397. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 398. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 399. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 400. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 401. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 402. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 403. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 404. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136553

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 54

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

405. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

406. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

407. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

408. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

409. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

410. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

411. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136554

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 55

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 412. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 413. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 414. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 415. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 416. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 417. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 418. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 419. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136555

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 56

длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

420. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

421. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

422. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

423. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

424. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

425. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

426. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136556

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 57

427. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

428. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

429. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

430. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

431. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

432. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

433. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

434. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136557

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 58

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 435. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 436. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 437. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 438. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 439. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 440. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 441. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 442. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136558

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 59

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

443. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

444. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

445. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

446. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

447. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

448. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

449. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0136559



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 60

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 450. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 451. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 452. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 453. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 454. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 455. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 456. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 457. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136560

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 61

длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

458. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

459. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

460. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

461. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

462. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

463. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

464. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136561

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 62

465. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

466. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

467. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

468. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

469. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

470. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

471. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

472. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136562

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 63

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 473. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 474. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 475. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 476. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 477. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 478. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 479. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 480. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136563

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 64

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

481. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

482. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

483. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

484. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

485. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

486. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

487. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136564

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 65

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

488. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

489. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

490. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

491. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

492. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

493. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

494. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

495. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136565



ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 66

длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

496. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

497. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

498. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

499. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

500. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

501. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

502. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136566

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 67

503. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

504. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

505. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

506. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

507. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

508. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

509. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

510. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136567

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 68

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

511. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

512. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

513. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

514. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

515. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

516. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

517. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

518. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136568



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 69

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

519. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

520. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

521. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

522. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

523. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

524. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

525. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136569

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 70

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 526. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 527. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 528. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 529. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 530. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 531. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 532. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 533. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136570

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 71

длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

534. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

535. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

536. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

537. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

538. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

539. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

540. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136571

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 72

541. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

542. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

543. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

544. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

545. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

546. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

547. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

548. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136572

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 73

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

549. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

550. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

551. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

552. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

553. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

554. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

555. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

556. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136573

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 74

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

557. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

558. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

559. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

560. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

561. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

562. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

561. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136574

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 75

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

562. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

563. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

564. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

565. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

566. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

567. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

568. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

569. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136575

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 76

длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

570. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

571. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

572. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

573. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

574. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

575. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

576. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0136576

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 77

577 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

578. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

579. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

580. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

581. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

582. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

583. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

584. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136577

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 78

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

585. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

586. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

587. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

588. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

589. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

590. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

591. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

592. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136578

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 79

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

593. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

594. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

595. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

596. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

597. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

598. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

599. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136579

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 80

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 600. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 601. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 602. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 603. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 604. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 605. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 606. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 607. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136580

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 81

длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

608. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

609. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

610. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

611. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

612. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

613. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

614. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136581

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 82

615. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

616. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

617. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

618. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

619. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

620. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

621. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

622. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136582

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 83

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 623. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 624. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 625. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 626. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 627. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 628. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 629. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 630. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136583

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 84

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

631. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

632. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

633. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

634. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

635. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

636. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

637. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136584

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 85

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 638. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 639. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 640. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 641. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 642. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 643. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 644. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 645. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136585

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 86

длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

646. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

647. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

648. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

649. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

650. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

651. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

652. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0136586

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 87

653. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

654. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

655. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

656. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

657. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

658. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

659. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

660. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136587

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 88

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 661. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 662. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 663. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 664. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 665. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 666. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 667. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 668. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136588

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 89

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

669. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

670. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

671. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

672. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

673. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

674. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

675. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136589

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 90

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 676. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 677. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 678. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 679. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 680. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 681. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 682. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 683. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм,

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков



0136590

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 91

длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

684. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

685. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

686. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

687. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

688. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

689. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

690. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0136591

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 92

691. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

692. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

693. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

694. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

695. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

696. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

697. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

698. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136592

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 93

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 699. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 700. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 701. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 702. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 703. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 704. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 705. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 706. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136593

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 94

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

707. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

708. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

709. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

710. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

711. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

712. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

713. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136594



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 95

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 714. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 715. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 716. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 717. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 718. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 719. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 720. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 721. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136595

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 96

длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

722. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

723. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

724. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

725. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

726. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

727. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

728. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136596

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 97

729. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

730. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

731. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

732. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

733. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

734. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

735. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

736. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136597

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 98

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 737. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 738. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 739. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 740. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 741. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 742. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 743. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 744. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136598



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 99

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

745. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

746. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

747. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

748. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

749. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

750. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

751. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136599

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 100

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

752. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

753. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

754. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

755. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

756. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

757. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

758. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

759. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136600

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 101

длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

760. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

761. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

762. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

763. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

764. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

765. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

766. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136601

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 102

767. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

768. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

769. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

770. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

771. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

772. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

773. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

774. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136602

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 103

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 775. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 776. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 777. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 778. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 779. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 780. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 781. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 782. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136603

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 104

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

783. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

784. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

785. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

786. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

787. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

788. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

789. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136604

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 105

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 790. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 791. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 792. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 793. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 794. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 795. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 796. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 797. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136605

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 106

длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

798. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

799. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

800. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

801. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

802. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

803. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

804. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136606

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 107

805. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

806. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

807. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

808. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

809. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

810. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

811. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

812. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136607

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 108

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 813. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
 - инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 814. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
 - инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 815. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
 - инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 816. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
 - инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 817. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
 - инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 818. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
 - инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 819. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
 - инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 820. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136608

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 109

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

821. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

822. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

823. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

824. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

825. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

826. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

827. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136609

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 110

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

828. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

829. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

830. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

831. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

830. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

831. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

832. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

833. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136610



ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 111

длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

834. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

835. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

836. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

837. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

838. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

839. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

840. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0136611

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 112

841. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

842. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

843. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

844. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

845. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

846. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

847. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

848. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136612

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 113

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 849. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 850. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 851. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 852. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 853. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 854. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 855. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 856. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136613

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 114

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

857. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

858. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

859. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

860. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

861. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

862. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

863. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136614

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 115

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 864. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 865. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 866. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 867. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 868. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 869. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 870. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 871. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136615

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 116

длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

872. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

873. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

874. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

875. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

876. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

877. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

878. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136616

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 117

879. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

880. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

881. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

882. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

883. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

884. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

885. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

886. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136617

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 118

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 887. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 888. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 889. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 890. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 891. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 892. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 893. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 894. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136618

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 119

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

895. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

896. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

897. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

898. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

899. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

900. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

901. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0136619

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 120

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 902. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 903. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 904. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 905. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 906. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 907. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 908. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 909. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136620



ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 121

длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

910. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

911. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

912. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

913. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

914. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

915. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

916. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136621

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 122

917. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

918. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

919. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

920. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

921. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

922. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

923. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

924. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136622

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 123

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 925. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 926. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 927. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 928. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 929. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 930. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 931. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 932. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136623

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 124

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

933. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

934. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

935. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

936. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

937. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

938. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

939. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136624

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 125

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 940. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 941. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 942. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 943. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 944. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 945. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 946. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 947. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136625

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 126

длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

948. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

949. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

950. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

951. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

952. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

953. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

954. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0136626

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 127

955. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

956. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

957. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

958. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

959. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

960. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

961. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

962. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136627



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 128

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 963. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 964. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 965. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 966. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 967. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 968. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 969. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 970. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136628

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 129

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

971. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

972. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

973. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

974. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

975. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

976. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

977. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136629

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 130

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

978. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

979. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

980. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

981. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

982. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

983. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

984. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

985. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136630

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 131

длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

986. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

987. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

988. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

989. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

990. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

991. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

992. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136631

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 132

993. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

994. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

995. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

996. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

997. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

998. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

999. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1000. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136632



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 133

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1001. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1002. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1003. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1004. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1005. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1006. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1007. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1008. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136633

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 134

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1009. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1010. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1011. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1012. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1013. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1014. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1015. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136634



ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 135

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1016. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1017. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1018. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1019. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1020. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1021. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1022. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1023. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136635

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 136

длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1024. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1025. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1026. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1027. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1028. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1029. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1030. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0136636

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 137

1031. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1032. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1033. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1034. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1035. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1036. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1037. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1038. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136637

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 138

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1039. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1040. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1041. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1042. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1043. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1044. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1045. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1046. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136638

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 139

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1047. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1048. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1049. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1050. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1051. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1052. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1053. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136639

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 140

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1054. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1055. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1056. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1057. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1058. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1059. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1060. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1061. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136640



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 141

длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1062. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1063. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1064. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1065. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1066. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1067. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1068. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136641

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 142

1069. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1070 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1071. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1072. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1073. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1074. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1075. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1076. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136642

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 143

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1077. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1078. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1079. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1080. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1081. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1082. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1083. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1084. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136643

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 144

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1085. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1086. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1087. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1088. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1089. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1090. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1091. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0136644

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 145

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1092. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1093. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1094. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1095. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1096. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1097. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1098. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1099. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136645

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 146

длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1100. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1101. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1102. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1103. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1104. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1105. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1106. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136646

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 147

1107. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1108. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1109. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1110. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1111. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1112. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1113. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1114. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136647

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 148

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1115. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1116. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1117. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1118. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1119. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1120. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1121. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1122. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136648

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 149

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1123. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1124. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1125. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1126. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1127. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1128. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1129. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136649

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 150

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1130. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1131. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1132. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1133. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1134. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1135. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1136. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1137. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136650

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 151

длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1138. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1139. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1140. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1141. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1142. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1143. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1144. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136651

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 152

1145. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1146. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1147. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1148. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1149. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1150. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1151. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1152. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136652

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 153

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1153. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1154. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1155. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1156. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1157. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1158. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1159. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1160. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136653

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 154

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1161. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1162. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1163. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1164. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1165. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1166. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1167. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136654



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 155

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1168. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1169. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1170. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1171. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1172. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1173. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1174. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1175. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136655



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 156

длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1176. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1177. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1178. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1179. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1180. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1181. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1182. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136656

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 157

1183. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1184. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1185. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1186. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1187. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1188. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1189. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1190. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136657

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 158

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1191. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1192. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1193. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1194. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1195. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1196. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1197. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1198. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136658

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 159

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1199. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1200. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1201. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1202. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1203. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1204. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1205. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136659

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 160

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1206. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1207. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1208. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1209. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1210. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1211. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1212. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1213. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136660

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 161

длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1214 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения
«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм,
длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1215. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения
«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм,
длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1216. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения
«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм,
длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1217. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения
«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм,
длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1218. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения
«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм,
длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1219. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения
«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм,
длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1220. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения
«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм,
длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136661

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 162

1221. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1222. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1223. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1224. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1225. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1226. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1227. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1228. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136662

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 163

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1229. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1230. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1231. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1232. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1233. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1234. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1235. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1236. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136663

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 164

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1237. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1238. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1239. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1240. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1245. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1246. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1247. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136664

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 165

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1248. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1249. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1250. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1251. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1252. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1253. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1254. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1255. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136665

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 166

длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1256. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1257. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1258. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1259. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1260. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1261. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1262. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136666

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 167

1263. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1264. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1265. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1266. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1267. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1268. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1269. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1270. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136667

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 168

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1271. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1272. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1273. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1274. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1275. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1276. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1277. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1278. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136668

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 169

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1279. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1280. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1281. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1282. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1283. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1284. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1285. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136669

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 170

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1286. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1287. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1288. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1289. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1290. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1291. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1292. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1293. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136670

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 171

длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1294. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1295. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1296. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1297. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1298. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1299. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1300. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0136671

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 172

1301. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1302. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1303. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1304. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1305. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1306. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1307. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1308. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136672

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 173

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1309. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1310. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1311. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1312. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1313. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1314. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1315. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1316. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136673

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 174

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1317. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1318. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1319. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1320. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1321. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1322. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1323. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136674

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 175

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1324. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1325. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1326. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1327. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1328. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1329. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1330. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1331. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136675

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 176

длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1332. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1333. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1334. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1335. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1336. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1337. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1338. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136676

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 177

1339. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1340. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1345. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1346. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1347. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1348. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1349. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1350. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136677

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 178

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1351 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1352. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1353. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1354. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1355. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1356. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1357. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1358. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136678

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 179

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1359. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1360. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1361. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1362. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1363. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1364. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1365. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136679

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 180

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1366 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1367. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1368. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1369. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1370. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1371. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1372. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1373. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136680

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 181

длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1374. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1375. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1376. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1377. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1378. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1379. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1380. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136681

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 182

1381. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1382. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1383. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1384. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1385. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1386. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1387. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1388. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

ДЮ. Павлюков



0136682

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 183

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1389. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1390. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1391. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1392. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1393. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1394. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1395. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1396. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136683

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 184

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1397. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1398. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1399. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1400. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1401. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1402. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1403. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136684

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 185

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1404. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1405. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1406. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1407. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1408. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1409. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1410. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1411. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136685



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 186

длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1412. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1413. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1414. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1415. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1416. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1417. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1418. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0136686

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 187

1419. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1420. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1421. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1422. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1423. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1424. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1425. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1426. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136687

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 188

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1427. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1428. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1429. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1430. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1431. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1432. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1433. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1434. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136688



ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 189

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1435. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1436. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1437. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1438. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1439. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1440. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1441. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136689

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 190

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1442. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1443. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1444. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1445. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1446. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1447. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1448. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1449. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136690

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 191

длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1450. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1451. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1452. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1453. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1454. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1455. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1456. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0136691

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 192

1457. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1458. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1459. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1460. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1461. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1462. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1463. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1464. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136692

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 193

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1465. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1466. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1467. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1468. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1469. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1470. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1471. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1472. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136693

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 194

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1473. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1474. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1475. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1476. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1477. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1478. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1479. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136694

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 195

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1480. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1481. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1482. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1483. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1484. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1485. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1486. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1487. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136695

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 196

длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1488. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1489. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1490. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1491. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1492. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1493. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1494. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136696

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 197

1495. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1496. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1497. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1498. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1499. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1500. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1501. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1502. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136697

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 198

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1503. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1504. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1505. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1506. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1507. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1508. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1509. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,14 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1510. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136698

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 199

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1511. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1512. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1513. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1514. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1515. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1516. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1517. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0136699

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 200

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1518. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1519. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1520. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1521. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1522. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1523. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1524. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1525. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136700

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 201

длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1526. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1527. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1528. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1529. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1530. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1531. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1532. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136782

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 202

1533. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1534. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1535. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1536. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1537. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1538. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1539. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1540. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136783

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 203

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1541. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1542. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1543. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1544. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1545. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1546. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1547. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1548. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136784

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 204

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1549. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1550. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1551. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1552. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1553. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1554. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1555. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0136785

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 205

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1556. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1557. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1558. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1559. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1560. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1561. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1562. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1563. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136786

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 206

длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1564. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1565. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1566. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1567. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1568. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1569. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1570. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0136787

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 207

1571. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1572. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1573. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1574. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1575. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1576. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1577. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1578. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136788

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 208

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1579. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1580. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1581. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1582. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1583. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1584. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1585. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1586. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136789

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 209

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1587. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1588. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1589. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1590. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1591. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1592. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1593. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136790



ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 210

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1594. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1595. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1596. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1597. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1598. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1599. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1600. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1601. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136791

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 211

длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1602. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1603. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1604. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1605. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,15 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1606. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1607. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1608. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136792

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 212

1609. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1610. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1620. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1621. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1622. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1623. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1624. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1625. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136793

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 213

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1626. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1627. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1628. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1629. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1630. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1631. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1632. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1633. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136794

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 214

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1634. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1635. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1636. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1637. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1638. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1639. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1640. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136795

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 215

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1641. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1642. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1643. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1644. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1645. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1646. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1647. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1648. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136796

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 216

длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1649. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1650. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1651. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1652. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1653. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1654. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1655. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136797

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 217

1656. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1657. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1658. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1659. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1660. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1661. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1662. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1663. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136798



ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 218

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1664. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1665. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1666. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1667. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1668. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1669. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1670. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1671. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136799

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 219

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1672. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1673. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1674. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1675. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1676. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1677. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1678. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136800

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 220

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1679. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1680. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1681. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1682. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1683. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1684. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1685. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1686. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136733

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 221

длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1687. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1688. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1689. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1690. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1691. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1692. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1692. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136734

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 222

1693. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1694. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1695. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1696. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1697. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1698. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1699. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1700. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136735

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 223

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1701. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1702. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1703. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1704. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1705. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1706. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1707. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1708. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136736

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 224

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1709. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,16 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1710. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1711. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1712. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1713. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1714. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1715. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136737

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 225

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1716. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1717. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1718. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1719. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1720. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1720. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1721. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1722. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136738

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 226

длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1723. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1724. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1725. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1726. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1727. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1728. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1728. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136739

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 227

1728. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1729. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1730. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1731. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1732. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1733. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1734. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1735. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136740

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 228

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1736. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1737. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1738. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1739. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1740. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1741. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1742. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1743. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136741

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 229

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1744. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1745. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1746. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1747. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1748. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1749. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1750. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0136742

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 230

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1751. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1752. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1753. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1754. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1755. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1756. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1757. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1758. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136743

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 231

длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1759. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1760. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1761. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1762. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1763. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1764. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1765. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136744

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 232

1766. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1767. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1768. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1769. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1770. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1771. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1772. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1773. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136745

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 233

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1774. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1775. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1776. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1777. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1778. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1779. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1780. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1781. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136746



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 234

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1782. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1783. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1784. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1785. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1786. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1787. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1788. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136747



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 235

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1789. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1790. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1791. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1792. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1793. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1794. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1795. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1796. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136748

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 236

длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1797. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1798. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1799. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1800. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1801. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1802. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1803. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136749

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 237

1804. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1805. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1806. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1807. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1808. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1809. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1810. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1811. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136750

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 238

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1812. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1813. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1814. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1815. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1816. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1817. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1818. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1819. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136751



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 239

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1820. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1821. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1822. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1823. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1824. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1825. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1826. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0136752

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 240

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1827. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1828. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1829. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1830. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1831. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1832. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1833. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1834. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136770



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 241

длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1835. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1836. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1837. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1838. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1839. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1840. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1841. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136771

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 242

1842. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1843. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1844. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1845. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1846. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1847. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1848. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1849. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136772

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 243

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1850. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1851. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1852. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1853. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1854. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1855. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1856. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1857. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136773

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 244

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1858. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1859. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1860. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1861. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1862. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1863. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1864. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136774



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 245

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1865. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1866. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1867. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1868. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1869. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1870. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1871. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1872. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136775



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 246

длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1873. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1874. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1875. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1876. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1877. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1878. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1879. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136776

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 247

1880. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1881. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1882. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1883. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1884. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1885. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1886. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1887. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136777

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 248

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1888. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1889. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1890. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1891. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1892. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1893. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1894. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1895. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136778

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 249

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1896. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1897. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1898. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1899. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1900. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1901. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1902. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136779

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 250

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1903. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1904. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1905. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1906. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1907. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1908. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1909. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1910. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136780

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 251

длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1911. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1912. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1913. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1914. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1915. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1916. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1917. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136781

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 252

1918. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1919. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1920. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1921. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1922. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1923. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1924. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1925. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136801

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 253

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1926. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1927. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1928. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1929. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1930. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1931. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1932. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1933. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136802



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 254

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1934. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1935. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1936. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1937. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1938. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1939. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1940. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136803

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 255

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1941. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1942. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1943. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1944. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1945. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1946. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1947. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1948. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136804

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 256

длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1949. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1950. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1951. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1952. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1953. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1954. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1955. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136805



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 257

1956. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1957. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1958. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1959. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1960. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1961. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1962. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1963. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136806

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 258

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1964. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1965. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1966. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1967. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1968. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1969. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1970. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1971. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136807

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 259

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1972. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1973. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1974. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1975. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1976. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1977. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1978. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0136808

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 260

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1979. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1980. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1981. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1982. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1983. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1984. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1985. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1986. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136809

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 261

длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1987. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1988. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1989. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1990. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1991. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1992. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1993. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136810

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 262

1994. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1995. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1996. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1997. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1998. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

1999. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2000. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2001. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136811

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 263

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2002. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2003. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2004. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2005. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2006. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2007. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2008. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2009. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136812

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 264

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2010. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2011. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2012. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2013. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2014. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2015. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2016. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0136813

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 265

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2017. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2018. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2019. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2020. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2021. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2022. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2023. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2024. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136814

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 266

длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2025. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2026. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2027. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2028. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2029. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2030. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2031. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136815

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 267

2032. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2033. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2034. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2035. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2036. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2037. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2038. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2039. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136816

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 268

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2040. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2041. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2042. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2043. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2044. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2045. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2046. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2047. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136817

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 269

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2048. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2049. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2050. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2051. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2052. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2053. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2054. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136818

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 270

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2055. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2056. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2057. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2058. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2059. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2060. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2061. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2062. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136819

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 271

длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2063. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2064. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2065. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2066. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2067. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2068. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2069. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136820

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 272

2070. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2071. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2072. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2073. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2074. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2075. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2076. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2077. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136821



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 273

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2078. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2079. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2080. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2081. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2082. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2083. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2084. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2085. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136822

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 274

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2086. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2087. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2088. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2089. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2090. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,29 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2091. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2092. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136823

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 275

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2093. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2094. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2095. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2096. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2097. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2098. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2099. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2100. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136824

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 276

длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2101. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2102. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2103. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2104. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2105. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2106. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2107. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136825

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 277

2108. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2109. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2110. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2111. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2112. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2113. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2114. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2115. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136826

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 278

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2116. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2117. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2118. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2119. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2120. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2121. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2122. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2123. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136827

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 279

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2124. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2125. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2126. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2127. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2128. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2129. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2130. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136828

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 280

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2131. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2132. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2133. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2134. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2135. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2136. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2137. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2138. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136829

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 281

длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2139. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2140. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2141. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2142. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2143. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2144. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2145. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136830

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 282

2146. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2147. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2148. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2149. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2150. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2151. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2152. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2153. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136831

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 283

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2154. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2155. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2156. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2157. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2158. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2159. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2160. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2161. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136832

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 284

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2162. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2163. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2164. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2165. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2166. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2167. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2168. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136833

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 285

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2169. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2170. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2171. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2172. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2173. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2174. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2175. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2176. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136834

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 286

длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2177. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2178. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2179. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2180. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2181. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2182. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2183. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136835

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 287

2184. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2185. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2186. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,30 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2187. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2188. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2189. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2190. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2191. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136836

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 288

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2192. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2193. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2194. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2195. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2196. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2197. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2198. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2199. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136837

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 289

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2200. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2201. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2202. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2203. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2204. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2205. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2206. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136838

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 290

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2207. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2208. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2209. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2210. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2211. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2212. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2213. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2214. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136839

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 291

длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2215. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2216. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2217. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2218. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2219. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2220. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2221. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136840

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 292

2222. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2223. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2224. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2225. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2226. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2227. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2228. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2229. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136841

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 293

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2230. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2231. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2232. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2233. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2234. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2235. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2236. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2237. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136842

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 294

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2238. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2239. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2240. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2411. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2242. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2243. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2244. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


Д.Ю. Павлюков

0136843

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 295

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2245. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2246. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2247. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2248. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2249. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2250. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2251. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2252. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136844

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 296

длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2253. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2254. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2255. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2256. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2257. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2258. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2259. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136845

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 297

2260. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2261. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2262. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2263. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2264. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2265. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2266. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2267. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136846

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 298

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2268. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2269. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2270. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2271. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2272. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2273. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2274. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2275. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136847

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 299

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2276. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2277. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2278. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2279. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2280. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2281. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2282. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136848

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 300

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2283. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2284. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2285. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2286. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2287. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2288. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2289. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2290. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136849

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 301

длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2291. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2292. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2293. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2294. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2295. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2296. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2297. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136850

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 302

2298. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2299. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2300. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2301. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2302. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2303. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2303. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2304. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136851

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 303

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2305. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2306. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2307. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2308. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2309. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2310. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2311. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2312. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136852

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 304

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2313. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2314. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2315. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2316. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2317. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,33 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2318. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2320. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136853

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 305

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2321. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2322. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2323. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2324. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2325. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2326. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2327. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2328. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136854

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 306

длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2329. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2330. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2331. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2332. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2333. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2334. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2335. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136855

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 307

2336. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2337. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2338. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2339. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2340. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2341. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2342. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2343. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136856

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 308

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2344. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2345. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2346. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2347. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2348. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2349. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2350. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2351. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136857

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 309

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2352. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2353. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2354. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2355. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2356. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2357. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2358. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136858

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 310

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2359. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2360. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2361. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2362. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2363. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2364. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2365. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2366. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136859



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 311

длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2367. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2368. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2369. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2370. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2371. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2372. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2373. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136860

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 312

2374. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2375. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2376. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2377. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2378. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,35 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2379. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2380. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2381. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136861

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 313

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2382. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2383. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2384. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2385. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2386. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2387. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2388. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2388. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136862

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 314

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2389. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2390. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2391. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2392. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2393. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2394. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2395. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136863



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 315

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2396. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2397. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2398. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2399. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2400. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2401. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2402. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2403. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136864

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 316

длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2404. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2405. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2406. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2407. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2408. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2409. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2410. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136865

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 317

2411. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2412. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2413. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2414. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2415. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2416. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2417. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2418. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136866



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 318

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2419. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2420. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2420. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2421. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2422. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 1164. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, с направителем, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2423. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2424. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136867

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 319

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2425. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2426. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2427. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2428. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2429. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2430. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2431. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136868

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 320

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2432. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2433. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2434. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2435. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2436. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2437. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2438. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2439. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136869

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 321

длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2440. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2441. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2442. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2443. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2444. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2445. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2446. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136870

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 322

2447. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2448. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2449. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2450. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2451. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2452. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2453. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2454. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136871

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 323

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2455. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2456. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2457. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2458. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2459. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2460. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2461. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2462. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136872

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 324

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2463. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2464. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2465. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2466. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2467. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2468. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2469. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136873

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 325

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2470. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2471. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,40 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2472. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2473. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2474. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2475. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2476. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2477. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136874

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 326

длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2478. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2479. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2480. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2481. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2482. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2483. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2484. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136875

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 327

2485. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2486. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2487. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2488. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2489. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2490. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2491. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2492. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136876

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 328

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2493. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2494. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2495. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2496. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2497. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2498. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2499. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2500. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136877



ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 329

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2501. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2502. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2503. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2504. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2505. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2506. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2507. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0136878

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 330

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2508. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2509. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2510. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2511. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2512. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2513. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2514. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2515. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136879

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 331

длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2516. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2517. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2518. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2519. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2520. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2521. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2522. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136880

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 332

2523. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2524. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2525. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2526. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2527. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2528. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2529. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2530. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136881

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 333

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2531. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2532. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2533. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2534. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2535. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2536. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2537. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2538. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136882

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 334

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2539. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2540. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2541. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2542. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2543. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2544. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2545. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136883

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 335

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2546. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2547. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2548. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2549. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2550. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2551. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2552. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2553. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136884

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 336

длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2554. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2555. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2556. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2557. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2558. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2559. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2560. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136885

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 337

2561. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2562. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2563. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2564. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2565. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2566. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2567. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,45 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2568. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136886

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 338

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2569. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2570. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2571. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2572. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2573. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2574. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2575. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2575. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136887

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 339

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2576. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2577. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2578. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2579. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2580. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2581. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2582. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136888

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 340

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2583. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2584. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2585. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2586. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2587. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2588. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2589. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2590. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136889

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 341

длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2591. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2592. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2593. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2594. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2595. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2596. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2597. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136890

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 342

2598. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2599. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2600. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2601. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2602. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2603. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2604. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2605. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136912

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 343

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2606. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2607. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2608. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2609. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2610. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2611. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2612. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2613. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136913

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 344

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2614. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2615. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2616. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2617. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2618. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2619. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2620. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136914

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 345

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2621. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2622. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2623. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2624. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2625. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2626. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2627. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2628. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136915

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 346

длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2629. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2630. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2631. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2632. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2633. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2634. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2635. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136916

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 347

2636. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2637. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2638. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2639. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2640. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2641. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 8 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2642. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 10 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2643. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 13 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136917

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 348

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2644. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 15 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2645. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 20 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2646. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 25 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2647. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 30 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2648. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 33 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2649. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 35 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2649. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 38 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2650. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136918

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 349

«DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 40 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2651. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 45 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2652. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2653. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 55 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2654. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 60 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2655. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 65 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2656. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 70 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2657. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 75 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136919

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 350

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2658 Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 90 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2659. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 105 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2660. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 120 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2661. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с посеребренной рукояткой, без направителя, диаметр иглы: 0,50 мм, длина рабочей части иглы: 135 мм, в составе:
 - иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2662. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с плоской заточкой, пластиковой рукояткой и защитной трубкой, диаметр иглы: 0,5 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2663. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с плоской заточкой, пластиковой рукояткой и защитной трубкой, диаметр иглы: 0,5 мм, длина рабочей части иглы: 80 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2664. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с плоской заточкой, пластиковой рукояткой и защитной трубкой, диаметр иглы: 1,0 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2665. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с плоской заточкой, пластиковой рукояткой и защитной трубкой,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136920

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 351

диаметр иглы: 1,0 мм, длина рабочей части иглы: 80 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2666. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с плоской заточкой, пластиковой рукояткой и защитной трубкой, диаметр иглы: 0,5 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2667. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с плоской заточкой, пластиковой рукояткой и защитной трубкой, диаметр иглы: 0,5 мм, длина рабочей части иглы: 80 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2668. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с плоской заточкой, пластиковой рукояткой и защитной трубкой, диаметр иглы: 1,0 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2669. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с плоской заточкой, пластиковой рукояткой и защитной трубкой, диаметр иглы: 1,0 мм, длина рабочей части иглы: 80 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2670. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с плоской заточкой, пластиковой рукояткой и защитной трубкой, диаметр иглы: 0,5 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2671. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с плоской заточкой, пластиковой рукояткой и защитной трубкой, диаметр иглы: 0,5 мм, длина рабочей части иглы: 80 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2672. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с плоской заточкой, пластиковой рукояткой и защитной трубкой, диаметр иглы: 1,0 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136921

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 352

2673. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с плоской заточкой, пластиковой рукояткой и защитной трубкой, диаметр иглы: 1,0 мм, длина рабочей части иглы: 80 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2674. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с плоской заточкой, пластиковой рукояткой и защитной трубкой, диаметр иглы: 0,5 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2675. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с плоской заточкой, пластиковой рукояткой и защитной трубкой, диаметр иглы: 0,5 мм, длина рабочей части иглы: 80 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2676. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с плоской заточкой, пластиковой рукояткой и защитной трубкой, диаметр иглы: 1,0 мм, длина рабочей части иглы: 50 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2677. Иглы акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG» с плоской заточкой, пластиковой рукояткой и защитной трубкой, диаметр иглы: 1,0 мм, длина рабочей части иглы: 80 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2678. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2679. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2680. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136922

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 353

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2681. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2682. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2683. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2684. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2685. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2686. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2687. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:
- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2688. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136902

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 354

применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2689. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2690. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2691. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2692. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2693. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2694. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2695. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136903

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 355

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2696. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2697. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2698. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2699. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2700. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2701. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2702. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:
 - иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2703. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136904

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 356

иглы: 1,5 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2704. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2705. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2706. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2707. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2708. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2709. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2800. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136905

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 357

2801. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2802. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2803. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2804. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2805. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2806. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,18 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2807. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2808. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136906



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 358

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2809. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,20 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2810. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2811. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2812. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,22 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2813. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 1,0 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2814. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 1,5 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2815. Микроиглы-кнопки акупунктурные стальные стерильные однократного применения на пластыре «DONGBANG», диаметр иглы: 0,25 мм, длина рабочей части иглы: 2,0 мм, в составе:
- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2816. Микроиглы-шпалки акупунктурные стальные стерильные однократного

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0136907

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 359

применения «DONGBANG», диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 3 мм, в составе:

- иглы 50 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2817. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 50 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2818. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 50 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2819. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 3 мм, в составе:

- иглы 50 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2820. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 50 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2821. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 50 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2822. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 3 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2823 Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 100 шт. в уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136908

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 360

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2824. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2825. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 3 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2826. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2827. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
 - иглы 100 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2828. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 3 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2829. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2830. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:
 - иглы 200 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.
- 2831. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 3 мм, в

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0136909

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года № РЗН 2023/20965

Лист 361

составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2832. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2833. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 200 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2834. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 3 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2835. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2836. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2837. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 3 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2838. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;

- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0136910

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2024 года

№ РЗН 2023/20965

Лист 362

2839. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 500 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2840. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 3 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2841. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2842. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», диаметр иглы: 0,12мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2843. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 3 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2844. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 5 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в уп.

2845. Микроиглы-шпажки акупунктурные стальные стерильные однократного применения «DONGBANG», диаметр иглы: 0,14мм, длина рабочей части иглы: 7 мм, в составе:

- иглы 1000 шт. в уп.;
- инструкция по применению - 1 шт. в упаковке.

2

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0136911