



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 11 июня 2024 года № РЗН 2024/22874

На медицинское изделие

**Материал шовный хирургический нерассасывающийся с иглами
атравматическими и без игл**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Мед" (ООО "АМС-Мед"),
Россия, 109147, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский,
ул. Рогожский вал, д. 10, помещ. 182**

Производитель

**"ДЕМОФОРИУС ЛИМИТЕД", Кипр,
DEMOPHORIUS LIMITED, Arch. Makariou III 196, 3030, Limassol, Cyprus**

Место производства медицинского изделия

DEMOPHORIUS LIMITED, Arch. Makariou III 196, 3030, Limassol, Cyprus

Номер регистрационного досье № РД-60629/107265 от 05.02.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 21.20.24.120

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 11 листах

приказом Росздравнадзора от 11 июня 2024 года № 346
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.В. Пархоменко

0077657

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 11 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22874

Лист 1

На медицинское изделие

Материал шовный хирургический нерассасывающийся с иглами
атравматическими и без игл, в вариантах исполнения:

1. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ШЕЛК (SILK) плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см.
2. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ШЕЛК (SILK) плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колющей иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.
3. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ШЕЛК (SILK) плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колющими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.
4. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ШЕЛК (SILK) плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.
5. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ШЕЛК (SILK) плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.
6. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ШЕЛК (SILK) плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной обратно-режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.
7. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ШЕЛК (SILK) плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя обратно-режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.
8. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ШЕЛК (SILK) плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0150343



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22874

Лист 2

длинной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колюще-режущей (таперкат) иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

9. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ШЕЛК (SILK) плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длинной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колющережущими (таперкат) иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

10. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ШЕЛК (SILK) плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длинной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной шпательной иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

11. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ШЕЛК (SILK) плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длинной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя шпательными иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

12. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИПРОПИЛЕН (POLYPROPYLENE) моно, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длинной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см.

13. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИПРОПИЛЕН (POLYPROPYLENE) моно, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длинной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колющей иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

14. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИПРОПИЛЕН (POLYPROPYLENE) моно, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длинной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колющими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

15. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИПРОПИЛЕН (POLYPROPYLENE) моно, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длинной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0141056

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22874

Лист 3

16. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИПРОПИЛЕН (POLYPROPYLENE) моно, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

17. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИПРОПИЛЕН (POLYPROPYLENE) моно, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной обратно-режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

18. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИПРОПИЛЕН (POLYPROPYLENE) моно, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя обратно-режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

19. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИПРОПИЛЕН (POLYPROPYLENE) моно, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колюще-режущей (таперкат) иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

20. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИПРОПИЛЕН (POLYPROPYLENE) моно, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колюще-режущими (таперкат) иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

21. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИПРОПИЛЕН (POLYPROPYLENE) моно, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной шпательной иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

22. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИПРОПИЛЕН (POLYPROPYLENE) моно, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя шпательными иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

23. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИЭСТЕР

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0150342

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 11 июня 2024 года № РЗН 2024/22874

Лист 4

(POLYESTER) плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см.

24. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИЭСТЕР

(POLYESTER) плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колющей иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

25. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИЭСТЕР

(POLYESTER) плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колющими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

26. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИЭСТЕР

(POLYESTER) плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

27. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИЭСТЕР

(POLYESTER) плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

28. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИЭСТЕР

(POLYESTER) плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной обратно-режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

29. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИЭСТЕР

(POLYESTER) плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя обратно-режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

30. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИЭСТЕР

(POLYESTER) плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колюще-режущей (таперкат) иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0141058

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22874

Лист 5

мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

31. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИЭСТЕР (POLYESTER) плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колюще-режущими (таперкат) иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

32. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИЭСТЕР (POLYESTER) плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной шпательной иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

33. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИЭСТЕР (POLYESTER) плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя шпательными иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

34. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), моно, неокрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см.

35. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), моно, неокрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колющей иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

36. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), моно, неокрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колющими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

37. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), моно, неокрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

38. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), моно, неокрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1;

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0141059

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 июня 2024 года № РЗН 2024/22874

Лист 6

1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

39. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), моно, неокрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной обратно-режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

40. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), моно, неокрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя обратно-режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

41. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), моно, неокрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колюще-режущей (таперкат) иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

42. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), моно, неокрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колюще-режущими (таперкат) иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

43. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), моно, неокрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной шпательной иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

44. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), моно, неокрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя шпательными иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

45. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), моно, окрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0141060

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 июня 2024 года № РЗН 2024/22874

Лист 7

46. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), моно, окрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колющей иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.
47. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), моно, окрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колющими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.
48. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), моно, окрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.
49. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), моно, окрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.
50. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), моно, окрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной обратно-режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.
51. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), моно, окрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя обратно-режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.
52. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), моно, окрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колюще-режущей (таперкат) иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.
53. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



В. Пархоменко

0141061

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22874

Лист 8

(POLYAMIDE), моно, окрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колюще-режущими (таперкат) иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

54. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), моно, окрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной шпательной иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

55. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), моно, окрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя шпательными иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

56. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), плетеный, неокрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см.

57. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), плетеный, неокрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колющей иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

58. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), плетеный, неокрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колющими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

59. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), плетеный, неокрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

60. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), плетеный, неокрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0141062

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22874

Лист 9

режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

61. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), плетеный, неокрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной обратно-режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

62. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), плетеный, неокрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя обратно-режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

63. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), плетеный, неокрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колюще-режущей (таперкат) иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

64. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), плетеный, неокрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колюще-режущими (таперкат) иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

65. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), плетеный, неокрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной шпательной иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

66. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), плетеный, неокрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя шпательными иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

67. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см.

68. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0141063

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 11 июня 2024 года № РЗН 2024/22874

Лист 10

(POLYAMIDE), плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колющей иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

69. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колющими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

70. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

71. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

72. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной обратно-режущей иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

73. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя обратно-режущими иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

74. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной колюще-режущей (таперкат) иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

75. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1;

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0141064

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22874

Лист 11

1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя колюще-режущими (таперкат) иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

76. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с одной шпательной иглой атравматической в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутой на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

77. Материал шовный хирургический нерассасывающийся ПОЛИАМИД (POLYAMIDE), плетеный, окрашенный, метрических размеров 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6, с длиной нити от 13,0 - 400,0 см с шагом 1 см, с двумя шпательными иглами атравматическими в составе длиной от 6,0 мм до 60,0 мм с шагом 1,00 мм, изогнутыми на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$.

Эксплуатационная документация: инструкция по применению - 1 шт.



Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0141065