



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 мая 2024 года

№ РЗН 2021/13852

На медицинское изделие

Мешки патологоанатомические по ТУ 32.50.50-001-43623579-2020

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Техника и технологии
производственных процессов" (ООО "Техпро"), Россия,
455026, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. имени газеты Правда, д. 22**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "Техника и технологии
производственных процессов" (ООО "Техпро"), Россия,
455026, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. имени газеты Правда, д. 22**

Место производства медицинского изделия

**ООО "Техпро", Россия, 455026, Челябинская обл., г. Магнитогорск,
ул. имени газеты Правда, д. 22, помещ. 5**

Номер регистрационного досье № РД-60975/4269 от 20.02.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.50.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 11 листах

приказом Росздравнадзора от 20 мая 2024 года № 2890
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0078749

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 мая 2024 года

№ РЗН 2021/13852

Лист 1

На медицинское изделие

Мешки патологоанатомические по ТУ 32.50.50-001-43623579-2020,
варианты исполнения изделий:

I - Мешок патологоанатомический термосваренный (прошитый), с разрезом по верхнему торцу, без застежки, без ручек, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

II - Мешок патологоанатомический термосваренный (прошитый), с разрезом посередине лицевой стороны, с нахлестом, без застежки, без ручек, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

III - Мешок патологоанатомический термосваренный (прошитый), с разрезом посередине лицевой стороны, с нахлестом, без застежки, с усиленными прорубными ручками, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

IV - Мешок патологоанатомический термосваренный (прошитый), с разрезом посередине лицевой стороны, с нахлестом, с застежкой, без ручек, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

V - Мешок патологоанатомический термосваренный (прошитый), с разрезом посередине лицевой стороны, с нахлестом, с застежкой, с усиленными прорубными ручками, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142045

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 мая 2024 года

№ РЗН 2021/13852

Лист 2

полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

VI - Мешок патологоанатомический прошитый технической лентой, с разрезом посередине лицевой стороны, с нахлестом, без застежки, без ручек, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

VII - Мешок патологоанатомический прошитый технической лентой, с разрезом посередине лицевой стороны, с нахлестом, без застежки, с усиленными прорубными ручками, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

VIII - мешок патологоанатомический прошитый технической лентой, с разрезом посередине лицевой стороны, с нахлестом, без застежки, с ручками из технической ленты, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

IX - Мешок патологоанатомический прошитый технической лентой, с разрезом посередине лицевой стороны, с нахлестом, с застежкой, без ручек, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142046

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 мая 2024 года

№ РЗН 2021/13852

Лист 3

держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

X - Мешок патологоанатомический прошитый технической лентой, с разрезом посередине лицевой стороны, с нахлестом, с застежкой, с усиленными прорубными ручками, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XI - Мешок патологоанатомический прошитый технической лентой, с разрезом посередине лицевой стороны, с нахлестом, с застежкой, с ручками из технической ленты, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XII - Мешок патологоанатомический термосваренный (прошитый), с разрезом посередине лицевой стороны, с застежкой, без ручек, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XIII - Мешок патологоанатомический термосваренный (прошитый), с разрезом посередине лицевой стороны, с застежкой, с усиленными прорубными ручками, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XIV - Мешок патологоанатомический прошитый технической лентой, с разрезом посередине лицевой стороны, с застежкой, без ручек, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142047

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 мая 2024 года

№ РЗН 2021/13852

Лист 4

мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XV - Мешок патологоанатомический прошитый технической лентой, с разрезом посередине лицевой стороны, с застежкой, с усиленными прорубными ручками, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XVI - Мешок патологоанатомический прошитый технической лентой, с разрезом посередине лицевой стороны, с застежкой, с ручками из технической ленты, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XVII - Мешок патологоанатомический термосваренный (прошитый), с боковым разрезом, без застежки, без ручек, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XVIII - Мешок патологоанатомический термосваренный (прошитый), с боковым разрезом, без застежки, с усиленными прорубными ручками, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XIX - Мешок патологоанатомический термосваренный (прошитый), с боковым

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142048

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 мая 2024 года

№ РЗН 2021/13852

Лист 5

разрезом, с застежкой, без ручек, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.
XX - Мешок патологоанатомический термосваренный (прошитый), с боковым разрезом, с застежкой, с усиленными прорубными ручками, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XXI - Мешок патологоанатомический прошитый технической лентой, с боковым разрезом, без застежки, без ручек, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XXII - Мешок патологоанатомический прошитый технической лентой, с боковым разрезом, без застежки, с усиленными прорубными ручками, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XXIII - Мешок патологоанатомический прошитый технической лентой, с боковым разрезом, без застежки, с ручками из технической ленты, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142049

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 мая 2024 года

№ РЗН 2021/13852

Лист 6

держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XXIV - мешок патологоанатомический прошитый технической лентой, с боковым разрезом, с застежкой, без ручек, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XXV - Мешок патологоанатомический прошитый технической лентой, с боковым разрезом, с застежкой, с усиленными прорубными ручками, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XXVI - Мешок патологоанатомический прошитый технической лентой, с боковым разрезом, с застежкой, с ручками из технической ленты, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XXVII - Мешок патологоанатомический тип книжка, с разрезом с трех сторон, с застежкой с трех сторон, без ручек, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XXVIII - Мешок патологоанатомический термосваренный (прошитый), с разрезом по середине лицевой стороны, с застежкой, с подвернутыми торцами, с усиленными прорубными ручками, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм; длина рабочей части от 300 до 2800 мм с шагом 10 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142050

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 мая 2024 года

№ РЗН 2021/13852

Лист 7

дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XXIX - Мешок патологоанатомический термосваренный (прошитый), с С - образным разрезом лицевой стороны, с С - образной застежкой, с подвернутыми торцами, с усиленными прорубными ручками, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм; длина рабочей части от 300 до 2800 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XXX - мешок патологоанатомический с четырех сторон прошитый технической лентой, с разрезом посередине лицевой стороны, с застежкой, с ручками из технической ленты, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XXXI - мешок патологоанатомический термосваренный (прошитый), с фальцами, с разрезом посередине лицевой стороны, с застежкой, без ручек, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм; глубина фальца от 50 до 300 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XXXII - Мешок патологоанатомический термосваренный (прошитый), с фальцами, с разрезом посередине лицевой стороны, с застежкой, с усиленными прорубными ручками, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм; глубина фальца от 50 до 300 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0142051

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 мая 2024 года

№ РЗН 2021/13852

Лист 8

держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XXXIII - Мешок патологоанатомический прошитый технической лентой, с фальцами, с разрезом посередине лицевой стороны, с застежкой, без ручек, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм; глубина фальца от 50 до 300 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XXXIV - Мешок патологоанатомический прошитый технической лентой, с фальцами, с разрезом посередине лицевой стороны, с застежкой, с усиленными прорубными ручками, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм; глубина фальца от 50 до 300 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XXXV - Мешок патологоанатомический прошитый технической лентой, с фальцами, с разрезом посередине лицевой стороны, с застежкой, с ручками из технической ленты, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм; глубина фальца от 50 до 300 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XXXVI - Мешок патологоанатомический термосваренный (прошитый), с фальцами, с разрезом посередине лицевой стороны, с застежкой, с подвернутыми торцами, с усиленными прорубными ручками, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм; длина рабочей части от 300 до 2800 мм с шагом 10 мм; глубина фальца от 50 до 300 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142052

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 мая 2024 года

№ РЗН 2021/13852

Лист 9

XXXVII - Мешок патологоанатомический термосваренный (прошитый), с фальцами, с боковым разрезом, без застежки, без ручек, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм; глубина фальца от 50 до 300 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XXXVIII - Мешок патологоанатомический термосваренный (прошитый), с фальцами, с боковым разрезом, с застежкой, без ручек, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм; глубина фальца от 50 до 300 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XXXIX - Мешок патологоанатомический термосваренный (прошитый), с фальцами, с боковым разрезом, без застежки, с усиленными прорубными ручками, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм; глубина фальца от 50 до 300 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XL - Мешок патологоанатомический термосваренный (прошитый), с фальцами, с боковым разрезом, с застежкой, с усиленными прорубными ручками, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм; глубина фальца от 50 до 300 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XLI - Мешок патологоанатомический прошитый технической лентой, с фальцами, с боковым разрезом, без застежки, без ручек, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142053

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 мая 2024 года

№ РЗН 2021/13852

Лист 10

шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм; глубина фальца от 50 до 300 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознавания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XLII - Мешок патологоанатомический прошитый технической лентой, с фальцами, с боковым разрезом, с застежкой, без ручек, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм; глубина фальца от 50 до 300 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознавания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XLIII - Мешок патологоанатомический прошитый технической лентой, с фальцами, с боковым разрезом, без застежки, с усиленными прорубными ручками, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм; глубина фальца от 50 до 300 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознавания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XLIV - Мешок патологоанатомический прошитый технической лентой, с фальцами, с боковым разрезом, с застежкой, с усиленными прорубными ручками, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм; глубина фальца от 50 до 300 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознавания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.

XLV - Мешок патологоанатомический прошитый технической лентой, с фальцами, с боковым разрезом, без застежки, с ручками из технической ленты, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм; глубина фальца от 50 до 300 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142054

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 мая 2024 года

№ РЗН 2021/13852

Лист 11

прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.
XLVI - мешок патологоанатомический прошитый технической лентой, с фальцами, с боковым разрезом, с застежкой, с ручками из технической ленты, материал: пленка ПВД толщина от 100 до 250 мкм с шагом 5 мкм; нетканое полотно (ламинированное нетканое полотно), плотность от 40 до 200 г/м² с шагом 5 г/м², размеры: ширина от 500 до 2000 мм с шагом 10 мм; длина от 500 до 3000 мм с шагом 10 мм; глубина фальца от 50 до 300 мм с шагом 10 мм, дополнительно может иметь полиэтиленовые тоннели, на тыльной стороне изделия, сплошные ручки из технической ленты на тыльной стороне изделия, прозрачный карман для сопроводительных документов, прозрачное окно для опознания, пластиковые держатели, 1 - 30 штук в упаковке.
Принадлежности:

1. Ручка из технической ленты (для изделий с тоннелями).
2. Инструкция по эксплуатации.

2

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0142055