

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «Альфа-Медика»



П.В. Козлов
«07» июня 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса
Модели: А-21, А-23, PRO-30, PRO-33, PRO-35, PRO-36, MED-53, MED-55,
А-27, PRO-39, MED-57



Рис. 1 Внешний вид модели А-21 (вид спереди)



Рис. 2 Внешний вид модели A-21 (вид сзади)

Рис. 3 Этикетка модели А-21

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
артериального давления
и частоты пульса

REF A-21

B.Well

■ B.Well Swiss AG (Би.Велл Свисс АГ),
Банхофштрассе 24, 9443 Виднау, Швейцария

Батареи: 4 x 1.5V  типа AA

SN

382303001





Рис. 4 Внешний вид коробки модели A-21



Рис. 5 Внешний вид модели А-23 (вид спереди)



Рис. 7 Этикетка модели A-23

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
артериального давления
и частоты пульса

REF A-23

B.Well

■ B.Well Swiss AG (Би.Велл Свисс АГ),
Банхофштрассе 24, 9443 Виднау, Швейцария
Сетевой адаптер: 6V --- 600mA
Батареи: 4 x 1.5V --- типа AA

SN

382303001





B.Well+

С заботой о каждом

- ✓ ПАМЯТЬ ДЛЯ ДВУХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
- ✓ РАССЧИТАЕТ СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ
- ✓ ВЫЯВИТ АРИТМИЮ НА РАННЕЙ СТАДИИ
- ✓ ДАТА И ВРЕМЯ
- ✓ УВЕЛИЧЕННАЯ МАНЖЕТА



A-23 ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
артериального давления и частоты пульса.
Автоматический



Рис. 8 Внешний вид коробки модели A-23




Рис. 9 Внешний вид модели PRO-30 (вид спереди)



Рис. 10 Внешний вид модели PRO-30 (вид сзади)

Рис. 11 Этикетка модели PRO-30



B.Well

С заботой о каждом

PRO-30

Тонومتر полуавтоматический
медицинский

Высокая точность
измерения



Шкала
давления



Индикатор
аритмии



Манжета по
форме руки



 PRO

 MED

 TECHNO

Рис. 12 Внешний вид коробки модели PRO-30




Рис. 13 Внешний вид модели PRO-33 (вид спереди)



Рис. 14 Внешний вид модели PRO-33 (вид сзади)

Рис. 15 Этикетка модели PRO-33



B.Well

С заботой о каждом

PRO-33

Тонометр автоматический
медицинский

Высокая точность
измерения



22-42
CM

Манжета



Умный
выбор



Простое
управление



Индикатор
аритмии



ОДОБРЕНО*
КАРДИОЛОГАМИ

B.WELL
SWISS
CONTROLLED

 **PRO**

 **MED**

 **TECHNO**

Рис. 16 Внешний вид коробки модели PRO-33




Рис. 17 Внешний вид модели PRO-35 (вид спереди)



Рис. 18 Внешний вид модели PRO-35 (вид сзади)

Рис. 19 Этикетка модели PRO-35



ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
артериального давления
и частоты пульса

REF PRO-35 B.Well

■ B.Well Swiss AG,
(Би.Велл Свисс АГ), Швейцария
Батареи: 4 x 1.5V типа AAA
Сетевой адаптер: 6V 600 mA

IP20



SN

382305021

B.Well

С заботой о каждом

PRO-35

Тонометр автоматический
медицинский

Высокая точность
и анализ измерения



22-42
CM

Манжета


Шкала
давления


Память


Индикатор
аритмии


ОДОБРЕНО*
КАРДИОЛОГАМИ

 **B.WELL**
SWISS
CONTROLLED

 **PRO**

 **MED**

 **TECHNO**

Рис. 20 Внешний вид коробки модели PRO-35




Рис. 21 Внешний вид модели PRO-36 (вид спереди)



Рис. 22 Внешний вид модели PRO-36 (вид сзади)

Рис. 23 Этикетка модели PRO-36

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
артериального давления
и частоты пульса

REF

PRO-36

B.Well

B.Well Swiss AG,
(Би.Велл Свисс АГ), Швейцария

Батареи: 4 x 1.5V  типа AAA
Сетевой адаптер: 6V  600 mA

SN

382305021

IP20



0044



B.Well

С заботой о каждом

PRO-36

Тонometr автоматический
медицинский

Высокая точность
измерения




Говорящий



Шкала
давления



Индикатор
аритмии



Универсальная
манжета по форме руки



 PRO

 MED

 TECHNO

Рис. 24 Внешний вид коробки модели PRO-36



Рис. 25 Внешний вид модели MED-53 (вид спереди)



Рис. 26 Внешний вид модели MED-53 (вид сзади)

Рис. 27 Этикетка модели MED-53

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
артериального давления
и частоты пульса

REF MED-53 **B.Well**

■ **B.Well Swiss AG** (Би.Велл Свисс АГ),
Банхофштрассе 24, 9443 Виднау, Швейцария
Сетевой адаптер: 6V --- 600 mA
Батареи: 4 x 1.5V --- типа AAA

SN 432300001

IP21



0044

B.Well

С заботой о каждом

MED-53

Тонومتر автоматический
медицинский

Точный
и современный




Подсветка
дисплея



Дневник
измерений



Индикатор
аритмии



Универсальная
манжета по форме руки



PRO

MED

TECHNO

Рис. 28 Внешний вид коробки модели MED-53



Рис. 29 Внешний вид модели MED-55 (вид спереди)



Рис. 30 Внешний вид модели MED-55 (вид сзади)

Рис. 31 Этикетка модели MED-55

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
артериального давления
и частоты пульса

REF

MED-55

B.Well

■ B.Well Swiss AG (Би.Велл Свисс АГ),
Банхофштрассе 24, 9443 Виднау, Швейцария

Сетевой адаптер: 6V --- 600 mA
Батареи: 4 x 1.5V --- типа AAA

SN

432300001

IP21



0044

B.Well

С заботой о каждом

MED-55

Тонومتر автоматический
медицинский

Интеллектуальное
измерение



ОДОБРЕНО

Российским
кардиологическим
обществом

Тройной
контроль




Micro USB




Дневник
измерений



Дисплей-
светофор



Универсальная
манжета по форме руки



PRO

MED

TECHNO

Рис. 32 Внешний вид коробки модели MED-55




Рис. 33 Внешний вид модели А-27 (вид спереди)



Рис. 34 Внешний вид модели А-27 (вид сзади)

Рис. 35 Этикетка модели А-27



ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
артериального давления
и частоты пульса

REF A-27

B.Well

 **B.Well Swiss AG** (Би.Велл Свисс АГ),
Банхофштрассе 24, 9443 Виднау, Швейцария

SN

382303001



Батареи: 2 x 1.5V  типа AAA



Рис. 36 Внешний вид коробки модели A-27



Рис. 37 Внешний вид модели PRO-39 (вид спереди)



Рис. 38 Внешний вид модели PRO-39 (вид сбоку)

Рис. 39 Маркировка модели PRO-39

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
артериального давления
и частоты пульса

REF

PRO-39

B.Well

■ B.Well Swiss AG (Би.Велл Свисс АГ),
Банхофштрассе 24, 9443 Виднау,
Швейцария

Батареи: 2 x 1.5V  типа AAA

SN

382303001



IP22



  0044





Рис. 40 Внешний вид коробки модели PRO-39



Рис. 41 Внешний вид модели MED-57 (вид спереди)



Рис. 42 Внешний вид модели MED-57 (вид сбоку)

Рис. 43 Маркировка модели MED-57





Рис. 44 Внешний вид коробки модели MED-57



Рис. 45 Манжета на плечо размера S-M с воздушной трубкой и L-образным коннектором




Рис. 46 Манжета на плечо размера М с воздушной трубкой и L-образным коннектором



Рис. 47 Манжета на плечо размера M-L с воздушной трубкой и L-образным коннектором



Рис. 48 Манжета конусная на плечо размера S-M с воздушной трубкой и L-образным коннектором



Рис. 49 Манжета конусная на плечо размера M-L с воздушной трубкой и L-образным коннектором для моделей A-21, A-23, PRO-30, PRO-33, PRO-35, PRO-36



Рис. 50 Манжета конусная на плечо размера М-Л с воздушной трубкой и L-образным коннектором для моделей MED-53, MED-55



Рис. 51 Манжета (14,0-19,5 см) на запястие



Рис.52 Манжета (13,5-21,5 см) на запястие



Рис. 53 Нагнетатель с воздушными трубками и Т-образным коннектором



Рис.54 Внешний вид пневмокамеры



Рис. 55 Элементы питания типа АА



Рис. 56 Элементы питания типа AAA




Рис. 57 Сетевой адаптер (модель AD-155) для моделей А-21, А-23, PRO-33, PRO-35, PRO-36




Рис. 58 Сетевой USB адаптер (модель AD-53/55) для моделей MED-53, MED-55



Рис. 59 USB кабель для моделей MED-53, MED-55



Рис. 60 Сумка для хранения для моделей A-21, A-23, PRO-30, PRO-33, PRO-35, PRO-36



Рис. 61 Сумка для хранения для моделей MED-53, MED-55



Рис. 62 Футляр для хранения для моделей А-27, PRO-39, MED-57

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН В.WELL

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(заполняется торговым предприятием)

Модель / Model: _____

Серийный номер / SN: _____

Дата продажи:

« ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись продавца: _____

Печать фирмы продавца

Изделие во всех режимах проверялось в присутствии покупателя:

Подпись покупателя: _____

Рис. 63 Гарантийный талон




Рис. 64 Пример внешнего вида инструкции по эксплуатации

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Альфа-Медика»



П.В. Козлов
«11» апреля 2024 г.

МАКЕТЫ УПАКОВКИ

Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса
Модели: А-21, А-23, PRO-30, PRO-33, PRO-35, PRO-36, MED-53, MED-55,
А-27, PRO-39, MED-57

Опись макетов

- Стр.4 Макет потребительской упаковки А-21
- Стр.5 Макет потребительской упаковки А-23 (вариант 1)
- Стр.6 Макет потребительской упаковки А-23 (вариант 2)
- Стр.7 Макет потребительской упаковки PRO-30 (вариант 1)
- Стр.8 Макет потребительской упаковки PRO-30 (вариант 2)
- Стр.9 Макет потребительской упаковки PRO-33 (вариант 1)
- Стр.10 Макет потребительской упаковки PRO-33 (вариант 2)
- Стр.11 Макет потребительской упаковки PRO-33 (вариант 3)
- Стр.12 Макет потребительской упаковки PRO-33 (вариант 4)
- Стр.13 Макет потребительской упаковки PRO-33 (вариант 5)
- Стр.14 Макет потребительской упаковки PRO-33 (вариант 6)
- Стр.15 Макет потребительской упаковки PRO-33 (вариант 7)
- Стр.16 Макет потребительской упаковки PRO-35 (вариант 1)
- Стр.17 Макет потребительской упаковки PRO-35 (вариант 2)
- Стр.18 Макет потребительской упаковки PRO-35 (вариант 3)
- Стр.19 Макет потребительской упаковки PRO-35 (вариант 4)
- Стр.20 Макет потребительской упаковки PRO-35 (вариант 5)
- Стр.21 Макет потребительской упаковки PRO-35 (вариант 6)
- Стр.22 Макет потребительской упаковки PRO-35 (вариант 7)
- Стр.23 Макет потребительской упаковки PRO-36 (вариант 1)
- Стр.24 Макет потребительской упаковки PRO-36 (вариант 2)
- Стр.25 Макет потребительской упаковки MED-53 (вариант 1)
- Стр.26 Макет потребительской упаковки MED-53 (вариант 2)
- Стр.27 Макет потребительской упаковки MED-53 (вариант 3)
- Стр.28 Макет потребительской упаковки MED-53 (вариант 4)
- Стр.29 Макет потребительской упаковки MED-53 (вариант 5)
- Стр.30 Макет потребительской упаковки MED-55 (вариант 1)
- Стр.31 Макет потребительской упаковки MED-55 (вариант 2)
- Стр.32 Макет потребительской упаковки MED-55 (вариант 3)
- Стр.33 Макет потребительской упаковки MED-55 (вариант 4)
- Стр.34 Макет потребительской упаковки А-27 (вариант 1)
- Стр.35 Макет потребительской упаковки А-27 (вариант 2)
- Стр.36 Макет потребительской упаковки PRO-39 (вариант 1)
- Стр.37 Макет потребительской упаковки PRO-39 (вариант 2)

Стр.38 Макет потребительской упаковки MED-57 (вариант 1)

Стр.39 Макет потребительской упаковки MED-57 (вариант 2)

Стр.40 Проект макета транспортной упаковки

Стр.41-43 Дополнительная расшифровка информации на представленных макетах



A-21

Тонometr автоматический медицинский




Увеличенная манжета 22-36 см

С заботой о здоровье

GB_A-21_RU_1024

Качество и точность подтверждены



Тонометр прошел первичную поверку для подтверждения метрологических характеристик — уверенность в точности результатов каждого прибора



Гарантия 3 года — надежный производитель с долгосрочной историей



Медицинский тонометр с Регистрационным удостоверением Росздравнадзора — проверенное качество и безопасность



A-21

Тонометр автоматический медицинский



увеличенная манжета 22-36 см

Точное измерение в одно касание



A-21 Тонометр автоматический медицинский

Измеряйте правильно!



- ✓ Спина прямая
- ✓ Манжета на уровне сердца
- ✓ Рука без одежды
- ✓ Ноги на полу, не скрещены

Перед измерением

- ✗ Не курите
- ✗ Не ешьте
- ✗ Не нервничайте
- ✗ Не напрягайтесь физически

A-21

	RU	ENG
	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса Модель A-21 Автоматический	Automatic digital blood pressure monitor Model A-21
	Индикатор аритмии — раннее выявление нарушений сердечного ритма	Irregular heart beat indicator
	Увеличенный размер манжеты 22-36 см — подойдет большинству пользователей	Enlarged cuff size 22-36 cm — fits most users
	Шкала-подсказка уровня давления — поможет понять свой результат	Blood pressure level indicator
	Память с датой и временем на 60 измерений — полноценный мониторинг давления	Memory for up to 60 measurements with date and time — comprehensive pressure monitoring
	Крупные цифры на большом дисплее	Large screen
	Комплектация: Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса модель A-21, манжета размер M для обхвата плеча 22-36 см, батарейки тип AA — 4 шт., инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, сумка для хранения	Set: Digital blood pressure monitor model A-21, cuff size M for upper arm 22-36 cm, AA batteries — 4 pcs, instruction manual in Russian, warranty card, storage bag

Официальный импортер, уполномоченная производителем организация, принимающая претензии:

АО "Альфа-Медика" 125493, РФ, г. Москва, ул. Авангардная д.3, пом.1, эт.4, офис 2402.



С заботой о здоровье

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса модель A-21
Автоматический прибор


Производитель:
B. Weill Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland
Би Велл Швейцария AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Виднау, Швейцария
Место производства:
Andon Health Co., Ltd., No. 3 Jinqing Street, YaAn Road, Nankai District
Tianjin, 300190 China, Андон Хэлс Ко., Лтд., №3 Джинцзинг Стрит,
ЙаАн Роуд, Нанкай Дистрикт Тяндзин, 300190 Китай
Сделано в Китае

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2016/4964 от 16.11.2018 г.



4 батарейки тип AA - 1,5V

Прибор может не соответствовать
аналогичным образцам



B. Well
С заботой о каждом

A-23

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса. Автоматический



GB_A23_RU_1024

B. Well
С заботой о каждом



Индикатор аритмии – раннее выявление нарушений сердечного ритма



Рассчитывает среднее значение последних трех измерений



Память для двух пользователей по 60 измерений



Прибор показывает текущие дату и время



Шкала уровня артериального давления позволит оценить результат и отнести его к нормальному, либо к гипертонии 1, 2 и 3 степени



Увеличенная манжета 22-36 см



Тонometr помогает контролировать артериальную гипертензию – основной фактор риска развития инсульта



A-23 ТОНОМЕТР АВТОМАТИЧЕСКИЙ

✓ ПРОШЕЛ
КЛИНИЧЕСКИЕ
ИСПЫТАНИЯ

B. Well
С заботой о каждом

- ✓ ПАМЯТЬ ДЛЯ ДВУХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
- ✓ РАССЧИТАЕТ СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ
- ✓ ВЫЯВИТ АРИТМИЮ НА РАННЕЙ СТАДИИ
- ✓ ДАТА И ВРЕМЯ
- ✓ УВЕЛИЧЕННАЯ МАНЖЕТА



A-23 ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ артериального давления и частоты пульса. Автоматический



B. Well
С заботой о каждом

A-23

ТОНОМЕТР АВТОМАТИЧЕСКИЙ



Уровень давления – важнейший показатель состояния здоровья. Чтобы сохранять отличное самочувствие и активность на долгие годы, необходимо контролировать артериальное давление.


Автоматический тонометр A-23 измеряет давление с высокой точностью, имеет расширенный набор функций и удобен в использовании.

Позаботьтесь о своем здоровье!

B. Well
С заботой о каждом

A-23

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА. АВТОМАТИЧЕСКИЙ



Прибор имеет клинически испытанный алгоритм измерения артериального давления, что обеспечивает высокую точность результата



В комплекте:

Манжета M для обхвата руки 22-36 см

Сетевой адаптер

4 батарейки типа AA

Мягкая сумка для хранения



7 640156 395341

Бесплатная горячая линия
8 800 200 33 22

Официальный интернет-магазин производителя
организация, применяющая претензии: АО «Альфа-Медика»
125493, РФ, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 3,
пом. 1, стр. 6, этаж 2402. www.bwell-swiss.ru

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса модель A-23
Автоматический прибор

B. Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland
Б.Велл Свисс АГ, Банхофштрассе 24, 9443 Виднау, Швейцария
Место производства: Андон Хэлс Ко. Лтд., № 3, Джинпинг Стрит,
ЙаАн Роуд, Нанкай Дистрикт Тяндзин, 300190 Китай

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2016/4964 от 16.11.2018 г.



10-30°C
30-35°C
4 батарейки типа AA-1.5V
Сетевой адаптер: 6V, 600 mА

Прибор может не соответствовать изобразлению на упаковке

Сделано в Китае

ТОНОМЕТР

АВТОМАТИЧЕСКИЙ

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса A-23



GB_A-23_RU_Apr_0424

ТОНОМЕТР

АВТОМАТИЧЕСКИЙ

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса A-23



Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса A-23

- ✓ ПАМЯТЬ ДЛЯ ДВУХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
- ✓ РАССЧИТАЕТ СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ
- ✓ ВЫЯВИТ АРИТМИЮ НА РАННЕЙ СТАДИИ
- ✓ ДАТА И ВРЕМЯ
- ✓ УВЕЛИЧЕННАЯ МАНЖЕТА

Бесплатная горячая линия

8 800 200 33 22

Официальный импортер, уполномоченная производителем организация, принимающая претензии: АО «Альфа-Медика» 125493, РФ, г. Москва, ул. Авангардная д. 3, пом. 1, эт. 4, офис 2402. www.bwell-swiss.ru

Уровень давления – важнейший показатель состояния здоровья. Чтобы сохранять отличное самочувствие и активность на долгие годы, необходимо контролировать артериальное давление.

Автоматический тонометр A-23 измеряет давление с высокой точностью, имеет расширенный набор функций и удобен в использовании.

Позаботьтесь о своем здоровье!



Прибор имеет клинически испытанный алгоритм измерения артериального давления, что обеспечивает высокую точность результата

В комплекте:



- Манжета М для обхвата руки 22-36 см
- Сетевой адаптер
- 4 батарейки типа АА
- Мягкая сумка для хранения



Сделано в Китае
Прибор может не соответствовать требованиям на упаковке
4 батарейки типа АА 1.5V
Сетевой адаптер: 0V, 500 mA
Температура: 10-40°C
Влажность: 30-80%

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса, модель A-23
Автоматический прибор
Производитель: B. Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland
Бл. Велл Свисс АГ, Банхофштрассе 24, 9443 Виднау, Швейцария
Место производства: Андон Халс Ко. Лтд. № 3, Джунинг Стрит, ЯнАн Роуд, Нанкай Дистрикт Тяньцзинь, 300190 Китай

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2016/4964 от 16.11.2018 г.

[illegible]

B.Well 
С заботой о каждом

PRO-33
Тонometr автоматический медицинский



Умный выбор Простое управление Индикатор аритмии

B.WELL SWISS CONTROLLED

GB_PRO-33_ML_HY_KZ_RU_1024

B.Well 
С заботой о каждом

PRO-33
Тонometr автоматический медицинский

Комплектация

- Конусная манжета M-L для обхвата руки 22-42 см
- Сетевой мини-адаптер в комплекте
- В комплекте 4 батареи типа AAA
- Удобная мягкая сумка для хранения

НУ
Цилиндрический и цифровой дисплей PRO-33

КЗ
Артериальное давление и частота пульса измеряются автоматически. Аритмия индикатор – жужжание, звуковой сигнал. Кол. пульса в минуту высвечивается на дисплее. Манжетка имеет мягкую сумку для хранения. Сетевой мини-адаптер – батарейки.

Бесплатная горячая линия
8 800 200 33 22

Организация, принимающая на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции:
Представительство в Республике Казахстан:
ТОО «ДИОМЕД», Алматы, ул. Чкаловского, д. 22, оф. 211
тел.: +7 (727) 233 57 21.

B.Well 
С заботой о каждом

PRO-33
Тонometr автоматический медицинский

Высокая точность измерения

22-42 см Манжета



Умный выбор Простое управление Индикатор аритмии

ОДОБРЕНО* КАРДИОЛОГАМИ

B.WELL SWISS CONTROLLED

B.Well 
С заботой о каждом

Разработка, проверка и контроль производства продукта осуществляются B.Well Swiss AG, Швейцария. Применяемая система контроля Swiss гарантирует высокое качество, долговечность и безопасность всего семейства продуктов компании B.Well.

10 ЛЕТ
Среднее обслуживание

Компания берет на себя обязательства по бесплатному сервисному обслуживанию приборов торговой марки B.Well в течение 10 лет.

PRO линия
Медицинские приборы линии PRO – простые в использовании, при этом они профессионально и качественно выполняют все необходимые функции по профилактике, лечению и контролю за здоровьем ваших близких.

MED линия
Линия MED представлена приборами с расширенными функциями. Они позволяют применять современные методы диагностики, профилактики и лечения, а также осуществлять всесторонний мониторинг состояния здоровья близких вам людей.

TECHNO линия
Приборы линии TECHNO используют преимущества современных высоких технологий. Поэтому они наиболее эффективны и дают принципиально новые возможности, помогая проявлять заботу о каждом члене семьи.

*Тонометры B.Well одобрены Российским кардиологическим обществом

B.Well 
С заботой о каждом

PRO-33
Тонometr автоматический медицинский

Классический алгоритм измерения. При выпуске воздуха из манжеты. Комфортное измерение, точный результат.

Интеллектуальный алгоритм измерения. При выпуске воздуха из манжеты. Комфортное измерение, точный результат.

Универсальная манжета по форме руки гарантирует комфортное и точное измерение.

Могут использовать люди разной комплекции.

Индикатор аритмии – раннее выявление нарушений сердечного ритма.

Простое управление одной кнопкой.

10 ЛЕТ
Среднее обслуживание

PRO MED TECHNO

PRO

• Организация, принимающая на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции:
Представительство в Республике Казахстан:
ТОО «ДИОМЕД», Алматы, ул. Чкаловского, д. 22, оф. 211
тел.: +7 (727) 233 57 21.

MED

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса, модель PRO-33
Цилиндрический и цифровой дисплей PRO-33
Артериальное давление и частота пульса измеряются автоматически. Аритмия индикатор – жужжание, звуковой сигнал. Кол. пульса в минуту высвечивается на дисплее. Манжетка имеет мягкую сумку для хранения. Сетевой мини-адаптер – батарейки.

Производитель: B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland
Би Велл Свисс АГ, Банхофштрассе 24, 9443 Виднау, Швейцария
Место производства: Андон Хэлс Ко., Лтд., № 3, Джинпинг Стрит, ЯнАн Роуд, Нанкай Дистрикт Тианджин, 300190 Китай

IP20

10°C – 40°C ПРИМЕНЕНИЕ
-20°C – 70°C ХРАНЕНИЕ

TECHNO

*Тыңшушылардан өнім сапасы туралы түскен шағымдарды Қазақстан Республикасы аумағында қабылдайтын ұйымның атауы және некеңсесі: Қазақстан Республикасындағы өкілдігі:
«ДИОМЕД» ЖШС, Алматы, Чкаловский көшесі, 22-үй, 211-кеңсе
тел.: +7 (727) 233 57 21.

PRO MED TECHNO

Сделано в Китае / Китайская Республика
9443 Widnau, Switzerland
B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24,
9443 Виднау, Швейцария
«Дистрибутор»
от 18.05.2022 г.
на территории РК: РК-МТ-15/0161691
/ Регистрационное удостоверение
КР: 01611.018
от 16.11.2018 г.
на территории РФ: № РЗН 2016/9964
4 батарейки типа ААА, 1.5V
Сетевой адаптер, 6V, 600 мА
Прибор может не соответствовать изображению на упаковке

7 640156 939136 7



Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса **PRO-33**
Цилиндрический корпус с тонким корпусом **PRO-33**
Автоматический прибор / Автоматический прибор **PRO-33**
Автоматический прибор / Автоматический прибор

Түтінудың салдарынан өнім сапасы туралы түскен шағымдарды Қазақстан Республикасы аумағында қабылдайтын ұйымның атауы және негізгі жайы: Қазақстан Республикасындағы өкілдігі;
«Diotmed» ЖШС, Алматы, Чайковский көшесі,
22-үй, 211-көңсе
тел.: +7 (727) 233 57 21.

[illegible]

B.Well 
с заботой о каждом

тонометр
автоматический
медицинский
PRO-33



PRO
SM
PRO
TECHNO

GB PRO-33 S-M RU 0404

B.Well 
с заботой о каждом

комплектация

 Конусная манжета на плечо
 Батарейки типа AAA – 4шт.
 Сумка для хранения

RU
Автоматический прибор для измерения артериального давления. Высокая точность измерения. Индикатор аритмии – раннее выявление нарушения сердечного ритма. Манжета по форме руки для комфортного и точного измерения. Простое управление одной кнопкой. Память последнего измерения. Классический алгоритм измерения при выпуске воздуха из манжеты. Мягкая сумка-чехол для хранения.

EN
Automatic Blood Pressure Monitor. High measurement accuracy. An arrhythmia indicator – early detection of irregular heartbeat. A snug and well-fitting cuff for comfortable and accurate measurement. Simple one-button operation. Storage of the most recent measurement in the memory. The classic algorithm of measurement when releasing air from the cuff. Soft storage bag.

KZ
Артериалық қысым мен тапсыр соғу жиілігін өлшеуге арналған аспап. Автоматты. Аритмия индикаторы – жүрек соғу ықпалының бұзылыстарын ерте анықтауға. Қол пыясы бойынша жасалған мейкілгі және дәл өлшеуге арналған манжет. Бір батырмамен оңай басқарылады. Соңғы өлшеу жадыда сақталады. Манжеттен ауа шығару барысында дәстүрлі өлшеу алгоритмі. Сақтауға арналған жұмсақ қундақ. Сөмке.

HY
Артериал қысымы мен тапсыр соғу жиілігін өлшеу PRO-33. Автоматтық. Аритмия индикаторы – жүрек соғу ықпалының бұзылыстарын ерте анықтауға. Қол пыясы бойынша жасалған мейкілгі және дәл өлшеуге арналған манжет. Бір батырмамен оңай басқарылады. Соңғы өлшеу жадыда сақталады. Манжеттен ауа шығару барысында дәстүрлі өлшеу алгоритмі. Сақтауға арналған жұмсақ қундақ. Сөмке.

B.Well 
с заботой о каждом

тонометр
автоматический
медицинский
PRO-33



ОДОБРЕНО
РОССИЙСКИЙ
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ
ОБЩЕСТВОМ

PRO
SM
PRO
TECHNO

B.Well 
с заботой о каждом

Разработка, проверка и контроль производства продукта осуществляют B.Well Swiss AG (Швейцария). Принадлежащая система контроля Swiss гарантирует высокое качество, долговечность и безопасность всего семейства продуктов компании B.Well.

PRO линия
Медицинские приборы линии PRO – простые в использовании, при этом они профессионально и качественно выполняют все необходимые функции по профилактике, лечению и контролю за здоровьем ваших близких. PRO medical devices are easy to use, professional high-quality devices intended for prophylaxis, treatment and control of your family's health.

MED линия
Линия MED представлена приборами с расширенными функциями. Они позволяют применять современные методы диагностики, профилактики и лечения, а также осуществлять всесторонний мониторинг состояния здоровья близких вам людей. MED series comprises devices with advanced functions. They enable you to apply up-to-date diagnostic methods, prophylaxis and treatment as well as conduct overall health monitoring for your family.

TECHNO линия
Приборы линии TECHNO используют преимущества современных высоких технологий. Поэтому они наиболее эффективны и дают принципиально новые возможности, позволяя проявлять заботу о каждом члене семьи. TECHNO devices have the advantages of state of the art technologies. That is why they are highly efficient devices that offer breakthrough opportunities enabling you to care for every member of your family.

Компания берет на себя обязательства по бесплатному сервисному обслуживанию приборов торговой марки B.Well в течение 10 лет. Бесплатная горячая линия
8 800 200 33 22

B.Well 
с заботой о каждом

тонометр
автоматический
медицинский
PRO-33



Стандартный размер манжеты S-M 22-32 см

Классический алгоритм измерения
Intellect Classic | При выпуске воздуха из манжеты

Комфортное измерение, точный результат

Индикатор аритмии – раннее выявление нарушения сердечного ритма

Простое управление одной кнопкой

Манжета по форме руки гарантирует комфортное и точное измерение

Организация, принимающая на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции:
Представительство в Республике Казахстан
ООО «BIOMED», Алматы, ул. Чкалова, д. 22, оф. 201
тел. +7 (727) 233 57 21.


Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса PRO-33
Артериалық қысым мен тапсыр соғу жиілігін өлшеуге арналған аспап PRO-33
Автоматический прибор / Цифровой / Автоматический
B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Wildau, Switzerland
Би Велл Свисс АГ, Bahnhofstrasse 24, 9443 Вилдау, Швейцария
Место производства: Андон Хэнь Ко., Лтд., № 3, Джинпинг, Стрит, Ян Ан Роуд, Нанхай Дистрикт Тяндзин, 300190 Китай



Титулылардан өнім сапасы туралы түскен шағындарды Қазақстан Республикасында қолданылатын ұлттық атауы және логотипі Қазақстан Республикасындағы өкілдігі: «Ютем» ЖШС, Алматы, Қызылжол көшесі, 22-үй, 211-кеңсе
тел. +7 (727) 233 57 21.



Сделано в Китае / Китайда жасалған
9443 Wildau, Switzerland
B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24
Представительство в Республике Казахстан
ООО «БИОМЕД»
Алматы, ул. Чкалова, д. 22, оф. 201
тел. +7 (727) 233 57 21



• Организация, принимающая на территории Республики Казахстан претензии от потребителя по качеству продукта:
Представительство в Республике Казахстан:
ООО «DIOMED», Алматы, ул. Чайковского,
д. 22, оф. 211
тел. +7 (727) 233 57 21.

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса **PRO-33**
Цифры бьются и уплыть чьё-то бьётся **PRO-33**
Артериальное давление и частоту пульса можно измерить артериальным давлением **PRO-33**
Автоматический прибор / Цифровой прибор / Автоматический прибор

• Түтенушылардан өнім сапасы туралы түскен шағымдарды Қазақстан Республикасы ауылдағы қабылдайтын ұйымының атауы және мекенжайы: Қазақстан Республикасындағы өкілдігі:
«Diomed» ЖШС, Алматы, Чайковский көшесі,
22-үй, 211-кеңсе
тел.: +7 (727) 233 57 21

Сергей аамер. 0/0. 150
Сарпанк тина ААА. 150
7 640156 398502

B.Well

с заботой о каждом

тонометр
автоматический
медицинский

PRO-33

PRO

Адаптер 22-36 см

Простое управление

Комфортный

GB, PRO-33, M, RU, 0404

B.Well

с заботой о каждом

комплектация



RU

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса. Автоматический. Высокая точность измерения. Индикатор аритмии - раннее выявление нарушений сердечного ритма. Увеличенный размер манжеты для плеча 22-36 см подойдет большинству пользователей. Простое управление одной кнопкой. Память последнего измерения. Классический алгоритм измерения при выпуске воздуха из манжеты. Мягкая сумка-чехол для хранения.

EN

Automatic Blood Pressure Monitor. High measurement accuracy. An arrhythmia indicator - early detection of irregular heartbeat. The extended upper arm cuff size of 22-36 cm will fit most users. Simple one-button operation. Storage of the most recent measurement in the memory. The classic algorithm of measurement when releasing air from the cuff. Soft storage bag.

KZ

Артериялық қысым мен тапқыр соғу жиілігін өлшеуге арналған аспап. Автоматты. Өлшеу дәлдігі жоғары. Аритмия индикаторы - жүрек соғу ырғағының бұзылыстарын ерте анықтайды. 22-36 см үлкенірек иық манжеттері көптеген пайдаланушыларға сәйкес келеді. Бір батырмамен оңай басқарылады. Соңғы өлшеу жадыда сақталады. Манжеттен ауа шығару барысында дәстүрлі өлшеу алгоритмі. Сақтауға арналған жұмсақ күнделік сөмке.

B.Well

с заботой о каждом

тонометр
автоматический
медицинский

PRO-33

ОДОБРЕНО

РОССИЙСКИМ

КАРДИОЛОГИЧЕСКИМ

ОБЩЕСТВОМ

PRO

манжета 22-36 см

простое управление

комфортный

B.Well

с заботой о каждом

Разработка, проверка и контроль производства продукта осуществляются B.Well Swiss AG, Швейцария. Примененная система контроля Swiss гарантирует высокое качество, долговечность и безопасность всего семейства продуктов компании B.Well.

PRO линия

Медицинские приборы линии PRO - простые в использовании, при этом они профессионально и качественно выполняют все необходимые функции по профилактике, лечению и контролю за здоровьем ваших близких. PRO medical devices are easy to use, professional high-quality devices intended for prophylaxis, treatment and control of your family's health.

MED линия

Линия MED представлена приборами с расширенными функциями. Они позволяют применять современные методы диагностики, профилактики и лечения, а также осуществлять всесторонний мониторинг состояния здоровья близких вам людей. MED series comprises devices with advanced functions. They enable you to apply up-to-date diagnostic methods, prophylaxis and treatment as well as conduct overall health monitoring for your family.

TECHNO линия

Приборы линии TECHNO используют преимущества современных высоких технологий. Поэтому они наиболее эффективны и дают принципиально новые возможности, помогая проявлять заботу о каждом члене семьи. TECHNO devices have the advantages of state of the art technologies. That is why they are highly efficient devices that offer breakthrough opportunities enabling you to care for every member of your family.

Компания берёт на себя обязательства по бесплатному сервисному обслуживанию приборов торговой марки B.Well в течение 10 лет. Бесплатная горячая линия: **8 800 200 33 22**

B.Well

с заботой о каждом

тонометр
автоматический
медицинский

PRO-33

Классический алгоритм измерения

Intellect Classic При выпуске воздуха из манжеты

Комфортное измерение, точный результат

Индикатор аритмии - раннее выявление нарушений сердечного ритма


Простое управление одной кнопкой

Увеличенный размер манжеты 22-36 - подойдет большинству пользователей

Организация, принимающая на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции: Представительство в Республике Казахстан: TOO «DIOMED», Алматы, ул. Чайковского, д. 22, оф. 211 тел.: +7 (727) 233 57 21.

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса **PRO-33** Цызыл бұзылу / ұрыш қарқындылығы **PRO-33** Артериялық қысым мен тапқыр соғу жиілігін өлшеуге арналған аспап **PRO-33** Автоматический прибор / Цызыл бұзылу / Автоматты аспап



B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland
Би.Велл.Свисс.АГ, Банхофштрассе 24, 9443 Виднау, Швейцария
Место производства: Анжон Хэрс Ко., Лтд., № 3, Динпинг Стрит, ЙаАн Роуд, Нанкай Дистрикт Тяндзин, 300190 Китай




Түпнұсқалардан өнім сапасы туралы түскен шағымдарды Қазақстан Республикасы аумағында қабылдайтын ұйымның атауы және некеңайы: Қазақстан Республикасындағы оқидігі: «Diomed» ЖШС, Алматы, Чайковский көшесі, 22-үй, 211-кеңсе тел.: +7 (727) 233 57 21.

7 640156 398519

Стелано в Китае / Күштежа жасалған
9443 Widnau, Switzerland
B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24,
Ушароқаралық
қалмақаралық реңістрәшәнонәно
от 18.05.2022 г.
на территории РК. РК-МТ-5N016491
/ Реністрәшәнонәно
ҚР аумағында трактәшәнонәно
от 16.11.2018 г.
на территории РФ. № РЭН 2016/4964
Реністрәшәнонәно
www.bwell-swiss.ch
025493 РФ. / Көкей, ул. Авантүрәшәнонәно
органішәнонәно трактәшәнонәно
Официалық мөһірі, ұсынысшәнонәно
Прибор может не соответствовать изображению на этикетке.



Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса **PRO-33**
Цилиндр **PRO-33**
Артериальк қысым немесе тапқыр соғылғын өлшеуге арналған аспап **PRO-33**
Автоматический прибор / Цилиндр шыр / Автоматты аспап
B Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland
В.Велл Саисс АГ, Bahnhofstrasse 24, 9443 Виднау, Швейцария
Место производства: Андон Хэлс Ко, Лтд, № 3, Джинпинг Стрит, ИАн Роуд,
Найдай Дистрикт Тяньцзинь, 300190 Китай



• Тұтынушылардан өнім сапасы туралы түскен шағымдарды Қазақстан Республикасы аумағында қабылдайтын ұйымның атауы және мекенжайы: Қазақстан Республикасындағы өкілдігі: «Diomed» ЖШС, Алматы, Чайковский көшесі, 22-үй, 211-кеңсе
тел.: +7 (727) 233 57 21



7 640166 391363

с заботой о каждом

тонометр автоматический медицинский

PRO-33

PRO

напряжение 22-42 мм рт.ст.

простое управление

контактный

GB_PRO-33_M-L_RU_0004

с заботой о каждом

комплектация



RU
Автоматический прибор для измерения артериального давления. Высокая точность измерения. Индикатор аритмии – раннее выявление нарушений сердечного ритма. Манжета по форме руки для комфортного и точного измерения. Простое управление одной кнопкой. Память последнего измерения. Классический алгоритм измерения при выпуске воздуха из манжеты. Мягкая сумка-чехол для хранения.

EN
Automatic Blood Pressure Monitor. High measurement accuracy. An arrhythmia indicator – early detection of irregular heartbeat. A snug and well-fitting cuff for comfortable and accurate measurement. Simple one-button operation. Storage of the most recent measurement in the memory. The classic algorithm of measurement when releasing air from the cuff. Soft storage bag.

KZ
Артериялық қысым мен тамыр соғу жиілігін өлшеуге арналған аспап. Автоматты. Өлшеу дәлдігі жоғары. Аритмия индикаторы – жүрек соғу ырғағының бұзылыстарын ерте анықтайды. Қол пішіні бойынша жасалған манжетке және дәл өлшеуге арналған манжет. Бір батырмамен оңай басқарылады. Соңғы өлшеу жадыда сақталады. Манжеттен ауа шығару барысында дәстүрлі өлшеу алгоритмі. Сақтауға арналған жұмсақ қундақ сөмке.

HY
Արտյան ճնշման և արտի զարկերը չափող ասիք. PRO-33 Ավտոմատ. Չափման բարձր ճշգրտություն: Արիթմիայի ցուցիչ՝ արտի դիֆու խանգարումների վաղ հայտնաբերում: Ձեռքի ձևին համապատասխանող բազմապատ հարմարավետ և ճշգրիտ չափման համար: Մեկ կոճակով պարզ կառավարում: Վերջին չափման հիշողություն: Բազմափուլից օդի արտանետումը չափող դասական ալգորիթ: Փափուկ չափեստալին պարկաշալ:

с заботой о каждом

тонометр автоматический медицинский

PRO-33



с заботой о каждом

тонометр автоматический медицинский

PRO-33

Медицинские приборы линии PRO – простые в использовании, при этом они профессионально и качественно выполняют все необходимые функции по профилактике, лечению и контролю за здоровьем ваших близких. PRO medical devices are easy to use, professional high-quality devices intended for prophylaxis, treatment and control of your family's health.

Линия MED представлена приборами с расширенными функциями. Они позволяют применять современные методы диагностики, профилактики и лечения, а также осуществлять всесторонний мониторинг состояния здоровья близких вам людей. MED series comprises devices with advanced functions. They enable you to apply up-to-date diagnostic methods, prophylaxis and treatment as well as conduct overall health monitoring for your family.

Приборы линии TECHNO используют преимущества современных высоких технологий. Поэтому они наиболее эффективны и дают принципиально новые возможности, помогая проявлять заботу о каждом члене семьи. TECHNO devices have the advantages of state of the art technologies. That is why they are highly efficient devices that offer breakthrough opportunities enabling you to care for every member of your family.

Компания берёт на себя обязательства по бесплатному сервисному обслуживанию приборов торговой марки B.Well в течение 10 лет. Бесплатная горячая линия.

8 800 200 33 22

с заботой о каждом

тонометр автоматический медицинский

PRO-33



Классический алгоритм измерения. Intellect Classic. При выпуске воздуха из манжеты. Комфортное измерение, точный результат.

Индикатор аритмии – раннее выявление нарушений сердечного ритма.

Простое управление одной кнопкой.

Манжета по форме руки гарантирует комфортное и точное измерение.

Организация, принимающая на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукта:
Представительство в Республике Казахстан:
ООО «DIOMED», Алматы, ул. Чайковского, д. 22, оф. 211
тел. +7 (727) 233 57 21.

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса PRO-33
Արտյան ճնշման և արտի զարկերը չափող ասիք. PRO-33
Артериялық қысым мен тамыр соғу жиілігін өлшеуге арналған аспап. Автоматты аспап.
B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland
B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland
Место производства: Андон Хэйс Ко., Лта., № 3, Джинпинг Стрит, ЯнАн Роуд, Нанкай Дистрикт Тяндзин, 300190 Китай



Сделано в Китае / Made in China
9443 Widnau, Switzerland
B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24,
Ustozovaniya
«Диагностика сердечно-сосудистой системы»
от 18.05.2022 г.
на территории РК. ПК. МТ. 5N1016491
/ Регистрационное удостоверение /
КР. 4N1616491
от 16.11.2018 г.
на территории РФ. № РЗН 2016/4964
Регистрационное удостоверение
www.bwell.com
B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland
«Диагностика сердечно-сосудистой системы»
от 18.05.2022 г.
на территории РК. ПК. МТ. 5N1016491
/ Регистрационное удостоверение /
КР. 4N1616491
от 16.11.2018 г.
на территории РФ. № РЗН 2016/4964
Регистрационное удостоверение
www.bwell.com

B.Well 
С заботой о каждом

PRO-35
Тонometr автоматический медицинский



 Шкала давления
 Память
 Индикатор аритмии

B.WELL SWISS CONTROLLED

GB_PRO-35_ML_RU_KZ_RU_1024

B.Well 
С заботой о каждом

PRO-35
Тонometr автоматический медицинский

Комплектация

- Конусная манжета M-L для обхвата руки 22-42 см
- Сетевой мини-адаптер в комплекте
- В комплекте 4 батареи типа AAA
- Удобная мягкая сумка для хранения

НУ
Цифровой дисплей и звуковой сигнал при измерении. Цифровой дисплей показывает измеренное давление, частоту пульса, индикатор аритмии. Встроенный аккумулятор обеспечивает работу прибора в течение 30 дней без необходимости замены батареек. В комплект входит мягкая сумка для хранения.

КЗ
Артериальное давление можно измерять в положении лежа, сидя и стоя. Автоматический выбор режима измерения. Аритмия индикатор – жужжание прибора. Жужжание прибора – батарея разряжена. Турбо-тест: шкала давления и частоты пульса. Жужжание 30 секунд. Манжетка ауа шығару барысында дәстүрлі өлшеу алгоритмі. Сақтауға арналған жұмсақ құрғақ сөмке.

Бесплатная горячая линия
8 800 200 33 22

Организация, принимающая претензии на территории Республики Казахстан: TOO «ЮИМЕД», Алматы, ул. Чайковского, д. 22, оф. 211, тел.: +7 (727) 233 57 21.

B.Well 
С заботой о каждом

PRO-35
Тонometr автоматический медицинский

Высокая точность и анализ измерения



22-42 CM
Манжета

 Шкала давления
 Память
 Индикатор аритмии

ОДОБРЕНО* КАРДИОЛОГАМИ

B.WELL SWISS CONTROLLED

B.Well 
С заботой о каждом

Разработка, проверка и контроль производства продукта осуществляются B.Well Swiss AG, Швейцария. Применяемая система контроля Swiss гарантирует высокое качество, долговечность и безопасность всего семейства продуктов компании B.Well.

B.WELL SWISS CONTROLLED

Компания берёт на себя обязательства по бесплатному сервисному обслуживанию приборов торговой марки B.Well в течение 10 лет.

PRO линия
Медицинские приборы линии PRO – простые в использовании, при этом они профессионально и качественно выполняют все необходимые функции по профилактике, лечению и контролю за здоровьем ваших близких.

MED линия
Линия MED представлена приборами с расширенными функциями. Они позволяют применять современные методы диагностики, профилактики и лечения, а также осуществлять всесторонний мониторинг состояния здоровья близких вам людей.

TECHNO линия
Приборы линии TECHNO используют преимущества современных высоких технологий. Поэтому они наиболее эффективны и дают принципиально новые возможности, помогая проявлять заботу о каждом члене семьи.

*Тонометры B.Well одобрены Российским кардиологическим обществом

B.Well 
С заботой о каждом

PRO-35
Тонometr автоматический медицинский



Классический алгоритм измерения
Intellect Classic При выпуске воздуха из манжеты

Манжета по форме руки
гарантирует комфортное и точное измерение.

Универсальная манжета
для людей разной комплекции

Цветная шкала
сигнализирует об уровне давления

Индикатор аритмии
– раннее выявление нарушений сердечного ритма

Память 99 измерений
– электронный дневник давления за 2 недели.

10 ЛЕТ
Сервисное обслуживание

PRO MED TECHNO

• Организация, принимающая претензии на территории Республики Казахстан: TOO «ЮИМЕД», Алматы, ул. Чайковского, д. 22, оф. 211, тел.: +7 (727) 233 57 21.

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса, модель PRO-35. Цифровой дисплей и звуковой сигнал при измерении. Цифровой дисплей показывает измеренное давление, частоту пульса, индикатор аритмии. Встроенный аккумулятор обеспечивает работу прибора в течение 30 дней без необходимости замены батареек. В комплект входит мягкая сумка для хранения.

Производитель: B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland. B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland. Место производства: Андон Халс Ко., Лтд., № 3, Джинлинг Стрит, Иланг Роуд, Нанхай Дистрикт Тианджин, 300190 Китай.

IP20

10°C – 40°C
-30°C – 70°C

ПРИМЕНЕНИЕ ХРАНЕНИЕ

Сделано в Китае / Куплено в Китае / Куплено в Швейцарии
9443 Widnau, Switzerland
B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland
Классификация: медицинский прибор
на территории РК: РК-МТ-5N016491
от 18.05.2022 г.
КР: 16.11.2018 г.
на территории РФ: № РЗН 2016/4964
Сертификат: № 000 000 000
4 батареи типа AAA, 1.5V
Прибор может не соответствовать маркировке на упаковке

7 640156 339308

B.Well

с заботой о каждом

тонометр
автоматический
медицинский

PRO-35

PRO

- Простота в использовании
- Точность измерений
- Компактная сумка для хранения

GB, PRO-35, 3-14-14, RU, 0804

B.Well

с заботой о каждом

комплектация

Конусная манжета на плечо

Сетевой адаптер

Батарейки типа AAA - 4 шт.

Сумка для хранения

B.Well

с заботой о каждом

тонометр
автоматический
медицинский

PRO-35

ОДОБРЕНО
Российским кардиологическим обществом

PRO

- манжета по форме руки
- память
- шкала давления

B.Well

с заботой о каждом

Разработка, проверка и контроль производства продукта осуществляются B.Well Swiss AG, Швейцария. Применяемая система контроля Swiss гарантирует высокое качество, долговечность и безопасность всего семейства продуктов компании B.Well.

PRO
линия

Медицинские приборы линии PRO – простые в использовании, при этом они профессионально и качественно выполняют все необходимые функции по профилактике, лечению и контролю за здоровьем ваших близких.

PRO medical devices are easy to use, professional high-quality devices intended for prophylaxis, treatment and control of your family's health.

MED
линия

Линия MED представлена приборами с расширенными функциями. Они позволяют применять современные методы диагностики, профилактики и лечения, а также осуществлять всесторонний мониторинг состояния здоровья близких вам людей.

MED series comprises devices with advanced functions. They enable you to apply up-to-date diagnostic methods, prophylaxis and treatment as well as conduct overall health monitoring for your family.

TECHNO
линия

Приборы линии TECHNO используют преимущества современных высоких технологий. Поэтому они наиболее эффективны и дают принципиально новые возможности, помогая проявлять заботу о каждом члене семьи.

TECHNO devices have the advantages of state of the art technologies. That is why they are highly efficient devices that offer breakthrough opportunities enabling you to care for every member of your family.

Компания берёт на себя обязательства по бесплатному сервисному обслуживанию приборов торговой марки B.Well в течение 10 лет.

Бесплатная горячая линия:

8 800 200 33 22

B.Well

с заботой о каждом

тонометр
автоматический
медицинский

PRO-35


PRO-35

- Манжета по форме руки гарантирует комфортное и точное измерение
- Стандартный размер манжеты S-M
- Классический алгоритм измерения
- Комфортное измерение, точный результат
- Индикатор аритмии – раннее выявление нарушений сердечного ритма
- Память на 99 измерений – электронный дневник давления
- Цветная шкала сигнализирует об уровне давления

• Организация, принимающая на территории Республики Казахстан претензии от потребителя по качеству продукта: Представительство в Республике Казахстан: TOO «DIOMED», Алматы, ул. Чайковского, д. 22, оф. 211 тел.: +7 (727) 233 57 21.

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса **PRO-35**
Цилиндрический корпус с ручкой для удобства использования
Артериальный датчик с датчиком частоты пульса
Автоматический прибор / Цилиндрический корпус / Автоматический аспал

B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland
B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland
Место производства: Андон Хэлс Ко., Лтд., № 3, Динингтон Стрит, ЙаАн Роуд, Нанхай Дистрикт Тяндзин, 300190 Китай



• Түтынушылардан өнім сәлсімі туралы түскен шағымдарды Қазақстан Республикасы аумағында қабылдайтын ұйымның атауы және негізгі адресі: Қазақстан Республикасындағы өкілдігі: «Diomed» ЖШС, Алматы, Чайковский көшесі, 22-й/у, 211-кеңсе



Қазақстан Республикасының заңдарымен және нормативтік актілерімен белгіленген тәртіпте өнімді қолдануға арналған нұсқаулықты оқып, ұқыптылықпен орындау қажет.

Өнімді қолдануға арналған нұсқаулықты оқып, ұқыптылықпен орындау қажет.

Өнімді қолдануға арналған нұсқаулықты оқып, ұқыптылықпен орындау қажет.

B.Well 
с заботой о каждом

тонометр
автоматический
медицинский
PRO-35



PRO

- Манжета по форме руки
- Память на 99 измерений
- Цветная шкала

GB PRO-35 S-M RU 0004

B.Well 
с заботой о каждом

комплектация



Конусная манжета
на плечо



Батареи
типа AAA – 4 шт.



Сумка для
хранения

RU
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса. Автоматический. Высокая точность измерения. Индикатор аритмии – раннее выявление нарушений сердечного ритма. Манжета по форме руки для комфортного и точного измерения. Цветная шкала сигнализирует об уровне давления. Память 99 измерений. Классический алгоритм измерения: при выпуске воздуха из манжеты. Мягкая сумка-чехол для хранения.

EN
Automatic Blood Pressure Monitor. High measurement accuracy. An arrhythmia indicator – early detection of irregular heartbeat. A snug and well-fitting cuff for comfortable and accurate measurement. A color scale indicates pressure level. Memory for 99 measurements. The classic algorithm of measurement when releasing air from the cuff. Soft storage bag.

KZ
Артериальное давление және пульс өлшеуіші PRO-35. Автоматтық. Жоғары дәлдігі. Аритмия индикаторы – жүрек соғу ырғағының бұзылыстарын ерте анықтайды. Қол пішіні бойынша жасалған манжет және дәл өлшеуге арналған манжет. Түрлі-түсті шкала қысым деңгейі туралы белгі береді. Жадыға 99 өлшеуі сақталады. Манжеттен ауа шығару барысында дәстүрлі өлшеу алгоритмі. Сақтауға арналған жұмсақ қышқак сөмке.

KZ
Артериальное давление и частоту пульса. Автоматический. Высокая точность измерения. Индикатор аритмии – раннее выявление нарушений сердечного ритма. Манжета по форме руки для комфортного и точного измерения. Цветная шкала сигнализирует об уровне давления. Память 99 измерений. Классический алгоритм измерения: при выпуске воздуха из манжеты. Мягкая сумка-чехол для хранения.

B.Well 
с заботой о каждом

тонометр
автоматический
медицинский
PRO-35



ОДОБРЕНО
Российским
кардиологическим
обществом

PRO

- Манжета по форме руки
- Память на 99 измерений
- Цветная шкала

B.Well 
с заботой о каждом

PRO линия

Медицинские приборы линии PRO – простые в использовании, при этом они профессионально и качественно выполняют все необходимые функции по профилактике, лечению и контролю за здоровьем ваших близких. PRO medical devices are easy to use, professional high-quality devices intended for prophylaxis, treatment and control of your family's health.

MED линия

Линия MED представлена приборами с расширенными функциями. Они позволяют применять современные методы диагностики, профилактики и лечения, а также осуществлять всесторонний мониторинг состояния здоровья близких вам людей. MED series comprises devices with advanced functions. They enable you to apply up-to-date diagnostic methods, prophylaxis and treatment as well as conduct overall health monitoring for your family.

TECHNO линия

Приборы линии TECHNO используют преимущества современных высоких технологий. Поэтому они наиболее эффективны и дают принципиально новые возможности, помогая провлять заботу о каждом члене семьи. TECHNO devices have the advantages of state of the art technologies. That is why they are highly efficient devices that offer breakthrough opportunities enabling you to care for every member of your family.

Компания берёт на себя обязательства по бесплатному сервисному обслуживанию приборов торговой марки B.Well в течение 10 лет. Бесплатная горячая линия: **8 800 200 33 22**

B.Well 
с заботой о каждом

тонометр
автоматический
медицинский
PRO-35



Манжета по форме руки гарантирует комфортное и точное измерение

Стандартный размер манжеты S-M

Классический алгоритм измерения

При выпуске воздуха из манжеты

Комфортное измерение, точный результат

Индикатор аритмии – раннее выявление нарушений сердечного ритма

Память на 99 измерений – электронный дневник давления

Цветная шкала сигнализирует об уровне давления

Организация, принимающая на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции:
Представительство в Республике Казахстан:
ООО «DIOMED», Алматы, ул. Чайковского,
д. 22, оф. 211
тел.: +7 (727) 233 57 21.

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса **PRO-35**
Цилиндр для измерения артериального давления **PRO-35**
Артериальное давление и частоту пульса **PRO-35**
Автоматический прибор / Цилиндр для измерения артериального давления
B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland
Би.Велл Швейцария АГ, Банхофштрассе 24, 9443 Виднау, Швейцария
Место производства: Андон Халс Ко., Лтд., № 3, Джинлинг Стрит, ЙэАн Роуд,
Нанкай Дистрикт Тьяндзин, 300190 Китай



Тутушулардан өнім сапасы туралы түскен шағымдарды Қазақстан Республикасы аумағында қабылдайтын ұйымның атауы және некеңайы: Қазақстан Республикасындағы өкілдігі:
«Diomed» ЖШС, Алматы, Чайковский көшесі,
22-үй, 211-көне
тел.: +7 (727) 233 57 21.



Сделано в Китае / Made in China
B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24,
9443 Widnau, Switzerland
Би.Велл Швейцария АГ, Банхофштрассе 24,
9443 Виднау, Швейцария
Место производства: Андон Халс Ко., Лтд., № 3, Джинлинг Стрит, ЙэАн Роуд,
Нанкай Дистрикт Тьяндзин, 300190 Китай
Регистрационный номер: 01.12.2018 г.
Фирма B.Well Swiss AG
125092, Рязань, ул. Авангарда, д. 3, пом. 1, эт. 4, офис 2002.
Организация, принимающая претензии от потребителей по качеству продукции:
Представительство в Республике Казахстан:
ООО «DIOMED», Алматы, ул. Чайковского,
д. 22, оф. 211
тел.: +7 (727) 233 57 21.



Манжета на плечо

Сетевой адаптер

Батарейки типа AAA – 4 шт.

Сумка для хранения

* Организация, принимающая на территории Республики Казахстан претензии от потребителя по качеству продукта: Представительство в Республике Казахстан: ТОО «DIOMED», Алматы, ул. Чайковского, д. 22, оф. 211 тел.: +7 (727) 233 57 21.

**ТОНОМЕТР
автоматический
медицинский**

PRO-35

ОДОБРЕНО
Российским
кардиологическим
обществом

B.Well

ADULT CUFF
22 - 36 cm

120/80
68

SPS DIA PUL M

измерения
22-36 см

ПАМЯТЬ

СКОРОСТЬ
ДИАСТОЛЫ

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса **PRO-35**
 Швейцария | швейцарский швейцарский **PRO-35**
 Артериальное давление и частоту пульса можно измерять автоматически **PRO-35**
 Автоматический прибор / Автоматический прибор / Автоматический прибор

В Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland
 Б.Велл Свейс АГ, Банхофштрассе 24, 9443 Виднау, Швейцария
 Место производства: Андон Халс Ко, Лтд, № 3, Джиннинг Стрит, Йаан Роуд,
 Нандинг Дистрикт, Тяньцзинь, 300190 Китай



PRO
линия

Медицинские приборы линии PRO — простые в использовании, при этом они профессионально и качественно выполняют все необходимые функции по профилактике, лечению и контролю за здоровьем ваших близких.

PRO medical devices are easy to use, professional high-quality devices intended for prophylaxis, treatment and control of your family's health.

MED
линия

Линия MED представлена приборами с расширенными функциями. Они позволяют применять современные методы диагностики, профилактики и лечения, а также осуществлять всесторонний мониторинг состояния здоровья близких вам людей.

MED series comprises devices with advanced functions. They enable you to apply up-to-date diagnostic methods, prophylaxis and treatment as well as conduct overall health monitoring for your family.

TECHNO
линия

Приборы линии TECHNO используют преимущества современных высоких технологий. Поэтому они наиболее эффективны и дают принципиально новые возможности, помогая проявлять заботу о каждом члене семьи.

TECHNO devices have the advantages of state of the art technologies. That is why they are highly efficient devices that offer breakthrough opportunities enabling you to care for every member of your family.

Компания берёт на себя обязательства по бесплатному сервисному обслуживанию приборов торговой марки B.Well в течение 10 лет.
Бесплатная горячая линия:
8 800 200 33 22

Большинство пользователей

Классический алгоритм измерения

При выпуске воздуха из манжеты

Индикатор аритмии – раннее выявление нарушений сердечного ритма

М

Память на 99 измерений – электронный дневник давления

Цветная шкала сигнализирует об уровне давления

[illegible]










Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса **PRO-35**
 Цилиндр бронеизол / цилиндр бронеизол **PRO-35**
 Артериальні кистям мені таням сою жиніліні алушуге арналган аспап **PRO-35**
 Автоматический прибор / Ҳаётдаш ширр / Автоматти аспап

B. Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland
Б.Велл Швейц АГ, Баһофштрассе 24, 9443 Видуна, Швейцария
Место производства: Аудон Хэлс Ко, Лтд, № 3, Джиннинг Стрит, ИАн Роуд,
Найлд Дистрикт Тамильнам, 300190 Киргал

• Тұтынушылардан өнім сапасы туралы түскен шағымдарды Қазақстан Республикасы аумағында қабылдайтын ұйымның атауы және мекенжайы: Қазақстан Республикасындағы өкілдігі: «Diotmed» ЖШС, Алматы, Чайковский көшесі, 22-үй, 211-кеңсе
төлеу: +7 (727) 233 57 21

[illegible]



B.Well 
С заботой о каждом

PRO-36
Тонometr автоматический медицинский

ОДОБРЕНО
Российским кардиологическим обществом

Говорящий

Шкала давления
Индикатор аритмии
Универсальная манжета по форме руки

B.WELL SWISS CONTROLLED

GB_PRO-36_ML_RU_KZ_UK_1024

B.Well 
С заботой о каждом

PRO-36
Тонometr автоматический медицинский

Комплектация

Конусная манжета M-L для обхвата руки 22-42 см

Сетевой мини-адаптер в комплекте

В комплекте 4 батареи типа ААА

Удобная мягкая сумка для хранения

UK
Прилад для вимірювання артеріального тиску та частоти пульсу. Автоматичний. Висока точність вимірювання. Тонometr озвучує результати вимірювання. Зручне регулювання рівня гучності. Індикатор аритмії – раннє виявлення порушень серцевого ритму. Манжета за формою руки для комфортного і точного вимірювання. Мережевий адаптер – економія на батареях. Коліркова шкала сигналізує про рівень тиску. Пам'ять останнього вимірювання. Класичний алгоритм вимірювання при випуску повітря з манжети. М'яка сумка-чохол для зберігання.

KZ
Артериялық қысым мен тапқыр соғу жиілігін өлшеуге арналған аспап. Автоматты. Өлшеу дәлдігі жоғары. Тонometr өлшеу нәтижелерін дабыстайды. Дабыс қаттылығы деңгейін ыңғайлы реттеу. Аритмия индикаторы – жерек соғу ықпалының бузылуларын ерте анықтау. Қол пішіні бойынша жасалған манжета және дәл өлшеуге арналған манжет. Желілік адаптер батареяларды үнемдейді. Түрлі-түсті шкала қысым деңгейі туралы белгі береді. Соңғы өлшеу жадыда сақталады. Манжеттен ауа шығару барысында дәстүрлі өлшеу алгоритмі. Сақтауға арналған жұмсақ қандақ сөмке.

Бесплатная горячая линия
8 800 200 33 22
Официальный интернет-управляющий производством
компания, принимающая претензии: АО «Байер Медикал»
22461, РФ, г. Москва, ул. Александровская, 2, 2
тел. (с 4-й стр. 2462) www.bwell-swiss.ru

Шкала давления
Индикатор аритмии
Универсальная манжета по форме руки

B.WELL SWISS CONTROLLED

B.Well 
С заботой о каждом

PRO-36
Тонometr автоматический медицинский

Высокая точность измерения

ОДОБРЕНО
Российским кардиологическим обществом

Говорящий

Шкала давления
Индикатор аритмии
Универсальная манжета по форме руки

B.WELL SWISS CONTROLLED

B.Well 
С заботой о каждом

Разработка, проверка и контроль производства продукта осуществляются B.Well Swiss AG, Швейцария. Применяемая система контроля Swiss гарантирует высокое качество, долговечность и безопасность всего семейства продуктов компании B.Well.

B.WELL SWISS CONTROLLED

Компания берёт на себя обязательства по бесплатному сервисному обслуживанию приборов торговой марки B.Well в течение 10 лет.

PRO линия
Медицинские приборы линии PRO – простые в использовании, при этом они профессионально и качественно выполняют все необходимые функции по профилактике, лечению и контролю за здоровьем ваших близких.

MED линия
Линия MED представлена приборами с расширенными функциями. Они позволяют применять современные методы диагностики, профилактики и лечения, а также осуществлять всесторонний мониторинг состояния здоровья близких вам людей.

TECHNO линия
Приборы линии TECHNO используют преимущества современных высоких технологий. Поэтому они наиболее эффективны и дают принципиально новые возможности, помогая проявлять заботу о каждом члене семьи.

B.Well 
С заботой о каждом

PRO-36
Тонometr автоматический медицинский

Классический алгоритм измерения. При выпуске воздуха из манжеты. Комфортное измерение. Точный результат.

Универсальная манжета по форме руки гарантирует комфортное и точное измерение.

Могут использовать люди разной комплекции.

Цветная шкала сигнализирует об уровне давления.

Индикатор аритмии – раннее выявление нарушений сердечного ритма.

Удобная регулировка уровня громкости.

Тонometr озвучивает результаты измерения.

Бесплатно 10 ЛЕТ
Сервисное обслуживание

PRO

• Организация, принимающая на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции:
Представительство в Республике Казахстан:
ТОО «ЮИМЕД», Алматы, ул. Чаикова, 24,
д. 22, оф. 211
тел.: +7 (727) 233 57 21.

PRO MED TECHNO

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса, модель PRO-36. Артериялық қысым мен тапқыр соғу жиілігін өлшеуге арналған аспап, үлгі PRO-36. Прилад для вимірювання артеріального тиску та частоти пульсу, модель PRO-36. Автоматический прибор / Автоматты аспап / Автоматичний.

Производитель: B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland
Б.Велл Свистс АГ, Банхофштрассе 24, 9443 Виднау, Швейцария
Место производства: Андон Хэлс Ко., Лтд., № 3, Джинлинг Стрит, Янган Роуд, Нанкай Дистрикт Тяндзин, 300190 Китай

IP20

10°C - 40°C ПРИМЕНЕНИЕ
-20°C - 70°C ХРАНЕНИЕ

PRO MED TECHNO

• Түпнұсқалардан өнім сапасы туралы түскен шағымдарды Қазақстан Республикасы аумағында қабылдайтын ұйымның атауы және некеңдігі: Қазақстан Республикасындағы өкілдігі: «ЮИМЕД» ЖШС Алматы, Чаиковский көшесі, 22-үй, 211-кеңсе
тел.: +7 (727) 233 57 21.

PRO MED TECHNO

Сделано в Китае / Китайда жасалған
9443 Widnau, Switzerland
B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24,
Удостоверение
Классический алгоритм измерения
or 18.05.2022 г.
на территории РФ: ПК: МТ: 5N016491 / Ресурсное удостоверение
КР: Алматы: ЮИМЕД: 24.05.2022 г.
or 16.11.2018 г.
Ресурсное удостоверение
на территории РФ: ПК: МТ: 5N016491
Сетевой адаптер: 5V, 600 mA
Прибор может не соответствовать изображению на упаковке

7 640156 633095



12x9.7x18 cm



B.Well
С заботой о каждом
MED-53
Тонومتر автоматический медицинский



B.Well
С заботой о каждом
MED-53
Тонومتر автоматический медицинский



Бесплатная горячая линия
8 800 200 33 22
Обязательный элемент, обеспечивающий безопасность использования, при использовании устройства необходимо соблюдать следующие правила: 1. Не использовать устройство вблизи источников открытого огня. 2. Не использовать устройство вблизи источников электромагнитного излучения. 3. Не использовать устройство вблизи источников тепла. 4. Не использовать устройство вблизи источников влаги. 5. Не использовать устройство вблизи источников пыли. 6. Не использовать устройство вблизи источников шума. 7. Не использовать устройство вблизи источников радиации. 8. Не использовать устройство вблизи источников магнитного поля. 9. Не использовать устройство вблизи источников электрического поля. 10. Не использовать устройство вблизи источников электромагнитного излучения.



B.Well
С заботой о каждом
MED-53
Тонومتر автоматический медицинский
Точный и современный



B.Well
С заботой о каждом
MED-53
Тонومتر автоматический медицинский

Разработка, проверка и контроль производства продукта осуществляются B.Well Swiss AG, Швейцария. Применяемая система контроля Swiss гарантирует высокое качество, долговечность и безопасность всего семейства продуктов компании B.Well.

PRO
линия
Медицинские приборы линии PRO – простые в использовании, при этом они профессионально и качественно выполняют все необходимые функции по профилактике, лечению и контролю за здоровьем ваших близких.

MED
линия
Линия MED представлена приборами с расширенными функциями. Они позволяют применять современные методы диагностики, профилактики и лечения, а также осуществлять всесторонний мониторинг состояния здоровья близких вам людей.

TECHNO
линия
Приборы линии TECHNO используют преимущества современных высоких технологий. Поэтому они наиболее эффективны и дают принципиально новые возможности, помогая проявлять заботу о каждом члене семьи.

27





тонометр автоматический медицинский

MED-53

Полноценный контроль давления: память на 90 измерений с датой и временем

Манжета по форме руки: комфортное и точное измерение. Универсальный размер 22-42 см

Современный алгоритм измерения

Intellect Active При нагнетании воздуха в манжету

Индивидуальный уровень нагнетания для быстрого и бережного измерения

Питание от Micro USB: удобно и всегда под рукой

Цветная шкала сигнализирует об уровне давления

Подсветка дисплея для удобного измерения при любом освещении

Контроль точности: прибор покажет, правильно ли надета манжета



комплектация



Конусная манжета на плечо



Сетевой USB адаптер с USB кабелем



Батареи типа AAA - 4шт.



Сумка для хранения

RU

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса. Автоматический. Точный и современный. Современный алгоритм измерения при нагнетании воздуха в манжету. Индикатор аритмии - раннее выявление нарушений сердечного ритма. Цветная шкала сигнализирует об уровне давления. Контроль точности: прибор покажет, правильно ли надета манжета. Подсветка дисплея для удобного измерения при любом освещении. Полноценный контроль давления: память на 90 измерений с датой и временем. Сетевой адаптер - экономия на батареях. Питание от Micro USB: удобно и всегда под рукой. Манжета по форме руки: комфортное и точное измерение. Удобная сумка для хранения.

EN

Automatic blood pressure monitor. Gentle accurate measurement. Up-to-date technology: measurement during inflation. Pulse Arrhythmia Detection to identify pulse irregularities at an early stage. Blood pressure indication scale helps to interpret measurement values. Cuff check indicator: the device shows if the cuff is properly applied. Display backlight for comfortable use in any light environment. Advanced blood pressure control: 90 memory with date and time. Micro USB port for power supply: convenient and always at hand. Anatomic cuff provides comfortable and accurate measurements. Soft storage bag.



тонометр автоматический медицинский

MED-53

ОДОБРЕНО Российским кардиологическим обществом

Медицинские приборы линии PRO - простые в использовании, при этом они профессионально и качественно выполняют все необходимые функции по профилактике, лечению и контролю за здоровьем ваших близких.

PRO medical devices are easy to use, professional high-quality devices intended for prophylaxis, treatment and control of your family's health.


Линия MED представлена приборами с расширенными функциями. Они позволяют применять современные методы диагностики, профилактики и лечения, а также осуществлять всесторонний мониторинг состояния здоровья близких вам людей.

MED series comprises devices with advanced functions. They enable you to apply up-to-date diagnostic methods, prophylaxis and treatment as well as conduct overall health monitoring for your family.

Приборы линии TECHNO используют преимущества современных высоких технологий. Поэтому они наиболее эффективны и дают принципиально новые возможности, помогая проявлять заботу о каждом члене семьи.

TECHNO devices have the advantages of state of the art technologies. That is why they are highly efficient devices that offer breakthrough opportunities enabling you to care for every member of your family.

GB, MED-53, ML, ad, RU, 0424



тонометр автоматический медицинский

MED-53

Компания берёт на себя обязательства по бесплатному сервисному обслуживанию приборов торговой марки B.Well в течение 10 лет. Бесплатная горячая линия: 8 800 200 33 22




Сделано в Китае / Made in China
B.Well AG, Birmensdorf, Switzerland
Уполномоченный представитель
ООО «ДИМЕД», Алматы, ул. Чайковского,
д. 22, оф. 211
тел.: +7 (727) 233 57 21

Организация, принимающая заявки на гарантийное обслуживание
предоставляет по качеству продукта
Представительство в Республике Казахстан
ООО «ДИМЕД», Алматы, ул. Чайковского,
д. 22, оф. 211
тел.: +7 (727) 233 57 21

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса: MED-53
Цифровой / цифровый / digital / digital / MED-53
Артериальное давление / Blood pressure / Blood pressure / Blood pressure / MED-53
Автоматический прибор / Automatic / Automatic / Automatic / MED-53

B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 8443 Widnau, Switzerland
B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 8443 Widnau, Switzerland
7, 39 Мидл Икс-стрит / 7, 39 Мидл Икс-стрит / 7, 39 Мидл Икс-стрит / 7, 39 Мидл Икс-стрит / 7, 39 Мидл Икс-стрит



10°C - 40°C
-10°C - 70°C

Телефон горячей линии: 8 800 200 33 22
Электронная почта: info@bwell.ru
Сайт: www.bwell.ru



тонометр автоматический медицинский

MED-53

Полноценный контроль давления: память на 90 измерений с датой и временем



Современный алгоритм измерения

Intelli-Active При нагнетании воздуха в манжету

Индивидуальный уровень нагнетания для быстрого и бережного измерения



Питание от Micro USB: удобно и всегда под рукой



Цветная шкала сигнализирует об уровне давления



Подсветка дисплея для удобного измерения при любом освещении



Контроль точности: прибор покажет, правильно ли надет манжета



с заботой о каждом



с заботой о каждом



с заботой о каждом

комплектация



Конусная манжета на плечо



USB кабель без адаптера в комплекте



Батареи типа AAA – 4шт



Сумка для хранения

RU

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса. Автоматический. Точный и современный. Современный алгоритм измерения при нагнетании воздуха в манжету. Индикатор аритмии – раннее выявление нарушений сердечного ритма. Цветная шкала сигнализирует об уровне давления. Контроль точности: прибор покажет, правильно ли надет манжета. Подсветка дисплея для удобного измерения при любом освещении. Полноценный контроль давления: память на 90 измерений с датой и временем. Питание от Micro USB: удобно и всегда под рукой. Манжета по форме руки: комфортное и точное измерение. Удобная сумка для хранения.

EN

Automatic blood pressure monitor. Gentle accurate measurement. Up-to-date technology: measurement during inflation. Pulse Arrhythmia Detection to identify pulse irregularities at an early stage. Blood pressure indication scale helps to interpret measurement values. Cuff check indicator: the device shows if the cuff is properly applied. Display backlight for comfortable use in any light environment. Advanced blood pressure control: 90 memory with date and time. Micro USB port for power supply: convenient and always at hand. Anatomic cuff provides comfortable and accurate measurements. Soft storage bag.



B.Well

с заботой о каждом

тонометр автоматический медицинский

MED-53

MED



с заботой о каждом

B.Well

с заботой о каждом

тонометр автоматический медицинский

MED-53



ОДОБРЕНО
Российским
кардиологическим
обществом



с заботой о каждом

B.Well

с заботой о каждом




Медицинские приборы линии PRO – простые в использовании, при этом они профессионально и качественно выполняют все необходимые функции по профилактике, лечению и контролю за здоровьем ваших близких.

PRO medical devices are easy to use, professional high-quality devices intended for prophylaxis, treatment and control of your family's health.



Линия MED представлена приборами с расширенными функциями. Они позволяют применять современные методы диагностики, профилактики и лечения, а также осуществлять всесторонний мониторинг состояния здоровья близких вам людей.

MED series comprises devices with advanced functions. They enable you to apply up-to-date diagnostic methods, prophylaxis and treatment as well as conduct overall health monitoring for your family.



Приборы линии TECHNO используют преимущества современных высоких технологий. Поэтому они наиболее эффективны и дают принципиально новые возможности, помогая проявлять заботу о каждом члене семьи.

TECHNO devices have the advantages of state of the art technologies. That is why they are highly efficient devices that offer breakthrough opportunities enabling you to care for every member of your family.



Компания берет на себя обязательства по бесплатному сервисному обслуживанию приборов торговой марки B.Well в течение 10 лет. Бесплатная горячая линия: 8 800 200 33 22



Сделано в Китае / Made in China

Батареи типа AAA, 1.5V

Информация о гарантии


Информация о гарантии

Организация, производящая приборы, имеет сертификат Республики Казахстан, подтверждающий соответствие продукции по качеству приборам класса А.

Представительство в Республике Казахстан: TOO «DIOMED», Алматы, ул. Чайковского, д. 22, оф. 211, тел. +7 (727) 233 57 21

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса: MED-53
Цифровой автоматический прибор / Цифровой автоматический прибор / Автоматический прибор

B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 8043 Zurich, Switzerland
B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 8043 Zurich, Switzerland
Место производства: Глобал Медикал Текнолоджи Ко., Лтд., 7, 39 Миддл Индастриал Маун Роуд, Европийский Индастриал Зон, Сяньян Таун, 528415 город Чжэньцзян, провинция Гуандун, Китай



Телефоны горячей линии: Алматы, ул. Чайковского, д. 22, оф. 211, тел. +7 (727) 233 57 21



B. Well

С заботой о каждом

MED-55
Тонومتر автоматический медицинский



Современный алгоритм измерения.

Intellect Active
При нажатии воздуха в манжету индивидуальный уровень нагнетания для быстрого и бережного измерения



Питание от Micro USB, удобно и всегда под рукой



Цветная подсветка дисплея – зеленым, желтым или красным цветом – сигнализирует об уровне артериального давления



Полноценный контроль давления для двоих: память по 60 измерений для каждого с датой и временем



Манжета по форме руки: комфортное и точное измерение. Универсальный размер



Контроль точности: прибор покажет, правильно ли надета манжета



Экспертная точность: в режиме 3check тонومتر проводит три измерения и интеллектуальный расчет результата



B. Well

С заботой о каждом

MED-55
Тонومتر автоматический медицинский



Комплектация

Конусная манжета M-L для обхвата руки 22-42 см

Micro USB кабель в комплекте

В комплекте 4 батареи типа AAA

Удобная сумка для хранения

EN
Automatic blood pressure monitor.
Intelligent measurement.
3check mode: intellectual analysis of three consecutive measurements.
Up-to-date technology: measurement during inflation.
Pulse Arrhythmia Detection to identify pulse irregularities at an early stage.
Colored display backlight indicates the level of blood pressure.
Cuff check indicator: the device shows if the cuff is properly applied.
Advanced blood pressure control: 60 memory for each of 2 users with date and time.
Micro USB port for power supply: convenient and always at hand.
Anatomic cuff provides comfortable and accurate measurements.
Soft storage bag.

Бесплатная горячая линия
8 800 200 33 22

Официальный интернет-ресурс: www.bwell-russia.ru
Официальный телефон: 8 800 200 33 22
Официальный адрес: 125080, Москва, ул. Академическая, д. 1, стр. 1, 4-й этаж, 2402



B. Well

С заботой о каждом

MED-55
Тонومتر автоматический медицинский

ОДОБРЕНО
Российским кардиологическим обществом

Тройной контроль



B. Well

С заботой о каждом

MED-55
Тонومتر автоматический медицинский

Интеллектуальное измерение



ОДОБРЕНО
Российским кардиологическим обществом

Тройной контроль



B. Well

С заботой о каждом

B. Well
SWISS
CONTROLLED

Разработка, проверка и контроль производства продукта осуществляются B. Well Swiss AG, Швейцария. Применяемая система контроля Swiss гарантирует высокое качество, долговечность и безопасность всего семейства продуктов компании B. Well.

10
ЛЕТ
Гарантия

Компания берет на себя обязательства по бесплатному сервисному обслуживанию приборов торговой марки B. Well в течение 10 лет.

PRO
линия

Медицинские приборы линии PRO – простые в использовании, при этом они профессионально и качественно выполняют все необходимые функции по профилактике, лечению и контролю за здоровьем ваших близких.

MED
линия

Линия MED представлена приборами с расширенными функциями. Они позволяют применять современные методы диагностики, профилактики и лечения, а также осуществлять всесторонний мониторинг состояния здоровья близких вам людей.

TECHNO
линия

Приборы линии TECHNO используют преимущества современных высоких технологий. Поэтому они наиболее эффективны и дают принципиально новые возможности, помогая проявлять заботу о каждом члене семьи.

PRO

MED

TECHNO



7 640156 937079

См. также в каталоге / Каталог

См. также в каталоге / Каталог

См. также в каталоге / Каталог

См. также в каталоге / Каталог

См. также в каталоге / Каталог

См. также в каталоге / Каталог

• Организация, принимающая на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции:
Представительство в Республике Казахстан:
ООО «НОМЕД», Алматы, ул. Чайковского,
д. 22, оф. 211
тел. +7 (727) 233 57 21

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса, модель MED-55
Device for measurement of blood pressure and heart rate, model MED-55
Автоматический прибор / Fully automatic device / Автоматический прибор
Производитель: B. Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland
Б. Велл Свисс АГ, Bahnhofstrasse 24, 9443 Виденнау, Швейцария
Место производства: Елабжанский Медицинский Технопарк, д. 10,
2-й этаж, Ижевск, Республика Удмуртия, Россия
Тел. +7 (727) 233 57 21



10°C - 40°C

10°C - 40°C

10°C - 40°C

10°C - 40°C



B. Well

С заботой о каждом

MED-55
Тонومتر автоматический медицинский



Современный алгоритм измерения.
Intellect Active При нагнетании воздуха в манжету. Индивидуальный уровень нагнетания для быстрого и бережного измерения.



Питание от Micro USB: удобно и всегда под рукой



Цветная подсветка дисплея – зеленым, желтым или красным цветом – сигнализирует об уровне артериального давления



Полноценный контроль давления для двоих: память по 60 измерений для каждого с датой и временем



Манжета по форме руки: комфортное и точное измерение. Универсальный размер



Контроль точности: прибор покажет, правильно ли надета манжета



Экспертная точность: в режиме 3check тонномер проводит три измерения и интеллектуальный расчет результата



B. Well

С заботой о каждом

MED-55
Тонومتر автоматический медицинский



Комплектация



Конусная манжета M-L для обхвата руки 22-42 см



В комплекте 4 батареи типа AAA



Удобная сумка для хранения

EN Automatic blood pressure monitor. Intelligent measurement. 3check mode: intellectual analysis of three consecutive measurements. Up-to-date technology: measurement during inflation. Pulse Arrhythmia Detection to identify pulse irregularities at an early stage. Colored display backlight indicates the level of blood pressure. Cuff check indicator: the device shows if the cuff is properly applied. Advanced blood pressure control: 60 memory for each of 2 users with date and time. Micro USB port for power supply: convenient and always at hand. Anatomic cuff provides comfortable and accurate measurements. Soft storage bag.

Бесплатная горячая линия
8 800 200 33 22
Официальный сайт: www.bwell.ru
Официальный представитель в Республике Казахстан: ООО «ЭКОМЕД», Алматы, ул. Чайковского, д. 22, оф. 211
Тел.: +7 (727) 233 57 23

PRO

MED

TECHNO



Сделано в Китае / Made in China
9443 Widnu, Switzerland
B. Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24
«ЭКОМЕД» – официальный представитель
в Республике Казахстан
ООО «ЭКОМЕД», Алматы, ул. Чайковского,
д. 22, оф. 211
Тел.: +7 (727) 233 57 23

• Организация, уполномоченная на территории Республики Казахстан
представлять от производителя по качеству продукта
Представительство в Республике Казахстан:
ООО «ЭКОМЕД», Алматы, ул. Чайковского,
д. 22, оф. 211
Тел.: +7 (727) 233 57 23



B. Well

С заботой о каждом

MED-55
Тонومتر автоматический медицинский



ОДОБРЕНО
Российским
кардиологическим
обществом

Тройной
контроль



Micro USB



Датчик
измерений



Дисплей-
светофор



Универсальная
манжета по форме руки

B. Well
SWISS
CONTROLLED

GB_MED-55_RU_EN_1024

B. Well

С заботой о каждом

MED-55
Тонومتر автоматический медицинский

Интеллектуальное измерение



ОДОБРЕНО
Российским
кардиологическим
обществом

Тройной
контроль



Micro USB



Датчик
измерений



Дисплей-
светофор



Универсальная
манжета по форме руки

B. Well
SWISS
CONTROLLED

B. Well

С заботой о каждом

B. Well
SWISS
CONTROLLED

Разработка, проверка и контроль производства продукта осуществляются B. Well Swiss AG, Швейцария. Применяемая система контроля Swiss гарантирует высокое качество, долговечность и безопасность всего семейства продуктов компании B. Well.

10
ЛЕТ
гарантия

Компания берёт на себя обязательства по бесплатному сервисному обслуживанию приборов торговой марки B. Well в течение 10 лет.

PRO
линия

Медицинские приборы линии PRO – простые в использовании, при этом они профессионально и качественно выполняют все необходимые функции по профилактике, лечению и контролю за здоровьем ваших близких.

MED
линия

Линия MED представлена приборами с расширенными функциями. Они позволяют применять современные методы диагностики, профилактики и лечения, а также осуществлять всесторонний мониторинг состояния здоровья близких вам людей.

TECHNO
линия

Приборы линии TECHNO используют преимущества современных высоких технологий. Поэтому они наиболее эффективны и дают принципиально новые возможности, помогая проявлять заботу о каждом члене семьи.


PRO

MED

TECHNO

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса, модель MED-55
Device for measurement of systolic, diastolic blood pressure and heart rate, model MED-55
Артериальное давление можно измерить с помощью автоматического прибора MED-55
Automatic device / Fully automatic device / Автоматический прибор


Производитель: B. Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnu, Switzerland
B. Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnu, Switzerland
Место производства: ТОО «ЭКОМЕД» Медицинские Технологии Ко., Лтд.
7, 30 Майдан Исламский Майдан Руха, Европейский Индустриальный Зона, Сяопинь
Тянь, 528475 город Гуанчжоу, провинция Гуандун, Китай



10°C - 40°C
ПРИМЕНЕНИЕ

-20°C - 10°C
ХРАНЕНИЕ

• Түпнұсбадан өнім сапасы туралы түсінік қаншадамы Қазақстан Республикасы аумағында қолдайтын ұйымның атауы және мекенжайы: Қазақстан Республикасындағы өкілдігі: «ЭКОМЕД» ЖШС, Алматы, Чайковский көшесі, д. 22, оф. 211 мекені тел.: +7 (727) 233 57 23.



ТОНОМЕТР

АВТОМАТИЧЕСКИЙ НА ЗАПЯСТЬЕ



A-27

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса. На запястье



ТОНОМЕТР

АВТОМАТИЧЕСКИЙ НА ЗАПЯСТЬЕ



A-27

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса. На запястье



Индикатор аритмии – раннее выявление нарушений сердечного ритма



Память на 60 измерений



Прибор показывает текущие дату и время



Шкала уровня артериального давления позволит оценить результат и отнести его к нормальному, либо к гипертонии 1, 2 и 3 степени

GB_A-27_RU_Apr_5123



Уровень давления – важнейший показатель состояния здоровья. Чтобы сохранять отличное самочувствие и активность на долгие годы, необходимо контролировать артериальное давление. Запястный тонометр A-27 измеряет давление с высокой точностью, компактен и прост в использовании.

Позаботьтесь о своем здоровье!



Тонометр помогает контролировать артериальную гипертензию – основной фактор риска развития инсульта



A-27

Тонометр на запястье

В комплекте: Манжета на запястье
2 батарейки типа AAA



Бесплатная горячая линия

8 800 200 33 22

Официальный импортер, уполномоченный производителем
организация, принимающая претензии: АО «Альфа-Медика»
125493, РФ, г. Москва, ул. Авангардная д. 3,
пом. 1, эт. 4, офис 2402. www.bwell-swiss.ru

Прибор для измерения артериального давления
и частоты пульса (REF) A-27
Автоматический прибор

■ B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland
Би.Велл Свисс АГ, Банхофштрассе 24, 9443 Виднау, Швейцария
Место производства: Андон Хэпс Ко. Лтд. № 3, Джинпинг Стрит,
ЙаАн Роуд, Нанкай Дистрикт Тианджин, 300190 Китай

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2016/4964 от 16.11.2018 г.



2 батарейки типа AAA: 1.5V
10°C - 40°C
-20°C - 70°C
ХРАНЕНИЕ

Прибор может не соответствовать изображению на упаковке
Сделано в Китае

75.0 mm ± 1

95.0 mm ± 1

75.0 mm ± 1

95.0 mm ± 1

80.0 mm ± 1

B.Well 
С заботой о каждом

MED-57
Тонومتر медицинский
запястный

Точный и
объективный

ОДОБРЕНО
Российским
кардиологическим
обществом

Манжета
от 13,5 до 21,5 см

Длительность
измерения
99"

Среднее
3 измерений

**B.WELL
SWISS
CONTROLLED**

GB_MED-57_RU_KZ_1024

B.Well 
С заботой о каждом

MED-57
Тонومتر медицинский
запястный

Точный и
объективный

ОДОБРЕНО
Российским
кардиологическим
обществом

Манжета
от 13,5 до 21,5 см

Длительность
измерения
99"

Среднее
3 измерений

**B.WELL
SWISS
CONTROLLED**

B.Well 
С заботой о каждом

Разработка, проверка и контроль производства продукта
осуществляются B.Well Swiss AG, Швейцария. Применяемая система
контроля Swiss гарантирует высокое качество, долговечность и
безопасность всего семейства продуктов компании B.Well.

Компания берет на себя обязательства по бесплатному сервисному
обслуживанию приборов торговой марки B.Well в течение 10 лет

PRO
Линия PRO – простота в использовании.
При этом они профессионально и качественно выполняют все
необходимые функции по профилактике, лечению и контролю
за здоровьем ваших близких.

MED
Линия MED – это новые приборы с расширенными функциями.
Они позволяют применять современные методы диагностики,
профилактики и лечения, а также осуществлять всесторонний
мониторинг состояния здоровья ваших близких.

TECHNO
Приборы линии TECHNO используют преимущества современных
высоких технологий. Поэтому они наиболее эффективны и дают
принципиально новые возможности, позволяя проводить заботу о
каждом члене семьи.

B.Well 
С заботой о каждом

MED-57
Тонومتر медицинский
запястный

Подсветка дисплея
для удобного измерения
при любом освещении

Индикатор аритмии –
раннее выявление
нарушений
сердечного ритма

Технология
Intellect Active –
индивидуальный
уровень напоянтий
манжеты
для бережного
измерения

Универсальный
размер манжеты
13,5-21,5 см –
подойдет всем
пользователям

Полноценный контроль давления:
память на 99 измерений с датой и временем,
расчет среднего значения трех измерений

PRO

MED

TECHNO

PRO

MED

TECHNO

• Организация, принимающая на территории Республики Казахстан
претензии от потребителей по качеству продукта
Представительство в Республике Казахстан:
ТОО «DIOMEDE», Алматы, ул. Чайковского,
д. 22, оф. 211
тел.: +7 (727) 233 57 21.

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса модель MED-57
Артериальным манометром со звуковым оповещением артериальное давление, MED-57 улігі
Автоматический прибор / Автоматты аспап.

■ B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland
Б.Велл Свисс АГ, Bahnhofstrasse 24, 9443 Виднау, Швейцария
www.bwell-swiss.ch
Место производства: Андон Хэпс Ко., Лтд., № 3, Джинпинг
Стрит, Яйан Роуд, Нанкай Дистрикт Тяндзинь, 300190 Китай



2 батарейки
типа AAA: 1.5V

• Тұтынушылардан өнім сапасы туралы түскен шағымдарды Қазақстан
Республикасы аумағында қабылдайтын ұйымның атауы және
мекенжайы: Қазақстан Республикасындағы елділігі,
«Diomed» ЖШС, Алматы, Чайковский көшесі,
22-үй, 211-кеңсе
тел.: +7 (727) 233 57 21.



Прибор не соответствует
требованиям
B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland
«Директивна Републиканска организация»
РК-ИТ-SH018606 от 10.07.2023 г.
Републиканское удостоверение на территории РК:
КР-ИТ-1016/964 от 16.11.2018 г.
на территории РФ



B.Well 
с заботой о каждом



тонометр
автоматический
медицинский
MED-57

 MED



GB_MED-57_RU_0624



Разработка, проверка и контроль производства продукта осуществляют B.Well Swiss AG, Швейцария. Применяемая система контроля Swiss гарантирует высокое качество, долговечность и безопасность всего семейства продуктов компании B.Well.

B.Well 
с заботой о каждом



Медицинские приборы линии PRO — простые в использовании, при этом они профессионально и качественно выполняют все необходимые функции по профилактике, лечению и контролю за здоровьем ваших близких.



Линия MED представляет приборы с расширенными функциями. Они позволяют применять современные методы диагностики, профилактики и лечения, а также осуществлять всесторонний мониторинг состояния здоровья близких вам людей.



Приборы линии TECHNO используют преимущества современных высоких технологий. Поэтому они наиболее эффективны и дают принципиально новые возможности, помогающие проводить заботу о каждом члене семьи.



Компания берёт на себя обязательства по бесплатному сервисному обслуживанию приборов торговой марки B.Well в течение 10 лет. Бесплатная горячая линия:

8 800 200 33 22



Уполномоченный центр продаж туралы түскен дөңгелектерді Қазақстан Республикасы аумағында облыстардан ұйымдастырып, және жекеменшік Қазақстан Республикасындағы өкілдігі «Diotmed» ЖШС, Алматы, Чайковский көшесі, 22-й, 211-кеңсе тел: +7 (727) 233 57 21



B.Well 
с заботой о каждом

комплектация



Манжета на запястье
13,5-21,5 см



Футляр-подставка для руки




Батарейки типа AAA – 2шт.

RU

Медицинский тонометр швейцарского бренда для измерения давления, частоты пульса с индикатором аритмии. Технология **Intellect Active** — измеряет на нагнетании, адаптируясь под пользователя — точный результат и бережное измерение без пережатия сосудов. Манжета 13,5–21,5 см — универсальный размер. Среднее 3-х измерений — объективный результат, как рекомендуют врачи. Память на 99 измерений с датой и временем. Подсветка экрана — четко виден результат измерения при любом освещении.



B.Well 
с заботой о каждом



тонометр
автоматический
медицинский
MED-57

ОДОБРЕНО
Российским
кардиологическим
обществом



Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса **MED-57**
Индикатор аритмии **MED-57**
Артериальное давление **MED-57**
Автоматический прибор / Цифровой прибор / Автоматический прибор

B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland
B.Well Swiss AG, Банкофатрассе 24, 9443 Виднау, Швейцария
Место производства: Андер-Роден AG, Штаб, № 3, Деннинген, Штрет, Йойн Роуд,
Нанкин Дистрикт, Тяньцзинь, 300190 Китай



7 640156 395044

2 батарейки типа AAA, 1.5V

Внимание! Прибор не соответствует требованиям на упаковке

Сформирован инвентарь, продукция произведена на заводе

организации, применяющей технологию производства

инвентарь, Москва, ул. Авиационная, д. 3, пом. 1, 1-й этаж, 2002

Импортёр: ООО «ЦИРМИ»

Регистрационное удостоверение

№ 18.018.17

КР. Удостоверение

на территории РК. № 18.018.17

и 01.01.2022 г.

на территории РК. № 18.018.17

и 01.01.2022 г.

на территории РК. № 18.018.17

и 01.01.2022 г.

на территории РК. № 18.018.17

и 01.01.2022 г.

на территории РК. № 18.018.17

и 01.01.2022 г.




B.Well

Humidity: 10-95% RH

MODEL:
Item No:



XXXXXXXXXXXXXXXXXX



B.Well

MODEL:
Item No:

B.Well Swiss AG
Switzerland

C/NO:
N.W.:
G.W.:
MEAS:
PC/CTN:

SN No:



XXXXXXXXXXXXXXXXXX

- проект макета транспортной упаковки с расшифровкой на русском языке



B.Well

Humidity: 10-95% RH (Относительная влажность):

MODEL: (Модель):

Item No: (Идентификационный номер модели у производителя):



XXXXXXXXXXXXXXXXXX



B.Well

(торговая марка)

MODEL: (Модель):

Item No: (Идентификационный номер модели у производителя):

B.Well Swiss AG Би.Велл Свисс АГ, Швейцария
Switzerland (наименование производителя, страна)

C/NO:

N.W.: (масса нетто):

G.W.: (масса брутто):

MEAS: (габариты):

PC/CTN: (количество единиц в коробе):

SN No: (диапазон серийных номеров приборов):



XXXXXXXXXXXXXXXXXX

- значок бесплатного сервисного обслуживания для макетов на стр. 8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20, 21,22,24,28,29,33,37,39



- информация об импортере и уполномоченной производителем организации для макетов на стр.5,6,7,9,16,23,25,26,27,30,31,32,34,35,36,38

Бесплатная горячая линия

8 800 200 33 22

Официальный импортёр, уполномоченная производителем организация, принимающая претензии: АО «Альфа-Медика»
125493, РФ, г. Москва, ул. Авангардная д. 3, пом. I, эт. 4, офис 2402.
www.bwell-swiss.ru

- информация об импортере и уполномоченной производителем организации для макетов на стр. 8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20, 21,22,24,28,29,33,37,39

Прибор может не соответствовать изображению на упаковке.
Официальный импортёр, уполномоченная производителем организация, принимающая претензии: АО «Альфа-Медика»
125493, РФ, г. Москва, ул. Авангардная д. 3, пом. I, эт. 4, офис 2402.
www.bwell-swiss.ru

- значки с маркетинговой информацией для макетов на стр. 10,11,12,13,14,15



манжета
по форме руки



манжета
22-36 см



манжета
22-42 см




простое
управление



компактный

- значки с маркетинговой информацией для макетов на стр. 17,18,19,20,21,22



манжета
по форме руки




манжета
22-36 см



манжета
22-42 см



память



шкала
давления

- значки с маркетинговой информацией

для макета на стр. 24



- значки с маркетинговой информацией для макетов на стр. 28,29



- изображение прибора для макета на стр. 37

тонометр
автоматический
медицинский

PRO-39



- маркетинговая информация для макета на стр. 38



Разработка, проверка и контроль производства продукта осуществляются B.Well Swiss AG, Швейцария. Применяемая система контроля Swiss гарантирует высокое качество, долговечность и безопасность всего семейства продуктов компании B.Well.



Компания берёт на себя обязательства по бесплатному сервисному обслуживанию приборов торговой марки B.Well в течение 10 лет.



Медицинские приборы линии PRO – простые в использовании, при этом они профессионально и качественно выполняют все необходимые функции по профилактике, лечению и контролю за здоровьем ваших близких.



Линия MED представлена приборами с расширенными функциями. Они позволяют применять современные методы диагностики, профилактики и лечения, а также осуществлять всесторонний мониторинг состояния здоровья близких вам людей.



Приборы линии TECHNO используют преимущества современных высоких технологий. Поэтому они наиболее эффективны и дают принципиально новые возможности, помогая проявлять заботу о каждом члене семьи.




MED-57

Тонометр медицинский
запястный

Подсветка дисплея
для удобного измерения
при любом освещении.



Индикатор аритмии –
раннее выявление
нарушений
сердечного ритма.



Полноценный контроль давления:
память на 99 измерений с датой и временем,
расчет среднего значения трех измерений.



Технология
Intellect Active –
индивидуальный
уровень нагнетания
манжеты
для бережного
измерения.



Универсальный
размер манжеты
13,5-21,5 см –
подойдет всем
пользователям.

Сшито и скреплено печатью
« 43 » листов

Генеральный директор
АО «Альфа-Медика»

Дата: « 11 »

