

«УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «БалтМед»

Романов В.В.

«27» мая 2024 г.



Фотографические изображения
медицинского изделия


Система шунтирующая при гидроцефалии

производства HP BIOPROTESES Ltda (ХП БИОПРОТЕЗЫ Лтд.), Бразилия

1. Система шунтирующая SPHERA с антисифонным устройством


1.1 Компоненты представлены отдельно

- 1) Модели ADE9010, ADB9010, ADM9010, ADA9010, ADE10210, ADB10210, ADM10210, ADA10210:
1. Клапан, 2. катетер церебральный вентрикулярный с углом 90°, 3. стилет, 4. катетер перитонеальный, 5. трубка ирригационная.



- 2) Модели ADE9015, ADB9015, ADM9015, ADA9015, ADE10215, ADB10215, ADM10215, ADA10215, ADE10223, ADB10223, ADM10223, ADA10223, ADE12015, ADB12015, ADM12015, ADA12015, ADE12023, ADB12023, ADM12023, ADA12023:

1. Клапан, 2. катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом, 3. катетер перитонеальный, 4. угловая клипса 90°, 5. трубка ирригационная.




1.2 Перитонеальный катетер и клапан в сборе

1) Модели UADE9010, UADB9010, UADM9010, UADA9010, UADE10210, UADB10210, UADM10210, UADA10210:

1. Клапан в сборе с катетером перитонеальным, 2. катетер церебральный вентрикулярный с углом 90°, 3. стилет, 4. трубка ирригационная.

2) Модели UADE9015, UADB9015, UADM9015, UADA9015, UADE10215, UADB10215, UADM10215, UADA10215, UADE10223, UADB10223, UADM10223, UADA10223, UADE12015, UADB12015, UADM12015, UADA12015, UADE12023, UADB12023, UADM12023, UADA12023:


1. Клапан в сборе с катетером перитонеальным, 3. стилет, 4. трубка ирригационная. 5. катетер церебральный вентрикулярный прямой, 6. угловая клипса 90°.



1.3 Катетер вентрикулярный и перитонеальный в сборе с клапаном

Модели UNADE10213, UNADB10213, UNADM10213, UNADA10213:

1. Клапан в сборе с катетером церебральным вентрикулярным прямым и катетером перитонеальным,
2. угловая клипса 90°, 3. стилет, 4. трубка ирригационная с коннектором для ирригации.



1.4 Маркировка клапана

Уровень давления - круглый маркер и направление потока - стрелка

Давление: Сверхнизкое



Давление: Низкое



Давление: Среднее




Давление: Высокое




1.5 Упаковка

Первичная упаковка



Вторичная упаковка



Маркировка упаковки

	Attention, consult accompanying documents prior to use Atenção, consultar as instruções antes do uso		EO sterilization Esterilizado em ETO Sterile if the package is not violated Estéril com embalagem íntegra
	Handle carefully Transporte cuidadosamente Avoid weighting on the package Evite colocar peso sobre a embalagem		For single use only Artigo médico-hospitalar de uso único
	Temperature limit Limite de temperatura		Do not resterilize Não reesterilize
	Store in cool, dry and clean place Manter em temperatura ambiente, em local seco e limpo		Do not use if package is damaged Não utilize se a embalagem estiver danificada
	This device meets the essential requirements of Medical Device Directive 93/42 EEC Este produto cumpre os requisitos essenciais da Diretiva de Produtos Médicos 93/42 EEC		HP BIOPROTESES LTDA. Rua Maria José Rangel, 83 Vila São Paulo - São Paulo SP - Brasil - CEP 04650-180 Tel.: 55 11 3853-7625 CNPJ: 54.801.196/0001-42 info@hpbio.com.br www.hpbio.com.br
	European Authorized Representative Representante Autorizado na Europa Obelis S.A. Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium Tel: +(32) 2.732.59.54 Fax: +(32) 2.732.60.03 e-mail: mail@obelis.net		MADE IN BRAZIL IND. BRASILEIRA Técnico responsável: Nikolas Sinji Harada CREA: 5062013947-SP

Примечание: Информационные символы маркировки с описанием приведены в эксплуатационной документации.

Этикетка

	ADM10210		001		001
--	-----------------	--	------------	--	------------

Содержание:
 клапан Adult - 1 шт.
 катетер церебральный вентрикулярный с углом 90° 10 см со стилетом - 1 шт.
 катетер перитонеальный 102 см - 1 шт.
 трубка ирригационная - 1 шт.

| |

21/06/2023 | | **21/06/2027** | Партия стерилизации: **1004** |

Уполномоченный представитель производителя ООО «БалтМед»
 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310.
 E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01

Стерилизовано: OXIMED - CNPJ 74.347.980/0001-30
 www.oximedrp.com.br - +55 17 3227-7376 comercial@oximedrp.com.br
 Ответственный технический специалист: Mara Flauzina Longo- CRBIO-SP 20.278

HP BIOPRÓTESES Ltda. - Rua Maria José Rangel, 83 - CEP: 04650-180 Тел/Факс: (011) 3853.7625 - São Paulo - SP - Бразилия Ответственный техник: Nikolas S. Harada - CREA/SP: 5062013947 | | |

Система шунтирующая SPHERA с антисифонным устройством
 («Система шунтирующая при гидроцефалии»)
 Регистрационное удостоверение № РЗН _____
 от «___» _____ 2024 г.)

| **1434** |


ADM10210 | | **001** | | **001** |

2. Система шунтирующая SPHERA DUO

2.1 Компоненты представлены отдельно


1) Модели ADE10210D, ADB10210D, ADM10210D, ADA10210D, INE907D, INB907D, INM907D, INA907D, INE9010D, INB9010D, INM9010D, INA9010D, NNE905D, NNB905D, NNM905D, NNA905D, NNE907D, NNB907D, NNM907D, NNA907D:

1. Клапан, 2. катетер церебральный вентрикулярный с углом 90° 3. стилет, 4. катетер перитонеальный, 5. трубка ирригационная.



2) Модели ADE10215D, ADB10215D, ADM10215D, ADA10215D, ADE10223D, ADB10223D, ADM10223D, ADA10223D, ADE12015D, ADB12015D, ADM12015D, ADA12015D, ADE12023D, ADB12023D, ADM12023D, ADA12023D, INE9015D, INB9015D, INM9015D, INA9015D, INE9023D, INB9023D, INM9023D, INA9023D, INE10215D, INB10215D, INM10215D, INA10215D, INE10223D, INB10223D, INM10223D, INA10223D, INE12015D, INB12015D, INM12015D, INA12015D, INE12023D, INB12023D, INM12023D, INA12023D, NNE9015D, NNB9015D, NNM9015D, NNA9015D, NNE9023D, NNB9023D, NNM9023D, NNA9023D, NNE10215D, NNB10215D, NNM10215D, NNA10215D, NNE10223D, NNB10223D, NNM10223D, NNA10223D, NNE12015D, NNB12015D, NNM12015D, NNA12015D, NNE12023D, NNB12023D, NNM12023D, NNA12023D, NPE10215D, NPB10215D, NPM10215D, NPA10215D, NPE10223D, NPB10223D, NPM10223D, NPA10223D, NPE12015D, NPB12015D, NPM12015D, NPA12015D, NPE12023D, NPB12023D, NPM12023D, NPA12023D, NPE9015D, NPB9015D, NPM9015D, NPA9015D, NPE9023D, NPB9023D, NPM9023D, NPA9023D:

1. Клапан, 2. катетер перитонеальный, 3. катетер церебральный вентрикулярный прямой со стилетом, 4. угловая клипса 90°, 5. трубка ирригационная.




3) Модели NEONATAL с резервуаром - NNE905RD, NNB905RD, NNM905RD, NNA905RD, NNE907RD, NNB907RD, NNM907RD, NNA907RD:

1. Клапан Neonatal с резервуаром, 2. катетер церебральный вентрикулярный с углом 90°, 3. стилет, 4. катетер перитонеальный, 5. трубка ирригационная.

4) Модели NEONATAL с резервуаром - NNE9015RD, NNB9015RD, NNM9015RD, NNA9015RD, NNE9023RD, NNB9023RD, NNM9023RD, NNA9023RD, NNE10215RD, NNB10215RD, NNM10215RD, NNA10215RD, NNE10223RD, NNB10223RD, NNM10223RD, NNA10223RD, NNE12015RD, NNB12015RD, NNM12015RD, NNA12015RD, NNE12023RD, NNB12023RD, NNM12023RD, NNA12023RD:

1. Клапан Neonatal с резервуаром, 4. катетер перитонеальный, 5. трубка ирригационная, 6. катетер церебральный вентрикулярный прямой со стилетом, 7. угловая клипса 90°.




2.2 Клапан и перитонеальный катетер предварительно собраны

1) Модели UADE10210D, UADB10210D, UADM10210D, UADA10210D, UADE10215D, UADB10215D, UADM10215D, UADA10215D, UADE10223D, UADB10223D, UADM10223D, UADA10223D, UADE12015D, UADB12015D, UADM12015D, UADA12015D, UADE12023D, UADB12023D, UADM12023D, UADA12023D, UINE9015D, UINB9015D, UINM9015D, UINA9015D, UINE9023D, UINB9023D, UINM9023D, UINA9023D, UINE10215D, UINB10215D, UINM10215D, UINA10215D, UINE10223D, UINB10223D, UINM10223D, UINA10223D, UINE12015D, UINB12015D, UINM12015D, UINA12015D, UINE12023D, UINB12023D, UINM12023D, UINA12023D, UNNE9015D, UNNB9015D, UNNM9015D, UNNA9015D, UNNE9023D, UNNB9023D, UNNM9023D, UNNA9023D, UNNE10215D, UNNB10215D, UNNM10215D, UNNA10215D, UNNE10223D, UNNB10223D, UNNM10223D, UNNA10223D, UNNE12015D, UNNB12015D, UNNM12015D, UNNA12015D, UNNE12023D, UNNB12023D, UNNM12023D, UNNA12023D, UNNE905RD, UNNB905RD, UNNM905RD, UNNA905RD, UNNE907RD, UNNB907RD, UNNM907RD, UNNA907RD, UNNE9015RD, UNNB9015RD, UNNM9015RD, UNNA9015RD, UNNE9023RD, UNNB9023RD, UNNM9023RD, UNNA9023RD, UNNE10215RD, UNNB10215RD, UNNM10215RD, UNNA10215RD, UNNE10223RD, UNNB10223RD, UNNM10223RD, UNNA10223RD, UNNE12015RD, UNNB12015RD, UNNM12015RD, UNNA12015RD, UNNE12023RD, UNNB12023RD, UNNM12023RD, UNNA12023RD, UNPE10215D, UNPB10215D, UNPM10215D, UNPA10215D, UNPE10223D, UNPB10223D, UNPM10223D, UNPA10223D, UNPE12015D, UNPB12015D, UNPM12015D, UNPA12015D, UNPE12023D, UNPB12023D, UNPM12023D, UNPA12023D, UNPE9015D, UNPB9015D, UNPM9015D, UNPA9015D, UNPE9023D, UNPB9023D, UNPM9023D, UNPA9023D:

1. Клапан в сборе с катетером перитонеальным, 2. катетер церебральный вентрикулярный прямой со стилетом, 3. угловая клипса 90°, 4. трубка ирригационная.

2) Модели UINE907D, UINB907D, UINM907D, UINA907D, UINE9010D, UINB9010D, UINM9010D, UINA9010D, UNNB905D, UNNM905D, UNNA905D, UNNE907D, UNNB907D, UNNM907D, UNNA907D:


1. Клапан в сборе с катетером перитонеальным, 4. трубка ирригационная, 5. катетер церебральный вентрикулярный с углом 90°, 6) стилет.



2.3 Катетер вентрикулярный и перитонеальный в сборе с клапаном

Модели UNADE10213D, UNADB10213D, UNADM10213D, UNADA10213D, UNINE9011D, UNINB9011D, UNINM9011D, UNINA9011D:

1. Клапан в сборе с катетером церебральным вентрикулярным прямым и с катетером перитонеальным, 2. угловая клипса 90°, 3. стилет, 4. трубка ирригационная с разъемом для ирригации.



2.4 Упаковка

Первичная упаковка



Вторичная упаковка



Маркировка упаковки

Atenção, consultar as instruções antes do uso.
Attention, consult accompanying documents prior to use

Transporte cuidadosamente
Handle carefully
Evite colocar peso sobre a embalagem
Avoid weighting on the package

Limite de temperatura
Temperature limit

Manter em temperatura ambiente, em local seco e limpo
Store in cool, dry and clean place

CE 1434 Este produto cumpre os requisitos essenciais da Diretiva de Produtos Médicos 93/42 EEC
This device meets the essential requirements of Medical Device Directive 93/42 EEC

EC REP Representante Autorizado na Europa
European Authorized Representative
Obelis S.A.
Bd. Général Wahis, 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03
e-mail: mail@obelis.net

STERILE EO Esterilizado em ETO
EO sterilization
Esteril com embalagem íntegra
Sterile if the package is not violated

Artigo médico-hospitalar de uso único
For single use only

Não reesterilize
Do not resterilize

Não utilize se a embalagem estiver danificada
Do not use if package is damaged

HP BIOPROTESES LTDA.
Rua Maria José Rangel, 83
Vila São Paulo - São Paulo
SP - Brasil - CEP 04650-180
Tel.: 55 11 3853-7625
CNPJ: 54.801.196/0001-42
info@hpbio.com.br
www.hpbio.com.br

**INDÚSTRIA BRASILEIRA
MADE IN BRAZIL**

Técnico responsável:
Nikolas Sinji Harada
FA: 5062013947-SP

Примечание: Информационные символы маркировки с описанием приведены в эксплуатационной документации.

Этикетка

REF UNADM10213D

LOT 0022

SN 001

Содержание:
 клапан Adult в сборе с катетером
 церебральным вентрикулярным прямым
 13,5 см со стилетом и с катетером
 перитонеальным 102 см - 1 шт.
 угловая клипса 90° - 1 шт.
 трубка ирригационная - 1 шт.

21/06/2023

21/06/2027

Партия стерилизации:
1004

Уполномоченный представитель производителя
 Общество с ограниченной ответственностью «БалтМед»
 (ООО «БалтМед»)
 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А,
 пом. 7-Н, помещение 36, офис 310.
 E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01

Стерилизовано: OXIMED - CNPJ 74.347.980/0001-30
www.oximedrp.com.br +55 17 3227-7376 comercial@oximedrp.com.br
 Ответственный технический специалист: Mara Flauzina Longo - CRBIO-SP 20.278

STERILE EO

Obelis S.A.
 Bd. Général Wahis 53 - 1030 Brussels, Belgium
 Tel: +(32) 2. 732.59.54 - Fax: +(32) 2. 732.60.03 / e-mail: mail@obelis.net

HP BIOPROTESES Ltda. - Rua Maria José Rangel, 83 - CEP: 04650-180
 Тел./Факс: (011) 3853.7625 - São Paulo - SP - Бразилия
 Ответственный техник: Nikolas S. Harada - CREA/SP: 5062013947

Система шунтирующая SPHERA DUO
 («Система шунтирующая при гидроцефалии»)

Регистрационное удостоверение № РЗН
 от « » 2024 г.

EC REP

CE 1434

REF UNADM10213D

LOT 0022


SN 001

3. Система шунтирующая с программируемым клапаном SPHERA PRO

3.1 Клапан представлен отдельно от катетера


1) Модели PRO10215, PRO12015, PRO10223, PRO12023:

1. клапан Sphera Pro, 2. катетер перитонеальный, 3. катетер церебральный вентрикулярный прямой со стилетом и угловой клипсой, 4. трубка ирригационная.



2) Модели PRO10215R, PRO12015R, PRO10223R, PRO12023R:


1. клапан Sphera Pro в сборе с резервуаром RHH-2, 2. катетер перитонеальный, 3. катетер церебральный вентрикулярный прямой со стилетом и угловой клипсой, 4. трубка ирригационная.



3.2 Катетер перитонеальный с клапаном в сборе


1) Модели UPRO10215, UPRO12015, UPRO10223, UPRO12023:

1. клапан Sphera Pro в сборе с катетером перитонеальным, 2. катетер церебральный вентрикулярный прямой со стилетом и угловой клипсой, 3. трубка ирригационная.



2) Модели UPRO10215R, UPRO12015R, UPRO10223R, UPRO12023R:


1. клапан Sphera Pro в сборе с: резервуаром RHH-2 и катетером перитонеальным, 2. катетер церебральный вентрикулярный прямой со стилетом и угловой клипсой, 3. трубка ирригационная.



3.3 Катетер вентрикулярный и перитонеальный в сборе с клапаном


1) Модели UNPRO10215, UNPRO10215, UNPRO10223, UNPRO10223:

1. клапан Sphera Pro в сборе с катетером перитонеальным, катетером церебральным вентрикулярным прямым, 2. стилет, 3. угловая клипса, 4. трубка ирригационная



2) Модели UNPRO10215R, UNPRO10215R, UNPRO10223R, UNPRO10223R:


1. клапан Sphera Pro в сборе с резервуаром RHH-2 и катетером перитонеальным, 2. катетер церебральный вентрикулярный прямой со стилетом и угловой клипсой, 3. трубка ирригационная.



3.4 Клапан Sphera Pro в сборе с устройством SPHERAGRAV


1) Модели UPRO10215-G10, UPRO10215-G15, UPRO10215-G20, UPRO10215-G25, UPRO10215-G30, UPRO10215-G35, UPRO10223-G10, UPRO10223-G15, UPRO10223-G20, UPRO10223-G25, UPRO10223-G30, UPRO10223-G35, UPRO12015-G10, UPRO12015-G15, UPRO12015-G20, UPRO12015-G25, UPRO12015-G30, UPRO12015-G35, UPRO12023-G10, UPRO12023-G15, UPRO12023-G20, UPRO12023-G25, UPRO12023-G30, UPRO12023-G35:

1. клапан Sphera Pro в сборе с устройством SPHERAGRAV-10, 2. катетер перитонеальный, 3. резервуар RHH-2, 4. катетер церебральный вентрикулярный прямой со стилетом и угловой клипсой, 5. трубка ирригационная.



3.5 Упаковка


Первичная упаковка



Вторичная упаковка




Маркировка упаковки



Примечание: Информационные символы маркировки с описанием приведены в эксплуатационной документации.

Этикетка



4. Комплектующие, которые при необходимости приобретаются отдельно

4.1 Катетер церебральный вентрикулярный


- 1) Катетер церебральный вентрикулярный прямой (со стилетом и угловой клипсой)
Модели VN7, VN10, VN15, VN22, VI15, VI20, VI23.5, VA15, VA20, VA23.5



- 2) Катетер церебральный вентрикулярный с углом 90° (со стилетом)
Модели VNG5, VNG6, VNG7, VIG5, VIG6, VIG7, VAG7, VAG7.2, VAG9, VAG9.2, VAG10




- 3) Катетер церебральный вентрикулярный с углом 90° с резервуаром
Модели VNG5R, VNG6R, VNG7R, VIG5R, VIG6R, VIG7R, VAG7R, VAG10R



4.2 Катетер перитонеальный

Модели PI52, PI90, PI102, PI120, PA90, PA102, PA120



4.3 Резервуар



RHM-1



RHM-3



RHH-2

4.4 Коннектор

- 1) Коннектор прямой А короткий (САС)



- 2) Коннектор прямой А длинный (САЛ)



- 3) Коннектор прямой В (СAB)



4) Коннектор угловой 90° (C90)



5) Коннектор Y-образный короткий (CYC)



6) Коннектор Y-образный длинный (CYL)




4.5 Устройство антигравитационное SPHERA GRAV

Модели SPHERAGRAV-10, SPHERAGRAV-15, SPHERAGRAV-20, SPHERAGRAV-25, SPHERAGRAV-30, SPHERAGRAV-35




4.6 Упаковка комплектующих, которые при необходимости приобретаются отдельно
Первичная упаковка



Вторичная упаковка



Маркировка упаковки



Примечание: Информационные символы маркировки с описанием приведены в эксплуатационной документации.

Этикетка

REF	SPHERAGRAV-10	LOT	0013	SN	002
-----	---------------	-----	------	----	-----

Содержание:
 Устройство SPHERAGRAV-10 – 1 шт.;
 трубка ирригационная – 1 шт.

Уполномоченный представитель производителя
 Общество с ограниченной ответственностью «БалтМед»
 (ООО «БалтМед»)
 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А,
 пом. 7-Н, помещение 36, офис 310.
 E-mail: baltmedttd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01

Партия стерилизации:
 09/08/2023 09/08/2027 1036

Стерилизовано: OXIMED - CNPJ 74.347.980/0001-30
 www.oximedrp.com.br - +55 17 3227-7376 comercial@oximedrp.com.br
 Ответственный технический специалист: Mara Flauzina Longo- CRBIO-
 SP 20.278

HP BIOPRÓTESES Ltda. - Rua Maria José Rangel, 83 - CEP: 04650-180
 Тел/Факс: (011) 3853.7625 - São Paulo - SP - Бразилия
 Ответственный техник: Nikolas S. Harada - CREA/SP: 5062013947

Obelis S.A.
 Bd. Général Wahnis 53 - 1030 Brussels, Belgium
 Tel: +(32) 2. 732.59.54 - Fax: +(32) 2. 732.60.03 / e-mail : mail@obelis.net

CE 1434

Устройство антигравитационное SPHERA GRAV
 (для Системы шунтирующей при гидроцефалии
 Регистрационное удостоверение № РЗН
 от « » 2024 г.)

REF	SPHERAGRAV-10	LOT	0013	SN	002
-----	---------------	-----	------	----	-----

4.7 Устройство программирующее REG-PRO для клапана программируемого SPHERA PRO



устройство программирующее REG-PRO для клапана программируемого SPHERA PRO




Упаковка устройства программирующего REG-PRO
для клапана программируемого SPHERA PRO






Маркировка упаковки





Примечание: Информационные символы маркировки с описанием приведены в эксплуатационной документации.



Считаем возможным распространить изображения изделия и упаковок на все соответствующие модели и варианты исполнения изделия «Система шунтирующая при гидроцефалии».

Всего прошито и скреплено печатью
26 (двадцать шесть) листа(ов)
цифрами прописью

Должность: Ген. директор ООО «Балтмед»

Подпись В.В. Романов В.В. Романов


05 2024 г.



ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Наклейте сюда этикетку
Системы шунтирующей с
программируемым клапаном
SPHERA PRO

Наклейте сюда этикетку
Устройства антигравитационного
SPHERA GRAV



Rua Maria José Rangel, 83 – Vila São Paulo CEP
04660-180 – Сан-Паулу – SP – Бразилия Тел.: 55
11 3053 7625 – info@hpbio.com.br
www.hpbio.com.br

СИСТЕМА ШУНТИРУЮЩАЯ С ПРОГРАММИРУЕМЫМ КЛАПАНОМ SPHERA PRO

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПАЦИЕНТА

ИМЯ:

ДАТА РОЖДЕНИЯ:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

Пациент должен всегда иметь при себе эту карту

"Утверждаю"

Генеральный
директор
ООО "БалтМед"
В.В. Родионов

27.05.2024г.



1

ИМПЛАНТАЦИЯ

ВРАЧ:

ТЕЛЕФОН:

БОЛЬНИЦА:

ДАТА:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

ВИД ДРЕНАЖА:

V-P (вентрикулоперитонеальный)

МЕСТО ИМПЛАНТАЦИИ

ЧЕРЕП

ПОДКЛЮЧИЧНАЯ
ЯМКАБОК
(FLANK)

ДАВЛЕНИЕ КЛАПАНА

SPHERA PRO:

1 3 6,5 10 13 16,5 19 21

АНТИГРАВИТАЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ:

10 15 20 25 30 35

ИЗОБРАЖЕНИЯ КЛАПАНА

Позиция 1
1,0 см H₂OПозиция 2
3,0 см H₂OПозиция 3
6,5 см H₂OПозиция 4
10 см H₂OПозиция 5
13 см H₂OПозиция 6
16,5 см H₂OПозиция 7
19 см H₂OПозиция 8
21 см H₂OMR-совместимые
при определенных условиях
(MR-conditional)

ЗАП

ВРАЧ

ДАТА

МЕСТ

ТЕЛЕ

ДАВЛ

РЕНТ

ТОМО

МАГН
РЕЗО

НАБЛ

ИЗОБРАЖЕНИЯ КЛАПАНА




Позиция 1
1,0 см H₂O

Позиция 2
3,0 см H₂O

Позиция 3
6,5 см H₂O

Позиция 4
10 см H₂O



Позиция 5
13 см H₂O

Позиция 6
16,5 см H₂O

Позиция 7
19 см H₂O

Позиция 8
21 см H₂O



MR-совместимые
при определенных условиях
(MR-conditional)

ЗАПИСЬ НАСТРОЙКИ

ВРАЧ							
ДАТА							
МЕСТО							
ТЕЛЕФОН							
ДАВЛЕНИЕ	1 3 6,5 10 13 16,5 19 21	1 3 6,5 10 13 16,5 19 21	1 3 6,5 10 13 16,5 19 21	1 3 6,5 10 13 16,5 19 21	1 3 6,5 10 13 16,5 19 21	1 3 6,5 10 13 16,5 19 21	1 3 6,5 10 13 16,5 19 21
РЕНТГЕН	☐ Да ☐ Нет	☐ Да ☐ Нет	☐ Да ☐ Нет	☐ Да ☐ Нет	☐ Да ☐ Нет	☐ Да ☐ Нет	☐ Да ☐ Нет
ТОМОГРАФИЯ	☐ Да ☐ Нет	☐ Да ☐ Нет	☐ Да ☐ Нет	☐ Да ☐ Нет	☐ Да ☐ Нет	☐ Да ☐ Нет	☐ Да ☐ Нет
МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС	☐ Да ☐ Нет	☐ Да ☐ Нет	☐ Да ☐ Нет	☐ Да ☐ Нет	☐ Да ☐ Нет	☐ Да ☐ Нет	☐ Да ☐ Нет
НАБЛЮДЕНИЯ							





ВАЖНО

ИНФОРМАЦИЯ О ПАЦИЕНТЕ

Ответственный врач должен проинформировать пациента и/или его семью о возможности случайного риска изменения регуляции давления и работы клапана, связанного с воздействием сильного магнитного поля, а также с физической активностью, такой как активные виды спорта или удары, и указать, когда рекомендуется проверить, не повлияло ли это на настройку давления или работу клапана.

Только ответственный нейрохирург может назначить проверку или регуляцию давления в соответствующем месте. После каждого изменения давления рекомендуется наблюдать за пациентом в течение 24 часов, чтобы убедиться в адекватности регуляции.

Если требуется магнитно-резонансная томография, необходимо проверить регуляционное давление до и сразу после исследования. Если рабочее давление клапана изменилось по сравнению с первоначально проверенным давлением, ответственный нейрохирург должен отрегулировать клапан.

Программируемый клапан Sphera Pro имеет систему магнитной блокировки, которая защищает от случайного изменения регуляции давления, вызванного магнитными полями от артефактов (датчиков обнаружения, микроволновых печей, беспроводных телефонов, линий высокого напряжения, телевизоров, магнитов из игрушек, наушниках, динамиках или магнитных полей, создаваемых работающими электрическими устройствами, такими как бритвы, фены и т. д.).

Однако не рекомендуется приближать потенциальные источники этих полей к месту имплантации.

Антигравитационное устройство Сфера Грав совместимо с магнитно-резонансной томографией или компьютерной томографией и не влияет на их работу.

Изменения клинического состояния пациента могут указывать на неисправности системы из-за чрезмерного дренажа или обструкции. Признаками или симптомами, о которых следует немедленно сообщить нейрохирургу для оценки, могут быть: тошнота, поведенческие расстройства, сонливость; у детей: напряжение родничка, гиперемия вен черепа, апатия, ригидность затылочных мышц, раздражительность и рвота; у взрослых: головная боль, рвота, потеря сознания, ригидность затылочных мышц, нечеткость зрения и двигательные нарушения.

*Наклейте сюда этикетку от
официального дистрибьютора*



paciente | Име и номер на пациента | Imię i nr
nummer van de patient | Potilaan nimi ja numero
Patientennummer | Όνομα ασθενούς και Αριθμός
Paciento vardas, pavardė ir numeris | Pacientens navn
Nume și număr pacient | Nombre y número del
ve Numara | Пациент Имя и номер

ni se с Αварийно | Sykk i nødsituasjon | Kontakt i
edot hättiläntä varten | Bei Notfall verständigen
eten értesítendő | Contatto di emergenza | Gydanfö
w naglych wyprawkach | Contact de urgente | Contato
нефон

ar и телефонен номер | Lekař, telefon | Læge og
ärin nimi ja puhelinnumero | Médecin et n° de tél.
Orvos és telefonszáma | Nome e telefono medico |
Izawisko lekarka, nr telefonu | Nume Doctor și număr
nummer | Hekim Adı ve Telefon No. | Врачи и телефон

Implant Date and Location | Data e Local de Implants | Дата и местоположение на импланта
| Datum implantace a umístění implantátu | Dato og sted for implantation | Implantatiedatum en
-locatie | Implantin asennuspäivä ja sijainti | Date et lieu d'implantation | Implantationsdatum und
Implantationsstelle | Εμφύτευση ημερομηνία και τόπος | Implantálás dátuma és helye | Data e luogo di
impianto | Implantavimo data ir vieta | Implantasjonsdato og sted | Data i mijsce implantacji | Data
si locatia implantarii | Fecha y lugar del implante | Implantationsdatum och -plats | Ameliyat Tarihi ve
Yeri | Дата и место установки шунта

Label – Shunt / Valve | Etiqueta - Derivação/ Válvula | этикет - Шунт/
Ksana | nálepka - Shunt/Ventil | mærkat - Shunt/ventil | sticker - Shunt/
klep | tarra - Shunt/venttiili | étiquettes - Derivation / Valve | Produkt-
Etiketten - Shunt/Ventil | αυτοκόλλητη ετικέτα - Αναστέφανση / Βαλβίδα
| felragasztható - Sönt/Szelep | etichette adesive - Derivazione/valvola |
Lipdukas – Šuntas/Vožtuvas | etikett - Shunt/ventil | Etykieta –system
zastawkowy / zastawka | Eticheta - Valva | etiqueta - derivación / Válvula
| klistermärke - Shunt/ventil | etiket - Şant/Valk | этикетка – шунт/ вентиль

MR

- ENG Magnetic Resonance Safe
- POR Seguro para utilização com ressonância magnética
- RUS Сейф за ядрено-магнитен резонанс
- CZE Lze bezpečně použít při magnetické rezonanci
- DAN Sikker ved brug i MR-miljø
- NLD Veilig in een omgeving met magnetische resonantie
- FIN MRI-turvallinen
- FRA Compatible avec la résonance magnétique
- GER MR-sicher
- GRI Μαγνητικού Συντονισμού Safe
- HUN Mágneses rezonancia biztos
- ITA Compatibile con risonanza magnetica
- LT Saugus magnetinio rezonanso tyrimams
- NOR MR-sikker
- POL Możliwość wykonania bezpiecznego rezonansu magnetycznego
- RON Rezonanta magnetic sigura
- SPA Seguro para resonancias magnéticas
- SWE MR-säker (magnetresonans)
- TUR Manyetik Rezonans (MR) Güvenilir
- UKR Проведення магнітно-резонансних досліджень безпечно



Rua Maria José Rangel, 83 - Vila São Paulo
CEP 04650-180 - São Paulo - SP - Brasil
tel.: 55 11 3853 7625 - info@hpbio.com.br
www.hpbio.com.br

Rev.08-06-2022

Генеральный директор
ООО «БалтМед»
В.В. Рощин
27.05.2024

Общество с ограниченной ответственностью
«БалтМед» LLC
ИНН 7811625419
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

hpbio

Cerebral Shunt System Owner Patient card

- POR Portador de sistema de derivação cerebral | CARTÃO DO PACIENTE
- RUS церебральный Шунтирующий система за Собственник | КАРТА НА ПАЦИЕНТА
- CZE Nositel mozkového obtokového ventilu | KARTON PACIENTA
- DAN Ejer af cerebral shunt-system | PATIENTKORT
- NLD Drager van cerebraal shuntsysteem | PATIENTENKAART
- FIN Aivosuntin omistaja | POTILASKORTTIIN
- FRA Porteur de système de dérivation cérébral | CARTE DU PATIENT
- GER Implantatträger | PATIENTENPASS
- GRI Ιδιοκτήτης Εγκεφαλική Παράλληλου Συστήματος | ΚΑΡΤΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
- HUN Agyi szönt rendszer tulajdonosa | KÁRTYÁT BETEG
- ITA Possessore de sistema di deviazione cerebrale | DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE
- LT Asmuo, kuriam implantuota galvos smegenų šuntavimo sistema | PACIENTO KORTELE
- NOR Eier av cerebral shunt-system | PASIENTKORT
- POL Właściciel mózgowego systemu zastawkowego | KARTA DLA PACJENTA
- RON Sistem de pompare cerebrala – nume posesor | CARD PACIENT
- SPA Portador de Sistema de Derivación Cerebral | TARJETA DEL PACIENTE
- TUR Beyin Şant Sistemi Sahibi | HASTA KARTI
- UKR Пацієнтка с Установленим Мозговим Шунтом | МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА

IDENTIFIKASJON AV DEN IMPLANTERTE VENTILEN

Ventilens trykk og gjennomstrømningsretning kan påvises ved røntgenbilde, som vist i Fi.01. Pilen på ventilhuset indikerer gjennomstrømningsretningen, og sidelmerkingene symboliserer trykket i henhold til tegnforklaringen.

IDENTYFIKACJA WSZCZEPIONEJ ZASTAWY

Cisnienie i kierunek przepływu płynu w zastawie są wykrywane przez obrazowanie rentgenowskie, jak to przedstawiono na Rys.01. Strzałka wydrukowana na korpusie zastawki wskazuje kierunek przepływu, a okrągłe znaki oznaczają ciśnienie według legendy.

IDENTIFICARE VALVA IMPLANTATA

Presiunea și direcția de curgere a lichidului valvei/supapei sunt detectabile prin imagini cu raze X, așa cum se arată în Fi.01. Săgeata imprimată pe corpul supapei indică direcția de curgere, iar marcarile circulare simbolizează presiunea conform legendei.

IDENTIFICACIÓN DE LA VALVULA IMPLANTADA

La presión y dirección del flujo son visualizadas con rayos X, conforme Fig.01. La flecha impresa en el cuerpo de la válvula indica el sentido del flujo, y las marcas circulares simbolizan la presión conforme la Leyenda.

IMPLANTE EDILAMĖS VALF'IN TANIMLAMAASI

Valf'in basamı ve akış yönü röntgende görülebilir. Şekil 01. de gibi. Valf gövdesindeki OK işaretli akış yönünü gösterir ve yuvarlak noktalar açıklamalara göre basımları simgeler.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР УСТАНОВЛЕННОГО КЛАПАНА

Давление клапана и направление потока жидкости можно определить при помощи рентгенологического исследования, как показано на рис. 1. Стрелка на корпусе клапана указывает направление движения потока жидкости. Круглые отметки обозначают давление в соответствии с надписью.

Fig.01. Röntgenbilde av ventilen. Pilen på ventilhuset indikerer gjennomstrømningsretningen, og sidelmerkingene symboliserer trykket i henhold til tegnforklaringen.

Fig.01. Röntgenbild der Ventile. Die Pfeile auf dem Ventilgehäuse zeigen die Durchflussrichtung an, und die seitlichen Markierungen symbolisieren den Druck gemäß der Legende.

Fig.01. Röntgenbild der Ventile. Die Pfeile auf dem Ventilgehäuse zeigen die Durchflussrichtung an, und die seitlichen Markierungen symbolisieren den Druck gemäß der Legende.

Fig.01. Röntgenbild der Ventile. Die Pfeile auf dem Ventilgehäuse zeigen die Durchflussrichtung an, und die seitlichen Markierungen symbolisieren den Druck gemäß der Legende.

Fig.01. Röntgenbild der Ventile. Die Pfeile auf dem Ventilgehäuse zeigen die Durchflussrichtung an, und die seitlichen Markierungen symbolisieren den Druck gemäß der Legende.

Label – Shunt / Valve | Etiqueta – Derivação / Válvula | oznaczenie – Shunt / Kłopot / nępięta – Shunt/Valvul | oznaczenie – Shunt/ventil | stříček – Shunt / klop | taven – Shunt/ventil | etikettes – Derivation / Valve | Produkt-Bezeichnung – Shunt/Valvul | arrendőjele emle – Árványutak / Belsőjele | feljegyzőjele – Shunt/Valvul | etichette – Shunt/ventil | Etiketle – cistém szétválasztó / szétválasztó | Etiketle – Valve | etiketa – derivação / Válvula | Markierung – Shunt/ventil | etiket – Shunt/Valv | znamena – uputi / oznaka




Fig 01


IDENTIFICATION OF THE IMPLANTED VALVE

The pressure and direction of flow of the valve are detectable by X-ray image, as shown in Fig.01. The arrow printed on the valve body indicates the flow direction, and the circular markings symbolize the pressure according to the Legend.


Pressure | Pressão | налягане | Tlak |
Tryk | Druk | Paine | Pression | Druck |
nízon | Nyomás | pressione | Slęgis |
Trykk | ciśnienie | Presiune | Presión |
Basınç | Давление

Legend | Legenda | легенда | Titulek |
Signaturforklaring | Legenda | Merkkien
selitys | légende | Legende | Δεστική εξήγηση
| Jelmagyarázat | legenda | Legenda |
Tegnforklaring | legenda | Legenda | Leyenda
| Açıklamalar | Надпись


Extra Low | Extra Baxa | **μικρο-υποκο** | Velmi
nizky | **Særligt lav** | Extra laag | **Erittäin alhainen**
| très basse | **Sehr niedrig** | Πολύ χαμηλός |
Nagyon alacsony | bassissima | **Labai žemas** |
Ekstra lav | bardzo niskie | Foarte joasa | Extra
Baja | Ekstra Düşük | **Сверхнизкое**



Low | Baixa | **μικρο** | Nizky | Lav | Laag |
Alhainen | basse | **Niedrig** | χαμηλός | Alacsony
| bassa | **Žemas** | Lav | niskie | Joasa | Baja |
Düşük | **Низкое**



Medium | Média | **средно** | Střední | Middel |
Matig | Kohtalainen | moyenne | Mittel | μέσος
| Közepes | media | Vidutinis | Middels | średnie
| Medie | mediana | Orta | **Среднее**



High | Alta | **υποκο** | Vysoký | Høj | Hoog |
Korkea | haute | **Hoch** | υψηλός | Magas | alta |
Aukstas | Høy | wysokie | Inalta | Alta | Yüksek
| **Высокое**





Values | Valores | диапазоны | Hodnoty |
Værdier | Waarden | Arvot | Valeur | Wert |
Τιμές | Értékek | valori | Reikismés | Verdier |
wartosó | Valori | Valores | Değerler |
Результаты

Measures | Medidas | мярка | Míry |
Foranstaltninger | Debetien | Mitat |
mesures | Werte | μέτρησις | Mérések |
missura | Matavaimai | Forholdregler |
środki / dzialania | Masuri | Medidas |
Önlemler | измерений

1 to 3 cm of H₂O | 1 a 3 cm de H₂O | 1 до 3 см вода | 1 до 3 cm H₂O | 1 til 3 cm H₂O | 1 to 3 cm H₂O | 1–3 cm H₂O | 1 a 3 cm de H₂O | 1 bis 3 cm H₂O | 1 έως 3 cm από H₂O | 1–3 H₂O m | da 1 a 3 cm di H₂O | Nuo 1 iki 3 cm H₂O | 1 til 3 cm H₂O | 1–3 cm H₂O | 1 to 3 cm of H₂O | 1 a 3 cm de H₂O | 1 à 3 cm H₂O | Уровень H₂O от 1 до 3 см

3 to 7 cm of H₂O | 3 a 7 cm de H₂O | 3 до 7 см вода | 3 до 7 cm H₂O | 3 til 7 cm H₂O | 3 to 7 cm H₂O | 3–7 cm H₂O | 3 a 7 cm de H₂O | 3 bis 7 cm H₂O | 3 έως 7 cm από H₂O | 3–7 H₂O m | da 3 a 7 cm di H₂O | Nuo 3 iki 7 cm H₂O | 3 til 7 cm H₂O | 3–7 cm H₂O | 3 to 7 cm of H₂O | 3 a 7 cm de H₂O | 3 à 7 cm H₂O | Уровень H₂O от 3 до 7 см

7 to 11 cm of H₂O | 7 a 11 cm de H₂O | 7 до 11 см вода | 7 до 11 cm H₂O | 7 til 11 cm H₂O | 7 to 11 cm H₂O | 7–11 cm H₂O | 7 a 11 cm de H₂O | 7 bis 11 cm H₂O | 7 έως 11 cm από H₂O | 7–11 H₂O m | da 7 a 11 cm di H₂O | Nuo 7 iki 11 cm H₂O | 7 til 11 cm H₂O | 7–11 cm H₂O | 7 to 11 cm of H₂O | 7 a 11 cm de H₂O | 7 à 11 cm H₂O | Уровень H₂O от 7 до 11 см

11 to 14 cm of H₂O | 11 a 14 cm de H₂O | 11 до 14 см вода | 11 до 14 cm H₂O | 11 til 14 cm H₂O | 11 to 14 cm H₂O | 11–14 cm H₂O | 11 a 14 cm de H₂O | 11 bis 14 cm H₂O | 11 έως 14 cm από H₂O | 11–14 H₂O m | da 11 a 14 cm di H₂O | Nuo 11 iki 14 cm H₂O | 11 til 14 cm H₂O | 11–14 cm H₂O | 11 to 14 cm of H₂O | 11 a 14 cm de H₂O | 11 à 14 cm H₂O | Уровень H₂O от 11 до 14 см

Flow of 20 ml/h | fluxo de 20 ml/h |
| поток от 20 мл/час | Tok 20 ml/h |
Gennemstrømning på 20 ml/t | Debit: 20
ml/u | Virtaus 20 ml/h | Écoulement de 20
ml/h | Durchfluss von 20 ml/h | Porj 20
ml/h | 20 ml/h áramlás | Flusso di 21 cc/h
| 20 ml/val tekme | Gjennomstrømning på
20 ml/t | przepływ 20 ml/h | Scurgere de 20
ml/h | flujo de 20 ml/h | 20 ml/saatik Akas |
Поток 20 мл/ч

☞ IDENTIFICAÇÃO DA VÁLVULA IMPLANTADA

A pressão da válvula e o sentido do fluxo podem ser verificados através de exame de raio-X, conforme Fig.01. A flecha impressa no corpo da válvula indica o sentido do fluxo, e as marcações circulares simbolizam a pressão conforme a Legenda.

☞ ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ИМПЛАНТИРАНИТЕ ВЕНТИЛ

Маркировките на потока и налягането са рентгеноконтрастни и забележими при рентгенов образ. Стрелката, отпечатана върху корпуса на клапана показва посоката на потока, а кръгът символизира налягането според легендата.

☞ IDENTIFIKACE IMPLANTOVANÉHO VENTILU

Tlak ventilu a směr toku mohou být zjištěny prostřednictvím rentgenové zkoušky, podle ilustrace 01. Vytřtěná šipka na ventilu ukazuje zmr toku, a kulaté značky vyznačují tlak podle nápisu (titulku).

☞ IDENTIFIKATION AF DEN IMPLANTEREDE VENTIL

Ventilens gennemstrømningstryk og -retning kan detekteres ved røntgenbilledet, som vist i Fi.01. Pilen på ventilihuset angiver gennemstrømningsretningen, mens cirkelmarkeringerne angiver trykket i henhold til signaturforklaringen.

☞ IDENTIFICATIE VAN DE GEÏMPANTEERDE KLEP

De druk en stroomrichting in de klep zijn waarneembaar op röntgenfoto's, zoals te zien in Fig. 01. Het pijltje dat is afgebeeld op de klep geeft de stroomrichting aan en de rondjes staan voor de druk volgens de legenda.

☞ ASENNETUN VENTTIILIN TUNNISTAMINEN

Venttiilin läpi kulkevan virtauksen paine ja suunta saadaan selville röntgenkuvalla (Fi.01). Virtaussuunta käy ilmi venttiilin nuolimerkinnästä ja virtauspaine pyöreistä merkinnöistä merkien selityksen mukaisesti.

☞ IDENTIFICATION DE LA VALVE IMPLANTÉE

La pression et la direction de l'écoulement de la soupape sont détectables par

image de rayons X, comme illustré à la Fi.01. La flèche imprimée sur le corps de la valve indique le sens d'écoulement, et les marques circulaires symbolise la pression selon la légende.

☞ IDENTIFIZIERUNG DES IMPLANTIERTEN VENTILS

Die Kennzeichnungen für den Druck und die Richtung des Flusses durch das Ventil sind auf dem Röntgenbild sichtbar (Abbildung 1). Der auf dem Ventilkörper aufgedruckte Pfeil zeigt die Flussrichtung an und die Kreissymbole stehen gemäß der Legende für den Druck.

☞ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΕΥΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

Η πίεση και η κατεύθυνση της ροής της βαλβίδας είναι ανιχνεύσιμες με ακτίνες Χ της εικόνας, όπως φαίνεται στο Fi.01. Το βέλος που αναγράφεται στο σώμα της βαλβίδας δείχνει την κατεύθυνση της ροής, και τα κυκλικά σημάδια συμβολίζουν την πίεση σύμφωνα με την εξήγηση.

☞ A BEÜLTETET SZEPPEL AZONOSÍTÁSA

A szelep áramlási nyomása és iránya a röntgenfelvételen észlelhető, ahogy az az 01-es ábrán is látható. A szeleptestre nyomtatott nyíl jelzi az áramlás irányát, a kör alakú jelzés pedig a jelmagyarázat szerint a nyomást szimbolizálja.

☞ IDENTIFICAZIONE DELLA VALVOLA IMPIANTATI

La pressione e la direzione del flusso della valvola sono radiopache e rilevabili tramite raggi X, come mostrato in Fi.01. La freccia stampata sul corpo della valvola indica la direzione del flusso, e alcuni segni circolari simboleggiano la pressione secondo quanto disposto nella legenda.


☞ IMPLANTUOTO VOZTUVO IDENTIFIKACIJA

Voztuvo slėgis ir kryptis nustatomi rentgeno nuotraukos pagalba, kaip parodyta pav.01. Rodyklė esanti ant voztuvo korpuso rodo tekmes kryptį, o taskai nurodo slėgi pagal legendą.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «БалтМед»

(должность/position)

 В.В. Романов

(подпись / signature)

27.05.2024 г.

(дата / date)



ЭТИКЕТКИ

медицинского изделия

Система шунтирующая при гидроцефалии
производства HP BIOPROTESES Ltda, Бразилия

Ред. 2

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЭТИКЕТКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	3
1 Система шунтирующая SPHERA с антисифонным устройством	3
1.1 Коды на этикетках.....	3
1.2 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией AD P SSS YY	3
1.3 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией U AD P SSS YY	5
1.4 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией UN AD P SSS YY	6
2 Система шунтирующая SPHERA DUO.....	7
2.1 Коды на этикетках.....	7
2.2 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией XX P SSS YY D	7
2.3 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией U XX P SSS YY D	9
2.4 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией UN XX P SSS YY D	11
2.5 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией NN P SSS YY R D.....	12
2.6 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией UNN P SSS YY R D.....	13
3 Система шунтирующая с программируемым клапаном SPHERA PRO	14
3.1 Коды на этикетках:	14
3.2 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией PRO XXX YY	15
3.3 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией PRO XXX YY R.....	16
3.4 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией UPRO XXX YY.....	17
3.5 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией UPRO XXX YY R.....	18
3.6 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией UNPRO XXX YY.....	19
3.7 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией UNPRO XXX YY R.....	20
3.8 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией UPRO XXX YY -G SS.....	21
4. Этикетки для комплектующих, которые при необходимости можно приобрести отдельно	22
4.1 Катетер церебральный вентрикулярный.....	22
4.2 Катетер перитонеальный	26
4.3 Резервуар	27
4.4 Коннектор.....	29
4.5 Устройство антигравитационное SPHERA GRAV	32
4.6 Устройство программирующее REG-PRO для клапана программируемого SPHERA PRO	33
Приложение 1	36

ЭТИКЕТКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ СИСТЕМА ШУНТИРУЮЩАЯ ПРИ ГИДРОЦЕФАЛИИ

1 Внешняя и внутренняя этикетка

Размер: 9,6 см x 8,0 см

Материал: термотрансфер БОПП (полипропиленовая пленка), белый

Количество: 02

2 Дополнительные этикетки

Размер: 7,0 см x 3,4 см

Материал: термотрансферная бумага, белая

Количество: 03

1 Система шунтирующая SPHERA с антисифонным устройством

1.1 Коды на этикетках

AD - Adult (для взрослых)

P – Давление	A: Высокое
	M: Среднее
	B: Низкое
	E: Сверхнизкое

SSS - длина перитонеального катетера в см: 90, 102 или 120 см

YY - длина церебрального вентрикулярного катетера с углом 90° со стилетом : 10, 13, 15 и 23 см

V - с углом 90°

U – Unishunt - перитонеальный катетер и клапан в сборе

UN – Unitized - катетер вентрикулярный и перитонеальный в сборе с клапаном

SV – Клапан SPHERA

Примечание: REF № (Арт. №) и комплектация для изделий - в Приложении 1.

1.2 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией AD P SSS YY

Варианты исполнения AD P SSS YY			
ADA9010	ADA9023	ADA10215	ADA12015
ADM9010	ADM9023	ADM10215	ADM12015
ADB9010	ADB9023	ADB10215	ADB12015
ADE9010	ADE9023	ADE10215	ADE12015
ADA9015	ADA10210	ADA10223	ADA12023
ADM9015	ADM10210	ADM10223	ADM12023
ADB9015	ADB10210	ADB10223	ADB12023
ADE9015	ADE10210	ADE10223	ADE12023

REF	ADPSSSY	LOT	#Код партии#	SN	#Серийный номер#
------------	---------	------------	--------------	-----------	------------------

Содержание:
 клапан Adult - 1 шт.
 катетер церебральный вентрикулярный VYY см со стилетом - 1 шт.
 катетер перитонеальный SSS см - 1 шт.
 угловая клипса 90° - 1 шт.
 трубка ирригационная - 1 шт.

2
MR
STERILIZE
i

#Дата изготовления# **#Срок годности#** **Партия стерилизации: #Код партии#**

Уполномоченный представитель производителя ООО «БалтМед»
 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310.
 E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01

Стерилизовано: OXIMED - CNPJ 74.347.980/0001-30
 www.oximedrp.com.br - +55 17 3227-7376 comercial@oximedrp.com.br
 Ответственный технический специалист: Mara Flauzina Longo- CRBIO-SP 20.278

STERILE EO

Obelis S.A.
 Bd. Général Wahis 53 - 1030 Brussels, Belgium
 Tel: +(32) 2. 732.59.54 - Fax: +(32) 2.732.60.03 / e-mail : mail@obelis.net

CE 1434

Система шунтирующая SPHERA с антисифонным устройством
 («Система шунтирующая при гидроцефалии»
 Регистрационное удостоверение № РЗН от « » 2024 г.)

#Серийный номер# **#Код партии#** **REF**

HP BIOPRÓTESES Ltda. - Rua Maria José Rangel, 83 - CEP: 04650-180
 Тел/Факс: (011) 3853.7625 - São Paulo - SP - Бразилия
 Ответственный техник: Nikolas S. Harada - CREA/SP: 5062013947

Система шунтирующая SPHERA с антисифонным устройством клапан Adult - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный VYY см со стилетом - 1 шт. катетер перитонеальный SSS см - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт., трубка ирригационная - 1 шт.		CE 1434
Уполномоченный представитель производителя ООО «БалтМед», 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01		LOT #Код партии# SN #Серийный номер# REF ADPSSSY
HP BIOPRÓTESES, Бразилия · www.hpbio.com.br · tel 55 11 38537625		

Примечание: угловая клипса 90° входит только в состав моделей с катетером церебральным вентрикулярным прямым.

1.3 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией U AD P SSS YY

Варианты исполнения UADPSSSYY			
UADA9010	UADE9015	UADB10215	UADM12015
UADM9010	UADA10210	UADE10215	UADB12015
UADB9010	UADM10210	UADA10223	UADE12015
UADE9010	UADB10210	UADM10223	UADA12023
UADA9015	UADE10210	UADB10223	UADM12023
UADM9015	UADA10215	UADE10223	UADB12023
UADB9015	UADM10215	UADA12015	UADE12023

REF	UADPSSSYY	LOT	#Код партии#	SN	#Серийный номер#
------------	-----------	------------	--------------	-----------	------------------

Содержание:
 клапан Adult - 1 шт. в сборе с
 катетером перитонеальным YY см - 1 шт.
 катетер церебральный
 вентрикулярный V YY см со стилетом - 1 шт.
 угловая клипса 90° - 1 шт.
 трубка ирригационная - 1 шт.

 #Дата изготовления#  #Срок годности#  Партия стерилизации: #Код партии#

Уполномоченный представитель производителя ООО «БалтМед»
 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310.
 E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01

Стерилизовано: OXIMED - CNPJ 74.347.980/0001-30
 www.oximedrp.com.br +55 17 3227-7376 comercial@oximedrp.com.br
 Ответственный технический специалист: Mara Flauzina Longo- CRBIO-SP 20.278

 HP BIOPRÓTESES Ltda. - Rua Maria José Rangel, 83 - CEP: 04650-180
 Тел/Факс: (011) 3853.7625 - São Paulo - SP - Бразилия
 Ответственный техник: Nikolas S. Harada - CREA/SP: 5062013947

Obelis S.A.
 Bd. Général Wahis 53 - 1030 Brussels, Belgium
 Tel: +(32) 2.732.59.54 - Fax: +(32) 2.732.60.03 / e-mail: mail@obelis.net

CE 1434

Система шунтирующая SPHERA с антисифонным устройством
 («Система шунтирующая при гидроцефалии»
 Регистрационное удостоверение № РЗН от «__» 2024 г.)

REF **UADPSSSYY** **LOT** **SN**

Система шунтирующая SPHERA с антисифонным устройством клапан Adult - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным YY см - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный V YY см со стилетом - 1 шт., угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт. Уполномоченный представитель производителя ООО «БалтМед», 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01  HP BIOPRÓTESES, Бразилия · www.hpbio.com.br · tel 55 11 38537625	CE 1434 UADPSSSYY LOT #Код партии# SN #Серийный номер# REF
--	--

Примечание: угловая клипса 90° входит только в состав моделей с катетером церебральным вентрикулярным прямым.

1.4 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией UN AD P SSS YY

Варианты исполнения UN AD P SSS YY			
UNADA10213	UNADM10213	UNADB10213	UNADE10213

REF	UNADPSSSY	LOT	#Код партии#	SN	#Серийный номер#
-----	-----------	-----	--------------	----	------------------

Содержание:
 клапан Adult в сборе с катетером
 церебральным вентрикулярным VYY см со
 стилетом и катетером перитонеальным SSS
 см - 1 шт.
 угловая клипса 90° - 1 шт.
 трубка ирригационная - 1 шт.

MR	2	2	STERILIZE	i
----	---	---	-----------	---

#Дата изготовления#

#Срок годности#

Партия стерилизации:
#Код партии#

Уполномоченный представитель производителя
 Общество с ограниченной ответственностью «БалтМед»
 (ООО «БалтМед»)
 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А,
 пом. 7-Н, помещение 36, офис 310.
 E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01

Стерилизовано: OXIMED - CNPJ 74.347.980/0001-30
 www.oximedrp.com.br - +55 17 3227-7376 comercial@oximedrp.com.br
 Ответственный технический специалист: Mara Flauzina Longo- CRBIO-
 SP 20.278

HP BIOPRÓTESES Ltda. - Rua Maria José Rangel, 83 - CEP: 04650-180
 Тел./Факс: (011) 3853.7625 - São Paulo - SP - Бразилия
 Ответственный техник: Nikolas S. Harada - CREA/SP: 5062013947

Obelis S.A.
 Bd. Général Wahnis 53 - 1030 Brussels, Belgium
 Tel: +(32) 2. 732.59.54 - Fax: +(32) 2.732.60.03 / e-mail : mail@obelis.net

CE 1434

Система шунтирующая SPHERA
 с антисифонным устройством
 («Система шунтирующая при гидроцефалии»
 Регистрационное удостоверение № P3H
 от « » 2024 г.)

EC	REP
----	-----

REF	UNADPSSSY	LOT	#Код партии#	SN	#Серийный номер#
-----	-----------	-----	--------------	----	------------------

Система шунтирующая SPHERA с антисифонным устройством

клапан **Adult** в сборе с катетером церебральным вентрикулярным **V YY** см со стилетом и катетером перитонеальным **SSS** см - 1 шт.
 угловая клипса 90° - 1 шт.
 трубка ирригационная - 1 шт.

Уполномоченный представитель производителя
 ООО «БалтМед», 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова,
 д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310.
 E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01



LOT

SN

REF

#Код партии#

#Серийный номер#





HP BIOPRÓTESES, Бразилия · www.hpbio.com.br · tel 55 11 38537625

2 Система шунтирующая SPHERA DUO

2.1 Коды на этикетках

XX – Размер	AD: Adult (для взрослых)
	IN: Infantile (для детей)
	NN: Neonatal (для новорожденных)
	NP: Neonatal Plus (для новорожденных +)
P – Давление	A: Высокое
	M: Среднее
	B: Низкое
	E: Сверхнизкое

SSS - длина перитонеального катетера в см: 90, 102 или 120 см

YY - длина церебрального вентрикулярного катетера со стилетом : 5, 7, 10, 11, 13, 15 и 23 см.

V - с углом 90° или прямой

D – DUO

R – с резервуаром

U – Unishunt - перитонеальный катетер и клапан в сборе

UN – Unitized - катетер вентрикулярный и перитонеальный в сборе с клапаном

SDV – Клапан SPHERA DUO

Примечание: REF № (Арт. №) и комплектация для изделий - в Приложении 1.

2.2 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией **XX P SSS YY D**

Варианты исполнения XX P SSS YY D			
ADA10210D	INA9015D	NNE905D	NPE10215D
ADM10210D	INM9015D	NNA907D	NPA10223D
ADB10210D	INB9015D	NNM907D	NPM10223D
ADE10210D	INE9015D	NNB907D	NPB10223D
ADA10215D	INA9023D	NNE907D	NPE10223D
ADM10215D	INM9023D	NNA9015D	NPA12015D
ADB10215D	INB9023D	NNM9015D	NPM12015D
ADE10215D	INE9023D	NNB9015D	NPB12015D
ADA10223D	INA10215D	NNE9015D	NPE12015D
ADM10223D	INM10215D	NNA9023D	NPA12023D
ADB10223D	INB10215D	NNM9023D	NPM12023D
ADE10223D	INE10215D	NNB9023D	NPB12023D
ADA12015D	INA10223D	NNE9023D	NPE12023D
ADM12015D	INM10223D	NNA10215D	NPA9015D
ADB12015D	INB10223D	NNM10215D	NPM9015D
ADE12015D	INE10223	NNB10215D	NPB9015D
ADA12023D	INA12015D	NNA12015D	NPE9015D
ADM12023D	INM12015D	NNM12015D	NPA9023D
ADB12023D	INB12015D	NNB12015D	NPM9023D
ADE12023D	INE12015D	NNE12015D	NPB9023D

2.3 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией U XX P SSS YY D

Варианты исполнения U XX P SSS YY D			
UADA10210D	UINE9010D	UNNB905D	UNNM12023D
UADM10210D	UINA9015D	UNNE905D	UNNB12023D
UADB10210D	UINM9015D	UNNA907D	UNNE12023D
UADE10210D	UINB9015D	UNNM907D	UNPA10215D
UADA10215D	UINE9015D	UNNB907D	UNPM10215D
UADM10215D	UINA9023D	UNNE907D	UNPB10215D
UADB10215D	UINM9023D	UNNA9015D	UNPE10215D
UADE10215D	UINB9023D	UNNM9015D	UNPA10223D
UADA10223D	UINE9023D	UNNB9015D	UNPM10223D
UADM10223D	UINA10215D	UNNE9015D	UNPB10223D
UADB10223D	UINM10215D	UNNA9023D	UNPE10223D
UADE10223D	UINB10215D	UNNM9023D	UNPA12015D
UADA12015D	UINE10215D	UNNB9023D	UNPM12015D
UADM12015D	UINA10223D	UNNE9023D	UNPB12015D
UADB12015D	UINM10223D	UNNA10215D	UNPE12015D
UADE12015D	UINB10223D	UNNM10215D	UNPA12023D
UADA12023D	UINE10223D	UNNB10215D	UNPM12023D
UADM12023D	UINA12015D	UNNE10215D	UNPB12023D
UADB12023D	UINM12015D	UNNA10223D	UNPE12023D
UADE12023D	UINB12015D	UNNM10223D	UNPA9015D
UINA907D	UINE12015D	UNNB10223D	UNPM9015D
UINM907D	UINA12023D	UNNE10223D	UNPB9015D
UINB907D	UINM12023D	UNNA12015D	UNPE9015D
UINE907D	UINB12023D	UNNM12015D	UNPA9023D
UINA9010D	UINE12023D	UNNB12015D	UNPM9023D
UINM9010D	UNNA905D	UNNE12015D	UNPB9023D
UINB9010D	UNNM905D	UNNA12023D	UNPE9023D

Система шунтирующая SPHERA DUO клапан XX - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным SSS см - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный V YY см со стилетом - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт. Уполномоченный представитель производителя ООО «БалтМед», 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01  HP BIOPRÓTESES, Бразилия · www.hpbio.com.br · tel 55 11 38537625		 1434 LOT #Код партии# SN #Серийный номер# REF UXXPSSSYYD
--	--	---

REF UXXPSSSYD	LOT #Код партии#	SN #Серийный номер#	
Содержание: клапан XX -1 шт. в сборе с катетером перитонеальным SSS см - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный V YY см со стилетом - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.			
 #Дата изготовления#	 #Срок годности#	Партия стерилизации: #Код партии#	   
Уполномоченный представитель производителя Общество с ограниченной ответственностью «БалтМед» (ООО «БалтМед») 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01			
Стерилизовано: OXIMED - CNPJ 74.347.980/0001-30 www.oximedrp.com.br - +55 17 3227-7376 comercial@oximedrp.com.br Ответственный технический специалист: Mara Flauzina Longo- CRBIO-SP 20.278			
HP BIOPRÓTESES Ltda. - Rua Maria José Rangel, 83 - CEP: 04650-180 Тел/Факс: (011) 3853.7625 - São Paulo - SP - Бразилия Ответственный техник: Nikolas S. Harada - CREA/SP: 5062013947			Obelis S.A. Bd. Général Wahis 53 - 1030 Brussels, Belgium Tel: +(32) 2. 732.59.54 - Fax: +(32) 2.732.60.03 / e-mail : mail@obelis.net
Система шунтирующая SPHERA DUO («Система шунтирующая при гидроцефалии» Регистрационное удостоверение № РЗН от «__» ____ 2024 г.)			CE 1434
REF UXXPSSSYD	LOT #Код партии#	SN #Серийный номер#	

Примечание: угловая клипса 90° входит только в состав моделей с катетером церебральным вентрикулярным прямым.

2.4 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией UN XX P SSS YY D

Варианты исполнения UN XX P SSS YY D			
UNADE10213D	UNADM10213D	UNINE9011D	UNINM9011D
UNADB10213D	UNADA10213D	UNINB9011D	UNINA9011D

REF UNXXPSSSYD	LOT #Код партии#	SN #Серийный номер#	
Содержание: клапан XX в сборе с катетером церебральным вентрикулярным прямым YY см со стилетом и с катетером перитонеальным SSS см - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.			
 		 	
 #Дата изготовления#	 #Срок годности#	Партия стерилизации: #Код партии#	
Уполномоченный представитель производителя Общество с ограниченной ответственностью «БалтМед» (ООО «БалтМед») 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01			
Стерилизовано: OXIMED - CNPJ 74.347.980/0001-30 www.oximedrp.com.br - +55 17 3227-7376 comercial@oximedrp.com.br Ответственный технический специалист: Mara Flauzina Longo- CRBIO-SP 20.278		Obelis S.A. Bd. Général Wahlen 53 - 1030 Brussels, Belgium Tel: +(32) 2. 732.59.54 - Fax: +(32) 2.732.60.03 / e-mail: mail@obelis.net	
HP BIOPRÓTESES Ltda. - Rua Maria José Rangel, 83 - CEP: 04650-180 Тел/Факс: (011) 3853.7625 - São Paulo - SP - Бразилия Ответственный техник: Nikolas S. Harada - CREA/SP: 5062013947		Система шунтирующая SPHERA DUO («Система шунтирующая при гидроцефалии» Регистрационное удостоверение № РЗН от «___» _____ 2024 г.)	
			
			

Система шунтирующая SPHERA DUO клапан XX в сборе с катетером церебральным вентрикулярным прямым YY см со стилетом и с катетером перитонеальным SSS см - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.		LOT #Код партии# SN #Серийный номер# REF
Уполномоченный представитель производителя ООО «БалтМед», 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01		
HP BIOPRÓTESES, Бразилия · www.hpbio.com.br · tel 55 11 38537625		

2.5 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией NN P SSS YY R D

Варианты исполнения NN P SSS YY R D			
NNA905RD	NNA9015RD	NNM10215RD	NNM12015RD
NNM905RD	NNM9015RD	NNB10215RD	NNE12015RD
NNB905RD	NNB9015RD	NNE10215RD	NNA12023RD
NNE905RD	NNE9015RD	NNA10223RD	NNM12023RD
NNA907RD	NNA9023RD	NNM10223RD	NNB12023RD
NNM907RD	NNM9023RD	NNB10223RD	NNE12023RD
NNB907RD	NNB9023RD	NNE10223RD	
NNE907RD	NNA10215RD	NNA12015RD	

REF	NNPSSSYYRD	LOT	#Код партии#	SN	#Серийный номер#
------------	------------	------------	--------------	-----------	------------------

Содержание:
 клапан **XX** с резервуаром - 1 шт.
 катетер церебральный вентрикулярный **V YY** см со стилетом - 1 шт.
 катетер перитонеальный **SSS** см - 1 шт.
 угловая клипса 90° - 1 шт.
 трубка ирригационная - 1 шт.

#Дата изготовления# #Срок годности# Партия стерилизации: #Код партии#

Уполномоченный представитель производителя
 Общество с ограниченной ответственностью «БалтМед»
 (ООО «БалтМед»)
 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А,
 пом. 7-Н, помещение 36, офис 310.
 E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01

Стерилизовано: OXIMED - CNPJ 74.347.980/0001-30
 www.oximedrp.com.br - +55 17 3227-7376 comercial@oximedrp.com.br
 Ответственный технический специалист: Mara Flauzina Longo- CRBIO-SP 20.278

HP BIOPRÓTESES Ltda. - Rua Maria José Rangel, 83 - CEP: 04650-180
 Тел/Факс: (011) 3853.7625 - São Paulo - SP - Бразилия
 Ответственный техник: Nikolas S. Harada - CREA/SP: 5062013947

Obelis S.A.
 Bd. Général Wahis 53 - 1030 Brussels, Belgium
 Tel: +(32) 2. 732.59.54 - Fax: +(32) 2.732.60.03 / e-mail : mail@obelis.net

Система шунтирующая SPHERA DUO
 («Система шунтирующая при гидроцефалии»
 Регистрационное удостоверение № РЗН
 от « » 2024 г.)

REF	NNPSSSYYRD	LOT	#Код партии#	SN	#Серийный номер#
------------	------------	------------	--------------	-----------	------------------

Система шунтирующая SPHERA DUO клапан XX с резервуаром - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный V YY см со стилетом - 1 шт. катетер перитонеальный SSS см - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.			LOT #Код партии# SN #Серийный номер# REF
Уполномоченный представитель производителя ООО «БалтМед», 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01		NNPSSSYYRD	
HP BIOPRÓTESES, Бразилия · www.hpbio.com.br · tel 55 11 38537625			

Примечание: угловая клипса 90° входит только в состав моделей с катетером церебральным вентрикулярным прямым.

2.6 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией UNN P SSS YY R D

Варианты исполнения UNN P SSS YY R D			
UNNA905RD	UNNM9015RD	UNNB10215RD	UNNB12015RD
UNNM905RD	UNNB9015RD	UNNE10215RD	UNNE12015RD
UNNB905RD	UNNE9015RD	UNNA10223RD	UNNA12023RD
UNNE905RD	UNNA9023RD	UNNM10223RD	UNNM12023RD
UNNM907RD	UNNM9023RD	UNNB10223RD	UNNB12023RD
UNNB907RD	UNNE9023RD	UNNE10223RD	UNNE12023RD
UNNE907RD	UNNA10215RD	UNNA12015RD	
UNNA9015RD	UNNM10215RD	UNNM12015RD	

REF	UNN PSSSYY RD	LOT	#Код партии#	SN	#Серийный номер#
Содержание: клапан XX с резервуаром - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным SSS см - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный V YY см со стилетом - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.					
MR 2 STERILIZE 2 STERILE EO					
CE 1434 QR Code					
#Дата изготовления# #Срок годности# Партия стерилизации: #Код партии#					
Уполномоченный представитель производителя Общество с ограниченной ответственностью «БалтМед» (ООО «БалтМед») 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Tel.: +7-911-180-60-01					
Стерилизовано: OXIMED - CNPJ 74.347.980/0001-30 www.oximedrp.com.br +55 17 3227-7376 comercial@oximedrp.com.br Ответственный технический специалист: Mara Flauzina Longo- CRBIO-SP 20.278					
HP BIOPRÓTESES Ltda. - Rua Maria José Rangel, 83 - CEP: 04650-180 Тел/Факс: (011) 3853.7625 - São Paulo - SP - Бразилия Ответственный техник: Nikolas S. Harada - CREA/SP: 5062013947					
Obelis S.A. Bd. Général Wahis 53 - 1030 Brussels, Belgium Tel: +(32) 2. 732.59.54 - Fax: +(32) 2.732.60.03 / e-mail : mail@obelis.net					
Система шунтирующая SPHERA DUO («Система шунтирующая при гидроцефалии») Регистрационное удостоверение № РЗН от « » 2024 г.)					
UNNPSSSYYRD REF LOT SN					

Система шунтирующая SPHERA DUO клапан XX с резервуаром - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным SSS см - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный V YY см со стилетом - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.		CE 1434
Уполномоченный представитель производителя ООО «БалтМед», 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Tel.: +7-911-180-60-01		LOT #Код партии# SN #Серийный номер# REF
HP BIOPRÓTESES, Бразилия · www.hpbio.com.br · tel 55 11 38537625		UNNPSSSYYRD

Примечание: угловая клипса 90° входит только в состав моделей с катетером церебральным вентрикулярным прямым.

3 Система шунтирующая с программируемым клапаном SPHERA PRO

3.1 Коды на этикетках:

U – Unishunt - перитонеальный катетер и клапан в сборе

UN – Unitized - катетер вентрикулярный и перитонеальный в сборе с клапаном

R – с резервуаром

XXX - длина перитонеального катетера в см

YY - длина церебрального вентрикулярного катетера в см


SS – модель устройства антигравитационного SPHERA GRAV

Примечание: REF № (Арт. №) и комплектация для изделий - в Приложении 1.

Варианты исполнения (конфигурации)					
Без резервуара	С предваритель- но собранным резервуаром	Без резервуара	С предваритель- но собранным резервуаром	Без резервуара	С предварительно собранным резер- вуаром
PRO XXX YY	PRO XXX YY R	UPRO XXX YY	UPRO XXX YY R	UNPRO XXX YY	UNPRO XXX YY R
PRO10215	PRO10215R	UPRO10215	UPRO10215R	UNPRO10215	UNPRO10215R
PRO12015	PRO12015R	UPRO12015	UPRO12015R	UNPRO12015	UNPRO12015R
PRO10223	PRO10223R	UPRO10223	UPRO10223R	UNPRO10223	UNPRO10223R
PRO12023	PRO12023R	UPRO12023	UPRO12023R	UNPRO12023	UNPRO12023R
PRO10215	PRO10215R	UPRO10215	UPRO10215R	UNPRO10215	UNPRO10215R

Варианты исполнения (конфигурация UPRO XXX YY -G SS)			
UPRO10215-G10	UPRO10223-G10	UPRO12015-G10	UPRO12023-G10
UPRO10215-G15	UPRO10223-G15	UPRO12015-G15	UPRO12023-G15
UPRO10215-G20	UPRO10223-G20	UPRO12015-G20	UPRO12023-G20
UPRO10215-G25	UPRO10223-G25	UPRO12015-G25	UPRO12023-G25
UPRO10215-G30	UPRO10223-G30	UPRO12015-G30	UPRO12023-G30
UPRO10215-G35	UPRO10223-G35	UPRO12015-G35	UPRO12023-G35

3.2 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией PRO XXX YY

REF	PROXXXYY	LOT	#Код партии#	SN	#Серийный номер#	 CE 1434 Система шунтирующая с программируемым клапаном SPHERA PRO («Система шунтирующая при гидроцефалии» Регистрационное удостоверение № РЗН от « » 2024 г.)
Содержание: клапан Sphera Pro – 1 шт.; катетер перитонеальный XXX см – 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой YY см со стилетом и угловой клипсой – 1 шт.; трубка ирригационная – 1 шт.			   	Обелис S.A. Bd. Général Wahis 53 - 1030 Brussels, Belgium Tel: +(32) 2. 732.59.54 - Fax: +(32) 2.732.60.03 / e-mail : mail@obelis.net		
 #Дата изготовления#	 #Срок годности#	Партия стерилизации: #Код партии#				
Уполномоченный представитель производителя Общество с ограниченной ответственностью «БалтМед» (ООО «БалтМед») 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01			Стерилизовано: OXIMED - CNPJ 74.347.980/0001-30 www.oximedrp.com.br - +55 17 3227-7376 comercial@oximedrp.com.br Ответственный технический специалист: Mara Flauzina Longo- CRBIO-SP 20.278			
 HP BIOPRÓTESES Ltda. - Rua Maria José Rangel, 83 - CEP: 04650-180 Тел/Факс: (011) 3853.7625 - São Paulo - SP – Бразилия Ответственный техник: Nikolas S. Harada - CREA/SP: 5062013947			REF PROXXXYY LOT SN			

Система шунтирующая с программируемым клапаном SPHERA PRO клапан Sphera Pro – 1 шт.; катетер перитонеальный XXX см – 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой YY см со стилетом и угловой клипсой – 1 шт.; трубка ирригационная – 1 шт.		CE 1434	LOT #Код партии# SN #Серийный номер# REF
Уполномоченный представитель производителя ООО «БалтМед», 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01		PROXXXYY	
 HP BIOPRÓTESES, Бразилия · www.hpbio.com.br · tel 55 11 38537625			

3.3 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией PRO XXX YY R

REF	PROXXXYYR	LOT	#Код партии#	SN	#Серийный номер#
Содержание: клапан Sphera Pro – 1 шт. в сборе с резервуаром RHH-2 – 1 шт.; катетер перитонеальный XXX см – 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой YY см со стилетом и угловой клипсой – 1 шт.; трубка ирригационная – 1 шт.				 	
Уполномоченный представитель производителя Общество с ограниченной ответственностью «БалтМед» (ООО «БалтМед») 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01				 	
Партия стерилизации:					
	#Дата изготовления#		#Срок годности#		
EC	REP	Obelis S.A. Bd. Général Wahis 53 - 1030 Brussels, Belgium Tel: +(32) 2. 732.59.54 - Fax: +(32) 2.732.60.03 / e-mail : mail@obelis.net			
Стерилизовано: OXIMED - CNPJ 74.347.980/0001-30 www.oximedrp.com.br - +55 17 3227-7376- comercial@oximedrp.com.br Ответственный технический специалист: Mara Flauzina Longo- CRBIO-SP 20.278					
		HP BIOPRÓTESES Ltda. - Rua Maria José Rangel, 83 - CEP: 04650-180 Tel/Fax: (011) 3853.7625 - São Paulo - SP - Бразилия Ответственный техник: Nikolas S. Harada - CREA/SP: 5062013947			
STERILE EO					



#Серийный номер#

SN

#Код партии#

LOT

PROXXXYYR

REF

CE 1434

Система шунтирующая с программируемым клапаном SPHERA PRO

(«Система шунтирующая при гидроцефалии»)

Регистрационное удостоверение № РЗН

от « » 2024 г.)

Система шунтирующая с программируемым клапаном SPHERA PRO клапан Sphera Pro – 1 шт. в сборе с: резервуаром RHH-2 – 1 шт.; катетер перитонеальный XXX см – 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой YY см со стилетом и угловой клипсой – 1 шт.; трубка ирригационная – 1 шт.			LOT #Код партии# SN #Серийный номер# REF
Уполномоченный представитель производителя ООО «БалтМед», 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01		PROXXXYYR	
HP BIOPRÓTESES, Бразилия · www.hpbio.com.br · tel 55 11 38537625			

3.4 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией UPRO XXX YY

REF UPROXXXYY	LOT #Код партии#	SN #Серийный номер#	 CE 1434
Содержание: клапан Sphera Pro – 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным XXX см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой YY см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт.; трубка ирригационная - 1 шт.		 	
Уполномоченный представитель производителя Общество с ограниченной ответственностью «БалтМед» (ООО «БалтМед») 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01		 	
#Дата изготовления#		#Срок годности#	
EC REP	Obelis S.A. Bd. Général Wahis 53 - 1030 Brussels, Belgium Tel: +(32) 2. 732.59.54 - Fax: +(32) 2.732.60.03 / e-mail : mail@obelis.net		Система шунтирующая с программируемым клапаном SPHERA PRO («Система шунтирующая при гидроцефалии» Регистрационное удостоверение № РЗН _____ от « » 2024 г.)
Стерилизовано: OXIMED - CNPJ 74.347.980/0001-30 www.oximedrp.com.br - +55 17 3227-7376- comercial@oximedrp.com.br Ответственный технический специалист: Mara Flauzina Longo- CRBIO-SP 20.278		STERILE EO	#Серийный номер# SN #Код партии# LOT UPROXXXYY REF
 HP BIOPRÓTESES Ltda. - Rua Maria José Rangel, 83 - CEP: 04650-180 Tel/Fax: (011) 3853.7625 - São Paulo - SP - Бразилия Ответственный техник: Nikolas S. Harada - CREA/SP: 5062013947			

Система шунтирующая с программируемым клапаном SPHERA PRO		CE 1434
клапан Sphera Pro – 1 шт. в сборе с: катетером перитонеальным XXX см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой YY см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт.; трубка ирригационная - 1 шт.		
Уполномоченный представитель производителя ООО «БалтМед», 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01		
 HP BIOPRÓTESES, Бразилия • www.hpbio.com.br • tel 55 11 38537625		
LOT	#Код партии#	
SN	#Серийный номер#	
REF		UPROXXXYY

3.5 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией UPRO XXX YY R

REF UPROXXXYYR	LOT #Код партии#	SN #Серийный номер#	 1434
Содержание: клапан Sphera Pro – 1 шт. в сборе с: резервуар RHH-2 - 1 шт.; катетер перитонеальный XXX см - 1 шт.; Катетер церебральный вентрикулярный прямой YY см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт.; трубка ирригационная - 1 шт.			
Уполномоченный представитель производителя Общество с ограниченной ответственностью «БалтМед» (ООО «БалтМед») 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01			
EC REP	#Дата изготовления#	#Срок годности#	Партия стерилизации:
Obelis S.A. Bd. Général Wahis 53 - 1030 Brussels, Belgium Tel: +(32) 2. 732.59.54 - Fax: +(32) 2.732.60.03 / e-mail : mail@obelis.net			STERILE EO
Стерилизовано: OXIMED - CNPJ 74.347.980/0001-30 www.oximedrp.com.br - +55 17 3227-7376- comercial@oximedrp.com.br Ответственный технический специалист: Mara Flauzina Longo- CRBIO-SP 20.278			
HP BIOPRÓTESES Ltda. - Rua Maria José Rangel, 83 - CEP: 04650-180 Tel/Fax: (011) 3853.7625 - São Paulo - SP - Бразилия Ответственный техник: Nikolas S. Harada - CREA/SP: 5062013947			

Система шунтирующая с программируемым клапаном SPHERA PRO клапан Sphera Pro – 1 шт. в сборе с: резервуар RHH-2 - 1 шт.; катетер перитонеальный XXX см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой YY см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт.; трубка ирригационная - 1 шт. Уполномоченный представитель производителя ООО «БалтМед», 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01	 1434 LOT #Код партии#
	SN #Серийный номер#
	REF
UPROXXXYYR	
HP BIOPRÓTESES, Бразилия · www.hpbio.com.br · tel 55 11 38537625	

3.6 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией UNPRO XXX YY

REF	UNPROXXXYY	LOT	#Код партии#	SN	#Серийный номер#
------------	------------	------------	--------------	-----------	------------------

Содержание:
 клапан Sphera Pro – 1 шт. в сборе с:
 катетер перитонеальный XXX см - 1 шт.;
 катетер церебральный вентрикулярный прямой YY см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт.;
 трубка ирригационная - 1 шт.

Уполномоченный представитель производителя
 Общество с ограниченной ответственностью «БалтМед»
 (ООО «БалтМед»)
 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А,
 пом. 7-Н, помещение 36, офис 310.
 E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01

Партия стерилизации:
 #Код партии#

#Дата изготовления# #Срок годности#

EC REP Obelis S.A.
 Bd. Général Wahis 53 - 1030 Brussels, Belgium
 Tel: +(32) 2. 732.59.54 - Fax: +(32) 2.732.60.03 / e-mail : mail@obelis.net

Стерилизовано: OXIMED - CNPJ 74.347.980/0001-30
 www.oximedrp.com.br - +55 17 3227-7376- comercial@oximedrp.com.br
 Ответственный технический специалист: Mara Flauzina Longo- CRBIO-SP 20.278

HP BIOPRÓTESES Ltda. - Rua Maria José Rangel, 83 - CEP: 04650-180
 Tel/Fax: (011) 3853.7625 - São Paulo - SP - Бразилия
 Ответственный техник: Nikolas S. Harada - CREA/SP: 5062013947

Система шунтирующая с программируемым клапаном SPHERA PRO
 («Система шунтирующая при гидроцефалии»
 Регистрационное удостоверение № РЗН
 от « » 2024 г.)

CE 1434

STERILE EO

UNPROXXXYY

REF

LOT

SN

QR Code

Система шунтирующая с программируемым клапаном SPHERA PRO клапан Sphera Pro – 1 шт. в сборе с: катетер перитонеальный XXX см - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой YY см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт. трубка ирригационная – 1 шт. Уполномоченный представитель производителя ООО «БалтМед», 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01 HP BIOPRÓTESES, Бразилия · www.hpbio.com.br · tel 55 11 38537625		CE 1434 UNPROXXXYY REF LOT #Код партии# SN #Серийный номер#
---	--	---

3.7 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией UNPRO XXX YY R

REF	UNPROXXXYYR	LOT	#Код партии#	SN	#Серийный номер#
Содержание: клапан Sphera Pro – 1 шт. в сборе с резервуаром RHH-2 – 1 шт.; катетер перитонеальный XXX см – 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой YY см со стилетом и угловой клипсой – 1 шт.; трубка ирригационная – 1 шт.				    	 
Уполномоченный представитель производителя Общество с ограниченной ответственностью «БалтМед» (ООО «БалтМед») 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01				Партия стерилизации: #Код партии#	
	#Дата изготовления#		#Срок годности#		
EC	REP	Obelis S.A. Bd. Général Wahis 53 - 1030 Brussels, Belgium Tel: +(32) 2. 732.59.54 - Fax: +(32) 2.732.60.03 / e-mail : mail@obelis.net			
Стерилизовано: OXIMED - CNPJ 74.347.980/0001-30 www.oximedrp.com.br - +55 17 3227-7376- comercial@oximedrp.com.br Ответственный технический специалист: Mara Flauzina Longo- CRBIO-SP 20.278				STERILE EO	
				HP BIOPRÓTESES Ltda. - Rua Maria José Rangel, 83 - CEP: 04650-180 Tel/Fax: (011) 3853.7625 - São Paulo - SP - Бразилия Ответственный техник: Nikolas S. Harada - CREA/SP: 5062013947	

Система шунтирующая с программируемым клапаном SPHERA PRO

«Система шунтирующая при гидроцефалии»
Регистрационное удостоверение № РЗН _____
от « _____ » 2024 г.

#Серийный номер#

SN

#Код партии#

LOT

UNPROXXXYYR

REF

Система шунтирующая с программируемым клапаном SPHERA PRO клапан Sphera Pro – 1 шт. в сборе с: резервуаром RHH-2 – 1 шт.; катетер перитонеальный XXX см – 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой YY см со стилетом и угловой клипсой – 1 шт.; трубка ирригационная – 1 шт.			#Код партии# LOT #Серийный номер# SN REF
Уполномоченный представитель производителя ООО «БалтМед», 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01		UNPROXXXYYR	
HP BIOPRÓTESES, Бразилия · www.hpbio.com.br · tel 55 11 38537625			

3.8 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией UPRO XXX YY -G SS

REF	UPROXXXYY-GSS	LOT	#Код партии#	SN	#Серийный номер#
------------	---------------	------------	--------------	-----------	------------------

Содержание:
 клапан Sphera Pro – 1 шт. в сборе с:
 устройство SPHERAGRAV-SS - 1 шт.
 катетер перитонеальный XXX см - 1 шт.
 резервуар RHH-2 - 1 шт.
 катетер церебральный вентрикулярный прямой YY см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт.
 трубка ирригационная – 1 шт.

Уполномоченный представитель производителя
 Общество с ограниченной ответственностью «БалтМед»
 (ООО «БалтМед»)
 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А,
 пом. 7-Н, помещение 36, офис 310.
 E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01

Партия стерилизации:
 #Код партии#

#Дата изготовления# #Срок годности#

Obelis S.A.
 Bd. Général Wahis 53 - 1030 Brussels, Belgium
 Tel: +(32) 2. 732.59.54 - Fax: +(32) 2.732.60.03 / e-mail : mail@obelis.net

Стерилизовано: OXIMED - CNPJ 74.347.980/0001-30
 www.oximedrp.com.br - +55 17 3227-7376- comercial@oximedrp.com.br
 Ответственный технический специалист: Mara Flauzina Longo- CRBIO-SP 20.278

HP BIOPRÓTESES Ltda. - Rua Maria José Rangel, 83 - CEP: 04650-180
 Tel/Fax: (011) 3853.7625 - São Paulo - SP - Бразилия
 Ответственный техник: Nikolas S. Harada - CREA/SP: 5062013947

CE 1434

Система шунтирующая с программируемым клапаном SPHERA PRO
 («Система шунтирующая при гидроцефалии»
 Регистрационное удостоверение № РЗН от « » 2024 г.)

#Серийный номер#
 #Код партии#

STERILE EO

Система шунтирующая с программируемым клапаном SPHERA PRO	
клапан Sphera Pro – 1 шт. в сборе с: устройство SPHERAGRAV-SS - 1 шт. катетер перитонеальный XXX см - 1 шт.; резервуар RHH-2 - 1 шт., катетер церебральный вентрикулярный прямой YY см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт., трубка ирригационная – 1 шт.	CE 1434 UPROXXXYY -GSS
Уполномоченный представитель производителя ООО «БалтМед», 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01 HP BIOPRÓTESES, Бразилия · www.hpbio.com.br · tel 55 11 38537625	#Код партии# #Серийный номер# REF

4. Этикетки для комплектующих, которые при необходимости можно приобрести отдельно

Внешняя и внутренняя этикетка

Размер: 9,6 см x 8,0 см

Материал: термотрансфер БОПП (полипропиленовая пленка), белый

Количество: 02

Дополнительные этикетки

Размер: 7,0 см x 3,4 см

Материал: термотрансферная бумага, белая

Количество: 03

4.1 Катетер церебральный вентрикулярный

Коды на этикетках:

V – вентрикулярный катетер

X – Размер	A: Adult (для взрослых)
	I: Infantile (для детей)
	N: Neonatal (для новорожденных)

SS – длина: 5, 6, 7, 9, 10, 15, 22, 23 см

G – катетер с углом 90°


R – с резервуаром

Примечание: REF № (Арт. №) и комплектация для изделий - в Приложении 1.

Варианты исполнения (конфигурации)		
Катетер церебральный вентрикулярный прямой X V X SS	Катетер церебральный вентрикулярный с углом 90° X V X G SS	Катетер церебральный вентрикулярный с углом 90° X с резервуаром V X G SS R
VN7	VNG5	VNG5R
VN10	VNG6	VNG6R
VN15	VNG7	VNG7R
VN22	VIG5	VIG5R
VI15	VIG6	VIG6R
VI20	VIG7	VIG7R
VI23.5	VAG7	VAG7R
VA15	VAG7.2	VAG10R
VA20	VAG9	
VA23.5	VAG9.2	
	VAG10	

4.1.1 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией V X SS

REF VXSS	LOT #Код партии#	SN #Серийный номер#	 #Серийный номер# SN #Код партии# LOT VXSS REF
Содержание: катетер церебральный вентрикулярный прямой X SS см – 1 шт., Øвнутр. 0,0 мм x Øнаружн. 0,0 мм		  	
Уполномоченный представитель производителя Общество с ограниченной ответственностью «БалтМед» (ООО «БалтМед») 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01		Обelis S.A. Bd. Général Wahis 53 - 1030 Brussels, Belgium Tel: +(32) 2. 732.59.54 - Fax: +(32) 2. 732.60.03 / e-mail : mail@obelis.net	
 #Дата изготовления#	 #Срок годности#	Партия стерилизации: #Код партии# 	
Стерилизовано: OXIMED - CNPJ 74.347.980/0001-30 www.oximedrp.com.br - +55 17 3227-7376 comercial@oximedrp.com.br Ответственный технический специалист: Mara Flauzina Longo- CRBIO-SP 20.278			Катетер церебральный вентрикулярный (для Системы шунтирующей при гидроцефалии Регистрационное удостоверение № РЗН от « » 2024 г.)
 HP BIOPRÓTESES Ltda. - Rua Maria José Rangel, 83 - CEP: 04650-180 Тел/Факс: (011) 3853.7625 - São Paulo - SP – Бразилия Ответственный техник: Nikolas S. Harada - CREA/SP: 5062013947			REF

Катетер церебральный вентрикулярный катетер церебральный вентрикулярный прямой – 1 шт. Размер: X Øвнутр.: 0,0 мм Длина: SS см Øнаружн.: 0,0 мм		 1434	LOT #Код партии#
Уполномоченный представитель производителя ООО «БалтМед», 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01			SN #Серийный номер#
 HP BIOPRÓTESES, Бразилия · www.hpbio.com.br · tel 55 11 38537625			REF VXSS

4.1.2 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией V X G SS

REF V X G SS	LOT #Код партии#	SN #Серийный номер#	 #Серийный номер# SN
Содержание: катетер церебральный вентрикулярный с углом 90° X SS см – 1 шт., Øвнутр. 0,0 мм x Øнаружн. 0,0 мм		  	
Уполномоченный представитель производителя Общество с ограниченной ответственностью «БалтМед» (ООО «БалтМед») 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01		Обelis S.A. Bd. Général Wahnis 53 - 1030 Brussels, Belgium Tel: +(32) 2.732.59.54 - Fax: +(32) 2.732.60.03 / e-mail: mail@obelis.net	
 #Дата изготовления#	 #Срок годности#	Партия стерилизации: #Код партии# STERILE EO	
Стерилизовано: OXIMED - CNPJ 74.347.980/0001-30 www.oximedrp.com.br - +55 17 3227-7376 comercial@oximedrp.com.br Ответственный технический специалист: Mara Flauzina Longo- CRBIO-SP 20.278		EC REP	Катетер церебральный вентрикулярный (для Системы шунтирующей при гидроцефалии) Регистрационное удостоверение № P3H от « » 2024 г.
 HP BIOPRÓTESES Ltda. - Rua Maria José Rangel, 83 - CEP: 04650-180 Тел./Факс: (011) 3853.7625 - São Paulo - SP – Бразилия Ответственный техник: Nikolas S. Harada - CREA/SP: 5062013947		REF V X G SS	LOT #Код партии# SN #Серийный номер#

Катетер церебральный вентрикулярный катетер церебральный вентрикулярный с углом 90° – 1 шт. Размер: X Øвнутр.: 0,0 мм Длина: SS см Øнаружн.: 0,0 мм		 1434	LOT #Код партии#
Уполномоченный представитель производителя ООО «БалтМед», 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01			SN #Серийный номер#
 HP BIOPRÓTESES, Бразилия · www.hpbio.com.br · tel 55 11 38537625		REF V X G SS	

4.1.3 Макеты этикеток для вариантов исполнения с конфигурацией V X G SS R

REF	VXGSSR	LOT	#Код партии#	SN	#Серийный номер#
-----	--------	-----	--------------	----	------------------

Содержание:

катетер церебральный
 вентрикулярный с углом 90° X SS
 см с резервуаром – 1 шт.,
 Øвнутр. CC мм x Øнаружн. YY мм

Уполномоченный представитель производителя
 Общество с ограниченной ответственностью «БалтМед»
 (ООО «БалтМед»)
 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А,
 пом. 7-Н, помещение 36, офис 310.
 E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01

#Дата изготовления#

#Срок годности#

Партия стерилизации:

#Код партии#

STERILIZED EO

Стерилизовано: OXIMED - CNPJ 74.347.980/0001-30
 www.oximedrp.com.br - +55 17 3227-7376 comercial@oximedrp.com.br
 Ответственный технический специалист: Mara Flauzina Longo- CRBIO-
 SP 20.278

HP BIOPRÓTESES Ltda. - Rua Maria José Rangel, 83 - CEP: 04650-180
 Тел/Факс: (011) 3853.7625 - São Paulo - SP – Бразилия
 Ответственный техник: Nikolas S. Harada - CREA/SP: 5062013947

Obelis S.A.
 Bd. Général Wahis 53 - 1030 Brussels, Belgium
 Tel: +(32) 2. 732.59.54 - Fax: +(32) 2.732.60.03 / e-mail : mail@obelis.net

CE 1434

Катетер церебральный вентрикулярный
 (для Системы шунтирующей при гидроцефалии
 Регистрационное удостоверение № РЗН
 от « » 2024 г.)

#Серийный номер#

SN

#Код партии#

LOT

VXGSSR

REF

Катетер церебральный вентрикулярный
 катетер церебральный вентрикулярный с углом 90°
 с резервуаром – 1 шт.
 Размер: **X** Øвнутр.: 0,0 мм
 Длина: **SS** см Øнаружн.: 0,0 мм

Уполномоченный представитель производителя
 ООО «БалтМед», 192148, Россия, Санкт-Петербург,
 ул. Седова,
 д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310.
 E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01

CE
1434

LOT	#Код партии#
SN	#Серийный номер#
REF	VXGSSR

HP BIOPRÓTESES, Бразилия · www.hpbio.com.br · tel 55 11 38537625

4.2 Катетер перитонеальный

Коды на этикетках:

P – перитонеальный катетер


X – Размер	A: Adult (для взрослых)
	I: Infantile (для детей)

SSS – длина: 52, 90, 102, 120 см

Примечание: REF № (Арт. №) и комплектация для изделий - в Приложении 1.

Варианты исполнения (конфигурации)		
Катетер перитонеальный P X SSS		
PI52	PI120	PA120
PI90	PA90	
PI102	PA102	

Макеты этикеток

REF PXSSS	LOT #Код партии#	SN #Серийный номер#	 #Серийный номер#  #Код партии#  REF
Содержание: катетер перитонеальный X SSS см – 1 шт. Øвнутр. CC мм x Øнаружн. YY мм		  	
Уполномоченный представитель производителя Общество с ограниченной ответственностью «БалтМед» (ООО «БалтМед») 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01		CE 1434	
 #Дата изготовления#	 #Срок годности#	Партия стерилизации: 	
Стерилизовано: OXIMED - CNPJ 74.347.980/0001-30 www.oximedrp.com.br - +55 17 3227-7376 comercial@oximedrp.com.br Ответственный технический специалист: Mara Flauzina Longo- CRBIO-SP 20.278			Катетер перитонеальный (для Системы шунтирующей при гидроцефалии) Регистрационное удостоверение № РЗН _____ от «__» ____ 2024 г.
HP BIOPRÓTESES Ltda. - Rua Maria José Rangel, 83 - CEP: 04650-180 Тел/Факс: (011) 3853.7625 - São Paulo - SP – Бразилия Ответственный техник: Nikolas S. Harada - CREA/SP: 5062013947			Obelis S.A. Bd. Général Wahis 53 - 1030 Brussels, Belgium Tel: +(32) 2. 732.59.54 - Fax: +(32) 2.732.60.03 / e-mail : mail@obelis.net

Катетер перитонеальный

катетер перитонеальный – 1 шт.

Размер: **X** Øвнутр.: **СС** мм
Длина: **SSS** см Øнаружн.: **YY** мм

CE
1434

LOT #Код партии#
SN #Серийный номер#
REF **PXSSS**

Уполномоченный представитель производителя
ООО «БалтМед», 192148, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36,
офис 310.

E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01



HP BIOPRÓTESES, Бразилия · www.hpbio.com.br · tel 55 11 38537625

4.3 Резервуар

Коды на этикетках:

RHM – резервуар вентрикулярный

RHH – резервуар вентрикулярный горизонтальный

N – тип:	1: Infantile (для детей) 3: Adult (для взрослых)
LL — длина:	13, 17, 18,75, 21 и 23 мм
HH – Высота:	04, 05,5, 06 и 07 мм


Примечание: REF № (Арт. №) и комплектация для изделий - в Приложении 1.

Варианты исполнения (конфигурации)	
Резервуар вентрикулярный N RHM - N	Резервуар вентрикулярный горизонтальный N RHH - N
RHM-1	RHH-2
RHM-3	

Макеты этикеток

Резервуар RHM-N	LOT #Код партии#
Высота: HH мм Длина: LL мм Диаметр отверстия: C мм	SN #Серийный номер#
Уполномоченный представитель производителя ООО «БалтМед», 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01	REF RHM-N
HP BIOPRÓTESES, Бразилия · www.hpbio.com.br · tel 55 11 38537625	CE 1434

REF RHM-N	LOT #Код партии#	SN #Серийный номер#	 #Серийный номер# SN #Код партии# LOT RHM-N REF
Содержание: Резервуар – 1 шт. с диаметром отверстия: C мм Высота: HH мм Длина: LL мм		   	
Уполномоченный представитель производителя Общество с ограниченной ответственностью «БалтМед» (ООО «БалтМед») 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01		Обелис S.A. Bd. Général Wahis 53 - 1030 Brussels, Belgium Tel: +(32) 2.732.59.54 - Fax: +(32) 2.732.60.03 / e-mail : mail@obelis.net	
 #Дата изготовления#	 #Срок годности#	Партия стерилизации: #Код партии# 	
Стерилизовано: OXIMED - CNPJ 74.347.980/0001-30 www.oximedrp.com.br - +55 17 3227-7376 comercial@oximedrp.com.br Ответственный технический специалист: Mara Flauzina Longo- CRBIO-SP 20.278			Резервуар RHM-N (для Системы шунтирующей при гидроцефалии) Регистрационное удостоверение № P3H от « » 2024 г.
 HP BIOPRÓTESES Ltda. - Rua Maria José Rangel, 83 - CEP: 04650-180 Тел/Факс: (011) 3853.7625 - São Paulo - SP – Бразилия Ответственный техник: Nikolas S. Harada - CREA/SP: 5062013947			EC REP

Резервуар RHH-N		LOT #Код партии#
Высота: HH мм Длина: LL мм		SN #Серийный номер#
Уполномоченный представитель производителя ООО «БалтМед», 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01		REF RHH-N
 HP BIOPRÓTESES, Бразилия · www.hpbio.com.br · tel 55 11 38537625		 1434

REF RHH-N	LOT #Код партии#	SN #Серийный номер#	
Содержание: резервуар – 1 шт.		 	
Высота: HH мм Длина: LL мм			
Уполномоченный представитель производителя Общество с ограниченной ответственностью «БалтМед» (ООО «БалтМед») 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01			
#Дата изготовления#	#Срок годности#	Партия стерилизации: #Код партии#	
Стерилизовано: OXIMED - CNPJ 74.347.980/0001-30 www.oximedrp.com.br - +55 17 3227-7376 comercial@oximedrp.com.br Ответственный технический специалист: Mara Flauzina Longo- CRBIO-SP 20.278		Obelis S.A. Bd. Général Wahis 53 - 1030 Brussels, Belgium Tel: +(32) 2. 732.59.54 - Fax: +(32) 2.732.60.03 / e-mail : mail@obelis.net	
HP BIOPRÓTESES Ltda. - Rua Maria José Rangel, 83 - CEP: 04650-180 Тел/Факс: (011) 3853.7625 - São Paulo - SP – Бразилия Ответственный техник: Nikolas S. Harada - CREA/SP: 5062013947			
		Резервуар RHH-N (для Системы шунтирующей при гидроцефалии) Регистрационное удостоверение № РЗН _____ от «__» _____ 2024 г.)	
REF	LOT	SN	SN

4.4 Коннектор

Коды на этикетках:

C – Коннектор

X – Тип:	A: прямой
	Y: Y-образный
S – Размер:	C: короткий
	L: длинный
	V: подключение к атриальному катетеру

90° – угловой 90°

Примечание: REF № (Арт. №) и комплектация для изделий - в Приложении 1.

Варианты исполнения (конфигурации)	
Коннектор прямой / Коннектор Y-образный	Коннектор угловой 90°
C X S	C 90
CAC	C90
CAL	
CAB	
CYC	
CYL	

Макеты этикеток

REF CXS	LOT #Код партии#	SN #Серийный номер#	  1434 
Содержание: Коннектор X S – 1 шт.		  	
Длина: 0 см Øвнутр.: CC мм Øнаружн.: YY мм			
Уполномоченный представитель производителя Общество с ограниченной ответственностью «БалтМед» (ООО «БалтМед») 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01		Обelis S.A. Bd. Général Wahis 53 - 1030 Brussels, Belgium Tel: +(32) 2.732.59.54 - Fax: +(32) 2.732.60.03 / e-mail : mail@obelis.net	
 #Дата изготовления#	 #Срок годности#	Партия стерилизации: #Код партии#	
Стерилизовано: OXIMED - CNPJ 74.347.980/0001-30 www.oximedrp.com.br - +55 17 3227-7376 comercial@oximedrp.com.br Ответственный технический специалист: Mara Flauzina Longo- CRBIO-SP 20.278			Коннектор (для Системы шунтирующей при гидроцефалии) Регистрационное удостоверение № РЗН _____ от «__» 2024 г.)
	HP BIOPRÓTESES Ltda. - Rua Maria José Rangel, 83 - CEP: 04650-180 Тел/Факс: (011) 3853.7625 - São Paulo - SP – Бразилия Ответственный техник: Nikolas S. Harada - CREA/SP: 5062013947		REF CXS

Коннектор Коннектор X S – 1 шт. Длина: 0 см Øвнутр.: CC мм Øнаружн.: YY мм	 1434	LOT #Код партии# SN #Серийный номер# REF CXS
Уполномоченный представитель производителя ООО «БалтМед», 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01		
 HP BIOPRÓTESES, Бразилия · www.hpbio.com.br · tel 55 11 38537625		

REF C90	LOT #Код партии#	SN #Серийный номер#	
Содержание: Коннектор угловой 90° – 1 шт.			
Длина: 0 см Øвнутр.: CC мм Øнаружн.: YY мм			
Уполномоченный представитель производителя Общество с ограниченной ответственностью «БалтМед» (ООО «БалтМед») 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01			
 #Дата изготовления#	 #Срок годности#	Партия стерилизации: #Код партии#	
Стерилизовано: OXIMED - CNPJ 74.347.980/0001-30 www.oximedrp.com.br - +55 17 3227-7376 comercial@oximedrp.com.br Ответственный технический специалист: Mara Flauzina Longo- CRBIO-SP 20.278		Obelis S.A. Bd. Général Wahis 53 - 1030 Brussels, Belgium Tel: +(32) 2. 732.59.54 - Fax: +(32) 2.732.60.03 / e-mail : mail@obelis.net	
 HP BIOPRÓTESES Ltda. - Rua Maria José Rangel, 83 - CEP: 04650-180 Тел/Факс: (011) 3853.7625 - São Paulo - SP – Бразилия Ответственный техник: Nikolas S. Harada - CREA/SP: 5062013947		EC REP	REF C90

Коннектор Коннектор угловой 90° – 1 шт. Длина: 0 см Øвнутр.: CC мм Øнаружн.: YY мм			LOT #Код партии#
Уполномоченный представитель производителя ООО «БалтМед», 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01		SN #Серийный номер#	REF C90
 HP BIOPRÓTESES, Бразилия · www.hpbio.com.br · tel 55 11 38537625			


4.5 Устройство антигравитационное SPHERA GRAV

Коды на этикетках:

SS – модель устройства антигравитационное SPHERA GRAV: 10,15,20,25,30,35

Примечание: REF № (Арт. №) и комплектация для изделий - в Приложении 1.

Макеты этикеток

REF	SPHERAGRAV- SS	LOT	#Код партии#	SN	#Серийный номер#
Содержание: Устройство SPHERAGRAV- SS – 1 шт.; трубка ирригационная с адаптером – 1 шт.				   	
Уполномоченный представитель производителя Общество с ограниченной ответственностью «БалтМед» (ООО «БалтМед») 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01					
	#Дата изготовления#		#Срок годности#	Партия стерилизации: #Код партии#	
					
Стерилизовано: OXIMED - CNPJ 74.347.980/0001-30 www.oximedrp.com.br - +55 17 3227-7376 comercial@oximedrp.com.br Ответственный технический специалист: Mara Flauzina Longo- CRBIO-SP 20.278					
HP BIOPRÓTESES Ltda. - Rua Maria José Rangel, 83 - CEP: 04650-180 Тел/Факс: (011) 3853.7625 - São Paulo - SP – Бразилия Ответственный техник: Nikolas S. Harada - CREA/SP: 5062013947					
Obelis S.A. Bd. Général Wahis 53 - 1030 Brussels, Belgium Tel: +(32) 2. 732.59.54 - Fax: +(32) 2.732.60.03 / e-mail : mail@obelis.net					
Устройство антигравитационное SPHERA GRAV (для Системы шунтирующей при гидроцефалии) Регистрационное удостоверение № РЗН от «__» ____ 2024 г.)					
 1434					
					
REF	SPHERAGRAV- SS	LOT	#Код партии#	SN	#Серийный номер#

Устройство антигравитационное SPHERA GRAV		 1434	LOT #Код партии#
Устройство SPHERAGRAV-SS – 1 шт.; трубка ирригационная с адаптером – 1 шт.			SN #Серийный номер#
Уполномоченный представитель производителя ООО «БалтМед», 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01			REF SPHERAGRAV-SS
 HP BIOPRÓTESES, Бразилия · www.hpbio.com.br · tel 55 11 38537625			

4.6 Устройство программирующее REG-PRO для клапана программируемого SPHERA PRO

Примечание: REF № (Арт. №) и комплектация для изделий - в Приложении 1.

Устройство REG-PRO программирующее для клапана программируемого SPHERA PRO	REG-PRO
--	---------

Этикетка

Размер: 0,25 X 117 X 77 мм


Цвет: Серый

Материал: Поликарбонат

Количество - 01

Programming Device for Sphera Pro

Programmable Valve - **Reg-Pro**



Content: 01 Positioner, 01 Compass, 01 Programmer

 DATE OF MANUFACTURE 	 EXPIRATION DATE 10 YEARS	 BATCH CODE 	 SERIAL NUMBER 	 CODE REG-PRO
--	---	---	--	---



Attention, consult accompanying documents prior to use



Store in cool, dry and clean place



Non-sterile product. Product should not be sterilized



Handle carefully



Avoid weighting on the package



Do not use if package is damaged



Warning, strong magnetic field



This Device meets the essential requirements of Medical Device Directive 93/42 EEC



European Authorized Representative

Obelis S.A.
 Bd. Général Wahis, 53
 1.030 Brussels, Belgium
 Tel: +32 2 732.59.54
 Fax: +32 2.732.60.03
 E-mail: mail@obelis.net




HP BIOPROTESES LTDA.
 Rua Maria José Rangel, 83
 Vila São Paulo - São Paulo
 SP - Brasil - CEP 04650-180
 Tel.: 55 11 3853-7625
 CNPJ: 54.801.196/0001-42
 info@hpbio.com.br
 www.hpbio.com.br
 Technical Responsible:
 Nikolas Sinji Harada
 CREA: 5062013947-SP
 N° Ministério da Saúde
 ANVISA: 10166369001
 MADE IN BRAZIL

Перевод:

Устройство программирующее REG-PRO

для клапана программируемого Sphera Pro

Содержание: 01 Позиционирующее устройство, 01 компас, 01 программатор





Дата производства



Срок годности 10 ЛЕТ



КОД ПАРТИИ



СЕРИЙНЫЙ НОМЕР



КОД

REG-PRO



- Внимание, перед использованием изучите сопроводительную документацию
- Хранить в прохладном, сухом и чистом месте
- Нестерильное изделие. Изделие не следует стерилизовать
- Обращаться с осторожностью. Избегать давления на упаковку
- Не использовать в случае повреждения упаковки



- Осторожно, сильное магнитное поле
- Данное изделие соответствует основным требованиям Директивы о медицинских изделиях 93/42 EEC
- Европейский уполномоченный представитель ОБЕЛИС С.А. БУЛЬВАР ГЕНЕРАЛ Вахис 53 1.030 Брюссель, Бельгия

HP BIOPROTESES LTDA.
 Rua Maria José Rangel, 83
 Vila São Paulo - São Paulo
 SP - Brasil - CEP 04650-180
 Tel.: 55 11 3853-7625
 CNPJ: 54.801.196/0001-42
 info@hpbio.com.br
 www.hpbio.com.br

Technical Responsible:
 Nikolas Sinji Harada
 CREA: 5062013947-SP

Министерство здравоохранения
 Код ANVISA 10166369001
 Сделано в Бразилии

Tel: +32 2. 732.59.54
 Fax: +32 2.732.60.03
 E-mail: mail@obelis.net

Предупреждающая этикетка



Внимание!

Сильное магнитное поле

Хранить вдали от
электронного оборудования
– Риск повреждения!

Макет этикетки

REF	REG-PRO	LOT	#Код партии#	SN	#Серийный номер#
Содержание: Позиционирующее устройство – 1 шт., компас – 1 шт., программатор – 1 шт., футляр – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.				 1434	
#Дата изготовления#		#Срок годности#			
Уполномоченный представитель производителя Общество с ограниченной ответственностью «БалтМед» (ООО «БалтМед») 192148, Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13, литер А, пом. 7-Н, помещение 36, офис 310. E-mail: baltmedltd@gmail.com Тел.: +7-911-180-60-01				Obelis S.A. Bd. Général Wahis 53 - 1030 Brussels, Belgium Tel: +(32) 2. 732.59.54 - Fax: +(32) 2.732.60.03 / e-mail : mail@obelis.net	
				EC REP	
HP BIOPRÓTESES Ltda. - Rua Maria José Rangel, 83 - CEP: 04650-180 Тел/Факс: (011) 3853.7625 - São Paulo - SP – Бразилия Ответственный техник: Nikolas S. Harada - CREA/SP: 5062013947				Устройство программирующее REG-PRO для клапана программируемого SPHERA PRO (для Системы шунтирующей при гидроцефалии) Регистрационное удостоверение № РЗН _____ от «__» _____ 2024 г.)	
REF		LOT		SN	



#Серийный номер#

#Код партии#

REG-PRO

REF

Комплектация моделей

1) Система шунтирующая SPHERA с антисифонным устройством

№ АРТ.	ДАВЛЕНИЕ	СОСТАВ УПАКОВКИ	РАЗМЕР клапана / описание
ADE9010	Сверхнизкое	клапан Adult - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный с углом 90° 10 см со стилетом - 1 шт. катетер перитонеальный 90 см - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	ADULT / компоненты представлены отдельно
ADB9010	Низкое		
ADM9010	Среднее		
ADA9010	Высокое		
ADE9015	Сверхнизкое	клапан Adult - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт. катетер перитонеальный 90 см - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
ADB9015	Низкое		
ADM9015	Среднее		
ADA9015	Высокое		
ADE10210	Сверхнизкое	клапан Adult - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный с углом 90° 10 см со стилетом - 1 шт. катетер перитонеальный 102 см - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
ADB10210	Низкое		
ADM10210	Среднее		
ADA10210	Высокое		
ADE10215	Сверхнизкое	клапан Adult - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт. катетер перитонеальный 102 см - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
ADB10215	Низкое		
ADM10215	Среднее		
ADA10215	Высокое		
ADE10223	Сверхнизкое	клапан Adult - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом - 1 шт. катетер перитонеальный 102 см - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
ADB10223	Низкое		
ADM10223	Среднее		
ADA10223	Высокое		
ADE12015	Сверхнизкое	клапан Adult - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт. катетер перитонеальный 120 см - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
ADB12015	Низкое		
ADM12015	Среднее		
ADA12015	Высокое		
ADE12023	Сверхнизкое	клапан Adult - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом - 1 шт. катетер перитонеальный 120 см - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
ADB12023	Низкое		
ADM12023	Среднее		
ADA12023	Высокое		
UADE9010	Сверхнизкое	клапан Adult - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 90 см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный с углом 90° 10 см со стилетом - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	ADULT / UNISHUNT - перитонеаль- ный катетер и клапан в сборе
UADB9010	Низкое		
UADM9010	Среднее		
UADA9010	Высокое		
UADE9015	Сверхнизкое	клапан Adult - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 90 см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт.	
UADB9015	Низкое		
UADM9015	Среднее		
UADA9015	Высокое		

		трубка ирригационная - 1 шт.	
UADE10210	Сверхнизкое	клапан Adult - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 102 см - 1 шт.;	
UADB10210	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный с углом 90° 10 см со стилетом - 1 шт.	
UADM10210	Среднее	трубка ирригационная - 1 шт.	
UADA10210	Высокое	клапан Adult - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 102 см - 1 шт.;	
UADE10215	Сверхнизкое	катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт.	
UADB10215	Низкое	угловая клипса 90° - 1 шт.	
UADM10215	Среднее	трубка ирригационная - 1 шт.	
UADA10215	Высокое	клапан Adult - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 102 см - 1 шт.;	
UADE10223	Сверхнизкое	катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом - 1 шт.	
UADB10223	Низкое	угловая клипса 90° - 1 шт.	
UADM10223	Среднее	трубка ирригационная - 1 шт.	
UADA10223	Высокое	клапан Adult - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 120 см - 1 шт.;	
UADE12015	Сверхнизкое	катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт.	
UADB12015	Низкое	угловая клипса 90° - 1 шт.	
UADM12015	Среднее	трубка ирригационная - 1 шт.	
UADA12015	Высокое	клапан Adult - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 120 см - 1 шт.;	
UADE12023	Сверхнизкое	катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом - 1 шт.	
UADB12023	Низкое	угловая клипса 90° - 1 шт.	
UADM12023	Среднее	трубка ирригационная - 1 шт.	
UADA12023	Высокое	клапан Adult в сборе с катетером церебральным вентрикулярным прямым 13,5 см со стилетом и катетером перитонеальным 102 см - 1 шт.;	ADULT / UNITIZED - катетер вентрикуляр- ный и перитонеаль- ный в сборе с клапаном
UNADE10213	Сверхнизкое	угловая клипса 90° - 1 шт.;	
UNADB10213	Низкое	трубка ирригационная - 1 шт.;	
UNADM10213	Среднее		
UNADA10213	Высокое		

2) Система шунтирующая SPHERA DUO

№ АРТ.	ДАВЛЕНИЕ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	РАЗМЕР клапана / описание
ADE10210D	Сверхнизкое	клапан Adult - 1 шт.	ADULT / компоненты представлены отдельно
ADB10210D	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный с углом 90° 10 см со стилетом - 1 шт.	
ADM10210D	Среднее	катетер перитонеальный 102 см - 1 шт.	
ADA10210D	Высокое	трубка ирригационная - 1 шт.	
ADE10215D	Сверхнизкое	клапан Adult - 1 шт.	
ADB10215D	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт.	
ADM10215D	Среднее	катетер перитонеальный 102 см - 1 шт.	
ADA10215D	Высокое	угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
ADE10223D	Сверхнизкое	клапан Adult - 1 шт.	
ADB10223D	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом - 1 шт.	
ADM10223D	Среднее	катетер перитонеальный 102 см - 1 шт.	
ADA10223D	Высокое	угловая клипса 90° - 1 шт.	

№ АРТ.	ДАВЛЕНИЕ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	РАЗМЕР клапана / описание
ADE12015D	Сверхнизкое	трубка ирригационная - 1 шт.	
ADB12015D	Низкое	клапан Adult - 1 шт.	
ADM12015D	Среднее	катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт.	
ADA12015D	Высокое	катетер перитонеальный 120 см - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
ADE12023D	Сверхнизкое	клапан Adult - 1 шт.	
ADB12023D	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом - 1 шт.	
ADM12023D	Среднее	катетер перитонеальный 120 см - 1 шт.	
ADA12023D	Высокое	угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UADE10210D	Сверхнизкое	клапан Adult - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 102 см - 1 шт.;	ADULT / UNISHUNT - клапан и перитонеаль- ный катетер предваритель- но собраны
UADB10210D	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный прямой 10 см со стилетом - 1 шт.	
UADM10210D	Среднее	угловая клипса 90° - 1 шт.	
UADA10210D	Высокое	трубка ирригационная - 1 шт.	
UADE10215D	Сверхнизкое	клапан Adult - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 102 см - 1 шт.;	
UADB10215D	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт.	
UADM10215D	Среднее	угловая клипса 90° - 1 шт.	
UADA10215D	Высокое	трубка ирригационная - 1 шт.	
UADE10223D	Сверхнизкое	клапан Adult - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 102 см - 1 шт.;	
UADB10223D	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом - 1 шт.	
UADM10223D	Среднее	угловая клипса 90° - 1 шт.	
UADA10223D	Высокое	трубка ирригационная - 1 шт.	
UADE12015D	Сверхнизкое	клапан Adult - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 120 см - 1 шт.;	
UADB12015D	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт.	
UADM12015D	Среднее	угловая клипса 90° - 1 шт.	
UADA12015D	Высокое	трубка ирригационная - 1 шт.	
UADE12023D	Сверхнизкое	клапан Adult - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 120 см - 1 шт.;	
UADB12023D	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом - 1 шт.	
UADM12023D	Среднее	угловая клипса 90° - 1 шт.	
UADA12023D	Высокое	трубка ирригационная - 1 шт.	
UNADE10213D	Сверхнизкое	клапан Adult в сборе с катетером церебральным вентрикулярным прямым 13,5 см со стилетом и с катетером перитонеальным 102 см - 1 шт.	ADULT / UNITIZED - катетер вентрикуляр- ный и перитонеаль- ный в сборе с клапаном
UNADB10213D	Низкое	угловая клипса 90° - 1 шт.	
UNADM10213D	Среднее	трубка ирригационная - 1 шт.	
UNADA10213D	Высокое		
INE907D	Сверхнизкое	клапан Infantile - 1 шт.	INFANTILE / компоненты представлены отдельно
INB907D	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный с углом 90° 07 см со стилетом - 1 шт.	
INM907D	Среднее	катетер перитонеальный 90 см - 1 шт.	
INA907D	Высокое	трубка ирригационная - 1 шт.	
INE9010D	Сверхнизкое	клапан Infantile - 1 шт.	
INB9010D	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный с углом 90° 10 см	

№ АРТ.	ДАВЛЕНИЕ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	РАЗМЕР клапана / описание
INM9010D	Среднее	со стилетом - 1 шт. катетер перитонеальный 90 см - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
INA9010D	Высокое		
INE9015D	Сверхнизкое	клапан Infantile - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт. катетер перитонеальный 90 см - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
INB9015D	Низкое		
INM9015D	Среднее		
INA9015D	Высокое		
INE9023D	Сверхнизкое	клапан Infantile - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом - 1 шт. катетер перитонеальный 90 см - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
INB9023D	Низкое		
INM9023D	Среднее		
INA9023D	Высокое		
INE10215D	Сверхнизкое	клапан Infantile - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт. катетер перитонеальный 102 см - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
INB10215D	Низкое		
INM10215D	Среднее		
INA10215D	Высокое		
INE10223D	Сверхнизкое	клапан Infantile - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом - 1 шт. катетер перитонеальный 102 см - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
INB10223D	Низкое		
INM10223D	Среднее		
INA10223D	Высокое		
INE12015D	Сверхнизкое	клапан Infantile - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт. катетер перитонеальный 120 см - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
INB12015D	Низкое		
INM12015D	Среднее		
INA12015D	Высокое		
INE12023D	Сверхнизкое	клапан Infantile - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом - 1 шт. катетер перитонеальный 120 см - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
INB12023D	Низкое		
INM12023D	Среднее		
INA12023D	Высокое		
UINE907D	Сверхнизкое	клапан Infantile - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 90 см - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный с углом 90° 07 см со стилетом - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	INFANTILE / UNISHUNT - клапан и катетер перитонеальный предварительно собраны, вентрикулярный катетер отдельно
UINB907D	Низкое		
UINM907D	Среднее		
UINA907D	Высокое		
UINE9010D	Сверхнизкое	клапан Infantile - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 90 см - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный с углом 90° 10 см со стилетом - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UINB9010D	Низкое		
UINM9010D	Среднее		
UINA9010D	Высокое		
UINE9015D	Сверхнизкое	клапан Infantile - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 90 см - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UINB9015D	Низкое		
UINM9015D	Среднее		
UINA9015D	Высокое		
UINE9023D	Сверхнизкое	клапан Infantile - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 90 см - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом - 1 шт.	
UINB9023D	Низкое		
UINM9023D	Среднее		

№ АРТ.	ДАВЛЕНИЕ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	РАЗМЕР клапана / описание
UINA9023D	Высокое	стилеть - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UINE10215D	Сверхнизкое	клапан Infantile - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 102 см - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UINB10215D	Низкое		
UINM10215D	Среднее		
UINA10215D	Высокое		
UINE10223D	Сверхнизкое	клапан Infantile - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 102 см - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UINB10223D	Низкое		
UINM10223D	Среднее		
UINA10223D	Высокое		
UINE12015D	Сверхнизкое	клапан Infantile - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 120 см - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UINB12015D	Низкое		
UINM12015D	Среднее		
UINA12015D	Высокое		
UINE12023D	Сверхнизкое	клапан Infantile - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 120 см - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UINB12023D	Низкое		
UINM12023D	Среднее		
UINA12023D	Высокое		
UNINE9011D	Сверхнизкое	клапан Infantile в сборе с катетером вентрикулярным прямым 11,5 см со стилетом и с катетером перитонеальным 90 см - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	INFANTILE / UNITIZED - катетер вентрикуляр- ный и перитонеаль- ный в сборе с клапаном
UNINB9011D	Низкое		
UNINM9011D	Среднее		
UNINA9011D	Высокое		
NNE905D	Сверхнизкое	клапан Neonatal - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный с углом 90° 05 см со стилетом - 1 шт. катетер перитонеальный 90 см - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	NEONATAL / компоненты представлены отдельно
NNB905D	Низкое		
NNM905D	Среднее		
NNA905D	Высокое		
NNE907D	Сверхнизкое	клапан Neonatal - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный с углом 90° 07 см со стилетом - 1 шт. катетер перитонеальный 90 см - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
NNB907D	Низкое		
NNM907D	Среднее		
NNA907D	Высокое		
NNE9015D	Сверхнизкое	клапан Neonatal - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт. катетер перитонеальный 90 см - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
NNB9015D	Низкое		
NNM9015D	Среднее		
NNA9015D	Высокое		
NNE9023D	Сверхнизкое	клапан Neonatal - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом - 1 шт. катетер перитонеальный 90 см - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
NNB9023D	Низкое		
NNM9023D	Среднее		
NNA9023D	Высокое		
NNE10215D	Сверхнизкое	клапан Neonatal - 1 шт.	

№ АРТ.	ДАВЛЕНИЕ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	РАЗМЕР клапана / описание
NNB10215D	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт.	
NNM10215D	Среднее	катетер перитонеальный 102 см - 1 шт.	
NNA10215D	Высокое	угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
NNE10223D	Сверхнизкое	клапан Neonatal - 1 шт.	
NNB10223D	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом - 1 шт.	
NNM10223D	Среднее	катетер перитонеальный 102 см - 1 шт.	
NNA10223D	Высокое	угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
NNE12015D	Сверхнизкое	клапан Neonatal - 1 шт.	
NNB12015D	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт.	
NNM12015D	Среднее	катетер перитонеальный 120 см - 1 шт.	
NNA12015D	Высокое	угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
NNE12023D	Сверхнизкое	клапан Neonatal - 1 шт.	
NNB12023D	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом - 1 шт.	NEONATAL с резервуаром / компоненты представлены отдельно
NNM12023D	Среднее	катетер перитонеальный 120 см - 1 шт.	
NNA12023D	Высокое	угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
NNE905RD	Сверхнизкое	клапан Neonatal с резервуаром - 1 шт.	
NNB905RD	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный с углом 90° 05 см со стилетом - 1 шт.	
NNM905RD	Среднее	катетер перитонеальный 90 см - 1 шт.;	
NNA905RD	Высокое	трубка ирригационная - 1 шт.	
NNE907RD	Сверхнизкое	клапан Neonatal с резервуаром - 1 шт.	
NNB907RD	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный с углом 90° 07 см со стилетом - 1 шт.	
NNM907RD	Среднее	катетер перитонеальный 90 см - 1 шт.	
NNA907RD	Высокое	трубка ирригационная - 1 шт.	
NNE9015RD	Сверхнизкое	клапан Neonatal с резервуаром - 1 шт.	
NNB9015RD	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт.	
NNM9015RD	Среднее	катетер перитонеальный 90 см - 1 шт.	
NNA9015RD	Высокое	угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
NNE9023RD	Сверхнизкое	клапан Neonatal с резервуаром - 1 шт.	
NNB9023RD	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом - 1 шт.	
NNM9023RD	Среднее	катетер перитонеальный 90 см - 1 шт.;	
NNA9023RD	Высокое	угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
NNE10215RD	Сверхнизкое	клапан Neonatal с резервуаром - 1 шт.	
NNB10215RD	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт.	
NNM10215RD	Среднее	катетер перитонеальный 102 см - 1 шт.;	
NNA10215RD	Высокое	угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
NNE10223RD	Сверхнизкое	клапан Neonatal с резервуаром - 1 шт.	
NNB10223RD	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом - 1 шт.	
NNM10223RD	Среднее	катетер перитонеальный 102 см - 1 шт.;	
NNA10223RD	Высокое	угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	

№ АРТ.	ДАВЛЕНИЕ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	РАЗМЕР клапана / описание
NNE12015RD	Сверхнизкое	клапан Neonatal с резервуаром - 1 шт.	
NNB12015RD	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт.	
NNM12015RD	Среднее	катетер перитонеальный 120 см - 1 шт.;	
NNA12015RD	Высокое	угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
NNE12023RD	Сверхнизкое	клапан Neonatal с резервуаром - 1 шт.	
NNB12023RD	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт.	
NNM12023RD	Среднее	катетер перитонеальный 120 см - 1 шт.;	
NNA12023RD	Высокое	угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UNNE905D	Сверхнизкое	клапан Neonatal - 1 шт. в сборе с катетером	NEONATAL / UNISHUNT - клапан и катетер перитонеаль- ный в сборе
UNNB905D	Низкое	перитонеальным 90 см - 1 шт.	
UNNM905D	Среднее	катетер церебральный вентрикулярный с углом 90° 05 см со стилетом - 1 шт.	
UNNA905D	Высокое	трубка ирригационная - 1 шт.	
UNNE907D	Сверхнизкое	клапан Neonatal - 1 шт. в сборе с катетером	
UNNB907D	Низкое	перитонеальным 90 см - 1 шт.	
UNNM907D	Среднее	катетер церебральный вентрикулярный с углом 90° 07 см со стилетом - 1 шт.	
UNNA907D	Высокое	трубка ирригационная - 1 шт.	
UNNE9015D	Сверхнизкое	клапан Neonatal - 1 шт. в сборе с катетером	
UNNB9015D	Низкое	перитонеальным 90 см - 1 шт.	
UNNM9015D	Среднее	катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт.	
UNNA9015D	Высокое	угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UNNE9023D	Сверхнизкое	клапан Neonatal - 1 шт. в сборе с катетером	
UNNB9023D	Низкое	перитонеальным 90 см - 1 шт.	
UNNM9023D	Среднее	катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом - 1 шт.	
UNNA9023D	Высокое	угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UNNE10215D	Сверхнизкое	клапан Neonatal - 1 шт. в сборе с катетером	
UNNB10215D	Низкое	перитонеальным 102 см - 1 шт.	
UNNM10215D	Среднее	катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт.	
UNNA10215D	Высокое	угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UNNE10223D	Сверхнизкое	клапан Neonatal - 1 шт. в сборе с катетером	
UNNB10223D	Низкое	перитонеальным 102 см - 1 шт.	
UNNM10223D	Среднее	катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом - 1 шт.	
UNNA10223D	Высокое	угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UNNE12015D	Сверхнизкое	клапан Neonatal - 1 шт. в сборе с катетером	
UNNB12015D	Низкое	перитонеальным 120 см - 1 шт.	
UNNM12015D	Среднее	катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт.	
UNNA12015D	Высокое	угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UNNE12023D	Сверхнизкое	клапан Neonatal - 1 шт. в сборе с катетером	
UNNB12023D	Низкое	перитонеальным 120 см - 1 шт.	
UNNM12023D	Среднее	катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом - 1 шт.	
UNNA12023D	Высокое	угловая клипса 90° - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	

№ АРТ.	ДАВЛЕНИЕ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	РАЗМЕР клапана / описание
UNNE905RD	Сверхнизкое	клапан Neonatal с резервуаром - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 90 см - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный с углом 90° 05 см со стилетом - 1 шт.; трубка ирригационная - 1 шт.	NEONATAL с резервуаром / UNISHUNT - клапан и катетер перитонеаль- ный предваритель- но собраны
UNNB905RD	Низкое		
UNNM905RD	Среднее		
UNNA905RD	Высокое		
UNNE907RD	Сверхнизкое	клапан Neonatal с резервуаром - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 90 см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный с углом 90° 07 см со стилетом - 1 шт.; трубка ирригационная - 1 шт.	
UNNB907RD	Низкое		
UNNM907RD	Среднее		
UNNA907RD	Высокое		
UNNE9015RD	Сверхнизкое	клапан Neonatal с резервуаром - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 90 см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см и стилет - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт., трубка ирригационная - 1 шт.	
UNNB9015RD	Низкое		
UNNM9015RD	Среднее		
UNNA9015RD	Высокое		
UNNE9023RD	Сверхнизкое	клапан Neonatal с резервуаром - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 90 см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см и стилет - 1 шт.; угловая клипса 90° - 1 шт., трубка ирригационная - 1 шт.	
UNNB9023RD	Низкое		
UNNM9023RD	Среднее		
UNNA9023RD	Высокое		
UNNE10215RD	Сверхнизкое	клапан Neonatal с резервуаром - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 102 см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см и стилет - 1 шт.; угловая клипса 90° - 1 шт., трубка ирригационная - 1 шт.	
UNNB10215RD	Низкое		
UNNM10215RD	Среднее		
UNNA10215RD	Высокое		
UNNE10223RD	Сверхнизкое	клапан Neonatal с резервуаром - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 102 см - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см и стилет - 1 шт.; угловая клипса 90° - 1 шт., трубка ирригационная - 1 шт.	
UNNB10223RD	Низкое		
UNNM10223RD	Среднее		
UNNA10223RD	Высокое		
UNNE12015RD	Сверхнизкое	клапан Neonatal с резервуаром - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 120 см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см и стилет - 1 шт.; угловая клипса 90° - 1 шт., трубка ирригационная - 1 шт.	
UNNB12015RD	Низкое		
UNNM12015RD	Среднее		
UNNA12015RD	Высокое		
UNNE12023RD	Сверхнизкое	клапан Neonatal с резервуаром - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 120 см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см и стилет - 1 шт.; угловая клипса 90° - 1 шт., трубка ирригационная - 1 шт.	
UNNB12023RD	Низкое		
UNNM12023RD	Среднее		
UNNA12023RD	Высокое		
NPE10215D	Сверхнизкое	клапан Neonatal Plus - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт. катетер перитонеальный 102 см - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт., трубка ирригационная - 1 шт.	NEONATAL PLUS / компоненты представлены отдельно
NPB10215D	Низкое		
NPM10215D	Среднее		
NPA10215D	Высокое		
NPE10223D	Сверхнизкое	клапан Neonatal Plus - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом - 1 шт. катетер перитонеальный 102 см - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт., трубка ирригационная - 1 шт.	
NPB10223D	Низкое		
NPM10223D	Среднее		
NPA10223D	Высокое		
NPE12015D	Сверхнизкое	клапан Neonatal Plus - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт. катетер перитонеальный 120 см - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт., трубка ирригационная - 1 шт.	
NPB12015D	Низкое		
NPM12015D	Среднее		
NPA12015D	Высокое		
NPE12023D	Сверхнизкое	клапан Neonatal Plus - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом - 1 шт.	
NPB12023D	Низкое		
NPM12023D	Среднее		

№ АРТ.	ДАВЛЕНИЕ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	РАЗМЕР клапана / описание
NPA12023D	Высокое	катетер перитонеальный 120 см - 1 шт. угловая клипса 90° - 1 шт., трубка ирригационная - 1 шт.	NEONATAL PLUS / UNISHUNT - клапан и катетер перитонеальный предваритель но собраны
NPE9015D	Сверхнизкое	клапан Neonatal Plus - 1 шт.	
NPB9015D	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт.	
NPM9015D	Среднее	катетер перитонеальный 90 см - 1 шт.	
NPA9015D	Высокое	угловая клипса 90° - 1 шт., трубка ирригационная - 1 шт.	
NPE9023D	Сверхнизкое	клапан Neonatal Plus - 1 шт.	
NPB9023D	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом - 1 шт.	
NPM9023D	Среднее	катетер перитонеальный 90 см - 1 шт.	
NPA9023D	Высокое	угловая клипса 90° - 1 шт., трубка ирригационная - 1 шт.	
UNPE10215D	Сверхнизкое	клапан Neonatal Plus - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 102 см - 1 шт.	
UNPB10215D	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт.	
UNPM10215D	Среднее	угловая клипса 90° - 1 шт.	
UNPA10215D	Высокое	трубка ирригационная - 1 шт.	
UNPE10223D	Сверхнизкое	клапан Neonatal Plus - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 102 см - 1 шт.	
UNPB10223D	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом - 1 шт.	
UNPM10223D	Среднее	угловая клипса 90° - 1 шт.	
UNPA10223D	Высокое	трубка ирригационная - 1 шт.	
UNPE12015D	Сверхнизкое	клапан Neonatal Plus - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 120 см - 1 шт.	NEONATAL PLUS / UNISHUNT - клапан и катетер перитонеальный предваритель но собраны
UNPB12015D	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт.	
UNPM12015D	Среднее	угловая клипса 90° - 1 шт.	
UNPA12015D	Высокое	трубка ирригационная - 1 шт.	
UNPE12023D	Сверхнизкое	клапан Neonatal Plus - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 120 см - 1 шт.	
UNPB12023D	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом - 1 шт.	
UNPM12023D	Среднее	угловая клипса 90° - 1 шт.	
UNPA12023D	Высокое	трубка ирригационная - 1 шт.	
UNPE9015D	Сверхнизкое	клапан Neonatal Plus - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 90 см - 1 шт.	
UNPB9015D	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом - 1 шт.	
UNPM9015D	Среднее	угловая клипса 90° - 1 шт.	
UNPA9015D	Высокое	трубка ирригационная - 1 шт.	
UNPE9023D	Сверхнизкое	клапан Neonatal Plus - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 90 см - 1 шт.	
UNPB9023D	Низкое	катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом - 1 шт.	
UNPM9023D	Среднее	угловая клипса 90° - 1 шт.	
UNPA9023D	Высокое	трубка ирригационная - 1 шт.	

3) Система шунтирующая с программируемым клапаном SPHERA PRO

№ АРТ.	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Описание
PRO10215	клапан Sphera Pro - 1 шт.; катетер перитонеальный 102 см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт.; трубка ирригационная - 1 шт.	SPHERA PRO / клапан представлен отдельно от катетера

№ АРТ.	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Описание
PRO12015	клапан Sphera Pro - 1 шт.; катетер перитонеальный 120 см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт.; трубка ирригационная - 1 шт.	
PRO10223	клапан Sphera Pro - 1 шт.; катетер перитонеальный 102 см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт.; трубка ирригационная - 1 шт.	
PRO12023	клапан Sphera Pro - 1 шт.; катетер перитонеальный 120 см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт.; трубка ирригационная - 1 шт.	
PRO10215R	клапан Sphera Pro в сборе с резервуаром RHH-2 - 1 шт.; катетер перитонеальный 102 см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт.; трубка ирригационная - 1 шт.	
PRO12015R	клапан Sphera Pro в сборе с резервуаром RHH-2 - 1 шт.; катетер перитонеальный 120 см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт.; трубка ирригационная - 1 шт.	
PRO10223R	клапан Sphera Pro в сборе с резервуаром RHH-2 - 1 шт.; катетер перитонеальный 102 см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт.; трубка ирригационная - 1 шт.	
PRO12023R	клапан Sphera Pro в сборе с резервуаром RHH-2 - 1 шт.; катетер перитонеальный 120 см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт.; трубка ирригационная - 1 шт.	
UPRO10215	клапан Sphera Pro в сборе с катетером перитонеальным 102 см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт.; трубка ирригационная - 1 шт.	SPHERA PRO / UNISHUNT - катетер перитонеальный с клапаном в сборе
UPRO12015	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 120 см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт.; трубка ирригационная - 1 шт.	
UPRO10223	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 102 см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт.; трубка ирригационная - 1 шт.	
UPRO12023	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с катетером перитонеальным 120 см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт.; трубка ирригационная - 1 шт.	
UPRO10215R	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: резервуар RHH-2 - 1 шт.; катетер перитонеальный 102 см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт.; трубка ирригационная - 1 шт.	

№ АРТ.	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Описание
UPRO12015R	клапан Sphera Pro в сборе с: резервуар RHN-2 - 1 шт.; катетер перитонеальный 120 см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт.; трубка ирригационная - 1 шт.	
UPRO10223R	клапан Sphera Pro в сборе с: резервуар RHN-2 - 1 шт.; катетер перитонеальный 102 см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт.; трубка ирригационная - 1 шт.	
UPRO12023R	клапан Sphera Pro в сборе с: резервуар RHN-2 - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт.; катетер перитонеальный 120 см - 1 шт.; трубка ирригационная - 1 шт.	
UNPRO10215	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: катетер перитонеальный 102 см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт.; трубка ирригационная - 1 шт.	SPHERA PRO UNITIZED / катетер вентрикулярный и перитонеальный с клапаном в сборе
UNPRO12015	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: катетер перитонеальный 120 см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт.; трубка ирригационная - 1 шт.	
UNPRO10223	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: катетер перитонеальный 102 см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт.; трубка ирригационная - 1 шт.	
UNPRO12023	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: катетер перитонеальный 120 см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт.; трубка ирригационная - 1 шт.	
UNPRO10215R	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: резервуаром RHN-2 - 1 шт.; катетер перитонеальный 102 см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт.; трубка ирригационная - 1 шт.	
UNPRO12015R	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: резервуаром RHN-2 - 1 шт.; катетер перитонеальный 120 см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт.; трубка ирригационная - 1 шт.	
UNPRO10223R	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: резервуаром RHN-2 - 1 шт.; катетер перитонеальный 102 см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт.; трубка ирригационная - 1 шт.	
UNPRO12023R	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: резервуаром RHN-2 - 1 шт.; катетер перитонеальный 120 см - 1 шт.; катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом и	

№ АРТ.	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Описание
	угловой клипсой - 1 шт.; трубка ирригационная - 1 шт.	
UPRO10215-G10	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: устройство SPHERAGRAV-10 - 1 шт. катетер перитонеальный 102 см - 1 шт. резервуар RHH-2 - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	SPHERA PRO + SPHERA GRAV
UPRO10215-G15	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: устройство SPHERAGRAV-15 - 1 шт. катетер перитонеальный 102 см - 1 шт. резервуар RHH-2 - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UPRO10215-G20	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: устройство SPHERAGRAV-20 - 1 шт. катетер перитонеальный 102 см - 1 шт. резервуар RHH-2 - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UPRO10215-G25	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: устройство SPHERAGRAV-25 - 1 шт. катетер перитонеальный 102 см - 1 шт. резервуар RHH-2 - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UPRO10215-G30	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: устройство SPHERAGRAV-30 - 1 шт. катетер перитонеальный 102 см - 1 шт. резервуар RHH-2 - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UPRO10215-G35	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: устройство SPHERAGRAV-35 - 1 шт. катетер перитонеальный 102 см - 1 шт. резервуар RHH-2 - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UPRO10223-G10	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: устройство SPHERAGRAV-10 - 1 шт. катетер перитонеальный 102 см - 1 шт. резервуар RHH-2 - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UPRO10223-G15	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: устройство SPHERAGRAV-15 - 1 шт. катетер перитонеальный 102 см - 1 шт. резервуар RHH-2 - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UPRO10223-G20	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: устройство SPHERAGRAV-20 - 1 шт.	

№ АРТ.	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Описание
	катетер перитонеальный 102 см - 1 шт. резервуар RHH-2 - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UPRO10223-G25	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: устройство SPHERAGRAV-25 - 1 шт. катетер перитонеальный 102 см - 1 шт. резервуар RHH-2 - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UPRO10223-G30	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: устройство SPHERAGRAV-30 - 1 шт. катетер перитонеальный 102 см - 1 шт. резервуар RHH-2 - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UPRO10223-G35	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: устройство SPHERAGRAV-35 - 1 шт. катетер перитонеальный 102 см - 1 шт. резервуар RHH-2 - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UPRO12015-G10	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: устройство SPHERAGRAV-10 - 1 шт. катетер перитонеальный 120 см - 1 шт. резервуар RHH-2 - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UPRO12015-G15	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: устройство SPHERAGRAV-15 - 1 шт. катетер перитонеальный 120 см - 1 шт. резервуар RHH-2 - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UPRO12015-G20	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: устройство SPHERAGRAV-20 - 1 шт. катетер перитонеальный 120 см - 1 шт. резервуар RHH-2 - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UPRO12015-G25	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: устройство SPHERAGRAV-25 - 1 шт. катетер перитонеальный 120 см - 1 шт. резервуар RHH-2 - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UPRO12015-G30	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: устройство SPHERAGRAV-30 - 1 шт. катетер перитонеальный 120 см - 1 шт. резервуар RHH-2 - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт.	

№ АРТ.	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Описание
	трубка ирригационная - 1 шт.	
UPRO12015-G35	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: устройство SPHERAGRAV-35 - 1 шт. катетер перитонеальный 120 см - 1 шт. резервуар RHH-2 - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 15 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UPRO12023-G10	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: устройство SPHERAGRAV-10 - 1 шт. катетер перитонеальный 120 см - 1 шт. резервуар RHH-2 - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UPRO12023-G15	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: устройство SPHERAGRAV-15 - 1 шт. катетер перитонеальный 120 см - 1 шт. резервуар RHH-2 - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UPRO12023-G20	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: устройство SPHERAGRAV-20 - 1 шт. катетер перитонеальный 120 см - 1 шт. резервуар RHH-2 - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UPRO12023-G25	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: устройство SPHERAGRAV-25 - 1 шт. катетер перитонеальный 120 см - 1 шт. резервуар RHH-2 - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UPRO12023-G30	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: устройство SPHERAGRAV-30 - 1 шт. катетер перитонеальный 120 см - 1 шт. резервуар RHH-2 - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	
UPRO12023-G35	клапан Sphera Pro - 1 шт. в сборе с: устройство SPHERAGRAV-35 - 1 шт. катетер перитонеальный 120 см - 1 шт. резервуар RHH-2 - 1 шт. катетер церебральный вентрикулярный прямой 23,5 см со стилетом и угловой клипсой - 1 шт. трубка ирригационная - 1 шт.	

4) Комплектующие, которые при необходимости можно приобрести отдельно

1 Катетеры

а) Катетеры церебральные вентрикулярные

Наименование	№ Арт.	Описание
Катетер	VN7	прямой Neonatal

церебральный вентрикулярный	VN10 VN15 VN22	
	VI15 VI20 VI23.5	прямой Infantile
	VA15 VA20 VA23.5	прямой Adult
	VNG5 VNG6 VNG7	с углом 90° Neonatal
	VNG5R VNG6R VNG7R	с углом 90° Neonatal с резервуаром
	VIG5 VIG6 VIG7	с углом 90° Infantile
	VIG5R VIG6R VIG7R	с углом 90° Infantile с резервуаром
	VAG7 VAG7.2 VAG9 VAG9.2 VAG10	с углом 90° Adult
	VAG7R VAG10R	с углом 90° Adult с резервуаром

б) Катетеры перитонеальные

Наименование	№ Арт.	Описание
Катетер перитонеальный	PI52 PI90 PI102 PI120	Infantile (для детей)
	PA90 PA102 PA120	Adult (для взрослых)

2 Резервуары

Наименование	№ Арт.	Описание
Резервуар	RHM1	вентрикулярный Infantile (для детей)
	RHM3	вентрикулярный Adult (для взрослых)
	№ Арт.	Описание
	RHH2	горизонтальный вентрикулярный Adult (для взрослых)

3 Коннекторы

Наименование	№ Арт.	Описание
Коннектор	CAC	прямой А короткий
	CAL	прямой А длинный

	CAB	прямой В
	C 90	угловой 90°
	CYC	Y-образный короткий
	CYL	Y-образный длинный

4 Устройство антигравитационное SPHERA GRAV

№ Арт.	Комплектация	Описание
SPHERAGRAV-10	Устройство SPHERAGRAV-10 – 1 шт.; трубка ирригационная – 1 шт.	антигравитационное устройство с сопротивлением, эквивалентным давлению 10 см H ₂ O
SPHERAGRAV-15	Устройство SPHERAGRAV-15 – 1 шт.; трубка ирригационная – 1 шт.	антигравитационное устройство с сопротивлением, эквивалентным давлению 15 см H ₂ O
SPHERAGRAV-20	Устройство SPHERAGRAV-20 – 1 шт.; трубка ирригационная – 1 шт.	антигравитационное устройство с сопротивлением, эквивалентным давлению 20 см H ₂ O
SPHERAGRAV-25	Устройство SPHERAGRAV-25 – 1 шт.; трубка ирригационная – 1 шт.	антигравитационное устройство с сопротивлением, эквивалентным давлению 25 см H ₂ O
SPHERAGRAV-30	Устройство SPHERAGRAV-30 – 1 шт.; трубка ирригационная – 1 шт.	антигравитационное устройство с сопротивлением, эквивалентным давлению 30 см H ₂ O
SPHERAGRAV-35	Устройство SPHERAGRAV-35 – 1 шт.; трубка ирригационная – 1 шт.	антигравитационное устройство с сопротивлением, эквивалентным давлению 35 см H ₂ O

5 Устройство программирующее REG-PRO для клапана программируемого SPHERA PRO

ИЗДЕЛИЕ	Арт. №	Описание
Устройство REG-PRO программирующее для клапана программируемого SPHERA PRO	REG-PRO	Набор регулировки для клапана программируемого SPHERA PRO: Позиционирующее устройство – 1 шт, Компас – 1 шт, Программатор – 1 шт, Футляр – 1 шт., Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Всего прошито и скреплено печатью
51 (пятьдесят один) листа(ов)
цифрами прописью

Должность: Ген. директор ООО «Балтмед»

Подпись В.В.Романов

« 27 » 2024 г.

