

**Проект маркировки медицинского изделия
«Ингаляторы (небулайзеры) компрессорные MED-2000 RUS»**

Ингалятор (небулайзер) компрессорный MED-2000 RUS	
Модель №.: TCN-02WG Машка	Серийный №.: _____
Ввод: 230В/50Гц	30 мин ВКЛ/30 мин ВЫКЛ
Потребляемая мощность: 180ВА макс	IP21
 Дата производства: DD MM YYYY  «Вега Технолоджис Инк.» 11F-13, № 100 Чан Чунь Роуд, 104, Тайбэй, Тайвань	
Завод: Dongguan Topwell Medical Devices Company Ltd. 5/F, Building A, № 68, Jinnan Road, Xixunshan Village Dalang Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523797, P.R. China Уполномоченный представитель в РФ: 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47а.  000 Belgum MK, Northfield Road 000 тел.: +7 (495) 961-66-73, 8 800 550 9792 000 HOSBEE - Northfield 07 2000 www.vita-eg.ru Antwerpen Belgium	
     	

Ингалятор (небулайзер) компрессорный MED-2000 RUS	
Модель №.: TCN-02WU Кошка	Серийный №.: _____
Ввод: 230В/50Гц	30 мин ВКЛ/30 мин ВЫКЛ
Потребляемая мощность: 180ВА макс	IP21
 Дата производства: DD MM YYYY  «Вега Технолоджис Инк.» 11F-13, № 100 Чан Чунь Роуд, 104, Тайбэй, Тайвань	
Завод: Dongguan Topwell Medical Devices Company Ltd. 5/F, Building A, № 68, Jinnan Road, Xixunshan Village Dalang Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523797, P.R. China Уполномоченный представитель в РФ: 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47а.  000 Belgum MK, Northfield Road 000 тел.: +7 (495) 961-66-73, 8 800 550 9792 000 HOSBEE - Northfield 07 2000 www.vita-eg.ru Antwerpen Belgium	
     	

Ингалятор (небулайзер) компрессорный MED-2000 RUS	
Модель №.: Cloud (Облако) TCN-01WI	Серийный №.: _____
Ввод: 100-240 V~350mA, 50/60Гц	30 мин ВКЛ/40 мин ВЫКЛ
Потребляемая мощность: 5V~2100mA	IP21
 Дата производства: DD MM YYYY  «Вега Технолоджис Инк.» 11F-13, № 100 Чан Чунь Роуд, 104, Тайбэй, Тайвань	
Завод: Dongguan Topwell Medical Devices Company Ltd. 5/F, Building A, № 68, Jinnan Road, Xixunshan Village Dalang Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523797, P.R. China Уполномоченный представитель в РФ: 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47а.  000 Belgum MK, Northfield Road 000 тел.: +7 (495) 961-66-73, 8 800 550 9792 000 HOSBEE - Northfield 07 2000 www.vita-eg.ru Antwerpen Belgium	
     	

Ингалятор (небулайзер) компрессорный MED-2000 RUS

Модель №.: TSN-02WN Собеникс Серийный №.: _____

Ввод: 230В/50Гц

30 мин ВКЛ/30 мин ВЫКЛ

Потребляемая мощность: 180ВА макс

IP21



Дата производства: DD MM YYYY

«Вега Технолджис Инк.» 11F-13, № 100

Чан Чунь Роуд, 104, Тайбэй, Тайвань

Завод: Dongguan Torreal Medical Devices Company Ltd. 5 F, Building A, № 88, Jinma Road,
Xinshui Village Dalang Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523797, P.R. China

Уполномоченный представитель в РФ:

119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47а.

тел.: +7 (495) 961-66-73, 8 800 550 9792

www.vita-eg.ru



500 Belgium 001, Northfield Road 020
000 000000 - Northfield 07 2000
Antwerpen Belgium



Ингалятор (небулайзер) компрессорный MED-2000 RUS

Модель №.: TSN-02WF Пингвин Серийный №.: _____

Ввод: 230В/50Гц

30 мин ВКЛ/30 мин ВЫКЛ

Потребляемая мощность: 180ВА макс

IP21



Дата производства: DD MM YYYY

«Вега Технолджис Инк.» 11F-13, № 100

Чан Чунь Роуд, 104, Тайбэй, Тайвань

Завод: Dongguan Torreal Medical Devices Company Ltd. 5 F, Building A, № 88, Jinma Road,
Xinshui Village Dalang Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523797, P.R. China

Уполномоченный представитель в РФ:

119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47а.

тел.: +7 (495) 961-66-73, 8 800 550 9792

www.vita-eg.ru



500 Belgium 001, Northfield Road 020
000 000000 - Northfield 07 2000
Antwerpen Belgium



Генеральный директор



Джинджихашвили И.А.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


«Ингаляторы (небулайзеры) компрессорные MED-2000 RUS»

Варианты исполнения:

1. Cat (Кошка)- мод. CN-02WU / мод. TCN-02WU.




2. Doggy (Собачка)- мод. CN-02WI / мод. TCN-02WN.



3. Bear (Мишка)- мод. CN-02WE / мод. TCN-02WG.




4. Penguin (Пингвин) - мод. CN-02WF / мод. TCN-02WF.




5. Butterfly (Бабочка) - мод. CN-02WV.




6. My-Neb (Мой-Неб) - мод. CN-02MD.



7. Bunny (Зайка) - мод. CN-02MI.




8. Cloud (Облачко) - мод. мод. TCN-01WI.





Состав:


1. Компрессорный блок.



2. Стаканчик (небулайзерная камера) - не более 3 шт. (при необходимости).



3. Трубка воздушная - не более 5 шт. (при необходимости).




4. Распылители (пистоны), варианты исполнения:


4.1. Распылитель (пистон) А - не более 3 шт. (при необходимости).




4.2. Распылитель (пистон) В - не более 3 шт. (при необходимости).



4.3. Распылитель (пистон) С - не более 3 шт. (при необходимости).




4.4. Распылитель (Стаканчик) - не более 3 шт. (при необходимости)





5. Маска для взрослых не более 5 шт. (при необходимости).






6. Маска для детей - не более 5 шт. (при необходимости).

7. Мундштук - не более 3 шт. (при необходимости).



8. Насадка для носа - не более 3 шт. (при необходимости).




9. Держатель для маски - не более 5 шт. (при необходимости).




10. Соска-мундштук - не более 5 шт. (при необходимости).



11. Переходник № 1 - не более 5 шт. (при необходимости).




12. Переходник № 2 - не более 5 шт. (при необходимости).



13. Фильтр - не более 5 шт.




14. Сумка для хранения -1 шт. (при необходимости)






15. Адаптер сетевой - не более 3 шт. (при необходимости)



16. Кабель для адаптера - не более 3 шт. (при необходимости)



19. Муфта ингаляционная - не более 3 шт. (при необходимости).



Генеральный директор

Джинджихашвили И.А.

15 (пять) часов

