


ПРИЛОЖЕНИЕ А
Фотография изделия



Спектрометр лазерный раман-люминесцентный медицинский "ИнСпектр М"



Основной блок спектрометра ИнСпектр М-532



Спектрометр ИнСпектр М-532 в комплекте с микроскопом и ПК

1. Прибор для измерения влажности воздуха
"Инспектр Н" Девушкин С.А.




Примечание:
1. Адаптер должен быть




2. Кабель интерфейсный USB 2.0.




3. Количеству нарезок: нарезка №1, нарезка №2, нарезка №3.
Звезд / Нгн.




4. Массовка №4.




5. Кошмачеви буре гел амалева мугеж и сугеж
еҗсеуачеви (1.5 м, 32 x 11.6 мм) - 5 мугеж/1 гн.



6. Визуально непереносимым.



7 блок розжига газового



8. Кошмәкчә: башта (2 үз) һәм тәҗрибәләп килә.




9. Көйе унаеуінебес әрмерзһеі ұһуінебоғаһуеі.




10. Очки защитные.



11. Каналектн негнорнн SFRS - 1000. / 1000.



А. Мухомов и его товарищи
при проведении экспертизы.



43. Прошедшее обследование при участии
судебно-медицинской экспертизы на френс-гуске.





Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено п. Натью
141 листа (ов)