


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Миндрей Технолоджи Рус»

 Сюн Вэй

«14» 08 2024 г




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

система ультразвуковой визуализации универсальная серии Consona N7 с принадлежностями по ТУ
26.60.12-001- 51850757 -2024»

Все компоненты и принадлежности медицинского изделия «Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Consona N7 с принадлежностями по ТУ 26.60.12-001-51850757 -2024» идентичны независимо от варианта исполнения, за исключением маркировки на блоке основном медицинского изделия, на которой указывается наименование варианта исполнения. Внешний вид блока основного во всех вариантах исполнения медицинского изделия полностью идентичен.



Основной блок. Вид спереди.



Основной блок. Вид сзади.



Основной блок. Виды сбоку.




Монитор

Сенсорный
экран

Панель
управления



Основной блок. USB-порты



Блок основной, панель управления

Система ультразвуковой визуализации универсальная
серии Consona N7 с принадлежностями по
ТУ 26.60.12-001- 51850757 -2024,
вариант исполнения: Consona N7P

SN



LR1-3B000612

100-240В ~ 50/60Гц 6.2-2.0A

mindray



2024-03-13

Масса Нетто: 65 кг

Максимальная масса
блока основного
с комплектующими: 81 кг

Регистрационное удостоверение: № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX XXXX года



ООО "Миндрей Технолоджи Рус", Российская Федерация, 124536,
г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Савелки, г. Зеленоград.
5253-й проезд, д. 1, стр. 1



047-048216-00(1.0)

UDI



(01)06903053012614


(11)240313

(21)LR1-3B000612


MD




Вариант исполнения: Consona N7P по ТУ 26.60.12-001-51850757 -2024. Блок основной,
Этикетка на корпусе.




Вариант исполнения: Consona N7T по ТУ 26.60.12-001-51850757 -2024. Блок основной,
Этикетка на корпусе.



Вариант исполнения: Consona N7K по ТУ 26.60.12-001-51850757 -2024. Блок основной,
Этикетка на корпусе.



Вариант исполнения: Consona N7Q по ТУ 26.60.12-001-51850757 -2024. Блок основной,
Этикетка на корпусе.




Вариант исполнения: Consona N7V по ТУ 26.60.12-001-51850757 -2024. Блок основной,
Этикетка на корпусе.




Блок основной.


Передняя панель ввода/вывода на блоке основном для подключения 5 датчиков ультразвуковых, порт для ввода и вывода ЭКГ сигнала, порт для подключения датчиков ультразвуковых карандашных.




Блок основной. Задняя панель ввода/вывода




Порт для ввода и вывода ЭКГ сигнала, порт для подключения датчиков ультразвуковых карандашных




Блок основной. Панель питания.



Кабель питания



Набор этикеток (на русском языке)



Кабель 12-PIN для ЭКГ с 3 отведениями, ИЕС, зажим, модель EA6232A



Кабель 12-PIN для ЭКГ с 3 отведениями, ИЕС, зажим, модель EA6232A. Маркировка на корпусе.

Система ультразвуковой визуализации универсальная
серии Consona N7 с принадлежностями по TY 26.60.12-
001- 51850757 -2024



ООО «Миндрей Технолоджи Рус», Российская
Федерация, 124536, г. Москва, вн. Тер. Г.
муниципальный округ Савелки, г. Зеленоград,
5253-й проезд, д. 1, стр. 1

Место производства:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
(Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.)
Здание «Миндрей», Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный
парк высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь,
Китайская Народная Республика.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial
Park, Nanshan, 518057 Shenzhen, People's Republic of
China

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXXX от

Информацию на стикере считать приоритетной

Кабель 12-PIN для ЭКГ с 3 отведениями, IEC, зажим,
модель EA6232A

Кабель 12-PIN для ЭКГ с 3 отведениями, IEC, зажим,
модель EA6232A соответствует требованиям стандарта
«Магистральные кабели ЭКГ и подводящие провода для
пациентов» (ANSI/AAMI EC53)

Кабель 12-PIN для ЭКГ с 3 отведениями, IEC, зажим,
модель EA6232A предназначен для многократного
применения

Количество: X

心电导联线

ECG Cable

12针3导一体式心电电缆 IEC 夹子式

12Pin 3-Lead ECG Cable, IEC, Clip



EA6232A

Qty.(数量): 1

P/N



XXX-XXXXXX-XX

LOT



XXXXXXXXXX



yyyy-mm-dd

UDI



(01)00000000000000



(10)XXXXXXXXXX(11)190411

备案凭证编号: 粤深械备20170118号

生产备案凭证编号: 粤深食药监械生产备20140003号

1. 本导联线符合YY0828-2011《心电监护仪电缆和导联线》标准的要求。
2. 本导联线是重复性使用的。

1. This leadwire meets the requirements of the standard, ECG TRUNK CABLES and PATIENT LEADWIRES (ANSI/AAMI EC53).
2. This leadwire is intended for MULTI-PATIENT USE.



Rx Only

MD

使用期限: 三年 “其他内容详见说明书”

备案人/生产企业名称:

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

住所: 深圳市南山区高新技术产业园科技南十二路迈瑞大厦1-4层 邮编: 518057

生产地址: 深圳市光明新区南环大道1203号

Tel(电话): +86-755-8188 8998 Fax(传真): +86-755-2658 2680



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,

Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China Made in China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffelstraße 80, 20537 Hamburg, Germany



047-023879-00(3.0)

Кабель 12-PIN для ЭКГ с 3 отведениями, IEC, зажим, модель EA6232A. Маркировка на упаковке



Кабель DC-IN для модуля ЭКГ, марка TAIJA

Система ультразвуковой визуализации универсальная
серии Consona N7 с принадлежностями по ТУ 26.60.12-
001-51850757-2024



ООО «Миндрей Технолоджи Рус», Российская
Федерация, 124536, г. Москва, вн. Тер. Г.
муниципальный округ Савелки, г. Зеленоград,
5253-й проезд, д. 1, стр. 1

Место производства:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
(Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.)
Здание «Миндрей», Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный
парк высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь,
Китайская Народная Республика.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial
Park, Nanshan, 518057 Shenzhen, People's Republic of
China

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от

Информацию на стикере считать приоритетной


Кабель DC-IN для модуля ЭКГ, марка TAIJIA

Кабель DC-IN для модуля ЭКГ, марка TAIJIA соответствует
требованиям стандарта «Магистральные кабели ЭКГ и
подводящие провода для пациентов» (ANSI/AAMI EC53)

Кабель DC-IN для модуля ЭКГ, марка TAIJIA предназначен
для многократного применения

Количество: x

Кабель DC-IN для модуля ЭКГ, марка TAIJIA. Маркировка на упаковке



Заглушка порта датчика



UD23112901274

NAME : Probe outlet cover

REF: 043-002341-00

Qty : 2

W#:



4410017429

BOX OF

Ordering No:





21057140.80



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China
Tel: +86-755-56582688 Fax: +86-755-26582680

Заглушка порта датчика
Маркировка




Модуль графического процессора, в составе (встраиваемый компонент):

- Модуль графического процессора
- Защитный кожух




Держатель специализированный для внутриполостного датчика (левый) , в составе:


Прим. – внешний вид Держателя специализированного для внутриполостного датчика (правого) - идентичен




Винт М5Х12



Набор корзин для хранения принадлежностей
- Корзина для хранения принадлежностей



Набор корзин для хранения принадлежностей
- Корзина для хранения принадлежностей подвесная



Модуль ЭКГ (ECG Module), модель ECG-43

ECG模块/ECG Module

型号/MODEL: ECG-43

 XXXXXXXX


 XXXXXXXX

 0123

MADE IN CHINA

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Модуль ЭКГ (ECG Module), модель ECG-43
Маркировка на корпусе



Модуль ЭКГ (ECG Module), модель ECG-43. Маркировка электрических разъемов

Система ультразвуковой визуализации универсальная,
серии Consona N7 с принадлежностями по ТУ 26.60.12-
001-51850757-2024



ООО «Миндрей Технолоджи Рус», Российская
Федерация, 124536, г. Москва, вн. Тер. Г.
муниципальный округ Савелки, г. Зеленоград,
5253-й проезд, д. 1, стр. 1

Место производства:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
(Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.)

Здание «Миндрей», Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный
парк высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь,
Китайская Народная Республика.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial
Park, Nanshan, 518057 Shenzhen, People's Republic of
China

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXXX от

Информацию на стикере считать приоритетной


Модуль ЭКГ (ECG Module), модель ECG-43

Количество: X

Модуль ЭКГ (ECG Module), модель ECG-43. Маркировка на упаковке



Чаша нагревателя геля, марка Lifeguard




Чаша нагревателя геля, марка Lifeguard
Маркировка



Чаша нагревателя геля, марка Lifeguard
Маркировка




Нагреватель геля (правый), в составе:
Кронштейн для чаши нагревателя, модель UGW-21, Винт M5X12
Прим. – внешний вид Нагревателя геля (левого) - идентичен



Нагреватель геля (правый), в составе:
Маркировка



Комплект для подключения микрофона беспроводного, модель XPD2 Lavalier, в составе:



Комплект для подключения микрофона беспроводного, модель XPD2 Lavalier, в составе:

- USB-кабель, USB-кабель удлинительный, Микрофон беспроводной, Передатчик, модель XPD1, Приемник, модель STAGE RXD2



Комплект для подключения микрофона беспроводного, модель XPD2 Lavalier, в составе:
Маркировка передатчика, модель XPD1



Комплект для подключения микрофона беспроводного, модель XPD2 Lavalier, в составе:
Приемник, модель STAGE RXD2

NAME : Wireless microphone package

REF: 115-052137-00

Qty: 2

W#:



9910004563

BOX OF

Ordering No:



21057140.310



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,


Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China

Tel: +86-755-56582888 Fax: +86-755-26582680




Комплект для подключения микрофона беспроводного, модель XPD2 Lavalier, в составе:

Маркировка



Набор принадлежностей LPA11 для подключения к сети, в составе:
Упаковка



Набор принадлежностей LPA11 для подключения к сети, в составе:
Блок основной LPA11, Адаптер питания LPA11, Кабель питания для адаптера LPA11, Кабель сетевой LPA11




Набор принадлежностей LPA11 для подключения к сети, в составе:
Маркировка блока основного LPA11



Набор принадлежностей LPA11 для подключения к сети, в составе:

Маркировка адаптера питания LPA11



Привод оптический внешний DVD-RW USB HP, модель GP70N



HP USB External DVDRW Drive

MODEL:GP70N

HP USB External DVDRW Drive



747554-001

Manufactured : 06 2023



CNH3272931

Made In China

Quantity:1 Unit

Привод оптический внешний DVD-RW USB HP, модель GP70N

Потребительская упаковка



UD231129012

NAME : HP USB External DVDRW Drive

REF: 023-002078-00

Qty : 2

W#:



4410017430

BOX OF

Ordering No:



21057140.170




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China

Tel: +86-755-56582888 Fax: +86-755-25582680

Привод оптический внешний DVD-RW USB HP, модель GP70N

Маркировка



Адаптер для подключения датчика PCM-SA01

探头适配器 Probe Adapter

规格型号 MODEL: PCM-SA01

 SN LG1C3A000645



 2023-12-02

MADE IN CHINA

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.



(01)06903053026635



(21)LG1C3A000645(11)231202

Адаптер для подключения датчика PCM-SA01

Маркировка



UD23120101209

Probe Adapter

mindray




Model: PCM-SA01

Size: 240mm x 200mm x 100mm

Qty.: 1 N.W.: 0.25 kg G.W.: 0.56 kg



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China
Tel: +86-755-81800998 Fax: +86-755-26582580



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

SN



LG1C3A000645



2023-12-02



(01)06903053026635

(11)231202

(21)LG1C3A000645

W#:



9910004524

P/N:






115-077366-00

Ordering No.:



21057140.180



MADE IN CHINA



047-837142-00(1.0)




(01)06903053026635

(21)LG1C3A000645(11)231202

Адаптер для подключения датчика PCM-SA01

Маркировка упаковки



Клавиатура и Накладка на клавиатуру защитная

mindray**可充电锂离子电池**
Rechargeable Li-ion Battery

Model No. LI24I001H

41NR19/66-2

DC14.4V==6600mAh 95.0Wh

中国 制造
MADE IN CHINA**警告:**

使用不当可能导致电池起火, 爆炸或燃烧。切勿挤压, 刺破, 拆卸或使电池短路。
切勿放置于火中或水中, 在-20°C (-4°F) 到60°C (140°F) 温度下存储。只能使用
指定的充电器。请阅读本产品的操作说明。

**CAUTION:**

Risk of fire, explosion or burns. Do not crush, puncture, disassemble or short circuit
the battery. Do not dispose of the battery in fire or water. Store the battery in the
-20°C (-4°F) to 60°C (140°F) environment. Use the specified charger only.
Read instructions for use.



IS 16046 (Part 2)/IEC 62133-2


R-41221252
www.bis.gov.in

S/N: ID10611919000001



深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Аккумулятор, модель LI24I001H

Аккумулятор поставляется в сборе с основным блоком. Маркировка упаковки не применима.




Модуль multifunctional, supporting the operation of CW, 4D and the operation of the cross-section sensor (insertable component)



Модуль питания дополнительный SW-PHV, улучшающий разрешающую способность датчика, в составе (встраиваемый компонент):

- Плата SW-PHV,
- Крышка модуля SW-PHV



Кабель для подключения карандашного датчика



UD23112901278

NAME : pen probe cable

REF: 009-011712-00

Qty : 2

W#:



4410017395

BOX OF

Ordering No:



21057140.190




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China

Tel: +86-755-56582888 Fax: +86-755-26582680

Кабель для подключения карандашного датчика



Модуль Wi-Fi, в составе (встраиваемый компонент):

Адаптер Wi-Fi, Антенна Wi-Fi с кабелем IPEX4, Винт М3х5 с гальваническим покрытием, Кожух модуля Wi-Fi (4G+ Wi-Fi)



Сканер штрих-кодов 1D, модель LS2208, в составе:
Блок сканера, USB-кабель, Держатель сканера, Основание, Гайка-барашек



Сканер штрих-кодов 1D, модель LS2208, в составе:
Маркировка блока сканера



UD23120101349

mindray

维修备件
(Field Repairable Unit)

物料描述(Part Name): 一维条码扫描仪

1D Bar Code Scanners

P / N:



115-008393-00

SN



Ordering No.:



21057140.210

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

地址: 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层

电话: (0755)26582888 传真: (0755)26582680 邮编: 518057

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road, South District, Nanshan,
Shenzhen, 518057

Сканер штрих-кодов 1D, модель LS2208, в составе:

Маркировка



Сканер штрих-кодов 2D, модель DS4608, в составе:
Блок сканера, Кабель для подключения сканера штрих-кодов



Сканер штрих-кодов 2D, модель DS4608, в составе:
Маркировка блока сканера



Сканер штрих-кодов 2D, модель DS4608, в составе:
Упаковка



UD23120101039

mindray

维修备件
(Field Repairable Unit)

物料描述(Part Name): 二维条码扫描仪(USB接口)物料包


2D BarCode Scanner

P / N:



115-051383-00

SN



Ordering No.:



21057140.220



深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

地址:深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路边瑞大厦1-4层

电话:(0755)26582888 传真:(0755)26582680 邮编:518057

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park, Nanshan,

Shenzhen, 518057 P.R. China Tel:86-755-26582888 Fax:86-755-26582680

Сканер штрих-кодов 2D, модель DS4608, в составе:

Маркировка упаковки

NAME : 2D BarCode Scanner

REF: 115-051383-00

Qty : 2

W#:



9910004473

BOX OF

Ordering No:



21057140.220



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China


Tel: +86-755-56582668 Fax: +86-755-26582680

Сканер штрих-кодов 2D, модель DS4608, в составе:

Маркировка упаковки

mindray

Healthcare within reach



Фильтр сетевой (с кабелем питания), модель F1-3, в составе:
Фильтр сетевой, Кабель питания 0,5 м



Фильтр сетевой (с кабелем питания), модель F1-3, в составе:
Фильтр сетевой, Кабель питания 0,5 м

滤波器/FILTER

mindray

型号、规格/model: F1-3

SN



LQ6A3C000811

 2023-12-09

输入/Input: 100-240V ~ 50/60Hz 730-1750W

输出/Output: 100-240V ~ 50/60Hz 7A



深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

住所: 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层

邮编: 518057

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,

Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

MADE IN CHINA



047-041710-00(2 0)



Фильтр сетевой (с кабелем питания), модель F1-3, в составе:

Маркировка



UD23121101247

mindray

物料描述: 双模滤波器(欧标电源线)


Part Name: dual mode filter(EU Power Cord)

P / N:




115-084760-00

W #:



21057143.20



047-032467-00(1.0)



(01)069
(11)2312

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

住所: 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层


电话: (0755) 81888998 传真: (0755) 26582680 邮编: 518057

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan,
Shenzhen, 518057, P.R. China Tel: 86-755-81888998 Fax: 86-755-26582680

Фильтр сетевой (с кабелем питания), модель F1-3, в составе:

Маркировка



Датчик ультразвуковой конвексный C5-1
Потребительская упаковка

C5-1



W# 9910003978



P/N: 120-022392-00



SN KS4N39104105



2023-11-28



(01)06903053013345

(11)231128

(21)KS4N39104105

Ultrasonic Transducer






N.W.: 0.78 kg


G.W.: 1.27 kg

Qty.: 1

Size: 455mmX276mmX80mm



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Made in China

Датчик ультразвуковой конвексный C5-1
Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой конвексный C5-1



Датчик ультразвуковой конвексный C5-1
Маркировка

NAME : C5-1 Ultrasonic Probe

REF: 120-022392-00

Qty : 1

W#:



4410017355

BOX OF

Ordering No:



21057137.10




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China

Tel: +86-755-56582888 Fax: +86-755-26582680

Датчик ультразвуковой конвексный C5-1

DIAGNOSTIC
Ultrasonic Transducer




mindray
Healthcare within reach

www.mindray.com

Датчик ультразвуковой конвексный SC5-1N
Потребительская упаковка


SC5-1N



W# 9910003150



P/N 120-022391-00



SN KS4M3B017973



2023-11-24




(01)06903053013307

(11)231124

(21)KS4M3B017973

Ultrasonic Transducer




0123

N.W.: 0.77 kg


G.W.: 1.24 kg

Qty.: 1


Size: 455mmX276mmX80mm



-20°C 55°C




20% 95%



70.0kPa 106.0kPa



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Made In China

Датчик ультразвуковой конвексный SC5-1N
Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой конвексный SC5-1N



Датчик ультразвуковой конвексный SC5-1N
Маркировка



UD23112901025

NAME : SC5-1N Ultrasonic Probe

REF: 120-022391-00

Qty : 1

W#:



4410017372

BOX OF

Ordering No:



21057137.20



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.


Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China

Tel: +86-755-56582888 Fax: +86-755-26582680

Датчик ультразвуковой конвексный SC5-1N

Маркировка

DIAGNOSTIC
Ultrasonic Transducer



mindray
Healthcare within reach

www.mindray.com

Датчик ультразвуковой конвексный C6-2
Потребительское упаковка

C6-2



W# 9910006686



P/N 120-022393-00



SN KS4P3B075909



2023-12-08



(01)06903053017213

(11)231208

(21)KS4P3B075909

Ultrasonic Transducer






0123

N.W.: 0.79 kg


G.W.: 1.27 kg

Qty.: 1

Size: 455mmX276mmX80mm



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Ke: 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China
Tel: +86-755-81858998 Fax: +86-755-26582680




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffelstraße 80, 20537 Hamburg, Germany


Made In China

Датчик ультразвуковой конвексный C6-2

Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой конвексный C6-2



Датчик ультразвуковой конвексный С6-2
Маркировка



UD23120901266

NAME : C6-2 Ultrasonic Probe

REF: 120-022393-00

Qty : 1

W#:



4410017648

BOX OF

Ordering No:



21057142.10



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,

Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China

Tel: +86-755-56582888 Fax: +86-755-26582680


Датчик ультразвуковой конвексный С6-2

Маркировка

DIAGNOSTIC
Ultrasonic Transducer



3C5A



mindray
Healthcare within reach

www.mindray.com

Датчик ультразвуковой конвексный 3C5A
Потребительская упаковка

3C5A



W#: 9910004252



P/N: 120-022394-00



SN KS4Q3B238415



2023-11-30



(01)06903053013406

(11)231130

(21)KS4Q3B238415

Ultrasonic Transducer






N.W.: 0.75 kg

G.W.: 1.2 kg

Qty.: 1


Size: 455mmX276mmX80mm



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Key 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Tel: +86-755-81688998 Fax: +86-755-26582680




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffelstraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Made In China

Датчик ультразвуковой конвексный 3C5A
Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой конвексный 3C5A



Датчик ультразвуковой конвексный 3C5A

Маркировка

NAME : 3C5A Ultrasonic Probe

REF: 120-022394-00

Qty : 1

W#:



4410017352

BOX OF

Ordering No:



21057137.30



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China

Tel: +86-755-56582888 Fax: +86-755-26582680

Датчик ультразвуковой конвексный 3C5A

Маркировка

DIAGNOSTIC
Ultrasonic Transducer



C6-1



mindray
Healthcare within reach

www.mindray.com

Датчик ультразвуковой конвексный C6-1
Потребительская упаковка

C6-1




W#: 9910003690



P/N: 120-022920-00



SN LY9S3B003048



2023-11-27



(01)06903053023016

(11)231127

(21)LY9S3B003048

Ultrasonic Transducer






N.W.: 0.79 kg

G.W.: 1.27 kg

Qty.: 1


Size: 455mmX276mmX80mm



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Tel +86-755-81888998 Fax +86-755-26582680




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Made In China

Датчик ультразвуковой конвексный С6-1

Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой конвексный С6-1



Датчик ультразвуковой конвексный С6-1
Маркировка



UD23112901026

NAME : C6-1 Ultrasonic Probe(CE)

REF: 120-022920-00

Qty : 1

W#:



4410017381

BOX OF

Ordering No:



21057137.40




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China
Tel: +86-755-56582888 Fax: +86-755-26582680

Датчик ультразвуковой конвексный С6-1

Маркировка

DIAGNOSTIC
Ultrasonic Transducer



mindray
Healthcare within reach

www.mindray.com

Датчик ультразвуковой микроконвексный C11-3
Потребительская упаковка

C11-3



W#: 9910005572



P/N: 120-022395-00



SN KS4R3B049192



2023-12-05



(01)06903053013277

(11)231205

(21)KS4R3B049192

Ultrasonic Transducer






0123

N.W.: 0.70 kg


G.W.: 1.18 kg

Qty.: 1

Size: 455mmX276mmX80mm




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518067, P. R. China
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582580




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffelstraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Made in China

Датчик ультразвуковой микроконвексный C11-3
Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой микроконвексный C11-3



Датчик ультразвуковой микроконвексный C11-3
Маркировка



UD23120401258

NAME : C11-3 Ultrasonic Probe

REF: 120-022395-00

Qty : 1

W#:



4410017383

BOX OF

Ordering No:



21057137.50



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.


Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China

Tel: +86-755-56582888 Fax: +86-755-26582680

Датчик ультразвуковой микроконвексный C11-3

Маркировка

DIAGNOSTIC
Ultrasonic Transducer



mindray
Healthcare within reach

www.mindray.com

Датчик ультразвуковой конвексный C7-3
Потребительская упаковка

C7-3




W# 9910006511



P/N: 120-022913-00



SN PM6A3B004903



2023-12-08




(01)05903053063616

(11)231208

(21)PM6A3B004903

Ultrasonic Transducer






N.W.: 0.81 kg


G.W.: 1.29 kg

Qty.: 1

Size: 455mmX276mmX80mm



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26562680




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Made In China

Датчик ультразвуковой конвексный C7-3
Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой конвексный С7-3



Датчик ультразвуковой конвексный C7-3
Маркировка

NAME : C7-3 Ultrasonic Probe(CE)new

REF: 120-022913-00

Qty : 1

W#:



4410017686

BOX OF

Ordering No:



21057142.20



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.


Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China

Tel:+86-755-56582688 Fax:+86-755-26582680

Датчик ультразвуковой конвексный C7-3

Маркировка

DIAGNOSTIC
Ultrasonic Transducer



mindray
Healthcare within reach

www.mindray.com

Датчик ультразвуковой линейный L13-3N
Потребительская упаковка

L13-3N



W#: 9910003979



P/N: 120-022753-00



SN LT3A3A024188



2023-11-28



(01)06903053014229

(11)231128

(21)LT3A3A024188

Ultrasonic Transducer






N.W.: 0.78 kg

G.W.: 1.48 kg

Qty.: 1

Size: 515mmx340mmx100mm




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,

Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Tel +86-755-81888998 Fax +86-755-26582680




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany


Made In China

Датчик ультразвуковой линейный L13-3N

Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой линейный L13-3N



Датчик ультразвуковой линейный L13-3N
Маркировка



UD23112901064

NAME : L13-3N Ultrasonic Probe(CE)

REF: 120-022753-00

Qty : 1

W#:



4410017317

BOX OF

Ordering No:




21057137.60



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China
Tel:+86-755-56582888 Fax:+86-755-26582680

Датчик ультразвуковой линейный L13-3N
Маркировка

DIAGNOSTIC
Ultrasonic Transducer



mindray
Healthcare within reach

www.mindray.com

Датчик ультразвуковой линейный L13-3
Потребительская упаковка

L13-3



W# 9910003126



P/N: 120-022396-00



SN KS4S3B048868



2023-11-25



(01)06903053013390

(11)231125

(21)KS4S3B048868

Ultrasonic Transducer






N.W.: 0.72 kg

G.W.: 1.2 kg

Qty.: 1

Size: 455mmX276mmX80mm




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,

Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany


Made In China

Датчик ультразвуковой линейный L13-3


Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой линейный L13-3



Датчик ультразвуковой линейный L13-3
Маркировка



NAME : L13-3 Ultrasonic Probe

REF: 120-022396-00

Qty : 1

W#:



4410017338

BOX OF

Ordering No:



21057137.70



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China
Tel: +86-755-56582888 Fax: +86-755-26582680

Датчик ультразвуковой линейный L13-3
Маркировка

DIAGNOSTIC
Ultrasonic Transducer

7L4B
7L4B4T-0001-000
118-010001-00

mindray
Healthcare within reach

www.mindray.com

Датчик ультразвуковой линейный 7L4B
Потребительская упаковка

7L4B




W#: 9910003527



P/N: 120-022397-00



SN KS4T3A021387



2023-11-25



(01)06903053013413

(11)231125

(21)KS4T3A021387

Ultrasonic Transducer






N.W.: 0.73 kg

G.W.: 1.22 kg

Qty.: 1

Size: 455mmX276mmX80mm




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,

Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Tel +86-755-81888998 Fax +86-755-26582680




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Made In China

Датчик ультразвуковой линейный 7L4B
Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой линейный 7L4B



Датчик ультразвуковой линейный 7L4B
Маркировка

NAME : 7L4B Ultrasonic Probe

REF: 120-022397-00

Qty : 1

W#:



4410017353

BOX OF

Ordering No:



21057137.80



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,


Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China

Tel:+86-755-56582888 Fax:+86-755-26582680

Датчик ультразвуковой линейный 7L4B

Маркировка

DIAGNOSTIC
Ultrasonic Transducer



mindray
Healthcare within reach

www.mindray.com

Датчик ультразвуковой линейный L9-3
Потребительская упаковка

L9-3



W# 9910004286



P/N 120-022749-00



SN LM6Y38029607

2023-11-29



(01)06903053014144

(11)231129

(21)LM6Y38029607

Ultrasonic Transducer






N.W.: 0.77 kg


G.W.: 1.26 kg

Qty.: 1

Size: 455mmX276mmX80mm



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680





Shanghai International Holding Corp GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg Germany

Made in China

Датчик ультразвуковой линейный L9-3
Маркировка потребительской упаковки

Датчик ультразвуковой линейный L9-3





Датчик ультразвуковой линейный L9-3
Маркировка



UD23112901238

NAME : L9-3 Ultrasonic Probe(CE)

REF: 120-022749-00

Qty : 1

W#:



4410017373

BOX OF

Ordering No:



21057137.90



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.


Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China

Tel:+86-755-56582888 Fax:+86-755-26582680

Датчик ультразвуковой линейный L9-3

Маркировка

DIAGNOSTIC
Ultrasonic Transducer




mindray
Healthcare within reach

www.mindray.com

Датчик ультразвуковой линейный L14-3W
Потребительская упаковка

L14-3W



W#: 9910004265



P/N: 120-022745-00



SN LM6X39018699



2023-11-29



(01)08903053014335

(11)231129

(21)LM6X39018699

Ultrasonic Transducer






N.W.: 0.84 kg


G.W.: 1.33 kg

Qty.: 1

Size: 455mmX276mmX80mm




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen 518057, P. R. China
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582650




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Erflestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Made In China

Датчик ультразвуковой линейный L14-3W
Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой линейный L14-3W



Датчик ультразвуковой линейный L14-3W
Маркировка



UD23112901196

NAME : L14-3W Ultrasonic Probe(CE)

REF: 120-022745-00

Qty : 1

W#:



4410017375

BOX OF

Ordering No:



21057137.100




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China
Tel: +86-755-56582888 Fax: +86-755-26582680

Датчик ультразвуковой линейный L14-3W

Маркировка

DIAGNOSTIC
Ultrasonic Transducer




mindray
Healthcare within reach

www.mindray.com

Датчик ультразвуковой интраоперационный 7LT4
Потребительская упаковка

7LT4



W# 9910014224



P/N 120-022412-00



SN LA6K41100625



2024-01-25



(01)06903053017640

(11)240125

(21)LA6K41100625

Ultrasonic Transducer






0123

N.W.: 0.65 kg

G.W.: 1.18 kg

Qty.: 1

Size: 455mmX276mmX80mm




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,

Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Tel: +86-755-81688998 Fax: +86-755-26582680




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

Effestraße 80, 20537 Hamburg Germany


Made In China

Датчик ультразвуковой интраоперационный 7LT4

Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой интраоперационный 7LT4



Датчик ультразвуковой интраоперационный 7LT4
Маркировка

NAME : 7LT4 Ultrasonic Probe

REF: 120-022412-00

Qty : 1

W#:



4410018924

BOX OF

Ordering No:



21057144.10



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,

Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China

Tel:+86-755-56582888 Fax:+86-755-26582680

Датчик ультразвуковой интраоперационный 7LT4

Маркировка

DIAGNOSTIC
Ultrasonic Transducer


 **L20-5s**
5L-10MHz/10MHz
1.5cm/10cm

mindray
Healthcare within reach

www.mindray.com

Датчик ультразвуковой линейный L20-5s
Потребительская упаковка

L20-5s



W# 991C004780



P/N 120-018855-00



SN HP8Q3A003875



2023-11-30




(01)06936415967390

(11)231130

(21)HP8Q3A003875

Ultrasonic Transducer






N.W.: 0.6 kg


G.W.: 1.9 kg

Qty.: 1

Size: 450mmx280mmx80mm




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Made In China

Датчик ультразвуковой линейный L20-5s
Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой линейный L20-5s



Датчик ультразвуковой линейный L20-5s

Маркировка

NAME : L20-5s Ultrasonic Probe(CE)

REF: 120-018858-00

Qty : 1

W#:



4410017318

BOX OF

Ordering No:



21057137.320




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China

Tel:+86-755-56582888 Fax:+86-755-25582680

Датчик ультразвуковой линейный L20-5s
Маркировка

DIAGNOSTIC
Ultrasonic Transducer




mindray
Healthcare within reach

www.mindray.com

Датчик ультразвуковой интраоперационный L16-4Hs
Потребительская упаковка


L16-4Hs



W#: 9910010842



P/N: 120-022007-00



SN LY9E3C001966



2024-01-04



(01)06936415990350

(11)240104

(21)LY9E3C001966

Ultrasonic Transducer





N.W.: 0.6 kg

G.W.: 1.9 kg

Qty.: 1

Size: 450mmx280mmx80mm




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,

Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany


Made In China

Датчик ультразвуковой интраоперационный L16-4Hs

Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой интраоперационный L16-4Hs



Датчик ультразвуковой интраоперационный L16-4Hs
Маркировка



UD24010401236

NAME : L16-4Hs Ultrasonic Probe

REF: 120-022007-00

Qty : 1

W#:



4410017374

BOX OF

Ordering No:



21057137.120



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.


Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China

Tel:+86-755-56582888 Fax:+86-755-26582680

Датчик ультразвуковой интраоперационный L16-4Hs

Маркировка

DIAGNOSTIC
Ultrasonic Transducer



mindray
Healthcare within reach

www.mindray.com

Датчик ультразвуковой секторный фазированный SP5-1N
Потребительская упаковка

SP5-1N



W# 9910004287



P/N 120-022398-00



SN KS4U3B012159



2023-11-29



(01)06903053013444

(11)231129

(21)KS4U3B012159

Ultrasonic Transducer




N.W.: 0.64 kg


G.W.: 1.12 kg

Qty.: 1


Size: 455mmX276mmX80mm



55°C
-20°C




95%
20%



106.0kPa
70.0kPa




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China
Tel: +86-755-81009980 Fax: +86-755-26582980




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffelstraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Made In China

Датчик ультразвуковой секторный фазированный SP5-1N
Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой секторный фазированный SP5-1N



Датчик ультразвуковой секторный фазированный SP5-1N
Маркировка



UD23112901072

NAME : SP5-1N Ultrasonic Probe

REF: 120-022398-00

Qty: 1

W#:



4410017359

BOX OF

Ordering No:



21057137.130



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China
Tel: +86-755-96582686 Fax: +86-755-25582680

Датчик ультразвуковой секторный фазированный SP5-1N
Маркировка

DIAGNOSTIC
Ultrasonic Transducer

P4-2
S111354710000405
1111111111111111

mindray
Healthcare within reach

www.mindray.com

Датчик ультразвуковой секторный фазированный P4-2
Потребительская упаковка


P4-2



W# 9910002714



P/N 120-022399-00



SN KS4V3B092452



2023-11-22




(01)06903053013192

(11)231122

(21)KS4V3B092452

Ultrasonic Transducer




N.W.: 0.65 kg


G.W.: 1.08 kg

Qty.: 1


Size: 455mmX276mmX80mm



55°C
-20°C



95%
30%




106.0kPa
70.0kPa



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China


Tel: +86-755-81688998 Fax: +86-755-26582680




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Made In China

Датчик ультразвуковой секторный фазированный P4-2
Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой секторный фазированный Р4-2



Датчик ультразвуковой секторный фазированный Р4-2
Маркировка



UD23112901023

NAME : P4-2 Ultrasonic Probe

REF: 120-022399-00

Qty : 1

W#:



4410017379

BOX OF

Ordering No:



21057137.140



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,


Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China

Tel: +86-755-56582888 Fax: +86-755-26582580

Датчик ультразвуковой секторный фазированный P4-2

Маркировка

DIAGNOSTIC
Ultrasonic Transducer



mindray
Healthcare within reach

www.mindray.com

Датчик ультразвуковой секторный фазированный P8-2
Потребительская упаковка

P8-2



W# 9910002953



P/N: 120-022400-00



SN KS4W3B013534



2023-11-23



(01)06903053013314

(11)231123

(21)KS4W3B013534

Ultrasonic Transducer






N.W.: 0.65 kg


G.W.: 1.14 kg

Qty.: 1

Size: 455mmX276mmX80mm




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Key 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China
Tel: +86-755-81886998 Fax: +86-755-26582500




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Made in China

Датчик ультразвуковой секторный фазированный P8-2
Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой секторный фазированный P8-2



Датчик ультразвуковой секторный фазированный P8-2
Маркировка

NAME : P8-2 Ultrasonic Probe

REF: 120-022400-00

Qty : 1

W#:



4410017340

BOX OF

Ordering No:



21057137.150



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China
Tel: +86-755-56582688 Fax: +86-755-26582680

Датчик ультразвуковой секторный фазированный P8-2
Маркировка

DIAGNOSTIC
Ultrasonic Transducer




mindray
Healthcare within reach

www.mindray.com

Датчик ультразвуковой секторный фазированный P10-4
Потребительская упаковка

P10-4



W#: 991C006515



P/N: 120-022401-00



SN: KS4X3B015539



2023-12-08



(01)06903053017374

(11)231208

(21)KS4X3B015539

Ultrasonic Transducer






N.W.: 0.66 kg

G.W.: 1.15 kg


Qty.: 1

Size: 455mmX276mmX80mm



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen 518057, P. R. China

Tel: +86-755-81860996 Fax: +86-755-26582680




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)


Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Made in China

Датчик ультразвуковой секторный фазированный P10-4
Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой секторный фазированный P10-4



Датчик ультразвуковой секторный фазированный P10-4
Маркировка



UD23120901199

NAME : P10-4 Ultrasonic Probe

REF: 120-022401-00

Qty : 1

W#:



4410017665

BOX OF

Ordering No:



21057142.30



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,


Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China

Tel: +86-755-56582688 Fax: +86-755-26582680

Датчик ультразвуковой секторный фазированный P10-4
Маркировка

DIAGNOSTIC
Ultrasonic Transducer

V11-3H



mindray
Healthcare within reach

www.mindray.com

Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3H
Потребительская упаковка

V11-3H



W#: 9910002356



P/N: 120-022402-00



SN KS4Y39070849



2023-11-21



(01)00903053013321

(11)231121

(21)KS4Y39070849

Ultrasonic Transducer






N.W.: 0.85 kg


G.W.: 1.32 kg

Qty.: 1

Size: 455mmX276mmX80mm



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Kaji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680





Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffelstraße 90, 20537 Hamburg, Germany

Made In China

Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3H
Маркировка потребительской упаковки

Датчик ультразвуковой внутрисосудистой VII-3H





Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3H
Маркировка



UD23112901093

NAME : V11-3H Ultrasonic Probe

REF: 120-022402-00

Qty : 1

W#:



4410017385

BOX OF

Ordering No:



21057137.160



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China


Tel: +86-755-56582688 Fax: +86-755-26582680

Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3H
Маркировка

mindray

www.mindray.com

Diagnostic Ultrasound Transducer



Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3НВ
Потребительская упаковка

Ultrasonic Transducer

mindray

Model: V11-3HB

Size: 515mmx340mmx100mm

Qty.: 1 N.W.: 0.8 kg G.W.: 1.5 kg




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,

Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582580



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)



Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



LA6A33000161



2023-11-29



MADE IN CHINA



0123



047-027962-00(2.0)



(01)06903053013222

(11)231129

(21)LA6A33000161

W#:



9910004266

P/N:




120-022403-00

Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3HB

Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3НВ



Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3HB
Маркировка

NAME : V11-3HB Ultrasonic Probe

REF: 120-022403-00

Qty : 1

W#:



4410017356

BOX OF

Ordering No:



21057137.170



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China

Tel: +86-755-56582888 Fax: +86-755-26582680

Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3HB

Маркировка

DIAGNOSTIC
Ultrasonic Transducer

V11-3



mindray
Healthcare within reach

www.mindray.com

Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3
Потребительская упаковка

V11-3



W#: 9910003753



P/N: 120-022404-00



SN LA6B3A085318



2023-11-27




(01)06903053013369

(11)231127

(21)LA6B3A085318

Ultrasonic Transducer






N.W.: 0.77 kg

G.W.: 1.26 kg

Qty.: 1

Size: 455mmX276mmX80mm




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,

Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany


Made In China

Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3

Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3



Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3
Маркировка



UD23112901069

NAME : V11-3 Ultrasonic Probe

REF: 120-022404-00

Qty : 1

W#:



4410017377

BOX OF

Ordering No:



21057137.180




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China

Tel: +86-755-56582888 Fax: +86-755-26582680

Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3

Маркировка



Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V11-3B
Потребительская упаковка

V11-3B




W# 9910004310



P/N: 120-022405-00



SN LA6C34003028



2023-11-29




(01)06903053013253

(11)231129

(21)LA6C34003028

Ultrasonic Transducer






N.W.: 0.77 kg

G.W.: 1.24 kg

Qty.: 1

Size: 455mmX276mmX80mm



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582660

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany


Made In China

Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V11-3B

Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V11-3B



Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V11-3B
Маркировка

NAME : V11-3B Ultrasonic Probe

REF: 120-022405-00

Qty : 1

W#:



4410017401

BOX OF

Ordering No:



21057137.190



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China

Tel: +86-755-56582888 Fax: +86-755-26582680

Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V11-3B
Маркировка

DIAGNOSTIC
Ultrasonic Transducer

V10-4



mindray
Healthcare within reach

www.mindray.com

Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V10-4
Потребительская упаковка

V10-4



W# 9910002420



P/N 120-022406-00



SN LA6D3B033789



2023-11-22



(01)06903053013208

(11)231122

(21)LA6D3B033789

Ultrasonic Transducer






N.W.: 0.77 kg

G.W.: 1.24 kg

Qty.: 1

Size: 455mmX276mmX80mm




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,

Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-25582680



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany


Made In China

Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V10-4

Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V10-4



Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V10-4
Маркировка



UD23112901027

NAME : V10-4 Ultrasonic Probe

REF: 120-022406-00

Qty : 1

W#:



4410017422

BOX OF

Ordering No:



21057137.200




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China

Tel:+86-755-56582888 Fax:+86-755-26562680

Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V10-4
Маркировка

DIAGNOSTIC
Ultrasonic Transducer



mindray
Healthcare within reach


www.mindray.com

Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V10-4B
Потребительская упаковка

V10-4B



W# 9910004308



P/N: 120-022407-00



SN LA6E36007319



2023-11-29



(01)06903053013383

(11)231129

(21)LA6E36007319

Ultrasonic Transducer




N.W.: 0.76 kg

G.W.: 1.25 kg


Qty.: 1

Size: 455mmX276mmX80mm




-20°C

55°C



30%

95%




70.0kPa

106.0kPa



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China
Tel: +86-755-81888993 Fax: +86-755-25582680




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany


Made In China

Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V10-4B

Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V10-4B



Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V10-4B
Маркировка



UD23112901235

NAME : V10-4B Ultrasonic Probe

REF: 120-022407-00

Qty : 1

W#:



4410017384

BOX OF

Ordering No:



21057137.210




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China

Tel: +86-755-56582888 Fax: +86-755-26582680


Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной V10-4B

Маркировка



Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной 6CV1
Потребительская упаковка

6CV




W#: 9910006016



P/N: 120-022408-00



SN LA6F3B135017



2023-12-07



(01)06903053017510

(11)231207

(21)LA6F3B135017

Ultrasonic Transducer






0123

N.W.: 0.75 kg


G.W.: 1.23 kg

Qty.: 1

Size: 455mmX276mmX80mm



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China
Tel +86-755-81888998 Fax +86-755-26582680




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Made In China

Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной 6CV1

Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой микроконвексный внутрисполостной 6CV1



Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной 6CV1
Маркировка

NAME : 6CV1 Ultrasonic Probe

REF: 120-022408-00

Qty : 1

W#:



4410017649

BOX OF

Ordering No:



21057142.40



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,

Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China

Tel:+86-755-56582888 Fax:+86-755-26582680

Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной 6CV1

Маркировка

mindray

www.mindray.com

Diagnostic Ultrasound Transducer

Датчик ультразвуковой полостной биплановый ELC10-4
Потребительская упаковка

Ultrasonic Transducer

mindray

Model: ELC10-4

Size: 520mmx340mmx100mm


Qty.: 1 N.W.: 0.92 kg G.W.: 1.62 kg



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Tel :+86-755-81888998 Fax :+86-755-26582680



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany




SN



LM6W3C000135



2023-12-18



MADE IN CHINA



0123



047-027962-00(2.0)



(01)06903053014298

(11)231218

(21)LM6W3C000135

W#:



9910008520


P/N:




120-022741-00

Датчик ультразвуковой полостной биплановый ELC10-4

Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой полостной биплановый ELC10-4



Датчик ультразвуковой полостной биплановый ELC10-4
Маркировка

NAME : ELC10-4 Ultrasonic Probe(CE)

REF: 120-022741-00

Qty : 1

W#:



4410017703

BOX OF

Ordering No:



21057142.50



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China

Tel:+86-755-56582888 Fax:+86-755-26582680

Датчик ультразвуковой полостной биплановый ELC10-4
Маркировка

DIAGNOSTIC
Ultrasonic Transducer

6LE7




mindray
Healthcare within reach

www.mindray.com


Датчик ультразвуковой полостной 6LE7
Потребительская упаковка



Датчик ультразвуковой полостной 6LE7
Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой полостной 6LE7



Датчик ультразвуковой полостной 6LE7
Маркировка

NAME : 6LE7 Ultrasonic Probe

REF: 120-022413-00

Qty : 1

W#:



4410018852

BOX OF

Ordering No:



21057144.20



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.


Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China

Tel: +86-755-56582888 Fax: +86-755-26582680

Датчик ультразвуковой полостной 6LE7
Маркировка

DIAGNOSTIC
Ultrasonic Transducer

DE11-3



mindray
Healthcare within reach


www.mindray.com

Датчик ультразвуковой объемный внутриполостной DE11-3
Потребительская упаковка

DE11-3



W# 9910003490



P/N 120-022411-00



SN LA7W3B007582



2023-11-25




(01)06903053013246

(11)231125

(21)LA7W3B007582

Ultrasonic Transducer






N.W.: 1.0 kg


G.W.: 1.46 kg

Qty.: 1

Size: 455mmX276mmX80mm




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Made in China

Датчик ультразвуковой объемный внутриполостной DE11-3
Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой объемный внутриполостной DE11-3



Датчик ультразвуковой объемный внутриполостной DE11-3
Маркировка

NAME : DE11-3 Ultrasonic Probe

REF: 120-022411-00

Qty : 1

W#:



4410017462

BOX OF

Ordering No:



21057137.220



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China
Tel:+86-755-56582888 Fax:+86-755-26582650

Датчик ультразвуковой объемный внутриполостной DE11-3
Маркировка

DIAGNOSTIC
Ultrasonic Transducer


SD8-1
ULTRASONIC TRANSDUCER

mindray
Healthcare within reach

www.mindray.com

Датчик ультразвуковой конвексный объемный SD8-1
Потребительская упаковка


SD8-1



W#: 9910004716



P/N 120-022737-00



SN LM6V3B022129



2023-11-30



(01)06803053014311

(11)231130

(21)LM6V3B022129

Ultrasonic Transducer






N.W.: 1.0 kg


G.W.: 1.46 kg

Qty.: 1

Size: 455mmX276mmX80mm



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26562680




Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Bismarckstraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Made In China

Датчик ультразвуковой конвексный объемный SD8-1
Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой конвексный объемный SD8-1



Датчик ультразвуковой конвексный объемный SD8-1
Маркировка



UD23120101214

NAME : SD8-1 Ultrasonic Probe(CE)

REF: 120-022737-00

Qty : 1

W#:



4410017380

BOX OF

Ordering No:



21057137.230




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China


Tel: +86-755-56582888 Fax: +86-755-26582680

Датчик ультразвуковой конвексный объемный SD8-1
Маркировка



Датчик ультразвуковой конвексный объемный D7-2
Потребительская упаковка


D7-2



W# 9910003726



P/N 120-022409-00



SN LA6G3B043495



2023-11-27



(01)06903053013451

(11)231127

(21)LA6G3B043495

Ultrasonic Transducer






N.W.: 0.98 kg

G.W.: 1.44 kg


Qty.: 1

Size: 455mmX276mmX80mm



SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China


Tel: +86-755-31688988 Fax: +86-755-26582680




Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Erfestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Made In China

Датчик ультразвуковой конвексный объемный D7-2
Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой конвексный объемный D7-2



Датчик ультразвуковой конвексный объемный D7-2
Маркировка



UD23112901030

NAME : D7-2 Ultrasonic Probe

REF: 120-022409-00

Qty : 1

W#:



4410017404

BOX OF

Ordering No:



21057137.240




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China
Tel: +86-755-56582888 Fax: +86-755-26582680

Датчик ультразвуковой конвексный объемный D7-2

Маркировка

DIAGNOSTIC
Ultrasonic Transducer



mindray
Healthcare within reach

www.mindray.com

Датчик ультразвуковой конвексный объемный D6-2B
Потребительская упаковка

D6-2B



W#: 9910006726



P/N 120-022410-00



SN LA6H3B014352



2023-12-09



(01)06903053017555

(11)231209

(21)LA6H3B014352

Ultrasonic Transducer






N.W.: 0.89 kg

G.W.: 1.39 kg


Qty.: 1

Size: 455mmX276mmX80mm



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Tel: +86-755-81888995 Fax: +86-755-26682680




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Made In China

Датчик ультразвуковой конвексный объемный D6-2B
Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой конвексный объемный D6-2B



Датчик ультразвуковой конвексный объемный D6-2B
Маркировка



UD23120901265

NAME : D6-2B Ultrasonic Probe

REF: 120-022410-00

Qty : 1

W#:



4410017650

BOX OF

Ordering No:



21057142.60



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China

Tel: +86-755-56582888 Fax: +86-755-26582600

Датчик ультразвуковой конвексный объемный D6-2B

Маркировка

DIAGNOSTIC
Ultrasonic Transducer

CW5s




mindray
Healthcare within reach


www.mindray.com

Датчик ультразвуковой карандашный CW5s, в составе:
Потребительская упаковка

CW5s



W# 9910002373



P/N: 120-001864-00



SN PYC3B000715



2023-11-21



(01)06944904051321

(11)231121

(21)PYC3B000715

Ultrasonic Transducer






N.W.: 0.16 kg

G.W.: 0.58 kg

Qty.: 1

Size: 455mmx276mmx80mm




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park

Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Tel: +86-755-81888996 Fax: +86-755-26582690




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

Eiffestraße 00, 20537 Hamburg, Germany

Made in China

Датчик ультразвуковой карандашный CW5s, в составе:
Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой карандашный CW5s, в составе:



Датчик ультразвуковой карандашный CW5s, в составе:
Маркировка датчика ультразвукового карандашного CW5s



UD23112901095

NAME : CW5s Ultrasonic Probe(CE)

REF: 120-001864-00

Qty : 1

W#:



BOX OF

4410017378

Ordering No:



21057137.250



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.


Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,

Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China

Tel:+86-755-56582888 Fax:+86-755-26582680

Датчик ультразвуковой карандашный CW5s, в составе:
Маркировка

DIAGNOSTIC
Ultrasonic Transducer




mindray
Healthcare within reach

www.mindray.com

Датчик ультразвуковой карандашный CW2s, в составе:
Потребительская упаковка

CW2s



W#: 9910004292



P/N: 120-001445-00



SN PYA39001507



2023-11-29



(01)0004180401246

(11)231129

(21)PYA39001507

Ultrasonic Transducer






0123

N.W.: 0.19 kg

G.W.: 0.61 kg

Qty.: 1

Size: 455mmx276mmx80mm




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,

Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Tel: +86-755-81889938 Fax: +86-755-26582680




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

Effestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Made In China

Датчик ультразвуковой карандашный CW2s, в составе:

Маркировка потребительской упаковки



Датчик ультразвуковой карандашный CW2s, в составе



Датчик ультразвуковой карандашный CW2s, в составе:
Маркировка датчика ультразвукового карандашного CW2s



UD23112901237

NAME : CW2s Ultrasonic Transducer(CE)

REF: 120-001445-00

Qty : 1

W#:



4410017357

BOX OF

Ordering No:



21057137.260



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,

Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China

Tel: +86-755-56582888 Fax: +86-755-26582680

Датчик ультразвуковой карандашный CW2s, в составе:

Маркировка



Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный Р8-2Ts, в составе:
Кейс для транспортировки



UD23121501160

Ultrasonic Transducer

mindray

NAME : P8-2Ts Ultrasonic Transducer(CE)

Model: P8-2Ts

Size: 715mmx215mmx575mm

Qty.: 1 N.W.: 1.06 kg G.W.: 6.5 kg

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China
Tel: +86-755-81699988 Fax: +86-755-25582680
Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Erfelstraße 80, 20587 Hamburg, Germany

EC REP

SN

HX9N3C001057

2023.12.15

35°C
-20°C
20%
95%
70.0kPa
106.0kPa
MADE IN CHINA

CE 0123



REF: 120-021852-00

Qty: 1

BOX OF

W#:



4410017402

Ordering No:




21057137.270




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R.China
Tel: +86-755-86582868 Fax: +86-755-25582680


Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-2Ts, в составе:
Маркировка




Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-2Ts, в составе:
Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-2Ts




Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-2Ts, в составе:
Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-2Ts



Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный Р8-2Ts, в составе:
Чехол коннектора чреспищеводного датчика



Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный Р8-3Ts, в составе:
Кейс для транспортировки



Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный Р8-3Ts, в составе:
Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный Р8-3Ts



Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-3Ts, в составе:
Датчик ультразвуковой секторный фазированный чреспищеводный P8-3Ts



Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-004
Потребительская упаковка



PR3A-30-91145

mindray

NEEDLE-GUIDED BRACKETS

MODEL: NGB-004

SN



AIE3B143497



2023-12-02 Qty. 1



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



UDI



(01)06944904018560

(11)231202


(21)AIE3B143497

MD



Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-004

Маркировка потребительской упаковки



Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-004



Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-006
Потребительская упаковка



0022-30-32954

mindray

NEEDLE-GUIDED BRACKETS

MODEL: NGB-006

SN




AIJ3C119832



2023-12-09

Qty.

1



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



UDI



(01)06944904018553

(11)231209


(21)AIJ3C119832

MD



Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-006

Маркировка потребительской упаковки



Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-006



Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-007

Потребительская упаковка



0022-30-33013

mindray

NEEDLE-GUIDED BRACKETS

MODEL: NGB-007

SN




AIK3B119772



2023-12-02

Qty.

1



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China
Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

EC REP



UDI




(01)06944904023694
(11)231202
(21)AIK3B119772

MD



Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-007


Маркировка потребительской упаковки



Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-007



Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-011
Потребительская упаковка



0022-30-90755

mindray

NEEDLE-GUIDED BRACKETS

MODEL: NGB-011

SN



AIR3C120245



2023-12-23 Qty. 1



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China
Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

EC REP



UDI




(01)08944904018584
(11)231223
(21)AIR3C120245


MD



Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-011
Маркировка потребительской упаковки



Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-011



Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-018
Потребительская упаковка



120-002052-00

mindray

NEEDLE-GUIDED BRACKETS

MODEL: NGB-018

SN



AIW3C120188



2023-12-23 Qty. 1



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



UDI



(01)06944904049007

(11)231223


(21)AIW3C120188

MD




Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-018

Маркировка потребительской упаковки



Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-018



Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-019
Потребительская упаковка



120-001738-00

mindray

NEEDLE-GUIDED BRACKETS

MODEL: NGB-019

SN



AIA3C120226



2023-12-23 Qty. 1



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China
Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

EC REP



UDI




(01)06944904049892
(11)231223
(21)AIA3C120226

MD



Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-019

Маркировка потребительской упаковки



Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-019



Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-022

Потребительская упаковка



120-002904-00

mindray

NEEDLE-GUIDED BRACKETS

MODEL: NGB-022

SN



7NA3C119948



2023-12-12 Qty. 1



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China
Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

EC REP



UDI




(01)06944904051475
(11)231212
(21)7NA3C119948

MD



Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-022

Маркировка потребительской упаковки



Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-022



Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-025

Потребительская упаковка



120-003665-00

mindray

NEEDLE-GUIDED BRACKETS

MODEL: NGB-025

SN



7NM3C120125



2023-12-20 Qty. 1



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



UDI




(01)06944904060187
(11)231220
(21)7NM3C120125

MD



Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-025
Маркировка потребительской упаковки



Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-025



Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-034
Потребительская упаковка



120-004404-00

mindray

NEEDLE-GUIDED BRACKETS

MODEL: NGB-034

SN



CBFA3C120299



2023-12-26 Qty. 1



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



UDI



(01)06944904091884


(11)231226

(21)CBFA3C120299



Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-034

Маркировка потребительской упаковки



Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-034



Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-039
Потребительская упаковка



120-005518-00

mindray

NEEDLE-GUIDED BRACKETS

MODEL: NGB-039

SN



CS6K3C120006



2023-12-19 Qty. 1



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China
Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

EC REP



UDI




(01)06944904098159
(11)231219
(21)CS6K3C120006

MD



Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-039
Маркировка потребительской упаковки



Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-039



Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-048
Потребительская упаковка



120-013619-00

mindray

NEEDLE-GUIDED BRACKETS

MODEL: NGB-048

SN



HX7T3C119863



2023-12-11 Qty. 1



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffelstraße 80, 20537 Hamburg, Germany



UDI




(01)08936415906139
(11)231211
(21)HX7T3C119863

MD



Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-048
Маркировка потребительской упаковки



Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-048



120-013598-00

mindray

NEEDLE-GUIDED BRACKETS

MODEL: NGB-053

SN



HX7L3C120276



2023-12-25 Qty. 1



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Key 12th Road South, Hi-Tech Industrial Park
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China
Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eckerdorfer 60, 20537 Hamburg, Germany

EC

REF



UDI



(01)7620641500145
(11)230225
(21)HX7L3C120276

MD



Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-053
Потребительская упаковка



120-013598-00

mindray

NEEDLE-GUIDED BRACKETS

MODEL: NGB-053

SN



HX7L3C120276



2023-12-25 Qty. 1



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China
Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffelstraße 80, 20537 Hamburg, Germany

EC REP



UDI




(01)05936415908146
(11)231225
(21)HX7L3C120276

MD



Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-053
Маркировка потребительской упаковки



Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-053



120-013626-00

mindray

NEEDLE-GUIDED BRACKETS

MODEL: NGB-054

SN



HXBA3C119896



2023-12-11 Qty. 1



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Key 12th Road South, Hi-Tech Industrial Park
Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China
Shenzhen International Holding Corp. (Mindray Europe)
Erlangen 9106532, Germany

EC REP



UDI




(01)098765415806153
(11)0231211
(21)HXBA3C119896

MD



Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-054

Потребительская упаковка



120-013626-00

mindray

NEEDLE-GUIDED BRACKETS

MODEL: NGB-054

SN



HX8A3C119896



2023-12-11 Qty. 1



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



UDI




(01)06936415906153
(11)231211
(21)HX8A3C119896

MD




Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-054

Маркировка потребительской упаковки



Насадка биопсийная металлическая, со съемной направляющей для игл NGB-054



Переключатель ножной, модель FS-81-SP-2, 1 клавиша



Переключатель ножной, модель FS-81-SP-2, 1 клавиша
Маркировка на корпусе

Система ультразвуковой визуализации, эрсальная
серии Consona N7 с принадлежностями по ТУ 26.60.12-
001- 51850757 -2024



ООО «Миндрей Технолоджи Рус», Российская
Федерация, 124536, г. Москва, вн. Тер. Г.
муниципальный округ Савелки, г. Зеленоград,
5253-й проезд, д. 1, стр. 1

Место производства
Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
(Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.)
Здание «Миндрей», Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный
парк высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь,
Китайская Народная Республика.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial
Park, Nanshan, 518057 Shenzhen, People's Republic of
China

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXXXX от

Информацию на стикере считать приоритетной

Переключатель ножной, модель FS-81-SP-2, 1 клавиша

Дата изготовления:

Условный номер изделия: xxxxxxxxxxxxxx

Количество: x

MODEL: XXXXXXXX

DATE: XXXX-XX-XX

SN: XXXXXXXXXXXX

Ordering No: XXXXXXXX.XX



XXXXXXXXXX



XXXXXXXXXX




XXXXXXXXXX

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO.,LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen.
518057 P.R.China Tel : 86-755-26582888 Fax : 86-755-26582680

Переключатель ножной, модель FS-81-SP-2, 1 клавиша
Маркировка на упаковке



Переключатель ножной, модель 971-SWNOM, 2 клавиши

AQUILINE® CAT. NO. 971-SWNOM

NEMA & UL ENCLOSURE TYPE 1,6 & 6P



3A 25 VAC ~ 50/60 HZ

μ ⚡ 1E5 IP68



LINEMASTER SWITCH CORP.
WOODSTOCK, CT USA

id

MODEL: XXXXXXXXX

PN:
XXXX-XX-XXXXX

SN:
XXXXXXXXXXXXX

Переключатель ножной, модель 971-SWNOM, 2 клавиши
Маркировка на корпусе

Система ультразвуковой визуализации универсальная
серии Consona N7 с принадлежностями по ТУ 26.60.12-
001-51850757-2024



ООО «Миндрей Технолоджи Рус», Российская
Федерация, 124536, г. Москва, вн. Тер. Г.
муниципальный округ Савелки, г. Зеленоград,
5253-й проезд, д. 1, стр. 1

Место производства:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
(Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.)

Здание «Миндрей», Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный
парк высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь,
Китайская Народная Республика.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial
Park, Nanshan, 518057 Shenzhen, People's Republic of
China

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXXX от

Информацию на стикере считать приоритетной

Переключатель ножной, модель 971-SWNOM, 2 клавиши

Дата изготовления:

Условный номер изделия: xxxxxxxxxxxxxx

Количество: X

MODEL: XXXXXXXXX

DATE: XXXX-XX-XX

SN: XXXXXXXXXXXXX

Ordering No: XXXXXXXX.XX



XXXXXXXXXX



XXXXXXX.XX



XXXXXXXXXX

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO.,LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen.
518057 P.R.China Tel : 86-755-26582888 Fax : 86-755-26582680

Переключатель ножной, модель 971-SWNOM, 2 клавиши

Маркировка на упаковке



Переключатель ножной, модель 971-SWNOM, 3 клавиши

AQUILINE® CAT. NO. 971-SWNOM

NEMA & UL ENCLOSURE TYPE 1,6 & 6P



3A 25 VAC ~ 50/60 HZ

μ ⚡ 1E5 IP68



LINEMASTER SWITCH CORP.
WOODSTOCK, CT USA



id

MODEL: XXXXXXXXX

PN: 
XXXX-XX-XXXXX

SN: 
XXXXXXXXXXXXX

Переключатель ножной, модель 971-SWNOM, 3 клавиши
Маркировка на корпусе

Система ультразвуковой визуализации универсальная
серии Consona N7 с принадлежностями по ТУ 26.60.12-
001- 51850757 -2024



ООО «Миндрей Технолоджи Рус», Российская
Федерация, 124536, г. Москва, вн. Тер. Г.
муниципальный округ Савелки, г. Зеленоград,
5253-й проезд, д. 1, стр. 1

Место производства:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
(Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.)

Здание «Миндрей», Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный
парк высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь,
Китайская Народная Республика

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial
Park, Nanshan, 518057 Shenzhen, People's Republic of
China

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXXX от

Информацию на стикере считать приоритетной

Переключатель ножной модель 971-SWNOM, 3 клавиши

Дата изготовления

Условный номер изделия: xxxxxxxxxxxxxx

Количество: x

MODEL: XXXXXXXX

DATE: XXXX-XX-XX

SN: XXXXXXXXXXXX


Ordering No: XXXXXXXX.XX




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO.,LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen.
518057 P.R.China Tel : 86-755-26582888 Fax :86-755-26582680


Переключатель ножной, модель 971-SWNOM, 3 клавиши
Маркировка на упаковке




Кабель заземления



Чехол защитный для блока основного




Ящик для хранения принадлежностей




Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, М4Х12



Вставка резиновая в держатель для внутриполостного датчика 2



Вставка резиновая в держатель для внутрисполостного датчика 3



Вставка резиновая в держатель для внутриполостного датчика 4

Система ультразвуковой визуализации универсальная
серии Consona N7 с принадлежностями по
ТУ 26.60.12-001- 51850757 -2024,
вариант исполнения: Consona N7P

Размер: 955мм x 670мм x 1340мм

Количество: 1 Масса НЕТТО: 70 кг

Масса БРУТТО: 90.5 кг

Регистрационное удостоверение: № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX XXXX года



ООО "Миндрей Техноподжи Рус", Российская Федерация, 124536,
г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Савелки, г. Зеленоград,
5253-й проезд, д. 1, стр. 1




SN



LR1-3B000612



2024-03-13



mindray

UDI



(01)06903053012614

(11)240313

(21)LR1-3B000612

Условный номер по нумерации производителя:



9910004488

Артикул:



2164B-PA00002

Номер заказа:



XXXXXXXXXX.XX



047-048217-00(1.0)

Вариант исполнения: Consona N7P по ТУ 26.60.12-001-51850757 -2024.

Маркировка транспортной упаковки

Система ультразвуковой визуализации универсальная
серии Consona N7 с принадлежностями по
ТУ 26.60.12-001- 51850757 -2024,
вариант исполнения: Consona N7K

Размер: 955мм x 670мм x 1340мм

Количество: 1 Масса НЕТТО: 70 кг

Масса БРУТТО: 90.5 кг

Регистрационное удостоверение: № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX года



ООО "Миндрей Технолоджи Рус", Российская Федерация, 124536,
г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Савелки, г. Зеленоград,
5253-й проезд, д. 1, стр. 1




SN



LR1-3B000615



2024-03-13



mindray

UDI



(01)06903053012607

(11)240313

(21)LR1-3B000615

Условный номер по нумерации производителя:



9910004488

Артикул:



2164B-PA00002

Номер заказа:



XXXXXXXXXX



047-048217-00(1.0)

Вариант исполнения: Consona N7K по ТУ 26.60.12-001-51850757 -2024.

Маркировка транспортной упаковки

Система ультразвуковой визуализации универсальная
серии Consona N7 с принадлежностями по
ТУ 26.60.12-001- 51850757 -2024,
вариант исполнения: Consona N7Q

Размер: 955мм x 670мм x 1340мм

Количество: 1 Масса ЧЕТТО: 70 кг

Масса БРУТТО: 90.5 кг

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX года



ООО "Миндрей Технолоджи Рус", Российская Федерация, 124536,
г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Савелки, г. Зеленоград,
5253-й проезд, д. 1, стр. 1




SN



LR1-3B000616



2024-03-13



mindray

UDI



(01)06903053012621

(11)240313

(21)LR1-3B000616

Условный номер по нумерации производителя:



9910004488

Артикул:



2164B-PA00002

Номер заказа:



XXXXXXXXXX



047-048217-00(1.0)

Вариант исполнения: Consona N7Q по ТУ 26.60.12-001-51850757 -2024.

Маркировка транспортной упаковки

Система ультразвуковой визуализации универсальная
серии Consona N7 с принадлежностями по
ТУ 26.60.12-001- 51850757 -2024,
вариант исполнения: Consona N7T

Размер: 955мм x 670мм x 1340мм

Количество: 1 Масса НЕТТО: 70 кг

Масса БРУТТО: 90.5 кг

Регистрационное удостоверение: № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX года



ООО "Миндрей Технолоджи Рус", Российская Федерация, 124536,
г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Савелки, г. Зеленоград,
5253-й проезд, д. 1, стр. 1




SN



LR1-3B000614



2024-03-13



mindray

UDI



(01)06903053012645

(11)240313

(21)LR1-3B000614

Условный номер по нумерации производителя:



9910004488

Артикул:



2164B-PA00002

Номер заказа:



XXXXXXXXXX



047-048217-00(1.0)

Вариант исполнения: Consona N7T по ТУ 26.60.12-001-51850757 -2024.

Маркировка транспортной упаковки

Система ультразвуковой визуализации универсальная
серии Consona N7 с принадлежностями по
ТУ 26.60.12-001- 51850757 -2024,
вариант исполнения: Consona N7V

Размер: 955мм x 670мм x 1340мм

Количество: 1 Масса НЕТТО: 70 кг

Масса БРУТТО: 90.5 кг

Регистрационное удостоверение: № РЗН XXXX/XXXXX от XX XX XXXX года



ООО "Миндрей Технолоджи Рус", Российская Федерация, 124536,
г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Савелки, г. Зеленоград,
5253-й проезд, д. 1, стр. 1




SN



LR1-3B000617



2024-03-13



mindray

UDI



(01)06903053012652

(11)240313

(21)LR1-3B000617

Условный номер по нумерации производителя.



9910004488

Артикул:



2164B-PA00002

Номер заказа:




XXXXXXXX XX



047-048217-00(1.0)

Вариант исполнения: Consona N7V по ТУ 26.60.12-001-51850757 -2024.

Маркировка транспортной упаковки




Маркировка транспортной упаковки

Система ультразвуковой визуализации универсальная серии Совзона N7 с принадлежностями по ТУ 26.60.12- 001- 51850757 -2024
 ООО "Миндрей Технолоджи Рус", Российская Федерация, 124536, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Савелки, г. Зеленоград, 5253-й проезд, д. 1, стр. 1
Место производства: Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд. (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.) Здание «Миндрей», Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика. Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, 518057 Shenzhen, People's Republic of China
Регистрационное удостоверение № РЗН ХХХХ/ХХХХХ от
Информацию на стикере считать приоритетной
Датчик ультразвуковой конвексный C5-1
Нетто: xxx кг Брутто: xxx кг Количество: x
Размер 455 мм x 276мм x 80мм

Макет этикетки на русском языке, прикрепленная на индивидуальную (потребительскую) упаковку и транспортную упаковку датчиков


Сис: ультразвуковой визуализации универс ая серии Sonora N7 с принадлежностями по ТУ 26.60... J1- 51850757 -2024
 ООО "Миндрей Технолоджи Рус", Российская Федерация, 124536, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Савелки, г. Зеленоград, 5253-й проезд, д. 1, стр. 1
Место производства: Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд. (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.) Здание «Миндрей», Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика. Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, 518057 Shenzhen, People's Republic of China
Регистрационное удостоверение № P3H XXXX/XXXXXX от
Информацию на стикере считать приоритетной
Насадка биопсийная металлическая, с несъемной направляющей для игл NGB-004
Количество: x

Макет этикетки на русском языке, прикрепленная на индивидуальную (потребительскую) и транспортную упаковку насадок биопсийных



Программное обеспечение, включающее предустановленные параметры, пакет измерений и вычислений: Для абдоминальных исследований (Abdomen/General Package) (при необходимости). Вид на экране.


Программное обеспечение, включающее предустановленные параметры, пакет измерений и вычислений: Для акушерских исследований (Obstetrics Package). Вид на экране.



Программное обеспечение, включающее предустановленные параметры, пакет измерений и вычислений: Для гинекологических исследований (Gynecology Package). Вид на экране.

II программное обеспечение. исключаются присутствующие параметры, пакет измерения:
вычисления: для исследования малых органов (small parts package), вид изнутри.


Программное обеспечение, включающее предустановленные параметры, пакет измерений и вычислений: Для урологических исследований (Urology Package). Вид на экран:




Программное обеспечение, включающее предустановленные параметры, пакет измерений и вычислений: Для педиатрических исследований (Pediatrics Package). Вид на экране.

[illegible]

Программное обеспечение, включающее предустановленные параметры, пакет измерений и вычислений: для исследования при неотложных состояниях (Emergency/Critical Package).
Вид на экране.



Программное обеспечение: Для интеграции в больничную сеть DICOM: Базовый набор опций DICOM (DICOM Basic). Вид на экране.




Программное обеспечение: Загрузка списка задач с DICOM-сервера (DICOM Worklist).
Вид на экран.



Программное обеспечение: Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка на сервер DICOM дополнительной информации об условиях проведения обследования (DICOM MPPS)

Программное обеспечение: Для интеграции в больничную сеть DICOM: Запрос и получение данных пациента и изображений с сервера DICOM (DICOM Query/Retrieve). Вид на экране.




Программное обеспечение: Для интеграции в больничную сеть DICOM:
Структурированный отчет для акушерских и гинекологических исследований в
формате DICOM (DICOM OB/GYN SR). Вид на экране.

Программное обеспечение: Для интеграции в больницу сеть. DICOM-
Структурированный отчет для сосудистых исследований в формате DICOM
(DICOM Vascular SR). Вид на экране.

Программное обеспечение: Для интеграции в больничную сеть DICOM:
Структурированный отчет для кардиологических исследований в формате DICOM
(DICOM Cardiac SR). Вид на экране.


Программное обеспечение: Для интеграции в больничную сеть DICOM. Структурированный отчет для исследований молочных желез в формате DICOM (DICOM Breast SR). Вид на экране.

Программное обеспечение: Для интеграции в больничную сеть DICOM:
Структурированный отчет для абдоминальных исследований в формате DICOM (DICOM
Abdomen SR) вид на экране





Программное обеспечение: Для формирования структурированного отчета при исследованиях поверхностно расположенных органов в формате DICOM (DICOM Small Parts SR) вид на экране

Программное обеспечение: Для объемного сканирования в реальном времени (4D) вид на экране




Программное обеспечение: Для тканевой доплеровской визуализации (TDI) вид на экране






Программное обеспечение: Для количественного анализа в режиме тканевого доплера (TDI QA) вид на экране


Программное обеспечение: Для контрастного усиления левого желудочка
(VLMI Contrast) вид на экране






**Программное обеспечение: Для работы в режиме двумерной
эластографии методом сдвиговой волны (STE) вид на экран**



**Программное обеспечение: Для проведения исследований в режиме
объемной визуализации с контрастированием (Volume CEUS)**





**Программное обеспечение: Для количественной оценки жесткости
тканей методом сдвиговой волны (STQ) вид на экране**





**Программное обеспечение: Для неэхокардиографической количественной оценки
движения и деформации миокарда методом спекл-трекинг (Tissue Tracking QA)
вид на экране**



Программное обеспечение: Для мультисрезового томографического отображения данных объемного изображения с регулировкой толщины среза (iPage+) вид на экране



Программное обеспечение: Для получения произвольного среза заданной толщины в объемном изображении с одновременным улучшением контрастности (SCV+) вид на экране



Программное обеспечение: Для обработки объемного изображения с применением технологии виртуальной подсветки плода (iLive) вид на экране

**Программное обеспечение: Для исследования объемного
изображения сердца плода (STIC) вид на экране**




Программное обеспечение: Для получения трехмерного изображения в режиме цветового/энергетического доплеровского картирования (Color 3D) вид на экране








Программное обеспечение: Для оценки взаиморасположения анатомических структур в объемном изображении в трех взаимно перпендикулярных плоскостях с возможностью свободного перемещения в любой плоскости (Niche) вид на экране

Программное обеспечение: Для автоматического расчета объема и размеров структур в объемном изображении (Smart Volume) вид на экране





Программное обеспечение: Для полуавтоматической трассировки и вычисления объема исследуемого объекта в режиме получения объемного изображения (Smart V Trace) вид на экране







Программное обеспечение: Для автоматического получения стандартных срезов и измерений из объемного изображения при исследовании ЦНС плода (Smart Planes CNS) вид на экране





Программное обеспечение:



Для удаления артефактов и улучшения визуализации лица плода (Smart Face) вид на экране





Программное обеспечение: Для автоматической настройки параметров для получения объемного изображения на основании распознавания анатомических структур (Smart Scene 3D) вид на экране





Программное обеспечение: Для обработки изображения с применением технологии
стероскопического восприятия кровотока (Glazing Flow) вид на экране





**Программное обеспечение: Для автоматической оценки состояния тазового дна
(Smart Pelvic) вид на экране**





Программное обеспечение:
Для автоматического измерения биометрических параметров плода
(Smart OB) вид на экране



**Программное обеспечение: Для автоматического измерения ЧСС плода в М-режиме
(Smart Fetal HR) вид на экране**





Программное обеспечение: Для автоматического оконтуривания, подсчета, определения размеров и объемов фолликулов (Smart FLC) вид на экране





Программное обеспечение:



Для автоматического измерения толщины комплекса нити-медь (ИМТ) вид на экране





Программное обеспечение: Для автоматической оценки образований щитовидной железы (Smart Thyroid) вид на экране





Программное обеспечение: Для автоматической оценки образований молочных желез (Smart Breast) вид на экране




Программное обеспечение: Для автоматической оценки состояния тазобедренного сустава у детей по методу Графа (Smart Hip) вид на экране





**Программное обеспечение: Для проведения полуавтоматических измерений
исследуемого объекта (Smart Trace) вид на экране**





Программное обеспечение:
Для определения гепаторенального индекса (Smart HRI) вид на экране





Программное обеспечение: Для автоматического определения границ мочевого пузыря и его объема (Smart Bladder) вид на экране



Программное обеспечение: Для оценки индекса васкуляризации (CPP)
вид на экране




Программное обеспечение: Для схематического отображения результатов исследования сосудов (V-Mapping) вид на экране





Программное обеспечение: Для автоматизированных рабочих протоколов (iWorks)
вид на экране

Программное обеспечение: Антивирус ClamAV вид на экране




Программное обеспечение: Для автоматического измерения толщины воротникового пространства у плода (Smart NT) вид на экран



Программное обеспечение: Для автоматизированного расчета фракции выброса
левого желудочка (AutoEF) вид на экране

Программное обеспечение: Для режима панорамного сканирования (iScape View) вид на экране

Программное обеспечение: Для построения 3D изображения при помощи 2D датчиков
(Smart 3D) вид на экране




AP-1330T, MI 1.14 TES 0.7

AP-1330T, MI 1.14 TES 0.7

B
F 113.8
D 16.0
G 56
FR 50
DR 130
iClear 5
Echo Boost 1
SSI 1540

Free Xros M




P2: Снимок экр.
P1: [Icon]
BodyMark


Mark A [Icon] [Icon] [Icon] Mark A



Программное обеспечение: Для
анатомического М-режима (Free Xros M)
вид на экране

Программное обеспечение: Для криволинейного анатомического М-режима (Free Xros CM)
вид на экране




Программное обеспечение: Для режима постоянно-волнового доплера CW вид на экране







**Программное обеспечение: Для режима компрессионной эластографии (Strain Elastography)
вид на экране**


Программное обеспечение: Для проведения и оценки результатов стресс-эхокардиографии (Stress Echo) вид на экране









**Программное обеспечение: Для улучшения визуализации биопсийной иглы (iNeedle)
вид на экране**

Программное обеспечение: Для исследований с контрастным усилением (Contrast Imaging) вид на экране







Программное обеспечение: Для количественной оценки в режиме исследований с контрастным усилением (Contrast Imaging QA) вид на экране






Программное обеспечение: Для исследований левого желудочка с контрастным усилением (LVO) вид на экране



**Программное обеспечение: Для автоматического определения толщины комплекса
интима-медиа в режиме реального времени (RIMT) вид на экране**

Программное обеспечение: DVR-модуль (DVR Module)
вид на экране





Программное обеспечение: Для радиочастотного количественного анализа
жесткости сосудистой стенки (R-VQS) вид на экране



Программное обеспечение: Для автоматического подсчета количества В-линий (Smart B-line) вид на экране

Программное обеспечение: Для управления голосовыми командами (Vocal) вид на экране




Программное обеспечение, включающее предустановленные параметры, пакет измерений и вычислений: Для кардиологических исследований (Cardiology Package). Вид на экран.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 388 листов

Генеральный директор ООО «Миндрей
Технологии Рус»



Сюн Вэй

