

УТВЕРЖДАЮ

Директор

НПАО «АМИКО»

Н.Н.Блинов

2022 г.



Фотографические изображения медицинского изделия:

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов, лабораторий и палат электрифицированной «АМИКО» по ТУ 32.50.30-037-34597883-2020 в вариантах исполнения


Производства:

НПАО «АМИКО»

115432, РОССИЯ, г. Москва, 2-ой Кожуховский проезд, д. 29, корп. 5

Место производства:

1. 172840, Россия, г. Торопец, ул. Полевая, дом 26В
2. 601657, Россия, г.Александров, ул. Двориновское шоссе



Столик-тележка для размещения электрического оборудования «АМИКО»: АМ/L9-C01 или АМ/L9-C02 или АМ/L9-C03 или АМ/L9-C04 или АМ/L9-C05.



Маркировка розеточных блоков столика-тележки для размещения электрического оборудования «АМИКО»: АМ/L9-С02



НПАО «АМИКО»
115432, РОССИЯ, г. Москва,
2-й Кожуховский пр-д., д. 29, корп. 5

СТОЛИК-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ «АМИКО»

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов, лабораторий и палат
электрифицированной «АМИКО»

ТУ 32.50.30-037-34597883-2020

Арт.

AM/L9-C02

Гарантийный срок

1 год

РУ №

Дата изготовления

08.2020

Сер. №

200822090001

Сделано в России

Параметры питающего напряжения

~ 220 ± 22 В / 50 Гц

Класс защиты оболочек

IP44





Тумбы стационарные с холодильником «АМИКО»: АМ/Л6-Т01 или АМ/Л6-Т02 или АМ/Л6-Т03.



НПАО «АМИКО»
115432, РОССИЯ, г. Москва,
2-й Кожуховский пр-д., д. 29, корп. 5

ТУМБА СТАЦИОНАРНАЯ С ХОЛОДИЛЬНИКОМ «АМИКО»

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов, лабораторий и палат
электрифицированной «АМИКО»

ТУ 32.50.30-037-34597883-2020

Арт. AM/L6-T01

Гарантийный срок 1 год

РУ №

Дата изготовления 07.2020

Сер. № 200712060001

Сделано в России

Параметры питающего напряжения

~ 220 ± 22 В / 50 Гц

Потребляемая мощность

130 Вт


Класс защиты оболочек

IP20







Шкаф с бактерицидной лампой и рециркулятором «АМИКО»: AM/L2-SS01 или AM/L2-SS02.




Бактерицидная лампа с защитным экраном шкафа с бактерицидной лампой и рециркулятором
«АМИКО»: AM/L2-SS01 или AM/L2-SS02



Бактерицидная лампа без защитного экрана шкафа с бактерицидной лампой и рециркулятором
«АМИКО»: AM/L2-SS01 или AM/L2-SS02



Рециркулятор шкафа с бактерицидной лампой и рециркулятором «АМИКО»: AM/L2-SS01 или AM/L2-SS02



НПАО «АМИКО»
115432, РОССИЯ, г. Москва,
2-й Кожуховский пр-д., д. 29, корп. 5

ШКАФ С БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПОЙ И РЕЦИРКУЛЯТОРОМ «АМИКО»

Набор медицинский электрифицированной «АМИКО»
торий и палат

ТУ 32.50.30-037-34597883-2020

Арт.

AM / L2-SS02

Гарантийный срок

1 год

РУ №

Дата изготовления

08.2020

Сер. №

2008120200001

Сделано в России

Параметры питающего напряжения

~ 220 ± 22 В / 50 Гц


Потребляемая мощность

100 Вт

Класс защиты оболочек

IP20





**Шкафы навесные с подсветкой «АМИКО»: AM/L3-SN01 или AM/L3-SN02 или AM/L3-SN03
или AM/L3-SN04 или AM/L3-SN05 или AM/L3-SN06 или AM/L3-SN07 или AM/L3-SN08 или
AM/L3-SN09 или AM/L3-SN10 или AM/L3-SN11.**



НПАО «АМИКО»
115432, РОССИЯ, г. Москва,
2-й Кожуховский пр-д., д. 29, корп. 5

ШКАФ НАВЕСНОЙ С ПОДСВЕТКОЙ «АМИКО»

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов, лабораторий и палат
электрифицированной «АМИКО»

ТУ 32.50.30-037-34597883-2020

Арт. **AM / L3-SN 04**

Гарантийный срок **1 год**

РУ №

Дата изготовления **08.2020**

Сер. № **200812030001**

Сделано в России

Параметры питающего напряжения

~ 220 ± 22 В / 50 Гц

Потребляемая мощность

20 Вт

Класс защиты оболочек

IP20



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

13 (тринадцать) листов

Подпись Блинов И.Н.

