



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

На медицинское изделие

Инструменты электрохирургические нестерильные, многоразовые "ЭлеПС"
по ТУ 32.50.13-049-12966357-2022

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма
"ЭлеПС" (ООО НПФ "ЭлеПС"), Россия,
420095, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, тер. Химград, д. 156,
офис 14

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма
"ЭлеПС" (ООО НПФ "ЭлеПС"), Россия,
420095, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, тер. Химград, д. 156,
офис 14

Место производства медицинского изделия

ООО НПФ "ЭлеПС", Россия, 420095, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г.
Казань, тер. Химград, д. 156, помещ. 1000

Номер регистрационного досье № РД-64169/68457 от 30.08.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.13.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 102 листах

приказом Росздравнадзора от 16 декабря 2024 года № 7124
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0080953

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 1

На медицинское изделие

Инструменты электрохирургические нестерильные, многоразовые "ЭлеПС"
по ТУ 32.50.13-049-12966357-2022, в составе:

I. Варианты исполнения

1. Нейтральные электроды, в вариантах исполнения:

- Нейтральный электрод большой - до 10 шт.;
- Нейтральный электрод малый - до 10 шт.

2. Монополярные электроды, в вариантах исполнения:

- Монополярный электрод нож прямой, короткий, (2,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож прямой, короткий, (2,5/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож прямой, короткий, (3,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож прямой, короткий, (2,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож прямой, короткий, (2,5/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож прямой, короткий, (3,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож прямой, с удлиненным стержнем, (2,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож прямой, с удлиненным стержнем, (2,5/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож прямой, с удлиненным стержнем, (3,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож прямой, с удлиненным стержнем, (2,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож прямой, с удлиненным стержнем, (2,5/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож прямой, с удлиненным стержнем, (3,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож изогнутый, короткий, (2,0/2,4), 7,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож изогнутый, короткий, (2,5/2,4), 7,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож изогнутый, короткий, (3,0/2,4), 7,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож изогнутый, короткий, (2,0/2,4), 12,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож изогнутый, короткий, (2,5/2,4), 12,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож изогнутый, короткий, (3,0/2,4), 12,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож изогнутый, короткий, (2,0/2,4), 17,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож изогнутый, короткий, (2,5/2,4), 17,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож изогнутый, короткий, (3,0/2,4), 17,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож изогнутый, короткий, (2,0/4,0), 7,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож изогнутый, короткий, (2,5/4,0), 7,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож изогнутый, короткий, (3,0/4,0), 7,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож изогнутый, короткий, (2,0/4,0), 12,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож изогнутый, короткий, (2,5/4,0), 12,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож изогнутый, короткий, (3,0/4,0), 12,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож изогнутый, короткий, (2,0/4,0), 17,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож изогнутый, короткий, (2,5/4,0), 17,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож изогнутый, короткий, (3,0/4,0), 17,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож изогнутый, с удлиненным стержнем, (2,0/2,4), 7,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож изогнутый, с удлиненным стержнем, (2,5/2,4), 7,5мм - до 10 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0155222

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 2

- до 10 шт.;
- Монополярный электрод нож изогнутый, с удлиненным стержнем, (3,0/2,4), 7,5мм - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод нож изогнутый, с удлиненным стержнем, (2,0/2,4), 12,5мм - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод нож изогнутый, с удлиненным стержнем, (2,5/2,4), 12,5мм - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод нож изогнутый, с удлиненным стержнем, (3,0/2,4), 12,5мм - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод нож изогнутый, с удлиненным стержнем, (2,0/2,4), 17,5мм - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод нож изогнутый, с удлиненным стержнем, (2,5/2,4), 17,5мм - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод нож изогнутый, с удлиненным стержнем, (3,0/2,4), 17,5мм - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод нож изогнутый, с удлиненным стержнем, (2,0/4,0), 7,5мм - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод нож изогнутый, с удлиненным стержнем, (2,5/4,0), 7,5мм - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод нож изогнутый, с удлиненным стержнем, (3,0/4,0), 7,5мм - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод нож изогнутый, с удлиненным стержнем, (2,0/4,0), 12,5мм - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод нож изогнутый, с удлиненным стержнем, (2,5/4,0), 12,5мм - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод нож изогнутый, с удлиненным стержнем, (3,0/4,0), 12,5мм - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод нож изогнутый, с удлиненным стержнем, (2,0/4,0), 17,5мм - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод нож изогнутый, с удлиненным стержнем, (2,5/4,0), 17,5мм - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод нож изогнутый, с удлиненным стержнем, (3,0/4,0), 17,5мм - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод «шар», короткий, (1,0/2,4) - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод «шар», короткий, (2,0/2,4) - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод «шар», короткий, (3,0/2,4) - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод «шар», короткий, (4,0/2,4) - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод «шар», короткий, (6,0/2,4) - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод «шар», короткий, (8,0/2,4) - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод «шар», короткий, (1,0/0,4) - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод «шар», короткий, (2,0/4,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0155223

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 3

- Монополярный электрод «шар», короткий, (3,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод «шар», короткий, (4,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод «шар», короткий, (6,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод «шар», короткий, (8,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод «шар», с удлиненным стержнем, (1,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод «шар», с удлиненным стержнем, (2,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод «шар», с удлиненным стержнем, (3,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод «шар», с удлиненным стержнем, (4,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод «шар», с удлиненным стержнем, (6,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод «шар», с удлиненным стержнем, (8,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод «шар», с удлиненным стержнем, (1,0/0,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод «шар», с удлиненным стержнем, (2,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод «шар», с удлиненным стержнем, (3,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод «шар», с удлиненным стержнем, (4,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод «шар», с удлиненным стержнем, (6,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод «шар», с удлиненным стержнем, (8,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод пуговка, (6,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод пуговка, (8,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод пуговка, (10,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод пуговка, (6,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод пуговка, (8,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод пуговка, (10,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла прямая, короткий, (0,15/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла прямая, короткий, (0,2/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла прямая, короткий, (0,4/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла прямая, короткий, (0,6/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла прямая, короткий, (0,8/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла прямая, короткий, (1,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла прямая, короткий, (0,15/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла прямая, короткий, (0,2/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла прямая, короткий, (0,4/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла прямая, короткий, (0,6/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла прямая, короткий, (0,8/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла прямая, короткий, (1,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла прямая, с удлиненным стержнем, (0,15/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла прямая, с удлиненным стержнем, (0,2/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла прямая, с удлиненным стержнем, (0,4/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла прямая, с удлиненным стержнем, (0,6/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла прямая, с удлиненным стержнем, (0,8/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла прямая, с удлиненным стержнем, (1,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла прямая, с удлиненным стержнем, (0,15/4,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155224

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 4

- Монополярный электрод игла прямая, с удлиненным стержнем, (0,2/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла прямая, с удлиненным стержнем, (0,4/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла прямая, с удлиненным стержнем, (0,6/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла прямая, с удлиненным стержнем, (0,8/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла прямая, с удлиненным стержнем, (1,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, короткий, (0,4/2,4), 7,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, короткий, (0,8/2,4), 7,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, короткий, (1,0/2,4), 7,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, короткий, (0,4/4,0), 7,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, короткий, (0,8/4,0), 7,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, короткий, (1,0/4,0), 7,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, короткий, (0,4/2,4), 12,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, короткий, (0,8/2,4), 12,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, короткий, (1,0/2,4), 12,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, короткий, (0,4/4,0), 12,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, короткий, (0,8/4,0), 12,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, короткий, (1,0/4,0), 12,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, короткий, (0,4/2,4), 17,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, короткий, (0,8/2,4), 17,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, короткий, (1,0/2,4), 17,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, короткий, (0,4/4,0), 17,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, короткий, (0,8/4,0), 17,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, короткий, (1,0/4,0), 17,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, с удлиненным стержнем, (0,4/2,4), 7,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, с удлиненным стержнем, (0,8/2,4), 7,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, с удлиненным стержнем, (1,0/2,4), 7,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, с удлиненным стержнем, (0,4/4,0), 7,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, с удлиненным стержнем, (0,8/4,0), 7,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, с удлиненным стержнем, (1,0/4,0), 7,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, с удлиненным стержнем, (0,4/2,4), 12,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, с удлиненным стержнем, (0,8/2,4), 12,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, с удлиненным стержнем, (1,0/2,4), 12,5мм - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0155225

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 5

- Монополярный электрод игла изогнутая, с удлиненным стержнем, (0,4/4,0), 12,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, с удлиненным стержнем, (0,8/4,0), 12,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, с удлиненным стержнем, (1,0/4,0), 12,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, с удлиненным стержнем, (0,4/2,4), 17,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, с удлиненным стержнем, (0,8/2,4), 17,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, с удлиненным стержнем, (1,0/2,4), 17,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, с удлиненным стержнем, (0,4/4,0), 17,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, с удлиненным стержнем, (0,8/4,0), 17,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод игла изогнутая, с удлиненным стержнем, (1,0/4,0), 17,5мм - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- полукруг, короткий, (0,2×7,5/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- полукруг, короткий, (0,3×7,5/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- полукруг, короткий, (0,2×7,5/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- полукруг, короткий, (0,3×7,5/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- полукруг, короткий, (0,2×12,5/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- полукруг, короткий, (0,3×12,5/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- полукруг, короткий, (0,2×12,5/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- полукруг, короткий, (0,3×12,5/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- полукруг, короткий, (0,2×17,5/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- полукруг, короткий, (0,3×17,5/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- полукруг, короткий, (0,2×17,5/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- полукруг, короткий, (0,3×17,5/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- полукруг, короткий, (0,2×22,5/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- полукруг, короткий, (0,3×22,5/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- полукруг, короткий, (0,2×22,5/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- полукруг, короткий, (0,3×22,5/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- круг, короткий, (0,2×5,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- круг, короткий, (0,3×5,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- круг, короткий, (0,2×5,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- круг, короткий, (0,3×5,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- круг, короткий, (0,2×10,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- круг, короткий, (0,3×10,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- круг, короткий, (0,2×10,0/4,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155226

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 6

- Монополярный электрод петля- круг, короткий, (0,3×10,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- круг, короткий, (0,2×15,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- круг, короткий, (0,3×15,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- круг, короткий, (0,2×15,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- круг, короткий, (0,3×15,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- ромб, короткий, (0,2/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- ромб, короткий, (0,3/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- ромб, короткий, (0,2/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- ромб, короткий, (0,3/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- LLETZ, короткий, (0,2×15,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- LLETZ, короткий, (0,3×15,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- LLETZ, короткий, (0,2×15,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- LLETZ, короткий, (0,3×15,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- LLETZ, короткий, (0,2×20,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- LLETZ, короткий, (0,3×20,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- LLETZ, короткий, (0,2×20,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- LLETZ, короткий, (0,3×20,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- LLETZ, короткий, (0,2×25,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- LLETZ, короткий, (0,3×25,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- LLETZ, короткий, (0,2×25,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- LLETZ, короткий, (0,3×25,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- треугольник, короткий, (0,2/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- треугольник, короткий, (0,3/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- треугольник, короткий, (0,2/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- треугольник, короткий, (0,3/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- квадрат, короткий, (0,2/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- квадрат, короткий, (0,3/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- квадрат, короткий, (0,2/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- квадрат, короткий, (0,3/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- овал, короткий, (0,2/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- овал, короткий, (0,3/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- овал, короткий, (0,2/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- овал, короткий, (0,3/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- полукруг, с удлиненным стержнем, (0,2×7,5/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- полукруг, с удлиненным стержнем, (0,3×7,5/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- полукруг, с удлиненным стержнем, (0,2×7,5/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- полукруг, с удлиненным стержнем, (0,3×7,5/4,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0155227

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 7

- Монополярный электрод петля- полукруг, с удлиненным стержнем, (0,2×12,5/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- полукруг, с удлиненным стержнем, (0,3×12,5/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- полукруг, с удлиненным стержнем, (0,2×12,5/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- полукруг, с удлиненным стержнем, (0,3×12,5/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- полукруг, с удлиненным стержнем, (0,2×17,5/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- полукруг, с удлиненным стержнем, (0,3×17,5/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- полукруг, с удлиненным стержнем, (0,2×17,5/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- полукруг, с удлиненным стержнем, (0,3×17,5/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- полукруг, с удлиненным стержнем, (0,2×22,5/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- полукруг, с удлиненным стержнем, (0,3×22,5/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- полукруг, с удлиненным стержнем, (0,2×22,5/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- полукруг, с удлиненным стержнем, (0,3×22,5/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- круг, с удлиненным стержнем, (0,2×5,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- круг, с удлиненным стержнем, (0,3×5,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- круг, с удлиненным стержнем, (0,2×5,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- круг, с удлиненным стержнем, (0,3×5,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- круг, с удлиненным стержнем, (0,2×10,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- круг, с удлиненным стержнем, (0,3×10,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- круг, с удлиненным стержнем, (0,2×10,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- круг, с удлиненным стержнем, (0,3×10,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- круг, с удлиненным стержнем, (0,2×15,0/2,4) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155228

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 8

- шт.;
- Монополярный электрод петля- круг, с удлиненным стержнем, (0,3×15,0/2,4) - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод петля- круг, с удлиненным стержнем, (0,2×15,0/4,0) - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод петля- круг, с удлиненным стержнем, (0,3×15,0/4,0) - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод петля- ромб, с удлиненным стержнем, (0,2/2,4) - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод петля- ромб, с удлиненным стержнем, (0,3/2,4) - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод петля- ромб, с удлиненным стержнем, (0,2/4,0) - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод петля- ромб, с удлиненным стержнем, (0,3/4,0) - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод петля- LLETZ, с удлиненным стержнем, (0,2×15,0/2,4) - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод петля- LLETZ, с удлиненным стержнем, (0,3×15,0/2,4) - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод петля- LLETZ, с удлиненным стержнем, (0,2×15,0/4,0) - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод петля- LLETZ, с удлиненным стержнем, (0,3×15,0/4,0) - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод петля- LLETZ, с удлиненным стержнем, (0,2×20,0/2,4) - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод петля- LLETZ, с удлиненным стержнем, (0,3×20,0/2,4) - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод петля- LLETZ, с удлиненным стержнем, (0,2×20,0/4,0) - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод петля- LLETZ, с удлиненным стержнем, (0,3×20,0/4,0) - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод петля- LLETZ, с удлиненным стержнем, (0,2×25,0/2,4) - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод петля- LLETZ, с удлиненным стержнем, (0,3×25,0/2,4) - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод петля- LLETZ, с удлиненным стержнем, (0,2×25,0/4,0) - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод петля- LLETZ, с удлиненным стержнем, (0,3×25,0/4,0) - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод петля- треугольник, с удлиненным стержнем, (0,2/2,4) - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод петля- треугольник, с удлиненным стержнем, (0,3/2,4) - до 10 шт.;
 - Монополярный электрод петля- треугольник, с удлиненным стержнем, (0,2/4,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0155229

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 9

- Монополярный электрод петля- треугольник, с удлиненным стержнем, (0,3/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- квадрат, с удлиненным стержнем, (0,2/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- квадрат, с удлиненным стержнем, (0,3/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- квадрат, с удлиненным стержнем, (0,2/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- квадрат, с удлиненным стержнем, (0,3/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- овал, с удлиненным стержнем, (0,2/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- овал, с удлиненным стержнем, (0,3/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- овал, с удлиненным стержнем, (0,2/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод петля- овал, с удлиненным стержнем, (0,3/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод конизатор малый, (0,2/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод конизатор малый, (0,3/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод конизатор малый, (0,2/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод конизатор малый, (0,3/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод конизатор средний, (0,2/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод конизатор средний, (0,3/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод конизатор средний, (0,2/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод конизатор средний, (0,3/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод конизатор большой, (0,2/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод конизатор большой, (0,3/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод конизатор большой, (0,2/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод конизатор большой, (0,3/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод аденотом исп.1, (5,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод аденотом исп.1, (5,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод аденотом исп.1, (8,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод аденотом исп.1, (8,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод аденотом исп.1, (14,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод аденотом исп.1, (14,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод аденотом исп.1, (18,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод аденотом исп.1, (18,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод аденотом исп.2, (5,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод аденотом исп.2, (5,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод аденотом исп.2, (8,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод аденотом исп.2, (8,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод аденотом исп.2, (14,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод аденотом исп.2, (14,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод аденотом исп.2, (18,0/2,4) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155230

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 10

- Монополярный электрод аденотом исп.2, (18,0/4,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод аденотом исп.3, (10,0/2,4) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод аденотом исп.3, (10,0/4,0) - до 10 шт.
- 3. Монополярные электроды эндоскопические, в вариантах исполнения:
- Монополярный электрод эндоскопический «Шар», (2,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический «Шар», (3,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический «Шар», (5,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический «Игла изогнутая», (3,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический «Игла изогнутая», (5,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический «Игла прямая», (2,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический «Игла прямая», (3,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический «Игла прямая», (5,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический «Лопатка», (3,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический «Лопатка», (5,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический для вылушивания кист, (5,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический с аспирационным каналом, «Кольцо», (3,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический с аспирационным каналом, «Кольцо», (5,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический с аспирационным каналом, «Игла изогнутая», (3,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический с аспирационным каналом, «Игла изогнутая», (5,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический с аспирационным каналом, «Игла прямая», (3,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический с аспирационным каналом, «Игла прямая», (3,0/325,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический с аспирационным каналом, «Игла прямая», (3,0/375,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический с аспирационным каналом, «Игла

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155231

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 11

прямая», (3,0/425,0) - до 10 шт.;

- Монополярный электрод эндоскопический с аспирационным каналом, «Игла прямая», (3,0/475,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический с аспирационным каналом, «Игла прямая», (5,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический с аспирационным каналом, «Игла изогнутая», торакокопический, (5,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический с аспирационным каналом, «Лопатка», (3,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический с аспирационным каналом, «Лопатка», (5,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический с аспирационным каналом, «Шар», (3,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический с аспирационным каналом, «Шар», (5,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический с аспирационным каналом, «Шар», торакокопический, (5,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический с аспирационным каналом, с краном, «Кольцо», (3,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический с аспирационным каналом, с краном, «Кольцо», (5,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический с аспирационным каналом, с краном, «Игла изогнутая», (3,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический с аспирационным каналом, с краном, «Игла изогнутая», (5,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический с аспирационным каналом, с краном, «Игла прямая», (3,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический с аспирационным каналом, с краном, «Игла прямая», (5,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический с аспирационным каналом, с краном, «Игла изогнутая», торакокопический, (5,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический с аспирационным каналом, с краном, «Лопатка», (3,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический с аспирационным каналом, с краном, «Лопатка», (5,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический с аспирационным каналом, с краном, «Шар», (3,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический с аспирационным каналом, с краном, «Шар», (5,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Монополярный электрод эндоскопический с аспирационным каналом, с краном, «Шар», торакокопический, (5,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155232

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 12

4. Ножницы монополярные Ø 3мм; 5 мм, пластиковая рукоятка или металлическая рукоятка, в вариантах исполнения:

- Ножницы монополярные Ø 3мм двухбланшевые прямые, пластиковая рукоятка, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 3мм двухбланшевые прямые, пластиковая рукоятка, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм двухбланшевые прямые, пластиковая рукоятка, (9,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм двухбланшевые прямые, пластиковая рукоятка, (13,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм двухбланшевые прямые, пластиковая рукоятка, (17,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм двухбланшевые прямые, пластиковая рукоятка, (21,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 3мм двухбланшевые прямые, металлическая рукоятка, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 3мм двухбланшевые прямые, металлическая рукоятка, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм двухбланшевые прямые, металлическая рукоятка, (9,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм двухбланшевые прямые, металлическая рукоятка, (13,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм двухбланшевые прямые, металлическая рукоятка, (17,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм двухбланшевые прямые, металлическая рукоятка, (21,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 3мм двухбланшевые изогнутые по плоскости, пластиковая рукоятка, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 3мм двухбланшевые изогнутые по плоскости, пластиковая рукоятка, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм двухбланшевые изогнутые по плоскости, пластиковая рукоятка, (9,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм двухбланшевые изогнутые по плоскости, пластиковая рукоятка, (13,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм двухбланшевые изогнутые по плоскости, пластиковая рукоятка, (17,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм двухбланшевые изогнутые по плоскости, пластиковая рукоятка, (21,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 3мм двухбланшевые изогнутые по плоскости, металлическая рукоятка, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 3мм двухбланшевые изогнутые по плоскости,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155233

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 13

металлическая рукоятка, (11,0/275,04 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;

- Ножницы монополярные Ø 5мм двухбраншевые изогнутые по плоскости, металлическая рукоятка, (9,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм двухбраншевые изогнутые по плоскости, металлическая рукоятка, (13,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм двухбраншевые изогнутые по плоскости, металлическая рукоятка, (17,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм двухбраншевые изогнутые по плоскости, металлическая рукоятка, (21,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 3мм однобраншевые прямые, пластиковая рукоятка, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 3мм однобраншевые прямые, пластиковая рукоятка, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм однобраншевые прямые, пластиковая рукоятка, (9,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм однобраншевые прямые, пластиковая рукоятка, (13,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм однобраншевые прямые, пластиковая рукоятка, (17,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм однобраншевые прямые, пластиковая рукоятка, (21,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 3мм однобраншевые прямые, металлическая рукоятка, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 3мм однобраншевые прямые, металлическая рукоятка, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм однобраншевые прямые, металлическая рукоятка, (9,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм однобраншевые прямые, металлическая рукоятка, (13,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм однобраншевые прямые, металлическая рукоятка, (17,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм однобраншевые прямые, металлическая рукоятка, (21,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 3мм однобраншевые изогнутые по плоскости левые, пластиковая рукоятка, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 3мм однобраншевые изогнутые по плоскости левые, пластиковая рукоятка, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм однобраншевые изогнутые по плоскости левые, пластиковая рукоятка, (9,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм однобраншевые изогнутые по плоскости левые, пластиковая рукоятка, (13,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155234

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 14

- Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние изогнутые по плоскости левые, пластиковая рукоятка, (17,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние изогнутые по плоскости левые, пластиковая рукоятка, (21,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 3мм односторонние изогнутые по плоскости левые, металлическая рукоятка, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 3мм односторонние изогнутые по плоскости левые, металлическая рукоятка, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние изогнутые по плоскости левые, металлическая рукоятка, (9,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние изогнутые по плоскости левые, металлическая рукоятка, (13,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние изогнутые по плоскости левые, металлическая рукоятка, (17,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние изогнутые по плоскости левые, металлическая рукоятка, (21,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 3мм односторонние изогнутые по плоскости правые, пластиковая рукоятка, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 3мм односторонние изогнутые по плоскости правые, пластиковая рукоятка, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние изогнутые по плоскости правые, пластиковая рукоятка, (9,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние изогнутые по плоскости правые, пластиковая рукоятка, (13,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние изогнутые по плоскости правые, пластиковая рукоятка, (17,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние изогнутые по плоскости правые, пластиковая рукоятка, (21,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 3мм односторонние изогнутые по плоскости правые, металлическая рукоятка, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 3мм односторонние изогнутые по плоскости правые, металлическая рукоятка, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние изогнутые по плоскости правые, металлическая рукоятка, (9,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние изогнутые по плоскости правые, металлическая рукоятка, (13,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние изогнутые по плоскости правые, металлическая рукоятка, (17,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние изогнутые по плоскости правые, металлическая рукоятка, (21,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 3мм односторонние изогнутые по ребру, пластиковая

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155235

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 15

- рукоятка, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 3мм односторонние изогнутые по ребру, пластиковая рукоятка, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние изогнутые по ребру, пластиковая рукоятка, (9,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние изогнутые по ребру, пластиковая рукоятка, (13,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние изогнутые по ребру, пластиковая рукоятка, (17,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние изогнутые по ребру, пластиковая рукоятка, (21,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Ножницы монополярные Ø 3мм односторонние изогнутые по ребру, металлическая рукоятка, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Ножницы монополярные Ø 3мм односторонние изогнутые по ребру, металлическая рукоятка, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние изогнутые по ребру, металлическая рукоятка, (9,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние изогнутые по ребру, металлическая рукоятка, (13,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние изогнутые по ребру, металлическая рукоятка, (17,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние изогнутые по ребру, металлическая рукоятка, (21,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Ножницы монополярные Ø 3мм односторонние клювовидные, пластиковая рукоятка, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Ножницы монополярные Ø 3мм односторонние клювовидные, пластиковая рукоятка, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние клювовидные, пластиковая рукоятка, (9,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние клювовидные, пластиковая рукоятка, (13,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние клювовидные, пластиковая рукоятка, (17,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние клювовидные, пластиковая рукоятка, (21,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Ножницы монополярные Ø 3мм односторонние клювовидные, металлическая рукоятка, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Ножницы монополярные Ø 3мм односторонние клювовидные, металлическая рукоятка, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние клювовидные, металлическая рукоятка, (9,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155236

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 16

- Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние клювовидные, металлическая рукоятка, (13,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние клювовидные, металлическая рукоятка, (17,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние клювовидные, металлическая рукоятка, (21,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 3мм односторонние серповидные, пластиковая рукоятка, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 3мм односторонние серповидные, пластиковая рукоятка, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние серповидные, пластиковая рукоятка, (9,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние серповидные, пластиковая рукоятка, (13,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние серповидные, пластиковая рукоятка, (17,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние серповидные, пластиковая рукоятка, (21,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 3мм односторонние серповидные, металлическая рукоятка, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 3мм односторонние серповидные, металлическая рукоятка, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние серповидные, металлическая рукоятка, (9,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние серповидные, металлическая рукоятка, (13,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние серповидные, металлическая рукоятка, (17,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Ножницы монополярные Ø 5мм односторонние серповидные, металлическая рукоятка, (21,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- 5. Зажимы монополярные Ø 3; 5; 10 мм, пластиковая рукоятка с кремальерой или металлическая рукоятка с кремальерой, в вариантах исполнения:
 - Зажим монополярный анатомический Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный анатомический Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный анатомический Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный анатомический Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный анатомический Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155237

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 17

- (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный анатомический Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный анатомический Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный анатомический Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный анатомический Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный анатомический Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный анатомический Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный анатомический Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный анатомический Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный анатомический Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный анатомический Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный анатомический Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный анатомический Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный анатомический Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный анатомический Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный анатомический Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155238

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 18

- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный хирургический Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный хирургический Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный хирургический Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный хирургический Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155239

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 19

- (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный хирургический Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный хирургический Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный хирургический Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный хирургический Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный хирургический Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный хирургический Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный хирургический Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный хирургический Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный хирургический Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный хирургический Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный хирургический Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный хирургический Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный хирургический Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный хирургический Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный хирургический Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный хирургический Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный хирургический Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный универсальный Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный универсальный Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный универсальный Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155240

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 20

- Зажим монополярный универсальный Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155241

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 21

- (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Эллис Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Эллис Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155242

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 22

- Зажим монополярный типа Эллис Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный ложкообразный Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный ложкообразный Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155243

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 23

- (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный ложкообразный Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный ложкообразный Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный ложкообразный Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный ложкообразный Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный ложкообразный Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный ложкообразный Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный ложкообразный Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный ложкообразный Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный ложкообразный Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный ложкообразный Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный ложкообразный Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный ложкообразный Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный ложкообразный Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный ложкообразный Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный ложкообразный Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный ложкообразный Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный ложкообразный Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный ложкообразный Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный ложкообразный Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный окончатый Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155244

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 24

- Зажим монополярный окончатый Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный кишечный Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155245

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 25

- (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный кишечный Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155246



ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 26

- Зажим монополярный типа Клинч Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155247

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 27

- (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155248

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 28

- Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155249

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 29

- (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кобра Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кобра Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кобра Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кобра Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кобра Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кобра Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кобра Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кобра Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кобра Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кобра Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кобра Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кобра Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кобра Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кобра Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кобра Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кобра Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кобра Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кобра Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кобра Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155250

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 30

- Зажим монополярный типа Кобра Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Кобра Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155251

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 31

- (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Граспер Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155252

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 32

- Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155253

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 33

кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;

- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155254

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 34

- Зажим монополярный анатомический Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155255

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 35

кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;

- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный анатомический «полуволна» Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный хирургический Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный хирургический Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный хирургический Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный хирургический Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный хирургический Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный хирургический Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный хирургический Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный хирургический Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный хирургический Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный хирургический Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный хирургический Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный хирургический Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный хирургический Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный хирургический Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный хирургический Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный хирургический Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155256

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 36

- Зажим монополярный хирургический Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный хирургический Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный хирургический Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный хирургический Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный хирургический Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155257

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 37

- кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный универсальный Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный универсальный Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный универсальный Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный универсальный Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный универсальный Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155258

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 38

- Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Бэбкок Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155259

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 39

- (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Эллис Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный ложкообразный Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный ложкообразный Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный ложкообразный Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный ложкообразный Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный ложкообразный Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный ложкообразный Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный ложкообразный Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный ложкообразный Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный ложкообразный Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный ложкообразный Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный ложкообразный Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный ложкообразный Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный ложкообразный Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный ложкообразный Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155260

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 40

- Зажим монополярный ложкообразный Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный ложкообразный Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный ложкообразный Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный ложкообразный Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный ложкообразный Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный ложкообразный Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный ложкообразный Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155261

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 41

- (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный окончатый Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный окончатый Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный окончатый Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный окончатый Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный окончатый Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный окончатый Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный окончатый Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный кишечный Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155262

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 42

- Зажим монополярный кишечный Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный кишечный Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный кишечный Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный кишечный Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный кишечный Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный кишечный Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный кишечный Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный кишечный Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155263

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 43

- (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Клинч Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Клинч Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Клинч Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Клинч Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Клинч Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Клинч Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Клинч Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Клинч Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155264

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 44

- Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Де Бейки Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155265

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 45

- (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный когтевой Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный когтевой Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный когтевой Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный когтевой Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный когтевой Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный когтевой Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный когтевой Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный когтевой Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный когтевой Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кобра Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кобра Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кобра Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кобра Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кобра Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кобра Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кобра Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кобра Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кобра Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кобра Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кобра Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155266

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 46

- Зажим монополярный типа Кобра Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Кобра Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Кобра Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Кобра Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Кобра Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Кобра Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Кобра Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Кобра Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Кобра Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Кобра Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155267

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 47

- (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Граспер Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Граспер Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Граспер Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Граспер Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Граспер Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Граспер Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Граспер Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Граспер Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Граспер Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Граспер Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155268

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 48

- Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный типа Кроке-Олми Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 5мм, металлическая рукоятка с

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155269

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 49

- кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Зажим монополярный для трубчатых структур Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.
6. Диссекторы монополярные Ø 3; 5; 10 мм, пластиковая рукоятка или металлическая рукоятка, в вариантах исполнения:
- Диссектор монополярный прямой Ø 3мм, пластиковая рукоятка, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный прямой Ø 3мм, пластиковая рукоятка, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный прямой Ø 3мм, пластиковая рукоятка, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный прямой Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный прямой Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный прямой Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный прямой Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный прямой Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155270

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 50

- Диссектор монополярный прямой Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный прямой Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный прямой Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный прямой Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный прямой Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный прямой Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный прямой Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный прямой Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный прямой Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный типа Келли Ø 3мм, пластиковая рукоятка, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный типа Келли Ø 3мм, пластиковая рукоятка, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный типа Келли Ø 3мм, пластиковая рукоятка, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный типа Келли Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный типа Келли Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный типа Келли Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный типа Келли Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный типа Келли Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный типа Келли Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный типа Келли Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный типа Келли Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный типа Келли Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (24,0/425,0;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155271

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 51

- 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный типа Келли Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный типа Келли Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный типа Келли Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный типа Келли Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный типа Келли Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный изогнутый Ø 3мм, пластиковая рукоятка, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный изогнутый Ø 3мм, пластиковая рукоятка, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный изогнутый Ø 3мм, пластиковая рукоятка, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный изогнутый Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный изогнутый Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный изогнутый Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный изогнутый Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный изогнутый Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный изогнутый Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный изогнутый Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный изогнутый Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный изогнутый Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный изогнутый Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный изогнутый Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный изогнутый Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155272

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 52

- Диссектор монополярный изогнутый Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный изогнутый Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный прямой Ø 3мм, металлическая рукоятка, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный прямой Ø 3мм, металлическая рукоятка, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный прямой Ø 3мм, металлическая рукоятка, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный прямой Ø 5мм, металлическая рукоятка, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный прямой Ø 5мм, металлическая рукоятка, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный прямой Ø 5мм, металлическая рукоятка, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный прямой Ø 5мм, металлическая рукоятка, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный прямой Ø 5мм, металлическая рукоятка, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный прямой Ø 5мм, металлическая рукоятка, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный прямой Ø 10мм, металлическая рукоятка, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный прямой Ø 10мм, металлическая рукоятка, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный прямой Ø 10мм, металлическая рукоятка, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный прямой Ø 10мм, металлическая рукоятка, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный прямой Ø 10мм, металлическая рукоятка, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный прямой Ø 10мм, металлическая рукоятка, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный прямой Ø 10мм, металлическая рукоятка, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный прямой Ø 10мм, металлическая рукоятка, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный типа Келли Ø 3мм, металлическая рукоятка, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный типа Келли Ø 3мм, металлическая рукоятка, (11,0/275,0;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155273

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 53

- 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Диссектор монополярный типа Келли Ø 3мм, металлическая рукоятка, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный типа Келли Ø 5мм, металлическая рукоятка, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный типа Келли Ø 5мм, металлическая рукоятка, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный типа Келли Ø 5мм, металлическая рукоятка, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный типа Келли Ø 5мм, металлическая рукоятка, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный типа Келли Ø 5мм, металлическая рукоятка, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный типа Келли Ø 5мм, металлическая рукоятка, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный типа Келли Ø 10мм, металлическая рукоятка, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный типа Келли Ø 10мм, металлическая рукоятка, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный типа Келли Ø 10мм, металлическая рукоятка, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный типа Келли Ø 10мм, металлическая рукоятка, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный типа Келли Ø 10мм, металлическая рукоятка, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный типа Келли Ø 10мм, металлическая рукоятка, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный типа Келли Ø 10мм, металлическая рукоятка, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный типа Келли Ø 10мм, металлическая рукоятка, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный изогнутый Ø 3мм, металлическая рукоятка, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный изогнутый Ø 3мм, металлическая рукоятка, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный изогнутый Ø 3мм, металлическая рукоятка, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный изогнутый Ø 5мм, металлическая рукоятка, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный изогнутый Ø 5мм, металлическая рукоятка, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155274

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 54

- Диссектор монополярный изогнутый Ø 5мм, металлическая рукоятка, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный изогнутый Ø 5мм, металлическая рукоятка, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный изогнутый Ø 5мм, металлическая рукоятка, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный изогнутый Ø 5мм, металлическая рукоятка, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный изогнутый Ø 10мм, металлическая рукоятка, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный изогнутый Ø 10мм, металлическая рукоятка, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный изогнутый Ø 10мм, металлическая рукоятка, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный изогнутый Ø 10мм, металлическая рукоятка, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный изогнутый Ø 10мм, металлическая рукоятка, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный изогнутый Ø 10мм, металлическая рукоятка, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный изогнутый Ø 10мм, металлическая рукоятка, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Диссектор монополярный изогнутый Ø 10мм, металлическая рукоятка, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.
7. Щипцы монополярные Ø 3; 5; 10 мм, пластиковая рукоятка или металлическая рукоятка, в вариантах исполнения:
- Щипцы монополярные атравматичные Ø 3мм, пластиковая рукоятка, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Щипцы монополярные атравматичные Ø 3мм, пластиковая рукоятка, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Щипцы монополярные атравматичные Ø 3мм, пластиковая рукоятка, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Щипцы монополярные атравматичные Ø 3мм, пластиковая рукоятка, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Щипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Щипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Щипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Щипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (24,0/275,0;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155275

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 55

- 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Шипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, пластиковая рукоятка, с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155276

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 56

- Щипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, пластиковая рукоятка, (52,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155277

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 57

- (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Шипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (52,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные биопсийные с иглой Ø 3мм, пластиковая рукоятка, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные биопсийные с иглой Ø 3мм, пластиковая рукоятка, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные биопсийные с иглой Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные биопсийные с иглой Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные биопсийные с иглой Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные биопсийные с иглой Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные биопсийные с иглой Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные биопсийные с иглой Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные биопсийные с иглой Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155278

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 58

- Щипцы монополярные биопсийные с иглой Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные биопсийные с иглой Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные биопсийные без иглы Ø 3мм, пластиковая рукоятка, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные биопсийные без иглы Ø 3мм, пластиковая рукоятка, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные биопсийные без иглы Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные биопсийные без иглы Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные биопсийные без иглы Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные биопсийные без иглы Ø 5мм, пластиковая рукоятка, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные биопсийные без иглы Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные биопсийные без иглы Ø 3мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные биопсийные без иглы Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные биопсийные без иглы Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные биопсийные без иглы Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные биопсийные без иглы Ø 5мм, пластиковая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные атравматичные Ø 3мм, металлическая рукоятка, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные атравматичные Ø 3мм, металлическая рукоятка, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные атравматичные Ø 3мм, металлическая рукоятка, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные атравматичные Ø 3мм, металлическая рукоятка, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, металлическая рукоятка, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, металлическая рукоятка, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, металлическая рукоятка, (20,0/275,0;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155279

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 59

- 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Шипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, металлическая рукоятка, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, металлическая рукоятка, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, металлическая рукоятка, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, металлическая рукоятка, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, металлическая рукоятка, (36,0/325,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, металлическая рукоятка, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (15,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (19,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные атравматичные Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, металлическая рукоятка, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Шипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, металлическая рукоятка, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155280

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 60

- Щипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, металлическая рукоятка, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, металлическая рукоятка, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, металлическая рукоятка, (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, металлическая рукоятка, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, металлическая рукоятка, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, металлическая рукоятка, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, металлическая рукоятка, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, металлическая рукоятка, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, металлическая рукоятка, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, металлическая рукоятка, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, металлическая рукоятка, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, металлическая рукоятка, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, металлическая рукоятка, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, металлическая рукоятка, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, металлическая рукоятка, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, металлическая рукоятка, (52,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155281

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 61

- (28,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (28,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (32,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (36,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (40,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (44,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (48,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные пулевочные Ø 10мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (52,0/425,0; 475,0; 525,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные биопсийные с иглой Ø 3мм, металлическая рукоятка, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные биопсийные с иглой Ø 3мм, металлическая рукоятка, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные биопсийные с иглой Ø 5мм, металлическая рукоятка, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные биопсийные с иглой Ø 5мм, металлическая рукоятка, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные биопсийные с иглой Ø 5мм, металлическая рукоятка, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные биопсийные с иглой Ø 5мм, металлическая рукоятка, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
- Щипцы монополярные биопсийные с иглой Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155282

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 62

- Щипцы монополярные биопсийные с иглой Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Щипцы монополярные биопсийные с иглой Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Щипцы монополярные биопсийные с иглой Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Щипцы монополярные биопсийные с иглой Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Щипцы монополярные биопсийные с иглой Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Щипцы монополярные биопсийные без иглы Ø 3мм, металлическая рукоятка, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Щипцы монополярные биопсийные без иглы Ø 3мм, металлическая рукоятка, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Щипцы монополярные биопсийные без иглы Ø 5мм, металлическая рукоятка, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Щипцы монополярные биопсийные без иглы Ø 5мм, металлическая рукоятка, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Щипцы монополярные биопсийные без иглы Ø 5мм, металлическая рукоятка, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Щипцы монополярные биопсийные без иглы Ø 5мм, металлическая рукоятка, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Щипцы монополярные биопсийные без иглы Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (7,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Щипцы монополярные биопсийные без иглы Ø 3мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (11,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0) - до 10 шт.;
 - Щипцы монополярные биопсийные без иглы Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (12,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Щипцы монополярные биопсийные без иглы Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (16,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Щипцы монополярные биопсийные без иглы Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (20,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
 - Щипцы монополярные биопсийные без иглы Ø 5мм, металлическая рукоятка с кремальерой, (24,0/275,0; 325,0; 375,0; 425,0; 475,0; 525,0; 575,0) - до 10 шт.;
8. Электроды монополярные (рабочая часть) Ø 5; 10 мм, ПР, в вариантах исполнения:
- Электрод монополярный ножниц двухбраншевых прямых Ø 5мм, ПР, (9,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный ножниц двухбраншевых прямых Ø 5мм, ПР, (13,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный ножниц двухбраншевых прямых Ø 5мм, ПР, (17,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155283

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 63

- Электрод монополярный ножниц двухбраншевых прямых Ø 5мм, ПР, (21,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц двухбраншевых изогнутых по плоскости Ø 5мм, ПР, (9,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц двухбраншевых изогнутых по плоскости Ø 5мм, ПР, (13,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц двухбраншевых изогнутых по плоскости Ø 5мм, ПР, (17,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц двухбраншевых изогнутых по плоскости Ø 5мм, ПР, (21,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц однобраншевых прямых Ø 5мм, ПР, (9,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц однобраншевых прямых Ø 5мм, ПР, (13,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц однобраншевых прямых Ø 5мм, ПР, (17,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц однобраншевых прямых Ø 5мм, ПР, (21,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц однобраншевых изогнутых по плоскости левых Ø 5мм, ПР, (9,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц однобраншевых изогнутых по плоскости левых Ø 5мм, ПР, (13,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц однобраншевых изогнутых по плоскости левых Ø 5мм, ПР, (17,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц однобраншевых изогнутых по плоскости левых Ø 5мм, ПР, (21,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц однобраншевых изогнутых по плоскости правых Ø 5мм, ПР, (9,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц однобраншевых изогнутых по плоскости правых Ø 5мм, ПР, (13,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц однобраншевых изогнутых по плоскости правых Ø 5мм, ПР, (17,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц однобраншевых изогнутых по плоскости правых Ø 5мм, ПР, (21,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц однобраншевых изогнутых по ребру Ø 5мм, ПР, (9,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц однобраншевых изогнутых по ребру Ø 5мм, ПР, (13,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц однобраншевых изогнутых по ребру Ø 5мм, ПР, (17,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц однобраншевых изогнутых по ребру Ø 5мм, ПР, (21,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155284

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 64

- (21,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц односторонних клювовидных Ø 5мм, ПР, (9,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный ножниц односторонних клювовидных Ø 5мм, ПР, (13,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный ножниц односторонних клювовидных Ø 5мм, ПР, (17,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный ножниц односторонних клювовидных Ø 5мм, ПР, (21,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный ножниц односторонних серповидных Ø 5мм, ПР, (9,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный ножниц односторонних серповидных Ø 5мм, ПР, (13,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный ножниц односторонних серповидных Ø 5мм, ПР, (17,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный ножниц односторонних серповидных Ø 5мм, ПР, (21,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим анатомический Ø 5мм, ПР, (12,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим анатомический Ø 5мм, ПР, (16,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим анатомический Ø 5мм, ПР, (20,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим анатомический Ø 5мм, ПР, (24,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим анатомический Ø 5мм, ПР, (28,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим анатомический Ø 5мм, ПР, (32,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим анатомический Ø 5мм, ПР, (36,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим анатомический Ø 5мм, ПР, (40,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим анатомический Ø 10мм, ПР, (16,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим анатомический Ø 10мм, ПР, (20,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим анатомический Ø 10мм, ПР, (24,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим анатомический Ø 10мм, ПР, (28,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155285

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 65

- Электрод монополярный зажим анатомический Ø 10мм, ПР, (32,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический Ø 10мм, ПР, (36,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический Ø 10мм, ПР, (40,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический Ø 10мм, ПР, (44,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический Ø 10мм, ПР, (48,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 5мм, ПР, (12,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 5мм, ПР, (16,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 5мм, ПР, (20,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 5мм, ПР, (24,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 5мм, ПР, (28,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 5мм, ПР, (32,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 5мм, ПР, (36,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 5мм, ПР, (40,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 10мм, ПР, (16,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 10мм, ПР, (20,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 10мм, ПР, (24,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 10мм, ПР, (28,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 10мм, ПР, (32,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 10мм, ПР, (36,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 10мм, ПР, (40,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 10мм, ПР, (44,0/360,0;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155286

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 66

- 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 10мм, ПР, (48,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим хирургический Ø 5мм, ПР, (12,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим хирургический Ø 5мм, ПР, (16,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим хирургический Ø 5мм, ПР, (20,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим хирургический Ø 5мм, ПР, (24,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим хирургический Ø 5мм, ПР, (28,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим хирургический Ø 5мм, ПР, (32,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим хирургический Ø 5мм, ПР, (36,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим хирургический Ø 5мм, ПР, (40,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим хирургический Ø 10мм, ПР, (16,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим хирургический Ø 10мм, ПР, (20,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим хирургический Ø 10мм, ПР, (24,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим хирургический Ø 10мм, ПР, (28,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим хирургический Ø 10мм, ПР, (32,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим хирургический Ø 10мм, ПР, (36,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим хирургический Ø 10мм, ПР, (40,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим хирургический Ø 10мм, ПР, (44,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим хирургический Ø 10мм, ПР, (48,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим универсальный Ø 5мм, ПР, (12,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим универсальный Ø 5мм, ПР, (16,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0155287

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 67

- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 5мм, ПР, (20,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 5мм, ПР, (24,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 5мм, ПР, (28,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 5мм, ПР, (32,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 5мм, ПР, (36,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 5мм, ПР, (40,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 10мм, ПР, (16,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 10мм, ПР, (20,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 10мм, ПР, (24,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 10мм, ПР, (28,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 10мм, ПР, (32,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 10мм, ПР, (36,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 10мм, ПР, (40,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 10мм, ПР, (44,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 10мм, ПР, (48,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 5мм, ПР, (12,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 5мм, ПР, (16,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 5мм, ПР, (20,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 5мм, ПР, (24,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 5мм, ПР, (28,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 5мм, ПР, (32,0/210,0; 260,0; 310,0;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155288

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 68

- 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 5мм, ПР, (36,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 5мм, ПР, (40,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 10мм, ПР, (16,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 10мм, ПР, (20,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 10мм, ПР, (24,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 10мм, ПР, (28,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 10мм, ПР, (32,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 10мм, ПР, (36,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 10мм, ПР, (40,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 10мм, ПР, (44,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 10мм, ПР, (48,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 5мм, ПР, (12,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 5мм, ПР, (16,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 5мм, ПР, (20,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 5мм, ПР, (24,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 5мм, ПР, (28,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 5мм, ПР, (32,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 5мм, ПР, (36,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 5мм, ПР, (40,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 10мм, ПР, (16,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155289

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 69

- Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 10мм, ПР, (20,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 10мм, ПР, (24,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 10мм, ПР, (28,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 10мм, ПР, (32,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 10мм, ПР, (36,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 10мм, ПР, (40,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 10мм, ПР, (44,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 10мм, ПР, (48,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим ложкаобразный Ø 5мм, ПР, (12,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим ложкаобразный Ø 5мм, ПР, (16,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим ложкаобразный Ø 5мм, ПР, (20,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим ложкаобразный Ø 5мм, ПР, (24,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим ложкаобразный Ø 5мм, ПР, (28,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим ложкаобразный Ø 5мм, ПР, (32,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим ложкаобразный Ø 5мм, ПР, (36,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим ложкаобразный Ø 5мм, ПР, (40,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим ложкаобразный Ø 10мм, ПР, (16,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим ложкаобразный Ø 10мм, ПР, (20,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим ложкаобразный Ø 10мм, ПР, (24,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим ложкаобразный Ø 10мм, ПР, (28,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим ложкаобразный Ø 10мм, ПР, (32,0/360,0; 410,0; 460,0)

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155290

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 70

- до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим ложкообразный Ø 10мм, ПР, (36,0/360,0; 410,0; 460,0)
- до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим ложкообразный Ø 10мм, ПР, (40,0/360,0; 410,0; 460,0)
- до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим ложкообразный Ø 10мм, ПР, (44,0/360,0; 410,0; 460,0)
- до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим ложкообразный Ø 10мм, ПР, (48,0/360,0; 410,0; 460,0)
- до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим окончательный Ø 5мм, ПР, (12,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим окончательный Ø 5мм, ПР, (16,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим окончательный Ø 5мм, ПР, (20,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим окончательный Ø 5мм, ПР, (24,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим окончательный Ø 5мм, ПР, (28,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим окончательный Ø 5мм, ПР, (32,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим окончательный Ø 5мм, ПР, (36,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим окончательный Ø 5мм, ПР, (40,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим окончательный Ø 10мм, ПР, (16,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим окончательный Ø 10мм, ПР, (20,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим окончательный Ø 10мм, ПР, (24,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим окончательный Ø 10мм, ПР, (28,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим окончательный Ø 10мм, ПР, (32,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим окончательный Ø 10мм, ПР, (36,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим окончательный Ø 10мм, ПР, (40,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим окончательный Ø 10мм, ПР, (44,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155291

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 71

- Электрод монополярный зажим окончатый Ø 10мм, ПР, (48,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим кишечный Ø 5мм, ПР, (12,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим кишечный Ø 5мм, ПР, (16,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим кишечный Ø 5мм, ПР, (20,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим кишечный Ø 5мм, ПР, (24,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим кишечный Ø 5мм, ПР, (28,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим кишечный Ø 5мм, ПР, (32,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим кишечный Ø 5мм, ПР, (36,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим кишечный Ø 5мм, ПР, (40,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим кишечный Ø 10мм, ПР, (16,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим кишечный Ø 10мм, ПР, (20,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим кишечный Ø 10мм, ПР, (24,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим кишечный Ø 10мм, ПР, (28,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим кишечный Ø 10мм, ПР, (32,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим кишечный Ø 10мм, ПР, (36,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим кишечный Ø 10мм, ПР, (40,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим кишечный Ø 10мм, ПР, (44,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим кишечный Ø 10мм, ПР, (48,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Клинч Ø 5мм, ПР, (12,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Клинч Ø 5мм, ПР, (16,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Клинч Ø 5мм, ПР, (20,0/210,0; 260,0; 310,0;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155292

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 72

- 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Клиinch Ø 5мм, ПР, (24,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Клиinch Ø 5мм, ПР, (28,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Клиinch Ø 5мм, ПР, (32,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Клиinch Ø 5мм, ПР, (36,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Клиinch Ø 5мм, ПР, (40,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Клиinch Ø 10мм, ПР, (16,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Клиinch Ø 10мм, ПР, (20,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Клиinch Ø 10мм, ПР, (24,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Клиinch Ø 10мм, ПР, (28,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Клиinch Ø 10мм, ПР, (32,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Клиinch Ø 10мм, ПР, (36,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Клиinch Ø 10мм, ПР, (40,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Клиinch Ø 10мм, ПР, (44,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Клиinch Ø 10мм, ПР, (48,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 5мм, ПР, (12,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 5мм, ПР, (16,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 5мм, ПР, (20,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 5мм, ПР, (24,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 5мм, ПР, (28,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 5мм, ПР, (32,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155293

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 73

- Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 5мм, ПР, (36,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 5мм, ПР, (40,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 10мм, ПР, (16,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 10мм, ПР, (20,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 10мм, ПР, (24,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 10мм, ПР, (28,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 10мм, ПР, (32,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 10мм, ПР, (36,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 10мм, ПР, (40,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 10мм, ПР, (44,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 10мм, ПР, (48,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим когтевой Ø 5мм, ПР, (12,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим когтевой Ø 5мм, ПР, (16,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим когтевой Ø 5мм, ПР, (20,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим когтевой Ø 5мм, ПР, (24,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим когтевой Ø 5мм, ПР, (28,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим когтевой Ø 5мм, ПР, (32,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим когтевой Ø 5мм, ПР, (36,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим когтевой Ø 5мм, ПР, (40,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим когтевой Ø 10мм, ПР, (16,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим когтевой Ø 10мм, ПР, (20,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155294

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 74

- 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим когтевой Ø 10мм, ПР, (24,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим когтевой Ø 10мм, ПР, (28,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим когтевой Ø 10мм, ПР, (32,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим когтевой Ø 10мм, ПР, (36,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим когтевой Ø 10мм, ПР, (40,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим когтевой Ø 10мм, ПР, (44,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим когтевой Ø 10мм, ПР, (48,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 5мм, ПР, (12,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 5мм, ПР, (16,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 5мм, ПР, (20,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 5мм, ПР, (24,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 5мм, ПР, (28,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 5мм, ПР, (32,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 5мм, ПР, (36,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 5мм, ПР, (40,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 10мм, ПР, (16,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 10мм, ПР, (20,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 10мм, ПР, (24,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 10мм, ПР, (28,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 10мм, ПР, (32,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0155295

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 75

- Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 10мм, ПР, (36,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 10мм, ПР, (40,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 10мм, ПР, (44,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 10мм, ПР, (48,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 5мм, ПР, (12,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 5мм, ПР, (16,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 5мм, ПР, (20,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 5мм, ПР, (24,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 5мм, ПР, (28,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 5мм, ПР, (32,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 5мм, ПР, (36,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 5мм, ПР, (40,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 10мм, ПР, (16,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 10мм, ПР, (20,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 10мм, ПР, (24,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 10мм, ПР, (28,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 10мм, ПР, (32,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 10мм, ПР, (36,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 10мм, ПР, (40,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 10мм, ПР, (44,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 10мм, ПР, (48,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155296

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 76

до 10 шт.;

- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 5мм, ПР, (12,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 5мм, ПР, (16,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 5мм, ПР, (20,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 5мм, ПР, (24,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 5мм, ПР, (28,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 5мм, ПР, (32,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 5мм, ПР, (36,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 5мм, ПР, (40,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 10мм, ПР, (16,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 10мм, ПР, (20,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 10мм, ПР, (24,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 10мм, ПР, (28,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 10мм, ПР, (32,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 10мм, ПР, (36,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 10мм, ПР, (40,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 10мм, ПР, (44,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 10мм, ПР, (48,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 5мм, ПР, (12,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 5мм, ПР, (16,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 5мм, ПР, (20,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155297

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 77

- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 5мм, ПР, (24,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 5мм, ПР, (28,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 5мм, ПР, (32,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 5мм, ПР, (36,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 5мм, ПР, (40,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 10мм, ПР, (16,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 10мм, ПР, (20,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 10мм, ПР, (24,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 10мм, ПР, (28,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 10мм, ПР, (32,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 10мм, ПР, (36,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 10мм, ПР, (40,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 10мм, ПР, (44,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 10мм, ПР, (48,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор прямой Ø 5мм, ПР, (12,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор прямой Ø 5мм, ПР, (16,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор прямой Ø 5мм, ПР, (20,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор прямой Ø 5мм, ПР, (24,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор прямой Ø 5мм, ПР, (28,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор прямой Ø 5мм, ПР, (32,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор прямой Ø 10мм, ПР, (16,0/360,0; 410,0; 460,0) - до

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155298

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 78

- 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор прямой Ø 10мм, ПР, (20,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор прямой Ø 10мм, ПР, (24,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор прямой Ø 10мм, ПР, (28,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор прямой Ø 10мм, ПР, (32,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор прямой Ø 10мм, ПР, (36,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор прямой Ø 10мм, ПР, (40,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор прямой Ø 10мм, ПР, (44,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор типа Келли Ø 5мм, ПР, (12,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор типа Келли Ø 5мм, ПР, (16,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор типа Келли Ø 5мм, ПР, (20,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор типа Келли Ø 5мм, ПР, (24,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор типа Келли Ø 5мм, ПР, (28,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор типа Келли Ø 5мм, ПР, (32,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор типа Келли Ø 10мм, ПР, (16,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор типа Келли Ø 10мм, ПР, (20,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор типа Келли Ø 10мм, ПР, (24,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор типа Келли Ø 10мм, ПР, (28,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор типа Келли Ø 10мм, ПР, (32,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор типа Келли Ø 10мм, ПР, (36,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор типа Келли Ø 10мм, ПР, (40,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155299

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 79

- Электрод монополярный диссектор типа Келли Ø 10мм, ПР, (44,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор изогнутый Ø 5мм, ПР, (12,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор изогнутый Ø 5мм, ПР, (16,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор изогнутый Ø 5мм, ПР, (20,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор изогнутый Ø 5мм, ПР, (24,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор изогнутый Ø 5мм, ПР, (28,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор изогнутый Ø 5мм, ПР, (32,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор изогнутый Ø 10мм, ПР, (16,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор изогнутый Ø 10мм, ПР, (20,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор изогнутый Ø 10мм, ПР, (24,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор изогнутый Ø 10мм, ПР, (28,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор изогнутый Ø 10мм, ПР, (32,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор изогнутый Ø 10мм, ПР, (36,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор изогнутый Ø 10мм, ПР, (40,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор изогнутый Ø 10мм, ПР, (44,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы атравматичные Ø 5мм, ПР, (12,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы атравматичные Ø 5мм, ПР, (16,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы атравматичные Ø 5мм, ПР, (20,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы атравматичные Ø 5мм, ПР, (24,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы атравматичные Ø 5мм, ПР, (28,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы атравматичные Ø 5мм, ПР, (32,0/210,0; 260,0; 310,0;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155300

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 80

- 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы аатравматичные Ø 5мм, ПР, (36,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный щипцы аатравматичные Ø 5мм, ПР, (40,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 5мм, ПР, (12,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 5мм, ПР, (16,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 5мм, ПР, (20,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 5мм, ПР, (24,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 5мм, ПР, (28,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 5мм, ПР, (32,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 5мм, ПР, (36,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 5мм, ПР, (40,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 10мм, ПР, (16,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 10мм, ПР, (20,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 10мм, ПР, (24,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 10мм, ПР, (28,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 10мм, ПР, (32,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 10мм, ПР, (36,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 10мм, ПР, (40,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 10мм, ПР, (44,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 10мм, ПР, (48,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 10мм, ПР, (52,0/360,0; 410,0; 460,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155301

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 81

- Электрод монополярный шипцы биопсийные с иглой Ø 5мм, ПР, (12,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный шипцы биопсийные с иглой Ø 5мм, ПР, (16,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный шипцы биопсийные с иглой Ø 5мм, ПР, (20,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный шипцы биопсийные с иглой Ø 5мм, ПР, (24,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный шипцы биопсийные без иглы Ø 5мм, ПР, (12,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный шипцы биопсийные без иглы Ø 5мм, ПР, (16,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный шипцы биопсийные без иглы Ø 5мм, ПР, (20,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный шипцы биопсийные без иглы Ø 5мм, ПР, (24,0/210,0; 260,0; 310,0; 360,0; 410,0; 460,0; 510,0) - до 10 шт.
9. Электроды монополярные (рабочая часть) Ø 5; 10 мм, МР, в вариантах исполнения:
- Электрод монополярный ножниц двухбраншевых прямых Ø 5мм, МР, (9,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный ножниц двухбраншевых прямых Ø 5мм, МР, (13,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный ножниц двухбраншевых прямых Ø 5мм, МР, (17,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный ножниц двухбраншевых прямых Ø 5мм, МР, (21,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный ножниц двухбраншевых изогнутых по плоскости Ø 5мм, МР, (9,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный ножниц двухбраншевых изогнутых по плоскости Ø 5мм, МР, (13,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный ножниц двухбраншевых изогнутых по плоскости Ø 5мм, МР, (17,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный ножниц двухбраншевых изогнутых по плоскости Ø 5мм, МР, (21,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный ножниц однобраншевых прямых Ø 5мм, МР, (9,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный ножниц однобраншевых прямых Ø 5мм, МР, (13,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный ножниц однобраншевых прямых Ø 5мм, МР, (17,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный ножниц однобраншевых прямых Ø 5мм, МР, (21,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155302

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 82

- Электрод монополярный ножниц односторонних изогнутых по плоскости левых Ø 5мм, МР, (9,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц односторонних изогнутых по плоскости левых Ø 5мм, МР, (13,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц односторонних изогнутых по плоскости левых Ø 5мм, МР, (17,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц односторонних изогнутых по плоскости левых Ø 5мм, МР, (21,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц односторонних изогнутых по плоскости правых Ø 5мм, МР, (9,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц односторонних изогнутых по плоскости правых Ø 5мм, МР, (13,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц односторонних изогнутых по плоскости правых Ø 5мм, МР, (17,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц односторонних изогнутых по плоскости правых Ø 5мм, МР, (21,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц односторонних изогнутых по ребру Ø 5мм, МР, (9,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц односторонних изогнутых по ребру Ø 5мм, МР, (13,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц односторонних изогнутых по ребру Ø 5мм, МР, (17,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц односторонних изогнутых по ребру Ø 5мм, МР, (21,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц односторонних клювовидных Ø 5мм, МР, (9,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц односторонних клювовидных Ø 5мм, МР, (13,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц односторонних клювовидных Ø 5мм, МР, (17,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц односторонних клювовидных Ø 5мм, МР, (21,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц односторонних серповидных Ø 5мм, МР, (9,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц односторонних серповидных Ø 5мм, МР, (13,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц односторонних серповидных Ø 5мм, МР, (17,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный ножниц односторонних серповидных Ø 5мм, МР, (21,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический Ø 5мм, МР, (12,0/215,0; 265,0; 315,0;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155303

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 83

- 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический Ø 5мм, МР, (16,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим анатомический Ø 5мм, МР, (20,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим анатомический Ø 5мм, МР, (24,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим анатомический Ø 5мм, МР, (28,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим анатомический Ø 5мм, МР, (32,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим анатомический Ø 5мм, МР, (36,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим анатомический Ø 5мм, МР, (40,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим анатомический Ø 10мм, МР, (16,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим анатомический Ø 10мм, МР, (20,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим анатомический Ø 10мм, МР, (24,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим анатомический Ø 10мм, МР, (28,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим анатомический Ø 10мм, МР, (32,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим анатомический Ø 10мм, МР, (40,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим анатомический Ø 10мм, МР, (44,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим анатомический Ø 10мм, МР, (48,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 5мм, МР, (12,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 5мм, МР, (16,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 5мм, МР, (20,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 5мм, МР, (24,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 5мм, МР, (28,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155304

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 84

- Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 5мм, МР, (32,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 5мм, МР, (36,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 5мм, МР, (40,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 10мм, МР, (16,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 10мм, МР, (20,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 10мм, МР, (24,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 10мм, МР, (28,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 10мм, МР, (32,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 10мм, МР, (36,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 10мм, МР, (40,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 10мм, МР, (44,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим анатомический «полуволна» Ø 10мм, МР, (48,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим хирургический Ø 5мм, МР, (12,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим хирургический Ø 5мм, МР, (16,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим хирургический Ø 5мм, МР, (20,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим хирургический Ø 5мм, МР, (24,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим хирургический Ø 5мм, МР, (28,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим хирургический Ø 5мм, МР, (32,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим хирургический Ø 5мм, МР, (36,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим хирургический Ø 5мм, МР, (40,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим хирургический Ø 10мм, МР, (16,0/365,0; 415,0; 465,0)

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155305

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 85

- до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим хирургический Ø 10мм, МР, (20,0/365,0; 415,0; 465,0)
- до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим хирургический Ø 10мм, МР, (24,0/365,0; 415,0; 465,0)
- до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим хирургический Ø 10мм, МР, (28,0/365,0; 415,0; 465,0)
- до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим хирургический Ø 10мм, МР, (32,0/365,0; 415,0; 465,0)
- до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим хирургический Ø 10мм, МР, (36,0/365,0; 415,0; 465,0)
- до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим хирургический Ø 10мм, МР, (40,0/365,0; 415,0; 465,0)
- до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим хирургический Ø 10мм, МР, (44,0/365,0; 415,0; 465,0)
- до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим хирургический Ø 10мм, МР, (48,0/365,0; 415,0; 465,0)
- до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 5мм, МР, (12,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 5мм, МР, (16,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 5мм, МР, (20,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 5мм, МР, (24,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 5мм, МР, (28,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 5мм, МР, (32,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 5мм, МР, (36,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 5мм, МР, (40,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 10мм, МР, (16,0/365,0; 415,0; 465,0)
- до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 10мм, МР, (20,0/365,0; 415,0; 465,0)
- до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 10мм, МР, (24,0/365,0; 415,0; 465,0)
- до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 10мм, МР, (28,0/365,0; 415,0; 465,0)
- до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155306

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 86

- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 10мм, МР, (32,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 10мм, МР, (36,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 10мм, МР, (40,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 10мм, МР, (44,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим универсальный Ø 10мм, МР, (48,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 5мм, МР, (12,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 5мм, МР, (16,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 5мм, МР, (20,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 5мм, МР, (24,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 5мм, МР, (28,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 5мм, МР, (32,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 5мм, МР, (36,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 5мм, МР, (40,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 10мм, МР, (16,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 10мм, МР, (20,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 10мм, МР, (24,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 10мм, МР, (28,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 10мм, МР, (32,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 10мм, МР, (36,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 10мм, МР, (40,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 10мм, МР, (44,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155307

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 87

- до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Бэбкок Ø 10мм, МР, (48,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 5мм, МР, (12,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 5мм, МР, (16,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 5мм, МР, (20,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 5мм, МР, (24,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 5мм, МР, (28,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 5мм, МР, (32,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 5мм, МР, (36,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 5мм, МР, (40,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 10мм, МР, (16,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 10мм, МР, (20,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 10мм, МР, (24,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 10мм, МР, (28,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 10мм, МР, (32,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 10мм, МР, (36,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 10мм, МР, (40,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 10мм, МР, (44,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Эллис Ø 10мм, МР, (48,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим ложкообразный Ø 5мм, МР, (12,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим ложкообразный Ø 5мм, МР, (16,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0155308

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 88

- Электрод монополярный зажим ложкообразный Ø 5мм, МР, (20,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим ложкообразный Ø 5мм, МР, (24,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим ложкообразный Ø 5мм, МР, (28,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим ложкообразный Ø 5мм, МР, (32,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим ложкообразный Ø 5мм, МР, (36,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим ложкообразный Ø 5мм, МР, (40,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим ложкообразный Ø 10мм, МР, (16,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим ложкообразный Ø 10мм, МР, (20,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим ложкообразный Ø 10мм, МР, (24,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим ложкообразный Ø 10мм, МР, (28,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим ложкообразный Ø 10мм, МР, (32,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим ложкообразный Ø 10мм, МР, (36,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим ложкообразный Ø 10мм, МР, (40,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим ложкообразный Ø 10мм, МР, (44,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим ложкообразный Ø 10мм, МР, (48,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим окончатый Ø 5мм, МР, (12,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим окончатый Ø 5мм, МР, (16,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим окончатый Ø 5мм, МР, (20,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим окончатый Ø 5мм, МР, (24,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим окончатый Ø 5мм, МР, (28,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим окончатый Ø 5мм, МР, (32,0/215,0; 265,0; 315,0;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155309

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 89

- 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим окончатый Ø 5мм, МР, (36,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим окончатый Ø 5мм, МР, (40,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим окончатый Ø 10мм, МР, (16,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим окончатый Ø 10мм, МР, (20,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим окончатый Ø 10мм, МР, (24,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим окончатый Ø 10мм, МР, (28,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим окончатый Ø 10мм, МР, (32,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим окончатый Ø 10мм, МР, (36,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим окончатый Ø 10мм, МР, (40,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим окончатый Ø 10мм, МР, (44,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим окончатый Ø 10мм, МР, (48,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим кишечный Ø 5мм, МР, (12,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим кишечный Ø 5мм, МР, (16,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим кишечный Ø 5мм, МР, (20,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим кишечный Ø 5мм, МР, (24,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим кишечный Ø 5мм, МР, (28,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим кишечный Ø 5мм, МР, (32,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим кишечный Ø 5мм, МР, (36,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим кишечный Ø 5мм, МР, (40,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим кишечный Ø 10мм, МР, (16,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155310

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 90

- Электрод монополярный зажим кишечный Ø 10мм, МР, (20,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим кишечный Ø 10мм, МР, (24,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим кишечный Ø 10мм, МР, (28,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим кишечный Ø 10мм, МР, (32,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим кишечный Ø 10мм, МР, (36,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим кишечный Ø 10мм, МР, (40,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим кишечный Ø 10мм, МР, (44,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим кишечный Ø 10мм, МР, (48,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Клинич Ø 5мм, МР, (12,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Клинич Ø 5мм, МР, (16,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Клинич Ø 5мм, МР, (20,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Клинич Ø 5мм, МР, (24,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Клинич Ø 5мм, МР, (28,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Клинич Ø 5мм, МР, (32,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Клинич Ø 5мм, МР, (36,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Клинич Ø 5мм, МР, (40,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Клинич Ø 10мм, МР, (16,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Клинич Ø 10мм, МР, (20,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Клинич Ø 10мм, МР, (24,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Клинич Ø 10мм, МР, (28,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Клинич Ø 10мм, МР, (32,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155311

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 91

- до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Клинч Ø 10мм, МР, (36,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Клинч Ø 10мм, МР, (40,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Клинч Ø 10мм, МР, (44,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Клинч Ø 10мм, МР, (48,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 5мм, МР, (12,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 5мм, МР, (16,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 5мм, МР, (20,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 5мм, МР, (24,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 5мм, МР, (28,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 5мм, МР, (32,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 5мм, МР, (36,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 5мм, МР, (40,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 10мм, МР, (16,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 10мм, МР, (20,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 10мм, МР, (24,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 10мм, МР, (28,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 10мм, МР, (32,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 10мм, МР, (36,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 10мм, МР, (40,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 10мм, МР, (44,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155312

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 92

- Электрод монополярный зажим типа Де Бейки Ø 10мм, МР, (48,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим когтевой Ø 5мм, МР, (12,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим когтевой Ø 5мм, МР, (16,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим когтевой Ø 5мм, МР, (20,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим когтевой Ø 5мм, МР, (24,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим когтевой Ø 5мм, МР, (28,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим когтевой Ø 5мм, МР, (32,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим когтевой Ø 5мм, МР, (36,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим когтевой Ø 5мм, МР, (40,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим когтевой Ø 10мм, МР, (16,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим когтевой Ø 10мм, МР, (20,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим когтевой Ø 10мм, МР, (24,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим когтевой Ø 10мм, МР, (28,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим когтевой Ø 10мм, МР, (32,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим когтевой Ø 10мм, МР, (36,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим когтевой Ø 10мм, МР, (40,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим когтевой Ø 10мм, МР, (44,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим когтевой Ø 10мм, МР, (48,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 5мм, МР, (12,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 5мм, МР, (16,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 5мм, МР, (20,0/215,0; 265,0; 315,0;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155313

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 93

- 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 5мм, МР, (24,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 5мм, МР, (28,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 5мм, МР, (32,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 5мм, МР, (36,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 5мм, МР, (40,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 10мм, МР, (16,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 10мм, МР, (20,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 10мм, МР, (24,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 10мм, МР, (28,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 10мм, МР, (32,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 10мм, МР, (36,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 10мм, МР, (40,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 10мм, МР, (44,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Кобра Ø 10мм, МР, (48,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 5мм, МР, (12,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 5мм, МР, (16,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 5мм, МР, (20,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 5мм, МР, (24,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 5мм, МР, (28,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 5мм, МР, (32,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0155314

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 94

- Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 5мм, МР, (36,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 5мм, МР, (40,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 10мм, МР, (16,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 10мм, МР, (20,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 10мм, МР, (24,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 10мм, МР, (28,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 10мм, МР, (32,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 10мм, МР, (36,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 10мм, МР, (40,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 10мм, МР, (44,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Граспер Ø 10мм, МР, (48,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 5мм, МР, (12,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 5мм, МР, (16,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 5мм, МР, (20,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 5мм, МР, (24,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 5мм, МР, (28,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 5мм, МР, (32,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 5мм, МР, (36,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 5мм, МР, (40,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 10мм, МР, (16,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 10мм, МР, (20,0/365,0; 415,0;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155315

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 95

- 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 10мм, МР, (24,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 10мм, МР, (28,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 10мм, МР, (32,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 10мм, МР, (36,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 10мм, МР, (40,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 10мм, МР, (44,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим типа Кроке-Олми Ø 10мм, МР, (48,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 5мм, МР, (12,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 5мм, МР, (16,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 5мм, МР, (20,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 5мм, МР, (24,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 5мм, МР, (28,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 5мм, МР, (32,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 5мм, МР, (36,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 5мм, МР, (40,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 10мм, МР, (16,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 10мм, МР, (20,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 10мм, МР, (24,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 10мм, МР, (28,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 10мм, МР, (32,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0155316

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 96

- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 10мм, МР, (36,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 10мм, МР, (40,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 10мм, МР, (44,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный зажим для трубчатых структур Ø 10мм, МР, (48,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор прямой Ø 5мм, МР, (12,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор прямой Ø 5мм, МР, (16,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор прямой Ø 5мм, МР, (20,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор прямой Ø 5мм, МР, (24,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор прямой Ø 5мм, МР, (28,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор прямой Ø 5мм, МР, (32,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор прямой Ø 10мм, МР, (16,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор прямой Ø 10мм, МР, (20,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор прямой Ø 10мм, МР, (24,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор прямой Ø 10мм, МР, (28,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор прямой Ø 10мм, МР, (32,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор прямой Ø 10мм, МР, (36,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор прямой Ø 10мм, МР, (40,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор прямой Ø 10мм, МР, (44,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор типа Келли Ø 5мм, МР, (12,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор типа Келли Ø 5мм, МР, (16,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор типа Келли Ø 5мм, МР, (20,0/215,0; 265,0; 315,0;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155317

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 97

- 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор типа Келли Ø 5мм, МР, (24,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор типа Келли Ø 5мм, МР, (28,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор типа Келли Ø 5мм, МР, (32,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор типа Келли Ø 10мм, МР, (16,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор типа Келли Ø 10мм, МР, (20,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор типа Келли Ø 10мм, МР, (24,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор типа Келли Ø 10мм, МР, (28,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор типа Келли Ø 10мм, МР, (32,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор типа Келли Ø 10мм, МР, (36,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор типа Келли Ø 10мм, МР, (40,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор типа Келли Ø 10мм, МР, (44,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор изогнутый Ø 5мм, МР, (12,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор изогнутый Ø 5мм, МР, (16,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор изогнутый Ø 5мм, МР, (20,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор изогнутый Ø 5мм, МР, (24,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор изогнутый Ø 5мм, МР, (28,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор изогнутый Ø 5мм, МР, (32,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор изогнутый Ø 10мм, МР, (16,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор изогнутый Ø 10мм, МР, (20,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный диссектор изогнутый Ø 10мм, МР, (24,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155318

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 98

- Электрод монополярный диссектор изогнутый Ø 10мм, МР, (28,0/365,0; 415,0; 465,0)
- до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор изогнутый Ø 10мм, МР, (32,0/365,0; 415,0; 465,0)
- до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор изогнутый Ø 10мм, МР, (36,0/365,0; 415,0; 465,0)
- до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор изогнутый Ø 10мм, МР, (40,0/365,0; 415,0; 465,0)
- до 10 шт.;
- Электрод монополярный диссектор изогнутый Ø 10мм, МР, (44,0/365,0; 415,0; 465,0)
- до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы атравматичные Ø 5мм, МР, (12,0/215,0; 265,0; 315,0;
365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы атравматичные Ø 5мм, МР, (16,0/215,0; 265,0; 315,0;
365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы атравматичные Ø 5мм, МР, (20,0/215,0; 265,0; 315,0;
365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы атравматичные Ø 5мм, МР, (24,0/215,0; 265,0; 315,0;
365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы атравматичные Ø 5мм, МР, (28,0/215,0; 265,0; 315,0;
365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы атравматичные Ø 5мм, МР, (32,0/215,0; 265,0; 315,0;
365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы атравматичные Ø 5мм, МР, (36,0/215,0; 265,0; 315,0;
365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы атравматичные Ø 5мм, МР, (40,0/215,0; 265,0; 315,0;
365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 5мм, МР, (12,0/215,0; 265,0; 315,0;
365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 5мм, МР, (16,0/215,0; 265,0; 315,0;
365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 5мм, МР, (20,0/215,0; 265,0; 315,0;
365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 5мм, МР, (24,0/215,0; 265,0; 315,0;
365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 5мм, МР, (28,0/215,0; 265,0; 315,0;
365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 5мм, МР, (32,0/215,0; 265,0; 315,0;
365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 5мм, МР, (36,0/215,0; 265,0; 315,0;
365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 5мм, МР, (40,0/215,0; 265,0; 315,0;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155319

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 99

365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;

- Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 10мм, МР, (16,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 10мм, МР, (20,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 10мм, МР, (24,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 10мм, МР, (28,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 10мм, МР, (32,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 10мм, МР, (36,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 10мм, МР, (40,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 10мм, МР, (44,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 10мм, МР, (48,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы пулевочные Ø 10мм, МР, (52,0/365,0; 415,0; 465,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы биопсийные с иглой Ø 5мм, МР, (12,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы биопсийные с иглой Ø 5мм, МР, (16,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы биопсийные с иглой Ø 5мм, МР, (20,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы биопсийные с иглой Ø 5мм, МР, (24,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы биопсийные без иглы Ø 5мм, МР, (12,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы биопсийные без иглы Ø 5мм, МР, (16,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы биопсийные без иглы Ø 5мм, МР, (20,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;
- Электрод монополярный щипцы биопсийные без иглы Ø 5мм, МР, (24,0/215,0; 265,0; 315,0; 365,0; 415,0; 465,0; 515,0) - до 10 шт.;

10. Ствол монополярный с аспирационным каналом - до 10 шт.

11. Электроды монополярные для ствола, в вариантах исполнения:

- Электрод монополярный для ствола - петля - до 10 шт.;
- Электрод монополярный для ствола - ролик - до 10 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155320

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 100

12. Рабочие элементы для резектоскопа, в вариантах исполнения:
- Рабочий элемент активный - до 10 шт.;
 - Рабочий элемент пассивный - до 10 шт.
13. Электроды монополярные для резектоскопа, в вариантах исполнения:
- Электрод монополярный для резектоскопа -нож - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный для резектоскопа -шарик, 3мм - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный для резектоскопа -шарик, 5мм - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный для резектоскопа -ролик, 3мм - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный для резектоскопа -ролик, 5мм - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный для резектоскопа конус - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный для резектоскопа вапоризатор, 3мм - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный для резектоскопа вапоризатор, 5мм - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный для резектоскопа петля прямая - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный для резектоскопа петля изогнутая - до 10 шт.;
 - Электрод монополярный для резектоскопа петля усиленная - до 10 шт.
14. Электроды биполярные, в вариантах исполнения:
- Электрод биполярный исп.1 - до 10 шт.;
 - Электрод биполярный исп.2 - до 10 шт.;
 - Электрод биполярный исп.3 - до 10 шт.;
 - Электрод биполярный исп.4 - до 10 шт.
15. Диссекторы биполярные, пластиковая рукоятка или металлическая рукоятка, в вариантах исполнения:
- Диссектор биполярный прямой, металлическая рукоятка, (12 мм; 16мм; 20мм; 24мм) - до 10 шт.;
 - Диссектор биполярный изогнутый, металлическая рукоятка, (12 мм; 16мм; 20мм; 24мм) - до 10 шт.;
 - Диссектор биполярный изогнутый, пластиковая рукоятка, (12 мм; 16мм; 20мм; 24мм) - до 10 шт.;
 - Диссектор биполярный окончатый, пластиковая рукоятка, (12 мм; 16мм; 20мм; 24мм) - до 10 шт.
16. Электроды биполярные (рабочая часть) , в вариантах исполнения:
- Электрод биполярный диссектор прямой, МР, (12мм; 16мм; 20мм; 24мм) - до 10 шт.;
 - Электрод биполярный диссектор изогнутый, МР, (12мм; 16мм; 20мм; 24мм) - до 10 шт.;
 - Электрод биполярный диссектор изогнутый, ПР, (12мм; 16мм; 20мм; 24мм) - до 10 шт.;
 - Электрод биполярный диссектор окончатый, ПР, (12мм; 16мм; 20мм; 24мм) - до 10 шт.
17. Щипцы биполярные с электродом - до 10 шт.
18. Электроды биполярные для щипцов, в вариантах исполнения:
- Электрод биполярный для щипцов тип А - до 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155321

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 101

- Электрод биполярный для щипцов тип В - до 10 шт.;
 - Электрод биполярный для щипцов тип С - до 10 шт.;
 - Электрод биполярный для щипцов тип D - до 10 шт.;
 - Электрод биполярный для щипцов тип E - до 10 шт.;
 - Электрод биполярный для щипцов тип F - до 10 шт.
19. Электроды биполярные для резектоскопа, в вариантах исполнения:
- Электрод биполярный для резектоскопа - нож - до 10 шт.;
 - Электрод биполярный для резектоскопа - шарик, 3мм - до 10 шт.;
 - Электрод биполярный для резектоскопа - шарик, 5мм - до 10 шт.;
 - Электрод биполярный для резектоскопа - ролик, 3мм - до 10 шт.;
 - Электрод биполярный для резектоскопа - ролик, 5мм - до 10 шт.;
 - Электрод биполярный для резектоскопа - конус - до 10 шт.;
 - Электрод биполярный для резектоскопа - вapoризатор, 3мм - до 10 шт.;
 - Электрод биполярный для резектоскопа - вapoризатор, 5мм - до 10 шт.;
 - Электрод биполярный для резектоскопа петля прямая - до 10 шт.;
 - Электрод биполярный для резектоскопа петля изогнутая - до 10 шт.
20. Тубусы диэлектрические Ø 5; 10 мм, в вариантах исполнения:
- Тубус диэлектрический для монополярных инструментов Ø 5 мм, ПР, (195мм; 245мм; 295мм; 345мм; 395мм; 445мм; 495мм) - до 10 шт.;
 - Тубус диэлектрический для монополярных инструментов Ø 10 мм, ПР, (345мм; 395мм; 445мм) - до 10 шт.;
 - Тубус диэлектрический для монополярных инструментов Ø 5 мм, МР, (200мм; 250мм; 300мм; 350мм; 400мм; 450мм; 500мм) - до 10 шт.;
 - Тубус диэлектрический для монополярных инструментов Ø 10 мм, МР, (350мм; 400мм; 450мм) - до 10 шт.;
 - Тубус диэлектрический для биполярных инструментов, ПР - до 10 шт.;
 - Тубус диэлектрический для биполярных инструментов, МР - до 10 шт.
21. Тубусы для резектоскопа, в вариантах исполнения:
- Наружный тубус резектоскопа 26 Ch - до 10 шт.;
 - Внутренний тубус резектоскопа 24 Ch - до 10 шт.
22. Рукоятки, в вариантах исполнения:
- Рукоятка для биполярного инструмента пластиковая - до 10 шт.;
 - Рукоятка для биполярного инструмента металлическая - до 10 шт.;
 - Рукоятка для монополярного инструмента пластиковая - до 10 шт.;
 - Рукоятка для монополярного инструмента пластиковая, с кремальерой - до 10 шт.;
 - Рукоятка для монополярного инструмента металлическая - до 10 шт.;
 - Рукоятка для монополярного инструмента металлическая, с кремальерой - до 10 шт.
23. Держатели нейтральных электродов, в вариантах исполнения:
- Держатель нейтральных электродов, 3000 - до 10 шт.;
 - Держатель нейтральных электродов, 5000 - до 10 шт.
24. Кабели для подключения монополярных инструментов, в вариантах исполнения:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0155322

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 декабря 2024 года № РЗН 2024/24240

Лист 102

- Кабель для подключения монополярных инструментов исп.1, (2,4/3000) - до 10 шт.;
- Кабель для подключения монополярных инструментов исп.1, (4,0/3000) - до 10 шт.;
- Кабель для подключения монополярных инструментов исп.1, (2,4/5000) - до 10 шт.;
- Кабель для подключения монополярных инструментов исп.1, (4,0/5000) - до 10 шт.;
- Кабель для подключения монополярных инструментов исп.2, (3000) - до 10 шт.;
- Кабель для подключения монополярных инструментов исп.2, (5000) - до 10 шт.
- 25. Держатели монополярных электродов, в вариантах исполнения:
 - Держатель монополярных электродов, (2,4/3000) - до 10 шт.;
 - Держатель монополярных электродов, (4,0/3000) - до 10 шт.;
 - Держатель монополярных электродов, (2,4/5000) - до 10 шт.;
 - Держатель монополярных электродов, (4,0/5000) - до 10 шт.
- 26. Держатели монополярных электродов с кнопками управления, в вариантах исполнения:
 - Держатель монополярных электродов с кнопками управления, (2,4/3000) - до 10 шт.;
 - Держатель монополярных электродов с кнопками управления, (4,0/3000) - до 10 шт.;
 - Держатель монополярных электродов с кнопками управления, (2,4/5000) - до 10 шт.;
 - Держатель монополярных электродов с кнопками управления, (4,0/5000) - до 10 шт.
- 27. Кабели для подключения биполярных инструментов, в вариантах исполнения:
 - Кабель для подключения биполярных инструментов исп.1, (3000) - до 10 шт.;
 - Кабель для подключения биполярных инструментов исп.1, (5000) - до 10 шт.;
 - Кабель для подключения биполярных инструментов исп.2, (3000) - до 10 шт.;
 - Кабель для подключения биполярных инструментов исп.2, (5000) - до 10 шт.;
 - Кабель для подключения биполярных инструментов исп.3, (3,6/3000) - до 10 шт.;
 - Кабель для подключения биполярных инструментов исп.3, (3,6/5000) - до 10 шт.;
 - Кабель для подключения биполярных инструментов исп.4, (4,0/3000) - до 10 шт.;
 - Кабель для подключения биполярных инструментов исп.4, (4,0/5000) - до 10 шт.;
 - Кабель для подключения биполярных инструментов исп.5, (3,6/3000) - до 10 шт.;
 - Кабель для подключения биполярных инструментов исп.5, (3,6/5000) - до 10 шт.;
 - Кабель для подключения биполярных инструментов исп.5, (4,0/3000) - до 10 шт.;
 - Кабель для подключения биполярных инструментов исп.5, (4,0/5000) - до 10 шт.
- 28. Держатели биполярных электродов и электродов пинцетов, в вариантах исполнения:
 - Держатель биполярных электродов и электродов пинцетов, 3000 - до 10 шт.;
 - Держатель биполярных электродов и электродов пинцетов, 5000 - до 10 шт.
- II. Ярлык - 1 шт.
- III. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0155323