



MERCS

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «МЕРС»




В.В. Волченко

«21» октября 2024 г.

АЛЬБОМ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

«КЛИПСА ДЛЯ ЛИГИРОВАНИЯ «МЕРС»,
ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМЕРА, НЕРАССАСЫВАЮЩАЯСЯ, СТЕРИЛЬНАЯ,
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ
ПО ТУ 32.50.13-004-56695793-2024»



**Клипса для лигирования «МЕРС»,
из синтетического полимера, нерассасывающаяся,
стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-004-56695793-2024**

Грузополучатель: _____
Пункт назначения: _____

Пункт перегрузки: _____

____ × ____ × ____ см

БРУТТО – ____ кг

НЕТТО – ____ кг



ООО «МЕРС»
420127, Россия,
Республика Татарстан,
г. Казань, ул.
Дементьева, д. 1,
помещ. 1

Фото 1. Пример маркировки транспортной упаковки медицинского изделия



Фото 2. Пример потребительской индивидуальной упаковки и маркировки «Клипса для лигирования «МЕРС», из синтетического полимера, нерассасывающаяся, стерильная, вариант исполнения 1 по ТУ 32.50.13-004-56695793-2024»



Фото 3. Пример потребительской групповой упаковки «Клипса для лигирования «МЕРС», из синтетического полимера, нерассасывающаяся, стерильная, вариант исполнения 1 по ТУ 32.50.13-004-56695793-2024»




МЕРС


РУ № _____

ОТ _____


**Клипса для лигирования «МЕРС»,
из синтетического полимера,
нерассасывающаяся, стерильная,
вариант исполнения 1
по ТУ 32.50.13-004-56695793-2024**



P1.10-36.21-6



00048-24






07.2024



07.2029

Стерильно. Нетоксично. Апирогенно 10 шт.



STERILE EO



Фото 4. Пример потребительской групповой маркировки «Клипса для лигирования «МЕРС», из синтетического полимера, нерассасывающаяся, стерильная, вариант исполнения 1 по ТУ 32.50.13-004-56695793-2024»



Фото 5. Пример потребительской индивидуальной упаковки и маркировки «Клипса для лигирования «МЕРС», из синтетического полимера, нерассасывающаяся, стерильная, вариант исполнения 2 по ТУ 32.50.13-004-56695793-2024»




Фото 6. Пример потребительской групповой упаковки «Клипса для лигирования «МЕРС», из синтетического полимера, нерассасывающаяся, стерильная, вариант исполнения 2 по ТУ 32.50.13-004-56695793-2024»



МЕРС


РУ № _____

от _____


**Клипса для лигирования «МЕРС»,
из синтетического полимера,
нерассасывающаяся, стерильная,
вариант исполнения 2
по ТУ 32.50.13-004-56695793-2024**



P2.24-38.22-6



00049-24





07.2024



07.2029

Стерильно. Нетоксично. Апиrogenно 10 шт.



STERILE



Фото 7. Пример потребительской групповой маркировки «Клипса для лигирования «МЕРС», из синтетического полимера, нерассасывающаяся, стерильная, вариант исполнения 2 по ТУ 32.50.13-004-56695793-2024»



Фото 8. Пример потребительской индивидуальной упаковки и маркировки «Клипса для лигирования «МЕРС», из синтетического полимера, нерассасывающаяся, стерильная, вариант исполнения 3 по ТУ 32.50.13-004-56695793-2024»




Фото 9. Пример потребительской групповой упаковки «Клипса для лигирования «МЕРС», из синтетического полимера, нерассасывающаяся, стерильная, вариант исполнения 3 по ТУ 32.50.13-004-56695793-2024»



МЕРС


РУ № _____

от _____

**Клипса для лигирования «МЕРС»,
из синтетического полимера,
нерассасывающаяся, стерильная,
вариант исполнения 3
по ТУ 32.50.13-004-56695793-2024**


REF P3.17-37.20-6

LOT 00047-24

 07.2024

 07.2029

Стерильно. Нетоксично. Апирогенно 10 шт.



STERILE EO



Фото 10. Пример потребительской групповой маркировки «Клипса для лигирования «МЕРС», из синтетического полимера, нерассасывающаяся, стерильная, вариант исполнения 3 по ТУ 32.50.13-004-56695793-2024»



Фото 11. Пример потребительской групповой упаковки и маркировки «Клипса для лигирования «MEPC», из синтетического полимера, нерассасывающаяся, стерильная, вариант исполнения 3 по ТУ 32.50.13-004-56695793-2024»




Фото 12. Клипса для лигирования «МЕРС», из синтетического полимера, нерассасывающаяся, стерильная, вариант исполнения 1 по ТУ 32.50.13-004-56695793-2024 (Клипса, REF P1.01-P1.35)




Фото 13. Клипса для лигирования «МЕРС», из синтетического полимера, нерассасывающаяся, стерильная, вариант исполнения 2 по ТУ 32.50.13-004-56695793-2024 (Клипса, REF P2.01-P2.35)




Фото 14. Клипса для лигирования «МЕРС», из синтетического полимера, нерассасывающаяся, стерильная, вариант исполнения 3 по ТУ 32.50.13-004-56695793-2024 (Клипса, REF P3.01-P3.35)




Фото 15. Подставка для клипс (картридж)

ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 16 ЛИСТА(ОВ)
ДИРЕКТОР
ООО «МЕРС»
ВОЛЧЕНКО В.В.

