

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения ЗАО "ЭКОлаб"
Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса G к вирусу ветряной оспы
ИФА-Ветряная оспа-IgG

Набор рассчитан на проведение
96 анализов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
К _н , инактивированный	1 фл. (1,2 мл)
К-пор, инактивированный	1 фл. (1,2 мл)
К _н , инактивированный	1 фл. (1,2 мл)
Конъюгат	1 фл. (1,2 мл)
РИ	2 фл. (по 40 мл)
РРО (x25)	1 фл. (18 мл)
РРО	1 фл. (18 мл)
РРО	1 фл. (12,5 мл)

Стоп-реагент

Применяемость:

Вспомогательный планшет для	1 шт.
предварительного разведения образцов	4 шт.
Вспомогательный планшет для	18 шт.
автоматического титрования	4 шт.

НВАд, впитывающий БГС, БУЧ-1,2 отсутствуют