


Серия 01 от 2020.01





Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса G к *Ascaris lumbricoides*

ИФА-Аскаридоз-IgG

Набор рассчитан на проведение 96 анализов,
включая контрольные образцы для "трусной"
постановки ИФА и с использованием ИФА-анализаторов

Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
K ₊ , инактивированный	1 фл. (1,5 мл)
K ₋ , инактивированный	1 фл. (2,5 мл)
Конъюгат	1 фл. (12 мл)
РИ	1 фл. (12 мл)
ФСБ-Т(х25)	1 фл. (40 мл)
РРО	1 фл. (12 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12,5 мл)
Одноразовые кончикники для автоматических пипеток	16 шт.
Принадлежности:	
Вспомогательные пластиковые емкости	4 шт.
Клейкая пленка для планшетов	4 шт.

ИФА-аг, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

ЗАО "ЭКОлаб"

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов

«Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса G
к антигенам рода *Ascaris lumbricoides*»
"ИФА-Аскаридоз-IgG"

Регистрационное удостоверение №ПЗН 2016/4998 от 15.11.2016 г.




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист а
Зам. Ген. директора ЗАО "ЭКОлаб"

Таш Гашенко Т.Ю.

03 03 2021 г.



Зор реагентов
я учреждений здравоохранения **ЗАО "ЭКОлаб"**
т-система иммуноферментная для выявления
иуноглобулинов класса G к *Ascaris lumbricoides*

ИФА-Аскаридоз-IgG

Набор рассчитан на проведение 96 анализов,
включая контрольные образцы для "ручной"
постановки ИФА и с использованием ИФА-анализаторов

Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
ИФА-Аскаридоз-IgG, инактивированный	1 фл. (1,5 мл)
ИФА-Аскаридоз-IgG, инактивированный	1 фл. (2,5 мл)
Конъюгат	1 фл. (12 мл)
ИФА-Аскаридоз-IgG	1 фл. (12 мл)
ИФА-Аскаридоз-IgG (Б-Т(x25))	1 фл. (40 мл)
ИФА-Аскаридоз-IgG	1 фл. (12 мл)
ИФА-Аскаридоз-IgG	1 фл. (12,5 мл)

ИФА-Аскаридоз-IgG оп-реагент
ИФА-Аскаридоз-IgG (наконечники для
ИФА-Аскаридоз-IgG томатических пипеток

ИФА-Аскаридоз-IgG принадлежности:

ИФА-Аскаридоз-IgG (помогательные пластиковые ёмкости)	4 шт.
ИФА-Аскаридоз-IgG (плёнка для планшетов)	4 шт.

ИФА-Аскаридоз-IgG (HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

« 15 » 01 2020 г

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-Аскаридоз-IgG

ТУ 9398-154-70423725-2015, изм. №1,2,3
РУ №РЗН 2016/4998 от 15.11.2016

Каталожный № 17.04

Серия 01 Контрольный № 73

Дата изготовления: 2020.01

Годен до: 2021.01



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-Аскаридоз-IgG
Иммуносорбент
с. 01
Годен до: 2021.01

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-Аскаридоз-IgG
Иммуносорбент
с. 01
Годен до: 2021.01

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"
ИФА-Аскаридоз-IgG
К+
с. 01 1,5 мл
Годен до: 2021.01

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-Аскаридоз-IgG
Конъюгат
с. 01 12 мл
Годен до: 2021.01

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-Аскаридоз-IgG
Конъюгат
с. 01 12 мл
Годен до: 2021.01

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"
ИФА-Аскаридоз-IgG
К-
с. 01 2,5 мл
Годен до: 2021.01

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-Аскаридоз-IgG
ПРРО
с. 01 40 мл
Годен до: 2021.01

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-Аскаридоз-IgG
ПРРО
с. 01 12 мл
Годен до: 2021.01