

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО фирмы
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот

2021 г.



**Внешний вид медицинского изделия для ин витро диагностики
«Набор контрольных плазм для количественного определения ФМ
на коагулометрах «Technology Solution» (TS-ФМ контроль)»
по ТУ 21.20.23-115-42349142-2021**

Лицевая сторона изделия.

Серия № E218024
Годен до 02.2023
Дата изготовления 08.2021

Набор контрольных плазм для количественного определения ФМ на коагулометрах «Technology Solution»

 TECHNOLOGY SOLUTION

TS-ФИБРИН-МОНОМЕР КОНТРОЛЬ

каталожный номер 926

6x1 мл

Хранить при +2 ... +8°C



ПАСПОРТ № 926

Набор контрольных плазм для количественного определения ФМ на коагулометрах «Technology Solution»
(TS-Фибрин-мономер контроль)
ТУ 21.20.23-115-42349142-2021

Серия E218024

Годен до 02.2023

Наименование показателя	Должное значение	Фактическое значение

 TECHNOLOGY SOLUTION

TS-Фибрин-мономер контроль

ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия
«Набор контрольных плазм для количественного определения ФМ на коагулометрах «Technology Solution»»

НАЗНАЧЕНИЕ
Медицинское изделие «TS-Фибрин-мономер контроль» предназначено для проведения внутрилабораторного контроля качества (Quality Control) медицинского изделия «Набор реагентов для количественного определения ФМ на коагулометрах «Technology Solution» (TS-Фибрин-мономер)».

TS-ФИБРИН-МОНОМЕР КОНТРОЛЬ

Только для линейки коагулометров «Technology Solution»

TS-ФИБРИН-МОНОМЕР КОНТРОЛЬ

Состав набора:

1. ФМ-контроль L, на 1 мл – 3 фл.
2. ФМ-контроль H, на 1 мл – 3 фл.

Антитела к ВИЧ 1, 2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

ТУ 21.20.23-115-42349142-2021
РУ №

Произведено ООО фирмой
«Технология-Стандарт»
по заказу
ООО «Лабораторные решения»

ТЕХНОЛОГИЯ **СТАНДАРТ**

656037, г. Барнаул,
а/я 1351,
тел.: (3852) 22-99-37

каталожный номер

926



TECHNOLOGY
SOLUTION

656037, г. Барнаул,
а/я 3333
sales@lab-solution.ru

8-800-551-61-71



ООО фирма «Технология-Стандарт»

ПАСПОРТ № 926

Набор контрольных плазм для количественного определения ФМ
на коагулометрах «Technology Solution»
(TS-Фибрин-мономер контроль)
ТУ 21.20.23-115-42349142-2021

Серия E218024

Годен до 02.2023

Наименование показателя

Должное
значение

Фактическое
значение



TECHNOLOGY
SOLUTION

TS-Фибрин-мономер контроль

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия
«Набор контрольных плазм для количественного
определения ФМ на коагулометрах
«Technology Solution»»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-Фибрин-мономер контроль»
предназначено для проведения внутрилабораторного контроля
качества (Quality Control) медицинского изделия «Набор
реагентов для количественного определения ФМ на
коагулометрах «Technology Solution»» (TS-Фибрин-мономер).

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 3

(3) листов

«сентябрь» 2011 г.

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот



Макет упаковки медицинского изделия «Набор контрольных плазм для количественного определения ФМ на коагулометрах «Technology Solution» (TS-Фибрин-мономер контроль)» по ТУ 21.20.23-115-42349142-2021

Красочная группа: CMYK

Размер коробки в готовом виде: 144*58*28



**Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

А.П. Момот

Макет этикеток медицинского изделия «Набор контрольных плазм для количественного определения ФМ на коагулометрах «Technology Solution» (TS-Фибрин-мономер контроль)» по ТУ 21.20.23-115-42349142-2021.

Макет этикетки реагента «ФМ-контроль L»



Макет этикетки реагента «ФМ –контроль Н»



Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»



А.П. Момот