

БИМК Кардио Волга

Общество с ограниченной ответственностью «БИМК-Кардио-Волга»

109 044, г. Москва, 4-й Крутицкий пер., д.14
Телефоны (495) 660 57 74, 660 57 76, 660 57 78

www.bimcvol.ru e-mail: main@bimcvol.ru
факс (495) 660 57 79

Справка об изделии медицинского назначения

Наименование изделия: *Датчики для аппаратов ультразвуковых диагностических АЛОКА*

Описание изделия: Датчики электронные конвексные, электронные линейные, электронные фазированные, механические.




1. Датчики электронные конвексные: UST-670P-5, UST-675P, UST-676P, UST-677P, UST-9101-7.5, UST-9102-3.5, UST-9102U-3.5, UST-9104-5, UST-9111-5, UST-9112-5, UST-9113P-3.5, UST-9115-5, UST-9118, UST-9120, UST-9121, UST-9123, UST-9124, UST-9127, UST-9128, UST-9130, UST-9132I, UST-9132T, UST-9133, UST-9135P, UST-9136U, UST-9137, UST-9145, UST-9146I, UST-9146T, UST-9147, UST-934N-3.5, UST-944B-3.5, UST-945B-5, UST-974-5, UST-978-3.5, UST-979-3.5, UST-981-5, UST-984-5, UST-987-7.5, UST-990-5, UST-995-7.5, UST-MC11-8731

2. Датчики электронные линейные: UST-2265-2, UST-2266-5, UST-5045P-3.5, UST-533, UST-534, UST-536, UST-5411, UST-5412, UST-5413, UST-5415, UST-547, UST-5512U-7.5, UST-5524-7.5, UST-5534T-7.5, UST-5536-7.5, UST-5542, UST-5543, UST-5546, UST-5548, UST-5550, UST-5551, UST-556I-7.5, UST-556T-7.5, UST-567, UST-568, UST-5710-7.5, UST-5712, UST-5713T, UST-579T-7.5, UST-5820-5, UST-660-7.5, UST-672-5/7.5, UST-678

3. Датчики электронные фазированные: UST-52101, UST-52105, UST-52108, UST-52109, UST-52110S, UST-52111S, UST-52114P, UST-52119S, UST-52120S, UST-52121S, UST-52124, UST-5268P-5, UST-5293-5, UST-5296, UST-5298, UST-5299

4. Датчики механические: ASU-1003, ASU-1009, ASU-1010, ASU-1011, ASU-1012, ASU-36WL-10, ASU-67

Изображение изделий:

Датчик электронный конвексный	Датчик электронный линейный	Датчик электронный фазированный	Датчик механический
			

Назначение: Датчик предназначен для получения двухмерного и объемного изображения внутренних органов пациента поверхностью датчика на монитор ультразвукового диагностического аппарата.

- Датчики электронные конвексные используются для трансабдоминальных исследований исследований почек, надпочечников, органов малого таза.

