



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УРАЛЬСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

АО «УПЗ» 620000 Россия, Свердловская область,
Свердловский район, промзона 25 км Челябинского тракта
тел. +7(343)359-93-76 факс: +7(343)359-93-77
Почтовый адрес: 624000, г. Арамиль, д/я 44

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «УПЗ»



Ю. М. Валутов

2024 г.

АППАРАТ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ
«МОБИВЕНТ»

(по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023)

Проект маркировки
Р70.ТФ.203

Проект маркировки, наносимой на аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023

(для всех вариантов исполнения)

МОБИВЕНТ

Мобивент

АППАРАТ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЁГКИХ



КРЭТ
УПЗ

Сделано в России

IP21

SN



Руководство
по эксплуатации
(PDF)

Исполнение _____
ТУ 32.50.21-017-07509215-2023
РУ № РЗН _____
от _____
Масса нетто на тележке 27 кг



100-240 В
50/60 Гц
300 ВА



0,15-0,7 МПа
60 л/мин

LowO₂



0,02-0,1 МПа
5 л/мин



АО «Уральский приборостроительный завод»,
620000 Россия, Свердловская область,
Сысертьский район, промзона 25 км
Челябинского тракта



ВП2Б-1
250 В
3,15 А

Этикетка P70.10.003 (размер 200 x 40 мм)

ЗАБОР ВОЗДУХА. НЕ ПЕРЕКРЫВАТЬ!

Этикетка P70.10.003-07 (размер 80 x 8 мм)

— — — 24 В

Этикетка P70.10.003-04 (размер 50 x 5 мм)

RS-232

HDMI

Этикетка P70.10.003-06 (размер 50 x 5 мм)

microSD

LAN


NURSE

USB

Этикетка P70.10.003-05(размер 65 x 5 мм)

Pes


Pprox



Pcuff

Этикетка P70.10.003-02 (размер 95 x 10 мм)

Pprox



Этикетка P70.10.003-08, (размер 95x10 мм)

SpO₂



CO₂

FLOW

Этикетка P70.10.003-01 (размер 95 x 10 мм)

FLOW

Этикетка P70.10.003-09 (размер 95x 10 мм)



Этикетка P70.10.003-03(размер 24,3 x 10 мм)




Этикетка P70.10.003-10 (размер 15x8 мм)



Этикетка P70.10.003-11(размер 18 x 18 мм)

ПП.19-00.430 Многоразовое применение Нестерильно    ПУ № РЗН _____ Метод дезинфекции: Погружение в 6% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства. Время выдержки: 30 мин. SN _____  Сделано в России  АО «Уральский приборостроительный завод», 620000 Россия, Свердловская область, Сысертский район, промзона 25 км Челябинского тракта	P55.07.001 Многоразовое применение Нестерильно    ПУ № РЗН _____ Метод дезинфекции: Погружение в 6% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства. Время выдержки: 30 мин. SN _____  Сделано в России  АО «Уральский приборостроительный завод», 620000 Россия, Свердловская область, Сысертский район, промзона 25 км Челябинского тракта	P70.04.000 Срок годности: не ограничен Срок службы: 6 лет    ПУ № РЗН _____  SN _____ Сделано в России  АО «Уральский приборостроительный завод», 620000 Россия, Свердловская область, Сысертский район, промзона 25 км Челябинского тракта
Держатель контура P66.03.000    ПУ № РЗН _____ SN _0012_  2024.02.01_ Сделано в России  АО «Уральский приборостроительный завод», 620000 Россия, Свердловская область, Сысертский район, промзона 25 км Челябинского тракта	Шланг для кислорода P71.50.010    ПУ № РЗН _____ SN _____  Сделано в России  АО «Уральский приборостроительный завод», 620000 Россия, Свердловская область, Сысертский район, промзона 25 км Челябинского тракта	Держатель емкости P72.21.500    ПУ № РЗН _____ SN _____  Сделано в России  АО «Уральский приборостроительный завод», 620000 Россия, Свердловская область, Сысертский район, промзона 25 км Челябинского тракта

одноразовый
(взрослый)
SFM3300-250-D
Нестерильно



РУ № РЗН _____

SN 2319913685_ 2023.10_



Sensirion AG, Швейцария

многообразный (взрослый)
SFM3300-250-AW
Нестерильно



РУ № РЗН _____

Стерилизация автоклавированием:
T = 134+1 °C, P = 0,21 МПа, τ = 5 мин

SN _20492558_ _2023.10__



Sensirion AG, Швейцария

многообразный (детский)
SFM3400-33-AW
Нестерильно



РУ № РЗН _____


Стерилизация автоклавированием:
T = 134+1 °C, P = 0,21 МПа, τ = 5 мин

SN 22023086_ _2023.10__



Sensirion AG, Швейцария

Датчик потока проксимальный
одноразовый (детский)
SFM3400-33-D
Нестерильно



РУ № РЗН _____

SN 22431793_ 2023.10



Sensirion AG, Швейцария

Кабель датчика потока проксимального, к/н
130909000
Нестерильно



РУ № РЗН _____

LOT 022402_ 2023.08



Nicolay GMBH, Германия

Шнур питания с блокировкой
LAN-PP13L/SH-5.0-BK



**шнур питания с блокировкой
LAN-PP13L/SH-1.0-BK**



**22M/22M
РП 11.19-01.050**
Многоразовое использование

Серия:
Дата производства: смотри дату производства аппарата
Срок годности: 5 лет

Сделано в России

АО «Уральский приборостроительный завод»,
620000 Россия, Свердловская область, Сысертский район, промзона 25 км Челябинского тракта

**22F/22M
РП 11.19-01.050-01**
Многоразовое использование

Серия:
Дата производства: смотри дату производства аппарата
Срок годности: 5 лет

Сделано в России

АО «Уральский приборостроительный завод»,
620000 Россия, Свердловская область, Сысертский район, промзона 25 км Челябинского тракта

**Увлажнитель дыхательных смесей ТЕВЛАР
3703.00000000-01**



**Увлажнитель дыхательных смесей ТЕВЛАР
3703.00000000**



Увлажнитель дыхательных смесей VADI VH-2000
для аппаратов искусственной вентиляции легких, с принадлежностями

ПУ № ФСЗ 2010/08292 от 11.03.2020г.



2023.06.29

SN 300201027911



«ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко.,Лтд.», Тайвань

исполнения G-314002
Нестерильно



РУ ФСЗ № 2010/08292 от 11.03.2020г.

Стерилизация автоклавированием:
T = 121+2 °C, P = 0,05+0,02 МПа, τ = 20±5 мин

LOT M-22111708 20230101



20271231

«ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко.,Лтд.»,
Тайвань

311004-2
Нестерильно



РУ ФСЗ № 2010/08292 от 11.03.2020г.

Стерилизация автоклавированием:
T = 121+1 °C, P = 0,11 МПа, τ = 20 мин

LOT



«ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко.,Лтд.»,
Тайвань

исполнения G-311025
Нестерильно



РУ ФСЗ № 2010/08292 от 11.03.2020г.

Стерилизация автоклавированием:
T = 121+1 °C, P = 0,11 МПа, τ = 20 мин

LOT



«ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко.,Лтд.»,
Тайвань

Коннектор (тройник пациента) G-313005



Коннектор (тройник пациента)
G-313005-11

Нестерильно



РУ ФСЗ № 2010/08292 от 11.03.2020 г


Стерилизация автоклавированием:
T = 121+1 °C, P = 0,11 МПа, τ = 20 мин

LOT



ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко.,Лтд.»,
Тайвань

Проводник нагревательного элемента (длина
210 см)



LOT M-21111617
MFG 20211123
EXP 20261122

VADI
Reusable water trap
REF G-313003-1
Description: reusable water trap G-31301

Expiry date: 5 years after manufacture date
MFG: Please see the label
LOT: Please see the label

Manufacturer: VADI Medical Technology Co., Ltd. Yangmei Dist., Taoyuan City, 32665, Taiwan
TEL: 886-3-475-9911, FAX: 886-3-475-9922
E-mail: sales@vadimedical.com.tw
Website: www.vadimedical.com.tw

Сделано в Тайване
VA-1 G-313003 CMP_02

G-313003-2-1

РУ ФСЗ № 2010/08292 от 11.03.2020г

Стерилизация автоклавированием:
T = 121+1 °C, P = 0,11 МПа, τ = 20 мин

LOT

ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко.,Лтд., Тайвань

многоразовый, G-328000

VADI
Контур дыхательный взрослый
многоразовый
REF G-328000

Описание: Силиконовый дыхательный контур взрослый
Состав: силиконовая трубка (длина 30-180см); влагосборник; коннектор; количество по запросу.

Использование:
1. Перед использованием стерилизовать.
2. Подсоедините две силиконовые трубки к влагосборнику.
3. Затем подсоедините силиконовую трубку к влагосборнику к тройнику пациента.
4. Подсоедините одну трубку к выходному отверстию клапана увлажнителя, а вторую к аппарату искусственной вентиляции легких.
5. Один конец дыхательного контура подсоедините к выходному отверстию клапана увлажнителя.
6. Другой конец контура подсоедините к порту линии выхода аппарата искусственной вентиляции легких.
7. Проверка функционирования всего дыхательного контура проводится согласно инструкции по эксплуатации используемого аппарата искусственной вентиляции легких.

Стерилизация:
1. Отсоедините все компоненты от исключения неравновесной стальной трубки, находящейся в составе влагосборника.
2. Проведите чистку компонентов под небольшим напором проточной воды, используя мягкую щетку для того, чтобы убрать посторонние вещества (например, кровь или органические материалы).
3. Стерилизовать в автоклаве: 121°C/15PSI/30 мин (согласно нормам ISO от 2008).
4. Автоклавирование допускается не более 20 раз.

Внимание:
1. Перед использованием убедитесь в герметичности дыхательного контура.
2. НЕ снимайте с коннектора влагосборника грушевидный клапан.
3. Использование данного продукта допускается только по назначению врача.
4. Утилизация производится согласно местным законам по утилизации медицинских изделий/применяемости.

Срок годности: 5 лет после даты производства
MFG: Пожалуйста смотрите напечатано на упаковке.
LOT: Пожалуйста смотрите напечатано на упаковке.

Внимание:
1. Перед использованием убедитесь в герметичности дыхательного контура.
2. НЕ снимайте с коннектора влагосборника грушевидный клапан.
3. Использование данного продукта допускается только по назначению врача.
4. Утилизация производится согласно местным законам по утилизации медицинских изделий/применяемости.

Срок годности: 5 лет после даты производства
MFG: Пожалуйста смотрите напечатано на упаковке.
LOT: Пожалуйста смотрите напечатано на упаковке.

Производитель: VADI Medical Technology Co., Ltd. Yangmei Dist., Taoyuan City, 32665, Taiwan
TEL: 886-3-475-9911, FAX: 886-3-475-9922
E-mail: sales@vadimedical.com.tw, Website: www.vadimedical.com.tw

Сделано в Тайване

Контур дыхательный детский одноразовый, G-330000

VADI
Контур дыхательный детский
многоразовый
REF G-330000

Описание: Детский дыхательный контур
Состав: силиконовая трубка (длина 30-180см); влагосборник; коннектор; количество по запросу.

Использование:
1. Перед использованием стерилизовать.
2. Подсоедините две силиконовые трубки к влагосборнику.
3. Затем подсоедините силиконовую трубку к влагосборнику к тройнику пациента.
4. Подсоедините одну трубку к выходному отверстию клапана увлажнителя, а вторую к аппарату искусственной вентиляции легких.
5. Один конец дыхательного контура подсоедините к выходному отверстию клапана увлажнителя.
6. Другой конец контура подсоедините к порту линии выхода аппарата искусственной вентиляции легких.
7. Проверка функционирования всего дыхательного контура проводится согласно инструкции по эксплуатации используемого аппарата искусственной вентиляции легких.

Стерилизация:
1. Отсоедините все компоненты от исключения неравновесной стальной трубки, находящейся в составе влагосборника.
2. Проведите чистку компонентов под небольшим напором проточной воды, используя мягкую щетку для того, чтобы убрать посторонние вещества (например, кровь или органические материалы).
3. Стерилизовать в автоклаве: 121°C/15PSI/30 мин (согласно нормам ISO от 2008).
4. Автоклавирование допускается не более 20 раз.

Внимание:
1. Перед использованием убедитесь в герметичности дыхательного контура.
2. НЕ снимайте с коннектора влагосборника грушевидный клапан.
3. Использование данного продукта допускается только по назначению врача.
4. Утилизация производится согласно местным законам по утилизации медицинских изделий/применяемости.

Срок годности: 5 лет после даты производства
MFG: Пожалуйста смотрите напечатано на упаковке.
LOT: Пожалуйста смотрите напечатано на упаковке.

Производитель: VADI Medical Technology Co., Ltd. Yangmei Dist., Taoyuan City, 32665, Taiwan
TEL: 886-3-475-9911, FAX: 886-3-475-9922
E-mail: sales@vadimedical.com.tw, Website: www.vadimedical.com.tw

Сделано в Тайване

Контур дыхательный взрослый одноразовый, вариант исполнения G-316001-1

VADI MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. YANGMEI

№ лота. : см. на упаковке
Артикул. : G-316001-1
Описание : Одноразовый дыхательный контур (взрослый)
количество : 1 шт
Дата производства : 2022.06.23
Срок годности : 5 лет
Сделано на Тайване

Сделано в Тайване
VA-1 G-316002FF CMP_02

Контур дыхательный детский одноразовый, вариант исполнения D-330000

VADI
Контур дыхательный детский одноразовый
REF D-330000

Описание: контур дыхательный детский одноразовый типа G-316002-01
Содержит: 5 дыхательных шлангов; 2 влагосборника; коннекторы; тройник пациента.




Меры предосторожности:
1. Перед использованием убедитесь, что все соединения плотно затянуты.
2. НЕ снимайте клапан с разъема влагосборника.
3. Этот продукт используется по назначению врача.
4. Утилизировать его в соответствии с местными правилами утилизации медицинских изделий / аксессуаров.
5. НЕ используйте повторно. Это может вызвать перекрестное заражение.

Этот продукт предназначен для использования не более 7 дней.

Срок годности: 5 лет после даты производства
MFG: Пожалуйста смотрите напечатано на упаковке.
LOT: Пожалуйста смотрите напечатано на упаковке.

Производитель: VADI Medical Technology Co., Ltd. Yangmei Dist., Taoyuan City, 32665, Taiwan
TEL: 886-3-475-9911, FAX: 886-3-475-9922
E-mail: sales@vadimedical.com.tw
Website: www.vadimedical.com.tw


Сделано в Тайване




Мешок многоразовый, G-118004 (2 л)



Мешок одноразовый, варианты исполнения G-118000 (1 л)




Мешок одноразовый, варианты исполнения G-118001 (2 л)



ПУ ФСЗ № 2010/08292 от 11.03.2020г






tube), вариант исполнения G-322011



S100-1




Маска силиконовая, варианты исполнения S100-4



Тестовое легкое, вариант исполнения 800-21001 (1 л)




Коннектор (адаптер), вариант исполнения G-311003-3



Увлажнитель дыхательных смесей MG
с принадлежностями:

Вариант исполнения: MG 3000



Параметры сети: ~ 230 В, 50/60 Гц, 1.0 А Max
Мощность нагревательной пластины 150 Вт

«Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.» Тайвань
Great Group Medical Co., Ltd., № 168, Xingong 2nd Rd,
Tianzhong Township, Changhua County 520, Taiwan

Импортер: ООО «Кранц» Адрес: Российская Федерация
191025, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 3Б, литер А,
пом 8-Н(1)

РУ №ФСЗ 2012/12372 от 10-января 2020 года

2023-04

RND23EU230400018

использования педиатрическая

Камера увлажнителя многоразового
использования педиатрическая

REF VH-3142

2023-01


LOT 111083

2026-01

Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2012/12372 от 10.01.2020 г.

«Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.» Тайвань
Great Group Medical Co., Ltd., № 168, Xingong 2nd Rd.,
Tianzhong Township, Changhua County 520, Taiwan

Импортер: ООО «Кранц»
Адрес: Российская Федерация, 191025, г. Санкт-Петербург,
ул. Маяковского, 3Б, литер А, пом 8-Н(1)



проводом нагрева, серия 07

Адаптер нагревательного элемента с одним проводом
нагрева, серия 07 (тип коннектора Lemo)


REF HWA-730L01 2023-01

LOT A1090723013 2026-01


Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2012/12372 от 10.01.2020 г.

«Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.» Тайвань
Great Group Medical Co., Ltd., № 168, Xingong 2nd Rd., Tianzhong Township,
Changhua County 520, Taiwan

Импортер: ООО «Кранц»
Адрес: Российская Федерация, 191025, г. Санкт-Петербург,
ул. Маяковского, 3Б, литер А, пом 8-Н(1)



Температурный датчик (длина 110 см)



РУ № ФСЗ 2012/12372 от 10.01.2020 г.
REF: HWP-73011

SN 208208


2023-09

2026-09

«Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.» Тайвань
Great Group Medical Co., Ltd., № 168, Xingong
2nd Rd., Tianzhong Township, Changhua
County 520, Taiwan

Импортер: ООО «Кранц» Адрес: Российская
Федерация, 191025, г. Санкт-Петербург, ул.
Маяковского, 3Б, литер А, пом 8-Н(1)

Нагревательный элемент многоразового
использования (длина 120 см)



РУ № ФСЗ 2012/12372 от 10.01.2020 г.
REF: HW-LR115

SN 208208

2023-09

2026-09

«Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.» Тайвань
Great Group Medical Co., Ltd., № 168, Xingong
2nd Rd., Tianzhong Township, Changhua County
520, Taiwan

Импортер: ООО «Кранц» Адрес: Российская
Федерация, 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 3Б, литер А,
пом 8-Н(1)

Проводник нагревательного элемента
(длина 210 м)

Проводник нагревательного элемента (длина 210 см)


REF HWD-210 2023-01

LOT A1110811002 2026-01

Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2012/12372 от 10.01.2020 г.

«Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.» Тайвань
Great Group Medical Co., Ltd., № 168, Xingong 2nd Rd., Tianzhong Township,
Changhua County 520, Taiwan

Импортер: ООО «Кранц»
Адрес: Российская Федерация, 191025, г. Санкт-Петербург,
ул. Маяковского, 3Б, литер А, пом 8-Н(1)



Гибкий нагреватель контура
к/н 900110L
Нестерильно




РУ № РЗН _____

LOT _M-23075233_ _2023.09.23_



«ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко.,Лтд.»,
Тайвань

Гибкий нагреватель контура
к/н 900130L
Нестерильно




РУ № РЗН _____

LOT _M-23075453_ _2023.10.29_



«ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко.,Лтд.»,
Тайвань

Температурный датчик
VN30T150
Нестерильно




РУ № РЗН _____

LOT M-230796580_ _2023.09.07_



«ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко.,Лтд.»,
Тайвань

Струна, к/н VN30H160
Нестерильно



РУ № РЗН _____

LOT _M-23079396_ _2024.01.24_



«ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко.,Лтд.»,
Тайвань

Кабель питания нагревателя контура, к/н
VN30200L
Нестерильно



РУ № РЗН _____

LOT M-23073498_ _2023.12.14_



«ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко.,Лтд.»,
Тайвань

Трубки гофрированные силиконовые для
дыхательных аппаратов ТГСД (ТГСД 15-
22F/22F – 1060



**Трубки гофрированные силиконовые для
дыхательных аппаратов ТГСД (ТГСД 15-
22F/22F – 520**

СИЛИКОНЫ

ТРУБКА

ТГСД- 15-22F/22F-520

ТУ 9444-016-48423543-2007

(Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03244 от 15.09.08 г., срок действия неограничен)

ПАРТИЯ № **404** КОЛИЧЕСТВО(шт.) **5шт/0,30м**

ДАТА ВЫПУСКА **05/04/2024.**

Гарантийный срок эксплуатации **12 месяцев** со дня изготовления

ОТК **А/**

Адрес изготовителя: 618900, г. Лысьва, Пермский край, ул. Коммунаров, 104

**Многоразовое использование
РП5.14-00.000**



РУ № РЗН _____

SN _____




Стерилизация автоклавированием:
T = 121+1 °C, P = 0,11 МПа, τ = 20 мин

Сделано в России



АО «Уральский приборостроительный завод»,
620000 Россия, Свердловская область, Сысертский
район, промзона 25 км Челябинского тракта

**Дыхательный контур многоразового
использования необогреваемый для
взрослых
(трубки силикон)**



РУ № ФСЗ 2012/12928 от 13.01.2020 г.
REF: VA-4012-02

SN _____

208208



2023-09



2026-09

"Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань
Great Group Medical Co., Ltd., № 168, Xingong
2nd Rd., Tianzhong Township, Changhua
County 520, Taiwan

Импортер: ООО «Кранц» Адрес: Российская
Федерация, 191025, г. Санкт-Петербург, ул.
Маяковского, 3Б, литер А, пом 8-Н(1)

**Трубки гофрированные силиконовые для
дыхательных аппаратов ТГСД (15-
15F/15F – 520)**

СИЛИКОНЫ

ТРУБКА

ТГСД- 15-15F/15F-520

ТУ 9444-016-48423543-2007

(Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03244 от 15.09.08 г., срок действия неограничен)

ПАРТИЯ № **402** КОЛИЧЕСТВО(шт.) **2шт/0,30м**

ДАТА ВЫПУСКА **05/04/2024.**

Гарантийный срок эксплуатации **12 месяцев** со дня изготовления

ОТК **А/**

Адрес изготовителя: 618900, г. Лысьва, Пермский край, ул. Коммунаров, 104

**Трубки гофрированные силиконовые для
дыхательных аппаратов ТГСД (15-15F/15F
– 1060)**

СИЛИКОНЫ

ТРУБКА

ТГСД- 15-15F/15F-1060

ТУ 9444-016-48423543-2007

(Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03244 от 15.09.08 г., срок действия неограничен)

ПАРТИЯ № **403** КОЛИЧЕСТВО(шт.) **2шт/0,30м**

ДАТА ВЫПУСКА **05/04/2024.**

Гарантийный срок эксплуатации **12 месяцев** со дня изготовления

ОТК **А/**

Адрес изготовителя: 618900, г. Лысьва, Пермский край, ул. Коммунаров, 104

**Y-образный адаптер (полисульфон) (к/н
VD-313006-1)**

Изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и
искусственной вентиляции легких, с принадлежностями:
Y-образный адаптер (полисульфон)

REF _____

VD-313006-1



2024-01

LOT _____

A1091210002



2027-01

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12928 от 13.01.2020 г.

"Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань
Great Group Medical Co., Ltd., № 168, Xingong 2nd Rd., Tianzhong Township,
Changhua County 520, Taiwan
Импортер: ООО «Кранц» Адрес: Российская Федерация,
191025, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского,
3Б, литер А, пом 8-Н(1)

**Влагосборник многоразового использования
(полисульфон) (к/н VD-313013-2)**

Изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и искусственной вентиляции лёгких, с принадлежностями:
Влагосборник многоразового использования
(полисульфон)

REF VD-313013-2

2022-04

LOT A1090720115

2025-04

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12928 от 13.01.2020 г.

Грейт Груп Медикал Ко., Лтд., Тайвань
Great Group Medical Co., Ltd., № 168, Xingong 2 Rd., Tianzhong Township,
Changhua County 520, Taiwan
Импортёр:
ООО «Аллея», Россия, 199178, Санкт-Петербург, п.м. 4-ая В.О.,
д. 65, литер А, пом. 301Н, офис 1

Изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и искусственной вентиляции лёгких, с принадлежностями:
Дыхательный контур многоразового использования
необогреваемый педиатрический (трубки силикон)

REF VA-4022-02

2023-09

LOT 208213

2026-09

Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2012/12928 от 13.01.2020 г.

Грейт Груп Медикал Ко., Лтд., Тайвань
Great Group Medical Co., Ltd., № 168, Xingong 2nd Rd.,
Tianzhong Township, Changhua County 520, Taiwan
Импортёр: ООО «Кранц»
Адрес: Российская Федерация, 191025, г. Санкт-Петербург,
ул. Маяковского, 3Б, литер А, пом. 8-Н(1)

(к/н 3302К)

Контур дыхательный без принадлежностей (22М/1,6 м)

в составе: У-адаптер - 1 шт., прямой адаптер - 4 шт.,
угловой адаптер - 1 шт., трубка (0,8 м) - 1 шт.,
трубка (1,6 м) - 2 шт.

ТУ ВУ 190682947.003-2009

Р.У. № ФСЗ 2010/06637 от 30.05.2023 г.

REF 3302 K

СТЕРИЛЬНО LOT K - 965N

НЕТОКСИЧНО
ISO 13485:2016

03/2024 03/2029

ООО «Ассомедика», РБ, 222210, Мінская область,
Смолевичский район, Китайско-Белорусский
индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 22

**Контур дыхательный анестезиологический
стандартный (к/н 3404К)**

Контур дыхательный анестезиологический стандартный (22М/1,6 м)

в составе: У-адаптер - 1 шт., прямой адаптер - 4 шт.,
влагосборник - 2 шт., трубка (0,8 м) - 5 шт.,

ТУ ВУ 190682947.003-2009

Р.У. № ФСЗ 2010/06637 от 30.05.2023 г.

REF 3404 K

STERILE EO LOT K - 965

НЕТОКСИЧНО
ISO 13485:2016

03/2024 03/2029

ООО «Ассомедика», РБ, 222210, Мінская область,
Смолевичский район, Китайско-Белорусский
индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 22

**Контур дыхательный анестезиологический
стандартный (к/н 3404Г)**

Контур дыхательный анестезиологический стандартный (22М/1,6 м)

в составе: У-адаптер - 1 шт., прямой адаптер - 4 шт.,
влагосборник - 2 шт., трубка (0,8 м) - 5 шт.

ТУ ВУ 190682947.003-2009

Р.У. № ФСЗ 2010/06637 от 30.05.2023 г.

REF 3404 Г

СТЕРИЛЬНО LOT K - 936N

НЕТОКСИЧНО
ISO 13485:2016

11/2023 11/2028

ООО «Ассомедика», РБ, 222210, Мінская область,
Смолевичский район, Китайско-Белорусский
индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 22

Контур дыхательный коаксиальный (к/н 4401)

ассомедика

Контур дыхательный коаксиальный (22М/1,6 м)

в составе: прямой адаптер - 3 шт.,
угловой адаптер - 1 шт., Т-коннектор - 2 шт.,
трубка (0,8 м) - 1 шт., трубка (1,6 м) - 2 шт., трубка (2,0 м) - 1 шт.

ТУ ВУ 190682947.003-2009

Р.У. № ФСЗ 2010/06637 от 05.12.2019 г.

REF 4401

СТЕРИЛЬНО LOT K - 710N

НЕТОКСИЧНО
ISO 13485:2016

04/2022 04/2027

ООО «Ассомедика», РБ, 222210, Мінская область,
Смолевичский район, Китайско-Белорусский
индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 22

Изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и искусственной вентиляции легких, с принадлежностями:
дыхательный контур однократного использования
необогреваемый педиатрический (трубки этиленглиацетат)

2023-09

2026-09

Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2012/12928 от 13.01.2020 г.


 "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань

Great Group Medical Co., Ltd., No 188, Xingong 2nd Rd.,
Tianzhong Township, Changhua County 520, Taiwan

Импортёр: ООО «Кранц»

Адрес: Российская Федерация,
191025 г. Санкт-Петербург, ул.

191025, г. Санкт-Петербург, ул.
Маяковского, 35, литер А, пом 8-Н(1)



Изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и искусственной вентиляции легких, с принадлежностями: дыхательный контур однократного использования неогреваемый педиатрический (трубки этиленвинилацетат)

2023-09

2026-09

Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2012/12928 от 13.01.2020 г.


▲ "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань

Great Group Medical Co., Ltd., No 188, Xingong 2nd Rd.,
Tianzhong Township, Changhua County 520, Taiwan

Импортёр: ООО «Кранц»

Адрес: Российская Федерация,
191025, г. Санкт-Петербург, ул.

Маяковского, 3Б, литер А, пом 8-Н(1)



LOT 32313460

[illegible]

REF 5113071 LOT 9226829
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)
 (5)
 (6)
 (7)
 (8)
 (9)
 (10)
 (11)
 (12)
 (13)
 (14)
 (15)
 (16)
 (17)
 (18)
 (19)
 (20)
 (21)
 (22)
 (23)
 (24)
 (25)
 (26)
 (27)
 (28)
 (29)
 (30)
 (31)
 (32)
 (33)
 (34)
 (35)
 (36)
 (37)
 (38)
 (39)
 (40)
 (41)
 (42)
 (43)
 (44)
 (45)
 (46)
 (47)
 (48)
 (49)
 (50)
 (51)
 (52)
 (53)
 (54)
 (55)
 (56)
 (57)
 (58)
 (59)
 (60)
 (61)
 (62)
 (63)
 (64)
 (65)
 (66)
 (67)
 (68)
 (69)
 (70)
 (71)
 (72)
 (73)
 (74)
 (75)
 (76)
 (77)
 (78)
 (79)
 (80)
 (81)
 (82)
 (83)
 (84)
 (85)
 (86)
 (87)
 (88)
 (89)
 (90)
 (91)
 (92)
 (93)
 (94)
 (95)
 (96)
 (97)
 (98)
 (99)
 (100)

[illegible][illegible]


Фильтр дыхательный бактериально-вирусный, без тепловлагообмена



вирусный, с тепловлагообменом



фильтры-тепловлагообменники (к/н 1341007S)



Тестовое легкое VA-8001



Мешок дыхательный однократного применения, объем 1000 мл



Мешок дыхательный однократного применения, объем 2000 мл





Наименование: Распылитель в комплекте с коннектором и трубкой
 REF: 26050000
 ПОТ: Указан на упаковке
 Назначение: Для формирования кислородных и лекарственных аэрозольных смесей для дыхательных систем
 Производитель: «Интерседжикал (Intersurgical) Птд (Ltd)», Великобритания
 Завод-производитель (страна производства): Интерседжикал УАБ, Литва, Intersurgical UAB, Armoniu g. 60, LT-18170 Palbrade, Lithuania
 Представитель: "Интерседжикал", 117105, Москва, Варшавское шоссе д.26, стр.11, тел. +7(495)771-66-09
 Дата производства: 02.2022
 Дата окончания срока годности: 02.2025
 Регистрационное удостоверение: №4ТСЗ 2009/03551 от 08.06.2021 г.



применения, размер 5

ООО "Ассонидия", Ул. 222210,
Минская область, Гомельский район,
Китайско-Белорусский промышленный парк
"Великий камень", ул. Сафариная, 22

**Маска дыхательная
одноразового применения
размер 5**

TU BY 190682947.006-2014
Р.У. № РН 2018/7995 от 12.02.2020 г.

STERILE EO LOT M-352

11/2022 11/2027 +5°C +40°C

НЕТОКСИЧНО 0%

ISO 13485:2016

**Держатель
маски
(изделие из
силикона)**

STERILE EO LOT M-392-O

08/2023 08/2028 +5°C +40°C

НЕТОКСИЧНО 0%

ISO 13485:2016

легких, (VM-2001)

Изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и
искусственной вентиляции легких, с принадлежностями:
Маска для неинвазивной вентиляции ороназальная взрослая

REF VM-2001 2022-01
LOT A1090914010 2025-01

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12928 от 13.01.2020 г.

«Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.», Тайвань
Great Group Medical Co., Ltd., № 168, Xingong 2nd Rd., Tianshong Township,
Changhua County 520, Taiwan

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЕЛАЙН»
Адрес: 199178, Санкт-Петербург г, 4-я линия В.О., д. 65, Литер А,
помещение 301 Н, офис 1

**Маска для неинвазивной вентиляции
легких, (VM-2003)**

Изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и
искусственной вентиляции легких, с принадлежностями:
Маска для неинвазивной вентиляции ороназальная взрослая

REF VM-2003 2022-01
LOT 011051 2025-01

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12928 от 13.01.2020 г.

«Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.», Тайвань
Great Group Medical Co., Ltd., № 168, Xingong 2nd Rd., Tianshong Township,
Changhua County 520, Taiwan

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЕЛАЙН»
Адрес: 199178, Санкт-Петербург г, 4-я линия В.О., д. 65, Литер А,
помещение 301 Н, офис 1

**Маска для неинвазивной вентиляции легких,
(VM-2011)**

Изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и
искусственной вентиляции легких, с принадлежностями:
Маска для неинвазивной вентиляции ороназальная взрослая

REF VM-2011 2022-02
LOT 012245 2025-02

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12928 от 13.01.2020 г.

«Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.», Тайвань
Great Group Medical Co., Ltd., № 168, Xingong 2nd Rd., Tianshong Township,
Changhua County 520, Taiwan

Импортер: ООО «Медикс Групп», Российская Федерация, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Красной звезды, д. 9,
Тел.: +7 (3022) 201-201

**Маска для неинвазивной вентиляции
легких, (VM-2012)**

Изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и
искусственной вентиляции легких, с принадлежностями:
Маска для неинвазивной вентиляции ороназальная взрослая

REF VM-2012 2022-02
LOT 012171 2025-02

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12928 от 13.01.2020 г.

«Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.», Тайвань
Great Group Medical Co., Ltd., № 168, Xingong 2nd Rd., Tianshong Township,
Changhua County 520, Taiwan

Импортер: ООО «Медикс Групп», Российская Федерация, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Красной звезды, д. 9,
Тел.: +7 (3022) 201-201

легких, (VM-2013)

Изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и искусственной вентиляции легких, с принадлежностями:
Маска для неинвазивной вентиляции ороназальная взрослая

REF VM-2013

2022-02


LOT 012231

2025-02

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12928 от 13.01.2020 г.

Грейт Груп Медикал Ко., Лтд., Тайвань
Great Group Medical Co., Ltd., № 168, Xingong 2nd Rd., Tienzhong Township,
Changhua County 520, Taiwan

Импортер: ООО «Медикс Групп», Российская Федерация, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Красной звезды, д. 9,
Тел.: + 7 (3022) 201-201




Маска для CPAP, размер S (к/н: 2250000)



Маска для CPAP для взрослых (к/н: 2222000)



Держатели-фиксаторы для масок головные, (к/н 2224000),



вентиляции к/н HFN-1001

 **Канюля носовая для неинвазивной вентиляции**
Nasal cannula for non-invasive ventilation

REF HFN-1001 10-11-2022
LOT 110211 10-11-2025

Cannula Size: #S

Производитель: "Грейт Групп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань.
Great Group Medical Co., Ltd.
No. 168, Xingong 2nd Rd., Tianshong Township,
Changhua County 520, Taiwan R.O.C.
TEL: +886-4-875-8181 FAX: +886-4-875-6161

EC REP: Wellkang Ltd
Enterprise Hub, NW Business Complex,
1 Beraghmore Road, Derry, BT48 8SE, Northern Ireland

Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2012/12926
от 13 января 2020 года

вентиляции (к/н HFN-0003)

 **Канюля носовая для неинвазивной вентиляции**
Nasal cannula for non-invasive ventilation

REF HFN-0003 01-11-2021
LOT 004497 01-11-2024

Cannula Size: #L

Производитель: "Грейт Групп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань.
Great Group Medical Co., Ltd.
No. 168, Xingong 2nd Rd., Tianshong Township,
Changhua County 520, Taiwan R.O.C.
TEL: +886-4-875-8181 FAX: +886-4-875-6161

EC REP: Wellkang Ltd
Enterprise Hub, NW Business Complex,
1 Beraghmore Road, Derry, BT48 8SE, Northern Ireland

Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2012/12926
от 13 января 2020 года

вентиляции (к/н HFN-0003)

 **Канюля носовая для неинвазивной вентиляции**
Nasal cannula for non-invasive ventilation

REF HFN-0001 01-11-2021
LOT 007136 01-11-2024

Cannula Size: #S

Производитель: "Грейт Групп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань.
Great Group Medical Co., Ltd.
No. 168, Xingong 2nd Rd., Tianshong Township,
Changhua County 520, Taiwan R.O.C.
TEL: +886-4-875-8181 FAX: +886-4-875-6161

EC REP: Wellkang Ltd
Enterprise Hub, NW Business Complex,
1 Beraghmore Road, Derry, BT48 8SE, Northern Ireland

Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2012/12926
от 13 января 2020 года

Канюли к/н 681-103: размер S

High Flow Nasal Cannula **GENTEC®**
Adult S

REF 681-103
Part No. : A63105390 Qty: 1set

LOT 61E-21090010 2021/09/07 2026/09/06

GENTEC(SHANGHAI) CORPORATION
No.499 Wenji Road, Songjiang District,
Shanghai 201616.P.R.C

URL: www.gentec.com  0123 

EC REP: MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10 • 48163 Muenster • Germany

Канюли к/н 681-102: размер M

High Flow Nasal Cannula **GENTEC®**
Adult M

REF 681-102
Part No. : A63105320 Qty: 1set

LOT 61E-21090100 2021/09/29 2026/09/28

GENTEC(SHANGHAI) CORPORATION
No.499 Wenji Road, Songjiang District,
Shanghai 201616.P.R.C

URL: www.gentec.com  0123 

EC REP: MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10 • 48163 Muenster • Germany

Канюли к/н 681-101: размер L

High Flow Nasal Cannula **GENTEC®**
Adult L

REF 681-101
Part No. : A63105370 Qty: 1set

LOT 61E-21090099 2021/09/29 2026/09/28

GENTEC(SHANGHAI) CORPORATION
No.499 Wenji Road, Songjiang District,
Shanghai 201616.P.R.C

URL: www.gentec.com  0123 

EC REP: MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10 • 48163 Muenster • Germany

CE
1639

Product is
not made
with Phthalate
DEHP

Product is not
made with
natural rubber
Latex

veoflo®

ADULT HIGH FLOW NASAL CANNULA
SMALL - MAX FLOW RATE < 60 LPM

EN	High Flow Nasal Cannula	EL	Perverch adyuvaka upyaplyk polje	PT	Cannula Nasal de Fluxo Elevado
PT-BR	Cannula Nasal de Alto Fluxo	HU	Nagy Áramlású Öbltetőző Orlékancél	RO	Cannulă nazală pentru debit mare
BG	Насална канюла с висока проточка	ID	Kanula Nasal Aliran Tinggi	RU	Выводно-вдыхательная носовая канюла
HR	Nazalna kaniula s visokim protokom	IT	Cannula nasale ad alto flusso	SR	Nosna kaniula visokog protoka
CS	Nosní kanyla s vysokým průtokem	JA	高流量鼻カニューレ	ZH	大流量鼻管
DA	Høj Flow Nasal Kanyle	KO	고유량 비강 캐노일	SK	Nosová kanyla s vysokým prietokom
NL	Hogstroomende neuscannule	KK	Хорошо адиувача ушпача канюла	ES	Cánula nasal de flujo alto
ET	Suure pealvooluga nina-kaniil	LV	Augstas plūsmas nazālā kanīle	SV	Näskanyle med hög flöde
FI	Suorivirtauksinen nenäkanyyli	LT	Nasli esanti kanulė	TR	Yüksek Akışlı Nazal Kanül
FR	Cannule nasale haut débit	NO	Nasal kanyle med høy tilførsel	VI	Ống thông mũi Lưu lượng Cao
DE	Nasenkanüle mit hohem Durchfluss	PL	Kaniula nosowa o wysokim przepływie	UK	Насална канюла високото протече

Veoflo High Flow Nasal Cannula Small Adult with Adapter

REF 032-10-170

LOT 211101518

2026-10

flexicare
TOTAL QUALITY TOTAL

Flexicare Medical Ltd
Cynon Valley Business
Mountain Ash, CF89
+44 (0)1443 474
+44 (0)1443 474
enquiries@flexicare
03000-00001 / 03000-

CE
1639

Product is
not made
with Phthalate
DEHP

Product is not
made with
natural rubber
Latex

veoflo®

ADULT HIGH FLOW NASAL CANNULA
MEDIUM - MAX FLOW RATE < 60 LPM

EN	High Flow Nasal Cannula	EL	Perverch adyuvaka upyaplyk polje	PT	Cannula Nasal de Fluxo Elevado
PT-BR	Cannula Nasal de Alto Fluxo	HU	Nagy Áramlású Öbltetőző Orlékancél	RO	Cannulă nazală pentru debit mare
BG	Насална канюла с висока проточка	ID	Kanula Nasal Aliran Tinggi	RU	Выводно-вдыхательная носовая канюла
HR	Nazalna kaniula s visokim protokom	IT	Cannula nasale ad alto flusso	SR	Nosna kaniula visokog protoka
CS	Nosní kanyla s vysokým průtokem	JA	高流量鼻カニューレ	ZH	大流量鼻管
DA	Høj Flow Nasal Kanyle	KO	고유량 비강 캐노일	SK	Nosová kanyla s vysokým prietokom
NL	Hogstroomende neuscannule	KK	Хорошо адиувача ушпача канюла	ES	Cánula nasal de flujo alto
ET	Suure pealvooluga nina-kaniil	LV	Augstas plūsmas nazālā kanīle	SV	Näskanyle med hög flöde
FI	Suorivirtauksinen nenäkanyyli	LT	Nasli esanti kanulė	TR	Yüksek Akışlı Nazal Kanül
FR	Cannule nasale haut débit	NO	Nasal kanyle med høy tilførsel	VI	Ống thông mũi Lưu lượng Cao
DE	Nasenkanüle mit hohem Durchfluss	PL	Kaniula nosowa o wysokim przepływie	UK	Насална канюла високото протече

Veoflo High Flow Nasal Cannula Medium Adult with Adapter

REF 032-10-171

LOT 230804021

2028-07



(01)05055788770879(17)280701(10)230804021

flexicare
TOTAL QUALITY TOTAL

Flexicare Medical Ltd
Cynon Valley Business
Mountain Ash, CF89
+44 (0)1443 474
+44 (0)1443 474
enquiries@flexicare
03000-00001 / 03000-

CE
1639

Product is
not made
with Phthalate
DEHP

Product is not
made with
natural rubber
Latex

veoflo®

ADULT HIGH FLOW NASAL CANNULA
LARGE - MAX FLOW RATE < 60 LPM

EN	High Flow Nasal Cannula	EL	Perverch adyuvaka upyaplyk polje	PT	Cannula Nasal de Fluxo Elevado
PT-BR	Cannula Nasal de Alto Fluxo	HU	Nagy Áramlású Öbltetőző Orlékancél	RO	Cannulă nazală pentru debit mare
BG	Насална канюла с висока проточка	ID	Kanula Nasal Aliran Tinggi	RU	Выводно-вдыхательная носовая канюла
HR	Nazalna kaniula s visokim protokom	IT	Cannula nasale ad alto flusso	SR	Nosna kaniula visokog protoka
CS	Nosní kanyla s vysokým průtokem	JA	高流量鼻カニューレ	ZH	大流量鼻管
DA	Høj Flow Nasal Kanyle	KO	고유량 비강 캐노일	SK	Nosová kanyla s vysokým prietokom
NL	Hogstroomende neuscannule	KK	Хорошо адиувача ушпача канюла	ES	Cánula nasal de flujo alto
ET	Suure pealvooluga nina-kaniil	LV	Augstas plūsmas nazālā kanīle	SV	Näskanyle med hög flöde
FI	Suorivirtauksinen nenäkanyyli	LT	Nasli esanti kanulė	TR	Yüksek Akışlı Nazal Kanül
FR	Cannule nasale haut débit	NO	Nasal kanyle med høy tilførsel	VI	Ống thông mũi Lưu lượng Cao
DE	Nasenkanüle mit hohem Durchfluss	PL	Kaniula nosowa o wysokim przepływie	UK	Насална канюла високото протече

Veoflo High Flow Nasal Cannula Large Adult with Adapter

REF 032-10-172

LOT 230803328

2028-07




(01)05055788770909(17)280701(10)230803328

flexicare
TOTAL QUALITY TOTAL

Flexicare Medical Ltd
Cynon Valley Business
Mountain Ash, CF89
+44 (0)1443 474
+44 (0)1443 474
enquiries@flexicare
03000-00001 / 03000-

Канюли назальные высокопоточные для взрослых VFN-S

Одноразовое использование
Нестерильно



ПУ ФСЗ № 2010/08292 от 11.03.2020г.

LOT _____

«ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко.,Лтд.», Тайвань

Канюли назальные высокопоточные для взрослых VFN-L

Одноразовое использование
Нестерильно



ПУ ФСЗ № 2010/08292 от 11.03.2020г.

LOT _____

«ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко.,Лтд.», Тайвань

Канюли назальные высокопоточные для взрослых VFN-M

Одноразовое использование
Нестерильно




ПУ ФСЗ № 2010/08292 от 11.03.2020г.

LOT _____

«ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко.,Лтд.», Тайвань

Датчик оптоэлектронный пульсоксиметрический ДОПП-«Тритон»



Датчики пульсоксиметрические, многоразовые U110-05



Датчик оптоэлектронный пульсоксиметрический ДОПн-«Тритон»



Датчики пульсоксиметрические, многоцветные U110-07

Датчик пульсоксиметрический для подключения пациента к монитору, многоцветный

unimed **UM**

REF U110-07(RU)

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/11138 от 19.04.2017

Серия: 2931300239240223001 Part number U310-256

1 шт.

Рх only(U.S.)

Изготовитель: "Юнимед Медикал Салпайз, Инк.", KNP, Unimed Medical Supplies, Inc., Bldg, Nangang 3rd Industrial Park, Tangtou, Shiyuan, 518108 Shenzhen, the People's Republic of China

2024-03-06

LOT 2240223065

Модуль газоанализа дыхательной смеси (без отбора пробы) ТЭСМ.506001

Модуль газоанализа дыхательной смеси (без отбора пробы) ТЭСМ.506001

TRITON

БРУТТО - 0,3 кг
НЕТТО - 0,2 кг

ООО фирма «Тритон-Электроникс»
Россия, 620133, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 33
Юридический адрес: Россия, 620027, г. Екатеринбург, ул. Шамова, 9-217
Сервисная служба: тел.: +7 (343) 304-60-52, +7 (800) 500-60-53
Служба качества: тел.: +7 (343) 304-60-50
Эл. почта: mail@triton.ru
Сайт: www.triton.ru

CAPNO.MED.

EtCO2 Sensor

REF CMZ10

Configuration List:

EtCO2 Sensor 1PC
Airway Adapter 1PC

Qingdao Kepu Medical Equipment S&T Co., Ltd.
2 Area, 5th Floor, No.10 Standard Workshop, Yanghe Road,
Economic-Technological Development Area, 266004 Qingdao
City, Hebei Province, P.R. China.
Website: www.capno-med.com Email: info@capno-med.com

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Адаптер датчика капнографического, одноразовый CSM01A

Open from this side

CAPNO.MED.

Airway Adapter

Instruction for use:

1. Place the Airway Adapter on the EtCO2 Sensor.
2. It will "click" when properly seated.
3. Insert the Airway Adapter in the airway.
4. For optimal results, do not place the Airway Adapter between the ET tube and the elbow.

QTY 1PC

REF CSM01A

LOT 20729

2020-12-22
2022-12-21

Адаптер датчика капнографического, многоцветный TSM03A-W

Open from this side

Airway Adapter

Instructions for use:

1. Place the Airway Adapter on the EtCO2 Sensor.
2. It will "click" when properly seated.
3. Insert the Airway Adapter in the airway.
4. For optimal results, do not place the Airway Adapter between the ET tube and the elbow.

QTY 1PC

REF TSM03A-W

LOT 14X064

2024-02-23
2023-02-22

Катетер баллонный эзофагеальный NutriVent™ к/н 09031016

NutriVent™

Multifunction naso-gastric catheter

An innovative system for respiratory monitoring
REF : 09031016
LOT : FFC0306
MH : 2024-02-20
EXP : 2027-01-20

Innovativo sistema di monitoraggio ventilatorio
REF : 09031016
LOT : FFC0306
MH : 2024-02-20
EXP : 2027-01-20

STERILE EO
LATEX FREE

Катетер баллонный эзофагеальный NutriVent™

REF: 09031016
LOT: FFC0306
EXP: 2027-01-20


SIDAM s.r.l., Verona

Гидрофобный фильтр для мониторинга с портом luer (к/н 2715000)

Наименование. Дыхательный вирусно-бактериальный фильтр для аппарата
REF 2715000
Назначение. Для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных контурах
Производитель. «Интерседжикал» (Intersurgical) Птд (Ltd), Великобритания
Завод-производитель (страна производства). «Интерседжикал Уаб», Литва, Intersurgical UAB, Armoniu g 60128-1 LT-18170 Pabrade, Lithuania
Представитель. «Интерседжикал», 117105, Москва, Варшавское шоссе д 26, стр 11, тел. +7(495)771-68-09
Дата производства. 05.2020 г.
Дата окончания срока годности. 05.2025 г.
Регистрационное удостоверение. №ФСЗ 2808/03551 от 20 ноября 2019 г.

010-740
Фильтр
Производитель: «Флексикар Медикал Лимитед», Соединенное Королевство. Flexicare Medical Limited, Cynon Valley Business Park, Mountain Ash, Mid Glamorgan, CF46 4EP, United Kingdom
РУ № РЗН 2013/1311 от 10.02. 2014г.
Срок годности: см. упаков.
Информацию по данной этикетке считать приоритетной
апиерогенно/ нетоксично внутри
Hydrophobic Disc Filter Luer Lock Female to Male
REF 010-740
LOT 230702112 2028-06

контуру, прямой,
модель 60-14100-00
Нестерильно



РУ № РЗН _____


LOT _____ 2023.07.13 _____

«Шэньчжэнь Майндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.», Китай

Соединители с портами или без, (к/н 2713000)

Наименование. Соединитель с портом жесткий прямой
REF 2713000
Назначение. Для конструирования дыхательного контура
Производитель. «Интерседжикал» (Intersurgical) Птд (Ltd), Великобритания
Завод-производитель (страна производства). «Интерседжикал Уаб», Литва, Intersurgical UAB, Armoniu g 60128-1, LT-18170 Pabrade, Lithuania
Представитель. «Интерседжикал», 117105, Москва, Варшавское шоссе д 26, стр 11, тел. +7(495)771-68-09
Дата производства. 11.2019 г.
Дата окончания срока годности. 11.2024 г.
Регистрационное удостоверение. №ФСЗ 2808/03551 от 20 ноября 2019 г.

Влагоотделитель,
модель 60-13100-00
Нестерильно




РУ № РЗН _____

LOT 1638-3_ 2023.08.23_

«Шэньчжэнь Майндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.», Китай

Влагосборник,
модель 100-000080-00
Нестерильно





РУ № РЗН _____

LOT 1.947-1_ 2023.08.23_

«Шэньчжэнь Майндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.», Китай

00



мобивент

Адаптер питания
P72.31.100


ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА:

ВХОДНЫЕ	ВЫХОДНЫЕ
12-32 В	24 В
15-56 А	6,2 А



КРЭТ
УПЗ


Уплотнитель прижимной
P70.10.214



РУ № РЗН _____

2024.03.20
АО «Уральский приборостроительный завод»,
620000 Россия, Свердловская область, Сысертский
район, промзона 25 км Челябинского тракта


Коннектор в сборе
P72.15.320



РУ № РЗН _____

2024.03.11
АО «Уральский приборостроительный завод»,
620000 Россия, Свердловская область, Сысертский
район, промзона 25 км Челябинского тракта

Мембрана
P72.01.15.340



РУ № РЗН _____

2024.01.26
АО «Уральский приборостроительный завод»,
620000 Россия, Свердловская область, Сысертский
район, промзона 25 км Челябинского тракта

Модуль АКБ (съёмный), P72.17.130



Сделано в России



ТЕСТ

Модуль АКБ съёмный P72.17.130



АО «Уральский приборостроительный завод»,
620000 Россия, Свердловская область,
р-н Сысертский, промзона 25 км
Челябинского тракта



Li-Ion

18.5 В
14 А*ч




0003



05.2024

P70.10.230



РУ № РЗН _____



2024.03.21



АО «Уральский приборостроительный завод»,
620000 Россия, Свердловская область, Сысертский
район, промзона 25 км Челябинского тракта

НЕРА фильтр

P70.11.471

Нестерильно



Класс очистки – H10

РУ № РЗН _____



025



2024.02.16



АО «Уральский приборостроительный завод»,
620000 Россия, Свердловская область, Сысертский
район, промзона 25 км Челябинского тракта

Многорозеточный соединитель

ВР2Б-1
250 В
3,15 А



230 В
50/60 Гц
700 ВА



ТОЛЬКО ДЛЯ АИВЛ
И УВЛАЖНИТЕЛЯ



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

двух листов (28) листов

Генеральный директор

Валутин Ю.М.



Исполняющий обязанности
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА **АО-УПЗ**
АБУЗЯРОВ Ф.Н.
ПРИКАЗ № 408-К ОТ 27.09.2024г.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УРАЛЬСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

АО «УПЗ» 620000 Россия, Свердловская область,
Сысертьский район, промзона 25 км Челябинского тракта
тел.: +7(343)359-93-76 факс: +7(343)359-93-77
Почтовый адрес: 624000, г. Арамиль, а/я 44

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО «УПЗ»



Ю.М. Валутков

2024 г.

**Аппарат искусственной вентиляции легких
«МОБИВЕНТ»
по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023
Фотографические изображения
Р70.ТФ.202**

 КРЭТ упр	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	2 из 136

Раздел 1. Общий вид медицинского изделия



Фотографическое изображение 1 – Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент», вариант исполнения 1, (вид спереди)

	Фотографические изображения Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023	Р70.ТФ.202	
		Дата пересмотра	26.04.2024
		Страница	3 из 136



Фотографическое изображение 2 – Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент», вариант исполнения 2, (вид спереди)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	4 из 136



Фотографическое изображение 3 – Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент», вариант исполнения 3 (вид спереди)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	5 из 136



Фотографическое изображение 4 – Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент», вариант исполнения 4, (вид спереди)

 КРЭТ УПЗ	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	6 из 136

Раздел 2. Комплектующие



Фотографическое изображение 5 – Рабочий блок аппарата «МОБИВЕНТ»,
Р70.10.000, Р70.20.000, Р70.30.000, Р70.40.000
производства АО «УПЗ», Россия
(вид сзади)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	7 из 136



Фотографическое изображение 6 – Рабочий блок аппарата «МОБИВЕНТ»,
Р70.10.000, Р70.20.000, Р70.30.000
производства АО «УПЗ», Россия
(вид сбоку)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	8 из 136



Фотографическое изображение 7 – Рабочий блок аппарата «Мобивент»,
 Р70.40.000
 производства АО «УПЗ», Россия
 (вид справа)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	9 из 136



*Фотографическое изображение 8 – Шнур питания, к/н LAN-PP13L/SH-5.0-BK,
производства ООО «ЛАНМАСТЕР РУС», Россия
(для всех вариантов исполнения аппарата)*

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	10 из 136



*Фотографическое изображение 9 – Шнур питания, к/н LAN-PP13L/SH-1.0-BK,
производства ООО «ЛАНМАСТЕР РУС», Россия
(для всех вариантов исполнения аппарата)*

КРЭТ упз	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	11 из 136



Фотографическое изображение 10 – Шланг для кислорода, Р71.50.010,
производства АО «УПЗ», Россия
(для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	12 из 136




*Фотографическое изображение 11 – Штуцер, РП9.19-00.430,
производства АО «УПЗ», Россия
(для всех вариантов исполнения аппарата)*

 КРЭТ унз	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	13 из 136



*Фотографическое изображение 12 – Штыцер O₂, Р55.07.001,
производства АО «УПЗ», Россия
(для всех вариантов исполнения аппарата)*

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	14 из 136



*Фотографическое изображение 13 – Тележка, Р70.04.000,
производства АО «УПЗ», Россия
(для всех вариантов исполнения аппарата)*

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	15 из 136



*Фотографическое изображение 14 – Держатель контура, Р66.03.000,
производства АО «УПЗ», Россия
(для всех вариантов исполнения аппарата)*

 КРЭТ упз	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	16 из 136



*Фотографическое изображение 15 – Держатель емкости, Р72.21.500,
производства АО «УПЗ», Россия
(для всех вариантов исполнения аппарата)*

 КРЭТ упз	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	17 из 136



*Фотографическое изображение 16 – Датчик потока проксимальный многоразовый (взрослый),
к/н SFM3300-250-AW, производства Sensirion AG, Швейцария
(для всех вариантов исполнения аппарата)*

 КРЭТ упр	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	18 из 136



Фотографическое изображение 17 – Датчик потока проксимальный многоразовый (детский),
 к/н SFM3400-33-AW, производства Sensirion AG, Швейцария
 (для всех вариантов исполнения аппарата)

 КРЭТ упз	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	19 из 136



Фотографическое изображение 18 – Датчик потока проксимальный одноразовый (взрослый), к/н SFM3300-250-D, производства Sensirion AG, Швейцария (для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	20 из 136



*Фотографическое изображение 19 – Датчик потока проксимальный одноразовый (детский),
к/н SFM3400-33-D, производства Sensirion AG, Швейцария
(для всех вариантов исполнения аппарата)*

 КРЭТ упр	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	21 из 136



Фотографическое изображение 20 – Кабель датчика потока проксимального,
 к/н 130909000, производства Nicolay GmbH, Германия
 (для всех вариантов исполнения аппарата)

 КРЭТ упр	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	22 из 136



Фотографическое изображение 21 – Увлажнитель дыхательных смесей ТЕВЛАР – «УОМЗ» по АМНК.941629.001ТУ (ТУ 32.50.21-121-07539541-2018), вариант исполнения 3703.00000000, производства АО "ПО "УОМЗ", Россия (ПУ №РЗН 2015/2620)
(для всех вариантов исполнения аппарата)

 КРЭТ упз	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	23 из 136



Фотографическое изображение 22 – Увлажнитель дыхательных смесей ТЕВЛАР – «УОМЗ» по АМНК.941629.001ТУ (ТУ 32.50.21-121-07539541-2018), вариант исполнения 3703.00000000-01, производства АО "ПО "УОМЗ", Россия (ПУ №РЗН 2015/2620)
(для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	24 из 136



Фотографическое изображение 23 – Увлажнитель дыхательных смесей MG,
вариант исполнения MG 3000, производства «Грейт Групп Медикал Ко., Лтд.», Тайвань
(ПУ № ФСЗ 2012/12372)
(для всех вариантов исполнения аппарата)




Фотографическое изображение 24 – Камера увлажнителя многоразового использования с функцией автоматического заполнения из состава принадлежностей Увлажнителя дыхательных смесей MG, вариант исполнения MG 3000, производства «Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.», Тайвань (ПУ № ФСЗ 2012/12372)
(для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	26 из 136




Фотографическое изображение 25 – Нагревательный элемент многоразового использования (длина 120 см) из состава принадлежностей Увлажнителя дыхательных смесей MG, вариант исполнения MG 3000, производства «Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.», Тайвань (ПУ № ФСЗ 2012/12372)
(для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	27 из 136



Фотографическое изображение 26 – Температурный датчик (длина 110 см) из состава принадлежностей Увлажнителя дыхательных смесей MG, вариант исполнения MG 3000, производства «Грейт Групп Медикал Ко., Лтд.», Тайвань (РУ № ФСЗ 2012/12372)
(для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	28 из 136



Фотографическое изображение 27 – Адаптер нагревательного элемента с одним проводом нагрева, серия 07 (тип коннектора Lemo) из состава принадлежностей Увлажнителя дыхательных смесей MG, вариант исполнения MG 3000, производства «Грейт Групп Медикал Ко., Лтд.», Тайвань (ПУ № ФСЗ 2012/12372) (для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	29 из 136



Фотографическое изображение 28 – Проводник нагревательного элемента (длина 210 см) из состава принадлежностей Увлажнителя дыхательных смесей MG, вариант исполнения MG 3000, производства «Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.», Тайвань (ПУ № ФСЗ 2012/12372)
(для всех вариантов исполнения аппарата)

 КРЭТ упз	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	30 из 136




Фотографическое изображение 29 – Увлажнитель дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких, производства «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань (ПУ № ФСЗ 2010/08292)

 КРЭТ упр	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	31 из 136



Фотографическое изображение 30 – Камера увлажнителя, вариант исполнения G-314002 из состава принадлежностей Увлажнителя дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких, производства «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань
 (РУ № ФСЗ 2010/08292)
 (для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	32 из 136



*Фотографическое изображение 31 – Коннектор (адаптер), варианты исполнения G-311004-2 из состава принадлежностей Увлажнителя дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких, производства «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань
(РУ № ФСЗ 2010/08292)
(для всех вариантов исполнения аппарата)*

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	33 из 136



Фотографическое изображение 32 – Коннектор (адаптер), варианты исполнения G-311003-3 из состава принадлежностей Увлажнителя дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких, производства «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань
 (ПУ № ФСЗ 2010/08292)
 (для всех вариантов исполнения аппарата)


 КРЭТ упз	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	34 из 136



Фотографическое изображение 33 – Коннектор (угольник), вариант исполнения G-311025 из состава принадлежностей Увлажнителя дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких, производства «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань (РУ № ФСЗ 2010/08292)

(для всех вариантов исполнения аппарата)

 КРЭТ упр	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	35 из 136



Фотографическое изображение 34 – Коннектор (тройник пациента), варианты исполнения G-313005 из
 состава принадлежностей Увлажнителя дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов
 искусственной вентиляции легких, производства «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань
 (ПУ № ФСЗ 2010/08292)
 (для всех вариантов исполнения аппарата)

 КРЭТ упз	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	36 из 136



*Фотографическое изображение 35 – Коннектор (тройник пациента), варианты исполнения G-313005-11 из состава принадлежностей Увлажнителя дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких, производства «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань (ПУ № ФСЗ 2010/08292)
(для всех вариантов исполнения аппарата)*

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	37 из 136



*Фотографическое изображение 36 – Влагосборник многоразовый, варианты исполнения G-313003-1 из состава принадлежностей Увлажнителя дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких, производства «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань (РУ № ФСЗ 2010/08292)
(для всех вариантов исполнения аппарата)*

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	38 из 136



*Фотографическое изображение 37 – Влагосборник многоразовый, варианты исполнения G-313003-2-1 из состава принадлежностей Увлажнителя дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких, производства «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань (ПУ № ФСЗ 2010/08292)
(для всех вариантов исполнения аппарата)*

 упз	Фотографические изображения	Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023	Дата пересмотра	26.04.2024
		Страница	39 из 136



Фотографическое изображение 38 – Контур дыхательный взрослый многоразовый, вариант исполнения G-328000 из состава принадлежностей Увлажнителя дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких, производства «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань (РУ № ФСЗ 2010/08292)
(для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
упз			Страница	40 из 136



Фотографическое изображение 39 – Контур дыхательный детский многоразовый, вариант исполнения G-330000 из состава принадлежностей Увлажнителя дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких, производства «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань (ПУ № ФСЗ 2010/08292)
(для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	41 из 136



Фотографическое изображение 40 – Контур дыхательный взрослый одноразовый, вариант исполнения G-316001-1 из состава принадлежностей Увлажнителя дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких, производства «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань (РУ № ФСЗ 2010/08292)

(для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	42 из 136



*Фотографическое изображение 41 – Контур дыхательный детский одноразовый, вариант исполнения D-330000 из состава принадлежностей Увлажнителя дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких, производства «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань (РУ № ФСЗ 2010/08292)
(для всех вариантов исполнения аппарата)*

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	43 из 136




Фотографическое изображение 42 – Фильтр, варианты исполнения 800-51700 из состава принадлежностей Увлажнителя дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких, производства «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань (ПУ № ФСЗ 2010/08292)
(для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	44 из 136



*Фотографическое изображение 43 – Фильтр, варианты исполнения 800-52000 из состава принадлежностей Увлажнителя дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких, производства «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань (РУ № ФСЗ 2010/08292)
(для всех вариантов исполнения аппарата)*

	Фотографические изображения		P70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	45 из 136



Фотографическое изображение 44 – Тестовое легкое, вариант исполнения 800-21001 из состава принадлежностей Увлажнителя дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких, производства «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань
(ПУ № ФСЗ 2010/08292)
(для всех вариантов исполнения аппарата)

 КРЭТ упр	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	46 из 136



Фотографическое изображение 45 – Мешок многоразовый, варианты исполнения G-118003 из состава принадлежностей Увлажнителя дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких, производства «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань
 (ПУ № ФСЗ 2010/08292)
 (для всех вариантов исполнения аппарата)

 КРЭТ упр	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	47 из 136



Фотографическое изображение 46 – Мешок многоразовый, варианты исполнения G-118004 из состава принадлежностей Увлажнителя дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких, производства «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань
 (ПУ № ФСЗ 2010/08292)
 (для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	48 из 136




Фотографическое изображение 47 – Мешок одноразовый, варианты исполнения G-118000 из состава принадлежностей Увлажнителя дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких, производства «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань
(ПУ № ФСЗ 2010/08292)
(для всех вариантов исполнения аппарата)

 упз	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	49 из 136




Фотографическое изображение 48 – Мешок одноразовый, варианты исполнения G-118001 из состава принадлежностей Увлажнителя дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких, производства «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань
(ПУ № ФСЗ 2010/08292)
(для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023	Р70.ТФ.202	
		Дата пересмотра	26.04.2024
		Страница	50 из 136



Фотографическое изображение 49 – Небулайзер, вариант исполнения М-0601 из состава принадлежностей Увлажнителя дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких, производства «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань (РУ № ФСЗ 2010/08292) (для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		P70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	51 из 136




Фотографическое изображение 50 – Трубка гофрированная с коннектором (flex tube), вариант исполнения G-322011 из состава принадлежностей Увлажнителя дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких, производства «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань (РУ № ФСЗ 2010/08292)
(для всех вариантов исполнения аппарата)

 КРЭТ упз	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	52 из 136




*Фотографическое изображение 51 – Маска силиконовая, варианты исполнения S100-1 из состава принадлежностей Увлажнителя дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких, производства «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань
(РУ № ФСЗ 2010/08292)
(для всех вариантов исполнения аппарата)*

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	53 из 136



Фотографическое изображение 52 – Маска силиконовая, варианты исполнения S100-4 из состава принадлежностей Увлажнителя дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких, производства «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань
(ПУ № ФСЗ 2010/08292)
(для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	54 из 136



Фотографическое изображение 53 – Гибкий нагреватель контура к/н 900110L из состава принадлежностей для увлажнителя дыхательных смесей VADI VH-2000
(для всех вариантов исполнения аппарата)

 упз	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	55 из 136



Фотографическое изображение 54 – Гибкий нагреватель контура к/н 900130L из состава принадлежностей для увлажнителя дыхательных смесей VADI VH-2000
(для всех вариантов исполнения аппарата)

 упз	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	56 из 136



Фотографическое изображение 55 – Кабель питания нагревателя контура к/н VH30200L из состава принадлежностей для увлажнителя дыхательных смесей VADI VH-2000
(для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	57 из 136



Фотографическое изображение 56 – Температурный датчик, к/н VH30T150 из состава принадлежностей для увлажнителя дыхательных смесей VADI VH-2000 (для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	58 из 136



*Фотографическое изображение 57 – Струна, к/н 30Н160 из состава принадлежностей для увлажнителя дыхательных смесей VADI VH-2000
(для всех вариантов исполнения аппарата)*

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	59 из 136



*Фотографическое изображение 58 – Угольник, РП11.19-01.050, производства АО «УПЗ», Россия
(для всех вариантов исполнения аппарата)*

 КРЭТ упр	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	60 из 136



*Фотографическое изображение 59 – Угольник, РП11.19-01.050-01, производства АО «УПЗ», Россия
(для всех вариантов исполнения аппарата)*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Фотографическое изображение 61 – Влагосборник, РП5.14-00.000, производства АО «УПЗ», Россия из состава принадлежностей для сборки контура дыхательного взрослого, многоразового (для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	63 из 136



*Фотографическое изображение 62 – Дыхательный контур многоразового использования необогреваемый для взрослых (трубки силикон), производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань (РУ №ФСЗ 2012/12928) из состава принадлежностей для сборки контура дыхательного взрослого, многоразового
(для всех вариантов исполнения аппарата)*



Фотографическое изображение 63 – Трубки гофрированные силиконовые для дыхательных аппаратов
 ТГСД по ТУ 9444-016-48423543-2007, производства ООО "РТИ-Силиконы", Россия
 (РВ № ФСР 2008/03244) из состава принадлежностей для сборки контура дыхательного детского,
 многоразового
 (для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	65 из 136



Фотографическое изображение 64 – Y-образный адаптер (полисульфон), производства "Грейт Групп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань (РУ №ФСЗ 2012/12928) из состава принадлежностей для сборки контура дыхательного детского, многоходового (для всех вариантов исполнения аппарата)

 КРЭТ упз	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	66 из 136




Фотографическое изображение 65 – Влагосборник многоразового использования (полисульфон), производства "Грейт Групп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань (РУ №ФСЗ 2012/12928) из состава принадлежностей для сборки контура дыхательного детского, многоразового (для всех вариантов исполнения аппарата)

 упз	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	67 из 136



Фотографическое изображение 66 – Дыхательный контур многоразового использования необогреваемый педиатрический (трубки силикон), производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань (ПУ №ФСЗ 2012/12928) из состава принадлежностей для сборки контура дыхательного детского, многоразового
(для всех вариантов исполнения аппарата)

 КРЭТ упр	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	68 из 136



Фотографическое изображение 67 – Контуры дыхательные однократного применения по ТУ ВУ 190682947.003-2009, вариант исполнения: контур дыхательный без принадлежностей, производства ООО «Ассомедика», Республика Беларусь (ПУ ФСЗ 2010/06637)
(для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023	Р70.ТФ.202	
		Дата пересмотра	26.04.2024
		Страница	69 из 136



Фотографическое изображение 68 – Контуры дыхательные однократного применения по ТУ ВУ 190682947.003-2009, вариант исполнения: контур дыхательный анестезиологический стандартный, производства ООО «Ассомедика», Республика Беларусь (ПУ ФСЗ 2010/06637)
 (для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	70 из 136



Фотографическое изображение 69 – Контуры дыхательные однократного применения по ТУ ВУ 190682947.003-2009, вариант исполнения: контур дыхательный коаксиальный, производства ООО «Ассомедика», Республика Беларусь (РУ ФСЗ 2010/06637)
(для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	71 из 136



Фотографическое изображение 70 – Контуры дыхательные однократного применения по ТУ ВУ 190682947.003-2009, вариант исполнения: контур дыхательный для аппарата ИВЛ с пароувлажнителями, производства ООО «Ассомедика», Республика Беларусь (ПУ ФСЗ 2010/06637)
(для всех вариантов исполнения аппарата)

 КРЭТ упр	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	72 из 136



Фотографическое изображение 71 – Контур медицинский дыхательный одноразового применения нестерильный по ТУ 32.50.21-001-03741033-2021, в вариантах исполнения: I. Комплект контура дыхательного для взрослых, производства ООО "ГЛОБУС", Россия (РУ №РЗН 2022/17667)
(для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	73 из 136




*Фотографическое изображение 72 – Дыхательный контур однократного использования необогреваемый педиатрический (трубки этиленвинилацетат), производства "Грейт Груп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань (РУ №ФСЗ 2012/12928)
(для всех вариантов исполнения аппарата)*

 упз	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	74 из 136



Фотографическое изображение 73 – Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: Дыхательные контуры реанимационные для взрослых, с принадлежностями: линия мониторинга, дыхательный клапан, держатели-фиксаторы, производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания (ПУ №ФСЗ 2009/03551)
(для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	75 из 136



Фотографическое изображение 74 – Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения электростатический с размерами выходов 22М/15F-15М/22F, без тепловлагообмена, производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь (ПУ №РЗН 2018/7282)
(для всех вариантов исполнения аппарата)

 упз	Фотографические изображения	Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023	Дата пересмотра	26.04.2024
		Страница	76 из 136




Фотографическое изображение 75 – Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения электростатический с размерами выходов 22М/15F-15М/22F, с теплообменом производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь (РУ №РЗН 2018/7282)
(для всех вариантов исполнения аппарата)

 упз	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	77 из 136




Фотографическое изображение 76 – Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: Дыхательные вирусно-бактериальные фильтры–тепловлагообменники для аппаратов, производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания (РУ №ФСЗ 2009/03551)
(для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	78 из 136





Фотографическое изображение 77 – Тестовое легкое, производства "Грейт Групп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань (РУ №ФСЗ 2012/12928)
(для всех вариантов исполнения аппарата)

 КРЭТ упр	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	79 из 136




Фотографическое изображение 78 – Мешок дыхательный однократного применения, объем 1000 мл, производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь (РУ №РЭН 2018/6773)
(для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения	Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023	Дата пересмотра Страница	26.04.2024 80 из 136



Фотографическое изображение 79 – Мешок дыхательный однократного применения, объем 2000 мл, производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь (РУ №РЗН 2018/6773)
(для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	81 из 136



Фотографическое изображение 80 – Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: дыхательные мешки объемом 1,0 л для анестезиологических или реанимационных дыхательных контуров с закрытым концом, производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания (ПУ №ФСЗ 2009/03551)
(для всех вариантов исполнения аппарата)

 КРЭТ упр	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	82 из 136



Фотографическое изображение 81 – Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: дыхательные мешки объемом 2,0 л для анестезиологических или реанимационных дыхательных контуров с закрытым концом, производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания (ПУ №ФСЗ 2009/03551)
(для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	83 из 136




Фотографическое изображение 82 – Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: Распылитель в комплекте с коннектором и трубкой, производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания (РУ №ФСЗ 2009/03551)
(для всех вариантов исполнения аппарата)

 КРЭТ упр	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	84 из 136



Фотографическое изображение 83 – Небулайзер микропомповый GUN-300vt в составе: Блок управления, к/н GUN-300vt-DC; Распылитель с Т-коннектором, к/н B16300640, производства Gentec (Shanghai) Corporation, Китай, общий вид
 (для всех вариантов исполнения аппарата)

 упз	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	85 из 136



Фотографическое изображение 84 – Маски дыхательные однократного применения, размер 3 с маскодержателем или без, производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь (РУ №РЗН 2018/7995) (для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	86 из 136



Фотографическое изображение 85 – Маски дыхательные однократного применения, размер 4 с маскодержателем или без, производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь (ПУ №РЗН 2018/7995) (для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	87 из 136



Фотографическое изображение 86 – Маски дыхательные однократного применения, размер 5 с маскодержателем или без, производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь (РУ №РЗН 2018/7995) (для всех вариантов исполнения аппарата)

 упз	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	88 из 136




*Фотографическое изображение 87 – Маскодержатель маски (изделие из силикона) из состава Маски дыхательные однократного применения, размеры 3 – 5 с маскодержателем или без, производства ООО "Ассомедика", Республика Беларусь (РУ №РЗН 2018/7995)
(для всех вариантов исполнения аппарата)*

 КРЭТ упз	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	90 из 136




Фотографическое изображение 89 – Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: Маски для неинвазивной вентиляции легких для взрослых, размер S (малый): маски для СРАР, держатель-фиксатор для масок головной, производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания (РУ №ФСЗ 2009/03551)
(для всех вариантов исполнения аппарата)

 КРЭТ упз	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	91 из 136




Фотографическое изображение 90 – Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: Маски для неинвазивной вентиляции легких для взрослых, размер М (средний): маски для СРАР, держатель-фиксатор для масок головной, производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания (ПУ №ФСЗ 2009/03551)
(для всех вариантов исполнения аппарата)



Фотографическое изображение 91 – Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: Маски для неинвазивной вентиляции легких для взрослых, размер M/L (средний/большой): маски для СРАР, держатель-фиксатор для масок головной, производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания (РУ №ФСЗ 2009/03551)
(для всех вариантов исполнения аппарата)

 КРЭТ упр	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	93 из 136



Фотографическое изображение 92 – Держатель-фиксатор для масок головных из состава Устройств и дыхательных систем для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: Маски для неинвазивной вентиляции легких для взрослых, размер M/L (средний/большой): маски для CPAP, держатель-фиксатор для масок головной, производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания (РУ №ФСЗ 2009/03551)

(для всех вариантов исполнения аппарата)

 КРЭТ упз	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	94 из 136



Фотографическое изображение 93 – Канюли носовые для неинвазивной вентиляции, производства "Грейт Групп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань (ПУ №ФСЗ 2012/12928)
(для всех вариантов исполнения аппарата)

 КРЭТ упр	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	95 из 136



Фотографическое изображение 94 – Канюли носовые для неинвазивной вентиляции, производства "Грейт Групп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань (ПУ №ФСЗ 2012/12928)
(для всех вариантов исполнения аппарата)



Фотографическое изображение 95 – Канюли носовые для неинвазивной вентиляции, производства "Грейт Групп Медикал Ко., Лтд.", Тайвань (ПУ №ФСЗ 2012/12928)
 (для всех вариантов исполнения аппарата)

 упз	Фотографические изображения		P70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент»		Дата пересмотра	26.04.2024
	по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Страница	97 из 136



Фотографическое изображение 96 – Канюля высокопоточная назальная для взрослых (размер S) с адаптером, Veoflo®, производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство (для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	98 из 136



Фотографическое изображение 97 – Канюля высокопоточная назальная для взрослых (размер М) с адаптером, Veoflo®, производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство (для всех вариантов исполнения аппарата)

 КРЭТ упр	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент»		Дата пересмотра	26.04.2024
	по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Страница	99 из 136



Фотографическое изображение 98 – Канюля высокопоточная назальная для взрослых (размер L) с адаптером, Veoflo®, производства "Флексикэр Медикал Лимитед", Соединенное Королевство (для всех вариантов исполнения аппарата)

 КРЭТ улз	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	100 из 136



Фотографическое изображение 99 – Канюля высокопоточная назальная для взрослых (размер S), производства Gentec (Shanghai) Corporation, Китай (для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	101 из 136



Фотографическое изображение 100 – Канюля высокопоточная назальная для взрослых (размер М), производства Gentec (Shanghai) Corporation, Китай (для всех вариантов исполнения аппарата)

 упз	Фотографические изображения	Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023	Дата пересмотра	26.04.2024
		Страница	102 из 136



Фотографическое изображение 101 – Канюля высокопоточная назальная для взрослых (размер L), производства Gentec (Shanghai) Corporation, Китай (для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	103 из 136



Фотографическое изображение 102 – Канюля высокопоточная назальная для взрослых (размер S), производства «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань
(для всех вариантов исполнения аппарата)



Фотографическое изображение 103 – Канюля высокопоточная назальная для взрослых (размер М),
производства «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань
(для всех вариантов исполнения аппарата)

 КРЭТ упр	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	105 из 136



Фотографическое изображение 104 – Канюля высокопоточная назальная для взрослых (размер L), производства «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань (для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	106 из 136



Фотографическое изображение 105 – Датчик оптоэлектронный пульсоксиметрический ДОПпн-«Тритон» по ТУ 9441-009-32119398-2001, производства ООО фирма "Тритон-ЭлектроникС", Россия (РУ №ФСР 2011/11675)
(для вариантов исполнения аппарата: 2 – 4)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	107 из 136



Фотографическое изображение 106 – Датчики пульсоксиметрические для подключения пациента к монитору, многократные U110-05, производства "Юнимед Медикал Сатплайз, Инк.", КНР (ПУ №ФСЗ 2011/11138)
(для вариантов исполнения аппарата: 2 – 4)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	108 из 136



Фотографическое изображение 107 – Датчик оптоэлектронный пульсоксиметрический ДОПн-«Тритон» по ТУ 9441-009-32119398-2001, производства ООО фирма "Тритон-ЭлектроникС", Россия (РУ №ФСР 2011/11675)
(для вариантов исполнения аппарата: 2 – 4)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	109 из 136



Фотографическое изображение 108 – Датчики пульсоксиметрические для подключения пациента к монитору, многозаровые U110-07, производства "Юнимед Медикал Сатплайз, Инк.", КНР (ПУ №ФСЗ 2011/11138)
(для вариантов исполнения аппарата: 2 – 4)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	110 из 136



Фотографическое изображение 109 – Модуль газоанализа дыхательной смеси (без отбора пробы) ТЭСМ.506001, производства ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия (для вариантов исполнения аппарата: 2 – 4)



Фотографическое изображение 110 – Вентиляционный адаптер взрослый/ детский ТЭСМ.706020 из состава Модуля газоанализа дыхательной смеси (без отбора пробы) ТЭСМ.506001, производства ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия
(для вариантов исполнения аппарата: 2 – 4)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	112 из 136



Фотографическое изображение 111 – Датчик катнографический Capnored в прямом потоке CMZ10, производства Qinhuangdao Каринуомаите Medical Equip ment S&T Co., Ltd., Кунтай, (для вариантов исполнения аппарата: 2 – 4)

 упз	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	113 из 136




Фотографическое изображение 112 – Адаптер датчика капнографического, одноразовый, взрослый-детский CSM01A из состава Датчика капнографического Capnomed в прямом потоке CMZ10, производства Qinhuangdao Каруномате Medical Equipr ment S&T Co., Ltd., Кунтай
(для вариантов исполнения аппарата: 2 – 4)

 упз	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	114 из 136




Фотографическое изображение 113 – Адаптер датчика капнографического, многоразовый, взрослый-детский TSM03-A-W из состава Датчика капнографического Capnomed в прямом потоке CMZ10, производства Qinhuangdao Kapnuomaite Medical Equipment S&T Co., Ltd., Кунтай (для вариантов исполнения аппарата: 2 – 4)

 КРЭТ упр	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	115 из 136



Фотографическое изображение 114 – Катетер баллонный эзофагеальный NutriVent™ к/н 09031016,
производства SIDAM s.r.l., Италия
(для вариантов исполнения аппарата: 3 – 4)

 упз	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	116 из 136



Фотографическое изображение 115 – Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: Дыхательные вирусно-бактериальные фильтры для аппарата, производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания (РУ №ФСЗ 2009/03551)
 (для вариантов исполнения аппарата: 3 – 4)

 КРЭТ упр	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	117 из 136




Фотографическое изображение 116 – Фильтр, к/н 010-740, производства «Флексикэр Медикал Лимитед»,
 Великобритания
 (для вариантов исполнения аппарата: 3 – 4)

 КРЭТ упр	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	118 из 136



Фотографическое изображение 117 – Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00, производства «Шэньчжэнь Майндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.», Китай (для вариантов исполнения аппарата: 4)

 упз	Фотографические изображения	Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023	Дата пересмотра	26.04.2024
		Страница	119 из 136



Фотографическое изображение 118 – Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: Соединители с портом жесткие прямые, производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания (ПУ №ФСЗ 2009/03551)
(для вариантов исполнения аппарата: 4)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	120 из 136




*Фотографическое изображение 119 – Влажоотделитель DRYLINE Water Trap, Adult модель 60-13100-00, производства «Шэньчжэнь Майндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.», Китай
(для вариантов исполнения аппарата: 4)*

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	121 из 136




Фотографическое изображение 120 – Влагосборник, взрослый/детский, модель 100-000080-00, производства «Шэньчжэнь Майндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.», Китай (для вариантов исполнения аппарата: 4)

 упз	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	122 из 136



*Фотографическое изображение 121 – Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00, производства «Шэньчжэнь Майндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.», Китай
(для вариантов исполнения аппарата: 4)*

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	123 из 136



Фотографическое изображение 122 – Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии: Линия мониторинга содержания углекислого газа, производства "Интерседжикал Лтд.", Великобритания (ПУ №ФСЗ 2009/03551)
(для вариантов исполнения аппарата: 4)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	124 из 136

Раздел 3. Принадлежности



//

Фотографическое изображение 123 – Вставка плавкая ВП2Б-1В 3,15 А 250 В, АГО.481.303 ТУ
(для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	125 из 136




Фотографическое изображение 124 – Модуль АКБ (съёмный), Р72.17.130, производства АО «УПЗ», Россия
(для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	126 из 136




Фотографическое изображение 125 – Адаптер питания, Р72.31.100, производства АО «УПЗ», Россия
(для всех вариантов исполнения аппарата)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	127 из 136




*Фотографическое изображение 126 – HEPA-фильтр, Р70.11.471, производства АО «УПЗ», Россия
(для всех вариантов исполнения аппарата)*

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	128 из 136




*Фотографическое изображение 127 – Коннектор в сборе, Р72.15.320, производства АО «УПЗ», Россия
(для всех вариантов исполнения аппарата)*

 КРЭТ упр	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	129 из 136



*Фотографическое изображение 128 – Мембрана, Р72.15.340, производства АО «УПЗ», Россия
(для всех вариантов исполнения аппарата)*

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	130 из 136



*Фотографическое изображение 129 – Патрубок в сборе, Р70.10.230, производства АО «УПЗ», Россия
(для всех вариантов исполнения аппарата)*


	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	131 из 136



*Фотографическое изображение 130 – Уплотнитель прижимной, Р70.10.214,
производства АО «УПЗ», Россия
(для всех вариантов исполнения аппарата)*

 КРЭТ упз	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	132 из 136

Раздел 4. Транспортная упаковка




Фотографическое изображение 131 – Упаковка (п/транспортная)

	Фотографические изображения	Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023	Дата пересмотра	26.04.2024
		Страница	133 из 136




Фотографическое изображение 132 – Маркировка упаковки (транспортной)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	134 из 136




Фотографическое изображение 133 – Маркировка упаковки (транспортной)

	Фотографические изображения		Р70.ТФ.202	
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент» по ТУ 32.50.21-017-07509215-2023		Дата пересмотра	26.04.2024
			Страница	135 из 136



Фотографическое изображение 134 – Маркировка упаковки (транспортной)



Фотографическое изображение 135 – Маркировка упаковки (транспортной)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
сто тридцать шесть (*136*) листов

Генеральный директор
Валутов Ю.М.

