«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Виста Оптикал»

_____ И.Кошкина

«20» октября 2011 г.

М.п.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению линз очковых для коррекции зрения производства фирмы « INDUSTRIAS DE OPTICA, S.A.U.», Испания, (ИНДУСТРИАС ДЕ ОПТИКА С.А.У), «INDO LENS GROUP, S.L.U.», Испания (ИНДО ЛЕНС ГРУП С.Л.У.).

1. Линзы очковые для коррекции зрения применяются для производства корригирующих очков изготавливаемых для пациентов, нуждающихся в их применении по медицинским, профессиональным и эстетическим показаниям.
2. Линзы очковые для коррекции зрения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51044-97 и подбираются в соответствии с рецептом врача.
3. Противопоказанием к применению можно считать:
   - несоответствие оправ требованиям ГОСТ Р 51044-97;
   - индивидуальная не переносимость данного вида коррекции зрения;
   - не возможность коррекции зрения данным методом.
4. Линзы очковые для коррекции зрения фиксируются оправой в заданном положении. Правила установки линз в оправу указанны в ГОСТ Р 51193-98.
5. Правила хранения и использования:
   - транспортировка линз очковых для коррекции зрения производиться всеми видами крытого транспорта.
   - не допускается прикладывать к линзам очковым значительные механические усилия;
   - готовые очки следует хранить в футляре либо в иной упаковке исключающей возможность механического повреждения;
   - срок сохраняемости линз: из полимерного материала – не менее 5 лет;
   - протирать линзы очковые можно только замшевой или иной мягкой салфеткой;
   - не допускается класть готовые очки линзами вниз на твердую поверхность

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ