Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр фармакотерапии» (ООО «НИЦФ»), г.Санкт-Петербург

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия для диагностики in vitro

Среда питательная для выделения сальмонелл сухая. Висмут-сульфит-агар по ТУ 20.59.52-055-39484474-2017

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Варианты исполнения:

1. Висмут-сульфит агар, по 100 г в банках полимерных вместимостью 500 мл, до 15 шт в картонном ящике;

2. Висмут-сульфит агар, по 150 г в банках полимерных вместимостью 500 мл, до 15 шт в картонном ящике;


3. Висмут-сульфит агар, по 200 г в банках полимерных вместимостью 500 мл, до 15 шт в картонном ящике;

4. Висмут-сульфит агар, по 250 г в банках полимерных вместимостью 500 мл, до 15 шт в картонном ящике.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Варианты исполнения:


5. Висмут-сульфит агар, по 500 г в банках полимерных вместимостью 1000 мл, до 15 шт в картонном ящике;

6. Висмут-сульфит агар, по 1000 г в банках полимерных вместимостью 1000 мл, до 15 шт в картонном ящике.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Варианты исполнения:

7. Висмут-сульфит агар, по 2000 г в банках полимерных вместимостью 5500 мл, до 6 шт в картонном ящике;

8. Висмут-сульфит агар, по 5000 г в банках полимерных вместимостью 5500 мл, до 6 шт в картонном ящике.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

НИЦФ
НИЦФ
НИЦ
НИЦФ
Среда питательная
для выделения сальмонелл сухая.
Висмут-сульфит-агар
ТУ 20.59.52-055-39484474-2017
2 °C
25 °C

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

скреплено подписью и печатью

10 (десять) лист 08

Генеральный директор ООО «НИЦФ»

_____ Е.Г. Плинер

МП «15» марта 2018 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НИЦФ»
_____ Е.Г.Плинер
«17» августа 2017 г

Макеты этикеток первичной упаковки,
транспортной упаковки и упаковочного листа
медицинского изделия для диагностики in vitro
«Среда питательная для выделения сальмонелл сухая.
«Висмут-сульфит-агар»
по ТУ 20.59.52-055-39484474-2017.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет этикетки первичной упаковки медицинского изделия для диагностики in vitro
«Среда питательная для выделения сальмонелл сухая. «Висмут-сульфит-агар»
по ТУ 20.59.52-055-39484474-2017.

Размер этикетки 240 мм на 70 мм.

Этикетка предназначена для маркировки всех вариантов исполнения, с указанием конкретного варианта исполнения при заполнении данных на конкретную серию изделия.

Этикетка из бумаги этикеточной (ГОСТ 7625) наклеивается на:

- банки полимерные вместимостью 500 мл.
- банки полимерные вместимостью 1000 мл;
- банки полимерные вместимостью 5500 мл.

НИЦФ

ООО «Научно-исследовательский центр фармакотерапии» (ООО НИЦФ)
192236, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.Белы Куна,30, лит.А пом.18Н офис 300 тел./факс (812) 327 5581, e-mail: nicf@nicf.spb.ru
Рег.№_____Дата регистрации_____

Среда питательная для выделения сальмонелл сухая. Висмут-сульфит-агар ТУ 20.59.52-055-39484474-2017

Вариант исполнения: масса _____ г
в банке вместимостью _____ мл
Серия_____

Годен до_____

Гигроскопичен
Светочувствителен
для профессионального применения
только для диагностики in vitro

СОСТАВ на 1 л среды:

ГМФ-основа	23,47 г
дрожжевой экстракт	3,00 г
глюкоза	8,00 г
натрия хлорид	2,40 г
натрий фосфорнокислый двузамещенный	3,63 г
натрий сернистокислый	5.50 г
бриллиантовый зеленый	0,017 г
железо (II) сернокислое 7-водное	1,32 г
висмут III лимоннокислый	2,50 г
натрий углекислый	0,63 г
агар микробиологический	11,0 г

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 °С.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СРЕДЫ:

61,47 г сухой среды размешать в 1 л дистиллированной воды, кипятить 3 мин при постоянном перемешивании до полного расплавления агара. **НЕ АВТОКЛАВИРОВАТЬ!** Среду охладить до 45-50^{0}С. Измерить pH готовой среды. *Готовая среда, pH которой выходит за пределы интервала 7,2-7,6 ед.pH, использованию не подлежит.*

Среду тщательно перемешать и разлить в чашки Петри слоем 4-5 мм. Чашки оставить на рабочем столе с открытыми крышками для застывания и подсушивания при температуре 18-25 ^{0}С в течение 20-40 мин. Готовая среда представляет собой плотный студень зеленого цвета. Возможны нерастворимые включения коричневого цвета.

Готовую среду можно использовать в течение 72 ч с момента приготовления. До использования чашки со средой хранить в темноте при температуре (2-8^{0}С).

Дополнительная информация приведена в инструкции по применению.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет этикетки транспортной упаковки медицинского изделия для диагностики in vitro «Среда питательная для выделения сальмонелл сухая. «Висмут-сульфит-агар»
по ТУ 20.59.52-055-39484474-2017.

Размер этикетки: длина 280 мм, ширина 190 мм.

Этикетка предназначена для маркировки всех вариантов исполнения, с указанием конкретного варианта исполнения при заполнении данных на конкретную серию изделия.

Этикетка из бумаги этикеточной (ГОСТ 7625) наклеивается на ящик из гофрированного картона.

НИЦФ

ООО «Научно-исследовательский центр фармакотерапии»
192236, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.Белы Куна,30, лит.А пом.18Н, офис 300
тел./факс (812) 327 5581, e-mail: nicf@nicf.spb.ru

Среда питательная
для выделения сальмонелл сухая.
Висмут-сульфит-агар

ТУ 20.59.52-055-39484474-2017


Вариант исполнения:

по _____ г в банках полимерных вместимостью_____ мл

Количество банок в ящике, шт	
Масса нетто, кг	
Масса брутто, кг	
Серия №	
Дата изготовления	
Годен до	

Хранить в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 °С

ГИГРОСКОПИЧЕН!
СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЕН!
Для профессионального применения
Только для диагностики in vitro





ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО «Научно-исследовательский центр фармакотерапии»
192236, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.Белы Куна,30, лит.А пом.18Н, офис 300
тел./факс (812) 327 5581, e-mail: nicf@nicf.spb.ru

Среда питательная для выделения сальмонелл сухая. Висмут-сульфит-агар

ТУ 20.59.52-055-39484474-2017

Вариант исполнения:

по _____ г в банках полимерных вместимостью_____ мл

Количество банок в ящике _____ шт

Серия №_____

Дата изготовления_____

Годен до_____

Хранить в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 °С

Номер упаковщика_____

Дата упаковки_____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Прошито, пронумеровано,
скреплено подписью и печатью
4 (четыре) лист а

Генеральный директор ООО «НИЦФ»

_____ Е.Г. Плинер

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU