Фотографические изображения медицинского изделия

Комплекс рентгеновский диагностический КРД-«ЭКСПЕРТ»


по ТУ 9442-025-1150760-2008

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ




Фотография 1 – Комплекс рентгеновский диагностический КРД-ЭКСПЕРТ. Вариант внешнего вида комплекса в комплектации: Стол телеуправляемый серии OPERA, Стойка снимков и Система позиционирования серии Vision, Кронштейн с излучателем в сборе серии Vision

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 2 – КРД-ЭКСПЕРТ. Образец внешнего вида варианта маркировки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Фотография 3 – Штатив. Образец внешнего вида варианта маркировки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Фотография 4 – Стойка. Образец внешнего вида варианта маркировки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Фотография 5 – Кронштейн с излучателем в сборе. Образец внешнего вида варианта маркировки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Фотография 6 – Стол пациента. Образец внешнего вида варианта маркировки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 7 – Стол-каталка серии SUR. Образец маркировки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 8 – Система позиционирования рентгеновская SUR-10-2680 (подставка для ног). Вариант внешнего вида маркировки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Фотография 9 – Устройство рентгеновское питающее РПУ. Вариант внешнего вида маркировки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Фотография 10 – Штатив RDK по спецификации, включающей Систему позиционирования рентгеновскую в комплектации со Столом со штативом снимков ТОМОС в исполнении ТОМОС-ДЕ

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 11 – Стол телеуправляемый серии OPERA

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 12 – Излучатель рентгеновский серии ИРД и коллиматор серии CRUX в сборе, установленные на кронштейн штатива

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Фотография 13 – Маркировка излучателя рентгеновского серии ИРД


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 14 а – Излучатель рентгеновский XRPS по спецификации моноблок с трубкой IAE (вариант внешнего вида)


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU





Фотография 146 – Излучатель рентгеновский XRPS по спецификации (моноблок с трубкой IAE). Вариант внешнего вида маркировки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU





Фотография 15 – Коллиматор CRUX и маркировка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 16 – Коллиматор Ralco серии R 302/A и излучатель серии ИРД (под декоративной крышкой)






Фотография 17 – Коллиматор Ralco серии R 302/A. Маркировка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Фотография 18 – Стойка RTOMO по спецификации включающей стойку снимков серии O-RS30/EL

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Фотография 19 – Стойка RTOMO по спецификации в комплектации Стойка снимков серии СС в исполнении СС-ДП

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Фотография 20 – Стойка RTOMO по спецификации, включающей Стойку снимков серии Vision

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Фотография 21 – Система позиционирования серии Vision

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 22 – Решетка фокусирующая (растр рентгеновский) вариант исполнения серии JPI GRID в составе Стойки RTOMO

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 23 – Маркировка решетки фокусирующей (растр рентгеновский) серии JPI GRID

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 24 – Кронштейн с излучателем в сборе по спецификации включающей
Систему позиционирования серии MSP-EV/EL, Излучатель RTC 700HS, IAE и Коллиматор серии Ralco R 225 ACS DHHS

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Фотография 25 – Кронштейн с излучателем в сборе по спецификации включающей
Систему позиционирования серии Vision, включающий излучатель RTM101HS, IAE, коллиматор серии Ralco R

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Фотография 26 – Излучатель RTC 700HS, IAE (под декоративной крышкой)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Фотография 27 – Коллиматор серии Ralco R 221 ACS DHHS




Фотография 28 – Коллиматор серии Ralco R 221 ACS DHHS. Маркировка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Фотография 29 – Излучатель серии RTM101HS, IAE SpA

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 30 – Излучатель серии RTM101HS, IAE SpA. Маркировка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Фотография 31 – Коллиматор серии Ralco R 225 ACS DHHS

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотография 32 – Коллиматор серии Ralco R 225 ACS DHHS. Маркировка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Фотография 33 – Стол пациента RTOMO по спецификации в комплектации Стол со штативом снимков TOMOC в исполнении TOMOC-ДЕ

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 34 – Стол пациента RTOMO по спецификации в комплектации: стол телеуправляемый серии OPERA MTOE

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Фотография 35 – Стол пациента RTOMO по спецификации в комплектации: стол снимков серии Vision

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 36 – Стол-каталка серии DFSCR, Shanghai Hanqing High-Tech Co

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 37 – Стол-каталка серии SUR


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 38 – Система позиционирования рентгеновская согласно п.4.1 таблицы комплектности ТУ

(вариант внешнего вида)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 39 – Маркировка системы позиционирования рентгеновской по спецификации, включающей вариант комплектности с подставкой для ног серии Roesys 0505




Фотография 40 – Маркировка системы позиционирования рентгеновской по спецификации, включающей вариант комплектности с подставкой для ног SUR-10-2680

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Фотография 41 – Устройство рентгеновское питающее, включающее РПУ XRPS-10 в комплектации в варианте с генератором рентгеновским серии OPERA, Communications & Power Industries Canada Inc., Канада

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 42 – Устройство рентгеновское питающее, включающее РПУ XRPS-10 в комплектации в варианте с генератором рентгеновским серии OPERA, Communications & Power Industries Canada Inc., Канада. Образец маркировки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 43 – Устройство рентгеновское питающее, включающее РПУ XRPS-10 в комплектации в варианте с генератором рентгеновским серии Indico IQ, Communications & Power Industries Canada Inc., Канада. Образец маркировки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 44 – Устройство рентгеновское питающее, включающее РПУ XRPS-10 в комплектации в варианте с генератором рентгеновским серии EPS, Emd Technologies

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 45 – Генератор рентгеновский серии EPS, Emd Technologies. Образец маркировки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 46 – Устройство рентгеновское питающее, включающее РПУ XRPS-10 в комплектации в варианте с генератором рентгеновским серии PROGEN, Listem Corporation

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Фотография 47 – Генератор рентгеновский, серии PROGEN, Listem Corporation. Образец маркировки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 48 – Устройство рентгеновское питающее, включающее РПУ XRPS-10 в комплектации в варианте с генератором
дель RV-71RF, Zhuhai Rayimaging Technology Co, Китай

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Фотография 49 – Генератор рентгеновский, модель RV-71RF, Zhuhai Rayimaging Technology Co, Китай. Образец маркировки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 50 – Устройство рентгеновское питающее, включающее РПУ XRPS-10 в комплектации в варианте с генератором рентгеновским, модель Cetus High Voltage Tech

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 51 – Гандарасо рентгеновский, модель Cetus High Voltage Tech. Образец маркировки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 52 – Кабель высоковольтный с комплектом монтажных частей в варианте комплектования кабелем высоковольтным с комплектом монтажных частей серии Wanbo

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU






Фотография 53 – Стабилизатор согласно п.5.2 таблицы комплектности ТУ в варианте комплектования стабилизатором серии СНЭ (вариант внешнего вида)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Фотография 54 – Стабилизатор согласно п.5.2 таблицы комплектности ТУ в варианте комплектования стабилизатором серии АСН

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 55 – Камера согласно п.6 таблицы комплектности ТУ в варианте комплектования
визуализации рентгеновских изображений СВР, ТУ 9442-039-11150760-2015, РУ № РЗН 2016/5112, АО «НИПК «Электрон»
(вариант внешнего вида для комплектования на Стойку)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 56 – Камера согласно п.6 таблицы комплектности ТУ в варианте комплектования
Система визуализации рентгеновских изображений СВР, ТУ 9442-039-11150760-2015, РУ № РЗН 2016/5112, АО «НИПК «Электрон» (вариант внешнего вида для комплектования в Стол пациента)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



а) вид спереди


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



б) вид сзади

Фотография 57 – Камера согласно п.6 таблицы комплектности ТУ в варианте комплектования Система визуализации рентгеновских изображений СВР, ТУ 9442-039-11150760-2015, РУ № РЗН 2016/5112, АО «НИПК «Электрон» (с функцией wi-fi, вариант внешнего вида для комплектования в Стол пациента)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Фотография 58 – Система визуализации рентгеновских изображений СВР. Образец внешнего вида маркировки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Фотография 59 – Блок питания камеры (детектора)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Фотография 60 – Блок питания камеры (детектора). Маркировка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



а) – зарядное устройство


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



б) – образец шильда зарядного устройства

Фотография 61 – Зарядное устройство камеры (детектора с функцией wi-fi) и маркировка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 62 – Батарея аккумуляторная камеры (детектора с функцией wi-fi) и маркировка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 63 – Рентгенодиагностический программно-аппаратный комплекс (РПАК) в составе CWS по спецификации АО «НИПК «Электрон». Вариант общего вида

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	**Рентгенодиагностический программно-аппаратный комплекс РПАК**
Серийный номер	NN0553538
Дата изготовления	2022-10
Обозначение	CWS-00-2700
Серийный номер МИ	GP0005872
Изготовитель	АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-20-0002-02



~220 В, 50 Гц, 2500 ВА

Наименование	**Станция рабочая (АРМ1)**
Серийный номер	NN0043470
Дата изготовления	2022-10
Обозначение	WST1-00-5700
Серийный номер МИ	GP0005872
Изготовитель	АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-20-0002-02



~220В, 50Гц, 6А

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	**Рентгенодиагностический программно-аппаратный комплекс РПАК**
Серийный номер	NN0553538
Дата изготовления	2022-10
Обозначение	CWS-00-2700
Серийный номер МИ	GP0005872
Изготовитель	АО “НИПК “ЭЛЕКТРОН”

NP-20-0002-02



~220 В, 50 Гц, 2500 ВА


Наименование	**Станция рабочая (АРМ1)**
Серийный номер	NN0043470
Дата изготовления	2022-10
Обозначение	WST1-00-5700
Серийный номер МИ	GP0005872
Изготовитель	АО “НИПК “ЭЛЕКТРОН”


NP-20-0002-02



~220В, 50Гц, 6 А

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU





Фотография 64 – Вариант внешнего вида маркировки РПАК, рабочих станций АРМ и сервера

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Фотография 65 – Станция рабочая оператора/ рентген-лаборанта (АРМ1). Вариант внешнего вида.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 66 – Станция рабочая врача (АРМ2). Вариант внешнего вида

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 67 – Станция рабочая регистратора (АРМ3). Вариант внешнего вида

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU





Фотография 68 - Монитор модель серии C Nanjing Jusha Display Technology Co с маркировкой

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 69 - Монитор модель серии R Nanjing Jusha Display Technology Co с маркировкой

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 70 - Монитор серии E, производства HP Inc с маркировкой

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 71 - Монитор серии Dell, производства Dell Inc с маркировкой

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 72 - Мониторы модели серии GW и BL, BenQ, Китай, Тайвань с маркировкой

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 73 - Монитор модель серии S1 и серии B1, производства Philips и маркировка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 74 - Монитор модель серии F, Samsung и маркировка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 75 - Монитор модель серии Professional X24P1, AOC и маркировка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 76 - Монитор серии VA, производства ASUS и маркировка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU





Фотография 77 - Монитор модель серии G, Gigabyte и маркировка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 78 - Монитор модель серии B, ACER и маркировка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU









Фотография 79 – Мониторы модели серии ProLite T2453MTS, ProLite T2453MIS и маркировка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Фотография 80 – Источник бесперебойного питания EATON и маркировка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 81 – Источник бесперебойного питания APC и маркировка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 82 – Стойка приборная. Вариант исполнения по спецификации СП-815 (вариант внешнего вида)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



а) Вариант исполнения по спецификации СП-815



б) Вариант исполнения по спецификации СП-815

Фотография 83 – Стойка приборная (варианты внешнего вида)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 84 – Принтер лазерный серии Phaser, производства Xerox Limited. Внешний вид и маркировка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 85 – Принтер лазерный LaserJet, производства HP. Внешний вид и маркировка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 86 – Принтер лазерный серии Pantum, производства Zhuhai Pantum Electronics Co Внешний вид и маркировка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 87 – Принтер лазерный серии i-SENSYS Canon. Внешний вид и маркировка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 88 – Принтер лазерный модель серии HL, производства Brother и маркировка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 89 – Сервер (вариант внешнего вида)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 67 – Камера медицинская термографическая мультформатная серии DRYPIX



Фотография 68 – Устройство для печати медицинских изображений, серии UP

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 90 – Камера мультиформатная термографическая серии Drystar



Фотография 70 – Камера лазерная мультиформатная серии DRYVIEW для печати медицинских изображений

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 71 – Камера лазерная мультиформатная серии DRYPRO

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 91 – Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1 по ТУ 9441-109-31867313-2012, НПП «Доза», Россия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 92 – Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М по ТУ 9441-109-31867313-2012, НПП «Доза», Россия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 93 – Окно рентгенозащитное, ЗАО «Ренекс»

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 94 – Окно ОАР3 по ТУ 6968-002-91065324-2016 ООО «ПКФ «Промет-Урал», Россия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



а) – образец жилета рентгенозащитного



б) – образец набора рентгенозащитных пластин

Фотография 95 – Комплект индивидуальных средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«ПРОМЕТ» по ТУ 14.12.30-001-39575739-2019 ООО «ПРОМЕТ ПЕРСОНАЛ ПРОТЭКШЭН», Россия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Фотография 96 – Образцы из Комплекта индивидуальных поливинилхлоридно-свинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения РУ № ФСР 2008/03184, ЗАО «Ренекс»

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фотография 97 – Устройство переговорное АРЦ1-2410 (микрофон располагается на столе АРМ1)



Фотография 98 – Устройство переговорное АРЦ1-2410. Вариант внешнего вида маркировки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



№ GP*******

МЕСТО №	1/X
Контракт №	**********
Заказчик	**********
Поставщик	**********
Грузополучатель	**********
Пункт назначения	**********


БРУТТО *** кг

НЕТТО *** кг

xx*** см

Грузоотправитель
АО «НИПК «Электрон»
197758, г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.
Г. Поселок Песочный,
ул. Садовая, д.88, стр.1, помещ. 8Н

ВНИМАНИЕ!
Вскрывать только в присутствии представителя поставщика



Фотография 99 – Комплекс рентгеновский диагностический КРД. Упаковка и маркировка упаковки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 102 (Сто два) лист(ов)

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА СЕРТИФИКАЦИИ
ДЕНИСОВА О.А.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ № 5 [illegible]

Научно-исследовательская производственная компания Акционерное общество НИПК "ЭЛЕКТРОН" ИНН 7811012767 Санкт-Петербург

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU