
Фотографические изображения общего вида


набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к вирусу краснухи» «ИФА-Краснуха-IgG»

Комплект №1 Серия 01 от 2020.03.



ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ


Комплект №2 Серия 04 от 2020.03



Генеральный директор ЗАО "ЭКОлаб» Т.Ю.Гашенко


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Комплект №1 Серия 03 от 2020.03.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Комплект №2 Серия 02 от 2020.03



Генеральный директор ЗАО “ЭКОлаб» Т.Ю.Гашенко

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
4 лист а
Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"
_____ Гашенко Т.Ю.
01 2021г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения **ЗАО "ЭКОлаб"**

Тест-система иммуноферментная для определения антител класса G к вирусу краснухи

ИФА-Краснуха-IgG

Комплект №1 — **Набор рассчитан на проведение 96 анализов, включая контрольные**

Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
КП1, КП2 , КП3, КП4, КП5, КП6, инактивированные	по 1 фл. (1,5 мл)
КО, инактивированный	1 фл. (1,5 мл)
Конъюгат	1 фл. (13 мл)
РИ	1 фл. (13 мл)
ФСБ-Т(х25)	2 фл. (по 40 мл)
РРО	1 фл. (по 15 мл)
РПРО	1 фл. (по 15 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12,5 мл)
Одноразовые наконечники для автоматических пипеток	16 шт.
Вспомогательный планшет для предварительного разведения образцов	1 шт.

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости	4 шт.
Клейкая пленка для планшетов	4 шт.
Карточка маркировки стрипов по инфекциям	1 шт.

HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

_____ В.Ю. Борисов

«10» 02 2020 год.

Для профессионального применения **ЗАО "ЭКОлаб"**

ИФА-Краснуха-IgG

ТУ 9398-069-70423725-2020

РУ №ФСР 2010/08229 от 23.05.2018

Комплект №1 Каталожный № 06.02.1

Серия 01 Контрольный № 142


Дата изготовления: 2020.03.17


Годен до: 2021.09.17


06.02.1


Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.
































Директор производства ДП: _____ Осинская А.Д.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU